



PL

WKB002
Instrukcja obsługi
WE-2020-WKB002-1

PRESOTERAPIA I TERMOTERAPIA



Firma zastrzega sobie prawo do zmiany szczegółów dotyczących produktów bez wcześniejszego powiadomienia. W przypadku stwierdzenia błędów w niniejszej instrukcji, prosimy o przesłanie nam e-maila z informacją, abyśmy mogli je poprawić.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

• Elementy te mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

• Wygląd produktu może różnić się od przedstawionego na zdjęciu.

Nr.	PRODUKT	SZT.
1	PRAWA NOGA	1
2	LEWA NOGA	1
3	PRAWY RAMIE	1
4	LEWE RAMIE	1
5	PRAWA STOPA	1
6	LEWA STOPA	1
7	PAS	1
8	PRZEWÓD KOCA	1
9	PRZEWODY	1
10	JEDNOSTKA GŁÓWNA	-
11	KABEL ZASILAJĄCY	-



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Podłącz przewód zasilający przez tylny panel.
2. Podłącz prawidłowo przewody do


tylnego panelu. Postępuj zgodnie z instrukcjami numerycznymi. Cieńsze przewody od 1 do 5 są używane do termoterapii, a grubsze przewody od 0 do 9 są używane do presoterapii.

3. Umieść koc z przewodami na płaskiej powierzchni tak, aby pacjent mógł się na nim położyć. Przykryj koc papierem jednorazowego użytku, aby zapewnić odpowiednie warunki higieniczne.

4. Owiń kombinezon wokół ciała użytkownika. Pamiętaj, aby pod kombinezonem do presoterapii stosować odzież jednorazową.

5. Włącz przycisk zasilania na przednim panelu i kliknij na logo Weelko, aby wybrać żądane menu.

6. Wybierz "pressotherapy" dla zabiegów presoterapii lub "far infrared"



7. W funkcji presoterapii, menu "MODE" umożliwia wybór jednego z czterech programów. Zaleca się, aby zacząć od C i wybierać pozostałe programy w zależności od potrzeb pacjenta.

- Tryb A wypełnia powietrzem sekcje od 0 do 9. Sekcja 0 zostaje opróżniona, gdy nadmuchiwana jest sekcja 1. Sekcja 1 jest opróżniana, gdy nadmuchiwana jest sekcja 2 i tak dalej od jednej sekcji do drugiej. Na końcu programu sekcje od 0 do 9 są nadmuchiwane jednocześnie i program rozpoczyna się od nowa.

- Tryb B napętnia powietrzem sekcje od 0 do 9. Sekcja 0 jest opróżniana, gdy napętniana jest sekcja 2. Sekcja 1 jest opróżniana, gdy nadmuchiwana jest sekcja 3 i tak dalej od jednej strony do drugiej. Na końcu programu sekcje od 0 do 9 są napętniane powietrzem jednocześnie i program rozpoczyna się od nowa.

- Tryb C napętnia powietrzem sekcje od 0 do 9. Najpierw nadmuchiwana jest sekcja 0, następnie sekcja 1, później sekcja 2 i tak dalej przez wszystkie sekcje. Na końcu programu zaczyna się ponownie od sekcji 0.

- Tryb D wypełnia powietrzem jednocześnie trzy

sekcje: nogi, brzuch i ręce od dołu do góry.

Jeśli nie chcesz korzystać z konkretnego trybu, urządzenie pozwala wybrać sekcje oddzielnie i dostosować intensywność inflacji każdej sekcji. Wystarczy nacisnąć obszar, który ma być poddany zabiegowi i regulować jego intensywność za pomocą przycisków "+" i "-".

8. Menu "LEVEL" umożliwia regulację 3 poziomów intensywności pompowania.
9. Menu "TIME" pozwala na regulację czasu trwania zabiegu. Domyślny czas trwania to 30 minut.
10. W funkcji termoterapii urządzenie wyposażone jest w 5 sekcji zabiegowych. Temperatura może być regulowana oddzielnie w każdej sekcji.

Menu "TIME" służy do regulacji czasu trwania zabiegu. Domyślny czas trwania to 30 minut.

11. Naciśnij "PLAY/PAUSE", aby rozpocząć lub wstrzymać zabieg.

KONSERWACJA

- Podłączaj i odłączaj przewody ostrożnie, aby przedłużyć żywotność produktu. Urządzenie jest dostarczane z kocem do przechowywania przewodów, tak aby wszystkie były podłączone i odłączane w tym samym czasie. Należy podłączać i odłączać wyłącznie ogólny przewód zasilający znajdujący się w tylnej części urządzenia.

- Po użyciu należy wyczyścić kombinezon wilgotną ściereczką.

- Po zabiegu termoterapii należy otworzyć kombinezon, aby usunąć ciepło zmagazynowane podczas zabiegu.

UWAGA

- Należy uważać, aby nie napętnić poduszki powietrznej zbyt mocno, aby uniknąć zranienia użytkowników.

- Jeśli powierzchnia koca jest uszkodzona lub stara, proszę wymienić go na nowy koc, aby zapobiec przypadkowemu poparzeniu skóry lub porażeniu prądem.

- Podczas zabiegu należy sprawdzić z pacjentem, czy temperatura jest odpowiednia.

- Zaleca się, aby pacjent pił dużo wody przed i po zabiegu, aby uniknąć odwodnienia i udaru cieplnego.

- Pod kombinezonem do presoterapii należy stosować ochraniacz celulozowy, aby zapewnić najlepsze warunki higieniczne.

- Nigdy nie należy pozostawiać nagrzanego kombinezonu bez nikogo w śródku.

AKCESORIA

PRAWA NOGA
LEWA NOGA
PRAWA RĘKA
LEWA RĘKA
PAS
PRAWA STOPA
LEWA STOPA
PRZEWODY

DANE TECHNICZNE

Wagi i rozmiary	Wielkość opakowania (cm)	66x45x40
	Masa całkowita (kg)	18,5
	Rozmiar produktu (cm)	34x38x15
Charakterystyka pracy	Moc robocza	350 W
	Ciśnienie powietrza	0-0,4 kg/cm ²
	Przepływ powietrza	0,40 L/min.
	Rytm ciśnienia powietrza	0-15 s.
	Kanały powietrzne	10 (20 poduszek)
	Temperatura pracy	30-50°C
Charakterystyka elektryczna	Napięcie znamionowe	220V ~ 240V
	Częstotliwość	50Hz/60Hz
	Moc znamionowa	350 W

UWAGA

• Pod żadnym pozorem nie należy otwierać lub sprawdzać wewnętrznych komponentów lub akcesoriów maszyny. Jeśli kontrola okaże się konieczna, należy skontaktować się z dostawcą lub odpowiednio kompetentnym technikiem.

• Aby zapobiec uszkodzeniu elementów elektrycznych urządzenia, nigdy nie należy używać go w wilgotnych lub słabo wentylowanych pomieszczeniach, takich jak wilgotne pokoje, łazienki itp.

• Nigdy nie używać urządzenia na zewnątrz; narażenie na działanie czynników atmosferycznych może spowodować uszkodzenie.

• Jeśli przewód zasilający został uszkodzony, należy poprosić specjalistę o jego serwisowanie i wymianę, aby uniknąć niebezpieczeństwa, lub skontaktować się ze sprzedawcą w celu wykonania usługi.

• Nie stosować u kobiet w ciąży, u osób z wszczepionymi stymulatorami serca (wszelkie elektryczne lub rytmiczne urządzenia regulujące pracę serca) oraz u osób z infekcjami skóry.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC

Ten produkt spełnia następujące wymagania:

1. Warunki określone w dyrektywie niskonapięciowej: 2014/35/UE

2. Warunki określone w dyrektywie w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej: 2014/30/UE

UTYLIZACJA



Jeśli na którymkolwiek z naszych produktów elektrycznych lub ich opakowaniu znajduje się ten symbol, oznacza to, że produkty te nie powinny być traktowane w Europie jako zwykłe odpady domowe. Aby zapewnić właściwe przetwarzanie tych odpadów, należy pozbywać się ich zgodnie z lokalnymi przepisami lub zgodnie z wymogami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego. Ta inicjatywa pomoże zachować zasoby naturalne i poprawić standardy ochrony środowiska w odniesieniu do przetwarzania odpadów elektrycznych.

WITAJ!

Bardzo dziękujemy za zakup. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania produktu. Możesz również poprosić profesjonalistę o wskazówki, aby upewnić się, że używasz go prawidłowo. Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki powstałe w wyniku nieodpowiedniego użytkowania.