1 Page d'accueil



manuel d'utilisation Mediadent V8 Partie 1 : Mediadent

Table des Matières

1.	. Page d'accueil					
2.	. Page d'accueil 6-8					
3.	Ir	nformations utilisateur	9			
3.	1.	Configuration minimale requise	9			
3.	2.	Informations importantes pour l'utilisateur	10-11			
4.	N	ouveautés de Mediadent v8	12			
4.	1.	Modifier le layout de l'écran dans Mediadent	12-14			
4.	2.	Aperçu des icônes	14-19			
4.	3.	Nouveaux outils pour créer et modifier un bureau dans Mediadent v8	19-23			
4.	4.	Comment utiliser l'ancien aspect	23-26			
4.	5.	La visionneuse 3D	26-36			
5.	P	rise en main	37			
5.	1.	Aperçu des éléments de l'écran Mediadent	37-39			
5.:	2.	Acquérir une image	39-44			
5.3	3.	Travailler avec des images	44-49			
5.4	4.	Sauvegarde d'une image	49-50			
5.	5.	Impression d'images	50-54			
6.	C	aractéristiques spécifiques au module/appareil	55			
6.	1.	Morita Veraviewepocs PDC	55-57			
6.:	2.	Radiographie VDX	57-59			
6.	3.	X-Ray Optimum Air	59-60			
6.	4.	X-Ray Trident	60			
6.	5.	X-Ray MDP	60-61			
6.	6.	X-Ray iRay Technology	61-62			
6.	7.	X-Ray Promantix	62-63			
7.	U	tilisation Mediadent	64			
7.	1.	Travailler avec l'écran Mediadent	64			
7	7.1.1. Aperçu de l'écran Exporter un répertoire d'images 64-65					

7.1.2. Travailler avec des fenêtres	65-66
7.1.3. Travailler avec des bureaux	66-78
7.2. Travailler avec des images	78-79
7.2.1. Travailler avec le fenêtrage	79-82
7.2.2. Travailler avec des pseudo-couleurs	82-84
7.2.3. Travailler avec des annotations	84-93
7.2.4. Travailler avec la loupe	93-99
7.2.5. Travailler avec des zones d'intérêt	99-101
7.2.6. Travailler avec des filtres	101-104
7.2.7. Travailler avec la fonction d'optimisation	104-105
7.2.8. Comment utiliser le script de filtre	105-109
7.2.9. Travailler avec la fenêtre de filtre	109-111
7.3. Travailler avec le schéma dentaire	111
7.3.1. Travailler avec le schéma dentaire	111-114
7.3.2. Manipulation du capteur et de l'orientation	114-115
7.3.3. Travailler avec le guide de positionnement	115-116
7.4. Travailler avec le status	116-117
7.4.1. Travailler avec le status et la bibliothèque des images	117-121
7.4.2. Travailler avec le status en mode acquisition	121-125
7.4.3. Travailler avec l'impression du status plein écran	125-136
7.5. Travailler avec la bibliothèque des images	136
7.5.1. Aperçu des propriétés de l'image	136-138
7.5.2. Aperçu des informations supplémentaires et des mots-clés spécifiques	138-142
7.5.3. Aperçu des commandes du dossier de la bibliothèque des images	142
7.5.4. Travailler avec la bibliothèque des images	142-147
7.5.5. Comment archiver des images dans Mediadent	147-151
7.5.6. Spécifier le nom de l'image par défaut	151-153
7.6. Travailler avec des modules Mediadent	153
7.6.1. Travailler avec le module Générateur de rapports	153-164
7.7. Travailler avec le module d'acquisition images vidéo	164

7.7.1. Travailler avec le module d'acquisition images vidéo	164-170
7.8. D.F.O : Généralités	170
8. Tutoriels	171
8.1. Aperçu Tutoriels	171
8.2. L'écran Mediadent	171
8.2.1. Comment sélectionner plus de fenêtres	172
8.2.2. Comment personnaliser l'ensemble d'icônes	172-178
8.2.3. Comment choisir le bureau idéal	178-179
8.2.4. Comment supprimer un bureau	179-181
8.2.5. Comment changer les informations sur les praticiens	181
8.2.6. Comment configurer le bureau	181-188
8.2.7. Comment charger un autre bureau	188-194
8.2.8. Comment déplacer la loupe	194-196
8.3. La bibliothèque des images Mediadent	196
8.3.1. Comment déplacer les images d'un patient à l'autre	196-198
8.3.2. Comment trouver les patients récemment consultés	198-199
8.3.3. Comment rechercher des images	199-204
8.4. Mediadent manipulation des images	204
8.4.1. Comment activer le négatoscope	204
8.4.2. Comment calibrer une image	204-210
8.4.3. Comment récupérer une image supprimée	210
8.5. Le status Mediadent	210
8.5.1. Comment créer un status	210-216
8.6. Mediadent exporter/importer	216
8.6.1. Comment envoyer une image par e-mail	216-219
8.6.2. Comment exporter plusieurs images d'un patient	219-221
8.6.3. Comment graver un CD avec des images de Mediadent	222-223
8.6.4. Comment envoyer n'importe quel type de fichier de l'explorateur de fichiers à Mediadent	223-228
8.7. Mediadent automatisation	228

8.7.1. Comment créer une macro	228-235
9. Nouveau : Questions et réponses	236
9.1. Que faire lorsque Mediadent est lancé en mode DEMO ?	236-237
10. Mediadent Configuration	238
10.1. Avis	238
10.2. Aperçu Configuration Mediadent	238
10.3. Configuration générale	238-241
10.4. Configuration régionale	241-244
10.5. Configuration écran	244-252
10.6. Configuration archivage	252-254
10.7. Autres configurations et maintenance	254
10.8. Modules	254-256
11. Mediadent Configuration du module	257
11.1. Le module d'optimisation	257-261
12. Généralités	262
12.1. Une fenêtre	262
12.2. Un bureau	262-263
12.3. Un status	263-264
12.4. Bibliothèque globale et bibliothèque du patient	264
12.5. Comment fonctionne l'histogramme ?	264-265
13. Obtenir une assistance	266
14. Identification	267

2 Page d'accueil

Utilisation prévue:

Mediadent est un logiciel d'imagerie destiné aux professionnels de la médecine dentaire et maxillo-faciale, c'està-dire aux dentistes, orthodontistes et assistants dentaires agréés. Mediadent permet de visualiser, de traiter et de sauvegarder des images numériques ou numérisées acquises à l'aide de dispositifs d'imagerie dentaire. Avec Mediadent, les images peuvent être envoyées vers différents systèmes d'archivage et de communication.

Le logiciel Mediadent doit être utilisé sur un ordinateur équipé d'un système d'exploitation Windows dans le cabinet dentaire ou dans l'espace de travail du dentiste (bureau).

Mediadent propose divers outils de traitement d'images numériques pour améliorer la qualité et la valeur diagnostique des images 2D et 3D acquises. Il permet à l'utilisateur d'agrandir/réduire les images, d'appliquer des filtres prédéfinis tels que la netteté et le contraste des images et d'effectuer des mesures sur les images. Le module Dental Facial Orthopedics (D.F.O.) permet à l'orthodontiste et au chirurgien maxillo-facial d'effectuer une analyse céphalo automatisée.

Mediadent vise à faciliter l'interprétation des images en fournissant à l'utilisateur une vue claire et améliorée de la santé dentaire du patient et à soutenir ensuite le diagnostic, la planification du traitement et le suivi.

Risque résiduel:

Corilus souhaite attirer l'attention sur les risques résiduels suivants liés à l'utilisation de Mediadent :

- 1. Les bugs logiciels sont inhérents à tout système logiciel, tel que Mediadent. Corilus a mis en place des processus pour prévenir, identifier et résoudre les bugs connus en temps voulu. Malgré ces efforts, le risque d'un bug inconnu dans Mediadent, qui pourrait potentiellement conduire à un traitement erroné des informations ou à un affichage incorrect, est néanmoins intrinsèquement présent.
- 2. Corilus attache la plus grande importance à la sécurité des informations et à la protection des données pour ses produits et services connexes. Néanmoins, la cybersécurité est une responsabilité conjointe entre Corilus et les utilisateurs du logiciel et un incident de sécurité reste toujours un risque potentiel dans un environnement connecté. En tant qu'utilisateur de Mediadent, nous vous conseillons donc vivement de protéger vos postes de travail en maintenant votre système d'exploitation et vos SDK/pilotes à jour et en installant un pare-feu et un logiciel de protection des points de terminaison (par exemple un antivirus).
- 3. Mediadent repose sur une utilisation correcte par l'utilisateur. Pour aider à une utilisation correcte, une liste d'exigences minimales (faisant partie de ce manuel d'utilisation), des matériaux de formation et une documentation d'utilisation concernant Mediadent sont disponibles et mis à jour régulièrement par Corilus et ses distributeurs. Néanmoins, une erreur humaine lors de l'utilisation de Mediadent ne peut être exclue et pourrait éventuellement conduire à des résultats erronés.
- 4. L'utilisateur reste responsable de la maintenance et de la configuration du matériel d'imagerie dentaire. Les erreurs directement associées à un matériel d'imagerie dentaire défectueux peuvent entraîner un risque dans le logiciel Mediadent (par exemple, l'image source arrivant dans Mediadent est mal calibrée). Mediadent ne peut être tenu responsable de tout dysfonctionnement des appareils avec lesquels il s'interface ou de toute image erronée (par exemple, mal calibrée) qui est envoyée à Mediadent.
- 5. Corilus souhaite fournir un logiciel d'imagerie à la pointe de la technologie et un service et une assistance de premier ordre. C'est pourquoi nous avons mis en place et maintenons un système de gestion de la qualité efficace, basé sur la norme ISO-13485. Même si nous améliorons continuellement nos processus de qualité, il y a toujours une petite chance qu'une erreur se produise, ce qui pourrait avoir un impact sur les performances ou la sécurité du produit. Dans ce cas, nous demandons à l'utilisateur de contacter Corilus au plus vite (via le distributeur, le cas échéant) afin que nous puissions identifier la cause profonde et prendre les mesures correctives et préventives nécessaires.

Tous les risques identifiés sont réduits au maximum et aucun de ces risques résiduels n'est jugé inacceptable. Des effets secondaires indésirables et des contre-indications à l'utilisation de Mediadent n'ont pas été identifiés.

Bénéfice clinique:

Mediadent offre une large gamme d'outils de pointe pour l'amélioration, le traitement et la mesure des images, afin d'avoir un impact positif sur la prise en charge des patients en favorisant un diagnostic précis, la planification du traitement et le suivi.

Considérations particulières :

Le logiciel d'imagerie Mediadent est toujours intégré dans un système de gestion des patients (PMS).

Tous les systèmes de gestion des patients compatibles avec l'utilisation de l'interface OLE sont considérés comme compatibles s'ils mettent correctement en œuvre les spécifications de la documentation « Intégration Mediadent ».

L'utilisation de l'interface en ligne de commande n'est plus prise en charge officiellement, mais nous apportons notre assistance dans la mesure du possible pour des raisons de rétrocompatibilité. Veuillez contacter votre revendeur si vous avez des questions sur ce type d'interface.

Vous pourrez lancer Mediadent via le système PMS en cliquant sur l'icône Mediadent.

La liste des appareils d'imagerie matériels compatibles se trouve sur notre site web <u>www.imagelevel.com</u>. Si vous avez des questions sur la compatibilité, veuillez contacter votre revendeur.

L'accord de licence pour l'utilisateur final (CLUF) peut être trouvé :

- comme élément de menu dans le menu d'aide
- Dans la boîte « À propos de ».
- Sur notre site web: https://www.corilus.be/en/end-user-license-agreement-eula

Pour les utilisateurs novices, nous vous recommandons de suivre le module « Prise en main » afin d'obtenir un bon aperçu des tâches les plus courantes.

Veuillez lire la section 13 pour des informations plus importantes pour l'utilisateur.

Nouveautés de Mediadent v8

Dans cette rubrique, vous trouverez une explication des nouvelles fonctionnalités de Mediadent v8. Cette section vous permettra d'avoir un aperçu rapide des nouveautés afin que les utilisateurs expérimentés puissent prendre une longueur d'avance.

Nouveautés de Mediadent v8 ('Nouveautés dans Mediadent' in the on-line documentation)

1. Prise en main

Les utilisateurs novices peuvent consulter la section « Prise en main ». Vous trouverez ici une vue d'ensemble des fonctions les plus utilisées dans Mediadent.

C'est un excellent point de départ...

Prise en main (Section 5)

2. Pas à pas

Suivez ces étapes et découvrez comment acquérir une image, la manipuler, l'imprimer et la sauvegarder.

- 1. Acquisition d'une image (Section 5.2)
- 2. Travailler avec des images (Section 7.2)
- 3. Sauvegarde et impression ('Sauvegarde et impression' in the on-line documentation)

3. Tutoriel

La section « Tutoriel » propose un certain nombre de conseils et d'astuces sur la façon d'utiliser Mediadent.

Tutoriel (Section 8.1)

4. Référence rapide

Cliquez sur les rubriques si vous souhaitez obtenir un aperçu rapide de la fonctionnalité que vous trouverez dans le menu ou dans l'ensemble d'icônes.

Aperçu de l'ensemble d'icônes (Section 4.2)

Aperçu Menu (on-line documentation)

5. Aide

Dans cette section, vous découvrirez comment utiliser l'aide et comment obtenir une assistance.

Utilisation de l'aide (on-line documentation)

Obtenir une assistance (Section 13)

6. Symboles utilisés dans ce document et sur l'étiquette

Symbole	Titre	Description
	Fabricant	Indique le nom et l'adresse du fabricant.
سا	Date de fabrication	Indique la date de fabrication du produit, exprimée par deux chiffres pour le mois (« MM ») et quatre chiffres pour l'année (« AAAA »). Pour les logiciels, cela représente la date de mise en production.
[i]	Consultez le mode d'emploi	Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter le mode d'emploi. Le manuel d'utilisation (mode d'emploi) est fourni en format électronique. Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation dans la section Aide du logiciel Mediadent, via le menu Aide ou en appuyant sur la touche de raccourci « F1 ». Vous pouvez également télécharger une copie PDF viawww.imagelevel.comou demander gratuitement un exemplaire papier en contactant notre service d'assistance à la clientèle. Les manuels papier seront livrés au plus tard dans les 7 jours.
C€	Marquage CE	Les lettres « CE » apparaissent sur de nombreux produits commercialisés sur le marché unique étendu de l'Espace économique européen (EEE). Elles signifient que les produits vendus dans l'EEE ont été évalués pour répondre à des exigences élevées en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.
MD	Dispositif médical	Indique que l'article est un dispositif médical.
UDI	Identifiant unique du dispositif	Indique un support qui contient des informations sur l'identifiant unique du dispositif (« UDI »).
	Reportez-vous au manuel d'instruction/à la brochure	Signifie que le manuel/la brochure d'instructions doit être lu(e).
\triangle	Attention	Indique qu'il faut être prudent lorsqu'on utilise l'appareil ou la commande à proximité de l'endroit où le symbole est placé. Indique que la situation actuelle nécessite une attention particulière ou une action de l'opérateur afin d'éviter des conséquences indésirables. Sur le label de qualité de l'appli santé: pour indiquer que l'approbation d'un professionnel de santé est nécessaire pour utiliser l'appli santé.

3 Informations utilisateur

3.1 Configuration minimale requise

- Système d'exploitation :
 - Microsoft Windows 10 ou supérieur
 - Dernières informations sur les versions d'OS supportées : https://support.microsoft.com/nl-be/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet
- CPU:
- · Processeur double cœur ou supérieur.
- Mémoire principale :
 - Mémoire interne de 4 Go de RAM ou plus
- Graphiques:
 - Pour l'imagerie 2D:
 - Carte graphique intégrée ou dédiée
 - Résolution: 1024x768 ou plus
 - Mémoire: 256MB
 - Pour la visionneuse 3D:
 - Carte graphique dédiée
 - Résolution: 1024x768 ou UHD ou HD
 - Mémoire: 4GB
 - Pour la capture d'images CT :
 - · Cela dépend du matériel utilisé.
 - Carte graphique dédiée
 - Résolution: 1024x768 ou UHD ou HD
 - Mémoire: 4GB
 - Certains appareils ont besoin du support NVIDIA CUDA (https://developer.nvidia.com/cuda-zone)
- Ports USB:
 - 1 port USB1.1 libre (ou supérieur) pour la clé de licence (installation pour un seul utilisateur)
 - 1 port USB2.0 libre (ou supérieur) pour les périphériques de capture USB.
- Stockage:
 - Type: SSD (Solid State Drive) recommandé. (rapide)
 - Taille: Minimum 512 GB
 - L'utilisateur doit avoir les pleins droits sur le répertoire du programme et des données.
- Adaptateur réseau :
 - Pilote Windows disponible pour le système d'exploitation installé.
 - 10/100/1000 Mbps
 - Connecteur RJ-45
 - · Connexion réseau solide.
 - Certains appareils à rayons X nécessitent une carte réseau dédiée supplémentaire.
- Partage de données en réseau :
 - notification de changement de fichier pour rafraîchir correctement la bibliothèque des images et le status.
 - Windows: SMBv2 ou supérieur
 - NAS / Linux : Samba 2.0 ou supérieur (smb.conf | Défaut : changer la notification = oui)
 - L'utilisateur doit avoir des droits de lecture/écriture sur le partage de données.
- Logiciel
 - PDF pour accéder au mode d'emploi électronique (« Manuel d'utilisation ») ou à la visionneuse d'aide intégrée de Windows.

3.2 Informations importantes pour l'utilisateur

Durée de vie du produit

La durée de vie du logiciel **Mediadent** est définie comme la période pendant laquelle la version principale (par exemple V8) est activement prise en charge par le fabricant. Pour les utilisateurs qui achètent sans abonnement, les mises à jour sont fournies pendant un an à compter de la date d'achat.

Après cette période, l'assistance et les mises à jour sont limitées à la version du logiciel utilisée à ce moment-là. Les mises à jour ultérieures ne seront disponibles que si un abonnement est en cours à ce moment-là.



Mises en garde et précautions :

- Les utilisateurs de Mediadent doivent être des praticiens de la santé dentaire qualifiés pour effectuer et interpréter l'imagerie dentaire.
- Une formation d'introduction à l'utilisation du logiciel Mediadent est fournie par votre revendeur au cours du processus d'installation. Les utilisateurs bénéficient également d'un accès à l'ensemble de la documentation, disponible à l'adresse suivante www.imagelevel.com.
 En cas de questions supplémentaires concernant l'utilisation, l'utilisateur est invité à contacter le revendeur pour obtenir de l'aide ou à demander qu'une formation officielle soit programmée.
- Ce logiciel est uniquement une aide au diagnostic. Vous devez faire appel à votre formation et à votre jugement professionnels avant de décider d'un traitement.
- Les installations ne peuvent avoir lieu que dans des environnements qui remplissent la configuration minimale requise (Section 3.1).
 L'utilisateur est responsable de l'infrastructure de soutien (par exemple, la maintenance des ordinateurs, la connectivité du réseau, l'alimentation électrique) et de sa stabilité.
- La **configuration minimale requise (Section 3.1)** informe l'utilisateur que l'utilisation de la virtualisation n'est pas officiellement prise en charge. Veuillez contacter votre revendeur si vous avez des questions sur l'utilisation de la virtualisation.
- Les images radiographiques ne sont pas destinées à un usage diagnostique lorsqu'elles sont visualisées sur des écrans ou des moniteurs qui ne répondent pas aux spécifications minimales du système (Section 3.1).
- Tous les appareils connectés doivent être présents sur la liste de compatibilité (voir notre <u>www.imagelevel.com</u> pour un aperçu complet) pour être officiellement pris en charge.
- L'utilisateur reste responsable de la vérification de la qualité des images et des métadonnées associées lors de l'utilisation du logiciel Mediadent et lors de l'importation et de l'exportation à partir de Mediadent.
- Il est recommandé d'effectuer des mesures ou des dessins uniquement sur des images calibrées. Pour effectuer cette opération sur une image sans information de calibrage, il faut utiliser un segment de référence de longueur connue.
- Les annotations et les mesures effectuées dans le logiciel sont sous votre propre responsabilité. Une image radiographique est une image bidimensionnelle d'un objet tridimensionnel, et les mesures peuvent être sujettes à des erreurs. Les mesures sont uniquement informatives

- et les opérations nécessitant un positionnement précis sur le patient sont sous votre propre responsabilité.
- Les images panoramiques ou OPG, de par leur nature, contiennent des distorsions dues au grossissement à la fois vertical et horizontal. Tout calibrage de ces types d'images doit être considéré comme un guide approximatif qui ne s'applique qu'au voisinage immédiat du calibrage. L'insertion d'objets de longueur prédéterminée tels que des simulateurs d'implants fournit des informations approximatives.
- Les informations relatives à l'orientation du patient ne sont pas fournies pour les images intrabuccales, les images de radiographie informatisée (CR), les images céphalométriques obliques ou les images en couleur. L'orientation de ces images dépend de la manipulation de l'utilisateur et du positionnement du patient.
- L'acquisition d'une image doit avoir lieu lorsque le capteur est prêt pour l'exposition. Veuillez vérifier le statut d'exposition du capteur (si affiché dans Mediadent) avant d'acquérir l'image.

Incidents graves:

Veuillez signaler sans délai tout incident relatif au logiciel Mediadent à votre revendeur. Votre revendeur fera le nécessaire pour remplir ses obligations légales et contractuelles et pour contribuer à atténuer l'incident dans les meilleurs délais.

Vous pouvez également contacter l'autorité locale compétente pour faire preuve de vigilance. Pour l'UE, la liste des coordonnées est disponible sur son site web.

Ce tableau fournit une indication de la performance de mesure de Mediadent. Les variations observées lors de ces mesures peuvent ne pas refléter réellement la variance potentielle des mesures dentaires réelles dans la pratique clinique, qui peuvent être plus difficiles à réaliser.


Il est recommandé de calibrer le capteur à l'aide des algorithmes de calibrage standard afin de maintenir la cohérence des mesures.

	Mediadent performance de mesure				
Référence : longueur réelle de l'objet (en mm)	Moyenne mesurée (en mm)	Écart-type (en mm)	Intervalle de confiance à 95 % (en mm)		
Objet de test 1 : 10.000	10.004	0.018	10.000 +- 0.016		
Objet de test 2 : 20.000	20.022	0.029	20.000 +- 0.026		

4 Nouveautés de Mediadent v8


4.1 Modifier le layout de l'écran dans Mediadent

Dans Mediadent v8, il est très simple de modifier l'apparence de l'écran.




Peut-être souhaitez-vous utiliser les **icônes classiques** auxquelles vous êtes habitué dans la version précédente. L'article suivant vous guidera à travers les étapes à suivre pour retrouver votre bureau habituel.

Action	Explication
Dans le menu Mediadent, choisissez <i>Options</i> > <i>Configuration</i> Options Language Help X-Ray Acquisition Video Still Capture Calibration Table Macro's Customize Button Toolbar F10	Les options suivantes vous seront présentées.
Choisissez le dernier onglet « Style » General Settings ngs Display Settings Misc setting & Maintenance Modules Style	L'onglet Style dans la section configuration vous propose toutes les options disponibles pour modifier l'apparence du programme.
Dans l'onglet Sélectionner le style, choisissez « Préréglages »	Pour vous faciliter la



Après avoir relancé l'application, vous retrouverez l'aspect classique.



Pour revenir au nouvel aspect. Suivez les étapes ci-dessus et sélectionnez le **style** « Défaut »



4.2 Aperçu des icônes

Dans cet article, nous allons expliquer brièvement l'utilisation de l'ensemble d'icônes et donner un aperçu des différentes icônes et de leur fonction.

Cela offrira **une excellente vue d'ensemble** des possibilités offertes par Mediadent.

Lorsqu'une **image est chargée** dans une fenêtre, vous verrez les icônes pertinentes actives.



Nouvelle fonctionnalité de Mediadent v8



La **nouvelle fenêtre de filtre** vous offre un aperçu visuel de la manière dont vous pouvez améliorer la **qualité** de votre image.

Travailler avec la fenêtre de filtre (Section 7.2.9)

Icône	Icône précédente	Explication
		Icône pour activer la bibliothèque des images . La bibliothèque des images contient toutes les images du patient sélectionné.
		Articles concernant la bibliothèque des images :
		Travailler avec la bibliothèque des images (Section 7.5.4)
		Modifier l'ordre des images (on-line documentation)
		Comment rechercher des images (Section 8.3.3)
=111=		Icône pour activer le status
-111-		Si l'icône a une lueur verte, cela signifie qu'il y a un certain nombre de status définis.
		Articles concernant le status :
		Un status (Section 12.3)
		Travailler avec le status en mode acquisition (Section 7.4.2)
	1	Icône pour activer les annotations .
		Article concernant les Annotations :
		Travailler avec des annotations (Section 7.2.3)
O:	15	Icône permettant de choisir la forme de la zone d'intérêt .
11.	2	Appuyez sur le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'icône s'ouvre.
		9 9
		Article concernant la zone d'intérêt :
		Travailler avec des zones d'intérêt (Section 7.2.5)
=2	12	Icône permettant de choisir le nombre de fenêtres .
		Appuyez sur le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'icône s'agrandisse.
		Articles concernant les fenêtres :
		Une fenêtre (Section 12.1)
		Travailler avec des fenêtres (Section 7.1.2)

		Manipulation de la fenêtre (on-line documentation)
0	1	Icône pour activer la loupe .
		Article concernant la loupe :
		Travailler avec la loupe (Section 7.2.4)
<u> </u>		Icône pour sauvegarder l'image.
_		Articles concernant la sauvegarde des images :
		Sauvegarde d'une image (Section 5.4)
		Aperçu des informations supplémentaires et des mots-clés spécifiques (Section 7.5.2)
市	8	Icône pour supprimer l'image active.
ш		Articles sur la suppression des images :
		Comment récupérer une image supprimée (Section 8.4.3)
		Travailler avec la bibliothèque des images (Section 7.5.4)
%	1	Icône pour activer l' histogramme .
		Articles concernant l'histogramme :
		Comment fonctionne l'histogramme ? (Section 12.5)
		Travailler avec le fenêtrage (Section 7.2.1)
		Icône pour pivoter l'image active à 90°.
C99//		La deuxième fonction de l'icône est la possibilité de faire pivoter l'image en « main libre ». Appuyez longuement sur le bouton gauche de la souris sur l'icône et la deuxième version deviendra disponible.
		Rotation en main libre ('Rotation main libre' in the on-line documentation)
中田	40	Icônes permettant de passer à la verticale ou à l'horizontale.
	(4)	Icône pour inverser l'image active.
		Icône pour imprimer les images.
		Articles concernant l'impression des images :
		Impression d'images (Section 5.5)
		Imprimer le status (on-line documentation)
②		Il s'agit de l'une des icônes les plus importantes dans Mediadent. En cliquant sur l'icône, vous lancerez le mode d'acquisition et vous pourrez utiliser votre dispositif d'acquisition.
		Articles concernant l'acquisition des images :
		Acquérir une image (Section 5.2)

	A	T A 11 CC
	THE PARTY NAMED IN	Icône permettant d'effectuer une acquisition par le biais du status .
		Articles concernant le status :
		Un status (Section 12.3)
		Travailler avec le status en mode acquisition (Section 7.4.2)
WDM		Icône permettant d'activer le module d' acquisition images vidéoWDM . Ce module vous permettra d'utiliser votre caméra pour prendre des images.
		Article concernant le module Acquisition images vidéo :
		Travailler avec le module d'acquisition images vidéo (Section 7.7.1)
		Si vous utilisez une Durr Vistacam, l'icône ressemblera à ceci :
	6	Icône permettant d'activer le module WDM séquence vidéo .
		Article concernant le module WDM séquence vidéo :
		Travailler avec le module WDM séquence vidéo (on-line
		documentation)
✓ ///	∛ _ħ	Icône permettant d'activer l'un des profils d'optimisation. Les profils d'optimisation peuvent améliorer la qualité des images. Appuyez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé jusqu'à ce que l'icône se développe ou cliquez avec le bouton droit de la souris et la liste des profils d'optimisation apparaîtra.
		Optimize 1
		Optimize 2
		Optimize 3
		Optimize 4
		combined filter
		Endo
		✓ Darken
		Lighten
		Sharpen
		Extra Sharpen

	T	Articles concernant les profils d'optimisation :
		Travailler avec la fonction d'optimisation (Section 7.2.7)
		Le module d'optimisation (Section 11.1)
		Le module d optimisation (Section 11.1)
		Icône permettant de recharger l' image originale sauvegardée . L'image originale peut toujours être récupérée.
TWAIN	TWAIN	Icône permettant d'activer les appareils qui utilisent l' interface TWAIN .
	Temporal College Services	Articles concernant le module TWAIN :
		Utilisation du module TWAIN (on-line documentation)
26 L		Icône permettant d'activer l'écran Status plein écran .
=111=	Füll	Articles concernant le status plein écran :
		Le status plein écran (on-line documentation)
		HT17 Comment exporter le status plein écran (on-line documentation)
		Icône permettant de lancer le module Générateur de rapports . Le module Générateur de rapports est un module distinct. Si vous ne voyez pas cette icône, cela signifie qu'il n'a pas été activé. Contactez votre revendeur pour plus d'informations.
		Si l'icône a une lumière verte, cela signifie qu'il y a des documents pour ce patient dans le module Générateur de rapports.
		Articles concernant le module Générateur de rapports :
		Travailler avec le module Générateur de rapports (on-line documentation)
- -		Icône permettant de lancer le module Réseau Dicom .
\Box	重	Articles concernant le module Dicom :
		Module Dicom (on-line documentation)
• •	全全	Icône permettant de lancer le module Impression Dicom .
Ш,		Articles concernant le module Dicom :
		Module Dicom (on-line documentation)
•	?	Icône permettant d'appliquer un contraste automatique à l'image.
		Articles concernant les filtres :
		Travailler avec des filtres (Section 7.2.6)
		Icône permettant d'appliquer le filtre Plus nette à l'image.
		Articles concernant les filtres :
		Travailler avec des filtres (Section 7.2.6)
®	1	Icône permettant d'appliquer un filtre de réduction du bruit à l'image.
		Articles concernant les filtres :

		Travailler avec des filtres (Section 7.2.6)
-	9	Icône permettant d'appliquer le module cosmétique .
		Articles concernant le module cosmétique :
		Module cosmétique (on-line documentation)
		Icône pour l'utilisation de l'outil d'analyse D.F.O. (Dental Facial Orthopedics). Il offre la possibilité de générer rapidement une analyse orthodontique. Pour plus d'informations, contactez votre distributeur local.
	43	Icône permettant d'appliquer des filtres à votre image.
**		Articles concernant les filtres :
		Travailler avec des filtres (Section 7.2.6)
('HT12 Comment importer des		Icône d'importation de répertoire. Il s'agit d'une icône facultative. Par défaut, cette icône n'est pas activée.
images' in the on- line		Articles concernant l'importation de répertoire :
documentation)		HT12 Comment importer des images (on-line documentation)
		Pour ajouter cette icône à votre barre d'icônes, veuillez lire cet article : Comment personnaliser l'ensemble d'icônes (Section 8.2.2)
•		Icône d'exportation de répertoire. Comme précédemment, cette icône n'est pas non plus activée par défaut.
		Articles concernant l'exportation de répertoire :
		Comment exporter plusieurs images d'un patient (Section 8.6.2)
		Pour ajouter cette icône à votre barre d'icônes, veuillez lire cet article : Comment personnaliser l'ensemble d'icônes (Section 8.2.2)
(h)		Icône de Quitter Mediadent. Mediadent peut être configuré pour ne PAS se fermer, ce qui accélère le processus de lancement Mediadent par un système de gestion des patients.
		Voici l'icône Dental Eye. Ce module supplémentaire est utilisé avec le Dentaleyepad. Cette caméra dentaire intelligente suit un flux de travail afin de faire la mise au point au bon endroit, de faire un zoom avant et de refléter les images de manière indépendante. Vous trouverez de plus amples informations sur cette nouvelle caméra sur ce site web: DentaleyePad .
		Cette caméra est parfaitement intégrée au status Mediadent. Cela permet, par exemple, l'association automatique de dents.
		Les articles concernant l'intégration de DentalEyepad peuvent être trouvés ici : Comment utiliser la caméra Dentaleyepad dans Mediadent ('Dentaleyepad' in the on-line documentation)



Vous pouvez masquer les icônes inutilisées. Lire l'article Comment personnaliser l'ensemble d'icônes (Section 8.2.2) pour savoir comment procéder.


4.3 Nouveaux outils pour créer et modifier un bureau dans Mediadent v8

Dans cette dernière version, beaucoup de choses ont été ajoutées pour améliorer la création de bureaux dans le programme.

Pour comprendre ce qu'est un bureau, lisez d'abord cet article : Un bureau (Section 12.2)

Dans cette section, nous allons expliquer les outils supplémentaires dont vous disposez pour modifier le bureau.

1. Activez les options des panneaux




2. Aperçu des icônes de la boîte à outils et exemples




Icône Explication


Manuel d'utilisation Mediadent V8 - Partie 1 : Mediadent

71





Résultat : les 2 cases sont alignées l'une à côté de l'autre.






Même taille

Cette option vous permettra de créer des éléments d'écran ayant la même taille.

La première case sélectionnée détermine la taille de l'autre case sélectionnée.


Sélectionnez la première case qui a la taille souhaitée.

Sélectionnez la deuxième case en appuyant sur la touche Ctrl et en la maintenant enfoncée.




4.4 Comment utiliser l'ancien aspect

Dans Mediadent v8, il est très simple de modifier **l'apparence de l'écran**.




Peut-être souhaitez-vous utiliser les **icônes classiques** auxquelles vous êtes habitué dans la version précédente. L'article suivant vous guidera à travers les étapes à suivre pour retrouver votre bureau habituel.


Action	Explication
Dans le menu Mediadent, choisissez <i>Options > Configuration</i> Options Language Help X-Ray Acquisition Video Still Capture Calibration Table Macro's Customize Button Toolbar F10	Les options suivantes vous seront présentées.
Choisissez le dernier onglet « Style » General Settings Igs Display Settings Misc setting & Maintenance Modules Style	L'onglet Style dans la section configuration vous propose toutes les options disponibles pour modifier l'apparence du programme.
Dans l'onglet Sélectionner le style, choisissez « Préréglages »	Pour vous faciliter la



Après avoir relancé l'application, vous retrouverez l'aspect classique.



Pour revenir au nouvel aspect. Suivez les étapes ci-dessus et sélectionnez le style « Défaut »



4.5 La visionneuse 3D

La visionneuse 3D est un complément **optionnel** qui peut être utilisé dans le tout nouveau Mediadent v8.

Il s'agit d'une visionneuse intégrée qui vous permet de visualiser des images 3D directement à partir de la bibliothèque des images Mediadent. La visualisation intuitive de l'image en 3D, facilitée par Mediadent, permet le diagnostic et la planification du traitement. Elle offre un moyen rentable de visualiser vos images 3D à partir d'un programme familier.

Contactez votre distributeur pour plus d'informations sur le module Visionneuse 3D en option.

La visionneuse 3D est capable de générer des reconstructions **multiplanaires** (MPR), volumiques (3D) et **radiographique**s et contient les outils essentiels à une visualisation minutieuse et approfondie des images médicales, à savoir des annotations et des outils de mesure.

Vous pourrez agrandir ou réduire une image et faire **pivoter** l'image 3D autour de son centre pour une meilleure visualisation.

La vue d'ensemble de la pile vous permettra de naviguer entre les images ou les différentes tranches d'une reconstruction.

Outre la visionneuse 3D interne, vous pourrez utiliser plusieurs autres visionneuses dans Mediadent.

Pour activer le module de visualisation 3D, double-cliquez sur l'image 3D dans la bibliothèque des images.

Le sélecteur de la visionneuse 3D est présenté :



Faites votre choix de visionneuse 3D.

Comme vous pouvez le constater, nous prenons également en charge les visionneuses tierces.

L'intégration de visionneuses tierces est disponibles :

- · AsahiVision
- Ez₃D
- Ez3D-I
- EzImplant
- 3D Planner (Villa)
- CS 3D Imaging (Carestream)

Ainsi, si l'une de ces visionneuses est installée, elles peuvent être lancées à partir de Mediadent.

Ce chapitre décrit la visionneuse 3D interne.


Nous prenons en charge une série de dispositifs 3D. Rendez-vous sur le site Web et vérifiez si votre dispositif 3D est pris en charge.


Si votre appareil ne figure pas dans la liste, vous devrez importer les images 3D (tranches) avant de pouvoir les utiliser dans le logiciel de visualisation.

Suivez ces étapes pour importer l'image 3D :

1. Importer une image 3D

Pour importer l'image 3D, suivez ces étapes





construire l'image 3D.

L'image est intégrée dans Mediadent et prête à être visualisée avec la visionneuse 3D.

Double-cliquez sur l'image et la visionneuse 3D sera lancée.



Une fois les tranches importées, la visionneuse 3D peut reconstruire l'image 3D.

Double-cliquez sur l'image CT et l'écran de sélection de la visionneuse 3D s'ouvre avec l'image 3D active.


Ce chapitre explique les différents affichages.

2. Différents affichages

Aperçu de l'écran de la visionneuse 3D.


Vous avez 3 vues différentes:

<u>Vue volume 3D</u>: Cette vue vous permet de combiner la vue en volume (fenêtre de droite) avec 3 vues (axiale, sagittale et coronale). Vous pouvez faire pivoter l'image dans la vue en volume.



 $\underline{\text{Vue pile 2D}}: \text{Cette vue vous permet de voir les tranches à partir desquelles l'image 3D est construite.}$

Vous pouvez faire défiler les différentes tranches et analyser l'image tranche par tranche.



<u>MPR incurvé</u>: Sur la base du polygone, vous serez en mesure de reconstruire une image panoramique. Vous pourrez dessiner plusieurs polygones et les visualiser dans les différentes fenêtres.



Vue volume 3D


Les images 3D peuvent être visualisées dans la vue en volume 3D.


Manipulations de l'image :

Dans la vue de droite, vous pouvez faire pivoter l'image en **appuyant longuement** sur le bouton gauche de la souris tout en tournant l'image dans la bonne position.


Sur le côté gauche de l'écran, vous avez trois fenêtres différentes (axiale, sagittale et coronale), vous pouvez faire défiler les images en utilisant les curseurs.


Dans la visionneuse 3D, vous pouvez visualiser l'image dans différents modes :





Manuel d'utilisation Mediadent V8 - Partie 1 : Mediadent 31






	Mise à l'échelle d'un objet 3D
	Niveau Windows
	Offset
	Rotation de la caméra 3D
	Translater Caméra 3D
2	Cette icône vous permet de revenir à l'analyse initiale. Cela signifie qu'après avoir effectué une rotation, modifié les vues, etc., vous pourrez revenir à la situation qui prévalait lors du premier lancement de l'image.
6	Cette icône vous permettra de sauvegarder l'état actuel. Cela signifie qu'une fois cet état enregistré, le fichier s'ouvrira dans l'état enregistré.
©	Fonctionnalité très intéressante, cette icône permet d'enregistrer une capture d'écran de l'état actuel dans la bibliothèque des images du patient .
	Avec cette icône, vous quitterez la visionneuse 3D.

Vue pile 2D

 $La \ {\bf vue\ pile\ 2D} \ {\bf est} \ une\ vue\ simple\ qui\ vous\ permet\ de\ passer\ en\ revue\ les\ différentes\ tranches.$

Il suffit d'utiliser les poignées sur le côté droit pour faire défiler la page.



Si vous le souhaitez, vous pouvez voir 4, 9 ou 12 tranches sur votre écran.




Là encore, vous avez la possibilité d'enregistrer l'état et de faire une **capture d'écran** qui peut être sauvegardée dans la bibliothèque du patient.

Voir la section précédente (Visionneuse 3D) pour plus d'informations sur les différents boutons.

MPR incurvé

Cette vue vous permet de reconstruire une **image panoramique** à partir du **polygone** qui est dessiné sur une tranche.

Vous pouvez même reconstruire plusieurs images à partir des polygones dessinés sur la tranche dans l'écran de gauche.




Avant de commencer, **chargez** l'image dans la visionneuse 3D et sélectionnez l'onglet **MPR incurvé**.

Déplacez le curseur vers le bas afin de voir la tranche correcte que vous voulez utiliser comme base pour l'image panoramique.




Pour commencer la reconstruction, cliquez sur le **premier point** du polygone.



Cliquez plus loin pour positionner les autres points du polygone.

Pour finir, double-cliquez sur le dernier point. L'image panoramique est automatiquement reconstruite.





Ce bouton permet de supprimer tous les polygones qui ont été dessinés sur l'image.


Vous avez la possibilité d'examiner plusieurs polygones.

Choisissez le nombre de polygones que vous souhaitez examiner.




- 1 polygone
- 2 polygones
- 4 polygones

Dans la capture d'écran suivante, vous voyez la sélection 2X2 où vous pouvez voir la reconstruction de 4 polygones.




L'une des possibilités intéressantes est de créer une cellule paraxiale.

Après avoir dessiné le polygone, cliquez avec *le bouton droit de la souris* et le menu suivant apparaîtra.



Choisissez « Créer une cellule paraxiale » et celle-ci sera dessinée sur l'image.



5 Prise en main

Avant de commencer à utiliser le logiciel, il est important de comprendre les différents **éléments de l'écran** et la façon dont vous pouvez **naviguer** dans les différentes options.

Une fois que vous vous êtes familiarisé avec les éléments de l'écran, vous pouvez suivre les étapes pour **acquérir** une image.

Les **manipulations** de base d'une image peuvent être utiles si vous devez analyser l'image à des fins de diagnostic.

Il existe plusieurs façons de **partager** vos images avec des collègues ou d'autres systèmes.

Guide pas-à-pas

- 1. Aperçu des éléments de l'écran (Section 5.1)
- 2. Acquérir une image (Section 5.2)
- 3. Manipulations de base d'une image (Section 5.3)
- 4. Sauvegarde de l'image (Section 5.4)
- 5. Impression de l'image (Section 5.5)
- 6. Envoi de l'image par e-mail (Section 8.6.1)


5.1 Aperçu des éléments de l'écran Mediadent

Vous **lancerez** Mediadent par le biais de votre **système de gestion des patients** (PMS). Mediadent recevra les informations sur ses patients (nom, ...) du système de gestion des patients.

Dans cet article, nous allons donner un **aperçu des différents éléments de l'écran Mediadent** et de leur fonction.

C'est un bon début pour se familiariser avec Mediadent.

Une fois que vous avez lancé Mediadent, vous obtenez l'écran suivant :



- Ce sont les différentes options du menu. Dans la plupart des cas, ces options sont également disponibles dans l'ensemble d'icônes.
- Ces cadres à l'écran sont appelées **Fenêtres**. Vous pouvez activer une **fenêtre** et charger une image de patient. Pour l'analyse et les diagnostics, vous pouvez avoir jusqu'à **5 fenêtres** sur votre écran. Cela signifie que vous pouvez comparer jusqu'à **5 images** du même patient. Explorez les possibilités offertes par les fenêtres dans l'article **Travailler avec des fenêtres (Section 7.1.2)**.
- Ooici la barre d'état qui vous indique le nom du patient et le nom du dentiste.
- L'ensemble d'icônes vous permet d'accéder rapidement à certaines fonctionnalités. En cliquant sur une icône, vous accédez à la fonctionnalité souhaitée.
- La **bibliothèque des images** contient toutes les images d'un patient particulier. Les informations du patient peuvent être lues dans la **barre d'état**. Vous pouvez également voir les images du patient dans le status. Voir également **Travailler avec la bibliothèque des images (Section 7.5.4)**.
- Le curseur de **fenêtrage** est l'une des fonctions les plus puissantes de Mediadent. Il vous permet de **limiter** le nombre d'échelles de gris dans votre image. Voir aussi **Travailler avec le fenêtrage** (Section 7.2.1).
- Le curseur **Pseudo-Couleurs** vous permet de convertir les échelles de gris de l'image en pseudo-couleurs. Voir aussi **Travailler avec des pseudo-couleurs (Section 7.2.2)**.
- L'histogramme de l'image représente la distribution des pixels. Il indique le nombre de pixels par échelle de gris. Vous serez en mesure d'améliorer les images. Voir aussi Manipulation de base d'une image (Section 5.3).

Au **bas** de l'écran, vous verrez une barre :

2,900 21448MB

La barre indique **l'espace disque** utilisé. Si la barre est **verte**,vous avez suffisamment de place pour stocker les images. Une barre **orange** ou **rouge** indique qu'il est temps d'ajouter une extension à votre disque dur/serveur.

Le **nouveau centre de notification**, qui est intégré à la barre d'information située en bas de l'écran, vous fournira une aide visuelle et vous avertira en cas de problème.

Lorsque tout va bien, la barre est verte.



Double-cliquez sur la barre et vous verrez s'il y a un problème.

Vous obtiendrez un aperçu des problèmes, s'il y en a. Un simple feu de circulation vous indiquera si le problème est critique ou non.

· Vert: tout va bien

• Orange : attention, vous devriez jeter un coup d'œil au problème

• Rouge: erreur critique

Sur l'écran, vous obtiendrez une description des problèmes.



5.2 Acquérir une image

L'une de ses caractéristiques uniques de Mediadent est qu'il prend en charge la plupart des principaux **appareils de radiographie** et des appareils vidéo dans le monde. Pour obtenir un **aperçu** des appareils pris en charge, consultez notre site web <u>www.imagelevel.com</u>.









Il est important de comprendre que **l'écran d'acquisition** peut **différer** selon l'appareil utilisé. Si un écran d'acquisition spécifique à un appareil est lancé, suivez les instructions proposées par le fournisseur.

Dans les **captures d'écran**, nous utiliserons un « **capteur de démo rayons X** » comme exemple. Vous pouvez également utiliser le capteur de démo rayons X pour vous entraîner.

Cette section explique les étapes de l'acquisition d'une image :

1. Vérifiez le dispositif actif

Avant de pouvoir prendre une image, vous devez **vérifier** si le bon appareil est sélectionné. Une fois cette option sélectionnée, vous pourrez prendre une image avec cet appareil.



Vous n'avez pas besoin de le vérifier à chaque fois que vous voulez faire une acquisition. Une fois que le bon appareil est sélectionné, il reste actif.

Action	Explication
Dans le menu Mediadent, choisissez Options > Acquisition Rayons-X	Dans la liste <i>Options > Acquisition Rayons-X</i> , vous trouverez les appareils pris en charge dans Mediadent.
Acquisition Rugons-A	⚠ Veillez à sélectionner votre dispositif d'acquisition.
	Il est possible que vous ne voyiez qu'une liste limitée de dispositifs. Cela dépend des modules qui ont été installés.
	Dans la section Mediadent <u>Configuration</u> , vous en saurez plus sur les modules qui peuvent être activés.




Si vous avez plus d'un appareil pour prendre des images. Vous pouvez créer une **macro** qui vous permettra de sélectionner automatiquement l'un des appareils.

Voir aussi Comment créer une macro.

2. Acquérir une image

Action	Explication
1. Dans le menu Mediadent, choisissez <i>Fichier>Acquérir</i>	Vous pouvez choisir d'utiliser le menu de Mediadent.
File Edit Display Options Language Help Import picture	Dans le bureau
Export picture	standard Mediadent, vous verrez l'icône dans le coin inférieur gauche .
Show patients list, recently accessed from this workstation	_
Open archive	
Acquire	
Acquire FMX	
Video StillCap	
WDM Streaming Video	
Import Picture Directory	
-ou-	
Dans l'ensemble d'icônes , cliquez sur l'icône	



Le schéma dentaire (status) est présenté.

Vous pouvez maintenant sélectionner la ou les dents dont vous voulez prendre une image.

Cet écran peut être différent. Cela dépend du dispositif d'acquisition que vous utilisez. Dans cet

utilisez. Dans cet exemple, nous utilisons le **capteur de démo** rayons X.

Cela dépendra également du bureau qui a été sélectionné. Pour en savoir plus sur le bureau dans Mediadent, consultez l'article suivant <u>Un bureau</u>.

Si le **guide de positionnement** est activé, vous serez informé sur la manière de positionner votre capteur.

Plus d'informations sur le **guide de positionnement** (Section 7.3.3) ici.


Vous avez également la possibilité de choisir un **Bitewing**.

Pour connaître les différentes possibilités du schéma dentaire, lisez l'article <u>Travailler avec le schéma</u> dentaire.

Une fois que vous avez sélectionné la ou les bonnes dents ou le Bitewing, vous êtes prêt à prendre l'image.

2. **Sélectionnez** les dents ou la dent pour lesquelles vous voulez faire une acquisition. Vous avez également la possibilité de choisir un **Bitewing**.





Après avoir pris une image, vous avez également la possibilité d'activer la fenêtre de filtre. Cela vous permettra de choisir le **filtre idéal** pour vos besoins.

Cliquez sur *l'icône de la fenêtre de filtre* dans l'écran d'acquisition.



Lisez cet article pour apprendre à utiliser la fenêtre de filtre : Travailler avec la fenêtre de filtre (Section 7.2.9)


3. Sauvegarder une image

Lorsque vous avez effectué une **acquisition** et que vous quittez l'écran d'acquisition, une boîte de dialogue vous permettant de **sauvegarder les images s'affiche.**

Dans cette boîte de dialogue, vous avez également la possibilité d'ajouter des **informations supplémentaires** pour une référence ultérieure.

Vous pouvez ajouter:

- Nom de l'image
- Info: informations supplémentaires sur l'image
- Paramètres : U (kV), I(mA), t(s), DAP
- TÜV: Cette option est facultative et peut être configurée pour ne pas apparaître dans la boîte de dialogue Sauvegarder sous ...
 Contactez-nous pour plus d'informations (Section 13).
- Pour organiser vos images, spécifiez des informations supplémentaires et des mots-clés.



1	Nom de l'image	
2	Informations supplémentaires pour référence ultérieure.	
3	Mesures : pure pour votre information, cela n'aura pas d'impact sur l'image ou le dispositif.	
Utiliser le nom de l'image par défaut : si cette option est cochée, le nom par défaut sera utilisé. Consultez l'article Spécifier le nom de l'image par défaut (Section 7.5.6) pour plus d'informations.		

⑤	Réglage TÜV : Lorsque cette case est cochée, votre image est verrouillée et ne peut plus être modifiée/enregistrée. Dans certains pays, vous devez faire des images de référence qui ne peuvent être modifiées par la suite.	
6	Vous pouvez ajouter des informations supplémentaires et des mots-clés à votre image pour une référence ultérieure. Voir aussi Travailler avec la bibliothèque des images (Section 7.5.4) et Spécifier les mots-clés (Section 7.5.2) . Voir également l'article sur la façon de définir le nom par défaut d'une image : Spécifier le nom de l'image par défaut (Section 7.5.6) .	
0	Sauvegarder et Sauvegarder toutes 10 les images dans la bibliothèque des images.	
9	Supprimer et Supprimer toutes les images dans la bibliothèque des images.	
11	Quitter l'écran	
	Choisissez de modifier la position de la boîte de dialogue : en bas, au milieu ou en haut de l'écran.	

Pour sauvegarder une image, donnez-lui un nom et remplissez les champs d'informations supplémentaires, puis cliquez sur le bouton Sauvegarder.



Il est cependant très pratique de travailler avec le **status**. Cela vous permettra de gagner du temps car le nom des images sera automatiquement rempli (numéro de la dent/des dents) en fonction de l'association faite dans le status. Pour en savoir plus sur l'utilisation du status, consultez la rubrique : Travailler avec le status. (Section 7.4.1)



Il est possible que votre processus d'acquisition ait été automatisé.

Dans certaines pratiques, il existe plusieurs dispositifs d'acquisition, par exemple un appareil pour les images panoramiques et céphalométriques et un autre pour les images intrabuccales.

Dans Mediadent, il est possible d'automatiser le processus d'acquisition et d'utiliser les touches de fonction ou les icônes de l'ensemble d'icônes pour déclencher le dispositif approprié pour une image particulière.

Vous trouverez une description de la manière d'automatiser le processus d'acquisition dans la rubrique Comment créer une macro (Section 8.7.1).

Certains modules radiographiques ont des caractéristiques spécifiques. Vous pouvez vérifier ces caractéristiques ici (Section 6.1).

5.3 Travailler avec des images

Mediadent offre une large gamme d'outils pour manipuler vos images afin qu'elles puissent vous aider dans vos diagnostics.

Souvent, l'image brute est de mauvaise qualité : les images sont peut-être trop claires ou trop sombres.

Il peut également être pratique de zoomer sur une zone particulière de l'image pour une analyse détaillée.

Cet article explique les manipulations de base des images.

Mais avant toute chose, **chargez une image dans une fenêtre** et découvrez les possibilités qui s'offrent à vous


1. Manipulation de l'image à l'aide de la souris

Action	Résultat	
Bouton gauche de la souris	 Passer en mode plein écran Modifier la luminosité et le contraste de l'image. 	
1. Affichage plein écran d'une image		
En <i>double-cliquant</i> avec le <i>bouton gauche de la souris</i> sur l'image, vous verrez l'image en plein écran.	Pour une analyse détaillée, vous pouvez visualiser l'image en plein écran.	
Pour revenir en arrière, il suffit <i>de double-cliquer</i> à nouveau et vous reviendrez à l'écran Mediadent.		

2. Modifier le contraste et la luminosité

Appuyezlonguement sur le bouton gauche de la souris et déplacez le curseur sur l'image : de haut en bas, de gauche à droite.

Si votre image est de mauvaise qualité, vous pouvez rapidement modifier le contraste et/ou la luminosité.





Bouton droit de la souris

- Activer le **cadre** de **grossissement**
- Modifier le **grossissement** dans le cadre de grossissement

3. Agrandir une partie de l'image

Appuyezlonguementsur le bouton droit de la souris pour utiliser le **cadre de grossissement.** Vous pouvez déplacer le curseur tout en maintenant le bouton droit de la souris enfoncé, ce qui vous permet d'accéder à une zone particulière que vous souhaitez analyser plus en détail.







Pour une analyse détaillée d'une certaine zone problématique, vous pouvez activer le cadre de grossissement.


Le cadre de grossissement apparaît si vous maintenez le bouton droit de la souris enfoncé.

4. Modifier le grossissement dans le cadre de grossissement

Appuyezlonguementsur le bouton droit de la souris pour utiliser le cadre de grossissement.

En maintenant le bouton DROIT de la souris enfoncé, vous pouvez faire **tourner la molette de la souris** vers le haut et vers le bas.

Parfois, le grossissement dans le cadre de grossissement n'est pas suffisant. Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière dans le cadre de grossissement. Cela vous permettra d'effectuer une analyse détaillée du problème du patient.



Si vous souhaitez modifier le grossissement à l'intérieur du cadre de grossissement, vous pouvez faire tourner la **molette** de la souris vers le haut et vers le bas tout en **maintenant le bouton DROIT de la souris enfoncé**.

2. Manipulation des images à l'aide de la fonction de fenêtrage


La **fonction Fenêtrage** est une fonctionnalité très puissante de Mediadent.

- Elle vous permettra d'**améliorer** la qualité de votre image en 1 clic de souris (fenêtrage automatique, décrit dans l'article).
- Elle vous permettra de **modifier** les images qui sont de **moindre qualité**, trop claires ou trop sombres.

La **fonction de fenêtrage** vous permettra de **filtrer** les échelles de gris qui ne sont pas pertinentes.

L'**histogramme** montre les niveaux de gris d'une image.

Par exemple :Si une image est **trop lumineuse**, vous verrez que l'histogramme présente des pics sur le côté droit du graphique.



Cette capture d'écran montre des pics sur le côté droit, indiquant que l'image est trop lumineuse.


Lors de l'activation de la fonction de fenêtrage, les **échelles de gris** du côté gauche de l'histogramme ne sont pas pertinentes et peuvent être écartées.

Dans cet exemple, l'image est très lumineuse en raison d'un temps d'exposition trop court.



Pour obtenir une meilleure qualité d'image, nous allons

La règle de fenêtrage et l'histogramme




Dans cette section, nous aborderons les sujets suivants :

1. Utilisez le curseur Fenêtrage

Dans cet exemple, nous ferons glisser la règle de fenêtrage vers la **droite**, car l'histogramme indique qu'il existe des niveaux de gris pertinents.

Placez d'abord votre souris dans le coin le plus à gauche du curseur.

Pour faire glisser, *appuyez* longuement *sur* le **bouton gauche de la souris** tout en faisant glisser le curseur vers la **droite**.




Vous verrez que l'image change instantanément.

2. Utilisez le fenêtrage automatique

Nous vous avons rendu la tâche encore plus facile grâce à la fonction de fenêtrage automatique.


Appuyez sur l'**icône** située à droite de la règle des fenêtres et Mediadent**filtrera automatiquement** les échelles de gris les plus pertinentes.



3. Réinitialiser l'image

Vous pouvez **réinitialiser** vos modifications en cliquant sur la petite icône située à gauche de la règle de


fenêtrage.




Vous verrez l'image revenir à son état d'origine.

4. Sauvegarder l'image modifiée

Une fois que vous avez modifié l'image grâce à la fonction de fenêtrage, vous pouvez Sauvegarder l'image.



Dans cette capture d'écran, vous voyez la différence entre deux images. L'image de **gauche** est l'image modifiée avec la fonction de fenêtrage, l'image de **droite** est l'image originale.




5.4 Sauvegarde d'une image

Lorsque vous avez effectué une **acquisition** et que vous quittez l'écran d'acquisition, une boîte de dialogue vous permettant de **sauvegarder les images s'affiche.**

Dans cette boîte de dialogue, vous avez également la possibilité d'ajouter des **informations supplémentaires** pour une référence ultérieure.

Vous pouvez ajouter:

- Nom de l'image
- Info: informations supplémentaires sur l'image
- Paramètres: U (kV), I(mA), t(s), DAP
- TÜV: Cette option est facultative et peut être configurée pour ne pas apparaître dans la boîte de dialogue Sauvegarder sous ... **Contactez-nous pour plus d'informations (Section 13)**.
- Pour organiser vos images, spécifiez des informations supplémentaires et des mots-clés.



Manuel d'utilisation Mediadent V8 - Partie 1 : Mediadent 50

0	Nom de l'image
2	Informations supplémentaires pour référence ultérieure.
3	Mesures : pure pour votre information, cela n'aura pas d'impact sur l'image ou le dispositif.
4	Utiliser le nom de l'image par défaut : si cette option est cochée, le nom par défaut sera utilisé. Consultez l'article Spécifier le nom de l'image par défaut (Section 7.5.6) pour plus d'informations.
6	Réglage TÜV : Lorsque cette case est cochée, votre image est verrouillée et ne peut plus être modifiée/enregistrée. Dans certains pays, vous devez faire des images de référence qui ne peuvent être modifiées par la suite.
6	Vous pouvez ajouter des informations supplémentaires et des mots-clés à votre image pour une référence ultérieure. Voir aussi Travailler avec la bibliothèque des images (Section 7.5.4) et Spécifier les mots-clés (Section 7.5.2). Voir également l'article sur la façon de définir le nom par défaut d'une image : Spécifier le nom de l'image par défaut (Section 7.5.6).
0	Sauvegarder et Sauvegarder toutes les images dans la bibliothèque des images.
9	Supprimer et Supprimer toutes les images dans la bibliothèque des images.
11	Quitter l'écran
	Choisissez de modifier la position de la boîte de dialogue : en bas, au milieu ou en haut de l'écran.

Pour sauvegarder une image, donnez-lui un nom et remplissez les champs d'informations supplémentaires, puis cliquez **sur le bouton** Sauvegarder.



Il est cependant très pratique de travailler avec le **status**. Cela vous permettra de gagner du temps car le nom des images sera automatiquement rempli (numéro de la dent/des dents) en fonction de l'association faite dans le status. Pour en savoir plus sur l'utilisation du status, consultez la rubrique : **Travailler avec le status**. (**Section 7.4.1**)

5.5 Impression d'images


L'impression d'images est l'un des moyens les plus simples de partager des images avec vos collègues ou vos patients. Dans Mediadent, vous devez :

- 1. Choisir le **patient** pour lequel vous souhaitez imprimer des images
- 2. Sélectionner *l'icône d'impression* dans l'ensemble d'icônes




- ou -

Choisir dans le menu Mediadent Fichier > Imprimer




1. Aperçu du module d'impression

Selon le bureau qui a été sélectionné, vous verrez les images de ce patient dans le status et dans la bibliothèque du patient.





Manuel d'utilisation Mediadent V8 - Partie 1 : Mediadent




Pics/Page 1 2 3 6	
• Copies	Sélectionnez le nombre de copies que vous souhaitez imprimer
Copies 1	
11 Bouton Imprimer	Le bouton Imprimer permet d'imprimer avec votre imprimante principale.
12 Configuration de l'imprimante	Si vous souhaitez modifier la configuration de l'imprimante , par exemple changer la taille ou l'orientation du papier, vous pouvez sélectionner le bouton « Configuration de l'imprimante ».
13 Quitter	Le bouton Quitter permet de quitter le module d'impression.


2. Sélection des images à imprimer


Si vous voulez **imprimer** une image, il vous suffit **de double-cliquer** dessus et elle apparaîtra dans l'écran de Quitter.

Le nom de l'image apparaîtra comme une légende sur la page.

Sélectionnez d'abord le nombre d'images que vous souhaitez imprimer sur une page **AVANT** de sélectionner les images. Si vous sélectionnez d'abord les images, puis modifiez le nombre d'images par page, vous perdrez les images sélectionnées.








Si vous avez des difficultés à **visualiser** tous ces éléments à l'écran, vous pouvez envisager de choisir un autre bureau mieux adapté à votre écran. Lire la rubrique **Ouvrir un autre bureau (Section 8.2.7)**.


6 Caractéristiques spécifiques au module/appareil


6.1 Morita Veraviewepocs PDC

Récupérer des images

Mediadent vous permet de récupérer des images acquises précédemment par le biais du module radiographique : Morita Veraviewepocs PDC.








Les images ne peuvent être récupérées que sur le PC où elles ont été prises.

6.2 Radiographie VDX

Réappliquer le filtre sur les acquisitions prises


Mediadent vous permet de réappliquer d'autres filtres après l'acquisition de la même image, ce qui vous donne la possibilité d'obtenir une meilleure image globale pour votre type de diagnostic.

La même image est réutilisée sans qu'il soit nécessaire d'appliquer à nouveau une dose de rayons X à l'objet/patient!



3. Cliquez sur File Filters Desktop « Filtres » en haut à gauche de votre écran. Si l'option est grisée, cela signifie que le capteur est toujours armé. Pour désarmer le capteur, appuyez sur la touche « Échap » de votre clavier. 4. Sélectionnez dans File Filters Desktop la liste le filtre que IP1 Default standard mode vous souhaitez IP4 Image Processing mode #4 (Agizzang Front lower MC) réappliquer sur IP5 Image Processing mode #5 (Agizzang Front lower MC) l'image actuelle. IP6 Image Processing mode #6 (Agizzang Front MC) IP7 Image Processing mode #7 (Agizzang Front LC) IP8 Image Processing mode #8 (Agizzang HC) IP9 Image Processing mode #9 (Agizzang MC) IP10 Image Processing mode #10 (Agizzang LC) IP11 Image Processing mode #11 (Agizzang Front HC) ✓ IP301 standard image processing mode #1 IP302 standard image processing mode #2 IP303 standard image processing mode #3 IP601 EzT_HighContrast IP602 EzT_MidContrast IP603 EzT_LowContrast IP604 EzT_LowContrast2 IP610 ImagenGold_New IP661 EzP_N_HC IP662 EzP_N_MC IP663 EzP_N_LC IP664 EzP_HC IP665 EzP_MC IP666 EzP LC IP667 EzP_N_NC IP671 Periodental IP672 Caries IP673 Endo IP701 Level1 IP702 Level2 IP703 Level3 IP704 Level4(Default)

IP705 Level5 IP706 Level6 IP707 Level7 5. La même image est affichée dans la fenêtre de Mediadent avec les nouveaux filtres appliqués.



0


Vous pouvez répéter les étapes 3 et 4 autant que vous le souhaitez, avec la même acquisition.

6.3 X-Ray Optimum Air


Caractéristiques spécifiques du module

Mediadent vous permet d'utiliser les capteurs intra-oral Bluetooth : Optimum Air Pour ces appareils spécifiques, **3 caractéristiques importantes** sont affichées dans la barre d'état :

- La force du signal Bluetooth du capteur
- Le niveau de la batterie du capteur
- Niveau d'exposition








6.4 X-Ray Trident

Récupérer la dernière image avec X-View

Mediadent vous permet de récupérer l'image précédemment acquise via le module de rayons X : X-ray Trident.



Les images ne peuvent être récupérées que sur l'ordinateur où elles ont été prises.

6.5 X-Ray MDP

Caractéristiques spécifiques du module


Mediadent vous permet d'utiliser le capteur MDP via le module MDP.

Indication de la barre de progression de la période d'exposition :

En tant qu'utilisateur, vous pourrez voir quand le capteur est prêt pour l'exposition, vous permettant ainsi d'acquérir une image au bon moment.

Le logiciel affiche une barre de progression qui indique visuellement l'état de préparation du capteur **pour l'exposition**. Les couleurs représentent les statuts suivants :

- Vert : Le capteur est prêt pour l'exposition.
- Jaune : Le capteur est en phase de préchauffage ; préparez-vous pour l'exposition.
- Rouge: Le capteur n'est pas prêt; veuillez patienter.



Configuration du temps d'exposition :


Dans la configuration du module MDP, le temps d'exposition peut être configuré à un maximum de 10min. Ceci afin de garantir qu'aucun temps d'exposition n'est configuré qui dépasse la limite maximale définie par les spécifications du capteur.



X-Ray iRay Technology

Fonctionnalités spécifiques au module


Mediadent vous informe lorsque le capteur est déconnecté via le module de radiographie : X-ray iRay Technologies



La barre d'état affiche une erreur si le capteur est introuvable.

Importer les fichiers de calibrage

Après avoir installé les pilotes et configuré le capteur dans la configuration iRay, vous devez importer les fichiers de calibrage du capteur à l'aide de la fonctionnalité « Importer les fichiers de calibrage » :



6.7 X-Ray Promantix

Fonctionnalités spécifiques au module

 $Mediadent\ vous\ permet\ d'utiliser\ les\ capteurs\ intra-oraux: Promantix/Optimum\ Plus.$

Pour ces capteurs, trois **fonctionnalités importantes** sont affichées dans la barre d'état ou d'informations :

- La température du capteur
- Le niveau d'exposition du capteur
- L'état d'exposition du capteur



Il existe 3 plages basées sur la température maximale configurée ou la valeur par défaut recommandée par le fabricant :

- Rouge : température trop élevée = acquisition impossible
- Vert : température acceptable
- Bleu clair : température basse



- La température maximale du capteur est de 48 °C, comme indiqué par le fabricant. Une température maximale inférieure peut toutefois être configurée dans les paramètres du module.
 - Si la température maximale du capteur est atteinte, une fenêtre contextuelle en informe l'utilisateur.

2.2. Niveau d'exposition



Il existe 3 plages basées sur les valeurs médianes recommandées lors de l'exposition, fournies par le fabricant :

- Rouge: niveau d'exposition élevé, qualité non diagnostique.
- Vert: bon niveau d'exposition, images diagnostiques satisfaisantes.
- Bleu clair: faible niveau d'exposition.

3. Indiqué dans la **barre d'état** :

3.1. État d'exposition et temps d'exposition

L'état du capteur est indiqué dans la barre d'informations. La barre de progression indique le temps d'exposition.




- Le temps d'exposition par défaut est de 120 secondes, mais il peut également être configuré dans les paramètres.
- ${\sf -}$ Si le capteur est débranché ou si la connexion est interrompue, une fenêtre contextuelle en informe l'utilisateur.

- **Utilisation Mediadent** 7
- 7.1 Travailler avec l'écran Mediadent
- 7.1.1 Aperçu de l'écran Exporter un répertoire d'images

L'écran Exporter un répertoire d'images

L'écran Exporter un répertoire d'images est la boîte de dialogue utilisée pour sélectionner les images qui doivent être **exportées** dans un format spécifique et dans un dossier particulier (dossier de destination).

Cette option est également utilisée pour envoyer des images par e-mail.





La bibliothèque des images du patient affiche les images prises pour le patient sélectionné.



Les boutons permettant d'ajouter les images à la listed'exportation



- Bouton Ajouter : Sélectionnez l'image et cliquez sur le bouton Ajouter ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur une image.
- Bouton Toutes : Ajoutera toutes les images du dossier sélectionné dans la bibliothèque des images du patient.
- Toutes + sous-rép. : Ajoutera toutes les images de la bibliothèque des images du patient (y compris les images des sous-répertoires).
- Supprimer : Supprimera l'image sélectionnée de la liste d'exportation.

- La liste d'exportation contient les images sélectionnées que vous souhaitez exporter ou envoyer par e-mail.
- Le dossier de destination est le dossier dans lequel vous allez exporter vos fichiers.
- Le bouton *Estimation* est pratique car il calculera le nombre de fichiers, la taille de la source, la taille de la destination, la compression, le dossier et le fichier des images qui seront exportées ou envoyées par e-mail. Ces informations seront affichées dans **la boîte Infos.**11.
- 6 Le bouton *Exporter* exportera effectivement les images vers le dossier de destination.
- Le bouton *E-mail* lancera votre **programme de messagerie électronique** et **joindra** les images dans un nouveau message électronique. Il vous suffit d'ajouter les noms des destinataires et les images seront envoyées.
- 1 Le bouton **Quitter** permet de fermer la boîte de dialogue.

Ne quittez pas avant que tous les fichiers aient été exportés, car cela interromprait la procédure d'exportation.

2 La **fenêtre** vous permet de visualiser les images avant de les sélectionner pour les exporter ou les envoyer par e-mail.

Double-cliquez sur l'image et elle sera chargée dans la fenêtre.

La case **Type de fichier** vous permet de choisir le type de fichier vers lequel vous souhaitez exporter les fichiers. Pour plus d'informations sur les différents types de fichiers vers lesquels vous pouvez exporter, consultez la rubrique« **Type du fichier** » ('Type du fichier' in the on-line documentation).



Il est important de comprendre que plus la qualité est élevée, plus les fichiers d'image sont volumineux. Certains programmes de messagerie électronique limitent la taille des fichiers qui peuvent être envoyés. Si les fichiers d'images sont trop volumineux, le programme de messagerie n'enverra pas les images.

La **boîte Infos** vous donnera des informations intéressantes telles que le nombre de fichiers, la taille de la source, la taille de la destination, la compression, le dossier et le fichier des images qui seront exportées ou envoyées par e-mail.

La **barre verte** au bas de la boîte Infos indique également la progression de l'exportation.

En cliquant sur ce bouton, vous pourrez choisir un autre dossier de destination.

7.1.2 Travailler avec des fenêtres

Dans cet article, nous allons expliquer comment charger une image dans une fenêtre.

1. Pour charger une image dans une **fenêtre**, vous devez d'abord **activer** la fenêtre en cliquant avec le **bouton gauche** de la souris dans la zone de la fenêtre ①.

La fenêtre active est **mise en évidence** par un cadre (dans cette capture d'écran, le cadre est jaune).



2. Ensuite, vous devez **double-cliquer** sur l'image dans la **bibliothèque des images** et l'image sera chargée dans la fenêtre sélectionnée.



L'image est maintenant prête à être analysée.

7.1.3 Travailler avec des bureaux

Dans cet article, nous allons expliquer ce qu'est le Mediadent**bureau**, comment vous pouvez charger un autre bureau pour mieux répondre à vos

Manuel d'utilisation Mediadent V8 - Partie 1 : Mediadent

besoins.

Pour les utilisateurs plus avancés, nous allons expliquer comment configurer un nouveau bureau.

Vous avez également la possibilité de supprimer un bureau que vous avez créé.

Nous expliquerons les sujets suivants :

1. Aperçu du Mediadentbureau

Un **bureau** est la manière dont les **différents éléments de l'écran**, tels que les fenêtres, l'ensemble d'icônes, la bibliothèque des images, etc., sont présentés sur votre écran.

Le bureau déterminera :

- Combien de Viewports Une Viewport is a region to which you can load an image for
 analysis purposes. Loading an image can be done by first activating the Viewport. To activate a Viewport you
 have to select it by clicking in the region with your left mouse button. Once the Viewport is activated you will see that it changes color
 (dark grey). Now you can double click sur l'image et elle sera chargée dans la fenêtre. sont visibles.
- Quelle est la position de l'ensemble d'icônes.
- Où se trouve la bibliothèque des images
- · Si et où l'histogramme est positionné
- · Si et où est positionnée la barre de luminosité/contraste

En bref, il détermine l'apparence de votre bureau dans Mediadent.

Pour en savoir plus sur les différents éléments du bureau, consultez la rubrique sur les éléments de l'écran (Section 5.1).

Exemple d'un des bureaux standard Mediadent :



⚠

Il est important de comprendre que le bureau est également lié à la **résolution** de votre écran. Lorsque vous modifiez l'écran ou la résolution de l'écran, il peut être nécessaire de charger un autre bureau ou de créer votre propre bureau.

2. Chargement d'un autre bureau

Le bureau qui est chargé est le Mediadent**layout de l'écran** qui a été configuré pour la taille et la résolution de votre moniteur.

Il montrera tous les différents éléments de l'écran Mediadent.

Pour mieux comprendre le bureau, lisez l'article Un bureau (Section 12.2).

Si vous n'êtes pas satisfait de la configuration actuelle de l'écran Mediadent, vous pouvez charger un autre bureau.

 \triangle


Sachez que si vous chargez un bureau qui ne correspond pas à votre moniteur, certains éléments d'écran Mediadent disparaîtront de votre écran.

Par exemple, le choix d'un bureau adapté à un écran plus large aura pour conséquence que les éléments de l'écran Mediadent (comme le fenêtrage, l'histogramme, etc.) sur le côté droit ne seront pas affichés sur un écran plus petit.

1. Choisissez dans le menu Mediadent*Affichage > Panneaux > Ouvrir un bureau*

🍯 Vous obtiendrez une liste des bureaux par défaut qui sont disponibles. Ces bureaux sont liés à la résolution de votre écran.

2. Cliquez sur le bureau que vous voulez charger




Vous verrez une liste de bureaux préinstallés. Les noms indiquent les résolutions d'écran les plus courantes. En fonction du type d'écran dont vous disposez, vous pourrez choisir l'un des bureaux.

饀 Un bureau « 1024x767 » signifie que le bureau Mediadent s'affichera sur votre écran avec une résolution de « 1024 pixels (largeur) sur 768 pixels (hauteur) ».

Une fois que vous avez activé l'un des bureaux par défaut, il est possible que votre bureau ne soit pas encore optimisé. Par exemple, il vous reste encore de la place sur votre écran qui n'est pas utilisée.


Si votre bureau n'est pas optimisé, vous pouvez utiliser **deux options** pour l'optimiser :

1. Après avoir chargé l'un des bureaux par défaut et si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez choisir l'option Affichage>Panneaux>Autoset le bureau dans le menu Mediadent.




Cette option permet d'utiliser le bureau par défaut le plus optimal.

2. Si des améliorations sont encore possibles, choisissez Affichage>Panneaux>Installez ce bureau à l'écran



Une fois que vous êtes satisfait du bureau, vous devez le sauvegarder.

Pour sauvegarder le bureau adapté, choisissez Affichage>Panneaux>Sauvegarder le bureau sous ...




Donnez un nom au bureau, dans ce cas « adapté ». Ce bureau sera actif la prochaine fois que vous lancerez le programme.



En choisissant le bureau optimisé, vous utiliserez au maximum la résolution de votre écran.

Une fois que vous aurez le bureau idéal, vous voudrez peut-être créer automatiquement tous les bureaux sur la base de ce bureau idéal.

Cela est possible grâce à l'option suivante : Affichage>Panneaux>La création automatique de bureau (tous les préréglages) de courant



Cela va générer automatiquement tous les bureaux (fenêtre 1, fenêtre 2, fenêtre 3...) basés sur ce bureau idéal. Ainsi, si vous passez ensuite à un autre bureau, parce que, par exemple, vous voulez voir plus de fenêtres, le bureau sera déjà optimisé.

3. Configuration du bureau

Le **bureau** est la manière dont les différents éléments de Mediadent sont présentés sur votre **écran**.

L'avantage est que vous pouvez modifier le layout des différents éléments de l'écran, reflétant ainsi votre façon de travailler.

Si vous souhaitez modifier le bureau, vous devez d'abord savoir comment activer/désactiver certains éléments de l'écran.

Une fois activé, vous pouvez déplacer les éléments de l'écran ou même les redimensionner pour les adapter à vos besoins.


Pour modifier le bureau, procédez comme suit :

- 1. Activer/désactiver des éléments de l'écran
- 2. **Déverrouiller** le bureau
- 3. Déplacer ou redimensionner les éléments
- 4. Verrouiller le bureau
- 5. Sauvegarder le bureau



Lisez d'abord l'article **Aperçu des éléments de l'écran Mediadent (on-line documentation)** pour mieux comprendre les différents éléments de l'écran.

1. Activer/désactiver Mediadent des éléments de l'écran




2. Modifier et sauvegarder le layout du bureau

Une fois que vous avez choisi les éléments d'écran que vous voulez activer. Vous avez la possibilité de les déplacer à un autre endroit de votre écran. Suivez les étapes suivantes pour **modifier** le bureau et l'**enregistrer**.

Action	Explication			
1. Déverrouiller le bureau				
1. Toujours déverrouiller le bureau en premier Affichage > Panneaux > Verrouiller le bureau Save desktop as Lock desktop	Remarque : assurez-vous que le l'option. Déverrouillez toujours le bureau avant d'effectuer des modifications. Vous remarquerez que le bureau est déverrouillé lorsque des poignées sont disponibles dans le coin supérieurgauche et le coin inférieur droit de l'élément de l'écran.			
2. Déplacer et/ou redimensionner les Mediadent éléments de l'écran	T.			
2. Les éléments de l'écran sont libres et peuvent être déplacés à un autre endroit de l'écran ou redimensionnés pour afficher toutes les options. Save desktop Save desktop as Exit	Déplacez les éléments de l'écran à un autre endroit en faisant glisser et en déposant les éléments via les poignées, situées dans le coin supérieur gauche de l'élément. Annot. & Measure Redimensionnez les éléments de l'écran en utilisant la poignée dans le coin inférieur droit.			
3. Verrouiller le bureau				
 Si vous êtes satisfait du résultat, vous devez verrouiller le bureau. Affichage > Panneaux > Verrouiller le bureau 	Remarque : le signe doit être placé devant l'option dans le menu.			


4. Sauvegarder le bureau




Vous verrez une liste de **bureaux préinstallés** (indiqués par un *). Ils ne peuvent être modifiés.

Après avoir enregistré votre bureau, vous pourrez le sélectionner via *Affichage > Panneaux > Ouvrir un bureau*

Cliquez sur ce titre pour voir les exemples






3. Nouveaux outils supplémentaires pour créer ou modifier un bureau


Dans cette dernière version, beaucoup de choses ont été ajoutées pour améliorer la création de bureaux dans le programme.

Pour comprendre ce qu'est un bureau, lisez d'abord cet article : Un bureau (Section 12.2)

Dans cette section, nous allons expliquer les outils supplémentaires dont vous disposez pour modifier le bureau.


1. Activez les options des panneaux







2. Aperçu des icônes de la boîte à outils et exemples








©2025 Imagelevel, by Corilus NV. Tous droits réservés.



Résultat : les 2 cases sont alignées l'une à côté de l'autre.






Même taille

Cette option vous permettra de créer des éléments d'écran ayant la même taille.

La première case sélectionnée détermine la taille de l'autre case sélectionnée.

Sélectionnez la première case qui a la taille souhaitée.


Sélectionnez la deuxième case en appuyant sur la touche Ctrl et en la maintenant enfoncée.



4. Suppression d'un bureau

Le changement de moniteur est souvent une raison pour supprimer un bureau précédemment créé avec une autre configuration d'écran. Suivez ces **étapes** pour supprimer un bureau

1. Affichage>Panneaux>Sauvegarder le bureau sous ...



2. Sélectionnez le bureau de la liste que vous souhaitez supprimer. Dans cet exemple, nous choisissons le bureau test.



3. Cliquez sur *le bouton* Supprimer.

Assurez-vous que le bureau que vous voulez supprimer n'est pas actif.

7.2 Travailler avec des images

Dans cette section, vous apprendrez les différentes manipulations que vous pouvez effectuer sur une image pour étayer votre diagnostic, la planification du traitement et le suivi.

Nous allons commencer par la **manipulation de base**. C'est un excellent point de départ si vous venez de commencer à utiliser Mediadent.

Ensuite, si vous le souhaitez, vous pourrez approfondir certains sujets.

Bon aperçu:

1. Manipulation de base des images (Section 5.3)

Plus de détails sur l'utilisation des différentes fonctions

- 2. Travailler avec le fenêtrage (Section 7.2.1)
- 3. Travailler avec des pseudo-couleurs (Section 7.2.2)
- 4. Travailler avec la loupe (Section 7.2.4)
- 5. Travailler avec des annotations (Section 7.2.3)
- 6. Travailler avec des zones d'intérêt (Section 7.2.5)

Manipulation plus avancée des images :

- 7. Travailler avec la fonction d'optimisation (Section 7.2.7)
- 8. Travailler avec des filtres (Section 7.2.6)
- 9. Travailler avec la fenêtre de filtre (Section 7.2.9)

7.2.1 Travailler avec le fenêtrage


La fonction Fenêtrage est une fonctionnalité très puissante de Mediadent.

- Elle vous permettra d'**améliorer** la qualité de votre image en 1 clic de souris (fenêtrage automatique, décrit dans l'article).
- Elle vous permettra de modifier les images qui sont de moindre qualité, trop claires ou trop sombres.

La **fonction de fenêtrage** vous permettra de **filtrer** les échelles de gris qui ne sont pas pertinentes.

L'histogramme montre les niveaux de gris d'une image.

Par exemple :Si une image est **trop lumineuse**, vous verrez que l'histogramme présente des pics sur le côté droit du graphique.




Cette capture d'écran montre des pics sur le côté droit, indiquant que l'image est trop lumineuse.

Lors de l'activation de la fonction de fenêtrage, les **échelles de gris** du côté gauche de l'histogramme ne sont pas pertinentes et peuvent être écartées.

Dans cet **exemple**, l'image est très lumineuse en raison d'un temps d'exposition trop court.






Dans cette section, nous aborderons les sujets suivants :

1. Utilisez le curseur Fenêtrage

Dans cet exemple, nous ferons glisser la règle de fenêtrage vers la **droite**, car l'histogramme indique qu'il existe des niveaux de gris pertinents.

Placez d'abord votre souris dans le coin le plus à gauche du curseur.

Pour faire glisser, *appuyez* longuement *sur* le **bouton gauche de la souris** tout en faisant glisser le curseur vers la **droite**.




Vous verrez que l'image change instantanément.

2. Utilisez le fenêtrage automatique

Nous vous avons rendu la tâche encore plus facile grâce à la fonction de fenêtrage automatique.

Appuyez sur l'**icône** située à droite de la règle des fenêtres et Mediadent**filtrera automatiquement** les échelles de gris les plus pertinentes.



3. Réinitialiser l'image

Vous pouvez **réinitialiser** vos modifications en cliquant sur la petite icône située à gauche de la règle de fenêtrage.




Vous verrez l'image revenir à son état d'origine.

4. Sauvegarder l'image modifiée

Une fois que vous avez modifié l'image grâce à la fonction de fenêtrage, vous pouvez Sauvegarder l'image.

1. Cliquez sur <i>l'icône Sauvegarder</i>	
2. Sauvez en tant que nouvelle image	Choisissez OUI si vous souhaitez conserver la version



originale de l'image.

Choisissez **NON** si vous voulez remplacer la version originale.

Nous allons choisir de sauvegarder l'image en tant que nouvelle image. Cela signifie qu'un nouveau fichier sera créé.

3. Donnez un nom au fichier




Si vous avez choisi \mathbf{OUI} , vous serez invité à donner un nom.

4. Cliquez sur *le bouton* Sauvegarder

L'image apparaît dans la bibliothèque des images.

Dans cette capture d'écran, vous voyez la différence entre deux images. L'image de **gauche** est l'image modifiée avec la fonction de fenêtrage, l'image de **droite** est l'image originale.




7.2.2 Travailler avec des pseudo-couleurs

Les **pseudo-couleurs** peuvent être utilisées lorsque vous souhaitez **analyser** les images des patients de manière très détaillée.

Cela aide à visualiser par exemple les **fractions** dans la dent, car la coloration sera différente.

En utilisant les **pseudo-couleurs**, les niveaux de gris sont **convertis** en pseudo-couleurs, ce qui permet de voir la différence de densité.



Suivez ces étapes pour utiliser les **pseudo-couleurs**.

Action	Explication
1. Sélectionner une image dans la fenêtre	L'image dans la fenêtre.
2. Utiliser le <i>curseur</i> Pseudo-couleurs	En glissant vers la droite , les niveaux de gris de la partie gauche de l'histogramme sont colorés. En glissant vers la gauche , les niveaux de gris de la partie droite de l'histogramme sont colorés.
3. Glisser vers la droite	Dans cet exemple, nous allons glisser vers la droite .
4. Résultat	Vous verrez les échelles de gris converties en pseudo-couleurs.
5. Pour réinitialiser, cliquez sur la petite icône à	Cela ramènera l'image à son



7.2.3 Travailler avec des annotations

Les annotations peuvent constituer un outil d'analyse important.


En ajoutant des annotations, vous pouvez fournir à vos patients des informations supplémentaires ou signaler à vos pairs les zones problématiques.

Il est important de comprendre que les **annotations** se trouvent dans une **couche** au-dessus de votre image. Cela n'affectera pas l'image originale.

Vous pouvez ajouter **différents types** d'annotations :

- Annotations simples (onglet annotations)
- Annotations de mesure (onglet mesure)
- Implants (module séparé)

Les annotations peuvent être sauvegardées, imprimées et envoyées par e-mail.



Dans la dernière version du logiciel, la boîte à outils des annotations est toujours disponible.

Elle est située à côté de la fenêtre, à droite. Vous avez la possibilité de modifier la présentation de la boîte à outils des annotations.




Si la boîte d'annotations n'est pas correctement positionnée sur votre écran, lisez l'article **Comment déplacer la loupe** (Section 8.2.8) et apprenez à déplacer la boîte d'annotations.

Modification du comportement de la boîte de dialogue Annotations

Aller dans Options > Configuration

Dans la configuration générale, choisissez l'onglet Configuration écran > Configuration fenêtre

Dans la boîte de dialogue : <u>Annotations. Choisissez la façon de travailler</u>, vous avez la possibilité de toujours afficher la boîte à outils des annotations ou de basculer (c'est-à-dire de choisir manuellement d'activer la boîte à outils des annotations).



Utilisation des annotations

Pour **activer** les **annotations**, *cliquez* sur l'icône dans l'ensemble d'icônes.

Une fois que vous avez sauvegardé une image avec des annotations, vous verrez apparaître **une petite barre** verte en haut de l'image.



1. Aperçu de la boîte de dialogue Annotations

Dans cette rubrique, vous trouverez un **aperçu général** des différents éléments de la boîte de dialogue Annotations.



Onglet Annotations et mesures: Il est ouvert par défaut lorsque vous activez les Annotations. Il vous permettra d'ajouter des annotations (par exemple, flèches, main libre, éclipse, texte et notes) à vos images.

Dans cet onglet, vous pourrez supprimer toutes les annotations et modifier leur taille et leur couleur le leur couleur le module optionnel Implants. Si vous ne disposez pas de ce module, l'onglet ne sera pas visible. Si vous souhaitez en savoir plus sur les capacités du module Implants, lisez l'article « Module Implants ». Si vous souhaitez savoir comment acquérir le module Implants, veuillez nous contacter.

Onglet Calibrage: cet onglet vous permet de calibrer votre image. Pour en savoir plus, consultez l'article Comment calibrer une image.

Onglet Analytique (optionnel): En cliquant sur cet onglet, vous pouvez accéder à la boîte à outils pour la détection des caries.

Outil de sélection: cliquez sur ce bouton avant de sélectionner une annotation.

Onglet Mesures: Dans cet onglet, qui sera expliqué plus tard, vous pourrez ajouter d'autres types d'annotations.

Annotations simples: Ces annotations ne sont pas liées à la taille de l'image.

Tout supprimer: Toutes les annotations faites par l'onglet Annotations seront supprimées en cliquant sur ce bouton.

Taille: Augmenter la taille des annotations sélectionnées.

2. Comment utiliser les annotations de l'onglet Annotations ?


Outils : Utilisé pour calculer les valeurs de gris d'un rectangle dessiné

0

Dans cette section, nous allons expliquer les annotations qui peuvent être utilisées dans l'onglet Annotations par défaut.

Ces annotations sont libres et non relatives à l'image (la taille des annotations n'est donc pas relative à l'image). Vous pouvez les utiliser, par exemple, pour montrer rapidement à votre patient la zone problématique.

Cet onglet vous fournit l'**utilisation de base** des annotations.



Action	Explication	
Charger une image dans la fenêtre	Assurez-vous que vous avez une image chargée dans une fenêtre et que cette dernière est sélectionnée.	
Activez les annotations à l'aide de l'icône.	Une fois l'onglet des annotations activé, vous verrez que l'icône est grisée.	
1. Ajouter une flèche à votre image		
Cliquez sur le bouton Flèche pour ajouter une flèche.		
Appuyez longuement sur le bouton gauche de la souris tout en dessinant la flèche.	Le point où vous commencez à dessiner la flèche est la pointe de la flèche . Faites glisser la boîte vers l'extérieur en maintenant le bouton	
2. Ajoutez un dessin à main levée à votre image	gauche de la souris enfoncé.	


Cliquez sur le bouton de dessin main libre 2. Freehand	
Appuyez longuement sur le bouton gauche de la souris tout en dessinant votre forme à main levée.	Dessinez la forme en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé .
3. Ajouter une ellipse à votre image	
Cliquez sur le bouton Ellipse Ellipse	
Appuyez longuement sur le bouton gauche de la souris tout en dessinant l'ellipse.	Dessinez l'ellipse en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé .
4. Ajouter du texte à votre image	
Cliquez sur le bouton Texte Aa Text	
Appuyez longuement sur le bouton gauche de la souris tout en dessinant la zone de texte.	Dessinez la zone de texte en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé .
Tapez le texte dans la zone de texte.	La zone de texte apparaît et vous pouvez commencer à taper le text dedans.
5. Ajouter une note à votre image	
Cliquez sur le bouton Note Note	En utilisant des notes, vous collez en quelque sorte un post-it sur votre image.
Appuyez longuement sur le bouton gauche de la souris tout en dessinant la zone de notes.	Dessinez la zone de notes en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé .
<i>Tapez</i> le texte dans la zone de notes. Dans cet exemple, j'ai tapé « Note ».	La zone de notes apparaît et vous pouvez commencer à taper le texte dedans.
6. Modifier la taille des annotations	
Sélectionnez l'annotation (éclipse) en <i>cliquant</i> sur le <i>bouton</i> Sélectionner (assurez-vous que le bouton de sélection est en surbrillance), puis sur <i>le bordde l'ellipse</i> .	Dans cet exemple, nous allons modifier la taille d'une éclipse. Les mêmes étapes peuvent être appliquées aux autres annotations. Lorsque vous appuyez sur le bouton Sélectionner et que vous vous déplacez vers le bord de l'annotation, vous remarquerez que le curseur change de forme. À ce moment-là, vous pouvez cliquer avec le bouton gauche de la souris pour sélectionner l'annotation. Lorsque vous sélectionnez une forme, vous remarquerez de petits rectangles dans les 4 coins . Cela signifie que la forme est correctement sélectionnée.
Cliquez sur la flèche droite du bouton de taille pour agrandir le bord de l'éclipse.	Dans l'exemple, nous avons cliqué environ 10 fois sur la flèche droite du bouton de taille pour obtenir le résultat.
7. Modifier la couleur des annotations	
Sélectionnez l'annotation (éclipse) en <i>cliquant</i> sur le <i>bouton</i> Sélectionner (assurez-vous que le bouton de sélection est en surbrillance), puis sur <i>l'éclipse</i> .	Dans cet exemple, nous allons modifier la couleur d'une éclipse. Les mêmes étapes peuvent être appliquées aux autres annotations.

Select	Lorsque vous sélectionnez une forme, vous remarquerez de petits rectangles dans les 4 coins . Cela signifie que la forme est correctement sélectionnée .
Cliquez sur l'une des icônes de couleur pour modifier la couleur.	Dans cet exemple, nous allons modifier la couleur en rouge . Vous pouvez la changer en rouge, vert, bleu par défaut.
Cliquez sur l'icône pour choisir une autre couleur.	Si vous n'êtes pas satisfait de la couleur, vous pouvez cliquer sur l'icône et choisir une autre couleur . Cette boîte de dialogue apparaît, sélectionnez l'une des couleurs .
Cliquez sur le bouton <i>Définir les couleurs personnalisées</i> >> pour personnaliser vos couleurs.	Si cela ne suffit pas, vous pouvez même définir des couleurs personnalisées ! Cliquez avec la souris dans la zone colorée et Ajouter aux couleurs personnalisées .
8. Supprimer les annotations Effacer une annotation particulière	
Sélectionnez l'annotation que vous voulez supprimer Select Appuyez sur le bouton supprimer de votre clavier.	Pour vérifier que la bonne annotation est sélectionnée, vous devez voir de petits rectangles dans les coins entourant l'annotation.
Effacer toutes les annotations	- H
Cliquez sur l'icône pour effacer toutes les annotations	Sachez que le bouton Tout supprimer ne supprimera que les annotations effectuées via l'onglet Annotations . Si vous avez ajouté des annotations via l'onglet Mesure , elles ne seront pas supprimées. Pour supprimer ces annotations, vous devez sélectionner l'onglet Mesure et cliquer sur le bouton Tout supprimer .

3. Comment utiliser les annotations de mesure dans l'onglet Mesure ?

Lorsque vous utilisez les annotations de l'onglet Mesure, votre image doit être **calibrée**. Vous remarquerez qu'une image n'est PAS calibrée lorsque vous dessinez une annotation (à partir de l'onglet Mesure), vous verrez la mesure en **pixels** au lieu de **mm**. Lisez l'article Comment calibrer une image pour plus d'informations sur le calibrage d'une image.

Action	Explication
1. Charger une image dans la fenêtre.	
Activez les annotations à l'aide de l'icône.	
2. Tracez une ligne via l'onglet Mesure	



Cliquez gur la hautan Bastangla	Vous avez la possibilità de dessinan un marten els commentes à commentes de la commente del la commente de la c
Cliquez sur <i>le bouton</i> Rectangle Rectangle	Vous avez la possibilité de dessiner un rectangle sur votre image pour attirer l'attention sur une certaine zone.
Cliquez sur le bouton gauche de la souris dans le coin gauche du rectangle. Lorsque vous avez positionné la flèche de la souris dans le coin droit, cliquez à nouveau et le rectangle se dessine automatiquement.	Les poignées peuvent être utilisées de la même manière que les lignes.
	Pour redimensionner le rectangle, faites glisser les poignées vers l'extérieur pour agrandir le rectangle, et faites glisser les poignées vers l'intérieur pour réduire sa taille.
	Vous voyez également les mesures du rectangle.
3.1 Manipulations du rectangle	4
Appuyez longuement sur le bouton gauche de la souris tout en faisant glisser les poignées pour redimensionner le rectangle à la taille souhaitée.	Dans les coins du rectangle, vous verrez les poignées (petits rectangles). Vous pouvez rendre le rectangle plus petit ou plus grand.
4. Dessinez un cercle	-
Cliquez sur le bouton Cercle 3pnt . Circle 3pt.	Pour dessiner un cercle dans Mediadent, vous devez indiquer 3 points qui font la taille du cercle. (D'où le nom du bouton : Cercle 3pnt).
	Si vous voulez attirer l'attention sur une certaine partie de l'image, il vous suffit de délimiter la zone avec 3 points et le cercle se dessine automatiquement .
Pour tracer 3 points , il suffit de cliquer 3 fois avec le bouton gauche de la souris autour de la zone sur laquelle vous voulez attirer l'attention. Le cercle est automatiquement dessiné.	Vous verrez que le cercle se dessine automatiquement lorsque vous avez placé le troisième point.
	Comme pour les formes précédentes, vous pouvez utiliser les poignées pour redimensionner le cercle.
	Appuyez longuement sur sur le bouton gauche de la souris pendant le redimensionnement du cercle via les poignées.
<u>5. Dessiner un angle 3pts.</u>	
Cliquez sur le bouton Angle 3pts . Angle 3pt.	Pour dessiner un angle, vous aurez besoin de 3 points : le début de la première demi-ligne, le point du sommet et la fin de la dernière demi-ligne.
Indiquez le début de la première demi-ligne en cliquant avec	Pour dessiner un angle, il suffit de cliquer 3 fois :
le bouton gauche de la souris. Vous avez maintenant bloqué la flèche de la souris et pouvez vous déplacer vers le point d'extrémité ou le sommet .	La première pour le point de départ de l'angle, la deuxième pour le sommet et la troisième pour le point d'arrivée .
Cliquez avec le bouton gauche de la souris pour indiquer le	L' angle est calculé automatiquement.
sommet de l'angle. Vous pouvez maintenant déplacer la souris jusqu'à l'extrémité de la deuxième demi-ligne. Cliquez pour fixer ce point et l'angle sera dessiné.	Comme dans les exemples précédents, vous pouvez utiliser les poignées pour modifier le point de départ , le point du somme et le point d'arrivée .
	L'angle sera recalculé automatiquement.
6. Dessiner un angle 4pts.	И
Cliquez sur le bouton Angle 4pts. Angle 4pt.	Pendant le processus d'analyse, il est utile de pouvoir calculer l' angle entre 2 dents.
	Dans Mediadent, vous pouvez dessiner un angle de 4 points .
	Vous avez besoin de 4 points, le début et la fin de la première demi-ligne et le début et la fin de la seconde demi-ligne.
	L'angle sera calculé automatiquement.
Cliquez sur le premier point (vous avez bloqué la souris) ; vous pouvez vous déplacer vers le point d' arrivée de la première demi-ligne.	Vous devez cliquer deux fois avec le bouton gauche de la souris au début de la demi-ligne et une seconde fois à la fin de la demiligne.

Déplacez-vous jusqu'au premier point de la deuxième demiligne et cliquez avec le bouton gauche de la souris.	Une fois que vous avez cliqué sur le 4e point , l'angle entre les deu demi-lignes sera calculé.
Déplacez-vous jusqu'au dernier point de la deuxième demiligne et cliquez avec le bouton gauche de la souris.	
<u>7. Dessiner un tracé</u>	
Cliquez sur <i>le bouton de</i> tracé	Un tracé est une série connectée de segments de ligne et est souvent utilisée pour analyser le canal radiculaire d'une dent.
Polyline	Vous serez en mesure d'obtenir la mesure du canal radiculaire.
Cliquez sur le premier point du tracé Cliquez avec le bouton gauche de la souris pour créer un	Chaque fois que vous cliquez avec le bouton gauche de la souris, vous créez un point (segment de ligne) sur le tracé et vous obtener la mesure.
segment de ligne.	Vous remarquerez que la ligne devient rouge lorsque vous cliquez pour la première fois avec le bouton gauche de la souris. Cela signifie que vous avez créé votre premier segment de ligne.
Pour terminer le tracé, <i>double-cliquez</i> avec le bouton gauche de la souris.	Vous verrez la mesure totale du tracé et le point que vous avez créé.
8. Dessiner un polygone	
Cliquez sur <i>le bouton</i> Polygone	Dans le même esprit que le tracé, vous pourrez utiliser le polygone pour calculer la surface d'une forme.
☐ Polygon	Il peut être pratique pour calculer la surface d'une zone problématique particulière.
Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le point de départ de la zone que vous voulez mesurer.	Tant que vous ne cliquez pas pour ajouter un point, la ligne reste noire .
	Chaque fois que vous cliquez avec le bouton gauche de la souris, vous créez un point sur le polygone.
Vous pouvez ajouter des points à la zone en cliquant avec le bouton gauche de la souris.	Ici, j'ai créé 4 points sur le polygone.
Pour terminer le polygone, double-cliquez avec le bouton gauche de la souris.	Vous n'avez pas besoin de fermer le polygone, lorsque vous double cliquez sur le polygone, celui-ci se ferme automatiquement.
	La surface est automatiquement mesurée.
9. Dessiner des tronçons de lignes de ratio	1
Cliquez sur <i>le bouton</i> Ratio	Vous avez la possibilité de dessiner 2 tronçons de ligne et de laisse Mediadent calculer le ratio entre les 2 morceaux de ligne.
X Ratio	Le ratio est calculé en prenant la longueur du premier tronçon de ligne et en la divisant par la longueur du deuxième tronçon.
Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'image pour indiquer le point de départ du premier tronçon de ligne.	Une fois que vous avez cliqué avec le bouton gauche de la souris pour indiquer le point d'arrivée du premier tronçon de ligne, vous
Cliquez avec le bouton gauche de la souris pour indiquer le point d'arrivée du premier tronçon de ligne.	remarquerez que le tronçon devient rouge , indiquant la fin du premier morceau de la ligne. Vous pouvez maintenant déplacer la souris vers le point de départ
	du deuxième morceau de ligne et cliquer avec le bouton gauche de la souris.
Déplacez-vous jusqu'au point de l'image où vous souhaitez indiquer le point de départ du deuxième morceau de ligne et cliquez avec le bouton gauche de la souris.	Nous voulons calculer le ratio entre 2 morceaux de ligne ; cela pourrait être la longueur des dents.
Déplacez-vous jusqu'au point de l'image où vous souhaitez indiquer le point d'arrivée du deuxième morceau de ligne et cliquez avec le bouton gauche de la souris.	
	Une fois que vous avez cliqué sur le dernier point d'extrémité de votre dernier point d'extrémité, vous verrez les lignes devenir

	rouges et le ratio est calculé.
10. Dessiner une inclinaison	
Cliquez sur <i>le bouton</i> Inclinaison Slope	Mediadent calculera l'inclinaison entre d eux morceaux de ligne .
Cliquez avec le bouton gauche de la souris pour indiquer le point de départ du premier tronçon de ligne.	Tant que la ligne est noire, vous pouvez repositionner la flèche de la souris.
Déplacez la souris jusqu'au point d'arrivée et cliquez une deuxième fois avec le bouton gauche de la souris.	Une fois que vous avez cliqué avec le bouton gauche de la souris pour indiquer le point d'arrivée, l'inclinaison sera calculée.
	Vous remarquerez que l'inclinaison est rouge. Cela indique que le calcul est fait.
11. Tracer des lignes parallèles	
Cliquez sur <i>le bouton</i> Parallèle Parallel	Il peut être pratique de tracer des lignes parallèles sur une image.
Cliquez avec le bouton gauche de la souris pour indiquer le point de départ du premier tronçon de ligne.	La deuxième fois que vous cliquez avec le bouton gauche de la souris, les lignes parallèles se dessinent automatiquement.
Déplacez la souris jusqu'au point d'arrivée et cliquez une deuxième fois avec le bouton gauche de la souris.	

8

Vous pouvez facilement modifier le texte affiché sur les mesures en cliquant avec le **bouton gauche** sur le texte et en le faisant **glisser** vers l'emplacement souhaité

4. Impression des annotations

Pour imprimer les annotations, vous devrez l'indiquer dans la boîte de dialogue d'impression.



- 1. Dans le menu Mediadent, choisissez *Fichier>Imprimer -ou-* Cliquez sur
- 2. Chargez une **image** à imprimer.
- 3. Vérifiez la case Imprimer les annotations dans la boîte de dialogue Imprimer.



Pour en savoir plus sur les possibilités d'impression d'une image, consultez l'article « Impression d'images (Section 5.5) ».

7.2.4 Travailler avec la loupe

La **loupe** vous permettra d'effectuer une analyse **très détaillée** de vos images. Il est souvent nécessaire d'entrer dans les détails pour étayer le suivi des fractions et des problèmes de tissu.

La loupe vous permet de :

- 1. Agrandir ou zoomer sur une partie particulière d'une image
- 2. Appliquer différents filtres à l'image :
 - Inverser
 - Égaliser l'histogramme
 - Emboss NE
 - Correction de gamme

Dans cet article, nous allons vous expliquer comment **activer** la loupe et comment vous pouvez **appliquer** un filtre

1. Travailler avec la loupe ou avec la fonction de grossissement

Suivez ces étapes pour utiliser la *loupe* :

Action	Explication
1. Sélectionner une image et la charger dans la fenêtre	
2. Cliquez sur <i>l'icône loupe</i>	
Q	
-ou-	
Dans le menu Mediadent, choisissez Affichage > Panneaux > Loupe	
	Un écran supplémentaire est ouvert à côté de la fenêtre.
	Dans l'écran, vous verrez un grossissement du point où la souris est positionnée dans la fenêtre.
	L'écran fait office de loupe .
	Vous verrez les tissus et la structure des dents dans les moindres détails.
03/03/2016 12:20 800x1200x16 1586kB Mr Tutor Demo	En déplaçant votre souris à la bonne position sur l'image

Il y a **2 façons** de zoomer dans la zone :

Premièrement, *déplacez votre souris* vers la loupe.

- 1. Si vous avez une souris dotée d'une molette :
 - faites rouler la molette de votre **souris vers le haut** pour *grossir* la zone.



dans la fenêtre, vous serez en mesure d'analyser cette **zone spécifique** de l'image dans la

loupe.


• Tournez la molette de **la sourisvers le bas** et vous *réduirez* le grossissement. (Cela dépend de la configuration de la souris).



la règle en haut de la loupe (méthode 2).

Yous pouvez
également
utiliser la
flèche vers le
haut ou vers
le bas pour
augmenter ou
diminuer le
grossissement.

2. Utilisez la règle en haut de la loupe et faites-la glisser vers la droite pour obtenir un plus grand grossissement.



2. Application d'un filtre à la loupe


Si vous souhaitez appliquer un **filtre**, cliquez sur les icônes correspondantes en bas de l'écran. Vous pouvez passer d'un filtre à l'autre à tout moment.

96











Vous pouvez régler ce filtre en utilisant les touches **Haut** et **Bas** de votre clavier.

7.2.5 Travailler avec des zones d'intérêt

À côté de la **loupe (Section 7.2.4)**, la zone d'intérêt est une fonction très pratique si vous souhaitez **analyser** plus en détail certaines parties de votre image.

Elle vous permettra de **couper** un morceau d'une image et de l'analyser, par exemple, dans une autre fenêtre.

Toutes les manipulations que vous faites sur une image sont également possibles dans la zone d'intérêt.

Dans cet article, vous apprendrez comment **créer** une zone d'intérêt et comment l'**analyser** dans une fenêtre distincte. Vous apprendrez également comment **sauvegarder** la zone d'intérêt.

Pour créer la zone d'intérêt, suivez ces étapes :

Action	Explication
1. Charger une image dans une fenêtre	Chargez l'image que vous souhaitez analyser plus en détail.
2. Cliquez sur l'icône de la zone d'intérêt.	Utilisez l'icône de la zone d'intérêt pour couper un morceau de l'image que vous souhaitez analyser plus en détail.

3. **Dessinez** la partie que vous souhaitez examiner plus en détail.



Appuyez longuement **sur** le **bouton** gauche de la souris tout en dessinant la zone d'intérêt.

Par défaut, vous allez découper un rectangle.

La partie de l'image que vous avez découpée peut être utilisée pour une analyse ultérieure.

4. Si vous voulez **analyser** cette partie de l'image dans **cette** fenêtre, il suffit de *cliquer* à nouveau sur **l'icône de la zone** d'intérêt.



Veuillez noter que la deuxième fois que vous cliquez sur l'icône de la zone d'intérêt, elle a une couleur plus **foncée**. Cela signifie que vous êtes prêt à analyser ce morceau de l'image.



Le résultat est que l'**image** dans la fenêtre est **remplacée** par la **zone d'intérêt** (morceau qui a été découpé).



Si vous voulez **revenir à** l'image originale, cliquez sur *l'icône* Recharger et **l'image**

originale apparaîtra dans la fenêtre


Si vous ne souhaitez **pasremplacer** la fenêtre et que vous voulez analyser la zone d'intérêt dans une **autre** fenêtre, procédez comme suit :

- 1. Répétez les étapes 1 à 3
- 2. **AVANT** de cliquer sur l'icône de la zone d'intérêt, **sélectionnez** une autre fenêtre
- 3. Cliquez sur l'icône de la zone d'intérêt

Vous remarquerez que la zone d'intérêt (la partie qui a été découpée) est chargée dans l'**autre fenêtre**.

Maintenant vous pouvez faire toutes les manipulations que vous feriez sur une image, comme le **fenêtrage** (Section 7.2.1), les **pseudo-couleurs** (Section 7.2.2), changer la luminosité et le contraste, etc.





Pour **sauvegarder** la zone d'intérêt (morceau de l'image) :

- 1. Sélectionnez la fenêtre avec la zone d'intérêt.
- 2. Cliquez sur l'icône Sauvegarder.





Donnez un nom à l'image.



L'image apparaît dans la **bibliothèque des images**.

Vous pouvez choisir la manière dont vous découpez un morceau de l'image : **rectangulaire** ou **main libre**.

Pour choisir **une autre** manière : *Cliquez* longuement *sur* l'icône, vous remarquerez que **des icônes supplémentaires** sont désormais disponibles. Choisissez **main libre** ou **rectangulaire**.



La **première icône** est un joli **rectangle**, la seconde est **main libre**. Avec la fonction main libre, vous pouvez dessiner vous-même la zone que vous souhaitez analyser.

7.2.6 Travailler avec des filtres

Vous avez la possibilité de modifier l'image en utilisant les **différents filtres** dans Mediadent.

Dans cet article, vous allez découvrir les différents filtres que vous pouvez appliquer à vos images dans Mediadent.

Pour activer la boîte de dialogue du filtre, cliquez sur l'**icône**




La **boîte de dialogue Filtre** apparaît avec les différentes options que vous pouvez utiliser pour modifier votre image.



Pour une expérience optimale, vous pouvez l'utiliser en combinaison avec <u>le script de filtre</u>. Cela vous permettra de manipuler les filtres de manière efficace. Lire l'article **Comment utiliser le script de filtre (Section 7.2.8)**

Pour lancer le script de filtre, chargez une image dans la fenêtre et choisissez *Ctrl-f*. Le script de filtre s'ouvre. Vous pouvez maintenant appliquer les différents filtres.



Δ


Il s'agit d'une fonction avancée. Si vous avez modifié votre image en utilisant les options de filtre, vous pouvez

toujours **recharger** votre image en cliquant sur l'icône suivante :

Option dans la boîte de dialogue

Explication

Histogram Contrast 200 124 Histogram Equalize	Utilisation de la fonction Contraste histogramme/Égaliser l'histogramme Si votre image numérisée semble plus sombre que l'original et que vous souhaitez équilibrer les valeurs pour produire une image plus claire, vous pouvez utiliser la fonction Égaliser l'histogramme. La commande Égaliser redistribue les valeurs de luminosité des pixels d'une image, de manière à ce qu'elles représentent plus uniformément toute la gamme des niveaux de luminosité. Lorsque vous actionnez cette commande, le logiciel trouve les valeurs les plus claires et les plus sombres de l'image et fait la moyenne de toutes les valeurs de luminosité de sorte que la valeur la plus sombre représente le noir et la valeur la plus claire le blanc. Avec la fonction Contraste histogramme qui n'affecte pas la balance des couleurs de l'image, vous pouvez voir des comparaisons de luminosité avant et après.
Stretch Intensity	Utilisation de l'Étirement de l'intensité La commande Étirement de l'intensité effectue automatiquement l'équivalent du réglage du curseur Niveaux. Ces fonctions définissent automatiquement les pixels les plus clairs et les plus sombres de chaque canal comme blanc et noir, puis redistribuent proportionnellement les valeurs des pixels intermédiaires. En général, la fonction Auto donne de bons résultats lorsqu'un simple ajustement du contraste est nécessaire sur une image présentant une distribution moyenne des valeurs des pixels. Toutefois, cette fonction n'offre pas le contrôle plus précis que l'on peut obtenir en réglant manuellement les commandes Niveaux ou Courbes.
Gamma Correction 110 🌠	Utilisation de la correction de gamme Cette fonction permet de régler la façon dont les images sont affichées sur le moniteur ou imprimées. Des corrections mineures des couleurs peuvent être effectuées, en fonction du moniteur que vous utilisez. La correction de gamme consiste à ajuster votre écran et les paramètres de conversion des couleurs du logiciel, afin de compenser les facteurs qui affectent à la fois l'image à l'écran et sa conversion en Quitter imprimée.
Sharpen 100 🌠	Utilisation de la fonction Plus nette Pour les images floues, vous pouvez utiliser le filtre Plus nette. Les filtres de netteté mettent au point les images floues en augmentant le contraste des pixels adjacents. Il s'agit notamment des filtres Plus nette et Focus, qui trouvent tous deux les zones de l'image où des changements de couleur importants se produisent (par exemple, sur les bords) et les rendent plus nettes.



Filtres spéciaux

Il s'agit de possibilités de filtrage avancées.

Appuyez sur le bouton **droit** de la souris pour obtenir la liste des filtres avancés.



Utilisation du filtre Gaussian

La réduction du bruit peut être utilisée pour supprimer les zones problématiques d'une image, telles que le **bruit** électronique, la **poussière** et les **rayures**.

Le filtre Gaussian donne de meilleurs résultats, en raison de sa formule avancée, mais ce filtre fonctionne plus lentement.



Utilisation du filtre Focus

Ce filtre est intéressant pour les images que vous souhaitez **imprimer** ou **visualiser en ligne**.

Le filtre **Focus** est une technique traditionnelle de composition de films utilisée pour rendre les **bords d'une image plus nets**. Le filtre Focus corrige le **flou** introduit lors de la prise de vue, du scan, du rééchantillonnage ou de l'impression.

Le filtre Focus localise les pixels qui diffèrent des pixels environnants et augmente le contraste du pixel de la quantité que vous spécifiez. En outre, vous spécifiez le rayon de la région à laquelle chaque pixel est comparé.

Les effets du filtre Focus sont bien plus prononcés à l'écran qu'en Quitter haute résolution. Si votre destination finale est l'impression, faites des essais pour déterminer les paramètres les plus adaptés à votre image.

Meilleur réglage pour la mise au point :

- Image haute résolution (3000 pixels H ou V) :
- Rayon: 16
- Fraction: 6
- Diminuer le rayon, si l'image est plus petite (moins de pixels)
- Diminuez la fraction si le filtre est trop prononcé.



Si les images que vous acquérez nécessitent toujours les **mêmes ajustements**, il peut être utile d'utiliser l'option **Optimiser**. Cela permettra d'appliquer **par défaut** les filtres souhaités lors de la sélection d'un certain nombre d'optimisations.

Lire l'article « Travailler avec la fonction d'optimisation » (Section 7.2.7).

7.2.7 Travailler avec la fonction d'optimisation


La fonction d'optimisation est une fonction **avancée** qui vous permet de **standardiser** les filtres (masques...) qui peuvent être appliqués à votre image.

Les filtres en temps réel dans Mediadent peuvent fournir instantanément une meilleure qualité d'image et faciliter le diagnostic, la planification du traitement et le suivi.

Souvent, après l'acquisition des images, des manipulations supplémentaires sont nécessaires pour obtenir la clarté requise pour une analyse détaillée. Ces manipulations peuvent être automatisées grâce à un profil d'optimisation.

Vous avez par exemple la possibilité de déterminer les filtres que vous appliquerez par défaut lors de l'acquisition d'une image.

Dans Mediadent, vous pouvez configurer **5 profils d'optimisation**.



Vous pourrez **lier** un certain profil d'optimisation à un **dispositif d'acquisition** particulier. Pour en savoir plus, consultez l'article **Le module d'optimisation (Section 11.1)**.

Action	Explication	
1. Appliquer le profil d'optimisation 1		
Cliquez sur l'icône dans l'ensemble d'icônes et le profil d' optimisation 1 sera appliqué à l'image.	Par défaut, le profil d'optimisation 1 est disponible dans votre ensemble d'icônes.	
	En cliquant sur l'icône, un certain nombre de filtres et/ou d'actions seront appliqués à l'image comme configuré dans le profil d'optimisation 1.	
2. Appliquer un autre filtre d'optimisation		
<i>Appuyez</i> longuement <i>avec</i> le bouton gauche de la souris sur l'icône Optimisation dans l'ensemble d'icônes.	L'icône Optimisation s'agrandira et vous obtiendrez les 5 icônes .	
liquer à votre image. profils d'optimisation que vous pouvez		
1 2 3 4 5	appliquer à l'image.	
	À titre d'exemple, choisissez le profil d'optimisation 5 pour le tester.	



Si vous n'êtes pas satisfait du résultat de vos optimisations, vous avez la possibilité de recharger votre

image originale en cliquant sur l'icône de rechargement dans l'ensemble d'icônes.




Le script de filtre est une **fonctionnalité de Mediadent v8**. Cette option vous permettra de voir les filtres qui sont utilisés sur l'image sélectionnée. Pour améliorer la qualité de l'image, des **filtres** sont parfois appliqués à une image. Le moniteur de script de filtre vous aidera à **gérer** les différents filtres. Vous pourrez **rapidement appliquer** différents filtres à la volée et en modifier l'ordre.

Il s'agit d'une option importante pour les essais et les erreurs lorsque vous travaillez avec des filtres, car elle vous permet d'**activer** ou de **désactiver** rapidement des filtres particuliers. Vous voyez immédiatement le résultat des filtres appliqués.

Dans cette version du programme, le script de filtre est enregistré dans un fichier distinct de l'image et est appliqué à chaque fois que l'image est chargée. Cela offre une plus grande souplesse dans l'utilisation des filtres.


Pour **activer** le script de filtre, chargez une image dans la fenêtre et choisissez

Affichage > Image dans fenêtre > Afficher filterscript



ou

Ctrl F




No	Explication
0	<u>Script de filtre</u> : cet onglet vous montre les filtres appliqués. Vous pourrez gérer les filtres, modifier l'ordre dans lequel les filtres seront appliqués, supprimer le filtre du script, activer ou désactiver les filtres.
2	<u>Données RAW Mih</u> : une image dans Mediadent est composée de 3 fichiers (.dic, .bmp et .mih). Le fichier .mih contient les métadonnées de l'image, comme les filtres appliqués, le nom du patient, etc. Dans cet onglet, vous verrez les filtres appliqués à l'image. Cette option est une option d'expert.
3	Il s'agit de la liste des filtres appliqués à l'image. Vous trouverez des informations détaillées sur les codes de filtre dans la rubrique « Codes de filtre ».
4	La modification de l'ordre des filtres appliqués peut avoir une influence importante sur la qualité de l'image. Cette icône vous permet de déplacer le filtre sélectionné vers le haut.


5	Cette icône vous permet de déplacer le filtre sélectionné vers le bas.
6	Cette icône supprime le filtre sélectionné du script de filtre.
7	Lorsque vous essayez différents filtres, il est facile de désactiver un filtre avec cette icône.
8	Vous pouvez activer un filtre particulier avec cette icône.
9	Cette icône affichera le script original de l'image. Certaines images sont accompagnées d'un script de filtre. Avec cette option, vous pouvez voir le script de filtre original.
1	Appliquer les valeurs en temps réel au script du filtre : cette option vous permet d'appliquer définitivement les modifications apportées au contraste, à l'intensité et au fenêtrage.
11	Cette icône active la fenêtre qui montre le nombre de filtres disponibles à appliquer aux images.

Pour plus d'informations sur les **différents filtres** qui peuvent être utilisés, veuillez lire l'article **Travailler avec des filtres (Section 7.2.6)**.

Dans l'histogramme de l'image, les **options de contraste, intensité et fenêtrage** ne sont appliquées qu'à l'affichage de l'image (voir l'article **Travailler avec le fenêtrage (Section 7.2.1)**). Pour appliquer ces modifications au script de filtre, vous devez utiliser l'option « *Appliquer des valeurs en temps réel à filtrer le script* ».


Dans cet exemple, nous allons modifier le contraste, l'intensité et nous allons appliquer le fenêtrage.





modifications apportées au contraste, à l'intensité et au fenêtrage, vous pouvez les **appliquer** au script du filtre.

3. Résultat : les changements sont ajoutés au script de filtre



Vous voyez que la ligne INTCONWINDOWING 006,-070,084,253 est ajoutée au script.

Le script de filtre est un outil important et crée une visibilité sur les filtres appliqués. Cela aidera les professionnels à améliorer la qualité de leur image.

Le script de filtre étant un fichier distinct, il est désormais facile d'annuler et de rétablir différents filtres.

Codes de filtre

Les codes de filtre sont un moyen d'indiquer d'où provient la ligne du filtre. Le filtre a pu être appliqué manuellement ou provenir de l'appareil lui-même. Dans le module Optimiser, vous pouvez également ajouter des filtres.

Liste des codes de filtre

(00)

Ce code indique que le filtre a été ajouté manuellement via l'icône du filtre. Pour plus d'informations sur les possibilités, lisez la section **Travailler avec des filtres (Section 7.2.6)**

(42) Il s'agit d'un filtre interne ajouté par les options de l'appareil de radiologie.

(41) Ce filtre a été configuré dans le module Optimiser et appliqué à l'image.

(65)

Voici le filtre ajouté via l'icône Optimiser



7.2.9 Travailler avec la fenêtre de filtre

Les filtres en temps réel dans Mediadent peuvent fournir instantanément une meilleure qualité d'image et faciliter le diagnostic, la planification du traitement et le suivi.

La fenêtre des filtres vous donne un aperçu visuel des différents filtres appliqués à votre image. Il s'agit d'une excellente aide visuelle pour vous aider à choisir la meilleure qualité d'image pour vous.

Une fois le choix effectué, vous pouvez l'appliquer à l'image.

Pour une utilisation ultérieure, vous pouvez également définir cette qualité (filtres) comme valeur par défaut.

La fenêtre de filtre vous est accessible pendant l'**acquisition** d'une image ou après, en cliquant simplement sur l'**icône**.



1. Aperçu de l'écran Fenêtre de filtre

Vous trouverez ici les différentes fonctions de l'écran des fenêtres



- No Explication
- Dans cet exemple, vous voyez 6 filtres appliqués à votre image
- Le nom des différents filtres appliqués : Optimisation 1, Optimisation 2, Endo ... Ces filtres sont définis dans la configuration « Optimiser ». Voir l'article **Le module d'optimisation (Section 11.1)**
 - En cliquant sur l'icône , vous sélectionnez les filtres que vous voulez toujours voir apparaître sur le premier écran. C'est pratique lorsque vous avez un grand nombre de filtres, car vous pouvez



sélectionner vos filtres préférés. Une fois sélectionnés, vous verrez cette icône

- Le nombre de filtres affichés sur un écran peut être configuré. Dans cet exemple, 6 filtres sont proposés. Vous pouvez avoir de 2 à 10 filtres sur votre écran.
- Une fois que vous avez sélectionné un filtre qui vous donne la meilleure qualité d'image, vous pouvez appliquer ce filtre à l'image.
- Cliquez sur la flèche et affichez la série suivante de filtres.
- Cliquez sur l'icône et vous verrez l'image sélectionnée en plein écran. Cliquez à nouveau sur l'icône pour revenir à l'écran initial.
- Afficher le filtre de périphérique par défaut sur chaque page. Cette fonction peut être activée ou désactivée.
- Informations supplémentaires sur l'image. Quel est le dispositif avec lequel l'image est prise (module et dispositif). Allez à l'image avec le filtre sélectionné. Afficher l'éditeur de filtre = le script de filtre sera affiché (voir **Comment utiliser le script de filtre (Section 7.2.8)**).

2. Utilisation de l'écran de la fenêtre de filtre en acquisition

Voici les étapes que vous pouvez suivre pour utiliser l'écran des fenêtres en mode acquisition

Icône



Explication

Préparez l'appareil à rayons X pour qu'une image puisse être prise. Cliquez sur l'icône d'acquisition.

Acquérir une image





L'icône de la fenêtre de filtre est disponible. Une fois sélectionnée, la fenêtre de filtre s'ouvre avec un aperçu des multiples filtres.

Choisissez le filtre souhaité et appliquez-le à l'image.

La fenêtre de filtre peut être activée sur n'importe quelle image sélectionnée. Il suffit de charger l'image dans la fenêtre et de sélectionner l'icône de la fenêtre de filtre.


7.3 Travailler avec le schéma dentaire

7.3.1 Travailler avec le schéma dentaire

Une fois que vous avez choisi d'effectuer une acquisition , le status est présenté avec le schéma dentaire. Dans cet écran, vous indiquerez de quelle(s) dent(s) vous ferez une image.

Cette section explique les points suivants :

1. Aperçu de l'écran



- Menu de l'écran Acquisition. Voir égalementAperçu du menu Acquisition ('Aperçu du menu Acquisition' in the on-line documentation)
- Status ou schéma dentaire pour un adulte.
- 3 Status ou schéma dentaire pour un enfant.
- Cette petite boîte de dialogue située au milieu du schéma indique la ou les dents sélectionnées, le capteur et l'orientation. Voir également**Manipulation du capteur et de l'orientation (Section 7.3.2)**.
- Le **sélecteur Bite-wing** vous donne la possibilité de sélectionner un bite-wing.
- La fenêtre où l'image sera chargée.
- La bibliothèque des images où seront stockées les images du patient.
- B Le bouton Acquisition permet d'effectuer l'acquisition.
- Le bouton **Quitter** permet de quitter le module d'acquisition et vous invite à sauvegarder les images. Voir aussi **Sauvegarde d'une image (Section 5.4)**.
- Il s'agit de la **ligne d'état**, qui affiche le nom de l'image et indique également si l'appareil est **prêt pour acquisition.**Si vous rencontrez des problèmes, consultez la section**Dépannage (Section 9)**.
- La petite flèche vous donnera accès à un **menu** vous permettant de modifier l'ordre dans lequel les images sont présentées. Voir également **Modifier l'ordre des images (on-line documentation)**.

2. Sélectionner la dent, les dents ou le bite-wing




Avant d' *acquérir* une image, il est important **d'associer** une dent, des dents ou un bite-wing à l'image. Cela vous aidera à mieux organiser la bibliothèque des images.

Action

Explication

Sélectionner 1 dent

Sélectionnez la dent (cliquez sur la dent avec le bouton gauche de la souris) dans le status.



Vous verrez que la dent sélectionnée est désormais gris foncé.



Dans la boîte de dialogue, vous remarquerez que **la dent 16** est sélectionnée.

Vous avez maintenant la possibilité de modifier le capteur et l'orientation.

Voir également <u>Manipulation du capteur et de</u> <u>l'orientation</u>.

Lorsque vous sélectionnez une dent, le guide de positionnement vous donne une aide visuelle sur la façon de positionner le capteur intrabuccal dans la bouche du patient. Voir **Travailler avec le guide de positionnement (Section 7.3.3)**.

Sélectionner d'autres dents

Sélectionnez la dent située à côté de la dent que vous avez sélectionnée précédemment.

Répétez ce processus jusqu'à ce que vous ayez sélectionné le nombre de dents souhaité.

Sélectionnez **4 dents consécutives** en cliquant sur chaque dent.


Vous pouvez également cliquer sur la **première** et la **dernière dent**, les dents intermédiaires seront




automatiquement sélectionnées.

Sélectionner un bite-wing

Sélectionnez l'un des bite-wings en cliquant sur les barres Bite-wing.



En **cliquant** sur les barres, vous verrez les dents sélectionnées.



7.3.2 Manipulation du capteur et de l'orientation


Lorsque vous effectuez une **acquisition** au moyen du status ou du schéma dentaire, vous avez la possibilité de modifier l'**orientation du capteur**.

Cliquez sur les boutons du capteur pour modifier l'orientation du capteur. L'option avec la lueur est le

paramètre actif.



Vous pouvez également retourner l'image de **gauche à droite**





Les modifications que vous apportez à l'orientation du capteur seront **enregistrées** pour la prochaine fois.

7.3.3 Travailler avec le guide de positionnement


Le guide de positionnement vous offre une **aide visuelle** sur la façon de positionner le capteur intrabuccal.

Le nouveau guide est intégré dans le schéma dentaire. Ainsi, en fonction de la **sélection des dents**, une image vous sera présentée sur la manière de **positionner** le capteur dans la bouche du patient.


Vous avez également la possibilité de visionner une courte vidéo explicative.

Pour le moment, le guide de positionnement est encore en construction et n'est pas encore terminé. Notre objectif est d'avoir des exemples différents pour chaque sélection de dents.


Dans cet exemple, nous sélectionnons la dent 13 et le guide de positionnement vous montrera comment utiliser l'ensemble de supports et comment positionner le capteur dans la bouche du patient.



Si la **dent 18** est sélectionnée, une autre image apparaîtra pour vous montrer comment positionner le capteur pour cette dent.



Vous pouvez voir le guide de positionnement en mode plein écran. Cliquez sur la petite icône dans le coin supérieur droit du guide de positionnement.



7.4 Travailler avec le status


Qu'est-ce qu'un status

Dans cette rubrique, nous allons vous expliquer les bases d'une autre façon de travailler avec vos images.

Le **status** est, avec la **bibliothèque des images**, un moyen d'**organiser** vos images.

Les images peuvent être stockées, modifiées ou supprimées dans le status ou la bibliothèque des images.

Vous pouvez également utiliser le status en mode **acquisition**. Les images seront capturées dans les cases.



<u>Différences entre la bibliothèque des images et le status</u>

La **bibliothèque des images** est le conteneur principal dans lequel les images sont stockées. Les manipulations que vous effectuez sur les images de la bibliothèque des images sont **permanentes**. Cela signifie que la suppression d'une image dans la bibliothèque des images entraînera également la suppression de l'image dans le status. Le retrait d'une image du status n'entraîne pas la suppression de l'image.

Travailler avec un status présente quelques avantages :

- Vous avez la possibilité d'**automatiser** le processus de prise de vue. Dans certains bureaux, une **procédure** a été mise en place pour la prise d'images. Par exemple, dans certains cas, il est courant de prendre des images de la bouche entière. Dans ce cas, il est très pratique de pouvoir automatiser cette opération.
- Un autre avantage de l'utilisation du status est que vous pouvez **associer** automatiquement la ou les dents à l'image. Le nom de l'image représentera la dent ou l'association de dents.
- Il est également possible de déterminer l'ordre dans lequel les images sont prises dans le status.
- Si vous prenez des images intrabuccales, il est également possible de modifier l'**orientation** (pivoter 90° ou miroir horizontal ou vertical) de l'image dans la case du status, indépendamment de l'image originale.

7.4.1 Travailler avec le status et la bibliothèque des images

Dans cet article, nous allons expliquer comment vous pouvez utiliser le status. Nous allons donner une vue d'ensemble des **éléments de l'écran** et expliquer les commandes et le **sous-menu** du **status**.

Nous vous montrerons également comment **déplacer** des images de la bibliothèque des images vers le status.


1. Comment activer le status


Il existe **deux façons** d'activer le status

Action	Explication
Dans le menu Mediadent, choisissez	Si vous n'êtes pas encore sûr de ce en quoi le status peut vous être utile, vous pouvez lire cet article : <u>Un status</u> .
Affichage > Panneaux > Status	
-ou-	
Choisissez l'icône dans l'ensemble d'icônes	

Le status apparaîtra sur votre bureau et vous pourrez visualiser les différentes images de celui-ci.

2. Aperçu de l'écran du status





- Le **sélecteur du status**. Vous pourrez sélectionner un autre status. Par défaut, un certain nombre de status sont disponibles, par exemple l'AAO, qui est le status de l'Association américaine des orthodontistes. Vous pourrez également sélectionner votre propre status.

 Sur l'écran, vous verrez un certain nombre de cases dans lesquelles les images peuvent apparaître.
- Sur l'écran, vous verrez un certain nombre de cases dans lesquelles les images peuvent apparaître. Vous découvrirez comment activer ces cases et modifier leur configuration dans l'article « **Comment créer un status** » (**Section 8.5.1**).
- Ce menu déroulant vous permet de créer une séquence. Cette séquence est utilisée lors de l'acquisition d'images dans le status. Voir la rubrique **Travailler avec le status en mode acquisition** (Section 7.4.2).

3. Aperçu des commandes du status



Vous trouverez les commandes du status dans le **coin supérieur droit** de la boîte de dialogue.

	Démarrage/arrêt du séquençage
	L'icône Démarrage/arrêt vous permet d' arrêter temporairement la séquence lors de la prise de vue. Ceci est utilisé lorsque vous employez le status en mode acquisition. Pour en savoir plus sur la façon d'utiliser le status en mode acquisition, lisez l'article : Travailler avec le status en mode acquisition (Section 7.4.2) .
•	Suppression
	Cette icône a le même usage que dans la bibliothèque des images. Lorsque vous faites glisser une image sur l'icône Supprimer, l'image est supprimée. Voir la rubrique « Travailler avec la bibliothèque des images » (Section 7.5.4) .
<u>-</u>	Filtrer
	Cette icône vous permettra de filtrer les images, par exemple les images prises à une date spécifique. Cela vous permettra de rechercher des images et de filtrer les images pertinentes en fonction de la date , du grade , de l'utilisateur , du type et des mots-clés . L'utilisation de l'icône est décrite dans la rubrique « Rechercher des images » (Section 8.3.3).
<u> </u>	Sous-menu
<u> </u>	Pour afficher le sous-menu du status , cliquez sur la petite flèche dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue du status.
New scheme Save changes	Ces options de menu sont utilisées lorsque vous voulez créer votre propre status.
Rename scheme	Nous expliquerons ces options dans la rubrique : « Comment créer un
Delete scheme	status ». (Section 8.5.1)
Toolbars	
Filter Mount List	
Pack scheme	
Image associations	
Sequence On Hold	

4. Déplacer une image de la bibliothèque des images vers une case du status

Vous avez la possibilité de déplacer une image de la bibliothèque des images dans l'une des cases du status.

Action	Explication
Affichage > Panneaux > Status	Si vous n'avez pas l'écran Status sur votre bureau, vous devez d'abord activer le status via le Menu ou par le biais de l'icône dans l'ensemble d'icônes.
15 16 15 16 16 Inage Library (Patient)	Sélectionnez l'image dans la bibliothèque des images et faites-le glisser en maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris, puis pointez vers la case du status souhaitée. Lorsque vous relâchez la souris, l'image apparaît dans la case du status.
ines 12 HDX MDX MDX	En répétant ce processus avec d'autres images, vous avez la possibilité de glisser et déposer plusieurs images sur la même case du status. En cliquant sur les petites flèches , vous

5. Manipulation d'images dans une case du status

Une fois qu'une image est placée dans une case du status, il existe plusieurs possibilités pour manipuler ces images. Vous pouvez faire pivoter l'image, la supprimer de la case, la retourner horizontalement ou verticalement et modifier les propriétés de l'image.

status.

du numéro de la dent. Cela indique qu'il y a plus d'images associées à cette case du


Action	Explication
Sélectionnez l'image dans la case du status	Cliquez sur l'image dans la case du status pour la sélectionner. Vous remarquerez que l'image est

sélectionnée car la couleur de fond a changé.

Cliquez avec le **bouton droit de la souris** sur l'image sélectionnée.



Le menu s'affiche



Dans ce menu, vous pourrez manipuler les images.

À partir de ce menu, vous pouvez même **envoyer l'image par courrier électronique** et **ouvrir le fichier** dans l'explorateur de fichiers de Windows pour une étude plus approfondie.



Découvrez comment le status peut vous aider à gagner du temps **en mode acquisition** : lire l'article : **Travailler avec le status en mode acquisition (Section 7.4.2)**.

Si vous souhaitez **créer** votre propre status, lisez l'article : **Comment créer un status (Section 8.5.1)**.

7.4.2 Travailler avec le status en mode acquisition

L'utilisation du status présente les plus **grands avantages** en mode **acquisition**.

En mode d'acquisition, vous pourrez prendre **automatiquement** des images dans une certaine **séquence**, **associer** automatiquement une ou des dents à une image.

En particulier dans les grands cabinets comptant un grand nombre de dentistes, cela vous permettra de **normaliser** la manière dont les images sont prises.

Chaque praticien pourra utiliser le même status afin qu'un ensemble standard d'images soit pris pour chaque patient.

Dans cet article, nous allons expliquer comment vous pouvez **utiliser le status en mode Acquisition** et aussi comment sélectionner un **autre status** et l'utiliser.


Les étapes suivantes expliquent **comment activer le status** en mode acquisition et comment l'**utiliser** pour prendre 3 images.



N'oubliez pas que les captures d'écran de l'écran d'acquisition du status peuvent différer de votre environnement. Pour suivre les étapes, vous pouvez sélectionner le capteur de démo, via le menu Mediadent *Options > Acquisition Rayons-X > Capteur de démo rayons X*.

Action Explication

Choisissez dans le menu Mediadent Fichier > Acquisition status FMX



Si vous voulez utiliser le status en mode acquisition, vous pouvez passer par le Mediadent**Menu** ou choisir l'**icône** dans l'ensemble d'icônes.

FMX signifie Full Mount X-ray.

Cliquez sur l'**icône** dans l'ensemble d'icônes.



1. Aperçu de l'écran Acquisition

La boîte de dialogue d'acquisition comporte 3 parties :


- Le schéma dentaire
- Une fenêtre
- 1 Le status



Dans le status, vous verrez différentes cases avec des grands nombres et des petits nombres.

Les **grands nombres** correspondent à la **séquence** dans laquelle les images seront prises. Les **petits nombres** correspondent à l'**association des dents** préparées dans le schéma dentaire.

2. Choisissez un autre status



Vérifiez ou choisissez un autre **status**. Le status que vous choisissez déterminera la séquence et l'association des dents.



Me Une fois que vous avez choisi le status et que vous avez lancé le processus d'acquisition, vous ne $\operatorname{pouvez} \operatorname{\boldsymbol{plus}}$ modifier la séquence ou l'association de dents.

Sans rien changer dans le logiciel, les images apparaîtront automatiquement dans les cases selon la bonne séquence. Il vous suffira de **positionner** correctement le dispositif d'acquisition.



Positionnez le dispositif d'acquisition et cliquez sur *le* bouton Acquisition.



Vous verrez l'image apparaître dans la case nº1.

Le numéro de dent associé à cette image est le numéro 12-22.



Cliquez sur *le* bouton Acquisition.



L'image apparaîtra automatiquement dans la **case n° 2.** L'association dentaire est la dent **numéro 42-32.**



Les images seront enregistrées dans la bibliothèque des images. Veuillez noter que les **noms** des images sont les dents qui ont été associées dans les cases du status.

Lorsque vous activez le status, vous verrez les images dedans.

3. Association automatique dent/dents en sortant de l'écran d'acquisition



Lorsque vous **quitterez** cet écran, vous pourrez **sauvegarder les images**.




Vous avez la possibilité de **sauvegarder toutes** les images.

O

Si vous n'êtes pas satisfait de la qualité de l'image et que vous souhaitez réacquérir l'image dans la **même** case de status, vous avez la possibilité d'ARRÊTER la séquence.

Cliquez sur *l'icône* Arrêt



Si vous voulez continuer, cliquez sur *l'icône* Arrêt et lorsque vous acquerrez la prochaine image, elle apparaîtra dans la case du status suivante.

 \triangle

Assurez-vous que lors de l'acquisition d'une nouvelle image dans la **même** boîte de montage, aucun message d'avertissement n'est affiché dans le logiciel. Si vous voulez avoir **plusieurs** images dans la **même** Status Mount Box et qu'un message d'avertissement s'affiche, veuillez contacter votre revendeur.

7.4.3 Travailler avec l'impression du status plein écran

Δ

Lorsque vous effectuez des changements sur le status plein écran, veuillez d'abord reconstruire le status dans l'impression du status plein écran.

N'oubliez pas d'enregistrer le fichier prédéfini avant de voir les changements dans l'impression du status plein écran.

L'un des avantages de travailler avec le status est la possibilité d'utiliser le **status plein écran**. Cette option permet d'afficher les images dans le status et peut être utilisée pour discuter des plans de traitement.


Avantages de cette option :

- Partager les images de manière structurée avec vos patients et d'autres professionnels dentaires
- Organiser les images dans le status plein écran
- Enregistrer l'historique du patient de manière structurée dans la bibliothèque des images
- Imprimer le status plein écran pour le remettre à votre patient et/ou aux professionnels dentaires

Le layout du status plein écran est lié au **status actif**. Vérifiez le status actif en cliquant sur l'icône du status.



Le status actif est affiché.



À ce stade, vous avez la possibilité de modifier le status ou de **glisser et déposer** d'autres images dans les espaces réservés du status. Pour comprendre comment fonctionne le status, veuillez lire l'article **Travailler avec le status (Section 7.4)**.


Une fois que vous êtes sûr du layout, cliquez sur l'icône Impression du status plein écran :



 $L'\'{e}cran \ d'impression \ du \ status \ plein \ \'{e}cran \ s'ouvre. \ Vous \ verrez \ les \ images \ dans \ les \ espaces \ r\'{e}serv\'{e}s \ du \ status.$

À partir de cet écran, vous pourrez :

- Exporter le layout vers le répertoire patient
- **Exporter** le layout en **bitmap** le bitmap peut ensuite être envoyé par courrier au patient ou au professionnel dentaire
- Imprimer




Dans cet écran de configuration, vous pourrez déplacer les espaces réservés du status vers un autre endroit, ajouter le **logo de votre entreprise**, ajouter des **informations sur les patients**. Ces informations apparaîtront ensuite sur l'impression ou le bitmap exporté.


1. Manipulation des espaces réservés du status

Il est possible d'ajuster les espaces réservés et de modifier la **position** de l'image dans l'espace réservé.

Pour déplacer un espace réservé, faites-le glisser et déposez-le en appuyant sur la **touche CTRL** et en le **déplaçant**.



Dans cet **exemple**, nous allons déplacer les espaces réservés du status, afin qu'il y ait un peu plus d'espace entre les différentes images. Je souhaite ajouter les informations relatives à mon entreprise ultérieurement.




Vous pourrez déplacer les images à l'intérieur des espaces réservés du status.




Sélectionnez un espace réservé (en cliquant dessus).

Maintenez le bouton droit de la souris enfoncé et déplacez l'image dans l'espace réservé.

Dans cet exemple, j'ai déplacé les images dans les espaces réservés ci-dessus.






Peut-être souhaitez-vous agrandir l'image dans l'espace réservé.

Pour ce faire, faites défiler vers le haut et vers le bas avec la molette de la souris.

Le défilement vers le haut l'image deviendra plus petite.



Le défilement vers le bas rendra l'image plus grande.





Combinez cela avec le positionnement correct de l'image dans l'espace réservé. De cette façon, l'image remplira entièrement l'espace réservé.

2. Ajouter le logo de l'entreprise et les informations sur le patient

Dans cette rubrique, nous allons expliquer comment ajouter le logo de l'entreprise et les informations sur le patient à l'impression du status plein écran.


Avantages:

L'objectif de l'option d'impression du status plein écran est de partager les images avec vos patients et d'autres professionnels dentaires. L'ajout du logo de votre entreprise à l'impression renforcera votre visibilité et offrira au patient et aux professionnels dentaires des informations supplémentaires sur votre cabinet dentaire.


Pour ajouter le logo de votre cabinet dentaire, vous devez passer par la configuration.

Suivez les étapes suivantes :


- 1. Choisissez Options > Configuration
- 2. Tapez « Impression du status plein écran » dans le champ de recherche



- 3. Cliquez sur la case de module « Status plein écran ».
- 4. La configuration du module « Status plein écran » va s'ouvrir




5. Cliquez sur l'icône pour ouvrir l'explorateur de fichiers et sélectionnez le fichier contenant votre logo. Choisissez « *Ouvrir* » pour sélectionner.



6. Une fois le logo chargé dans l'écran de configuration.

Choisissez « Sauvegarder » et « Quitter » pour quitter l'écran.




7. Accédez à l'impression « Plein écran du status ».




8. Vous devez maintenant ajouter le logo à l'impression « Plein écran du status ».


Choisissez Options > Fichier prédéfini et sélectionnez « Imprimer votre logo ».



Le logo s'affiche alors.



Déplacez le logo à la bonne position. À l'aide du **bouton Ctrl**, glissez et déposez le logo à sa place.



Cette vue peut ensuite être **imprimée** ou exportée sur disque ou dans le **répertoire patient**.

7.5 Travailler avec la bibliothèque des images

7.5.1 Aperçu des propriétés de l'image


Les propriétés de l'image peuvent vous donner des informations intéressantes sur l'image. Elles vous montreront les différentes balises (mots-clés...) qui sont associées à votre image.

Pour mieux comprendre les informations supplémentaires et les mots-clés que vous pouvez associer à une image, lisez l'article **Spécifier les mots-clés (Section 7.5.2)**.

Vous pouvez non seulement associer des **informations supplémentaires et des mots-clés** à une image lors de sa **sauvegarde**, mais vous pouvez également **modifier/ajouter** les informations supplémentaires ou les mots-clés via les propriétés de l'image.

Dans cet article, vous verrez comment afficher les **propriétés de l'image** et comment **associer** un mot-clé à une image.





Il est clair que vous pouvez définir quels mots-clés peuvent être associés. Vous en apprendrez davantage à ce sujet dans l'article **Configuration écran (Section 10.5)**.

7.5.2 Aperçu des informations supplémentaires et des mots-clés spécifiques

Vous pouvez ajouter des informations supplémentaires lors de la sauvegarde d'une image.

L'avantage d'ajouter des informations supplémentaires est que lors de la recherche d'images, vous pouvez facilement **réaliser des recherches/appliquer des filtres** sur les informations supplémentaires que vous avez ajoutées à l'image.

Pour ajouter des « informations supplémentaires et des mots-clés » aux images pendant **la sauvegarde**, vous devez cocher l'option « *Spécifier les mots-clés* »..



L'écran s'agrandira et vous verrez 2 onglets

- Infos supplémentaires
- Mots-clés



1. Champ Infos supplémentaires

Vous êtes libre d'utiliser les champs « Infos supplémentaires » à votre convenance. L'interprétation des champs dépend de la manière dont vous voulez classer les images. Si vous souhaitez effectuer une recherche sur certains mots-clés, vous pouvez utiliser ces mots dans les champs **« Infos supplémentaires »**.

Dans l'onglet « Infos supplémentaires », vous pouvez ajouter les éléments suivants :





d'image. Un certain nombre de préréglages sont déjà disponibles lorsque le produit est installé.

Cela peut être **adapté** via le menu <u>MediadentConfiguration</u>: <u>Configuration écran.</u>

Dents



Avec ce champ Infos, vous pouvez indiquer la ou les **dents** associées à l'image.


Commentaires



Champ de **commentaire** libre que vous pouvez utiliser pour ajouter des informations supplémentaires sur l'image.

2. Mots-clés

L'onglet des mots-clés vous permet d'ajouter des **mots-clés supplémentaires** à l'image. L'objectif de ces mots-clés est de pouvoir effectuer une **recherche** sur ces derniers et de trouver les images associées.



Suivez ces étapes pour ajouter un mot-clé :


1. Tapez un *mot-clé* dans la boîte. Dans cet exemple **ENDO** est le mot-clé.



2. Cliquez pour confirmer.

Le mot-clé **ENDO** est maintenant associé à l'image.

Cela signifie que vous pouvez maintenant rechercher le mot-clé ENDO et trouver l'image associée.



7.5.3 Aperçu des commandes du dossier de la bibliothèque des images

Les commandes du dossier de la bibliothèque des images vous permettent de faire rapidement un certain nombre de choses :

- Supprimer des images
- Envoyer directement des images
- Rechercher des images particulières dans la bibliothèque
- Trier les images dans la bibliothèque des images





Sélectionnez l'image et cliquez sur l'icône de suppression.



Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez envoyer et cliquez sur l'élément d'envoi. Cette courte vidéo explique comment envoyer une image directement à partir de la bibliothèque des images : <u>Cliquez ici</u>

Lisez également le sujet suivant : Comment envoyer une image par e-mail (Section 8.6.1)



Vous recherchez des images spécifiques dans la bibliothèque des images ? Lisez cet article : Comment rechercher des images (Section 8.3.3)



Voir vos images dans un ordre particulier. Lire l'article : **Modifier l'ordre des images (on-line documentation)**

7.5.4 Travailler avec la bibliothèque des images

Dans cette section, nous allons expliquer l'utilisation de la bibliothèque des images.

La bibliothèque des **images** affiche les images prises pour le **patient** sélectionné.

Dans cet article, nous allons vous donner un aperçu des éléments de la bibliothèque des images.


1. Aperçu des éléments de la bibliothèque des images

Cette bibliothèque des images :





La bibliothèque des images globale



En savoir plus sur les différences dans le sujet **Bibliothèque globale et bibliothèque du patient** (Section 12.4)

La bibliothèque des archives. Pour plus d'informations sur l'utilisation et la configuration de la bibliothèque d'archives, consultez la rubrique **Comment archiver des images dans Mediadent** (Section 7.5.5).

- Les sous-répertoires ou répertoires contiennent les images des patients. Pour une meilleure organisation des images, vous pouvez créer de **nouveaux répertoires**.
- Ous verrez les **images** prises pour ce patient, en fonction du **répertoire** que vous avez sélectionné.
- Le schéma dentaire vous montrera quelles images sont prises pour ce patient particulier. Lors de l'enregistrement d'une image, vous pourrez associer des dents ou une dent.
- Commandes des dossiers ou des répertoires :



Vous pourrez **supprimer** des images, **envoyer des images** via l'application de messagerie électronique installée, **rechercher** des images et les **trier** dans la bibliothèque des images.

Pour plus d'explications, lisez cet article :

Aperçu des commandes du dossier de la bibliothèque des images (Section 7.5.3)

Barre de défilement : Si le dossier contient plus d'images qu'il n'est possible d'en afficher à l'écran, vous pouvez faire **défiler** les images vers la droite ou la gauche pour les voir.

La petite règle sur l'image est une indication que l'image n'est PAS calibrée.



2. Structure de la bibliothèque du patient

Le répertoire du patient contient les images que vous avez prises.

Le **répertoire racine** est un numéro, dans cet exemple 1011.

Entre parenthèses, vous voyez le nombre d'images dans le sous-répertoire ou le dossier. Dans ce cas, **(24)** signifie que vous avez 24 images dans ce dossier.



Vous pouvez classer les images dans des **sous-répertoires**, par exemple par **type**.

Dans cet exemple, vous voyez plusieurs sous-répertoires :

• Cosmétique (4): avec 4 images

• D.F.O: (5): avec 5 images

• Ortho (8): avec 8 images

• autre (4): avec 4 images

• Pano-Céph (8): avec 8 images

• Vidéo (3): avec 3 images

3. Sélectionner un dossier

Cliquez sur le **dossier** à sélectionner.



4. Sélection de plusieurs images

Pour sélectionner plusieurs images, cliquez sur la première image et appuyez sur la **touche shift**. En appuyant sur la touche shift, sélectionnez des images supplémentaires.



4. Légende des images (barres/lignes de couleur en haut des images)

Vous remarquerez peut-être de petites lignes ou barres colorées en haut d'une image.

Chaque couleur a sa propre signification. Dans ce tableau, vous obtiendrez une explication des différentes lignes ou barres.



La petite **ligne** verte en haut de l'image indique l'existence **d'annotations** pour cette image. **HDX** est le nom de l'image. Vous donnerez ce nom lorsque vous **sauvegarderez** l'image.



La petite **ligne** rouge en haut de l'image indique que **l'image** actuelle est **l'image** originale.



La ligne **jaune** indique que l'image a été **modifiée**. Si vous avez modifié le contraste ou la luminosité de l'image, une ligne jaune l'indique.




La petite **ligne** bleue en haut de l'image indique l'existence **d'une analyse D.F.O.** pour cette image.



Le petit symbole sur l'image signifie que l'image n'est **PAS calibrée**. Pour apprendre à calibrer une image, lisez cet article : **Comment calibrer une image (Section 8.4.2)**.

5. Créer un nouveau sous-répertoire ou sous-dossier


Action	Explication
1. Pour créer un nouveau sous-répertoire , vous devez d'abord sélectionner le répertoire racine en cliquant dessus.	Par exemple : Cliquez sur 1011 (24)
	1011 (17) Cosmetic (3) DFO (5) ortho (8) other (4)
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le répertoire racine pour accéder à un menu.	





Vous avez la possibilité de créer automatiquement la même structure pour tous les patients. Cela signifie que vous aurez les mêmes sous-répertoires pour chaque patient. Vous trouverez l'explication dans la configuration Mediadent : Configuration écran

6. Déplacer ou copier une image dans un autre dossier



+

7. Suppression d'images

Il y a **deux façons** de supprimer une image.

Action		Explication
1. Sélectionnez l'image que v	ous voulez supprimer	Vous faites glisser et déposez l'image tout en
2. Faites glisser et déposez l'image sur l'icône de la corbeille dans la bibliothèque des images		maintenant le bouton gauche de la souris enfonc pour déplacer l'image vers la corbeille.
T T		
3. Cliquez sur OK dans la bo d'avertissement pour confirm		
1. Chargez l'image que vous	voulez supprimer dans la	L'image sera supprimée de façon permanente.
fenêtre 2. Dans le menu <i>Editer>Ej</i>	facer	Vous pouvez éviter cela en sélectionnant l'option « Supprimer les fichiers dans la corbeille » dans la configuration de Mediadent.
Edit Display Options Langu	uage Help	dans la configuration de Mediadent.
Filter Undo	Ctrl+U	
Filter Redo	Ctrl+Y	
🖰 Copy to clipboard	Ctrl+C	
Optimize		
🖺 Paste from clipboard	Ctrl+V	
Clear viewport	Ctrl+Del	
Delete image from disk		
Resample Image	1/2	
Convert current image to	grayscale	
Paint Calibration Ruler On	Image	
3. Cliquez sur OK pour conf	irmer	

7.5.5 Comment archiver des images dans Mediadent

Sur la base des commentaires des utilisateurs finaux, nous avons ajouté un **outil d'archivage** à la bibliothèque des images. Cela vous donnera l'occasion de mieux **organiser** la bibliothèque des images du patient.

Les anciennes images peuvent être envoyées dans le répertoire d'archives de votre choix. Ce dossier est toujours disponible pour le dossier de la bibliothèque des images.

Dans cette rubrique, vous verrez comment **configurer** le répertoire d'archives et **comment utiliser celui** de la bibliothèque des images du patient.



1. Comment configurer le répertoire d'archives

Dans la configuration de Mediadent, vous déterminerez l'**emplacement** du répertoire d'archives. Dans ce chapitre, nous allons expliquer comment configurer et comment **supprimer un répertoire** d'archives.


1. Configurer le répertoire d'archives

Suivez les étapes pour déterminer l'emplacement du répertoire d'archives :

1. Choisissez **Options** > **Configuration**

Dans Configuration générale, choisissez l'onglet Configuration écran

Dans Configuration écran, choisissez l'onglet **Configuration archivage** 3




Déterminez l'**emplacement** • de vos archives. Vous pouvez choisir plusieurs emplacements.

2. Pour choisir l'emplacement, cliquez sur **l'icône répertoire.** L'explorateur de fichiers s'ouvre et vous pouvez choisir le répertoire d'archivage. 6.



3. Le répertoire est ajouté à la liste des répertoires d'archives.



⚠ N'oubliez pas de « Sauvegarder » avant de quitter la configuration.

2. Supprimer un répertoire d'archives


Vous pouvez toujours supprimer un répertoire d'archives. Cela ne signifie pas que les images qui sont stockées dans le répertoire d'archives seront supprimées. Il s'agit simplement d'un moyen de supprimer le répertoire de la liste des emplacements disponibles.

Les images seront donc toujours disponibles à cet endroit, mais l'utilisateur final ne pourra plus choisir l'emplacement.

1. Choisissez **Options** > **Configuration**

Dans Configuration générale, choisissez l'onglet Configuration écran

Dans Configuration écran, choisissez l'onglet Configuration archivage



- 2. Sélectionnez le répertoire que vous souhaitez supprimer de la liste des emplacements d'archives disponibles

 1. Dans cet exemple, nous choisissons « c:\temp ».
- 3. Cliquez sur l'icône opour supprimer l'entrée de la liste.

🛕 N'oubliez pas de « **Sauvegarder** » avant de quitter la configuration.

2. Comment envoyer une image dans le répertoire d'archives

L'envoi d'une image vers le répertoire d'archives est très simple!


Sélectionnez 1 ou plusieurs images.

Pour sélectionner plusieurs images, cliquez sur la première image et appuyez sur la **touche shift**. En appuyant sur la touche shift, sélectionnez des images supplémentaires.



Une fois que vous avez sélectionné la ou les images que vous souhaitez archiver, vous pouvez cliquer sur l'**icône** d'archivage.





7.5.6 Spécifier le nom de l'image par défaut

Il est possible de modifier le nom par défaut de l'image.

Vous pourrez gagner du temps en sauvegardant des images si vous choisissez d'utiliser un nom par défaut par appareil de radiologie.

Par exemple, si vous prenez une image panoramique, vous pouvez choisir d'avoir PAN comme nom par défaut de l'image.

Si vous prenez une image intrabuccale, vous pouvez choisir d'avoir IB comme nom par défaut.

Dans cet exemple, nous allons utiliser le capteur de démo et lui donner le nom par défaut « capteur démo ».

Cela signifie que chaque fois que vous prenez une image, le nom « capteurdémo » sera utilisé pour enregistrer l'image.

Dans les étapes suivantes, vous verrez comment configurer ce système.


- 1. Prenez une image (dans ce cas, nous utiliserons le capteur de démo)
- 2. Cliquez sur acquérir
- 3. Cliquez sur Quitter
- 4. La boîte de dialogue permettant d'enregistrer l'image apparaît Dans cette boîte de dialogue, vous verrez l'option :
 - « Spécifiez les infos supplémentaires, les mots-clés et le nom par défaut »



5. Sélectionnez cette option

Une fois cette option activée, vous avez le choix entre 3 options

- Infos supplémentaires et mots-clés : découvrez les possibilités : Aperçu des informations supplémentaires et des mots-clés spécifiques (Section 7.5.2)
- Nom de l'image par défaut : cliquez sur cette option



Ici, vous pouvez remplir le « Nom de l'image par défaut » - une fois que vous avez saisi un nom par défaut pour cet appareil à rayons X.

Ce nom sera utilisé lors de l'enregistrement d'une image prise avec cet appareil à rayons X.



Dans cet exemple, nous avons choisi « capteurdémo » comme nom par défaut.

Quelques exemples : « PAN » pour les images panoramiques, « CEPH » pour les images céphalométriques, « IB » pour les images intrabucales...

Pour confirmer cette option, choisissez de lasauvegarder.

Ainsi, chaque fois que vous prendrez une image avec le capteur de démo, le nom par défaut « capteur démo » sera utilisé.



7.6 Travailler avec des modules Mediadent

7.6.1 Travailler avec le module Générateur de rapports

Le module du générateur de rapports est un module supplémentaire qui vous permet de créer des lettres **standard** qui peuvent être utilisées pour envoyer aux patients / médecins / hôpitaux...

Il s'agit d'un module qui est vendu séparément. Vous pouvez toujours **nous contacter (Section 13)** pour plus d'informations sur ce module.

Les avantages de travailler avec le module du générateur de rapports :

- Il s'agit d'un module pratique, car il offre les fonctionnalités d'un traitement de texte standard sans sortir de Mediadent.
- Toutes les **communications** liées sont stockées dans le **répertoire patient**. Cela permet de suivre facilement l'historique du patient. Les lettres de recommandation, les documents d'assurance, les invitations à des consultations, etc. sont autant d'exemples de communication.
- Le **document standard** que vous créez dans Mediadent contient un texte fixe qui peut être réutilisé pour tous vos patients. Le document standard peut contenir votre logo, votre adresse et un texte standard spécifique à ce document. Ce document standard est appelé **modèle** dans Mediadent. L'avantage est que vous ne devez pas retaper le texte fixe, mais simplement remplir le texte variable comme par exemple les diagnostics de votre patient. Il peut également contenir des informations stockées dans votre système de gestion des patients, comme le nom du patient, sa date de naissance, son adresse, etc.

Nous expliquerons plus tard comment vous pouvez inclure ces informations dans vos lettres types (Rubrique 4 : Comment intégrer les champs de votre système de gestion des patients dans vos modèles).

Cet article vous permettra de mieux comprendre le module Rapport dans la **première rubrique** intitulée « Aperçu du module Rapport ». Dans la **deuxièmerubrique**, vous apprendrez les bases du travail avec le module Rapport. Dans la **troisième rubrique**, vous apprendrez à créer un document ou un modèle standard dans le module Générateur de rapports.


Le module **Générateur de rapports** est chargé en cliquant sur l'icône Générateur de rapports



Choisissez Fichier>Générateur de rapports dans le menu Mediadent.

🖆 Si l'icône luit ,cela signifie qu'il y a déjà des documents disponibles dans le module Générateur de rapports pour ce patient.

1. Aperçu du module Rapports



Le **module Rapports** offre des capacités de **traitement de texte** de base dans Mediadent pour la rédaction de lettres, de références, etc.

Le menu contient la plupart des fonctionnalités que vous trouverez dans un traitement de texte (icônes de traitement de texte).

Nous expliquerons les sujets qui sont propres au module Générateur de rapports ; nous n'expliquerons pas en détail la fonctionnalité de base du traitement de texte.

La barre d'icônes contient des icônes traditionnelles de traitement de texte telles que le type de police, la taille de la police, la couleur de la police, le gras, l'italique, le soulignement... ainsi que des icônes typiques liées au module Rapports.

Icônes de traitement de texte :




Icônes du module Rapports :



La partie centrale de l'écran est le document ou le modèle standard avec le **texte fixe**.

Sur le côté droit, vous verrez un **volet des tâches**. Ce volet contient une liste de documents ou de modèles standard parmi lesquels vous pouvez choisir.



Il s'agit de la liste des documents ou modèles standard.
Nom du modèle qui sera utilisé pour nommer le document.
Le bouton Nouveau permet de créer un document vierge . Vous pouvez utiliser ce bouton si vous souhaitez créer un document sans utiliser de modèle.
Le bouton Fermer permet de fermer le volet des tâches
L'option Documents sauvegardés présente une liste des documents qui ont déjà été créés pour ce patient.

0

Si vous voulez que le module Rapports s'ouvre avec un **modèle particulier**,vous pouvez **sélectionner** le modèle et vérifiez l'option « *Ouvrir ce document par défaut* ».

2. Aperçu des icônes du module Rapports



	Le status apparaîtra et vous pourrez ajouter des images de celui-ci dans vos documents.	
	La bibliothèque des images apparaîtra et vous pourrez ajouter des images de celle-ci dans vos documents.	
	Vous allez imprimer le document ; cette icône est l'équivalent de l'impression rapide et imprimera le document sur l'imprimante standard.	
	Envoyer le document en tant que pièce jointe à un e-mail . Il est clair que vous avez besoin d'une application de messagerie qui vous permette d'envoyer des e-mails.	
	Cette icône vous permettra de créer un nouveau document basé sur le modèle sélectionné.	
	Cette icône vous permettra d'ouvrir un document créé précédemment concernant ce patient.	
	En cliquant sur cette icône, vous sauvegarderez le document.	
_	Cette icône permet de quitter le module du Générateur de rapports.	

3. Travailler avec le module Rapports


Dans cette rubrique, nous allons expliquer comment travailler avec le module Générateur de rapports.

Nous allons d'abord expliquer comment créer un document à partir de modèles existants. Nous montrerons également quelles sont les **différentes possibilités** de modifier les documents, comme l'ajout d'images depuis Mediadent mais aussi provenant d'en dehors de Mediadent.

La fonction **Auto Texte** du générateur de rapports est un véritable gain de temps! Il vous permettra de créer une liste d'abréviations qui seront automatiquement remplacées dans vos documents. Vous pourrez par exemple ajouter des termes techniques à cette liste.

Bien entendu, vous souhaitez **partager** ces documents avec vos patients ou vos collègues. Dans la dernière rubrique, nous verrons comment envoyer le document par courrier électronique, l'imprimer ou l'enregistrer au format PDF.


3.1. Créer un nouveau document basé sur un modèle




3.2. Modifier un document existant

Une fois que vous avez créé un document pour un patient particulier, vous pouvez souhaiter modifier le texte existant.

Action	Explication
Lancez le module Générateur de rapports en cliquant sur l'icône	Sur le côté droit de l'écran , vous verrez un volet des tâches. Le volet des tâches contient une liste de modèles parmi lesquels vous pouvez choisir pour créer un nouveau document pour ce patient particulier.
	En bas du volet des tâches, vous avez la possibilité de passer aux documents enregistrés.
ou	
Choisissez <i>Fichier > Générateur de rapports</i> dans le menu Mediadent,	
Cliquez sur le bouton « Basculer vers les documents sauvegardés »	Vous verrez une liste de tous les documents connexes créés pour ce patient particulier.



3.3. Ajouter des images à votre document




Pour ajouter une image du patient, sollicitez la **bibliothèque du patient** en cliquant sur l'icône dans la barre d'icônes du module Rapports.



Vous pouvez également choisir d'utiliser le

status pour sélectionner les images.

Double-cliquez sur l'image dans la bibliothèque des images pour insérer l'image dans le document.



La bibliothèque des images apparaîtra.

En doublecliquant sur l'image, vous verrez que l'espace réservé est remplacé par l'image.


2. L'ajout d'une image en dehors de Mediadent

Vous souhaitez peut-être ajouter des images qui ne sont pas stockées dans la bibliothèque des images. Vous pouvez intégrer des fichiers .BMP, .WMF, .JPG, .GIF et .PNG dans votre communication.


Dans le menu du générateur de rapports, choisissez Insérer>Image externe



Positionnez le curseur dans le document où vous souhaitez ajouter l'image externe.



Sélectionnez l'image.




3.4. Utilisation de la fonction Auto Texte

La fonction Auto Texte est très pratique car elle vous fournit une liste de textes que vous pouvez réutiliser. Elle est basée sur la fonction Auto Texte d'un traitement de texte standard. Le principe est que vous tapez une abréviation qui est remplacée par le texte complet.

Par exemple, vous tapez cd dans votre document et les caries dentaires apparaîtront automatiquement dans le document.

Vous pouvez créer votre propre liste avec des abréviations et le texte intégral pour faciliter la création de vos documents.

Dans cet exemple, nous allons montrer comment créer un Auto Texte pour le ligament parodontal.



Dear Doctor,	Après avoir appuyé sur la barred'espace , le texte sera remplacé.
I would like to refer this patient. periodental ligament	Vous gagnerez beaucoup de temps une fois que vous aurez créé votre propre liste avec des abréviations.
e : :	

3.5. Différentes façons de partager votre document


Il existe **différentes façons** de partager vos documents :

- Vous pouvez les envoyer par e-mail
- Imprimez votre document et envoyez-le par courrier
- Enregistrez le document en tant que fichier PDF et copiez-le sur un autre ordinateur

Action	Explication
1. Envoi du document par e-mail	
Cliquez sur l' icône e-mail dans la barre d'icônes du module Générateur de rapports. ou choisissez <i>Fichier</i> > <i>Envoyer par e-mail vers</i> dans le menu du module Générateur de rapports	Assurez-vous que votre programme de courrier électronique fonctionne correctement.
Saisissez les noms des destinataires et envoyez le message.	Vous remarquerez que le document est automatiquement joint et converti en fichier PDF. Vous devez simplement saisir les noms des destinataires et envoyez le message.
2. Imprimer le document	
Sélectionnez le document que vous souhaitez imprimer. Cliquez sur <i>l'icône d'impression</i> dans la barre d'icônes du module Générateur de rapports ou	Ces options permettent d'imprimer le document sur l'imprimante standard.
choisissez Fichier > Imprimer	
Si vous voulez sélectionner une autre imprimante que l'imprimante standard, choisissez <i>Fichier > Imprimer</i> File Edit View Insert Format E New Load	Lorsque vous choisissez cette option, vous obtiendrez la boîte de dialogue de l'imprimante qui vous permettra de modifier les paramètres de l'imprimante. Avant d'imprimer, vous pouvez toujours obtenir un aperçu de votre document en sélectionnant Fichier > Prévisualisation.
Save Save As Save As Template Import Export as PDF Export to Image Library Page Setup Preview Print Print Print	

La modification du format de papier, des marges, de l'orientation du document peut être effectuée via l'option

Fichier > Mise en page




Boîte de dialogue permettant de modifier les paramètres de la page.

3. Sauvegarder le document au format PDF

Sélectionnez la lettre que vous souhaitez enregistrer au format PDF.

Choisissez Fichier > Exporter en PDF dans le menu du Générateur de rapports




Si vous voulez partager votre document et que vous ne voulez pas que quelqu'un le modifie par la suite ou que votre destinataire ne dispose pas de Word, vous avez la possibilité d'enregistrer votre document au format pdf.

3.6. Afficher les documents dans la bibliothèque des images des patients


Si vous souhaitez que le document apparaisse avec vos images dans la bibliothèque des images, vous pouvez choisir d'exporter le document vers la bibliothèque des images.







3.7. Importation de documents existants

Si vous avez déjà créé des documents, vous pourrez les importer dans le module Rapports.







Le nouveau document importé apparaîtra dans la liste des documents enregistrés pour ce patient.

4. Création de modèles dans le module Rapports

Tapez le texte de la section de la liste déroulante ici.


Dans cette rubrique **plusavancée**, nous allons expliquer comment créer et modifier un modèle dans le module de rapports.

Un modèle contient le texte fixe qui peut être réutilisé dans vos communications. Les modèles peuvent contenir votre logo, des informations sur l'adresse, des paragraphes de texte...

Il arrive que vous souhaitiez modifier un modèle existant, par exemple lorsque vous avez déménagé ou que votre numéro de téléphone a changé, etc.

1. Pour modifier un modèle existant, procédez comme suit

Action	Explication
Ouvrez le module Générateur de rapports	



- 7.7 Travailler avec le module d'acquisition images vidéo
- 7.7.1 Travailler avec le module d'acquisition images vidéo

Vérifiez si la caméra que vous voulez utiliser est compatible avec **WDM ou VFW**. Certains appareils image peuvent également être des périphériques TWAIN.

Ce sont toutes des normes et il est important de comprendre quelles normes sont prises en charge avant de configurer la caméra dans Mediadent. Ces informations se trouvent dans le manuel de la caméra. Normalement, la caméra est livrée avec un CD contenant le logiciel nécessaire pour faire fonctionner la caméra sous Windows. Assurez-vous que la caméra fonctionne déjà sous Windows avant de tenter de la configurer sous Mediadent.

WDM est une norme et la plupart des caméras sont compatibles avec la norme WDM. Certaines caméras plus anciennes sont compatibles avec VfW.

Si votre caméra est un périphérique TWAIN, il peut être configuré comme tel dans Mediadent.

Dans cet article, nous allons vous expliquer comment utiliser votre caméra dans Mediadent. La configuration de la caméra dans Mediadent est expliquée dans notre manuel technique et doit être effectuée par un spécialiste (votre revendeur).

Comme mentionné ci-dessus, vous pouvez utiliser votre caméra via le module **Acquisition VFW** ou le module **Acquisition WDM**.

Dans ce module, vous serez en mesure de prendre des images avec votre appareil et de les stocker dans la bibliothèque du patient pour une consultation ultérieure.


Les images sont prises par une caméra intrabuccale sans fil, la caméra sans fil Discovery.



Pour ouvrir le module Acquisition WDM

1. **Activer** l'Acquisition WDM via le menu Mediadent

Options>Acquisition images vidéo\Acquisition WDM



2. Ouvrir le module




Cliquez sur l'icône

3. L'écran Acquisition WDM s'ouvre.

Dans les rubriques suivantes, vous aurez un **aperçu** de l'écran d'acquisition et apprendrez à **utiliser la caméra** en mode d'acquisition. Si vous n'êtes pas satisfait de votre bureau (position des différents éléments de l'écran) en mode acquisition, vous pouvez toujours le modifier. Nous donnerons également un **aperçu des options supplémentaires**.

1. Aperçu de l'écran Acquisition WDM

Aperçu des éléments de l'écran :




numéro	fonction
1	Schéma dentaire
2	Écran montrant les images de la caméra
3	Status
4	Plein écran : passe en mode plein écran, ce qui vous permet de voir plus de détails.
5	Bouton Acquisition : si vous êtes satisfait de l'image, vous pouvez l'acquérir.
6	Quitter : permet de quitter l'écran et de sauvegarder l'image acquise.

2. Utilisation de la caméra dans Mediadent

Pour utiliser le **schéma dentaire** avec la caméra du module, procédez comme suit :

Action	Explication
1. Positionner la caméra dans la bouche du patient	
2. Dans le schéma dentaire , sélectionnez les dents à associer.	Si vous voulez utiliser le schéma dentaire, vous devez désactiver le status. Lire le sujet 3. Modifier le bureau pour connaître la façon de procéder.






3. Modifier le bureau

1. Modifier l'ensemble du bureau

Si le layout du bureau dans l'écran d'acquisition ne vous convient pas, vous pouvez modifier les différents éléments de l'écran Mediadent.

Choisissez Bureau > Ouvrir un bureau dans le menu



O

N'oubliez pas que si vous voulez déplacer les éléments de l'écran, il faut toujours commencer par déverrouiller le bureau avant de pouvoir déplacer les éléments de l'écran.

Lire l'article : <u>Travailler avec des bureaux</u> pour des informations plus détaillées.


2. Activer/désactiver des éléments d'écran

Vous pouvez activer et désactiver des éléments d'écran (panneaux).

Si vous trouvez votre écran trop chargé et que vous souhaitez désactiver certains éléments de l'écran, sélectionnez **Bureau > Panneaux**


Vous avez la possibilité de masquer les éléments suivants :

- Bibliothèque des images
- Status (Pour en savoir plus sur le Status, cliquez ici : <u>Travailler avec le status en mode acquisition</u>)
- Dents = le schéma dentaire (Pour en savoir plus sur le schéma dentaire, cliquez ici : <u>Travailler avec le schéma dentaire</u>)
- Plein écran = cette vue vous permettra de voir plus de l'image que vous voulez prendre.



Lorsque le status est **activé**, les images s'affichent dans les cases du status. Si des associations de dents sont liées aux cases, vous le verrez dans le schéma dentaire.

Si vous choisissez le mode **plein écran**, vous obtiendrez l'écran suivant :




4. Options supplémentaires

Dans le module Acquisition WDM, vous pourrez configurer la façon dont Mediadent traite l'image.

Vous remarquerez peut-être que, lorsque vous prenez une image, l'image est inversée. Vous pourrez changer cela afin d'obtenir votre image dans le sens de départ.

Vous pouvez activer les **options** suivantes :



Options > Acquisition en niveaux de gris

Les images seront prises en niveaux de gris

Options > Miroir H après acquisition


Certaines caméras inversent l'image. Vous pouvez remettre l'image dans son sens de départ.

Options>Améliorer l'image

Pour obtenir une meilleure qualité, vous pouvez utiliser cette option.



La configuration du dispositif (F10) ne doit être utilisée que pour **configurer** la caméra dans Mediadent. Ceci est expliqué dans notre manuel technique. Une fois configuré, il n'est pas nécessaire de modifier les paramètres de cette option.



Les **propriétés vidéo (F11)** vous permettront d'appliquer des filtres à l'image.

Dans l'onglet Image vidéo, vous pouvez par exemple modifier le contraste/la luminosité...

Il est préférable de laisser les autres paramètres tels quels.

7.8 D.F.O.: Généralités

Dental Facial Orthopedics (D.F.O.) est un module optionnel dans Mediadent.

D.F.O. est un module entièrement intégré qui permet d'effectuer facilement des analyses sur des images céphalométriques.

Un grand nombre d'analyses standard sont fournies dans le module D.F.O. (par exemple Ricketts, Rothjar, Jarabak, et bien d'autres).

Grâce à un tuteur interactif, tous les points peuvent être facilement placés sur l'image céphalométrique, conduisant à un calcul automatique de l'analyse choisie.

D.F.O. permet également de réaliser des analyses personnalisées grâce à l'éditeur d'analyses.

Ce module peut être obtenu en contactant votre revendeur.

Pour le manuel complet sur le D.F.O., allez à la section d'aide du module D.F.O.

La section d'aide peut être consultée en appuyant sur « F1 » dans D.F.O.

8 Tutoriels

8.1 Aperçu Tutoriels

Mediadent Écran

Comment sélectionner plus de fenêtres (Section 8.2.1)

Comment personnaliser l'ensemble d'icônes (Section 8.2.2)

Comment choisir le bureau idéal (Section 8.2.3)

Comment supprimer un bureau (Section 8.2.4)

Comment changer les informations sur les praticiens (Section 8.2.5)

Nouveaux outils pour créer et modifier un bureau dans Mediadent v8 (Section 4.3)

Modifier le layout de l'écran dans Mediadent (Section 4.1)

Automatisation

Comment créer une macro (Section 8.7.1)

Mediadent Bibliothèque des images

Comment déplacer les images d'un patient à l'autre (Section 8.3.1)

Comment trouver les patients récemment consultés (Section 8.3.2)

Comment archiver des images dans Mediadent (Section 7.5.5)

Mediadent Status

Comment créer un status (Section 8.5.1)

Mediadent Manipulation des images

Comment activer le négatoscope (Section 8.4.1)

Comment calibrer une image (Section 8.4.2)

Comment récupérer une image supprimée (Section 8.4.3)

Travailler avec la fenêtre de filtre (Section 7.2.9)

Mediadent exporter

Comment envoyer une image par e-mail (Section 8.6.1)

Comment exporter plusieurs images d'un patient (Section 8.6.2)

Comment importer des images ? ('HT12 Comment importer des images' in the on-line documentation)

Comment faire glisser et déposer une image dans un e-mail (on-line documentation)

Comment graver un CD avec des images de Mediadent (Section 8.6.3)

Nouveau : Comment envoyer un fichier de l'explorateur de fichiers à Mediadent

8.2 L'écran Mediadent

8.2.1 Comment sélectionner plus de fenêtres

Il est parfois nécessaire d'analyser différentes images d'un même patient. Vous voulez peut-être comparer des images ?

Dans Mediadent, vous utiliserez les **fenêtres** pour charger les images. Vous pouvez avoir jusqu'à **5** fenêtres ou analyser 5 images différentes.

Dans cet exemple, vous voyez que 2 fenêtres sont visibles avec 2 images.



Pour ajouter des fenêtres à votre bureau :

Utiliser l'icône de la fenêtre dans l'ensemble d'icônes :



Pour modifier le nombre de **fenêtres** :

Appuyez sur le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'icône s'ouvre.



Sélectionnez le nombre de **fenêtres** que vous souhaitez voir en cliquant sur l'icône correspondante (1,2,3,4 ou 5). Vous pouvez choisir jusqu'à 5 **fenêtres**.

8.2.2 Comment personnaliser l'ensemble d'icônes

L'ensemble d'icônes est affiché par défaut **en bas** de l'écran, dans le coin **gauche**.

Il vous permettra d'**accéder rapidement** à certaines fonctionnalités Mediadent. Il est également possible d'utiliser le menu Mediadent, mais il faut souvent multiplier les clics de souris pour obtenir le même résultat.

L'ensemble d'icônes est **interactif** : seules les icônes pertinentes seront visibles.

Vous remarquerez que lorsqu'**aucune image n'est chargée** dans la fenêtre, un certain nombre d'icônes sont **grisées**.



Après avoir **chargé une image**, vous verrez l'ensemble d'icônes changer.

Voici l'ensemble d'icônes après le chargement d'une image, vous voyez que **toutes les icônes** sont maintenant en **surbrillance**.

L'ensemble d'icônes est interactif et n'active que les icônes utiles.



Dans cet article, nous aborderons les sujets suivants :

1. Désactiver une icône

L'ensemble d'icônes peut être personnalisé: vous pouvez ajouter ou supprimer des icônes.


Si vous trouvez que vous avez **trop d'icônes** dans votre ensemble d'icônes que vous n'utilisez pas, vous pouvez les **supprimer**.

Si, par **exemple**, vous n'avez pas de **réseau Dicom**, vous pouvez décider de **supprimer** l'icône qui lance le

réseau Dicom :




Options>Modifier la barre des icônes



Action

Explication

Nous allons activer le bouton **Organiser les icônes** via le menu de Mediadent.



La fonction **Organiser les icônes** apparaîtra à l'écran.

Vous verrez, sur le **côté gauche**, une **liste des icônes** qui sont actives dans l'ensemble d'icônes.

a

Si vous voyez une **barre rouge diagonale** dans l'icône, cela signifie que l'icône n'est **pas activée** dans l'ensemble d'icônes.


Le bouton **Sauvegarder** vous permettra de sauvegarder les modifications que vous avez apportées à l'ensemble d'icônes

Le bouton **Défaut** permet de rétablir les paramètres d'origine de l'ensemble d'icônes

Le bouton **Ajouter séparateur** vous permet d'ajouter une icône vierge. Elle est utilisée pour structurer l'ensemble d'icônes.

Le bouton **Quitter** permet, bien sûr, de quitter l'écran.

Vous pouvoz utilisar la harra da dáfilament



pour voir toutes les icônes qui peuvent être placées dans l'ensemble d'icônes.

Pour l'**exemple**, parcourez la liste avec la barre de défilement et recherchez l'icône du réseau Dicom.




Dans notre **exemple**, nous souhaitons **désactiver** l'icône du réseau Dicom.

Assurez-vous que vous pouvez voir l'icône dans



Pour **désactiver** une icône de l'ensemble d'icônes, cliquez avec le bouton **droit** de la souris sur l'icône.



Vous verrez la **barre diagonale rouge** apparaître au-dessus de l'icône.

Appuyez sur $\boldsymbol{le}\ \boldsymbol{bouton}$ Sauvegarder.

Appuyez sur le **bouton** Quitter.



Vous devez **sauvegarder** vos modifications avant de **quitter** la fonction Organiser les icônes.



Résultat, vous **ne verrez plus l'icône du réseau Dicom**dans l'ensemble d'icônes.

Vous ne verrez que l'icône de l'imprimante
Dicom.

2. Réactiver une icône

Pour réactiver une icône, vous devrez suivre le même processus.

- 1. Dans le menu Mediadent, Options>Modifier la barre des icônes.
- 2. **Trouvez** l'icône que vous voulez activer à nouveau. Cette icône sera marquée d'une barre rouge diagonale.



3. Appuyez avec le bouton droit de la souris sur l'icône. La barre rouge diagonale disparaîtra.



4. N'oubliez pas de Sauvegarder et de quitter.



Les icônes sont également utilisées lorsque vous avez créé une macro et que vous souhaitez l'activer à partir d'une icône de l'ensemble d'icônes. Lire l'article « **Comment créer une macro** » **(Section 8.7.1)**.

8.2.3 Comment choisir le bureau idéal

Vous avez la possibilité de sélectionner le bureau idéal. Le bureau idéal est un bureau qui présente tous les **Mediadentéléments d'écran** nécessaires à votre diagnostic.

Une fois que le bureau est correctement sélectionné, il n'est pas nécessaire de le modifier.


Mais si vous **changez** de moniteur ou d'écran de PC (par exemple pour un écran plus large), vous devrez adapter votre bureau.

Si vous remarquez que tous les éléments Mediadent ne sont pas affichés à l'écran, vous devrez choisir un autre bureau.

Pour choisir le bureau idéal :


Dans le menu**Mediadent**, choisissez

Affichage>Panneaux>Autoset le bureau



Ou

Optez pour la combinaison de touches : Ctrl+Alt+D




Pour utiliser correctement cette combinaison de touches, il faut d'abord **appuyer longuement** sur la touche **CTRL**, puis sur la touche **ALT** et enfin sur la lettre **D** de votre clavier.

8.2.4 Comment supprimer un bureau


Le changement de moniteur est souvent une raison pour supprimer un bureau précédemment créé avec une autre configuration d'écran.

Suivez ces étapes pour supprimer un bureau

1. Affichage>Panneaux>Sauvegarder le bureau sous ...



2. **Sélectionnez** le bureau de la liste que vous souhaitez supprimer. Dans cet exemple, nous choisissons le bureau **test**.



3. Cliquez sur le bouton Supprimer.

Assurez-vous que le bureau que vous voulez supprimer n'est pas actif.

8.2.5 Comment changer les informations sur les praticiens

Si vous avez un cabinet avec **plusieurs dentistes**, il peut être pratique que le **nom** du praticien apparaisse dans la **barre d'état** de Mediadent.

Lire l'article : **Configuration générale (Section 10.3)**, si vous voulez apprendre comment configurer le nom du praticien.

8.2.6 Comment configurer le bureau

Le **bureau** est la manière dont les différents éléments de Mediadent sont présentés sur votre **écran**.

L'avantage est que vous pouvez modifier le layout des différents éléments de l'écran, reflétant ainsi votre façon de travailler.

 $Si \ vous \ souhaitez \ modifier \ le \ bureau, \ vous \ devez \ d'abord \ savoir \ comment \ \textbf{activer/désactiver certains \'el\'ements de l'\'ecran}.$

Une fois activé, vous pouvez **déplacer** les éléments de l'écran ou même les **redimensionner** pour les adapter à vos besoins.

Pour modifier le bureau, procédez **comme suit** :

- 1. Activer/désactiver des éléments de l'écran
- 2. **Déverrouiller** le bureau
- 3. **Déplacer ou redimensionner** les éléments
- 4. **Verrouiller** le bureau
- 5. Sauvegarder le bureau
- A

Lisez d'abord l'article **Aperçu des éléments de l'écran Mediadent (on-line documentation)** pour mieux comprendre les différents éléments de l'écran.

1. Activer/désactiver Mediadent des éléments de l'écran

Lors de l'activation d'un élément d'écran, l'élément sera visible.

Pour activer un élément

Affichage > Panneaux > sélectionner l'élément désactivé

Remarque : assurez-vous que le panneau se trouve devant l'option
ou cliquez sur l'icône correspondante dans l'ensemble d'icônes pour activer l'élément.

Pour désactiver un élément, choisissez

Affichage > Panneaux > sélectionner l'élément actif

Remarque : assurez-vous que le panneau n'est PAS devant l'option.
ou cliquez sur l'icône correspondante dans l'ensemble d'icônes pour désactiver l'élément.

2. Modifier et sauvegarder le layout du bureau


Une fois que vous avez choisi les éléments d'écran que vous voulez activer. Vous avez la possibilité de les déplacer à un autre endroit de votre écran. Suivez les étapes suivantes pour **modifier** le bureau et l'**enregistrer**.


Action	Explication
1. Déverrouiller le bureau	
Toujours déverrouiller le bureau en premier Affichage > Panneaux > Verrouiller le bureau Save desktop as	Remarque : assurez-vous que le n'est pas devant l'option. Déverrouillez toujours le bureau avant d'effectuer des
Lock desktop	modifications.
2. Déplacer et/ou redimensionner les Mediadent éléments de l'écran	
2. Les éléments de l'écran sont libres et peuvent être déplacés à un autre endroit de l'écran ou redimensionnés pour afficher toutes les options. Save desktop Save desktop as Exit	Déplacez les éléments de l'écran à un autre endroit en faisant glisser et en déposant les éléments via les poignées, situées dans le coin supérieur gauche de l'élément. Annot. & Measure Redimensionnez les éléments de l'écran en utilisant la poignée dans le coin inférieur droit.
3. Verrouiller le bureau	
3. Si vous êtes satisfait du résultat, vous devez verrouiller le bureau. **Affichage > Panneaux > Verrouiller le bureau	Remarque : le signe doit être placé devant l'option dans le menu.
4. Sauvegarder le bureau	
Affichage>Panneaux>Sauvegarder le bureau sous	Vous verrez une liste de bureaux préinstallés (indiqués par un *). Ils ne peuvent être modifiés.



Après avoir enregistré votre bureau, vous pourrez le sélectionner via **Affichage > Panneaux > Ouvrir un bureau**

Cliquez sur ce titre pour voir les exemples






${\bf 3.\ Nouveaux\ outils\ supplémentaires\ pour\ créer\ ou\ modifier\ un\ bureau}$


Dans cette dernière version, beaucoup de choses ont été ajoutées pour améliorer la création de bureaux dans le programme.

Pour comprendre ce qu'est un bureau, lisez d'abord cet article : Un bureau (Section 12.2)

Dans cette section, nous allons expliquer les outils supplémentaires dont vous disposez pour modifier le bureau.


1. Activez les options des panneaux








2. Aperçu des icônes de la boîte à outils et exemples














Même taille

Cette option vous permettra de créer des éléments d'écran ayant la même taille.

La première case sélectionnée détermine la taille de l'autre case sélectionnée.

Sélectionnez la première case qui a la taille souhaitée.

Sélectionnez la deuxième case en appuyant sur la touche Ctrl et en la maintenant enfoncée.



8.2.7 Comment charger un autre bureau

Le bureau qui est chargé est le Mediadent**layout de l'écran** qui a été configuré pour la taille et la résolution de votre moniteur.

Il montrera tous les différents éléments de l'écran Mediadent.

Pour mieux comprendre le bureau, lisez l'article Un bureau (Section 12.2).

Si vous n'êtes pas satisfait de la configuration actuelle de l'écran Mediadent, vous pouvez charger **un autre bureau**.




Sachez que si vous chargez un bureau qui ne correspond pas à votre moniteur, certains éléments d'écran Mediadent disparaîtront de votre écran.

Par exemple, le choix d'un bureau adapté à un écran plus large aura pour conséquence que les éléments de

l'écran Mediadent (comme le fenêtrage, l'histogramme, etc.) sur le côté droit ne seront pas affichés sur un écran plus petit.

- 1. Choisissez dans le menu Mediadent*Affichage > Panneaux > Ouvrir un bureau*
- Vous obtiendrez une liste des **bureaux par défaut** qui sont disponibles. Ces bureaux sont liés à la résolution de votre écran.
- 2. Cliquez sur le bureau que vous voulez charger




Vous verrez une liste de **bureaux préinstallés.** Les noms indiquent les résolutions d'écran les plus courantes. En fonction du type d'écran dont vous disposez, vous pourrez choisir l'un des bureaux.

Un bureau « 1024x767 » signifie que le bureau Mediadent s'affichera sur votre écran avec une résolution de « 1024 pixels (largeur) sur 768 pixels (hauteur) ».

Une fois que vous avez activé l'un des bureaux par défaut, il est possible que votre bureau ne soit pas encore optimisé. Par exemple, il vous reste encore de la place sur votre écran qui n'est pas utilisée.


Si votre bureau n'est pas optimisé, vous pouvez utiliser **deux options** pour l'optimiser :

1. Après avoir chargé l'un des bureaux par défaut et si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez choisir l'option **Affichage>Panneaux>Autoset le bureau** dans le menu Mediadent.




Cette option permet d'utiliser le bureau par défaut le plus optimal.

2. Si des améliorations sont encore possibles, choisissez *Affichage>Panneaux>Installez ce bureau à l'écran*




Une fois que vous êtes satisfait du bureau, vous devez le sauvegarder.

Pour sauvegarder le bureau adapté, choisissez Affichage>Panneaux>Sauvegarder le bureau sous ...




Donnez un nom au bureau, dans ce cas « adapté ». Ce bureau sera actif la prochaine fois que vous lancerez le programme.



En choisissant le bureau optimisé, vous utiliserez au maximum la résolution de votre écran.

Une fois que vous aurez le bureau idéal, vous voudrez peut-être créer automatiquement tous les bureaux sur la base de ce bureau idéal.


Cela est possible grâce à l'option suivante : **Affichage>Panneaux>La création automatique de bureau** (tous les préréglages) de courant



Cela va générer automatiquement tous les bureaux (fenêtre 1, fenêtre 2, fenêtre 3...) basés sur ce bureau idéal. Ainsi, si vous passez ensuite à un autre bureau, parce que, par exemple, vous voulez voir plus de fenêtres, le bureau sera déjà optimisé.

8.2.8 Comment déplacer la loupe


La « **loupe** » est l'un des éléments de l'écran Mediadent que vous pouvez déplacer.



Dans cet article, nous allons vous expliquer comment déplacer l'élément de l'écran « Loupe ». Les étapes de cet article s'appliquent à tous les éléments de l'écran Mediadent.

Pour déplacer la **loupe**, procédez comme suit :

Action	Explication
1. Déverrouillez le bureau en désélectionnant l'option Verrouiller le bureau.	Si vous voulez déplacer la loupe, vous devez d'abord déverrouiller le bureau.
Load desktop Save desktop Save desktop as Lock desktop Autoset desktop Ctrl+Alt+D	Le paramètre ne doit PAS être actif (aucune coche devant l'option).
2. Déplacez la loupe en utilisant les poignées.	Pour déplacer la loupe vers la zone souhaitée de



votre écran, vous devez utiliser les poignées situées dans le **coin supérieur gauche de la fenêtre**.

Vous verrez **deux lignes horizontales** dans le coin supérieur gauche de la fenêtre, ce qui indique que la loupe peut être déplacée.




3. Verrouiller à nouveau le bureau

Affichage > Panneaux et sélectionnez Verrouiller le bureau

Une fois le bureau correctement positionné, vous pouvez choisir de le verrouiller à nouveau.

Une coche doit être placée devant l'option Verrouiller le bureau.



La prochaine fois que vous utiliserez la loupe, elle sera repositionnée.

4. Sauvegarder le bureau

Affichage > Panneaux et sélectionnez Sauvegarder le bureau La prochaine fois que vous lancerez Mediadent, la fenêtre sera correctement positionnée.

8.3 La bibliothèque des images Mediadent

8.3.1 Comment déplacer les images d'un patient à l'autre

Cet article explique comment déplacer une image de la bibliothèque d'un patient à une autre.

Si vous avez stocké une image dans la bibliothèque du **mauvais** patient, vous avez la possibilité de déplacer l'image vers la bibliothèque du **bon** patient.

Pour déplacer une image d'une bibliothèque de patients à une autre, nous utiliserons la bibliothèque des images globale. Il s'agit d'un dossier commun qui est accessible à partir de la bibliothèque de chaque patient. Il servira de stockage temporaire pour les images que vous souhaitez déplacer. Lire l'article Bibliothèque globale et bibliothèque du patient (Section 12.4) pour savoir plus sur les différences.

Si vous voulez vérifier la liste des patients récemment consultés pour retrouver votre image, lisez l'article : Comment trouver les patients récemment consultés (Section 8.3.2).


La copie d'une image de la bibliothèque d'un patient à une autre se fait en 4 étapes :


Étape 1. Ouvrez la bibliothèque des images du **mauvais** patient via votre système de gestion des patients. Il s'agit donc du patient **dont** vous voulez copier la mauvaise image.

Étape 2. Copier l'image dans la bibliothèque des images globale

Étape 3. Ouvrez la bibliothèque du **bon** patient via votre système de gestion des patients. Il s'agit donc du patient **sur lequel vous voulez copier l'image.**

Étape 4. Copiez l'image de la bibliothèque des images globale dans la bibliothèque du bon patient.





8.3.2 Comment trouver les patients récemment consultés

Parfois, il peut être pratique de retrouver des **images** qui ont été récemment acquises pour un patient spécifique.


Peut-être avez-vous sélectionné le mauvais patient lors de l'acquisition des images ? Ou encore, vous ne parvenez pas à retrouver certaines images ?

Mediadent peut vous aider car vous pourrez accéder à la liste des patients qui ont été récemment consultés.

Cette liste contient les 100 derniers patients auxquels on a accédé depuis ce poste de travail.

Pour accéder à cette liste :

Aller dans Fichier > Afficher la liste des patients récemment consultés depuis ce poste de travail.




Vous obtiendrez une liste similaire à celle-ci. La liste contient la **date** à laquelle le patient a été consulté, l'**ID patient**, le **nom du patient** et le **répertoire des images**.

Ainsi, vous pouvez retracer le moment où certaines images ont été prises et où elles ont été stockées.

Vous pouvez double-cliquer sur le **nom du patient** et la bibliothèque s'ouvrira.

Pour visualiser les images, fermez cet écran en cliquant sur le bouton **Quitter**.





Lire l'article : Comment déplacer les images d'un patient à l'autre (Section 8.3.1).

8.3.3 Comment rechercher des images

Si vous disposez d'un grand nombre d'images pour un patient donné, il peut être difficile de sélectionner la bonne image pour l'analyse.

Dans la bibliothèque des images, vous avez la possibilité de rechercher, ou mieux, de **filtrer** les bonnes images.

Vous pouvez déterminer le filtre ou les critères de recherche en fonction des **informations supplémentaires ou des mots-clés** que vous avez associés aux images.



Il est clair que vous ne pouvez effectuer une recherche sur des mots-clés ou des informations supplémentaires telles que l'**utilisateur**, **le grade**, **le type et les mots-clés** que s'ils ont été associés à une image.

Si rien n'est associé, le filtre ne fonctionnera pas.



Pour filtrer les images en fonction des **informations supplémentaires ou des mots-clés**, vous devez utiliser l'**icône** suivant dans la bibliothèque des images.




1. Recherche basée sur la date

Vous pouvez filtrer les images qui ont été prises dans une plage de dates particulière.

Si vous savez quand le patient avait un rendez-vous, vous pouvez facilement filtrer les images qui ont été prises à cette date particulière.

Vous pouvez:

- Inclure toutes les images entre certaines dates, le résultat de ce filtre sera uniquement les images qui ont été prises entre certaines dates.
- Exclure toutes les images entre certaines dates, la même chose que ci-dessus, mais le résultat sera que vous verrez les images qui ont été prises en dehors de la plage de dates.
- Préciser des dates



Cliquez pour confirmer.

En sélectionnant cette option, vous verrez les dates des images qui ont été prises pour ce patient particulier. Si vous sélectionnez une des dates, vous obtiendrez les images qui ont été prises pour ce patient à cette date.

Pour revoir toutes les images vous devrez réinitialiser la bibliothèque des images. Voir le sujet 6. Réinitialisation de la bibliothèque des images.


2. Recherche basée sur l'utilisateur

Vous pouvez **inclure** ou **exclure** les images qui ont été prises par certains **utilisateurs**.

Lire l'article Mediadent Configuration : Configuration écran pour en savoir plus sur la configuration de Mediadent et pouvoir sélectionner des **utilisateurs** particuliers lors de l'enregistrement d'une image.



Sélectionnez l'un des utilisateurs et vous ne verrez que les images prises par cet utilisateur.



3. Recherche basée sur le grade

La recherche basée sur le **grade** fonctionne de la même manière que la recherche basée sur l'utilisateur.

 ${\it Cliquez sur l'onglet} « {\it Grade} » {\it et s\'electionnez par exemple les images auxquelles est associ\'e le {\it grade} « {\it A} ».$

Vous pouvez également choisir d'exclure ces images.



Cliquez toujours sur pour confirmer.

Si vous ne recevez aucune image en retour, cela signifie qu'aucune image n'est associée au grade A.

Pour revoir toutes les images, vous devrez réinitialiser la bibliothèque des images. Voir le sujet 6. Réinitialisation de la bibliothèque des images.

4. Recherche basée sur le type

Cliquez sur l'onglet **Type** et sélectionnez un type



Toujours cliquer



Vous verrez alors les images associées aux rayons X.

Là encore, vous pouvez également choisir d'**exclure** les images associées aux $\mathbf{rayons} \ \mathbf{X}$.


▲ Si vous ne recevez aucune image en retour, cela signifie qu'aucune image n'est associée aux rayons X.
 ✓ Pour revoir toutes les images, vous devrez réinitialiser la bibliothèque des images. Voir le sujet 6. Réinitialisation de la bibliothèque des images.

5. Recherche sur la base de mots-clés

Lorsque vous avez enregistré une image avec des mots-clés particuliers, vous avez la possibilité de rechercher des images sur la base de ces mots-clés.

Action	Explication
1. Allez dans la bibliothèque des images	La boîte de dialogue suivante s'ouvre :





des images.

Pour revoir toutes les images, vous devrez réinitialiser la bibliothèque des images. Voir le sujet **6.** Réinitialisation de la bibliothèque

6. Réinitialisation de la bibliothèque des images

Après avoir filtré un certain nombre d'images, vous pouvez souhaiter réinitialiser la bibliothèque des images pour voir à nouveau toutes les images. Suivez ces étapes pour réinitialiser la bibliothèque des images.




8.4 Mediadent manipulation des images

8.4.1 Comment activer le négatoscope

Si vous voulez utiliser l'**écran de votre PC** comme **négatoscope** pour montrer une radiographie, vous avez la possibilité d'activer le négatoscope dans Mediadent.

Choisissez dans le Mediadent Menu:

Affichage > Négatoscope



Vous verrez l'écran blanc.

Vous pouvez maintenant tenir la radiographie contre l'écran de votre PC.


Pour revenir en arrière, cliquez simplement sur n'importe quelle touche du clavier ou cliquez avec le bouton de la souris sur l'écran.

8.4.2 Comment calibrer une image

Une image n'est pas toujours calibrée, surtout les images que vous recevez d'une source externe.

Une indication que l'image n'est pas calibrée est affichée dans la bibliothèque des images par une icône de règle barrée.

Lorsque vous tracez une ligne via l'onglet Mesure, la mesure de la ligne est en pixels et non en mm.





Le calibrage d'une image est important lorsque vous commencez à utiliser des mesures. Lorsque vous dessinez des mesures sur votre image, vous devez vous assurer qu'elles sont relatives à votre image.

L'image doit être calibrée, surtout lorsqu'on utilise le **module des implants**.

Dans cet article, nous allons expliquer deux façons de calibrer une image.


Méthode 1 : définir la longueur d'une ligne tracée.






Vous remarquerez que la mesure est en **pixels**. C'est une indication que l'image n'est pas calibrée.

3. Calibrer l'image




Choisissez la longueur de la ligne en mm.



Dans cet exemple, nous avons choisi 15 mm, ce qui signifie que la ligne que nous avons tracée sur l'image fait 15 mm de long.



Il peut être pratique que lors de l'acquisition de l'image, vous intégriez également une **règle**. De cette façon, vous pouvez facilement **calibrer** en utilisant la règle comme guide.




Une fois que vous avez calibré ce type d'image, vous pouvez enregistrer les valeurs de calibrage dans la **grille des** calibrages.

L'ajout de la valeur calibrée présente l'avantage que chaque fois que vous avez une image de la même taille que la nouvelle image calibrée, l'image sera automatiquement calibrée.

Prenez note de la valeur de Pixels/Mètre. Vous devrez indiquer ce nombre dans la grille des calibrages.

Méthode 2 : ajouter des valeurs à la grille des calibrages.

Action Explication 1. Résolution de l'image charger une image dans la fenêtre en double-cliquant sur une image dans la L'image s'affiche à l'écran et des bibliothèque des images. informations supplémentaires sont visibles. Prenez note de la résolution de l'image. Dans notre exemple, la résolution de l'image est de 800x1200x16. À savoir : largeur = 800hauteur = 1200 2. Ajouter le calibrage à la valeur de calibrage La grille des calibrages s'ouvre. Cliquez sur « Options > Grille des calibrages » 578 43500 1420 1156 43500 Delete Exit Appuyez sur le bouton « ajouter » pour ajouter une entrée. Cela vous donnera la possibilité



d'ajouter une nouvelle valeur de calibrage à la grille.

Remplissez les valeurs de la résolution de l'image et de la valeur des

La largeur et la hauteur sont des valeurs de la **résolution de l'image.** La valeur des pixels/mètres est soit recueillie à partir de documents techniques fournis par diverses sources techniques, soit recueillie par la méthode 1.

Dans notre exemple, la largeur était de 800 et la hauteur de 1200.

Une fois que vous avez terminé, appuyez sur « sauvegarder » pour appliquer les changements.



Nouveau : Si la largeur ou la hauteur est toujours la même, mais que l'autre valeur est variable, vous avez maintenant la possibilité d'appliquer un caractère de remplacement.

Il suffit d'ajouter « -1 » comme valeur à la largeur ou à la hauteur et de remplir les autres valeurs pour que le calibrage se fasse automatiquement.

Par exemple, si les images ont toujours une résolution de 1500xnx16 où n (hauteur) change constamment, une entrée possible dans la grille des calibrages sera :

Largeur = 1500

Hauteur= -1

Pixels/Mètre= 40000*

*Valeur à indiquer dans la documentation technique ou à vérifier selon la méthode 1.

8.4.3 Comment récupérer une image supprimée

Vous pourrez **récupérer** une image supprimée dans la **corbeille** si cette fonction a été activée dans le menu MediadentConfiguration>Configuration générale.

Lisez l'article sur la Configuration générale (Section 10.3) de Mediadent, rubrique « Comment éviter la suppression permanente de fichiers » pour savoir comment récupérer un élément supprimé de la corbeille.

Le status Mediadent 8.5

8.5.1 Comment créer un status

Avertissement : Ne modifiez pas les status existants, car les changements seront supprimés lors de la mise à jour de Mediadent.

Vous avez la possibilité de créer votre propre status. Cela vous permettra de créer votre propre procédure (séquence) pour l'acquisition d'images. Dans le status, vous pouvez associer des dents et, si nécessaire, modifier l'orientation du capteur.

Cette opération s'effectue selon les étapes suivantes :

1. Créer un status



Avant de créer un nouveau status, vous devez vous assurer que le bureau est déverrouillé.

Cela se fait dans le menu Mediadent : Affichage > Panneaux > Verrouiller le bureau (cette option ne doit PAS être cochée) Si cette option est cochée, vous devrez la décocher en cliquant sur Verrouiller le bureau.

Action	Explication		
Créer un status			
Dans le menu Mediadent : Affichage > Panneaux > Status ou	Activez le status - Voir la rubrique « <u>Qu'est-ce qu'un status</u> ».		
Full Mouth AAO Full Mouth Scheme01 Scheme02	Choisissez un status existant qui est similaire à celui que vous voulez créer.		
New scheme Save changes Rename scheme Delete scheme Toolbars Filter Mount List Pack scheme Image associations Sequence On Hold New scheme demoscheme	Allez dans les commandes du status et cliquez sur l'icône pour développer le sous-menu . Choisissez de créer un <i>un nouveau status</i> à partir du menu Donnez un nom au status.		
1011 (0) Mount Default sequence Full Mouth 18 19 14 15 12 11 11 6 7 8 9 13 13 12 16 17	Résultat : Un status vierge avec des cases telles que définies dans le status standard sélectionné, dans cet exemple toute la bouche. Vous êtes maintenant prêt à adapter ce status.		

2. Activer les cases du status

Action	Explication			
Ajouter ou supprimer des cases du status				
	Vous pouvez ajouter ou supprimer des cases du status en utilisant le configurateur conteneur d'images .			
*	Lorsqu'une case est verte , celle-ci est visible dans le status Lorsqu'une case est rouge , celle-ci n'est pas visible dans le status			

Appuyez sur l'une des cases et une case du status apparaîtra.

La case sera mise en surbrillance, ce qui indique qu'elle vient d'être ajoutée.

Les cases sont numérotées, mais elles ne sont pas encore associées à une ou plusieurs dents

Comme vous avez déverrouillé le bureau, vous pouvez déplacer la case vers une autre position dans le status en utilisant la poignée (deux petites barres dans le coin supérieur gauche de la case).

Pour déverrouiller le bureau, choisissez Affichage > Panneaux > Verrouiller le bureau (assurez-vous que cette option n'est pas cochée).

New scheme
Save changes
Rename scheme
Delete scheme
Toolbars
Filter Mount List
Pack scheme
Image associations

Vous pouvez répéter ce processus (ajouter et/ou supprimer des cases de status) jusqu'à ce que vous ayez défini le nombre de cases souhaitées.

3. Associer les dents aux cases du status

Sequence On Hold

Action **Explication** Aperçu de l'association des images Vous pouvez **associer** une ou plusieurs dents en modifiant les propriétés de la case : New scheme Sélectionnez l'une des cases du status. Save changes Vous remarquerez que lorsque vous sélectionnez une case, la couleur devient gris Rename scheme foncé. Delete scheme Choisissez Sous-menu > Associations des images Pack scheme Image associations Sequence On Hold La boîte Association des images apparaîtra : Image Association Orientation : Cela vous permettra de modifier l'orientation de la case du status. Le premier onglet « Corrections standard » représente l'orientation du capteur Landscape Portrait numérique. Cela signifie que si vous utilisez le capteur pour capturer des images intrabuccales, vous avez la possibilité de modifier l'orientation via cet écran. Vous avez également la possibilité de retourner les images de gauche à droite ou de haut en bas, selon la façon dont le capteur est placé dans la bouche du patient. Le deuxième onglet « Schéma dentaire » est partiellement caché et vous permet d'associer une ou plusieurs dents à la case du status. **Modifier l'orientation** Examinons de plus près l'onglet « Corrections En fonction de la façon dont vous placez le capteur dans la bouche du patient, vous standard ». pourrez modifier l'orientation.



Dans cet exemple, je vais changer la case du status à 90° qui est la position dans laquelle je place le capteur dans la bouche du patient.



Nous pouvons également modifier la visualisation de la case du status.

L'image que je veux prendre dans la case du status doit être en ${\bf paysage}$; ici je peux changer cela.

Vous verrez que l'orientation de la case du status passe en paysage.

Associer les dents à une case du status



Je vais maintenant **associer** des dents.

Cliquez sur la **flèche de droite** dans la boîte de dialogue pour afficher l'onglet d'association de dents.



Cliquez sur *l'onglet* Schéma dentaire



Le schéma dentaire est présenté.

Pour l'instant, aucune dent n'est associée à la case du status sélectionnée.



Vous pouvez maintenant associer quelques dents à la case du status.

Dans cet exemple, je vais associer les **dents 23 à 26** à cette case du status.

Pour ce faire, vous devez sélectionner les dents dans le schéma dentaire.

Pour en savoir plus sur le travail avec le schéma dentaire, vous pouvez lire l'article « Travailler avec le schéma dentaire ».



Vous pouvez fermer la boîte de dialogue en cliquant sur le X dans le coin supérieur droit; l'association est sauvegardée. Vous pouvez également cliquer sur la case du status pour confirmer votre association.

Le résultat : Le ${\bf nom}$ de la case du status changera pour refléter l' ${\bf association}$ ${\bf des}$ ${\bf dents}.$



Au milieu du schéma dentaire, vous pouvez indiquer comment le ${\bf capteur}$ sera placé dans la bouche du patient (par exemple dans un angle de 90°).


Cette indication sera liée à la case du status en la sélectionnant dans le schéma dentaire.

Vous verrez une ${\bf lueur}$ apparaître, ce qui signifie que c'est de cette façon que le capteur intrabuccal sera utilisé.



Encore une fois, il est important de **cliquer sur la case du status** ou de **fermer** la boîte de dialogue pour enregistrer les modifications apportées à la case du status.

Vous devrez répéter ce processus pour chaque case du status.





Après avoir répété ce processus pour toutes les cases, vous devez **sauvegarder** le status

Activez le **sous-menu** (en haut à droite) dans la case du status

4. Modifier la séquence de prise des radiographies

Action	Explication
Dans le menu Mediadent : Fichier > Acquisition status	Vous pouvez modifier l'ordre dans lequel les images doivent être prises.
FMX	Pour vérifier l'ordre ou la séquence dans lequel les images seront prises, vous





8.6 Mediadent exporter/importer

8.6.1 Comment envoyer une image par e-mail

L'envoi d'une image par courrier électronique peut être pratique si vous souhaitez **partager** vos images avec des collègues ou un hôpital.

Dans Mediadent, il est possible d'envoyer une image, mais vous devez avoir un **système de messagerie électronique** installé sur votre PC. Les exemples de programmes de messagerie électronique les plus courants sont Outlook, Outlook Express, etc.



Avant d'envoyer une image via Mediadent, vous devez **vérifier** que votre système de messagerie électronique fonctionne en envoyant un message électronique via votre programme de messagerie.

Il existe deux façons d'envoyer des images via votre programme de messagerie électronique.


- Via les icônes de la bibliothèque des images
- Via l'option Exporter un répertoire d'images

1. Envoi d'un e-mail directement à partir de la bibliothèque des images du patient

Le plus simple est de **sélectionner** les images que vous souhaitez envoyer dans la bibliothèque des images du patient, de choisir l'option **Envoyer par e-mail** (via le menu) ou de cliquer sur l'**icône e-mail**.

Envoyer par e-mail (via le menu)

- 1. Sélectionnez la ou les images dans la bibliothèque des images
- 2. Cliquez sur le **bouton droit de la souris** pour activer le menu
- 3. Choisissez « Envoyer par e-mail »



Envoyer en utilisant l'icône e-mail


1. Sélectionnez la ou les images dans la bibliothèque des images

2. Cliquez sur l'icône de l'e-mail dans la bibliothèque des images




2. Via Exporter un répertoire d'images.

La deuxième méthode est expliquée dans cet article.




Pour obtenir une description détaillée des éléments de l'écran, lisez la rubrique « Écran Exporter un répertoire d'images » (Section 7.1.1).

2. Cliquez sur l'image que vous voulez envoyer.




3. Choisissez« Ajouter ».


4. L'image apparaît dans la liste :



5. Choisissez le bouton e-mail.



6. Votre **programme de messagerie électronique** se lancera et l'image sera jointe à l'e-mail.



7. **Remplissez** les noms des destinataires et envoyez le message.



PUtilisez le **bouton « Estimation »** pour obtenir des informations sur la taille du fichier. Certains systèmes de messagerie électronique ne vous permettent pas d'envoyer plus de 5 Mo. Le bouton « Estimation » vous permet de connaître la taille en Mo des pièces jointes à votre courrier. Si elle est supérieure à la taille autorisée, vous pourrez envoyer votre image dans des courriels séparés. Pour plus d'informations sur les éléments et les boutons de l'écran, consultez la rubrique « Écran Exporter un répertoire d'images » (Section 7.1.1).


8.6.2 Comment exporter plusieurs images d'un patient

Il peut parfois être nécessaire d'exporter un certain nombre d'images d'un patient particulier afin de les partager avec des collègues et des patients.

Pour exporter 1 image, choisissez Fichier > Exporter dans le menu Mediadent.

Si vous souhaitez exporter plusieurs images, vous pouvez utiliser l'option Exporter un répertoire d'images.

Allez dans le menu Mediadent et choisissez Fichier > Exporter un répertoire d'images



1. Aperçu de l'écran Exporter un répertoire

L'écran suivant s'affiche :



- Bibliothèque des images du patient sélectionné.
- Penêtre : vous pouvez prévisualiser une image avant de l'exporter.
- Boutons d'action :
 - Ajouter: ceci ajoutera l'image sélectionnée
 - Toutes: ceci ajoutera les images dans le répertoire sélectionné de la bibliothèque
 - Toutes + r'ep.: cela ajoutera toutes les images de ce patient
 - Supprimer: sélectionnez les images à supprimer de la liste
- Liste des fichiers à exporter.
- Oestination: le dossier vers lequel vous souhaitez exporter les images.
- finformations supplémentaires

Type du fichier : vous permet de modifier le type de fichier dans lequel vous souhaitez exporter les fichiers.


Infos : donne des informations supplémentaires sur la taille du fichier, le nombre de fichiers ... qui seront exportés. Ces informations seront remplies lorsque vous cliquerez sur *le bouton* Estimation.

- **Bouton Estimation**: Ce bouton d'action **calculera** le nombre de fichiers, la taille de la source, la taille de la destination, la compression globale, le dossier, les fichiers... Ces informations seront saisies dans la boîte Infos.
- Bouton Exporter: Ce bouton d'action exporte les fichiers de la liste vers le dossier de destination.
- **Bouton e-mail**: Ce bouton d'action lancera votre application e-mail et joindra les images de la liste à un e-mail.
- Quitter

2. Exportation d'images

Pour exporter plusieurs fichiers à partir d'un patient particulier, suivez ces étapes :

Action	Explication
1. Dans le menu Mediadent, choisissez Fichier > Exporter un répertoire d'images	
2. Sélectionnez les images que vous voulez exporter.	Il existe différentes façons de
Méthode 1 : sélectionnez les images une par une	sélectionner les images que vous souhaitez exporter.



8.6.3 Comment graver un CD avec des images de Mediadent

Il peut être pratique de mettre les images stockées dans Mediadent sur un CD ou un DVD. Cela est possible grâce à l'option **Exporter un répertoire d'images** dans Mediadent.

Si vous avez **Vista** ou **Windows 7**, vous pouvez le faire directement à partir de Mediadent. Pour les autres systèmes d'exploitation, comme **Windows XP**, vous devez installer un **logiciel** d'écriture de paquets. Cela créera une lettre de lecteur supplémentaire sur l'ordinateur. Utilisez cette lettre de lecteur dans Mediadent (étape 4.).

Acti	on	Explication
. Vé	rifiez la lettre de votre lecteur de disque.	Placez un CD ou un DVD vide dans le lecteur de disque de votre ordinateur, et vérifiez la lettre du lecteur . Vous pouvez le faire avec l'explorateur de fichiers de Windows - dans ce cas, c'est la lettre F: \
	ans Mediadent, choisissez <i>Fichier > Exporter un</i> ertoire d'images	
File	Edit Display Options Language Help	
*	Import picture	
	Export picture	
	Show patients list, recently accessed from this workstation	
	Acquire	
	Acquire FMX	
	Video StillCap	
	WDM Streaming Video	
	Import Picture Directory	
	Export Picture Directory	
	Twain Acquire	
	Fullscreen Mount	
	Import CT Images	
	Print	
	Reporter	
	DicomNet	
	Dicom Print	
	Cam	
	Radiological Log	
Ū	Quit	
	electionnez la lettre du lecteur comme dossier de	
Iesti	ination au bas de la fenêtre d'exportation.	
	e navigateur de dossiers s'ouvre ; naviguez jusqu'au eur de disque, sélectionnez-le et cliquez sur OK.	Pour Windows 7 ou Vista, indiquez la lettre du lecteur où le CD ou le DVD est inséré.
		Pour Windows XP, indiquez la lettre de lecteur créée par le logiciel d'écriture de paquets.
 j. No	ous vous conseillons de choisir la première option omme une clé USB ».	A Cette étape n'est applicable que si vous ave




Assurez-vous qu'un nouveau CD ou DVD se trouve dans le lecteur de disque. Windows vous demandera dans quel format vous voulez utiliser le CD.

Si vous choisissez « **Comme une clé USB** », vous pouvez utiliser le CD plusieurs fois, ce qui signifie que vous pouvez graver d'autres images sur le même CD.

Si l'option « **Avec un lecteur CD/DVD** » est choisie, le disque sera ouvert avec une interface.

6. Sélectionnez les images et cliquez sur *le bouton* Exporter.



Sélectionnez les images, les vidéos ou les documents que vous souhaitez exporter, en sélectionnant les fichiers dans la bibliothèque des images et en cliquant sur le bouton *Ajouter*. Si vous souhaitez tous les exporter, cliquez sur le bouton « Exporter tout ».

Lorsque tous les fichiers sont sélectionnés, veuillez cliquer sur le bouton *Exporter*, le CD sera gravé. Si la barre de progression est entièrement verte, l'exportation est terminée et le CD peut être éjecté.

(Windows fermera automatiquement la session d'écriture sur le CD).

7. Cliquez sur le **bouton** Quitter.

Vous quitterez la fenêtre d'exportation et reviendrez à l'écran principal Mediadent.

8.6.4 Comment envoyer n'importe quel type de fichier de l'explorateur de fichiers à Mediadent

En tant que dentiste, vous recevez souvent des images ou des dossiers concernant vos patients de la part des autres dentistes.

Ces images ou fichiers sont stockés sur l'un de vos disques. La seule façon d'importer ces fichiers était de passer par l'option Importation de fichiers de la bibliothèque des images.

Suite aux commentaires de nos clients, nous proposons désormais une option supplémentaire pour ajouter des images/fichiers à la bibliothèque des images de vos patients.

Vous pouvez désormais ajouter des fichiers/images directement depuis l'explorateur de fichiers de Windows dans le répertoire patient.

Sélectionnez un ou plusieurs fichiers et utilisez le **bouton droit de la souris** pour activer le menu.


Deux options supplémentaires ont été ajoutées au menu, Ajouter au répertoire du patient actuel et Ajouter.

Il existe deux options:

1. Ajouter au répertoire du patient actuel (Première option)

Le fichier sélectionné sera envoyé au patient actif (le patient qui a été ouvert dans Mediadent)

2. **Ajouter** à n'importe quel endroit de la bibliothèque des images du patient actif ou sélectionner un autre patient (deuxième option).




Nous allons vous expliquer les deux options.

Option 1 : Ajouter au répertoire du patient actuel

Exemple: option 1

Écran






Explication

Lancez votre système de gestion des patients, sélectionnez le bon patient et lancez Mediadent.

Faites un clic droit de la souris sur l'image/le fichier. Dans le menu, choisissez l'option : Ajouter au répertoire racine du patient



<u>Résultat</u>: l'image sera stockée dans le répertoire racine du patient sélectionné.

Option 2: Ajouter

Cette option vous permet de choisir l'endroit où l'image ou le fichier sélectionné(e) sera stocké(e) :

- Stocker dans le répertoire racine actuel (cela a le même résultat que de choisir la première option Ajouter au répertoire racine du patient). Les informations patient indiquent le numéro et le nom du patient actif.
- 2. Stocker dans le **répertoire sélectionné du patient sélectionné**: vous pouvez avoir plusieurs dossiers dans la bibliothèque des images du patient; avec cette option vous pouvez choisir d'ajouter le répertoire sélectionné. Pour en savoir plus sur la création de répertoires, consultez l'article suivant : **Travailler avec la bibliothèque des images (Section 7.5.4)**
- 3. Stocker dans le **répertoire global**. Le répertoire global est un dossier qui est accessible à partir de n'importe quelle bibliothèque des images de patients. Vous trouverez de plus amples informations sur le répertoire global dans cet article : **Bibliothèque globale et bibliothèque du patient (Section 12.4)**
- 4. Avant de stocker l'image/le fichier, vous pouvez sélectionner un autre dossier patient.




Option 2: Ajouter une image ou un fichier au « dossier SELECT patient actuel »

Écran




Explication

Lancez votre système de gestion des patients, sélectionnez le bon patient et lancez Mediadent.



Cliquez droit sur l'image/fichier et dans le menu choisissez l'option Ajouter




L'écran des options s'ouvre. Choisissez Dossier SELECT patient actuel

La boîte de dialogue suivante vous permet de choisir un dossier dans la bibliothèque des images du patient.

Choisissez par exemple « ortho ».

Résultat : l'image/le fichier sera stocké(e) dans le dossier ortho de la bibliothèque des images du patient.





Dans le champ « **Répertoire sélectionné** », vous verrez le dossier dans lequel l'image/le fichier sera stocké(e).

L'option 3. Le stockage dans le répertoire global fonctionne exactement de la même manière que la première option : stockage dans le répertoire du patient actuel. La seule différence est que l'image/le fichier est stocké dans le répertoire global, qui est accessible depuis n'importe quel répertoire patient.

Option 4: SÉLECTIONNER un autre dossier patient


Cette option vous permet de choisir un autre répertoire patient pour y stocker l'image/le fichier. Cela signifie que vous ne devez **pas** quitter Mediadent et vous rendre dans le système de gestion des patients pour sélectionner un autre patient. **Vous pouvez sélectionner un autre patient directement à partir de cette option**.

Écran




Explication

Mediadent doit être lancé.



Cliquez droit sur l'image/fichier et dans le menu choisissez l'option *Ajouter*



La **boîte de dialogue suivante s'ouvre**. Cette boîte de dialogue vous permet de sélectionner un autre patient.



- La liste des patients que vous pouvez choisir.
- Vous disposez d'une boîte de dialogue de recherche très étendue.
- Le répertoire dans lequel la recherche sera effectuée
- Le répertoire d'images du patient actif où les images/fichiers peuvent être stockés.

8.7 Mediadent automatisation

8.7.1 Comment créer une macro

Qu'est-ce qu'une macro?

Une macro est souvent utilisée pour **la répétition des tâches**. Par exemple, si vous devez souvent choisir entre plusieurs dispositifs d'acquisition, vous avez la possibilité d'automatiser ces étapes.

Pour **créer** une macro, vous allez **enregistrer** un certain nombre de touches ou d'options de menu. Ensuite, vous pouvez **lire** la macro qui a été enregistrée. Vous pouvez utiliser une **touche de fonction** ou une **icône** dans l'ensemble d'icônes pour lire la macro.


On peut le comparer à un enregistrement de musique que l'on écoute en boucle.

Vous allez créer une macro dans Mediadent en deux étapes :

- 1. **Attribuez** l'une des icônes ou touches de fonction que vous utiliserez pour **lire** la macro. En option, vous pouvez attribuer un raccourci clavier* à la macro.
- 2. Enregistrez la macro. Enregistrez les touches ou les options du menu.

Étape 1 : Attribuer une icône/un raccourci clavier

Action	Explication
1. Dans le menu Mediadent, choisissez	Activez le menu de la macro.
Options > Macro	




2. Cliquez sur *le bouton* Ajouter.



Le bouton Ajouter vous permet de créer une nouvelle entrée dans la liste des macros.


3. Cliquez \pmb{sur} $\pmb{Créer}$ \pmb{bouton} et choisissez l'une des $\pmb{icônes}$ via la barre de défilement

Dans cette boîte de dialogue, vous devrez activer *Créer bouton* et faire défiler la



barre de défilement pour choisir l'une des icônes en cliquant dessus.

Avec la **version 8**, vous pouvez désormais ajouter du **texte** à l'icône, modifier la **couleur** et la **taille des polices**.



Ensuite, vous attacherez une macro à cette icône.

4. Saisissez le **nom** de la macro dans le champ Description.




Vous avez maintenant choisi l'**icône**. Vous devrez également donner un nom à votre **macro**.

Dans cet exemple, j'ai rempli le champ « Appareil 1 ».

5. Facultatif: Vous pouvez attribuer un raccourci clavier.

Il s'agit du raccourci que vous pouvez utiliser pour activer la macro.

Par exemple, **F3** signifie que vous pouvez utiliser la **touche de fonction F3** (qui se trouve normalement en haut de votre clavier).






6. Cliquez sur *le bouton* Sauvegarder

Étape 2 : Enregistrez la macro

Actions Explications

1. Cliquez sur *le bouton* Enregistrer.




Cet écran montre que vous avez créé une macro portant le nom Appareil 1 et que vous lui avez attribué la touche de fonction F3.

Nous sommes maintenant prêts à enregistrer la macro.

L'enregistrement d'une macro signifie que vous allez enregistrer les étapes que vous souhaitez sauvegarder dans la macro.

4. Cliquez sur OK



La boîte de dialogue vous demandera d'utiliser **Ctrl+F12** (touche de fonction F12) pour terminer l'enregistrement.

+

3. Commencez à enregistrer vos étapes

Voir les étapes que vous pouvez enregistrer dans l'**exemple : création d'une macro.**

4. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur la combinaison de touches


Ceci mettra fin à l'enregistrement


Ctrl + F12.



pour confirmer que l'enregistrement est terminé.

Exemple: création d'une macro





Dans cette boîte de dialogue, vous devrez activer *Créer* bouton et faire défiler la barre de défilement pour choisir l'une des icônes en cliquant dessus.

Donnez un nom au bouton. Dans cet exemple le nom est « **Appareil 1** », changez la taille de la police à **8** et changez la couleur de la police en **dSilver**.

Vous pouvez attribuer le **raccourci clavier F3** à la macro.


6. Cliquez sur *le bouton* Sauvegarder

Étape 2. Enregistrez la macro

7. Cliquez sur *le bouton* Enregistrer.

Passez en revue les **étapes** que vous voulez enregistrer dans la macro.

Cet écran montre que vous avez créé une **macro** portant le




nom **Appareil 1** et que vous lui avez attribué la **touche de fonction F3**.

Nous sommes maintenant prêts à enregistrer la macro.

L'enregistrement d'une macro signifie que vous allez enregistrer les étapes que vous souhaitez sauvegarder dans la macro.


8.Cliquez sur OK



Une fois que vous avez terminé toutes les étapes que vous voulez enregistrer dans votre macro, vous pouvez utiliser **Ctrl-F12** pour arrêter l'enregistrement.

9. Choisissez **Options** > **Acquisition Rayons-X** > **Capteur de démo**

rayons X




Ce sont les étapes que je veux enregistrer dans ma macro.

10. Cliquez sur *l'icône* Acquisition dans la barre d'icônes



Cliquez sur l'icône.



9 Nouveau : Questions et réponses

Cette section donne un aperçu des problèmes de support que nous rencontrons fréquemment. Les problèmes sont décrits et des solutions possibles sont proposées.

Que faire lorsque Mediadent est lancé en mode DEMO ? (Section 9.1) (Section 9.1)

9.1 Que faire lorsque Mediadent est lancé en mode DEMO ?

Symptôme

Lorsque je lance Mediadent, le mot « **DEMO** » apparaît en rouge sur l'écran.



Description

Le logiciel Mediadent fonctionne avec une clé USB spéciale ou un dongle de **sécurité** parallèle. **images des clés parallèles :**






image du dongle de sécurité USB:



Lorsque Mediadent se lance en mode démo, plusieurs causes sont possibles, par exemple :

- 1. Si cette clé n'est **pas accessible** sur votre PC ou sur le serveur, Mediadent se lancera en mode démo.
- 2. Une autre cause peut être que la clé n'est plus valide pour la version installée de Mediadent

Solution

Ce problème doit être traité par votre revendeur, mais avant de le contacter, vous pouvez vérifier les points suivants :

- 1. Veuillez localiser la clé USB ou la clé parallèle. Vous reconnaîtrez cette clé parce qu'elle porte un autocollant vert avec un numéro commençant par U ou N. (U est un utilisateur unique et N signifie réseau).
- 2. Assurez-vous que la clé est insérée dans le port USB ou le port parallèle de votre PC, ou dans le cas d'une installation en réseau sur la machine qui fait office de serveur.
- 3. Vérifiez que la clé fonctionne correctement (dans le cas de la clé USB, vous verrez une petite lumière verte, ce qui indique que la clé fonctionne correctement). Veuillez contacter votre revendeur si vous pensez que votre clé USB est cassée.
- 4. Dans le cas d'une **installation en réseau**, assurez-vous que le **serveur** contenant la clé est **allumé** et que vous avez accès au serveur. Vous pouvez redémarrer le serveur et tester si Mediadent se lance normalement.
- 5. Votre **pare-feu** et/ou votre **produit antivirus** peuvent bloquer l'accès au dongle de sécurité. Pour le tester, désactivez le pare-feu ou l'antivirus et vérifiez si Mediadent se lance normalement. Veuillez contacter votre **revendeur** pour la configuration correcte du pare-feu et de l'antivirus.
- 6. Si vous l'avez vérifié, il est également possible que la clé ne prenne plus en charge la version de Mediadent que vous essayez d'exécuter. Veuillez **contacter** votre revendeur pour plus d'informations sur les mises à niveau Mediadent.

10 Mediadent Configuration

10.1 Avis

L'utilisateur est invité à consulter le manuel d'**Mediadentinstallation** séparé, qui contient des instructions d'installation et de désinstallation étape par étape. Cette étape est un prérequis avant de poursuivre la configuration de Mediadent, comme expliqué dans les sous-sections suivantes. **Les installations ne peuvent avoir lieu que dans des environnements qui remplissent la configuration minimale requise** (Section 3.1). En cas de questions, lisez l'article **Obtenir une assistance (section 13)** pour plus d'informations.

10.2 Aperçu Configuration Mediadent

Ces articles expliquent les différentes options de **configuration** de Mediadent. Il s'agit d'un sujet **avancé** et les modifications peuvent affecter le comportement de Mediadent.

Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à **nous contacter**. Lire l'article **Obtenir une assistance (Section 13)** pour plus d'informations.

- 1. Configuration générale (Section 10.3)
- 2. Configuration régionale (Section 10.4)
- 3. Configuration écran (Section 10.5)
- 4. Autres configurations et maintenance (Section 10.7)
- 5. Modules (Section 10.8)

10.3 Configuration générale

Cette **section avancée** présente un certain nombre de paramètres que vous pouvez configurer dans Mediadent. Dans la **configuration générale**, vous pourrez :

- Modifier les informations sur le dentiste
- ② Déterminer comment Mediadent réagira dans certaines circonstances comme la suppression d'images, la sauvegarde de fichiers etc. Vous pouvez également éviter de **supprimer** définitivement des images
- Indiquez comment Mediadent doit traiter le format des images



1. Comment changer les informations sur les praticiens

Si vous avez un cabinet avec plusieurs dentistes, il peut être pratique que le **nom du dentiste** apparaisse dans la barre d'état.



Il y a deux façons de changer le nom du praticien :

- 1. Changez le nom dans Mediadent Configuration>Configuration générale.
- 2. Changez le nom dans votre **système de gestion des patients**. Le fournisseur du système de gestion des patients pourra vous aider à intégrer le nom du praticien dans Mediadent.

Les modifications apportées dans votre système de gestion des patients **remplaceront** les paramètres de la configuration de Mediadent.

Suivez ces étapes pour changer le **nom du praticien dans Mediadent**.

1. Allez dans Mediadent Configuration Configuration générale 2. Saisissez le nom du praticien dans le champ « Informations sur le dentiste » (remplacé par OLE et ligne de commande). Practitioner Info (overruled by OLE & Command-Line) — Dentist 3. Sauvegarder



2. Comment éviter la suppression définitive de fichiers

1. Pour éviter de supprimer définitivement des fichiers du disque dur, suivez les étapes suivantes.

Action

- 1. Aller dans Options>Configuration
- 2. Dans l'onglet Configuration générale : Sélectionnez l'option « Supprimer les fichiers de la corbeille ».



Si cette case est cochée, vous serez toujours en mesure de récupérer les images dans la **corbeille**.



🛕 Vous ne devez le faire qu'**une fois**. Ce réglage sera conservé dans Mediadent.

Cela ne fonctionnera que sur ce PC particulier. Cela ne fonctionnera pas dans une configuration réseau.

2. Récupération des images de la corbeille

Action	Explication
1. Double-cliquez sur lacorbeille de Windows pour l'ouvrir	Ouvrez la corbeille dans Windows.
	Recherchez les fichiers images de Mediadent.
	Le fichier image est composé de trois fichiers :
	fichier .DIC
	fichier .mih
	fichier .bmp
	Vous devez restaurer ces trois fichiers.
Sélectionnez le premier fichier et cliquez avec le bouton <i>droit</i> de la souris sur l'image. Un menu apparaît. Sélectionnez <i>Restaurer</i> ou choisissez <i>Restaurer cet élément</i> dans le menu.	Répétez cette opération pour les trois fichiers.



🛕 Les images doivent être prises par le poste de travail où se trouve la corbeille. Cela ne fonctionnera **pas** dans un environnement réseau où le serveur fait office de stockage pour les images.

3. Important à vérifier en cas de problèmes

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'enregistrement des images, veuillez vous assurer que le format des images est correctement configuré.


Veuillez vérifier cette option et vérifier la compression correcte :



4. Afficher les dernières images dans des fenêtres

Il est possible de visualiser les dernières images d'un patient particulier. La prochaine fois que le patient est ouvert, les dernières images visualisées seront chargées.

Veuillez vérifier cette option dans la configuration




10.4 Configuration régionale

Dans cette s**ection avancée**, nous expliquerons les options de la configuration régionale de l'installation Mediadent.

Dans cet onglet, vous pourrez configurer les options suivantes :

- Le **format de la date** : Vous pouvez choisir entre le format de date européen et américain
- Numéros des dents : Vous pouvez configurer les numéros de dents en fonction de la norme en vigueur dans votre pays.
- **Configuration de l'enregistrement**: Si vous avez des questions sur ce sujet, veuillez contacter notre service d'assistance. Pour obtenir des instructions, lisez la rubrique **Obtenir une assistance** (**Section 13**).



 \triangle

Toujours *Sauvegarder* avant de quitter la boîte de dialogue, sinon vos modifications ne seront pas prises en compte.



Pour plus d'informations sur ces paramètres, contactez notre service d'assistance.

Comment changer la numérotation des dents

Vous avez la possibilité de modifier la numérotation des dents.

Il existe **trois possibilités**:


- Système de numérotation universel
- Notation à deux chiffres de la FDI
- Notation Palmer

Pour changer la numérotation des dents, cliquez sur les icônes correspondantes

Resultat	Icône Ré	Résultat
----------	----------	----------




Système de numérotation universel






Notation à deux chiffres de la FDI






Notation Palmer





Notation Victor Haderup




Toujours **Sauvegarder** avant de quitter la boîte de dialogue, sinon vos modifications ne seront pas prises en compte.

10.5 Configuration écran

Dans ce **sujet avancé**, nous expliquerons plusieurs paramètres qui peuvent être configurés pour vous aider à trouver des images sur la base de mots-clés et d'informations supplémentaires que vous pouvez associer à vos images.

Dans **Mediadent Configuration > Configuration écran** vous avez la possibilité de configurer les éléments suivants :

- Définir les **Propriétés de l'image** comme les champs « Utilisateur », « Grade », « Type ». Lire l'article **Aperçu des informations supplémentaires et des mots-clés spécifiques (Section 7.5.2)** » pour comprendre comment ils peuvent être utilisés.
- Définir les **paramètres de la bibliothèque des images** comme les répertoires par défaut que Mediadent créera dans la bibliothèque des images (par exemple D.F.O., Vidéo...).
- Définir les **paramètres du status** vous permettra de déterminer les options du mode d'acquisition du status et du mode status plein écran.
- Définir la configuration fenêtre, comme l'affichage d'une grille ou d'une règle sur les images calibrées.
- Le **guide de positionnement** est une nouveauté de cette version. Vous pourrez y configurer l'endroit où les images du guide de positionnement sont stockées et la durée d'affichage de la vue plein écran.
- Nous trouverez ici les paramètres d'archivage. Vous pourrez choisir le répertoire d'archives.
- Dans l'onglet Icônes, vous pouvez déterminer l'aspect des icônes (classique ou nouveau).



1. Définir les propriétés de l'image

Dans les **propriétés de l'image**, vous allez configurer les champs à partir desquels vous pourrez appliquer un filtre.

Dans l'article <u>Spécifier des informations supplémentaires et des mots-clés</u>, vous apprendrez comment sélectionner des informations supplémentaires et des mots-clés. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment créer les listes de mots-clés que vous pouvez choisir.


Il existe deux onglets dans lesquels vous pouvez saisir des champs supplémentaires :

- Infos supplémentaires : Infos, Utilisateur, Grade, Type
- Mots-clés: Mots-clés définis par l'utilisateur. Vous pouvez choisir vous-même ces mots-clés.

1.1 Infos supplémentaires

Vous avez la possibilité d'ajouter des **champs d'infos supplémentaires** à vos images. Ces champs sont liés à vos images et peuvent être utilisés pour filtrer. L'ajout des champs dans la configuration écran les rendra disponibles dans les propriétés de l'image.

Dans cet exemple, nous allons montrer comment aiouter **deux noms** au fichier dans le champ « Utilisateur ». Une fois créés, ils sont disponibles dans les **propriétés** de l'image et lors de la **sauvegarde** d'une image.



	pourrez taper une liste d'utilisateurs. La modification du grade, des types d'images et des commentaires se fait également via le bloc-notes.
Étape 3. Tapez les noms dans le bloc-notes	Saisissez les noms des utilisateurs. Dans cet exemple, les utilisateurs sont gunter et Benjamin. Tapez le premier nom et appuyez sur Entrée, puis tapez le deuxième nom.
Étape 4. Choisissez <i>Fichier>Sauvegarder</i> Étape 5. Choisissez <i>Fichier>Quitter</i>	Après avoir tapé les noms, n'oubliez pas d'enregistrer le fichier blocnotes.
Étape 6. Choisissez Sauvegarder Quitter l'écran de configuration de Mediadent. Etape 7. Quitter l'écran de configuration de Mediadent Etape 7. Quitter l'écran de configuration de Mediadent	De retour dans l'écran de configuration de Mediadent, vous devez encore enregistrer les modifications dans Mediadent.
▲ Vous devez fermerMediadent et redémarrer le programme pour que vos modifications	soient prises en compte.
Case Étape suivante Pour tester les modifications apportées, sélectionnez une image et modifiez les propriétés de l'image.	. Lire l'article <u>Propriétés</u>
Action modification du grade, du type d'image et des commentaires se fait de la même repéter un certain nombre d'étapes comme expliqué ci-dessus.	manière. Volisiplication
Répétez l' <u>étape 1.</u>	Passez à l'étape 1. de l'explication précédente.
2. Cliquez sur l' icône à côté de <appldir>\comments.txt.</appldir>	Cela vous permettra

<APPLDIR>\comments.txt


d'ajouter des commentaires

standard

3. Tapez les commentaires dans le bloc-notes	
Répétez les étapes 4 à 7.	Passez à l'étape 4. de l'explication précédente et répétez les étapes jusqu'à l'étape 7.
Pour modifier le champ Grade	
Répétez l' <u>étape 1.</u>	Passez à l'étape 1. de l'explication précédente.
2. Cliquez sur l'icône à côté de <appldir>\imagegrades.txt.</appldir>	Cela vous permettra de modifier les
"Grade" Field File <appldir>\imagegrades.txt ▼</appldir>	grades. Par défaut, vous avez les grades A, B et C.
3. Tapez les grades dans le bloc-notes	
Répétez les étapes 4 à 7.	Passez à l'étape 4. de l'explication précédente et répétez les étapes jusqu'à l'étape 7.
Pour modifier le type d'image	
Répétez l' <u>étape 1.</u>	Passez à l'étape 1. de l'explication précédente.
2. Cliquez sur l'icône à côté de <appldir>\imagetypes.txt.</appldir>	Cela vous
"Type" Field File <appldir>\imagetypes.txt ▼</appldir>	permettra de modifier le champ du type d'image. Vous pouvez modifier la liste des types d'images dans l'écran Bloc- notes.
3. Tapez les différents types d'images dans le bloc-notes	
Répétez les étapes 4 à 7.	Passez à l'étape 4. de l'explication précédente et répétez les étapes jusqu'à l'étape 7.

1.2. Liste mots-clés de l'image


Ce sont les mots-clés **définis par l'utilisateur** que vous pouvez définir vous-même. Ces champs seront disponibles dans les **propriétés** de l'image et lorsque vous **enregistrez** une image.





2. Paramètres de la bibliothèque des images

Les paramètres de la bibliothèque des images vous permettent de modifier le **layout** de la bibliothèque. Grâce à ces options, vous pourrez également définir les **répertoires par défaut** qui sont créés chaque fois que nous ajoutons un nouveau patient.



Afficher le logo dans la bibliothèque des images : Décochez cette option si vous ne voulez pas voir le logo Mediadent.

Monitor / Auto refresh Bibliothèque des images : Cette option permet de mettre automatiquement à jour la bibliothèque des images lorsque de nouvelles images sont ajoutées.

Afficher le schéma dentaire miniature : Décochez cette option si vous ne voulez pas voir le schéma dentaire dans la bibliothèque des images.



Si vous cochez l'option « **Activer le répertoire global par défaut dans la bibliothèque des images** », le répertoire global sera toujours visible lorsque vous ouvrirez la bibliothèque d'un patient.

Pour comprendre ce que le répertoire global peut faire, lisez l'article <u>Bibliothèque globale et bibliothèque du patient</u> et <u>Comment déplacer des images d'un patient à un autre</u>.

Par défaut, vous pouvez déterminer quels répertoires sont créés dans la bibliothèque du patient.

Pour ajouter un répertoire par défaut, tapez le nom du répertoire dans la case.




3. Configuration fenêtre

<u>Règle</u>


La règle dans cette image est réglée sur VERT pour plus de clarté.







Grille

La grille dans cette image est réglée sur VERT et sur 3 mm pour plus de clarté.







Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez sélectionner l'onglet **Configuration fenêtre** et modifier les paramètres par défaut de la **grille** et de l'**échelle**.

Lorsque cette option est cochée, la grille sera automatiquement visible dans la fenêtre.
 Vous pouvez modifier la taille du rectangle de la grille pour une meilleure analyse.
 Le style de la grille peut également être configuré.
 Changer de couleur peut aider à visualiser la grille sur votre image.
 Si vous souhaitez que la règle soit visible dans votre fenêtre, cochez cette option.
 Vous pouvez choisir la position de la règle : haut gauche, haut droit, bas gauche, bas droit.

- Bien entendu, la **couleur** peut être modifiée pour une meilleure visibilité.
- Détermine le **nombre de secondes** pendant lesquelles l'image peut être visualisée en plein écran après avoir pris l'image en mode acquisition.
- Occhez cette option si vous souhaitez voir les **dernières images consultées** d'un patient.

10.6 Configuration archivage

Dans la configuration de Mediadent, vous déterminerez l'emplacement du répertoire d'archives.

Dans ce chapitre, nous allons expliquer comment configurer et comment **supprimer un répertoire d'archives**.


1. Configurer le répertoire d'archives

Suivez les étapes pour déterminer l'emplacement du répertoire d'archives :

1. Choisissez **Options** > **Configuration**


Dans Configuration générale, ochoisissez l'onglet Configuration écran

Dans Configuration écran, choisissez l'onglet Configuration archivage




Déterminez l'**emplacement** 4 de vos archives. Vous pouvez choisir plusieurs emplacements.

2. Pour choisir l'emplacement, cliquez sur **l'icône répertoire.** L'explorateur de fichiers s'ouvre et vous pouvez choisir le répertoire d'archivage.



3. Le répertoire est ajouté à la liste des répertoires d'archives.



🛕 N'oubliez pas de « Sauvegarder » avant de quitter la configuration.

2. Supprimer un répertoire d'archives

Vous pouvez toujours supprimer un répertoire d'archives. Cela ne signifie pas que les images qui sont stockées dans le répertoire d'archives seront supprimées. Il s'agit simplement d'un moyen de supprimer le répertoire de la


liste des emplacements disponibles.

Les images seront donc toujours disponibles à cet endroit, mais l'utilisateur final ne pourra plus choisir l'emplacement.

1. Choisissez **Options** > **Configuration**

Dans Configuration générale, choisissez l'onglet Configuration écran

Dans Configuration écran, choisissez l'onglet Configuration archivage



- 2. Sélectionnez le répertoire que vous souhaitez supprimer de la liste des emplacements d'archives disponibles . Dans cet exemple, nous choisissons « c:\temp ».
- 3. Cliquez sur l'icône pour supprimer l'entrée de la liste.

N'oubliez pas de « Sauvegarder » avant de quitter la configuration.

10.7 Autres configurations et maintenance

Il existe deux scénarios de mise à jour en termes de maintenance logicielle : automatique via Live Update (si acheté) ou manuelle en contactant l'ingénieur de support technique de votre revendeur.

Pour plus d'informations, lire l'article Obtenir une assistance (Section 13).

10.8 Modules


Cet onglet montre les différents modules qui sont chargés dans Mediadent.

Un module est un petit programme qui est chargé au moment où vous lancez Mediadent et qui assure le fonctionnement de Mediadent avec le dispositif d'acquisition.

Si la couleur est **verte**, cela signifie que le module est chargé et peut être utilisé dans Mediadent.



Lors du Mediadentlancement, les modules activés sont chargés.



Si vous voulez seulement désactiver un module, cliquez sur la case verte devant le module. Dans ce cas, nous allons désactiver le module X-Ray Asahi.

Vous remarquerez que la case devant le module est ROUGE, ce qui signifie que le module est désactivé et ne se lancera pas au démarrage du programme.



Veillez à ne pas désactiver votre dispositif d'acquisition!

Si vous n'êtes pas sûr de ce paramètre, veuillez nous contacter. Lisez les instructions sur la façon d'obtenir de l'aide : Obtenir une assistance (Section 13).

11 Mediadent Configuration du module

11.1 Le module d'optimisation

La modification du profil d'optimisation est l'une des fonctions avancées de Mediadent.

Vous pouvez créer un profil d'optimisation qui effectuera automatiquement certaines actions visant à améliorer votre image.

Dans le profil d'optimisation, vous pouvez effectuer les actions suivantes pour améliorer l'image :

- Miroir Vertical
- Miroir Horizontal
- Pivoter
- Inverser
- Appliquer Focus, Correction de gamme, Gaussian...
- Étirement de l'intensité
- Égaliser l'histogramme

- ...

Ces paramètres peuvent être enregistrés dans un profil d'optimisation et appliqués à vos images.

L'application d'un **profil d'optimisation** peut se faire de deux manières.

- Le profil d'optimisation est appliqué automatiquement lorsqu'une acquisition est réalisée avec un dispositif d'acquisition particulier.
- 2. Le profil d'optimisation est appliqué **manuellement**. Lire l'article **Travailler avec la fonction d'optimisation (Section 7.2.7)**.

Dans cet article avancé, vous apprendrez comment **modifier** un profil d'optimisation et comment **affecter** un profil d'optimisation à un dispositif d'acquisition afin que le profil d'optimisation soit appliqué automatiquement (point 1).

1. Modifier un profil d'optimisation

Action	Explication
Dans le menu Mediadent, choisissez Options>Configuration	Le module
Tapez« <i>Optimiser</i> » dans le champ de recherche	« Optimiser » sera



automatiquement activé.



Ces différents filtres disponibles peuvent être enregistrés dans un profil d'optimisation. Vous pouvez faire défiler la liste et trouver plus ou moins les mêmes options que celles du filtre. La liste des filtres qui sont enregistrés pour l'optimisation sélectionnée. Dans cet exemple, l'optimisation « Morita » est sélectionnée. Supprime le filtre sélectionné dans la liste. Cela effacera tous les filtres pour ce profil d'optimisation particulier. Description du profil d'optimisation. Dans ce cas, nous avons renommé « Optimisation 1 » en « Morita ». Chaque onglet représente un profil d'optimisation. Vous pouvez configurer jusqu'à cinq profils d'optimisation. Chaque profil d'optimisation contient une liste d'actions de filtrage à effectuer. Avant d'utiliser cet écran, sauvegardez toujours les modifications (cela ne se fait PAS automatiquement). Par défaut, un certain nombre de profils d'optimisation sont déjà disponibles. Vous pouvez modifier les profils d'optimisation : si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez revenir aux paramètres par défaut à l'aide de ce bouton. L'onglet Apparence est utilisé pour associer un profil d'optimisation particulier à un dispositif d'acquisition. Cela sera expliqué plus tard.

Exemple: Nous allons modifier Optimisation 3 et ajouter l'action Miroir Vertical

- 1. Accédez au module d'optimisation dans la configuration de Mediadent.
- 2. Cliquez sur l'onglet Optimisation 3
- 2. Cliquez sur l'icône située à côté de l'action Miroir Vertical.



Vous remarquerez que l'action Miroir Vertical est ajoutée à la **liste des filtres** à appliquer.

Chaque fois que

vous cliquez sur le bouton **Optimisation 1** dans l'ensemnle d'icônes, ces actions seront effectuées sur l'image sélectionnée dans la fenêtre.

3. Sauvegarder



Enregistrez toujours les modifications avant de quitter l'écran de configuration.

2. Attribuer un profil d'optimisation à un dispositif d'acquisition

L'onglet Apparence est utilisé pour associer un profil d'optimisation particulier à un dispositif d'acquisition.

Par exemple : Si, pour votre appareil, l'image doit toujours être retournée à l'horizontale, vous pouvez créer un profil d'optimisation pour cela et l'affecter à cet appareil d'acquisition particulier.

Configuration originale. C'est l'optimisation qui est disponible par défaut.

Il s'agit de la **liste des dispositifs d'acquisition** auxquels vous pouvez attribuer un profil d'optimisation. La liste d'actions qui est définie dans le profil sera exécutée.

Pour lier le profil d'optimisation au dispositif, cochez cette case.

Pour activer le profil d'optimisation sur l'appareil, cochez la case d'option.

Pour attribuer un profil d'optimisation à l'appareil, vous devez cocher la case ET cocher la case d'option.


3. Exemple : Modifier Optimisation 3 et le lier au capteur de démo

À titre d'exemple, nous allons faire les deux étapes. Vous devez d'abord déterminer la liste d'actions, puis affecter un dispositif à cette liste d'actions.

Changeons le **profil d'optimisation 4** et relions-le au **capteur de démo**.

Nous aimerions **retourner l'image verticalement** chaque fois que nous acquérons une image en utilisant le capteur de démo.

Action	Explication	
Étape 1 : Configurer la liste d'actions		
1. Cliquez sur l'onglet Optimisation 4 3 Optimize 4 c	Nous allons d'abord configurer la liste d'actions pour le profil Optimisation 4.	
2. Supprimez toutes les actions du profil d'optimisation 3, en appuyant sur le bouton Effacer.	Nous allons supprimer toutes les actions par défaut.	
3. Ajoutez l'action Miroir Vertical en cliquant sur l'icône	« Miroir Vertical »	
Action Presets Appearance		
Actions to perform: Flip Vertical (Horizontal Mirror) Flip Horizontal (Vertical Mirror)	apparaît dans la liste.	
4. Sauvegarder	Nous allons	
Save Changes	sauvegarder la liste d'actions Optimisation 4.	
Étape 2 : Relier le profil d'optimisation au capteur de démo		
 Allez dans l'onglet Apparence. Choisissez le capteur de démo dans la liste de la configuration du module. Sélectionnez le profil d'optimisation 4 en cochant la case Optimisation 4 Activez l'Optimisation 4 en cochant la case d'option 	La liaison du profil Optimisation 4 à un dispositif d'acquisition se fait via	



12 Généralités

12.1 Une fenêtre

Une **fenêtre** est une région dans laquelle vous pouvez charger une **image** à des fins d'analyse. Le chargement d'une image peut se faire en **activant** d'abord la fenêtre. Pour activer une fenêtre, vous devez la sélectionner en cliquant dans la région avec le bouton gauche de la souris. Une fois la fenêtre activée, vous verrez qu'elle change de couleur (gris foncé). Vous pouvez maintenant **double-cliquer** sur une image dans la bibliothèque des images et elle sera chargée dans la fenêtre.

12.2 Un bureau

Un **bureau** est la manière dont les **différents éléments de l'écran**, tels que les fenêtres, l'ensemble d'icônes, la bibliothèque des images, etc., sont présentés sur votre écran.

Le bureau déterminera:

- Combien de **Viewports** Une Viewport is a region to which you can load an image for analysis purposes. Loading an image can be done by first activating the Viewport. To activate a Viewport you have to select it by clicking in the region with your left mouse button. Once the Viewport is activated you will see that it changes color (dark grey). Now you can double click sur l'image et elle sera chargée dans la fenêtre. sont visibles.
- Quelle est la position de l'ensemble d'icônes.
- Où se trouve la bibliothèque des images
- Si et où l'histogramme est positionné
- Si et où est positionnée la barre de luminosité/contraste

En bref, il détermine l'apparence de votre bureau dans Mediadent.

Pour en savoir plus sur les **différents éléments du bureau**, consultez la rubrique sur les **éléments de l'écran (Section 5.1)**.

Exemple d'un des bureaux standard Mediadent :



Il est important de comprendre que le bureau est également lié à la **résolution** de votre écran. Lorsque vous modifiez l'écran ou la résolution de l'écran, il peut être nécessaire de charger un autre bureau ou de créer votre propre bureau.


12.3 Un status

Dans cette rubrique, nous allons vous expliquer les bases d'une autre façon de travailler avec vos images.

Le **status** est, avec la **bibliothèque des images**, un moyen d'**organiser** vos images.

Les images peuvent être stockées, modifiées ou supprimées dans le status ou la bibliothèque des images.

Vous pouvez également utiliser le status en mode **acquisition**. Les images seront capturées dans les cases.



Différences entre la bibliothèque des images et le status

La bibliothèque des images est le conteneur principal dans lequel les images sont stockées. Les manipulations que vous effectuez sur les images de la bibliothèque des images sont permanentes. Cela signifie que la suppression d'une image dans la bibliothèque des images entraînera également la suppression de l'image dans le status. Le retrait d'une image du status n'entraîne pas la suppression de l'image.

Travailler avec un status présente quelques avantages :

- Vous avez la possibilité d'automatiser le processus de prise de vue. Dans certains bureaux, une **procédure** a été mise en place pour la prise d'images. Par exemple, dans certains cas, il est courant de prendre des images de la bouche entière. Dans ce cas, il est très pratique de pouvoir automatiser cette opération.
- Un autre avantage de l'utilisation du status est que vous pouvez **associer** automatiquement la ou les dents à l'image. Le nom de l'image représentera la dent ou l'association de dents.

- Il est également possible de déterminer l'**ordre** dans lequel les images sont prises dans le status.
- Si vous prenez des images intrabuccales, il est également possible de modifier l'orientation (pivoter 90° ou miroir horizontal ou vertical) de l'image dans la case du status, indépendamment de l'image originale.

12.4 Bibliothèque globale et bibliothèque du patient

Bibliothèque des images globale

La bibliothèque des images globale est une bibliothèque accessible depuis la bibliothèque de chaque patient.

Elle peut être utilisée pour stocker des images à des fins de démonstration ou comme stockage temporaire pour les images que vous souhaitez déplacer de la bibliothèque d'un patient à une autre.

L'icône de la bibliothèque des images globale se trouve dans la bibliothèque des images :



Cliquez sur l'icône de la bibliothèque des images globale pour voir les images qui sont stockées dans cette bibliothèque.

Bibliothèque des images du patient

La bibliothèque des images du patient est le dossier dans lequel vous allez stocker les images prises pour ce patient spécifique. Vous avez la possibilité de structurer la bibliothèque du patient de la manière qui vous convient le mieux.

Vous pourrez créer des **sous-dossiers** dans la bibliothèque du patient.

L'icône de la bibliothèque du patient se trouve dans la bibliothèque des images :



En cliquant sur l'icône, les images de la bibliothèque des images du patient s'affichent.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de la bibliothèque du patient, consultez la rubrique « Travailler avec la bibliothèque des images (Section 7.5.4) ».



Vous pouvez utiliser la bibliothèque des images globale si vous souhaitez déplacer ou copier une image de la bibliothèque d'un patient à une autre. Voir la rubrique « Comment déplacer les images d'un patient à un autre ». (Section 8.3.1)

12.5 Comment fonctionne l'histogramme?

Un **histogramme d'image** est un type d'histogramme qui agit comme une représentation graphique de la distribution des tons dans une image numérique. Il indique le nombre de pixels pour chaque valeur tonale. En regardant l'histogramme d'une image spécifique, l'observateur pourra juger d'un coup d'œil de la distribution tonale complète.

L'axe horizontal du graphique représente les variations tonales, tandis que l'axe vertical représente le nombre de pixels dans ce ton particulier.

L'axe horizontal:

Le côté gauche de l'axe horizontal représente les zones noires et sombres, le milieu représente le gris moyen et le côté droit les zones claires et blanches pures.


L'axe vertical représente la **taille de la zone** qui est capturée dans chacune de ces zones.

Ainsi, l'histogramme d'une **image très claire** avec peu de zones sombres et/ou d'ombres aura la plupart de ses points de données sur le côté droit et au centre du graphique.

Inversement, l'histogramme d'une **image très sombre** aura la majorité de ses points de données sur le **côté**

gauche et au centre du graphique.

Mediadent et l'histogramme



Les éditeurs d'images, comme Mediadent, ont généralement des dispositions pour créer un histogramme de l'image en cours d'édition.

L'histogramme représente le nombre de pixels de l'image (axe vertical) ayant une valeur de luminosité particulière (axe horizontal).

Les algorithmes de l'éditeur numérique (Mediadent) permettent à l'utilisateur de **régler visuellement la valeur de luminosité** de chaque pixel et d'afficher dynamiquement les résultats au fur et à mesure des réglages.

Des améliorations de la **luminosité et du contraste** de l'image peuvent ainsi être obtenues.

Dans l'article **Travailler avec le fenêtrage (Section 7.2.1)**, vous apprendrez à utiliser l'histogramme dans Mediadent.

(Source: Wikipédia)

13 Obtenir une assistance

Si vous avez des **questions supplémentaires** concernant Mediadent, vous pouvez contacter l'organisation auprès de laquelle vous avez acheté Mediadent (votre revendeur).

En cas de **problèmes techniques** :

- 1. Lorsque vous rencontrez des problèmes techniques, assurez-vous d'avoir les **documents** suivants à portée de main :
- CD d'installation Mediadent
- CD d'installation de votre dispositif d'acquisition
- 2. Les **questions** auxquelles vous pouvez vous attendre sont les suivantes :
- Quelles sont les circonstances dans lesquelles le problème se produit ?
- Quelle est la version de Mediadent sur le PC?
- Quel est le système d'exploitation utilisé par le PC?

...

Pour bénéficier de la meilleure assistance, fournissez autant d'informations de base que possible.

14 Identification

Corilus SA/NV
Gaston Crommenlaan
4 bus 26
9050 Gand, Belgique

Tél: +32 3 755 76 66 Fax: +32 3 755 76 22 info@imagelevel.com www.imagelevel.com

MD	Mediadent est un dispositif médical enregistré.
C€ 2797	Les modules Mediadent suivants, qui ont un but médical dans Mediadent, sont couverts par le marquage CE: Configuration originale, Fenêtre, Optimisation, Calibrage, Mesures, Visionneuse 3D et DFO.
Ţ <u>i</u>	Le manuel d'utilisation (mode d'emploi) est fourni en format électronique. Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation dans la section Aide du logiciel Mediadent, via le menu Aide ou en appuyant sur la touche de raccourci « F1 ». Vous pouvez également télécharger une copie PDF via www.imagelevel.com ou demander une copie imprimée gratuite en contactant notre service clientèle. Les manuels papier seront livrés au plus tard dans les 7 jours.

Date d'émission des (e)IFU : 2025-02-28 Numéro de révision des (e)IFU : 4

Version du logiciel applicable : v8.25.02.1.6.*