



Cámara Radiografica Digital Portatil
Cordless Portable Digital Xray System



Recargable/Rechargeable
Liviano/Lightweight
Practico/Practical
Versatil/Versatile

Prestaciones / Features

- **Totalmente Inalambrico y Portatil**
Completely Wireless and Portable.
- **Usa Baterías de Litio Recargables, mas de 300 disparos por carga.**
Uses Rechargeable Lithium Batteries, Over 300 Shots per Charge.
- **Gran Reducción en la Exposición de Rayos X.**
Significant Reduction in Radiation Exposure.
- **Hasta 1/7 menos Radiación de los RX convencionales AC**
Up to 1/7 Less Radiation Exposure than Conventional AC X-Ray Units.
- **Tecnología de Circuito Inversor de Alta Frecuencia DC : 60KV,2mA**
High Frequency DC Technology Circuit: 60 KV, 2 mA.
- **Preparado para capturar imagenes con Peliculas, Sensor Digital o Placas Fosforicas.**
Compatible With Film, Digital Sensors, or Phosphor Plates.
- **Muy Facil de Usar..Prender,Seleccionar,Disparar.**
Extremely User-Friendly...Start, Position, Shoot.
- **El mas Compacto y Liviano del Mercado , apenas 1.8Kg**
The most Compact and The Lightest of the Market, Only 1.8 kg.



Configuración / Configuration

- **Cuerpo Principal**
Main Body
- **Paquete de Batería**
Battery Package
- **Base de carga e la Batería**
Battery Charging
- **Cable de Alimentación**
Energy Cord
- **Adaptador del Cargador de Batería**
Charger Adaptor
- **Manual del usuario y Garantía del Producto**
User Manual and Product Warranty
- **Caja de almacenamiento**
Storage Box



Opcionales / Optionals

- **Control Remoto con cable**
Remote Control w / Cable
- **Escudo Retrodispesador**
Lead Protective Shield
- **Maletin de Cuero**
Leather Case
- **Paquete de Batería adicional**
Additional Battery Package



Especificaciones Tecnicas / Technicals Specification

Voltaje del Tubo/Tube Voltage: 60Kv (Fijo/Fixed)
Corriente del Tubo/TubeCurrent: 2mA (Fijo/Fixed)
Punto Focal/Focal Spot: 0.8(mm)
Consume de Energía/Energy Consumption: 240 (VA)
Método de Enfriamiento/Cooling System: Aceite/Through Oil
Filtración Total/Total Filtration: Mas/Over 1.5 (mmAl)
Filtración Inherente/Inherent Filtration: 0.8 (mmAl)
Ángulo del Objetivo/Target Angle: 20"

Ajuste de Tiempo/Time of Exposure Range: 0.02-1.5 (Seg) Incluyendo el Modo Película/Including the Film Mode
Tiempo de Exposición/Time of Exposure: 0.01-0.1(Seg)
Distancia del Objetivo/Distance to Target: 10 (cm)
Tamaño del Cuerpo Principal/Size of the Main Body : 145 (L) x 150 (P) x 165(A) [mm]
Pantalla/Screen: 2.35" LCD Resolucion/Resolution: (128 x64)
Tiempo de Exposición Establecido para Adulto y Niño/Times of exposure established for adults and children

Distribuidor Autorizado / Distributor Authorized