

## ***Wartungsbeschreibung***

---

### **Kühlschrank**

Lt. Herstellerrichtlinien

- Prüfung der Türdichtung
- Desinfektion des Schrankes mittels Sprühdesinfektion
- Filter reinigen oder austauschen
- Kondensator reinigen
- Prüfen der Solltemperatur an 2 Punkten im Schrank  
Gegeben falls einstellen des Offsetwertes und erneute Prüfung.
- Unterdrucklastöffnung reinigen
- Batterie prüfen und gegebenenfalls tauschen.
- Elektrische Prüfung (STK)

Nicht vorhandene Bauteile oder Komponenten werden nicht geprüft.  
Gerätespezifische Abweichungen möglich.