

## **Wartungsbeschreibung**

---

### **Sterilwerkbank**

lt. gültiger EN 12469

- Erfassung von Seriennummern und Gerätedaten
- Erfassung von Filtertypen und Nummern
- Allgemeine Anlagenprüfung
- Bestimmung der empfohlenen Schutzausrüstung
- Sterilisation mittels Wasserstoff Peroxyd (falls bestellt)
- Sichtprüfung aller inneren und äußeren Oberflächen auf Risse und Oberflächendefekte
- Sichtprüfung des Abluftsystems auf Defekte und Risse
- Überprüfung der Warneinrichtungen
- Erneuerung von Vorfiltern (falls bestellt)
- Überprüfung der Sicherheitsscheibe auf korrekte Funktion
- Überprüfung der Sicherheitsscheibe auf Risse und Defekte
- Überprüfung von Kabeln und Steckverbindungen
- Überprüfung der Beleuchtung
- Überprüfung der UV Beleuchtung
- Messung der Verdrängungsströmung
- Bestimmung der Lufteintrittsströmung an der Arbeitsöffnung
- Filterleckprüfung mittels Aerosol Beaufschlagung
- Durchführung eines KI-Discus-Tests (falls bestellt) lt. DIN 12980
- Erstellung eines Wartungsprotokolls

Nicht vorhandene Bauteile oder Komponenten werden nicht geprüft.  
Gerätespezifische Abweichungen möglich.