

Wartungsbeschreibung

Waagen

- Erfassen der Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit)
- Generalüberprüfung der Funktionen
- Kontrolle auf äußere Beschädigungen
- Prüfung der Wiederholbarkeit
- Prüfung außermittige Belastung
- Prüfung auf Messwertabweichungen
- Allgemeine Sichtprüfung
- Erstellung eines Wartungsprotokolls

Nicht vorhandene Bauteile oder Komponenten werden nicht geprüft.
Gerätespezifische Abweichungen möglich.