



CARBON X OCCHIALINI INGRANDENTI

Progettati per alleviare la tensione di collo e spalle



FDA CE

CARBON X

A close-up, profile view of a woman with blonde hair tied back, wearing a dark blue surgical scrub top. She is wearing a pair of black surgical glasses with large, clear lenses. Her right hand is raised, with her index finger touching the left lens, as if adjusting it. The background is dark and out of focus.

Regolazione
indipendente della distanza interpupillare
Allineamento delle immagini senza sforzo

Riduce l'affaticamento visivo negli interventi prolungati

CARBON X

**Flip-up facile per
una visione libera**

Migliore comunicazione medico-paziente

Design ergonomico

Design ottico a 48 gradi

Angolo di 48° verso il basso


Mantiene schiena e collo in posizione eretta

Evita al dentista di inclinarsi in avanti

Elimina la necessità di piegarsi in avanti

Riduce la tensione su spalle e collo

Prolunga la vita professionale



CARBON X




**Lenti in vetro SCHOTT con
trattamento antiappannamento e antimuffa**

Visione nitida fino ai bordi

CARBON X

Facile inserimento delle lenti graduate

Fissaggio a clip rapido e affidabile





CARBON X

Cambio magnetico rapido **Ingrandimento** **intercambiabile all'istante**

L'innovativo sistema magnetico consente un cambio rapido e sicuro, semplice come allacciare una fibbia

Basta avvicinare l'ottica: si aggancia da sola, per passare all'istante dall'ingrandimento 3.5X al 7.5X

Facile da usare, ideale per le situazioni cliniche più diverse

CARBON X



FlexMag 4



FlexMag 4

Modello	Ingrandimento	Distanza di lavoro	Profondità di campo	Campo visivo	Peso
FlexMag 4	3.5X	280-600mm	± 45mm	66mm	80g
	5.5X	280-600mm	± 30mm	52mm	87g
	7.5X	280-600mm	± 20mm	42mm	91g

Regolazione della distanza interpupillare: 50-80mm

CARBON X



Galileiano



Occhialini galileiani

Modello	Ingrandimento	Distanza di lavoro	Profondità di campo	Campo visivo	Peso
XF2.5	2.5X	280-580mm	± 57mm	120mm	63g
XF3.0	3.0X	280-580mm	± 53mm	105mm	67g
XF3.5	3.5X	280-580mm	± 45mm	90mm	71g

Regolazione della distanza interpupillare: 50-80mm

CARBON X

Kepleriano



Occhialini kepleriani

Modello	Ingrandimento	Distanza di lavoro	Profondità di campo	Campo visivo	Peso
XG4.0	4.0X	280-600mm	± 40mm	62mm	73g
XG5.0	5.0X	280-600mm	± 33mm	55mm	77g
XG6.0	6.0X	280-600mm	± 27mm	50mm	81g

Regolazione della distanza interpupillare: 50-80mm

CARBON X



Ergo



Occhialini Ergo

Modello	Ingrandimento	Distanza di lavoro	Profondità di campo	Campo visivo	Peso
X3.5	3.5X	280-600mm	$\pm 45\text{mm}$	66mm	75g
X4.5	4.5X	280-600mm	$\pm 37\text{mm}$	59mm	80g
X5.5	5.5X	280-600mm	$\pm 30\text{mm}$	52mm	88g
X6.5	6.5X	280-600mm	$\pm 25\text{mm}$	48mm	91g

Regolazione della distanza interpupillare: 50-80mm

CARBON X

Compatibili con le lampade frontali

Supporta lampade frontali
cablate e wireless

Illuminazione semplice
per una visione più chiara



CARBON X



Garantisce una visione senza ombre

Naselli morbidi in silicone per il massimo comfort

Anima metallica flessibile integrata per una regolazione facile
e una vestibilità perfetta sul ponte nasale



Distanze di lavoro consigliate per gli occhialini ingrandenti in base all'altezza

Altezza (cm)	Distanza di lavoro consigliata (mm)
150-155	350
155-165	400
165-175	450
175-185	500
>185	550

Le distanze di lavoro consigliate possono variare e sono puramente indicative.

Confezioni

Carbon X *Confezione singola*



Carbon X+FireFly





Follow up



xpedent_international



Xpedent International



Xpedent



international xpedent

www.xpedent.net



Sede legale Xpedent

Xpedent UK Ltd

88 Boundary Road,
Hove, East Sussex,
BN3 7GA
England 06128867



Ufficio commerciale

Xpedent Austria GmbH

Millennium Park 9
6890 Lustenau
Austria



Fabbricante

**Guilin Yikeshi Medical
Instrument Co., Ltd**

D08 Building, High Tech
Industrial Park, Chaoyang
Road Qixing District Guilin,
541004 China