

PRODUITS MÉDICAUX

 BAUERFEIND®

**CATALOGUE
DE PRODUITS
COMPRESSION
MÉDICAUX**

2026

BAUERFEIND.CA

BAUERFEIND.

PENSÉ PAR NOUS, POUR VOUS POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE.



Santé
Canada

Licence d'établissement pour
les instruments médicaux

No
4678

7017006 CANADA INC.
O/A GALIEN

Bauerfeind AG est l'un des principaux fabricants mondiaux d'aides thérapeutiques. Grâce à nos produits et concepts de soins, nous permettons aux gens d'être plus actifs. Nous contribuons ainsi de manière importante à l'amélioration et au maintien de la santé et de la forme physique, pour une meilleure qualité de vie.

SAVOIR-FAIRE MÉDICAL ET EXPERTISE TECHNIQUE

Bauerfeind allie des décennies d'expertise dans le domaine de la technologie et une fabrication tournée vers l'innovation : c'est la tradition d'une PME familiale qui a décidé de s'ouvrir à l'international. Les spécialistes de Bauerfeind ont travaillé en étroite collaboration avec des médecins, des gens du milieu scientifique et des concepteurs, et ce dès le départ.

Résultat : des produits et services brevetés, ayant été récompensés par différents prix.

Du fil au produit fini, nos bas de compression sont entièrement développés et fabriqués en Allemagne.

LA VARIÉTÉ DANS TOUTE SON EFFICACITÉ

Nos bas de compression VenoTrain couvrent toutes les utilisations / indications concernant un traitement par compression moderne. Leur efficacité médicale est prouvée et les propriétés des matières employées sont sans pareille.

Grâce à leur vaste gamme de couleurs, les produits de compression s'intègrent sans problème dans la vie de tous les jours de leurs usagers. Ils peuvent également être combinés avec différents looks. Pour prévenir ou traiter un lymphœdème : les solutions spécifiques aux indications englobent un large choix de modèles à tricot en rond ou à plat qui sont offerts en tant que produits standard ou produits sur mesure.

LA QUALITÉ SANS COMPROMIS

Les produits Bauerfeind ne font pas que respecter les normes, ils satisfont aux exigences les plus rigoureuses en termes de qualité, d'efficacité et de confort. Des procédures de contrôle régulier font que nos produits passent haut la main tous les essais, tel que démontré par nos nombreux sceaux.

Distributeur au Canada Galien


T Sans Frais 1-877-629-9889

F Sans Frais 1-877-629-9895

E info@groupegalien.com

 **MADE
IN
GERMANY**





SOMMAIRE

APERÇUS

- 04 Les trois piliers du traitement par compression
- 05 Une approche méthodique de la compression

PILIER 01



07 TRAITEMENT POUR LES CAS DE PHLÉBOLOGIE STANDARD

09 **Bas de compression TRAINING**

11 **Bas de compression PERFORMANCE**

13 **Bas de compression MÉRINOS**

15 **VenoTrain® discrétion**

17 **VenoTrain® micro**

19 Modèle en version Batik

21 **VenoTrain® business**

PILIER 02



23 TRAITEMENT POUR LES CAS DE PHLÉBOLOGIE SPÉCIAUX

25 **VenoTrain® soft**

27 **VenoTrain® soft bras**

29 **VenoTrain® soft S**

31 **VenoTrain® impulse**

33 **VenoTrain® ulcertec**

PILIER 03



35 TRAITEMENT DANS LE DOMAINE DE LA LYMPHOLOGIE

37 GAMME DE COMPRESSION

39 **Manchon de compression genou**

41 **Manchon de compression mérinos genou**

43 **Manchon de compression cheville**

45 **Manchon de compression coude**

47 **Manchons de compression bras**

49 **Manchons de compression cuisse**

51 **Manchons de compression mollet**

ACCESSOIRES

53 **Accessoires de soins**

54 **VenoTrain® glider**

55 **VenoTrain® glider plus**

LES TROIS PILIERS DU TRAITEMENT PAR COMPRESSION UNE SOLUTION TOUT-EN-UN

Les produits de Bauerfeind satisfont à des normes particulièrement élevées. Vous êtes donc en mesure de proposer à vos clients le meilleur traitement possible. Les bas de compression VenoTrain offrent des solutions spécifiques pour tous les besoins associés à un traitement moderne par compression : que ce soit à effet préventif, pour des cas de phlébologie standard ou spéciaux, ou encore pour un traitement conservateur d'un lymphœdème ou d'un lipœdème. Les bas de compression à tricot en rond ou à plat se distinguent par leur efficacité cliniquement prouvée, par les propriétés uniques de leur matière ainsi que par leur design moderne et breveté.



01

TRAITEMENT POUR LES CAS DE PHLÉBOLOGIE STANDARD

Un cas de phlébologie standard se réfère à des **troubles veineux de légers à modérés**. Il comprend également des circonstances où il existe un risque particulier de développer des troubles veineux ; c'est le cas par exemple lors d'une grossesse ou d'un voyage. Les bas de compression VenoTrain améliorent l'activité des veines et combattent les troubles veineux de la jambe.



02

TRAITEMENT POUR LES CAS DE PHLÉBOLOGIE SPÉCIAUX

Certains patients souffrant de troubles veineux ont des **besoins particuliers** qui nécessitent des bas de compression dotés de modes d'action et de propriétés uniques. Ces besoins peuvent être fort variés. C'est pourquoi la gamme VenoTrain propose des bas de compression spécialement pour les patients à mobilité réduite, à peau sèche, ayant des veines particulièrement fragiles ou des plaies



03


TRAITEMENT DANS LE DOMAINE DE LA LYMPHOLOGIE*

Les patients souffrant de lymphœdème ou de lipœdème doivent généralement suivre un traitement par compression toute leur vie. L'efficacité et le confort des bas se révèlent particulièrement importants, ces derniers ayant un impact considérable sur la qualité de vie du patient.

Les produits VenoTrain **à tricot à plat et à tricot circulaire** apportent la compression thérapeutique requise tout en offrant un confort sans pareil. Grâce à eux, le patient peut mener une vie active.

* Vous pouvez trouver des informations détaillées sur les produits destinés aux lymphœdèmes et lipœdèmes dans le catalogue spécifique aux produits relevant du domaine de la lymphologie.

APPROCHE MÉTHODIQUE DE LA COMPRESSION



* Partsch, H.: Klassifikation von chronischen Venenerkrankungen heute, Vasomed 1 / 2003

** Rabe, E. et al.: Bonner Venenstudie der DGP, Phlebologie 1 / 2003



TRAITEMENT POUR LES CAS DE PHLÉBOLOGIE STANDARD POUR TROUBLES VEINEUX DE LÉGERS À MODÉRÉS

Un cas de phlébologie standard se réfère à des **troubles veineux de légers à modérés**. Il comprend également des circonstances où il existe un risque particulier de développer des troubles veineux; c'est le cas par exemple lors d'une grossesse ou d'un voyage. Les bas de compression VenoTrain ont été précisément conçus pour améliorer l'activité des veines et combattre les troubles veineux de la jambe.



Couleurs	Code produit	Longueur	Taille
Coal/Rivera	291800530000	2 = court	1 = petit
Argent/Rivera	291800531000	3 = long	2 = medium
Coal/Polar	291800532000		3 = large
Argent/Polar	291800533000		4 = Xlarge
Coal/Rose	291800197000		
Argent/Rose	291800196000		
Hard Coal	291800521000		

BAS DE COMPRESSION TRAINING

MISE AU POINT MUSCULAIRE EN TOUTE SIMPLICITÉ !

Le bas de compression Training soutient le muscle du mollet et la partie inférieure de la jambe en stimulant simultanément certaines parties du muscle tout particulièrement mis à mal. Outre leurs avantages spécifiques, les bas contribuent à prévenir une fatigue prématurée et des crampes musculaires. Résultat: vous risquez moins de vous blesser et vous serez plus énergique lors de vos diverses activités.

DÉTAILS

CLASSE DE COMPRESSION

- Ccl 1 = 20-30 mmHg

PIED fermé

COMPOSITION

93 % polyamide, 7 % élasthanne

CONSEILS D'ENTRETIEN



CARACTÉRISTIQUES

- **Profil de pression défini**: gradient thérapeutique cohérent (Ccl 1 = 20-30 mmHg) pour une circulation améliorée
- **Matériel de sport en Lycra®**: doux sur la peau, matière respirante
- **Zone de bandage**: davantage de stabilité pour la cheville grâce à une conception brevetée
- **Ajustage précis**: respect de l'anatomie de la jambe droite et gauche
- **Zone de calibrage musculaire**: pour une réduction des vibrations musculaires et donc moins de fatigue
- **Zone de protection**: pour réduire la pression et le frottement au niveau du tendon d'Achille
- **Rembourrage amortisseur de chocs**: pour un niveau supérieur de confort et de protection

COULEURS



		CIRCONFÉRENCE	S	M	L	XL
Longueur ID	court jusqu'à 41 cm (16")	cC Mollet cm pouces	31-40 12-15	34-44 13-17	37-47 14.5-18.5	40-51 15.5-20
	long plus de 41 cm (16")		cB Cheville cm pouces	20-22 8-9	22-25 9-10	25-28 10-11
Type	Genou					





	Ccl	Couleurs	Pied	Circonférence	Longueur	Taille
292 800 = genou	1 = 20-30 mmHg	10 = blanc	00 = pied fermé	0 = normal	2 = court	1 = petit
		17 = noir			3 = long	2 = medium
		34 = Rivera				3 = large
		97 = rose				4 = Xlarge
		46 = baie				
		54 = lavande				

BAS DE COMPRESSION PERFORMANCE

LE JOGGING EN TOUTE SIMPLICITÉ !

Le bas de compression Performance exerce une compression appréciable sur la jambe qui est conforme aux normes médicales et améliore efficacement la circulation. Cela assure un approvisionnement sanguin optimal vers les muscles et les aide à rester performants plus longtemps, notamment dans les disciplines d'endurance comme le vélo ou les marathons. Résultat : plus de réserves énergétiques pour de longues distances et une régénération plus rapide

DÉTAILS

CLASSE DE COMPRESSION

· Ccl 1 = 20-30 mmHg

PIED fermé

COMPOSITION

75 % polyamide, 25 % élasthanne

CONSEILS D'ENTRETIEN



CARACTÉRISTIQUES

- **Profil de pression défini** : gradient thérapeutique cohérent (Ccl 1 = 20-30 mmHg) pour une circulation améliorée
- **Stabilisation du mollet** : réduit les vibrations musculaires typiques et prévient la fatigue prématurée
- **Microfibres respirantes** : résistantes, elles assurent une thermorégulation optimale, et un port agréablement léger
- **Exécution élégante** : discret pour les professionnels et s'adapte parfaitement à tout style de vêtement
- **Modèle pied antidérapant** : protection confortable des points de pression et pendant une sollicitation accrue

COULEURS



		CIRCONFÉRENCE	S	M	L	XL
Longueur ID	court jusqu'à 41 cm (16")	cC Mollet cm pouces	31-40 12-15	34-44 13-17	37-47 14.5-18.5	40-51 15.5-20
	long plus de 41 cm (16")		cB Cheville cm pouces	20-22 8-9	22-25 9-10	25-28 10-11
Type	Genou					





Couleurs	Code produit	Longueur	Taille
Noir	289800517000	2 = court	1 = petit
Marine	289800515000	3 = long	2 = medium
Denim	289800589000		3 = large
Gris	289800588000		4 = Xlarge

BAS DE COMPRESSION MÉRINOS

Le bas de compression mérinos a été conçu pour être portée tous les jours et contient une forte proportion de laine mérinos. Le bas de compression médical soulage les symptômes des jambes lourdes et fatiguées, évite les gonflements à la fin d'une longue journée en position debout ou assise.

DÉTAILS

CLASSE DE COMPRESSION

· Ccl 1 = 20-30 mmHg

PIED fermé

COMPOSITION

45 % laine (laine mérinos),
44 % polyamide, 11 % élasthanne

CONSEILS D'ENTRETIEN

86°F     

CARACTÉRISTIQUES

- **Forte teneur en laine mérinos** – pour un confort accru
- **Semelle rembourrée** – rembourrage confortable sur toute la longueur de la semelle du pied
- **Couture plate des orteils** – pour un ajustement plus confortable
- **Zone de soulagement** – pour réduire la pression et la friction sur le tendon d'Achille
- **Zone de relaxation** – autour du cou-de-pied
- **Méthode de filage innovante** – haute résistance à l'abrasion et structure anti-boulochage

COULEURS

NOIR



MARINE



DENIM



GRIS



Longueur ID

court jusqu'à 41 cm (16")

long plus de 41 cm (16")

Type Genou

	CIRCONFÉRENCE	S	M	L	XL
	cC cm	31-40	34-44	37-47	40-51
	Molle pouces	12-15	13-17	14.5-18.5	15.5-20
	cB cm	20-22	22-25	25-28	28-31
	Cheville pouces	8-9	9-10	10-11	11-12

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6



	Ccl	Couleurs	Pied	Circonférence	Longueur	Taille
216 8002 = genou	20-30 mmHg	02 = clair	02 = pied fermé	2 = normal	2 = court	1 = petit
216 6072 = bas cuisse bande simple avec billes		04 = java/nightshade			3 = long	2 = medium
216 1002 = collant		11 = beige				3 = large
		17 = noir				4 = Xlarge
		22 = espresso				

VenoTrain® discrétion

LE BAS TRANSPARENT

Une matière particulièrement fine confère à ces bas de compression une transparence et une légèreté très à la mode.

Offerts dans de nombreux modèles et dans des Couleurs qui se combinent bien, ils stimulent la vitalité et le bien-être au quotidien, pendant le travail et les loisirs.

COULEURS



CARACTÉRISTIQUES

- Grande élasticité qui assure un enfilage facile
- Galbe les jambes sans les serrer
- Tricot fin et perméable à l'air pour un port toujours agréable

DÉTAILS

CLASSE DE COMPRESSION

- Ccl 1 = 20-30 mmHg

PIED fermé

COMPOSITION

- 70 % polyamide,
- 30 % élasthanne

CONSEILS D'ENTRETIEN



STANDARD

	AD	AG	AT
Clair	●	●	
Beige	●	●	●
Espresso	●	●	●
Noir	●	●	●
Java	●	●	●

GUIDE DES TAILLES

	CIRCONFÉRENCE				
		1	2	3	4
Longueur IG court jusqu'à 70 cm (27.5") long plus de 70 cm (27.5") Type Bas cuisse/collant	cG Cuisse cm / pouces	42 - 56 16.5 - 22	49 - 63 19 - 25	56 - 70 22 - 27.5	63 - 77 25 - 30.5
	cC Mollet cm / pouces	28 - 36 11 - 14	32 - 40 12.5 - 15.5	35 - 43 13.5 - 17	38 - 46 15 - 18
Longueur ID court jusqu'à 38 cm (15") long plus de 38 cm (15") Type Genou	cB Cheville cm / pouces	18 - 21 7 - 8	21 - 24 8 - 9.5	24 - 27 9.5 - 10	27 - 31 10.5 - 12

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6

VenoTrain® micro

TENDANCE, MODERNE ET POLYVALENT

Grâce à sa teneur en microfibres particulièrement élevée qui le rend très confortable, VenoTrain micro est l'un de nos bas de compression les plus appréciés.

Offert dans de nombreux modèles et dans une vaste gamme de couleurs, il met en évidence le style de vos clients.

CARACTÉRISTIQUES

- Teneur en microfibres supérieure à 50 % : matière respirante, douce pour la peau et facile à entretenir
- Partie du collant remodelant la silhouette et plante de pied confortable
- Qualité des bas opaque, tendance

DÉTAILS

CLASSES DE COMPRESSION

- Ccl 1 = 20-30 mmHg
- Ccl 2 = 30-40 mmHg

PIED fermé, ouvert


COMPOSITION

- Ccl 1: 65 % polyamide, 35 % élasthane
- Ccl 2: 55 % polyamide, 45 % élasthane

CONSEILS D'ENTRETIEN



COULEURS STANDARD



COULEURS SUPPLÉMENTAIRES



STANDARD



GUIDE DES TAILLES

	CIRCONFÉRENCE	S		M		L		XL	
		NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS
Longueur IG court jusqu'à 71 cm (28") long plus de 71 cm (28") Type Bas cuisse/collant	cG Cuisse	cm 40-50	cm 50-60	cm 50-60	cm 60-68	cm 60-68	cm 68-74	cm 68-74	cm 74-82
	pouces 15.5-19.5	pouces 19.5-23.5	pouces 19.5-23.5	pouces 23.5-26.5	pouces 23.5-26.5	pouces 26.5-29.5	pouces 26.5-29.5	pouces 26.5-29.5	pouces 29.5-32.5
Longueur ID court jusqu'à 41 cm (16") long plus de 41 cm (16") Type Genou	cC Mollet	cm 28-33	cm 33-38	cm 33-38	cm 38-43	cm 38-43	cm 43-48	cm 43-48	cm 48-54
	pouces 11-13	pouces 13-15	pouces 13-15	pouces 15-17	pouces 15-17	pouces 17-19	pouces 17-19	pouces 17-19	pouces 19-21
	cB Cheville	cm 19-22	cm 19-22	cm 22-25	cm 22-25	cm 25-28	cm 25-28	cm 28-32	cm 28-32
	pouces 7.5-8.5	pouces 7.5-8.5	pouces 7.5-8.5	pouces 8.5-10	pouces 8.5-10	pouces 10-11	pouces 10-11	pouces 11-12.5	pouces 11-12.5

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6



VenoTrain® micro

MODÈLE DESIGN ET BATIK

Une vraie expression de mode :
le modèle Design et les versions Batik de VenoTrain micro
teintes de manière individuelle sont des incontournables.

Habillées d'un délicat motif Tango ou Jive ou fortement
texturées en batik marine ou noir, les jambes de vos
clientèles vont attirer tous les regards.



COULEURS STANDARD

	TANGO	JIVE	BATIK MARINE	BATIK NOIR
CARAMEL				
ANTHRACITE				
MARINE				
NOIR				

COULEURS SUPPLÉMENTAIRES

	TANGO	JIVE	BATIK MARINE	BATIK NOIR
CRÈME				
AMARETTO				
ESPRESSO				

STANDARD



AD



AG



AT



		Ccl	Couleurs	Pied	Circonférence	Longueur	Taille
Long	208 800 = genou	1 = 20-30 mmHg	17 = noir	00 = pied fermé	2 = normal	2 = court	1 = petit
Court	208 810 = genou	2 = 30-40 mmHg	15 = marine		3 = plus	3 = long	2 = medium
			89 = denim				3 = large
			88 = gris				4 = Xlarge

Offert pour les pointures 36 – 41 (court) ou 41 – 49 (long)

VenoTrain® business

L'ÉLÉGANCE INTEMPORELLE

En voyage ou au travail : VenoTrain business satisfait à toutes les exigences d'un mi-bas haut de gamme. L'alliance du coton et de la fibre haute technologie Timbrelle® apporte un confort sans pareil, avec action thermorégulatrice. Le LYCRA® fortement élastique et le bord élastique extra-large permettent d'enfiler le bas aisément et ce dernier reste parfaitement en place.

COULEURS STANDARD



CARACTÉRISTIQUES

- Mélange de matériaux innovateur
- Plante de pied renforcée
- Fibre haute technique Timbrelle® apportant un effet fraîcheur longue durée et des conditions saines pour le pied



DÉTAILS

CLASSES DE COMPRESSION

- Ccl 1 = 20-30 mmHg
- Ccl 2 = 30-40 mmHg

PIED fermé

COMPOSITION

- Ccl 1: 80 % polyamide, 14 % élasthanne, 6 % coton
- Ccl 2: 71 % polyamide, 24 % élasthanne, 5 % coton

CONSEILS D'ENTRETIEN



STANDARD



GUIDE DES TAILLES

	CIRCONFÉRENCE	S		M		L		XL	
		NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS
Longueur ID	cC cm	28-33	33-38	33-38	38-43	38-43	43-48	43-48	48-54
	Mollet pouces	11-13	13-15	13-15	15-17	15-17	17-19	17-19	19-21
Type Genou	cB cm	19-22		22-25		25-28		28-32	
	Cheville pouces	7.5-8.5		8.5-10		10-11		11-12.5	

Offert pour les pointures 36-41 (court) ou 41-49 (long)

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6



TRAITEMENT POUR LES CAS DE PHLÉBOLOGIE SPÉCIAUX

POUR LES TROUBLES VEINEUX DE MODÉRÉS À AIGUS

Certains patients souffrant de troubles veineux ont des **besoins particuliers** qui nécessitent des bas de compression dotés de modes d'action et de propriétés uniques. Ces besoins peuvent être fort variés. C'est pourquoi la gamme spéciale VenoTrain propose des bas de compression spécialement pour les patients suivants :

- **DOUCEUR ET EFFICACITÉ : VenoTrain soft**
- **MOBILITÉ RESTREINTE : VenoTrain soft S**
- **VEINES PARTICULIÈREMENT FRAGILES : VenoTrain impuls**
- **PLAIES OUVERTES : VenoTrain ulcertec**



	Ccl	Couleurs	Pied	Circonférence	Longueur	Taille
212 800 = genou	1 = 20-30 mmHg	11 = crème	00 = pied fermé	2 = normal	2 = court	1 = petit
212 804 = genou bande de silicone*	2 = 30-40 mmHg	12 = caramel	20 = pied ouvert	3 = plus	3 = long	2 = medium
212 607 = bas cuisse bande simple avec billes		14 = amaretto				3 = large
212 620 = bas cuisse fixation à la taille (droit)		15 = marine				4 = Xlarge
212 630 = bas cuisse fixation à la taille (gauche)		17 = noir				
212 100 = collant		22 = espresso				
		42 = anthracite				

* Seulement en Ccl 2

VenoTrain® soft

DOUCEUR ET EFFICACITÉ

Avec VenoTrain soft, vous faites toujours le bon choix : ce bas polyvalent peut résister à un usage fréquent malgré sa douceur et délicatesse sur la peau.

Il est offert dans de nombreux modèles à l'efficacité médicalement prouvée ; son action massante est également bénéfique.

COULEURS STANDARD



COULEURS SUPPLÉMENTAIRES



CARACTÉRISTIQUES

- Pour hommes et femmes
- Douce action massante
- Extrêmement doux sur la peau

DÉTAILS

CLASSES DE COMPRESSION

- Ccl 1 = 20-30 mmHg
- Ccl 2 = 30-40 mmHg

PIED fermé, ouvert

COMPOSITION

- Ccl 1: 70 % polyamide, 30 % élasthanne
- Ccl 2: 65 % polyamide, 35 % élasthanne

CONSEILS D'ENTRETIEN



STANDARD



GUIDE DES TAILLES

	CIRCONFÉRENCE	S		M		L		XL	
		NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS
Longueur IG court jusqu'à 71 cm (28") long plus de 71 cm (28") Type Bas cuisse/collant	cG Cuisse	cm 40-50	cm 50-60	cm 50-60	cm 60-68	cm 60-68	cm 68-74	cm 68-74	cm 74-82
	pouces 15.5-19.5	pouces 19.5-23.5	pouces 19.5-23.5	pouces 23.5-26.5	pouces 23.5-26.5	pouces 26.5-29.5	pouces 26.5-29.5	pouces 29.5-32.5	
Longueur ID court jusqu'à 41 cm (16") long plus de 41 cm (16") Type Genou	cC Mollet	cm 28-33	cm 33-38	cm 33-38	cm 38-43	cm 38-43	cm 43-48	cm 43-48	cm 48-54
	pouces 11-13	pouces 13-15	pouces 13-15	pouces 15-17	pouces 15-17	pouces 17-19	pouces 17-19	pouces 19-21	
	cB Cheville	cm 19-22	cm 19-22	cm 22-25	cm 22-25	cm 25-28	cm 25-28	cm 28-32	cm 28-32
	pouces 7.5-8.5	pouces 7.5-8.5	pouces 8.5-10	pouces 8.5-10	pouces 10-11	pouces 10-11	pouces 11-12.5	pouces 11-12.5	

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6

**Manchon bras Soft****Ccl****Couleurs****Longueur****Taille**

212 554 = bande simple billes de silicone (3 cm)

1 = 20-30 mmHg

00 = naturel

000

2 = court

1 = petit

2 = 30-40 mmHg

12 = caramel

3 = long

2 = medium

17 = noir

3 = large

4 = Xlarge

VenoTrain® soft bras

LA MOBILITÉ AU QUOTIDIEN

Grâce à sa conception sans couture et sa zone intérieure du coude super douce, ce manchon facilite la mobilité au quotidien avec une totale efficacité médicale.

COULEURS



CARACTÉRISTIQUES



- Coude confort pour une plus grande liberté de mouvement, un confort accru et une sensation de pression réduite
- Effet ressenti tout au long de la période de port
- Délicat sur la peau, doux et respirant

DÉTAILS

COMPOSITION

- Ccl 1: 74 % polyamide, 26 % élasthanne
- Ccl 2: 69 % polyamide, 31 % élasthanne

CLASSES DE COMPRESSION

- Ccl 1 = 20-30 mmHg
- Ccl 2 = 30-40 mmHg

CONSEILS D'ENTRETIEN



STANDARD




CG

GUIDE DES TAILLES

Longueur IG

court 39.0-44.0 cm (15-17")

long 44.1-50.0 cm (17-20")



		S	M	L	XL
		min - max	min - max	min - max	min - max
cG	cm	24 - 30	27 - 33	29 - 36	32 - 40
	pouces	9 - 12	11 - 13	11 - 14	13 - 16
cE	cm	22 - 26	24 - 29	27 - 32	30 - 35
	pouces	9 - 10	9 - 11	11 - 13	12 - 14
cC	cm	14 - 15	15 - 16.5	16.5 - 18	18 - 20
	pouces	5.5 - 6	6 - 6.5	6.5 - 7	7 - 8



	Ccl	Couleurs	Pied	Circonférence	Longueur	Taille
212 800 = genou	1 = 20-30 mmHg	12 = caramel	04 = pied fermé	2 = normal	2 = court	1 = petit
212 804 = genou bande de silicone (3 cm)	2 = 30-40 mmHg		24 = pied ouvert	3 = plus	3 = long	2 = medium
212 607 = bas cuisse bande simple avec billes						3 = large
						4 = Xlarge

VenoTrain® soft S

CONFORT EN CAS DE MOBILITÉ RESTREINTE

En s'appuyant sur la qualité éprouvée de VenoTrain soft qui offre un doux effet massant qui stimule la circulation sanguine, VenoTrain soft S prend également en compte les exigences spéciales des personnes qui passent la plupart du temps assises.

Grâce à la zone du talon qui est large et la zone du cou-de-pied particulièrement confortable, le bas s'ajuste à la position anatomique typique du pied en position assise, sans formation de plis. Son tricot des plus solides peut résister à un usage fréquent et peut aussi être facilement mis par le personnel soignant.

COULEURS STANDARD

CARAMEL



CARACTÉRISTIQUES

- Zone du talon large
- Adapté à la position anatomique typique du pied (angle à 90 degrés)
- Matière respirante avec effet revivifiant

DÉTAILS

CLASSES DE COMPRESSION

- Ccl 1 = 20-30 mmHg
- Ccl 2 = 30-40 mmHg

PIED fermé, ouvert

COMPOSITION

- Ccl 1: 70 % polyamide, 30 % élasthanne
- Ccl 2: 65 % polyamide, 35 % élasthanne

CONSEILS D'ENTRETIEN



STANDARD



AD



AG

GUIDE DES TAILLES

	CIRCONFÉRENCE	S		M		L		XL	
		NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS
Longueur IG court jusqu'à 71 cm (28") long plus de 71 cm (28") Type Bas cuisse/collant	cG Cuisse	cm 40-50 pouces 15.5-19.5	50-60 19.5-23.5	50-60 19.5-23.5	60-68 23.5-26.5	60-68 23.5-26.5	68-74 26.5-29.5	68-74 26.5-29.5	74-82 29.5-32.5
	cC Mollet	cm 28-33 pouces 11-13	33-38 13-15	33-38 13-15	38-43 15-17	38-43 15-17	43-48 17-19	43-48 17-19	48-54 19-21
Longueur ID court jusqu'à 41 cm (16") long plus de 41 cm (16") Type Genou	cB Cheville	cm 19-22 pouces 7.5-8.5	22-25 8.5-10	22-25 8.5-10	25-28 10-11	25-28 10-11	28-32 11-12.5	28-32 11-12.5	

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6



GUIDE DES TAILLES STANDARD

	CIRCONFÉRENCE	1		2		3		4		5		6	
		NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS
Longueur lG													
court jusqu'à 70 cm (27.5")	cm	45-53	51-59	48-56	54-62	51-59	57-66	54-63	60-69	57-66	63-73	60-70	66-76
long plus de 70 cm (27.5")	pouces	18-21	20-23	19-22	21-24	20-23	22-26	21-25	24-27	22-26	25-29	24-28	26-30
Type AG													
Longueur lD													
court jusqu'à 39 cm (15.5")	cm	29-33	31-35	31-35	33-38	33-38	35-40	35-40	37-42	37-42	39-44	39-44	41-47
long plus de 39 cm (15.5")	pouces	11-13	12-14	12-14	13-15	13-15	14-16	14-16	15-16.5	15-16.5	15-17	15-17	16-18.5
Type AD													
	cm	19-20.5		20.5-22		22-24		24-26		26-28.5		28.5-31	
	pouces	7.5-8		8-9		9-9		9-10		10-11		11-12	

	Ccl	Couleurs	Pied	Circonférence	Longueur	Taille
207 800 = genou	2 = 30-40 mmHg	12 = caramel	00 = pied fermé	2 = normal	2 = court	1
207 804 = genou bande de silicone (3 cm)	3 = 40-50 mmHg	17 = noir	20 = pied ouvert	3 = plus	3 = long	2
207 607 = bas cuisse bande simple avec billes		15 = marine				3
207 620 = bas cuisse fixation à la taille (droite)		69 = anthracite				4
207 630 = bas cuisse fixation à la taille (gauche)						5
207 100 = collant						6

VenoTrain® impuls

SOUTIEN ULTRA EFFICACE POUR VEINES PARTICULIÈREMENT FRAGILES

Ce bas exerce une véritable action en profondeur en appliquant une pression thérapeutique élevée, même durant les mouvements musculaires les plus faibles. Facile à enfiler et respirant grâce aux microfibres.

Très efficace en cas de troubles veineux avancés, de maladie post-phlébétique, de soins de suivi lors d'ulcères cicatrisés et pour le traitement en cas de lymphœdème débutant.

CARACTÉRISTIQUES

- Le tricot à allongement court génère une pression thérapeutique élevée, même lors de mouvements musculaires les plus faibles.
- Le tissu en microfibre hypoallergénique rend le produit respirant et garantit la régulation de la température.

DÉTAILS

CLASSES DE COMPRESSION

- Ccl 2 = 30-40 mmHg
- Ccl 3 = 40-50 mmHg

PIED fermé, ouvert

COMPOSITION

- Ccl 2: 80 % polyamide, 20 % élasthanne
- Ccl 3: 75 % polyamide, 25 % élasthanne

CONSEILS D'ENTRETIEN



COULEURS STANDARD



STANDARD



AD



AG



AGHB



AT



GUIDE DES TAILLES STANDARD

Longueur LD	CIRCONFÉRENCE	XS		S		M		L		XL	
		NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS
court jusqu'à 40 cm (16")	cC cm pouces	24-29	28-34	27-32	31-38	29-36	35-42	33-40	38-47	36-44	43-52
long plus de 40 cm (16")		9-11	11-13	11-13	12-15	11-14	14-17	13-16	15-18.5	14-17.3	17-20
Type AD	cB cm pouces	20-21.5 8-8.5		21.5-23 8.5-9		23-25 9-10		25-28 10-11		28-32 11-13	

	Ccl	Couleurs	Pied	Circonférence	Longueur	Taille
209 800 = genou avec sous-bas	0 = 30-40 mmHg	00 = naturel	21 = pied ouvert (sous-bas à pied fermé)	2 = normal 3 = plus	2 = court 3 = long	0 = Xpetit 1 = petit 2 = medium 3 = large 4 = Xlarge
209 800 = sous-bas	0	10	01			

VenoTrain® ulcertec

POUR ULCÈRES VEINEUX DE LA JAMBE

L'association d'un sur-bas en tricot à structure rhomboïde brevetée et d'un sous-bas hypoallergénique pour maintenir le pansement en place permet un enfilage facile de ce bas de compression, et ce, sans avoir besoin d'une assistance quelconque.

Les sous-bas sont également parfaits pour assurer une compression pendant la nuit, durable et légère. Ils peuvent être commandés séparément par lot de trois. Lavables à température élevée.

CARACTÉRISTIQUES


- Compression coordonnée d'un sur-bas et d'un sous-bas
- Profil de compression unique qui accélère le processus de guérison tout en garantissant un grand confort au patient.
- Traitement différencié basé sur deux modèles compris dans une classe de compression
- Sous-bas avec compression légère offrant une compression dans la tranche inférieure de la classe 3 en combinaison avec le sur-bas

COULEURS

NATUREL
SUR-BAS



BLANC
SOUS-BAS



DÉTAILS

CLASSES DE COMPRESSION

- Ccl 2 = 30-40 mmHg

PIED

- Ouvert (sur-bas)
- Fermé (sous-bas)

COMPOSITION

- 87 % polyamide, 13 % élasthanne

CONSEILS D'ENTRETIEN

- Sur-bas :     
- Sous-bas :     

STANDARD





TRAITEMENT DANS LE DOMAINE DE LA LYMPHOLOGIE

Bauerfeind dispose d'une vaste gamme de produits de compression associés à des cas de lymphologie qui prennent en compte les différents besoins des patients.



Grâce à nos produits en tricot à plat **VenoTrain curaflow** sur mesure, nous pouvons proposer aux patients avec troubles lymphatiques des solutions parfaitement adaptées, avec plus de 1000 options différentes de combinaisons de produits et fonctionnalités supplémentaires.

Les caractéristiques thérapeutiques bienfaisantes de la gamme comprennent une forte teneur en microfibrilles au niveau du tricot, des coutures sensibles à plat et des zones de confort spéciales telles que la zone super douce située à l'arrière du genou.



Vous pouvez trouver toutes les informations sur les produits de notre rubrique lymphologie dans le catalogue de produits Lymphologie.



GAMME DE COMPRESSION

COMPRESSION MÉDICALE POUR L'ACTIVITÉ ET LA VIE QUOTIDIENNE


Les manchons de compression médicale à compression graduée (**20-30 mmHg**) stimulent la circulation et permettent aux muscles de recevoir un meilleur apport d'oxygène. La circulation sanguine est stimulée, ce qui réchauffe les muscles et contribue à les protéger contre les blessures. La compression douce réduit les vibrations musculaires inconfortables, aide à empêcher la fatigue prématurée et à accélérer la récupération.

01 Tricot en microfibre respirant


Le tricot 3D Airknit ultra-légère et thermorégulatrice s'adapte parfaitement au corps, favorise la diffusion de la sueur et prévient l'accumulation de chaleur.

02 Zones de confort intégrées

Des zones de confort à compression réduite sont intégrées dans le tricot pour soulager les zones sensibles autour de l'articulation.



01



02


CODES PRODUITS

Black - S	70000355	Rivera - S	70000363	White - S	70000359	Navy - S	70000367
Black - M	70000356	Rivera - M	70000364	White - M	70000360	Navy - M	70000368
Black - L	70000357	Rivera - L	70000365	White - L	70000361	Navy - L	70000369
Black - XL	70000358	Rivera - XL	70000366	White - XL	70000362	Navy - XL	70000370

MANCHON DE COMPRESSION GENOU

ENCOURAGER LA MOBILITÉ. ÉVITER LES BLESSURES.

Le manchon de compression du genou entoure l'articulation du genou et exerce une compression constante sur les muscles. Cela améliore le flux de sang et la circulation, ce qui stimule les muscles et améliore la proprioception, contribuant ainsi à minimiser le risque de blessure. La forme anatomique s'adapte parfaitement au corps et permet une flexibilité de mouvement optimale.

DÉTAILS

QUANTITÉ

Vendus à l'unité

CLASSE DE COMPRESSION

· Ccl 1 = 20-30 mmHg

COMPOSITION

72% polyamide, 23% elastane, 5% silicone


CONSEILS D'ENTRETIEN



CARACTÉRISTIQUES

- **Profil de compression défini** - graduation thérapeutique constante (Ccl 1 = 20-30 mmHg) pour une meilleure circulation sanguine
- **Design sans couture** – s'adapte parfaitement au corps pour un confort de port quotidien
- **Technologie anti-glisse** – bordure en silicone intégrée et agréable pour la peau sur le bord supérieur pour un ajustement sans glissement
- **Microfibre respirante** – le tissu tricoté forme un fin réseau de mailles aérées : il est respirant et régule la température
- **Zones de confort** – des zones de compression réduite sont incorporées dans le tricot pour soulager les zones sensibles

COULEURS



CIRCONFÉRENCE	S	M	L	XL
cm	29-32	32-37	37-42	42-48
inch	11.5-12.5	12.5-14.5	14.5-16.5	16.5-19

Avec le genou partiellement plié, mesurez la circonférence immédiatement sous la rotule du genou

**CODES PRODUITS**

Black - S	70001035	Sandstone/Orange - S	70001039
Black - M	70001036	Sandstone/Orange - M	70001040
Black - L	70001037	Sandstone/Orange - L	70001041
Black - XL	70001038	Sandstone/Orange - XL	70001042

MANCHON DE COMPRESSION MÉRINOS GENOU

STABILISATION ACTIVÉE POUR UN CONFORT TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE.

Le manchon de compression pour genou en laine mérinos soulage et stabilise l'articulation grâce à une compression médicale ciblée. La compression constante stimule le métabolisme et active les muscles, améliorant ainsi la proprioception et la coordination articulaire. Le manchon offre un haut niveau de confort grâce à la laine mérinos sans mulesing qui régule la température et évacue l'humidité.

DÉTAILS

QUANTITÉ

Vendus à l'unité

CLASSE DE COMPRESSION

· Ccl 1 = 20-30 mmHg

COMPOSITION

45% polyamide, 39% laine mérinos, 9% elastane, 7% silicone


CONSEILS D'ENTRETIEN



CARACTÉRISTIQUES

- **Profil de compression défini** - graduation thérapeutique constante (Ccl 1 = 20-30 mmHg) pour une meilleure circulation sanguine
- **Design sans couture** – s'adapte parfaitement au corps pour un confort de port quotidien
- **Technologie anti-glisse** – bordure en silicone intégrée et agréable pour la peau sur le bord supérieur pour un ajustement sans glissement
- **Laine mérinos sans-mulesing** – régule la température et l'humidité pour un meilleur confort
- **Technologie de fibre renforcée** – protège la laine avec un matériau résistant à l'abrasion et garantit un tricot plus durable et plus robuste
- **Zones de confort** – des zones de compression réduite sont incorporées dans le tricot pour soulager les zones sensibles

COULEURS



CIRCONFÉRENCE	S	M	L	XL
cm	29-32	32-37	37-42	42-48
inch	11.5-12.5	12.5-14.5	14.5-16.5	16.5-19

Avec le genou partiellement plié, mesurez la circonférence immédiatement sous la rotule du genou


CODES PRODUITS

Black - S	70000645	Rivera - S	70000653	White - S	70000649	Navy - S	70000657
Black - M	70000646	Rivera - M	70000654	White - M	70000650	Navy - M	70000658
Black - L	70000647	Rivera - L	70000655	White - L	70000651	Navy - L	70000659
Black - XL	70000648	Rivera - XL	70000656	White - XL	70000652	Navy - XL	70000660

MANCHON DE COMPRESSION CHEVILLE

ENCOURAGER LA MOBILITÉ. ÉVITER LES BLESSURES.

Le manchon de compression du cheville entoure l'articulation du cheville et exerce une compression constante sur les muscles. Cela améliore le flux de sang et la circulation, ce qui stimule les muscles et améliore la proprioception, contribuant ainsi à minimiser le risque de blessure. La forme anatomique s'adapte parfaitement au corps et permet une flexibilité de mouvement optimale.

DÉTAILS

QUANTITÉ

Vendus à l'unité

CLASSE DE COMPRESSION

· Ccl 1 = 20-30 mmHg

COMPOSITION

77% polyamide, 23% elastane

CONSEILS D'ENTRETIEN



CARACTÉRISTIQUES

- **Profil de compression défini** - graduation thérapeutique constante (Ccl 1 = 20-30 mmHg) pour une meilleure circulation sanguine
- **Design sans couture** – s'adapte parfaitement au corps pour un confort de port quotidien
- **Microfibre respirante** – le tissu tricoté forme un fin réseau de mailles aérées : il est respirant et régule la température
- **Zones de confort** – des zones de compression réduite sont incorporées dans le tricot pour soulager les zones sensibles

COULEURS



CIRCONFÉRENCE	S	M	L	XL
cm	17-20	20-23	23-26	26-29
inch	6.5-8	8-9	9-10	10-11.5

Mesurer la circonférence de la cheville
à l'endroit le plus étroit


CODES PRODUITS

Black - S	70000665	Rivera - S	70000673	White - S	70000669	Navy - S	70000677
Black - M	70000666	Rivera - M	70000674	White - M	70000670	Navy - M	70000678
Black - L	70000667	Rivera - L	70000675	White - L	70000671	Navy - L	70000679
Black - XL	70000668	Rivera - XL	70000676	White - XL	70000672	Navy - XL	70000680

MANCHON DE COMPRESSION COUDE

ENCOURAGER LA MOBILITÉ. ÉVITER LES BLESSURES.

Le manchon de compression du coude entoure l'articulation du coude et exerce une compression constante sur les muscles. Cela améliore le flux de sang et la circulation, ce qui stimule les muscles et améliore la proprioception, contribuant ainsi à minimiser le risque de blessure. La forme anatomique s'adapte parfaitement au corps et permet une flexibilité de mouvement optimale.

DÉTAILS

QUANTITÉ

Vendus à l'unité

CLASSE DE COMPRESSION

· Ccl 1 = 20-30 mmHg

COMPOSITION

72% polyamide, 23% elastane, 5% silicone


CONSEILS D'ENTRETIEN



CARACTÉRISTIQUES

- **Profil de compression défini** - graduation thérapeutique constante (Ccl 1 = 20-30 mmHg) pour une meilleure circulation sanguine
- **Design sans couture** – s'adapte parfaitement au corps pour un confort de port quotidien
- **Technologie anti-glisse** – bordure en silicone intégrée et agréable pour la peau sur le bord supérieur pour un ajustement sans glissement
- **Microfibre respirante** – le tissu tricoté forme un fin réseau de mailles aérées : il est respirant et régule la température
- **Zones de confort** – des zones de compression réduite sont incorporées dans le tricot pour soulager les zones sensibles

COULEURS



CIRCONFÉRENCE	S	M	L	XL
cm	23-26	26-29	29-32	32-35
inch	9-10.5	10.5-11.5	11.5-12.5	12.5-14

Mesurer la circonférence au point le plus épais de l'avant-bras



CODES PRODUITS

	Couleur		Longueur	Taille
293 550 1 = Manchons de compression pour le bras	17 = Noir	000	2 = Court	1 = Petit
	38 = Rivera		3 = Long	2 = Moyen
	10 = Blanc		4 = X-Long	3 = Grand
	15 = Marine			4 = XGrand

MANCHONS DE COMPRESSION BRAS

ÉVITER LES BLESSURES. ACCÉLÉRER LA RÉCUPÉRATION.

Les manchons de compression pour le bras stimulent efficacement la circulation sanguine, activent les muscles et améliorent la proprioception. Grâce à la compression, les muscles bénéficient d'un apport accru en oxygène. Cela permet aux muscles de récupérer plus rapidement et de prévenir les blessures et inflammations. La compression douce réduit également les vibrations musculaires désagréables, évitant ainsi une fatigue prématurée.

DÉTAILS

QUANTITÉ

Vendues par paire

CLASSE DE COMPRESSION

· Ccl 1 = 20-30 mmHg

COMPOSITION

77% polyamide, 23% élastane


CONSEILS D'ENTRETIEN



CARACTÉRISTIQUES

- **Profil de compression défini** - graduation thérapeutique constante (Ccl 1 = 20-30 mmHg) pour une meilleure circulation sanguine
- **Design sans couture** - s'adapte parfaitement au corps pour un confort de port quotidien
- **Microfibre respirante** - le tissu tricoté forme un fin réseau de mailles aérées : il est respirant et régule la température
- **Zones de confort** - des zones de compression réduite sont incorporées dans le tricot pour soulager les zones sensibles
- **Protection UV** - les manchons offrent une protection contre les rayons UV avec UPF 80


COULEURS



CIRCONFÉRENCE		S	M	L	XL
A	cm	24-30	27-33	29-36	32-40
	inch	9.5-12	10.75-13	11.5-14.25	12.5-15.75
B	cm	14-15	15-16.5	16.5-18	18-20
	inch	5.5-6	6-6.25	6.25-7	7-7.75

A Mesurer la circonférence du bras au-dessus du biceps

B Mesurer la circonférence du poignet au point le plus étroit



LONGUEUR		COURT	LONG	X LONG
C	cm	39-44	44.1-50	50.1-57
	inch	15.5-17.5	17.5-19.75	19.75-22.5

C Mesurer la longueur du bras entre les points A et B



CODES PRODUITS

	Couleur		Longueur	Taille
293 457 2 = Manchons de compression pour le cuisse	17 = Noir	000	2 = Court	1 = Petit
	38 = Rivera		3 = Long	2 = Moyen
	10 = Blanc		4 = X-Long	3 = Grand
	15 = Marine			4 = XGrand

MANCHONS DE COMPRESSION CUISSÉ

ÉVITER LES BLESSURES. ACCÉLÉRER LA RÉCUPÉRATION.

Les manchons de compression pour le cuisse stimulent efficacement la circulation sanguine, activent les muscles et améliorent la proprioception. Grâce à la compression, les muscles bénéficient d'un apport accru en oxygène. Cela permet aux muscles de récupérer plus rapidement et de prévenir les blessures et inflammations. La compression douce réduit également les vibrations musculaires désagréables, évitant ainsi une fatigue prématurée.

DÉTAILS

QUANTITÉ

Vendues par paire

CLASSE DE COMPRESSION

· Ccl 1 = 20-30 mmHg

COMPOSITION

72% polyamide, 23% elastane, 5% silicone


CONSEILS D'ENTRETIEN



CARACTÉRISTIQUES

- **Profil de compression défini** - graduation thérapeutique constante (Ccl 1 = 20-30 mmHg) pour une meilleure circulation sanguine
- **Design sans couture** – s'adapte parfaitement au corps pour un confort de port quotidien
- **Technologie anti-glisse** – bordure en silicone intégrée et agréable pour la peau sur le bord supérieur pour un ajustement sans glissement
- **Microfibre respirante** – le tissu tricoté forme un fin réseau de mailles aérées : il est respirant et régule la température
- **Zones de confort** – des zones de compression réduite sont incorporées dans le tricot pour soulager les zones sensibles

COULEURS



CIRCONFÉRENCE		S	M	L	XL
A	cm	45-57	50-64	56-71	62-79
	inch	17.75-22.5	19.75-25.25	22-28	24.5-31.25
B	cm	32-36	36-41	41-46	46-52
	inch	12.5-14.25	14.25-16.25	16.25-18.25	18.25-20.5

A Mesurer la circonférence de la cuisse à une largeur de paume en dessous de l'aîne

B Mesurer la circonférence de la cuisse juste au-dessus du genou



LONGUEUR		COURT	LONG	X LONG
C	cm	22-25	25.1-28	28.1-32
	inch	8.75-9.75	9.75-11	11-12.5

C Mesurer la longueur de la cuisse entre les points A et B



CODES PRODUITS

	Couleur		Longueur	Taille
293 520 2 = Manchons de compression pour le mollet	17 = Noir	000	2 = Court	1 = Petit
	38 = Rivera		3 = Long	2 = Moyen
	10 = Blanc		4 = X-Long	3 = Grand
	15 = Marine			4 = XGrand

MANCHONS DE COMPRESSION MOLLET

ÉVITER LES BLESSURES. ACCÉLÉRER LA RÉCUPÉRATION.

Les manchons de compression pour le mollet stimulent efficacement la circulation sanguine, activent les muscles et améliorent la proprioception. Grâce à la compression, les muscles bénéficient d'un apport accru en oxygène. Cela permet aux muscles de récupérer plus rapidement et de prévenir les blessures et inflammations. La compression douce réduit également les vibrations musculaires désagréables, évitant ainsi une fatigue prématurée.

DÉTAILS

QUANTITÉ

Vendues par paire

CLASSE DE COMPRESSION

· Ccl 1 = 20-30 mmHg

COMPOSITION

77% polyamide, 23% élastane


CONSEILS D'ENTRETIEN



CARACTÉRISTIQUES

- **Profil de compression défini** - graduation thérapeutique constante (Ccl 1 = 20-30 mmHg) pour une meilleure circulation sanguine
- **Design sans couture** - s'adapte parfaitement au corps pour un confort de port quotidien
- **Microfibre respirante** - le tissu tricoté forme un fin réseau de mailles aérées : il est respirant et régule la température
- **Zones de confort** - des zones de compression réduite sont incorporées dans le tricot pour soulager les zones sensibles
- **Protection UV** - les manchons offrent une protection contre les rayons UV avec UPF 80


COULEURS



CIRCONFÉRENCE		S	M	L	XL
A	cm	32-39	35-43	38-47	42-51
	inch	12.5-15.5	13.75-17	15-18.5	16.5-20
B	cm	19-21	21-24	24-27	27-31
	inch	7.5-8.25	8.25-9.5	9.5-10.75	10.75-12.25

A Mesurer la circonférence du mollet au point le plus large

B Mesurer la circonférence de la cheville au point le plus étroit



LONGUEUR		COURT	LONG	X LONG
C	cm	26-30	30.1-36	36.1-43
	inch	10.5-12	12-14.25	14.25-17

C Mesurer la longueur de la mollet entre les points A et B



ACCESSOIRES

LE PETIT PLUS IDÉAL POUR UNE UTILISATION QUOTIDIENNE

Ces accessoires pratiques de la gamme de produits VenoTrain permettent à vos patients de se sentir plus à l'aise, en utilisant et en portant leurs bas de compression VenoTrain. Ils permettent de soutenir le traitement de manière efficace, facilitent la mise en place des produits et prennent soin des bas de compression.

01 Lessive spéciale

Nettoie délicatement en assurant un traitement minutieux de vos produits et en apportant une protection durable

02 Gants en caoutchouc

Permettent d'enfiler les bas de compression correctement



01



02

VenoTrain® glider

AIDE COMPACTE POUR ENFILER ET RETIRER VOS BAS

VenoTrain glider est une aide pratique pour enfiler et retirer les bas de compression médicaux. Ce produit peut être prescrit par le médecin. Le matériau très solide et léger permet au bas d'être enfilé sans effort sur le bras ou la jambe. Il convient aux bas de compression avec pied ouvert ou fermé. En vous faisant gagner de la place et du temps, il est le compagnon idéal lors de vos déplacements.

CARACTÉRISTIQUES

- Extrêmement léger, robuste et résistant à la déchirure
- Facile à utiliser
- Idéal pour les voyages



MISE EN PLACE DES BAS : ÉTAPE 01



MISE EN PLACE DES BAS : ÉTAPE 02



MISE EN PLACE DES BAS : ÉTAPE 03



MISE EN PLACE DES BAS : ÉTAPE 04



MISE EN PLACE DES BAS : ÉTAPE 05



RETRAIT DES BAS

VenoTrain® glider plus

AIDE À L'ENFILAGE RÉSISTANTE

VenoTrain glider plus est une aide d'enfilage robuste, de conception ergonomique, pour tous types de bas de compression médicaux. Elle peut être prescrite par le médecin.

Les poignées rabattables facilitent l'enfilage des bas et évitent d'avoir à se pencher. Le produit a été testé par un institut indépendant pour un usage facilité, même pour les clients à mobilité réduite.

CARACTÉRISTIQUES

- Une conception compacte, ergonomique composée d'un cadre en métal léger avec poignées rabattables, facile à utiliser sans grand effort



MISE EN PLACE DES BAS : ÉTAPE 01



MISE EN PLACE DES BAS : ÉTAPE 02



MISE EN PLACE DES BAS : ÉTAPE 03



MISE EN PLACE DES BAS : ÉTAPE 04



MISE EN PLACE DES BAS : ÉTAPE 05



MISE EN PLACE DES BAS : ÉTAPE 06

POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE DE VOS CLIENTS !

Avez-vous des questions ou des suggestions?
Contactez-nous tout simplement :

GALIEN CANADA

2017 Cunard
H7S 2N1
Laval, Quebec

T Bureau +1 (450) 629-9889

T Sans Frais +1 877 629-9889

F Bureau +1 (450) 629-9895

F Sans Frais +1 877 629-9895

E info@groupegalien.com

