



SIGVARIS
GROUP

CATALOGUE
2 0 2 5

Solutions de compression médicale thérapeutique



sigvaris

mobilis
by SIGVARIS GROUP

NUMÉRO DE CLIENT



SIGVARIS
GROUP

POUR TOUS VOS
BESOINS EN MATIÈRE DE
COMPRESSION MÉDICALE

Notre mission

Établi en 1864, SIGVARIS GROUP a toujours été et demeure une entreprise familiale. Depuis sa fondation en Suisse, notre passion d'aider les personnes à se sentir bien est la raison pour laquelle nous sommes un leader du marché international depuis plus de 160 ans.

Notre portefeuille de produits inclut les bas de compression Sigvaris médicaux et santé des consommateurs, ainsi que des produits pour les œdèmes médicaux complexes et une gamme complète d'orthèses qui sont spécialement conçus pour rétablir, aider et améliorer la vie des gens. Nous sommes reconnus pour la production de produits exceptionnels qui combinent la technologie avancée et la construction de qualité avec divers styles qui conviennent à la vie moderne de nos clients.

Notre héritage, nos compétences et notre dévouement nous guident vers un monde rempli d'opportunités.

Vivez votre vie. Soyez vous-même.

Pour plus d'informations, visitez
notre site : sigvaris.com

Nous produisons les meilleurs vêtements de compression afin d'améliorer la santé et la qualité de vie de nos clients.

Nous avons à cœur de faire en sorte que vos jambes paraissent et se sentent au mieux de leur forme.



CONCEPTION ERGONOMIQUE DES ORTEILS

Conçus avec une couture plate et douce et une pointe du pied profilée pour plus de confort.



LES TISSUS LES PLUS CONFORTABLES SUR LE MARCHÉ

Dont les cotons, les laines et les microfibres les plus fins, et des fils à incrustation double.



NOUS NOUS DÉMARQUONS PAR L'INNOVATION

Nous continuons à investir dans la recherche médicale pour aider les gens à se sentir au mieux de leur forme, chaque jour.



LES NORMES DE QUALITÉ LES PLUS ÉLEVÉES

Plus de 20 personnes travaillent à la conception de nos produits du début à la fin, garantissant ainsi une qualité optimale de chaque pièce de vêtement.



NOUS OFFRONS PLUS DE VARIÉTÉ

Une plus grande variété de matériaux, de couleurs, de motifs et de styles que toutes autres marques de produits de compression médicaux.



LE PLUS GRANDE SÉLECTION DE FIBRES NATURELLES DE PREMIÈRE QUALITÉ

Le coton Sea Island, le coton Supima®, le lin et la laine mérinos.



CONÇU POUR UN MEILLEUR AJUSTEMENT

À partir de données anthropométriques recueillies, nos produits sont adaptés 99,49 % de la population.

POURQUOI
SIGVARIS
GROUP?

Support au client

PORTAIL COMMERCIAL

Le portail commercial de Sigvaris Group est votre plateforme en ligne sécurisée pour commander facilement des produits et gérer votre compte.

Accès 24/7 – commandez à tout moment!

Consulter l'historique et le suivi de vos commandes

Assistant de mesure de la taille

Obtenir des copies de factures

Code UPC de produit

Commander par menu déroulant

Saisie rapide des commandes

Vous souhaitez activer votre compte?
Courriel : **canadaorders@sigvaris.com**



CLAVARDAGE EN LIGNE

Sur le portail commercial

Service en temps réel avec un agent

Réponses instantanées

Résolution rapide des demandes des clients

Pour commander :

Portail commercial en ligne : **Sigvaris-online.com**

Téléphone : **1.800.363.4999**

Courriel : **canadaorders@sigvaris.com**



Joignez-vous à notre cours d'ajusteur certifié

**Améliorez vos connaissances avec notre
formation pour ajusteur certifié !**

Plongez dans l'univers des vêtements de compression
et devenez un expert dans l'art du confort et du bien-être.

À l'issue de la formation, vous recevrez :

- ✓ **Un certificat**
- ✓ **Une épinglette d'ajusteur**
- ✓ **Une paire de bas de compression complémentaire**

**INSCRIVEZ-
VOUS ICI**



SOLUTIONS DE COMPRESSION MÉDICALE THÉRAPEUTIQUE

	PRODUIT	STYLES	NIVEAUX DE COMPRESSION	PAGE
ESSENTIEL	COTON 230	● Mollet, mollet avec antiglisse, cuisse avec antiglisse ○ Mollet, cuisse avec antiglisse	20–30 mmHg 30–40 mmHg	8
	COTON THERMORÉGULATEUR ETH	● Mollet	CCL1	10
	OPAQUE 860 (Petites et grandes tailles disponibles))	● Mollet, mollet petites tailles, mollet grandes tailles, mollet avec antiglisse, cuisse avec antiglisse, cuisse petites tailles avec antiglisse, cuisse grandes tailles avec antiglisse, collant, collant pour petites tailles, collant grandes tailles ○ Mollet, mollet grandes tailles, mollet avec antiglisse, cuisse avec antiglisse, cuisse grandes tailles avec antiglisse, cuisse avec attache à la taille	20–30 mmHg 30–40 mmHg	12, 14
STYLE	COTON SEA ISLAND 220	● Mollet	20–30 mmHg	18
	LAINE MÉRINOS 240	● Mollet	20–30 mmHg	20
	LIN 250	● Mollet	20–30 mmHg	22
	MEDIUM SHEER 750 (pour femme seulement)	● Mollet, cuisse avec antiglisse, collant	20–30 mmHg	24
	SHEER 780 (pour femme seulement)	● Mollet, cuisse avec antiglisse, collant ○ Mollet, cuisse avec antiglisse, collant	15–20 mmHg 20–30 mmHg 30–40 mmHg	26
	MICROFIBRE 820 (pour homme seulement)	● Mollet, mollet avec antiglisse, cuisse avec antiglisse (convient aux grands pieds)	15–20 mmHg 20–30 mmHg	28
	MICROFIBRE À MOTIFS 830	● Mollet	20–30 mmHg	30
	OPAQUE DOUX 840 (pour femme seulement)	● Mollet, mollet avec antiglisse, cuisse avec antiglisse, collant, collant de maternité ○ Mollet, cuisse avec antiglisse, collant	15–20 mmHg 20–30 mmHg 30–40 mmHg	32
MOTION	COTON COUSSINÉ 360	● Mollet	20–30 mmHg	36
	HIGH TECH 412C	● Mollet	20–30 mmHg	38
	LAINE THERMORÉGULATRICE 422	● Mollet	20–30 mmHg	40
	FLOW TECH® 432	● calf	20–30 mmHg	42
SPECIALITÉ	CAOUTCHOUC NATUREL 500	○ Mollet, cuisse, cuisse avec antiglisse, cuisse avec attache à la taille, collant	30–40 mmHg 40–50 mmHg 50–60 mmHg	46
	MANCHON ADVANCE 910	○ Avec gantelet et sans gantelet	15–20 mmHg 20–30 mmHg	48
	VÊTEMENTS INÉLASTIQUES ET POUR ŒDÈME MÉDICALEMENT COMPLEXE			50

Pointe fermée = ● Pointe ouverte = ○

	PRODUIT	STYLES	NIVEAUX DE COMPRESSION	PAGE
SANTÉ DES CONSOMMATEURS	SHEER FASHION 120	● Mollet, cuisse avec antiglisse, collant ● Mollet	15–20 mmHg	66
	LEGGINGS SOFT SILHOUETTE 170	● Leggings	15–20 mmHg	67
	COTON DÉCONTRACTÉ 146/186	● Mollet	15–20 mmHg	68
	CHAUSSETTES DE VOYAGE TRAVENO 146/T - 186/T	● Mollet	15–20 mmHg	68
	COTON SEA ISLAND 151/191	● Mollet	15–20 mmHg	68
	LAINE MÉRINOS TOUTES SAISONS 152/192	● Mollet	15–20 mmHg	69
	LIN 153/193	● Mollet	15–20 mmHg	69
	MICROFIBRE À MOTIFS 143/183	● Mollet	15–20 mmHg	69
	BAS DE RÉCUPÉRATION ATHLÉTIQUE 401	● Mollet	15–20 mmHg	70
	MANCHON DE PERFORMANCE 412V	● Manchon de mollet	20–30 mmHg	70
	BAS DE MÉRINOS PLEIN-AIR 421	● Mollet	15–20 mmHg	71
	CHAUSSETTES POUR DIABÉTIQUES EVERSOFT 160	● Mollet	8–15 mmHg	71
	TABLEAUX DES TAILLES - STANDARD ET UNISEXE			72, 73
	ACCESSOIRES			74
RES-SOURCES	SYMPTÔMES ET INDICATIONS			82
	GLOSSAIRES DES ICÔNES ET DES TERMES			83
	COMMENT MESURER ET COMMANDER			85
MOBILIS	mobilis ORTHÈSES ET SUPPORTS ORTHOPÉDIQUES			87
	COUDE			92
	POIGNET ET POUCE			93
	DOS			99
	GENOU			102
	CHEVILLE			106
	COMMENT COMMANDER MOBILIS			109



Obtenez le **support**

Pourquoi choisir **Essentiel** ?

- Réduction de l'œdème et de l'inconfort
- Longs voyages
- Confort et fiabilité au quotidien

PRODUITS ESSENTIELS

Gamme	Produit	Page
230	Coton	8
ETH	Coton Thermorégulateur	10
860	Opaque (femme)	12
860	Opaque (homme)	14

LE MIEUX ADAPTÉ POUR

- La maîtrise de différents types d'œdème, y compris l'œdème veineux, le phlébolympheœdème, et les premiers stades du lymphœdème
- Idéal avec des souliers de ville ou décontractés
- Le traitement post-veineux

Couleur
représentée :
Beige Pâle

COTON 230

pour femme & homme

Niveaux de compression

20-30 mmHg

30-40 mmHg

Caractéristiques et avantages



Peau sensible



Coton



Tissu respirant

- En Coton Supima à 100 %, doux au toucher contre la peau
- Idéal pour les peaux sensibles et les allergies
- Respirant et durable
- Excellente contention pour différents types d'œdème
- Design côtelé classique pour un port quotidien

Matériaux

- 50 % nylon, 25 % coton Supima®, 25 % élasthanne (la composition peut varier légèrement selon le style)
- Sans latex



20-30 mmHg
Mollet pointe fermée avec bande
antiglisser moyen long en Noir

232CMLM99/S



Bande antiglisser perlée en silicone
au mollet et à la cuisse



**Visionnez la fiche
de produit numérique**
sigvaris.com

TABLEAU DES TAILLES





	Petit		Moyen		Grand		Très grand	
Circonférence de cheville	18–21,5 cm (7"–8,5")		21,5–25,5 cm (8,5"–10")		25,5–29 cm (10"–11,5")		29–36 cm (11,5"–14")	
Circonférence du mollet	28–39 cm (11"–15,5")		31,5–45 cm (12,5"–17,5")		35,5–51 cm (14"–20")		41–61 cm (16"–24")	
Longueur du mollet	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")
Circonférence de cuisse	45,5–66 cm (18"–26")		48–73 cm (19"–28,5")		52–84 cm (20,5"–33")		NA	
Longueur de jambe : femme et pointe ouverte	Court	Long	Court	Long	Court	Long		
	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")		
Longueur de jambe : homme	Court	Long	Court	Long	Court	Long		
	≤76 cm (30")	>76 cm (30")	≤76 cm (30")	>76 cm (30")	≤76 cm (30")	>76 cm (30")		
Taille	SS	SL	MS	ML	LS	LL	XS	XL

Pointure de chaussures pour femme : Jambe courte 5,5–9,5, Jambe longue 8–12

Pointure de chaussures pour homme : Jambe courte 7–11, Jambe longue 9,5–14

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●
Pointe ouverte = ○

				
BLANC 00	MARINE 10	GRIS FONCÉ 14	BEIGE PÂLE 66	NOIR 99

Mollet (C)*	●	●	●	●○	●
Mollet avec bande antiglisle (C/S) Bande antiglisle perlée en silicone				●**	●
Cuisse avec bande antiglisle (N) Bande antiglisle perlée en silicone				●○	●

* 30–40 mmHg taille très grand seulement disponible en noir avec bande antiglisle

** 20–30 mmHg seulement

Exemple de code de produit : 232NMLW66

Gamme	Niveau mmHg	Style	Taille	Sexe/Pointe ouverte	Couleur
23	2	N	ML	W	66

Exemple de code de produit : 232CLSM66/S

Gamme	Niveau mmHg	Style	Taille	Sexe/Pointe ouverte	Couleur	Bande antiglisle
23	2	C	LS	M	66	/S

Couleur
représentée :
Nature

COTON THERMORÉGULATEUR ETH

pour femme & homme

Classe de compression

CCL1

Caractéristiques et avantages



Peau sensible



Thermorégulateur



Opaque

- La fine couche de coton repose directement sur la peau et exerce un effet thermorégulateur
- Le coton absorbe l'excès d'humidité à même la peau, le retient au cœur de ses fibres, et l'évacue rapidement par évaporation
- Idéal pour les peaux sensibles
- Talon renforcé de qualité supérieure
- Aspect opaque et non transparent

Matériaux

- 52 % polyamide, 34 % élasthanne, 14 % coton



CCL1
Essentiel Thermorégulateur; CCL1;
Mollet; Taille : Moyen; Longueur :
Long; Pointe fermée Noir

ETH1D23199



**Bande antiglisse nopée
Quadrinova**


Les picots carrés sont doux sur la
peau. La couture protectrice souple
au niveau de la bordure supérieure
assure un confort optimal.



**Visionnez la fiche
de produit numérique**
sigvaris.com

TABLEAU DES TAILLES

	Circonférence cm							
	TP	TP Plus	P	P Plus	M	M Plus	G	G Plus
cD	27-34	31-38	31-38	34-41	34-41	37-44	37-44	41-48
cC	29-36	33-40	33-40	35-42	35-42	38-45	38-45	42-49
cB ₁	24-29	24-29	26-32	26-32	29-35	29-35	31-37	31-37
cB	20-22	20-22	22-24	22-24	24-26	24-26	26-29	26-29
cY	28-33	28-33	29-35	29-35	31-37	31-37	32-38	32-38
cA	20-22	20-22	22-24	22-24	24-26	24-26	26-29	26-29



Longueur cm

normal	35 – 40
long	41 – 45

Comment mesurer :

cB (cheville) : Circonférence au point le plus étroit juste au-dessus de la malléole. Il s'agit du point de référence pour la compression maximale, essentiel à la détermination de la taille.

cD (en dessous du genou) : Circonférence juste en dessous du genou, à la jonction entre le mollet et le genou.

lD (longueur) : Du sol jusqu'en dessous du pli du genou.

Des points de mesure supplémentaires ne sont nécessaires que pour les produits en tricot circulaire fabriqués sur mesure

STYLES ET COULEURS



Disponible en version mollet, avec ou sans **bande antiglis**.
Uniquement en version mollet avec pointe fermée.

COMMENT COMMANDER

Exemple de produit : Essentiel Thermorégulateur; CCL1; Mollet; Taille : Moyen; Longueur : Normal; Pointe fermée Noir

Code: ETH1D23199

Nom du segment et de la série	Niveau de compression	Style	Taille plus	Taille de cheville	Longueur	Bande antiglis	Pied	Couleur
E = Essentiel TH = Thermorégulateur	CCL1 = 1	D = Mollet	Si Oui = P Si Non = vide	0 = très petit 1 = petit 2 = moyen 3 = grand 4 = très grand	2 = Normal 3 = Long	3 = Avec bande antiglis Si Non = vide	Pointe fermée = 1	Noir = 99 Nature = 76
ETH	1	D		2	3		1	99



Couleur
représentée :
Miel

OPAQUE 860

pour femme

Niveaux de compression

20–30 mmHg

30–40 mmHg

Caractéristiques et avantages



Durable



**Plus grande
gamme de tailles**



Opaque

- Plus grande gamme de tailles, de petite à plus
- Construction durable avec une allure lisse et opaque
- Matériau extensible confortable, facile à enfiler et à enlever
- Contention pour différents types d'œdème
- Collants grandes tailles qui sont une bonne option durant la maternité

Matériaux

- 64 % nylon, 36 % élasthanne
(la composition peut varier légèrement selon le style)
- Sans latex



20–30 mmHg
Mollet en pointe fermée moyen
long en Noir

862CMLW99



Bande antiglisse perlée en silicone
au mollet et à la cuisse



**Visionnez la fiche
de produit numérique**
sigvaris.com

TABLEAU DES TAILLES

	Petit			Moyen			Grand		Très grand	
Circonférence de cheville	18–21,5 cm (7"-8,5")			21,5–25,5 cm (8,5"-10")			25,5–29 cm (10"-11,5")		29–36 cm (11,5"-14")	
Circonférence du mollet	28–39 cm (11"-15,5")			31,5–45 cm (12,5"-17,5")			35,5–51 cm (14"-20")		41–61 cm (16"-24")	
Circonférence du mollet : Mollet grande taille avec bande antiglisser	NA			NA	39,5–53 cm (15,5"-21")		45,5–61 cm (18"-24")		51–71 cm (20"-28")	
Longueur du mollet	Petite taille	Court	Long	Petite taille	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤35,5 cm (14")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤35,5 cm (14")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")
Circonférence de cuisse	45,5–66 cm (18"-26")			48–73 cm (19"-28,5")			52–84 cm (20,5"-33")		64–95 cm (25"-37,5")	
Longueur de jambe	Petite taille	Court	Long	Petite taille	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤65 cm (25,5")	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")	≤65 cm (25,5")	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")
Circonférence des hanches	83–112,5 cm (32,5"-44,5")			87–127 cm (34,5"-50")			98–150,5 cm (38,5"-59,5")		NA	
Circonférence des hanches : grande taille ou maternité	NA	≤142 cm (56")		NA	≤157,5 cm (62")		≤178 cm (70")		NA	
Taille	SP	SS	SL	MP	MS	ML	LS	LL	XS	XL
Mollet grande taille avec bande antiglisser					MS/P	ML/P	LS/P	LL/P	XS/P	XL/P

Pointure de chaussures pour femme : Jambe petite taille 4–8, Jambe courte 5,5–9,5, Jambe longue 8–12

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●
Pointe ouverte = ○

MIEL 33	DORÉ 36	BEIGE PÂLE 66	NOIR 99
------------	------------	---------------------	------------

Mollet (C)	●	●	○	●●
Mollet petite taille (C)* Non-disponible avec bande antiglisser	●	●		●
Mollet avec bande antiglisser (C/S) Bande antiglisser en silicone			●●	●
Mollet grande taille avec bande antiglisser (C/P) Seulement disponible avec bande antiglisser en silicone			●●	●●*
Cuisse avec bande antiglisser (N) Bande antiglisser en silicone perlée	●	●	○	●●
Cuisse avec bande antiglisser (N) XS et XL Bande antiglisser en silicone perlée			●●	○
Cuisse petite taille (N)*	●	●		●
Collant (P)**	●	●		●
Collant petite taille (P)*	●	●		●
Collant grande taille et maternité (P/P)* **			●	●
Cuisse avec attache à la taille (W)** Indiquer jambe GAUCHE (/L) ou DROITE (/R)*			○	

* 20–30 mmHg seulement

** Non disponibles en tailles XS et XL

Exemple de code de produit : 863NMSW33

Gamme	Niveau mmHg	Style	Taille	Sexe/Pointe ouverte	Couleur
86	3	N	MS	W	33

Exemple de code de produit : 862CLLO66/P

Gamme	Niveau mmHg	Style	Taille	Sexe/Pointe ouverte	Couleur	Grande taille avec bande antiglisser
86	2	C	LL	O	66	/P



Couleur
représentée :
Noir Côtelé

OPAQUE 860

pour homme

Niveaux de compression

20–30 mmHg

30–40 mmHg

Caractéristiques et avantages



Durable



**Plus grande
gamme de tailles**



Opaque

- Construction durable avec un design côtelé pour modèles mollet pointe fermés
- Allure lisse et opaque pour les modèles pointe ouverte
- Matériau extensible confortable, facile à enfiler et à enlever
- Contention pour différents types d'œdème

Matériaux

- 64 % nylon, 36 % élasthanne
(la composition peut varier légèrement selon le style)
- Sans latex



20–30 mmHg
Pointe ouverte, cuisse, moyen long
en Beige Pâle Lisse

862NMLO66



Bande antiglisser perlée en silicone
au mollet et à la cuisse



**Visionnez la fiche
de produit numérique**
sigvaris.com

TABLEAU DES TAILLES

	Petit		Moyen		Grand		Très grand	
Circonférence de cheville	18–21,5 cm (7"–8,5")		21,5–25,5 cm (8,5"–10")		25,5–29 cm (10"–11,5")		29–36 cm (11,5"–14")	
Circonférence du mollet	28–39 cm (11"–15,5")		31,5–45 cm (12,5"–17,5")		35,5–51 cm (14"–20")		41–61 cm (16"–24")	
Circonférence du mollet : Mollet grande taille avec bande antiglissee	NA		39,5–53 cm (15,5"–21")		45,5–61 cm (18"–24")		51–71 cm (20"–28")	
Circonférence de cuisse	45,5–66 cm (18"–26")		48–73 cm (19"–28,5")		52–84 cm (20,5"–33")		64–95 cm (25"–37,5")	
Longueur du mollet	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")
Longueur de jambe	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")
Taille	SS	SL	MS	ML	LS	LL	XS	XL
Mollet grande taille avec bande antiglissee			MS/P	ML/P	LS/P	LL/P	XS/P	XL/P

Pointure de chaussures pour homme : Jambe courte 7-11, Jambe longue 9,5-14

STYLES AND COULEURS

Pointe fermée = ●
Pointe ouverte = ○

	BEIGE PÂLE CÔTELÉ 66	NOIR CÔTELÉ 99	BEIGE PÂLE LISSE 66	NOIR LISSE 99
Mollet (C)*	●*	●*	○	○
Mollet avec bande antiglissee (C/S) Bande antiglissee perlée en silicone			○	
Mollet grande taille avec bande antiglissee (C/P) Seulement disponible avec bande antiglissee perlée en silicone			○	○*
Cuisse pointe ouverte avec bande antiglissee (N) Bande antiglissee perlée en silicone			○	○
Cuisse avec attache à la taille (W)** Indiquer jambe gauche (/L) ou Droite (/R)			○	

* Seulement disponible en 20-30 mmHg

** Cuisse avec attache à la taille (W) non disponible en XL

Exemple de code de produit :862CMLM99

Gamme	Niveau mmHg	Style	Taille	Sexe/Pointe ouverte	Couleur
86	2	C	ML	M	99

Exemple de code de produit :862NMLO66

Gamme	Niveau mmHg	Style	Taille	Sexe/Pointe ouverte	Couleur
86	2	N	ML	O	66

Solutions de compression médicale thérapeutique



Couleurs représentées
de gauche à droite :
Amande Grillée,
Sable chaud,
Doré, Café.

Exprimez-vous

Pourquoi choisir **Style** ?

- Motifs et designs modernes, à la mode
- Pour les occasions spéciales et formelles
- Notre douceur la plus somptueuse

PRODUITS STYLE

Gamme	Produit	Page
220	Coton Sea Island	18
240	Laine Mérinos	20
250	Lin	22
750	Medium Sheer	24
780	Sheer	26
820	Microfibre	28
830	Microfibre à Motifs	0
840	Opaque Doux	32

LE MIEUX ADAPTÉ POUR

- La gestion de la maladie veineuse chronique
- Avant et après un traitement veineux avec un œdème minime
- Grossesse
- Pour celles qui préfèrent les options mode
- Parfait pour le travail ou pour une sortie en soirée



Couleur représentée :
Marine

COTON SEA ISLAND 220

pour femme & homme

Niveau de compression

20-30 mmHg

Aussi disponible en 15-20 mmHg, voir page 68

Caractéristiques et avantages



Doux



Coton



Tissu respirant

- Tricotés avec le coton le plus rare au monde, doux au toucher et luxueux
- Idéal pour les peaux sensibles
- Respirant et confortable
- Convient à ceux qui préfèrent les fibres naturelles
- Couture plate et douce aux orteils

Matériaux

- 43 % coton Sea Island, 39 % nylon, 11 % élasthanne, 7 % coton Supima
- Sans latex



20-30 mmHg
Mollet pointe fermée petit long
en Brun

222CSLW11



20-30 mmHg
Mollet pointe fermée moyen long
en Noir

222CMLM99



**Visionnez la fiche
de produit numérique**
sigvaris.com

TABLEAU DES TAILLES


	Petit		Moyen		Grand		Très grand	
Circonférence de cheville	18–21,5 cm (7"-8,5")		21,5–25,5 cm (8,5"-10")		25,5–29 cm (10"-11,5")		29–36 cm (11,5"-14")	
Circonférence du mollet	28–39 cm (11"-15,5")		31,5–45 cm (12,5"-17,5")		35,5–51 cm (14"-20")		41–61 cm (16"-24")	
Longueur du mollet	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")
Taille	SS	SL	MS	ML	LS	LL	XS	XL

Pointure de chaussures pour femme : Jambe courte 5,5–9,5, Jambe longue 8–12

Pointure de chaussures pour homme : Jambe courte 7–11, Jambe longue 9,5–14

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●



Mollet (C)	●	●	●
-------------------	---	---	---

Exemple de code de produit : 222CMLM10

Gamme	Niveau mmHg	Style	Taille	Sexe	Couleur
22	2	C	ML	M	10



Couleur représentée :
Noir

LAINE MÉRINOS 240

pour femme & homme

Niveau de compression

20-30 mmHg

Aussi disponible en 15-20 mmHg, voir page 69

Caractéristiques et avantages



Laine



Thermorégulateur



Élégant

- La laine mérinos extra-fine de la plus haute qualité rend ces bas doux et respirants
- Évacuent l'humidité et gardent les pieds au sec
- Résistent naturellement aux odeurs
- Thermorégulateurs et pouvant être portés toute l'année
- Couture plate et douce aux orteils

Matériaux

- 53 % laine mérinos extra-fine, 38 % nylon, 9 % élasthanne
- Sans latex



20-30 mmHg
Mollet pointe fermée moyen long
en Brun

242CMLM11



20-30 mmHg
Mollet pointe fermée petit long
en Marine

242CSLW10



**Visionnez la fiche
de produit numérique**
sigvaris.com

TABLEAU DES TAILLES


	Petit		Moyen		Grand		Très grand	
Circonférence de cheville	18–21,5 cm (7"–8,5")		21,5–25,5 cm (8,5"–10")		25,5–29 cm (10"–11,5")		29–36 cm (11,5"–14")	
Circonférence du mollet	28–39 cm (11"–15,5")		31,5–45 cm (12,5"–17,5")		35,5–51 cm (14"–20")		41–61 cm (16"–24")	
Longueur du mollet	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")
Taille	SS	SL	MS	ML	LS	LL	XS	XL

Pointure de chaussures pour femme : Jambe courte 5,5–9,5, Jambe longue 8–12

Pointure de chaussures pour homme : Jambe courte 7–11, Jambe longue 9,5–14

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●



Mollet (C)	●	●	●
-------------------	---	---	---

Exemple de code de produit : 242CMSW99

Gamme	Niveau mmHg	Style	Taille	Sexe	Couleur
24	2	C	MS	W	99



Couleur représentée :
Lavande

LIN 250

pour femme & homme

Niveau de compression

20-30 mmHg

Aussi disponible en 15-20 mmHg, voir page 69

Caractéristiques et avantages



Fibre naturelle
hypoallergénique



Anti-bactérien



Gestion de
l'humidité

- Léger et respirant pour un confort quotidien
- Aux propriétés hypoallergéniques, idéal pour les peaux sensibles
- Solide, élégant et durable en quatre couleurs uniques

Matériaux

- 48 % coton, 23 % lin, 22 % nylon, 7 % élasthanne
- Sans latex



20-30 mmHg
Mollet pointe fermée moyen long
en Gris Pâle

252CMLM205



20-30 mmHg
Mollet pointe fermée moyen long
en Denim

252CMLM201



**Visionnez la fiche
de produit numérique**
sigvaris.com

TABLEAU DES TAILLES

	Petit		Moyen		Grand	
Circonférence de cheville	18–21,5 cm (7"–8,5")		21,5–25,5 cm (8,5"–10")		25,5–29 cm (10"–11,5")	
Circonférence du mollet	28–39 cm (11"–15,5")		31,5–45 cm (12,5"–17,5")		35,5–51 cm (14"–20")	
Longueur du mollet	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")
Taille	SS	SL	MS	ML	LS	LL

Pointure de chaussures pour femme : Jambe courte 5,5–9,5, Jambe longue 8–12

Pointure de chaussures pour homme : Jambe courte 7–11, Jambe longue 9,5–14

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●

Sexe: Femme = **W**

Homme = **M**



Mollet (C)	●	●	●	●
Sexe	W/M	W/M	W/M	W

Exemple de code de produit : 252CMLW207

Gamme	Niveau mmHg	Style	Taille	Sexe	Couleur
25	2	C	ML	W	207



Couleur représentée :
Miel

MEDIUM SHEER 750

pour femme

Niveau de compression

20–30 mmHg

Caractéristiques et avantages



**Moyennement
transparent**



Durable




Tissu respirant

- Collants à la mode, durables et moyennement transparents pour le port quotidien
- Excellente respirabilité et gestion de l'humidité
- Bande supérieure de 2 pouces, large et confortable pour le style mollet

Matériaux

- 68 % nylon, 32 % élasthanne
(la composition peut varier légèrement selon le style)
- Sans latex



20–30 mmHg
Cuisse pointe fermée moyen long
en Noir



Bande antiglisse perlée en silicone
à la cuisse



**Visionnez la fiche
de produit numérique**
sigvaris.com

752NMLW99


TABLEAU DES TAILLES

	Petit		Moyen		Grand	
Circonférence de cheville	18–21,5 cm (7"–8,5")		21,5–25,5 cm (8,5"–10")		25,5–29 cm (10"–11,5")	
Circonférence du mollet	28–39 cm (11"–15,5")		31,5–45 cm (12,5"–17,5")		35,5–51 cm (14"–20")	
Longueur du mollet	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")
Circonférence de cuisse	45,5–66 cm (18"–26")		48–73 cm (19"–28,5")		52–84 cm (20,5"–33")	
Longueur de jambe	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")
Circonférence des hanches	83–112,5 cm (32,5"–44,5")		87–127 cm (34,5"–50")		98–150,5 cm (38,5"–59,5")	
Taille	SS	SL	MS	ML	LS	LL

Pointure de chaussures pour femme : Jambe courte 5,5–9,5, Jambe longue 8–12

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●



Mollet (C)	●	●	●
Cuisse avec bande antiglis (N) Bande antiglis perlée en silicone	●	●	●
Collant (P)	●	●	●

Exemple de code de produit : 752NMLW33

Gamme	Niveau mmHg	Style	Taille	Sexe	Couleur
75	2	N	ML	W	33



Couleur
représentée :
Noir

SHEER 780

pour femme

Niveaux de compression

15-20 mmHg

20-30 mmHg

30-40 mmHg

Caractéristiques et avantages



Transparent



Élégant



Tissu respirant

- Option mode élégante pour une occasion professionnelle ou pour une soirée
- Transparence uniforme sur toute la jambe
- Excellente respirabilité et gestion de l'humidité

Matériaux

- 15-20, 20-30 mmHg : 69 % nylon, 31 % élasthanne (la composition peut varier légèrement selon le style)
- 30-40 mmHg : 60 % nylon, 40 % élasthanne (la composition peut varier légèrement selon le style)
- Sans latex



20-30 mmHg
Mollet pointe fermée petit
court en Amande Grillée

782CSSW37



Bande antiglisse Sensinnov®
à la cuisse



**Visionnez la fiche
de produit numérique**
sigvaris.com

TABLEAU DES TAILLES

	Petit		Moyen		Grand	
Circonférence de cheville	18–21,5 cm (7"–8,5")		21,5–25,5 cm (8,5"–10")		25,5–29 cm (10"–11,5")	
Circonférence du mollet	28–39 cm (11"–15,5")		31,5–45 cm (12,5"–17,5")		35,5–51 cm (14"–20")	
Longueur du mollet	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")
Circonférence de cuisse	45,5–66 cm (18"–26")		48–73 cm (19"–28,5")		52–84 cm (20,5"–33")	
Longueur de jambe	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")
Circonférence des hanches	83–112,5 cm (32,5"–44,5")		87–127 cm (34,5"–50")		98–150,5 cm (38,5"–59,5")	
Taille	SS	SL	MS	ML	LS	LL

Pointure de chaussures pour femme : Jambe courte 5,5–9,5, jambe longue 8–12

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●
Pointe ouverte = ○

	MARINE FONCÉ 08	MIEL 33	SABLE CHAUD 34*	DORÉ 36	AMANDE GRILLÉE 37*	CAFÉ 73*	MOCHA 85*	NUIT 94	NOIR 99
Mollet (C)	●	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●	●○
Cuisse avec bande antiglis (N) Bande antiglis Sensinnov®	●	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●	●○
Collant (P)	●	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●	●○

* 20–30 mmHg seulement

Exemple de code de produit : 781NMLW99

Gamme	Niveau mmHg	Style	Taille	Sexe/Pointe ouverte	Couleur
78	1	N	ML	W	99

Exemple de code de produit : 783PSSO99

Gamme	Niveau mmHg	Style	Taille	Sexe/Pointe ouverte	Couleur
78	3	P	SS	O	99



Couleur représentée :
Gris Acier

MICROFIBRE 820

pour homme


Niveaux de compression

15–20 mmHg

20–30 mmHg

30–40 mmHg

Caractéristiques et avantages



Microfibre



Doux



Éléphant

- En microfibre à 100 % à l'intérieure du bas pour augmenter le confort, la douceur et faciliter la gestion de l'humidité
- Facile à enfiler et à enlever
- Bas confortable et durable à porter au travail ou au quotidien
- Disponible en tailles plus grandes
- Couture plate et douce aux orteils


Matériaux

- 87 % nylon, 13 % élasthanne (la composition peut varier légèrement selon le style)
- Sans latex



20–30 mmHg
Cuisse pointée fermée moyen long
en Noir

822NMLM99



Bande antiglisse perlée en silicone
au mollet et bande antiglisse
Sensinnov® à la cuisse



**Visionnez la fiche
de produit numérique**
sigvaris.com

TABLEAU DES TAILLES

	Petit		Moyen		Grand		Très grand	
Circonférence de cheville	18–21,5 cm (7"–8,5")		21,5–25,5 cm (8,5"–10")		25,5–29 cm (10"–11,5")		29–36 cm (11,5"–14")	
Circonférence du mollet	28–39 cm (11"–15,5")		31,5–45 cm (12,5"–17,5")		35,5–51 cm (14"–20")		41–61 cm (16"–24")	
Longueur du mollet	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")
Circonférence de cuisse	45,5–66 cm (18"–26")		48–73 cm (19"–28,5")		52–84 cm (20,5"–33")		NA	
Longueur de jambe	Court	Long	Court	Long	Court	Long		
	≤76 cm (30")	>76 cm (30")	≤76 cm (30")	>76 cm (30")	≤76 cm (30")	>76 cm (30")		
Taille Pointure de chaussures	SS 7–11	SL 9,5–14	MS 7–11	ML 9,5–14	LS 7–11	LL 9,5–14	XS 7–11	XL 9,5–14
				MX* 12,5–17,5		LX* 12,5–17,5		XX* 12,5–17,5

Pointure de chaussures : Jambe courte 7–11, Jambe longue 9,5–14 (Pointures étendues : jambe longue 12,5–17,5)

* Les grandes tailles MX, LX et XX sont seulement disponibles dans le style mollet en noir et en ocre kaki, en 15–20 et 20–30 mmHg seulement. Ces tailles ne sont pas disponibles avec bande antiglissee

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●



Mollet (C)	●	●***	●
Mollet avec bande antiglissee (C/S)** Bande antiglissee perlée en silicone	●		●
Cuisse avec bande antiglissee (N)** Bande antiglissee Sensinnov®	●		●

** Non disponible en 15–20 mmHg

*** Gris acier disponible en 15–20 mmHg et 20–30 mmHg seulement

Exemple de code de produit : 822CMLM93

Gamme	Niveau mmHg	Style	Taille	Sexe	Couleur
82	2	C	ML	M	93

Exemple de code de produit : 822CMLM32/S

Gamme	Niveau mmHg	Style	Taille	Sexe	Couleur	Bande antiglissee
82	2	C	ML	M	32	/S



Couleur représentée :
Tartan Noir

MICROFIBRE À MOTIFS 830


pour femme & homme

Niveau de compression

20-30 mmHg

Aussi disponible en 15-20 mmHg, voir page 69

Caractéristiques et avantages



Microfibre



Élégant



Motifs

- En microfibre à 100 % à l'intérieur de la chaussette pour améliorer le confort, la douceur, et faciliter l'évacuation de l'humidité
- Bas à la mode et durables pour le port quotidien
- Facile à enfiler et à enlever
- Couture plate et douce aux orteils

Matériaux

- 87 % nylon, 13 % élasthanne
(la composition peut varier légèrement selon le style)
- Sans latex



20-30 mmHg
Mollet pointe fermée petit long en
argyle Bleu Royal

832CSLM48



20-30 mmHg
Mollet pointe fermée moyen court
en Fenêtre Mauve

832CMSW61



**Visionnez la fiche
de produit numérique**
sigvaris.com

TABLEAU DES TAILLES

	Petit		Moyen		Grand	
Circonférence de cheville	18-21,5 cm (7"-8,5")		21,5-25,5 cm (8,5"-10")		25,5-29 cm (10"-11,5")	
Circonférence du mollet	28-39 cm (11"-15,5")		31,5-45 cm (12,5"-17,5")		35,5-51 cm (14"-20")	
Longueur du mollet	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")
Taille	SS	SL	MS	ML	LS	LL





Pointure de chaussures pour femme : Jambe courte 5,5-9,5, Jambe longue 8-12

Pointure de chaussures pour homme : Jambe courte 7-11, Jambe longue 9,5-14





STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●

Sexe: Femme = W
Homme = M



Mollet (C)	●	●	●	●	●	●
Sexe	W	W	W	M	W/M	W/M



Mollet (C)	●	●	●	●	●	●
Sexe	M	W	W/M	W/M	W	W/M



Mollet (C)	●	●	●	●
Sexe	W/M	W	W	W/M

Exemple de code de produit : 832CMLM42

Gamme	Niveau mmHg	Style	Taille	Sexe	Couleur
83	2	C	ML	M	42



OPAQUE DOUX 840

pour femme

Niveaux de compression

15–20 mmHg

20–30 mmHg

30–40 mmHg

Caractéristiques et avantages



Opaque



Microfibre




Doux

- Collants opaques à la mode pour le port professionnel et quotidien
- Douceur durable des microfibres qui rendent le produit confortable et facile à enfiler et à enlever
- Durable et respirant
- Options de collants maternité disponibles

Matériaux

- 79 % nylon, 21 % élasthanne
(la composition peut varier légèrement selon le style)
- Sans latex



20–30 mmHg
Pointe fermée cuisse avec bande
antiglisser moyen Long en Pacane

842NMLW40



Bande antiglisser perlée en silicone
au mollet et bande antiglisser
Sensinnov® à la cuisse



**Visionnez la fiche
de produit numérique**
sigvaris.com

TABLEAU DES TAILLES

	Petit		Moyen		Grand	
Circonférence de cheville	18–21,5 cm (7"–8,5")		21,5–25,5 cm (8,5"–10")		25,5–29 cm (10"–11,5")	
Circonférence du mollet	28–39 cm (11"–15,5")		31,5–45 cm (12,5"–17,5")		35,5–51 cm (14"–20")	
Longueur du mollet	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")
Circonférence de cuisse	45,5–66 cm (18"–26")		48–73 cm (19"–28,5")		52–84 cm (20,5"–33")	
Longueur de jambe	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")
Circonférence des hanches	83–112,5 cm (32,5"–44,5")		87–127 cm (34,5"–50")		98–150,5 cm (38,5"–59,5")	
Circonférence des hanches maternité	<142 cm (56")		<157,5 cm (62")		<178 cm (70")	
Taille	SS	SL	MS	ML	LS	LL

Pointure de chaussures pour femme : Jambe courte 5,5–9,5, Jambe longue 8–12

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●
Pointe ouverte = ○

	BLEU NUIT 09*	CHÂI 35	PACANE 40	MULBERRY 60*	ESPRESSO 89*	GRAPHITE 91*	NOIR 99
Mollet (C)	●	●○	●	●	●	●	●○
Mollet avec bande antiglis (C/S)* Bande antiglis perlée en silicone							●
Cuisse avec bande antiglis (N) Bande antiglis Sensinnov®	●	●○	●	●	●	●	●○
Collant (P)	●	●○	●	●	●	●	●○
Collant maternité (M)*							●

* 20–30 mmHg seulement

Exemple de code de produit : 842CMSW09

Gamme	Niveau mmHg	Style	Taille	Sexe/Pointe ouverte	Couleur
84	2	C	MS	W	09



Dépassez-vous

Pourquoi choisir **Motion** ?

- Semelle coussinée pour plus de confort
- Laine durable aux propriétés thermorégulatrices (422)
- Fils incrustés absorbant l'humidité

PRODUITS MOTION

Gamme	Produit	Page
360	Coton Coussiné	36
412C	High Tech	38
422	Laine Thermorégulatrice	40
432	Flow Tech®	42

LE MIEUX ADAPTÉ POUR

- La gestion de la maladie veineuse chronique
- Les personnes debout pendant de longues périodes
- Les personnes à la peau et aux orteils sensibles
- Les souliers et les bottes de travail
- Chaussures décontractées et chaussures de sport

Couleur
représentée :
Blanc

COTON COUSSINÉ 360

pour femme & homme

Niveau de compression

20-30 mmHg

Caractéristiques et avantages



Semelle coussinée



Coton



Peau sensible

- Fait de coton Supima pour un maximum de confort et de respirabilité
- Semelle, talon et orteils extra-rembourrés afin de protéger les pieds
- Idéal pour les peaux sensibles et les allergies
- Couture plate et douce aux orteils
- Convient aux diabétiques
- Idéal pour les personnes debout pendant de longues périodes

Matériaux

- 64 % coton Supima, 28 % nylon, 8 % élasthanne
- Sans latex



20-30 mmHg
Mollet pointée fermée moyen long
en Noir

362CMLW99



Couture plate et sans friction
aux orteils



**Visionnez la fiche
de produit numérique**
sigvaris.com

TABLEAU DES TAILLES


	Petit		Moyen		Grand		Très grand	
Circonférence de cheville	18–21,5 cm (7"-8,5")		21,5–25,5 cm (8,5"-10")		25,5–29 cm (10"-11,5")		29–36 cm (11,5"-14")	
Circonférence du mollet	28–39 cm (11"-15,5")		31,5–45 cm (12,5"-17,5")		35,5–51 cm (14"-20")		41–61 cm (16"-24")	
Longueur du mollet	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")
Taille	SS	SL	MS	ML	LS	LL	XS	XL

Pointure de chaussures pour femme : Jambe courte 5,5–9,5, Jambe longue 8–12

Pointure de chaussures pour homme : Jambe courte 7–11, Jambe longue 9,5–14

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●



Mollet (C)	●	●
-------------------	---	---

Exemple de code de produit : 362CMLM00

Gamme	Niveau mmHg	Style	Taille	Sexe	Couleur
36	2	C	ML	M	00



HIGH TECH 412C

pour femme & homme

Niveau de compression

20-30 mmHg

Caractéristiques et avantages



Évacue
l'humidité



Conformation
anatomique



Couleurs

- Fibres de haute technologie pour le contrôle thermique
- Zones de la semelle, des orteils et du tendon d'Achille coussinées pour un confort optimal
- Conformation anatomique pour soutenir la forme naturelle du pied et du mollet (spécifique au pied gauche et au pied droit)
- Couture plate et douce aux orteils
- Parfait pour les activités quotidiennes et les personnes actives

Matériaux


- 64 % nylon, 17 % polyester, 19 % élasthanne
- Sans latex

Couleur représentée :
Bleu Acier



20-30 mmHg
Mollet pointe fermée moyen
moyen en Blanc

412CMM00



20-30 mmHg
Mollet pointe fermée petit
long en Rose

412CSL56






**Visionnez la fiche
de produit numérique**
sigvaris.com

TABLEAU DES TAILLES UNISEXE

	Petit			Moyen			Grand			Très grand		
Circonférence de cheville	18–21,5 cm (7"–8,5")			21,5–25,5 cm (8,5"–10")			25,5–29 cm (10"–11,5")			29–33 cm (11,5"–13")		
Circonférence du mollet	28–39 cm (11"–15,5")			31,5–45 cm (12,5"–17,5")			35,5–51 cm (14"–20")			40,5–58 cm (16"–23")		
Pointure de chaussures pour femme	4,5–7,5	8–10,5	11–13,5	4,5–7,5	8–10,5	11–13,5	8–10,5	11–13,5	>14	8–10,5	11–13,5	>14
Pointure de chaussures pour homme	≤6,5	7–9,5	10–12,5	≤6,5	7–9,5	10–12,5	7–9,5	10–12,5	13–15,5	7–9,5	10–12,5	13–15,5
Taille	SS	SM	SL	MS	MM	ML	LS	LM	LL	XS	XM	XL

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●

						
BLANC 00	BLEU 50	LIME 54	ROSE 56	ROUGE 59	BLEU ACIER 62	NOIR 99

Mollet (C)	●	●	●	●	●	●	●
-------------------	---	---	---	---	---	---	---

Exemple de code de produit : 412CML62

Gamme	Niveau mmHg	Style	Taille	Couleur
41	2	C	ML	62



Couleur
représentée :
Gris

LAINES THERMO- RÉGULATRICE 422

pour femme & homme

Niveau de compression

20-30 mmHg

Aussi disponible en 15-20 mmHg, voir page 71

Caractéristiques et avantages



Laine



**Semelle
coussinée**



Thermorégulateur

- Les propriétés naturelles de la laine en font des bas résistants aux odeurs
- Thermorégulateurs et pouvant être portés toute l'année
- Semelle coussinée pour aider à prévenir les ampoules
- Doux et confortable
- Couture plate et douce aux orteils
- Parfait pour les milieux de travail et les activités à l'extérieur

Matériaux

- 67 % laine mérinos fine, 26 % nylon, 7 % élasthanne
- Sans latex



20-30 mmHg
Mollet pointe fermée moyen
moyen en Gris

422CMM12



20-30 mmHg
Mollet pointe fermée moyen court
en Olive

422CMS31




**Visionnez la fiche
de produit numérique**
sigvaris.com

TABLEAU DES TAILLES UNISEXE

	Petit			Moyen			Grand		
Circonférence de cheville	18–21,5 cm (7"–8,5")			21,5–25,5 cm (8,5"–10")			25,5–29 cm (10"–11,5")		
Circonférence du mollet	28–39 cm (11"–15,5")			31,5–45 cm (12,5"–17,5")			35,5–51 cm (14"–20")		
Pointure de chaussures pour femme	4,5–7,5	8–10,5	11–13,5	4,5–7,5	8–10,5	11–13,5	8–10,5	11–13,5	>14
Pointure de chaussures pour homme	≤6,5	7–9,5	10–12,5	≤6,5	7–9,5	10–12,5	7–9,5	10–12,5	13–15,5
Taille	SS	SM	SL	MS	MM	ML	LS	LM	LL

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●



Mollet (C)	●	●
-------------------	---	---

Exemple de code de produit : 422CSL12

Gamme	Niveau mmHg	Style	Taille	Couleur
42	2	C	SL	12



Couleur
représentée :
Orchidée

FLOW TECH® 432

pour femme & homme

Niveau de compression

20-30 mmHg

Caractéristiques et avantages



Évacue
l'humidité



Conformation
anatomique



Couleurs

- Canaux MeshLink^{MC} conçus pour offrir un débit d'air optimal aux parties du pied et de la jambe qui génèrent le plus de chaleur, reliant le dessous du pied au dessus du mollet et permettant à la chaleur de s'évacuer
- Semelle intérieure et orteils sont rembourrés avec des zones renforcées au niveau du tendon d'Achille pour un confort optimal
- Fibres SENSIL[®] Aquarius gardent vos jambes et pieds secs grâce à une gestion de l'humidité de nouvelle génération
- Zone de flexibilité en mesh sur le coup de pied assure un enfilage facile
- Couture plate et douce aux orteils

Matériaux

- 62% Nylon, 24% SENSIL Aquarius Nylon, 14% Spandex
- Sans latex



**Visionnez la fiche
de produit numérique**
sigvaris.com



20-30 mmHg
Mollet pointe fermée moyen long
en Mer Profonde



Les canaux MeshLink^{MC}, notre
conception à motif unique pour
un débit d'air optimal

432CML212

TABLEAU DES TAILLES UNISEXE

	Petit		Moyen		Grand		Très grand	
Circonférence de cheville	18–21,5 cm (7"-8,5")		21,5–25,5 cm (8,5"-10")		25,5–29 cm (10"-11,5")		29–36 cm (11,5"-14")	
Circonférence du mollet	28–39 cm (11"-15,5")		31,5–45 cm (12,5"-17,5")		35,5–51 cm (14"-20")		41–61 cm (16"-24")	
Longueur du mollet	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")
Taille	SS	SL	MS	ML	LS	LL	XS	XL

Pointures de chaussures pour femme : Jambe courte 5,5 9,5; Jambe longue 8 12

Pointures de chaussures pour homme : Jambe courte 7 11, Jambe longue 9,5 14

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●				
Mollet (C)	●	●	●	●
Pointe fermée = ●				
Mollet (C)	●	●	●	●

Exemple de code de produit : 432CML210

Gamme	Niveau mmHg	Style	Taille	Couleur
43	2	C	ML	210

sigvaris SPECIALITÉ

Solutions de compression médicale thérapeutique



Prenez soin de vous

Pourquoi choisir **Spécialité** ?

- Soins médicaux spécifiques
- Haute contention
- Caoutchouc naturel

PRODUITS SPÉCIALITÉ

Gamme	Produit	Page
500	Caoutchouc Naturel	46
910	Manchon Advance	48

LE MIEUX ADAPTÉ POUR

- Varices graves
- Œdème chronique après TVP
- Stase veineuse grave
- Stades précoces de lymphoedème
- Ulcères veineux actifs et prévention de la récurrence
- Patients ayant un lymphoedème au bras
- Soins post-mastectomie

CAOUTCHOUC NATUREL 500

pour femme & homme

Niveaux de compression

30–40 mmHg

40–50 mmHg

50–60 mmHg

Caractéristiques et avantages



Caoutchouc naturel



Durable



Plus grande gamme de tailles

- Solution de contention durable, à long-terme avec une fatigue minimale des fibres tout au long de la journée
- Grandeur variées pour un ajustement sur-mesure
- **Idéal pour les patients présentant des indications plus graves, incluant :**
 - Varices graves
 - Œdème chronique après TVP
 - Prévention de la récurrence et le traitement des ulcères veineux actifs
 - Stase veineuse grave
 - Lymphœdème


Matériaux

- 70 % nylon, 30 % latex de caoutchouc naturel (styles mollet et cuisse)
- 75 % nylon, 20 % latex de caoutchouc naturel, 5 % autres fibres (collant)
- **Mise en garde :** ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, ce qui peut causer des réactions allergiques



30–40 mmHg
Cuisse pointe ouverte taille moyen long en Beige

503NM2077



Bande antiglisser perlée en silicone à la cuisse



Visionnez la fiche de produit numérique
sigvaris.com

TABLEAU DES TAILLES

	Petit				Moyen				Grand				Très grand			
Circonférence de cheville	19–23 cm (7,5"–9")				23–30 cm (9"–12")				30–40 cm (12"–15,5")				40–46 cm (15,5"–18")			
Circonférence du mollet	Moyen		Complet		Moyen		Complet		Moyen		Complet		Moyen		Complet	
	28–38 cm (11"–15")		≤43 cm (17")		32–43 cm (12,5"–17")		≤48 cm (19")		36–48 cm (14,5"–19")		≤57 cm (22,5")		45–57 cm (18"–22,5")		≤68 cm (27")	
Circonférence du mollet pour 505C (complet seulement)	505C : mollet complet seulement		32–43 cm (12,5"–17")		505C : mollet complet seulement		36–48 cm (14,5"–19")		505C : mollet complet seulement		45–57 cm (18"–22,5")		505C : non disponible en XL			
Longueur du mollet	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤40 cm (≤15,5")	>40 cm (>15,5")	≤40 cm (≤15,5")	>40 cm (>15,5")	≤40 cm (≤15,5")	>40 cm (>15,5")	≤40 cm (≤15,5")	>40 cm (>15,5")	≤40 cm (≤15,5")	>40 cm (>15,5")	≤40 cm (≤15,5")	>40 cm (>15,5")	≤40 cm (≤15,5")	>40 cm (>15,5")	≤40 cm (≤15,5")	>40 cm (>15,5")
Circonférence de cuisse	Moyen		Complet		Moyen		Complet		Moyen		Complet		N/A			
	41–54 cm (16"–21")		≤61 cm (24")		48–61 cm (19"–24")		≤71 cm (28")		58–71 cm (23"–28")		≤81 cm (32")					
Circonférence de cuisse pour 505T (complète seulement)	505T : cuisse complète seulement		≤61 cm (24")		505T : cuisse complète seulement		≤71 cm (28")		505T : cuisse complète seulement		≤81 cm (32")					
Longueur de jambe	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long				
	≤71 cm (28")	>71 cm (28")	≤71 cm (28")	>71 cm (28")	≤71 cm (28")	>71 cm (28")	≤71 cm (28")	>71 cm (28")	≤71 cm (28")	>71 cm (28")	≤71 cm (28")	>71 cm (28")				
Circonférence des hanches	<122 cm (48")				<137 cm (54")				<155 cm (61")							
Taille	S1	S2	S3	S4	M1	M2	M3	M4	L1	L2	L3	L4	X1	X2	X3	X4

STYLES ET COULEUR

Pointe ouverte = ○



Mise en garde : ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, ce qui peut causer des réactions allergiques. Pour obtenir toutes les indications et contre-indications, voir page 82 pour les détails. Sigvaris n'est pas responsable du non-respect des contre-indications ou des avertissements.

Mollet (C)	○	Mollet offert uniquement en tailles S, M, et L et en taille complètes uniquement pour le 50–60 mmHg
Cuisse sans antiglisser (T)	○	
Cuisse sans antiglisser (N) Bande antiglisser perlée en silicone	○	Non disponible en 50–60 mmHg et non disponible en XL
Collant (P)	○	Collant offert uniquement en 30–40 mmHg et en tour de cuisse complet
Cuisse avec attache à la taille (W) Indiquer /L pour gauche et /R pour droite	○	Cuisse avec attache à la taille offert seulement en 30–40 mmHg et en 40–50 mmHg et seulement en circonférence de cuisse complet

Exemple de code de produit : 504CS2077

Gamme	Niveau mmHg	Style	Taille	Sexe/Pointe ouverte	Couleur
50	4	C	S2	O	77

Exemple de code de produit : 503WL1077/L

Gamme	Niveau mmHg	Style	Taille	Sexe/Pointe ouverte	Couleur	Jambe
50	3	W	L1	O	77	/L



MANCHON ADVANCE 910

pour femme & homme

Niveaux de compression

15-20 mmHg

20-30 mmHg

Caractéristiques et avantages



Évacue
l'humidité



Bande antiglisse
Sensinnov



Tissu respirant

- Idéal pour les patients ayant un lymphœdème dans le bras ou soins post-mastectomie
- Propriété d'évacuation de l'humidité pour garder la peau au sec
- Respirant et doux
- Bande antiglisse Sensinnov® maintient le manchon en place toute la journée
- Disponible avec ou sans gant

Matériaux

- 50 % nylon, 28 % rayonne, 22 % élasthane
- Sans latex



Avec
gantelet

20-30 mmHg
Manchon avec gantelet
petit long en Beige

912ASLG77/S



Bande antiglisse Sensinnov®

TABLEAU DES TAILLES

	Petit		Moyen		Grand		Très grand	
Paume (A)	17-21 cm (6,5"-8")		18-22 cm (7"-8,5")		19-23 cm (7,5"-9")		20-24 cm (8"-9,5")	
Poignet (C)	14-16 cm (5,5"-6,5")		16-18 cm (6,5"-7")		18-20 cm (7"-8")		20-23 cm (8"-9")	
Partie supérieure du bras (F)	Régulier		Régulier		Plus		Régulier	
	26-34 cm (10"-13,5")		29-37 cm (11,5"-14,5")		37-43 cm (14,5"-17")		40-46 cm (15,5"-18")	
Longueur (C-G)*	Régulier	Long	Régulier	Long	Régulier	Long	Régulier	Long
	≤43 cm (17")	>43 cm (17")	≤43 cm (17")	>43 cm (17")	≤43 cm (17")	>43 cm (17")	≤43 cm (17")	>43 cm (17")
Taille	SR	SL	MR	ML	MR/P	ML/P	LR	LL

* Le bras doit être **légèrement plié** pour mesurer la longueur


STYLES ET COULEURS

Pointe ouverte = ○



Manchon Avec gantelet (G) Bande antiglisce Sensinnov	○
Manchon Sans gantelet (O) Bande antiglisce Sensinnov	○

Remarque : tous les manchons sont offerts avec antiglisce (/S)
15-20 mmHg non offert avec gantelet ni en grande taille



MANCHON SANS GANTELET

Exemple de code de produit : 912ASLO77/S

Gamme	Niveau mmHg	Style	Taille	Sans gantelet	Couleur	Bande antiglisce
91	2	A	SL	O	77	/S

MANCHON AVEC GANTELET

Exemple de code de produit : 912ALRG77/PS

Gamme	Niveau mmHg	Style	Taille	Avec gantelet	Couleur	Grande taille	Bande antiglisce
91	2	A	LR	G	77	/P	S

sigvaris VÊTEMENTS INÉLASTIQUES

Solutions pour le traitement et la gestion des conditions ayant un impact sur les systèmes lymphatique et veineux

Ressentez
votre force avec
WrapAbility



Pourquoi choisir un **vêtement inélastique** ou pour œdème médicalement complexe ?

- Pression ajustable
- Vaste choix de solutions

VÊTEMENTS INÉLASTIQUES

Produit	Page
Comment fonctionnent les vêtements inélastiques	52
Coolflex®	53
Compreflex®	55
Options Compreflex®	57
Tableaux des tailles de pied	58
Vêtements de compression pour le pied	59
Doublures	59
Accessoires	60
Compreshort®	61
Comprevest®	62

La ligne de produits SIGVARIS pour les extrémités atteintes de maladies complexes est faite pour traiter et gérer les conditions impactant les systèmes lymphatique et veineux.


Ce catalogue de produits contient des vêtements compressifs prêt-à-porter pour le traitement actif du lymphœdème et pour le traitement des patients souffrant de maladies veineuses chroniques dans les membres inférieurs. Nos vêtements inélastiques permettent de maximiser les résultats thérapeutiques avec une amélioration des chances que le patient se conforme au traitement.

Pour consulter l'ensemble de notre gamme de produits, veuillez contacter notre équipe du service à la clientèle ou télécharger une copie numérique sur la page d'accueil du Portail des distributeurs.

COMMENT FONCTIONNENT LES VÊTEMENTS INÉLASTIQUES

LA PRESSION DE TRAVAIL EFFICACE

- La compression inélastique réduit l'œdème des jambes et améliore le flux sanguin veineux.
- La compression inélastique peut augmenter la perfusion artérielle chez les patients atteints de maladies artérielles périphériques légères à modérées



PRÉCISION DÉMONTRÉE POUR LA PRESSION AU REPOS


- Sous la supervision d'un professionnel de la santé, la compression inélastique peut être utilisée en toute sécurité pour les patients atteints d'une maladie artérielle périphérique légère à modérée.

COMMENT COMPREFLEX® ASSURENT UNE COMPRESSION PRÉCISE FACILE

Accutab®



Accutab® a été rigoureusement testé selon les directives dictées dans les documents de consensus de l'International Compression Club. Les tests ont été réalisés à l'aide de la PicoPress, reconnue pour sa grande précision et sa reproductibilité.



COMMENT COOLFLEX® ASSURENT UNE COMPRESSION PRÉCISE FACILE

EZ-Close^{MC}

Le système de pression intégré **EZ-Close^{MC}** dispose d'indicateurs visuels permettant de fournir avec précision 20-30 mmHg, 30-40 mmHg, ou 40-50 mmHg sur chaque languette.



COOLFLEX®

20-50 mmHg

**ENFILAGE AVEC UNE SEULE MAIN**

Le système de pression EZ-Close^{MC}, composé de huit languettes, facilite l'enfilage latéral d'une seule main, même pour les patients ayant des problèmes de dextérité

VÊTEMENT RESPIRANT

La conception du Spacer Fabric^{MC} donne un produit hautement respirant pour maintenir une fraîcheur confortable

CONCEPTION NOVATRICE

Fermetures à crochets métalliques durables pour une tenue et une durabilité maximales

**Idéal pour**

- Maladie veineuse chronique, incluant, mais ne se limitant pas à l'ulcère dû à la stase veineuse
- Un lymphœdème bien contrôlé
- Un œdème non spécifique ou post-chirurgical
- Patients ayant une dextérité limitée, de l'arthrite et des limitations de mobilité.

Caractéristiques et avantages

- Utilise des crochets en métal, augmentant la durabilité et la longévité du vêtement
- Spacer Fabric^{MC} est très respirant pour un confort frais
- Comprend un panneau extensible à l'intérieur du vêtement pour faciliter l'enfilage et le retrait d'une seule main.

Coolflex® Standard

MOLLET

20–50 mmHg



Idéal pour les troubles veineux et lymphatiques des membres, les vêtements sont disponibles en taille standard et max et s'adaptent aux membres avec des chevilles disproportionnellement petites et un grand mollet.

Caractéristiques

- Léger et respirant pour maintenir une fraîcheur confortable
- Facile à enfiler pour les patients ayant une dextérité limitée
- Utilise des crochets en métal, augmentant la durabilité et la longévité du vêtement

Comprend

- Coolflex® standard mollet
- Manchon d'application intégré pour une utilisation et un port autonomes
- Paire de doublures de base non compressives par jambe



Doublure de base (inclus)

Si vous jumelez ce produit avec une **Doublure de base**, un vêtement de pied est requis. Voir **Vêtement de pied Coolflex®**, page 59; vendu séparément.



Doublure de transition

Lorsque jumelé avec une **Doublure de transition**, un vêtement de pied n'est pas requis. Vous pouvez remplacer la Doublure de base par une **Doublure de transition** (page 60) en contactant le service à la clientèle.




TABLEAU DES TAILLES COOLFLEX® STANDARD MOLLET (A–C1)

	Petit	Petit Max	Moyen / Grand	Moyen / Grand Max	Très grand / Très très grand
C1	28–39 cm	35–50 cm	34–50 cm	45–64 cm	45–64 cm
C	28–39 cm	35–50 cm	34–50 cm	45–64 cm	45–64 cm
B	23–33 cm	27–38 cm	29–43 cm	35–49 cm	37–54 cm
A	16–26 cm	16–26 cm	23–33 cm	23–33 cm	30–42 cm

Longueur G :

Régulier : 30–35,9 cm

Grand : 36–42 cm

CODE DE PRODUIT (Disponible en noir seulement)

Gauche	Régulier	2101-NF-BKR-L	2101-NF-BMR-L	2103-NF-BKR-L	2103-NF-BMR-L	2105-NF-BKR-L
	Grand	2101-NF-BKT-L	2101-NF-BMT-L	2103-NF-BKT-L	2103-NF-BMT-L	2105-NF-BKT-L
Droite	Régulier	2101-NF-BKR-R	2101-NF-BMR-R	2103-NF-BKR-R	2103-NF-BMR-R	2105-NF-BKR-R
	Grand	2101-NF-BKT-R	2101-NF-BMT-R	2103-NF-BKT-R	2103-NF-BMT-R	2105-NF-BKT-R

COMPREFLEX®

20-50 mmHg



DESIGN INTELLIGENT

Le vêtement se moule au mollet, offrant un ajustement supérieur

MATÉRIAUX SUPÉRIEURS

Matériau doux et malléable, offrant un ajustement confortable

APPLICATION FACILE

Avec un panneau avant extensible pour fixer le dispositif en place et des sangles qui se retournent, le vêtement est facile à enfiler et à ajuster, améliorant l'adhésion au traitement

QUALITÉ SUPÉRIEURE

Chaque dispositif a une double couture pour assurer la durabilité



Idéal pour

- Maladie veineuse chronique, incluant, mais ne se limitant pas à l'ulcère dû à la stase veineuse
- Lymphœdème - Traitement actif et maintient
- Un œdème non spécifique ou post-chirurgical
- Les patients ayant une peau fragile et affaiblie
- Plaies ouvertes/guéries
- Non-conformité en raison de la difficulté à enfiler le vêtement
- Ceux dont les mesures dépassent les tailles standards des bas de compression

Caractéristiques et avantages

- Vêtement inélastique de qualité supérieure composé de matériaux inélastiques respirants et durables qui évacuent l'humidité
- Le vêtement se moule au mollet
- Le panneau avant extensible fixe le dispositif en place alors que les sangles Velcro rendent l'application facile
- Possibilité de personnaliser avec différentes options de doublures et de bottes

Compreflex® Standard

MOLLET ET PIED


20–50 mmHg



Pour ceux qui ont besoin d'un vêtement de compression pour le mollet et le pied


Comprend

- Vêtement inélastique Compreflex®
- Paire de doublures de base non-compressives
- Pièce de pied Compreboot® Standard non attachée



Dispositifs Accutab®

(voir page 61 pour plus de détails)



Doublure de base
(voir page 60 pour plus de détails)



Pièce de pied Compreboot® Standard
(voir page 59 pour plus de détails)



TABLEAU DES TAILLES MOLLET COMPREFLEX® (A, C)

	Petit	Moyen	Grand	Très grand	Très très grand
C	29–39 cm	34–44 cm	40–50 cm	46–56 cm	54–64 cm
A	19–26 cm	21–30 cm	26–36 cm	31–41 cm	36–46 cm

Longueur G :

Régulier : 30–33,9 cm
Grand : 34–42 cm

Instructions de mesure du pied :

- I :** Mesurer la circonférence de l'articulation de la cheville et du talon
J : Mesurer la circonférence à travers les têtes métatarsiennes
K : Mesurer la longueur de la partie **médiale** (interne) du pied, du talon à la première tête métatarsienne

*Voir le tableau des tailles de pied, page 58

CODE DE PRODUIT

Régulier	Noir	Beige	Grand	Noir	Beige
Petit	1401-BKR	1411-BKR	Petit	1401-BKT	1411-BKT
Moyen	1402-BKR	1412-BKR	Moyen	1402-BKT	1412-BKT
Grand	1403-BKR	1413-BKR	Grand	1403-BKT	1413-BKT
Très grand	1404-BKR	1414-BKR	Très grand	1404-BKT	1414-BKT
Très très grand	1405-BKR	1415-BKR	Très très grand	1405-BKT	1415-BKT

Note:

- 1401-BKR, 1411-BKR, 1401-BKT et 1411-BKT
Inclus une botte taille régulier, petit
- 1402-BKR, 1412-BKR, 1402-BKT, 1412-BKT, 1403-BKR, 1413-BKR, 1403-BKT et 1413-BKT
Inclus une botte taille régulier, moyen/grand
- 1404-BKR, 1414-BKR, 1404-BKT, 1414-BKT, 1405-BKR, 1415-BKR, 1405-BKT et 1415-BKT
Inclus une botte taille régulier, très grand/très très grand

Options de mollet Compreflex®

Standard MOLLET

20-50 mmHg

Pour ceux qui ont besoin d'un autre vêtement pour les pieds

Comprend :

- Vêtement Compreflex® standard mollet
- Paire de doublures de base non-compressives

Peut être jumelé à d'autres vêtements de pied* (voir page 59).

* Lorsque jumelé avec une doublure de base, un vêtement de pied est fortement recommandé.



CODE DE PRODUIT

		Noir	Beige
Régulier	Petit	1401-NF-BKR	1411-NF-BKR
	Moyen	1402-NF-BKR	1412-NF-BKR
	Grand	1403-NF-BKR	1413-NF-BKR
	Très grand	1404-NF-BKR	1414-NF-BKR
	Très très grand	1405-NF-BKR	1415-NF-BKR
Long	Petit	1401-NF-BKT	1411-NF-BKT
	Moyen	1402-NF-BKT	1412-NF-BKT
	Grand	1403-NF-BKT	1413-NF-BKT
	Très grand	1404-NF-BKT	1414-NF-BKT
	Très très grand	1405-NF-BKT	1415-NF-BKT

Transition MOLLET

20-50 mmHg

Pour ceux qui ont besoin d'une doublure compressive avec compression sur le pied et la cheville

Comprend :

- Vêtement Compreflex® standard mollet
- Paire de doublures de transition, qui fournissent une compression de 10-15 mmHg sur le pied et la cheville

Possibilité de porter des chaussures régulières par dessus la doublure



CODE DE PRODUIT

		Noir	Beige
Régulier	Petit	1401-UC-BKR	1411-UC-BKR
	Moyen	1402-UC-BKR	1412-UC-BKR
	Grand	1403-UC-BKR	1413-UC-BKR
	Très grand	1404-UC-BKR	1414-UC-BKR
	Très très grand	1405-UC-BKR	1415-UC-BKR
Long	Petit	1401-UC-BKT	1411-UC-BKT
	Moyen	1402-UC-BKT	1412-UC-BKT
	Grand	1403-UC-BKT	1413-UC-BKT
	Très grand	1404-UC-BKT	1414-UC-BKT
	Très très grand	1405-UC-BKT	1415-UC-BKT

Complete MOLLET

20-50 mmHg

Pour ceux qui ont besoin d'une doublure compressive avec compression sur le pied et la cheville et d'une compression graduée sur le mollet

Comprend :

- Vêtement Compreflex® standard mollet
- Paire de doublures complètes, qui fournissent une compression de 10-15 mmHg sur le pied, la cheville et le mollet

Possibilité de porter des chaussures régulières par dessus la doublure




CODE DE PRODUIT

		Noir	Beige
Régulier	Petit	1401-FC-BKR	1411-FC-BKR
	Moyen	1402-FC-BKR	1412-FC-BKR
	Grand	1403-FC-BKR	1413-FC-BKR
	Très grand	1404-FC-BKR	1414-FC-BKR
	Très très grand	1405-FC-BKR	1415-FC-BKR
Long	Petit	1401-FC-BKT	1411-FC-BKT
	Moyen	1402-FC-BKT	1412-FC-BKT
	Grand	1403-FC-BKT	1413-FC-BKT
	Très grand	1404-FC-BKT	1414-FC-BKT
	Très très grand	1405-FC-BKT	1415-FC-BKT

Voir page 60 pour le tableau des tailles de doublures

Tableaux des tailles de pied



Instructions de mesure du pied :

- I :** Mesurer la circonférence de l'articulation, de la cheville et du talon
- J :** Mesurer la circonférence à travers les têtes métatarsiennes
- K :** Mesurer la longueur de la partie **médiale**(interne) du pied, du talon à la première tête métatarsienne

COMPREBOOT® LITE (I, J, K)

	Petit / Moyen / Grand		Très grand / Très très grand	
	Régulier	Long	Régulier	Long
I	28–36 cm	28–36 cm	≤44 cm	≤44 cm
J	22–26 cm	22–26 cm	≤33 cm	≤33 cm
K	14–18 cm	19–23 cm	20–22 cm	25–27 cm

COMPREBOOT® STANDARD ET PLUS (I, J, K)

	Petit		Moyen / Grand		Très grand / Très très grand	
	Régulier	Long	Régulier	Long	Régulier	Long
I	28–36 cm	28–36 cm	≤39 cm	≤39 cm	≤44 cm	<44 cm
J	22–26 cm	22–26 cm	≤30 cm	≤30 cm	≤33 cm	≤33 cm
K	14–18 cm	19–23 cm	18–20 cm	23–25 cm	20–22 cm	25–27 cm

COOLFLEX® STANDARD PIED (I, J, K)

(Uniquement disponible en noir)

	Petit		Moyen / Grand		Très grand / Très très grand	
	Régulier	Long	Régulier	Long	Régulier	Long
I	28–39 cm	N/A	30–43 cm	N/A	34–49 cm	N/A
J	22–26 cm	N/A	25–30 cm	N/A	28–33 cm	N/A
K	14–18 cm	19–21 cm	18–20 cm	20–22 cm	20–22 cm	23–25 cm
Droite	2101-BTR-R	2101-BTL-R	2103-BTR-R	2103-BTL-R	2105-BTR-R	2105-BTL-R
Gauche	2101-BTR-L	2101-BTL-L	2103-BTR-L	2103-BTL-L	2105-BTR-L	2105-BTL-L

Vêtements de compression pour le pied

Les vêtements de compression pour le pied ci-dessous sont illustrés avec la doublure de base (non incluse). La doublure de base est vendue séparément (voir page 60) ou incluse avec l'achat d'un vêtement inélastique.

Compreboot® Lite PIED

Compression variable



- Très mince et peut être portée dans la plupart des chaussures
- Design grandement ajustable (peut être taillée pour entrer dans les chaussures)
- Procure une compression thérapeutique légère



CODE DE PRODUIT (Disponible en noir seulement)

Taille	Longueur	Noir
Petit / Moyen / Grand	Régulier	1803-BLR
	Long	1803-BLL
Très grand / Très très grand	Régulier	1805-BLR
	Long	1805-BLL

Compreboot® Standard PIED

Compression variable



- S'étire dans quatre directions pour une compression ferme autour de la cheville
- Idéale pour l'œdème léger à modéré
- Matériau à faibles capacités d'étirement pour un meilleur ajustement



CODE DE PRODUIT

Taille	Longueur	Noir	Beige
Petit	Régulier	1801-BTR	1811-BTR
	Long	1801-BTL	1811-BTL
Moyen / Grand	Régulier	1803-BTR	1813-BTR
	Long	1803-BTL	1813-BTL
Très grand / Très très grand	Régulier	1805-BTR	1815-BTR
	Long	1805-BTL	1815-BTL

Compreboot® Plus PIED

Compression variable



- Doublure en mousse capitonnée qui crée une pression haute/basse
- Plaques antidérapantes détachables pour procurer de la traction
- Procure une compression thérapeutique modérée
- Utilisé pour le lymphœdème de stade I, II, III



CODE DE PRODUIT (Disponible en noir seulement)

Taille	Longueur	Noir
Petit	Régulier	1801-BPR
	Long	1801-BPL
Moyen / Grand	Régulier	1803-BPR
	Long	1803-BPL
Très grand / Très très grand	Régulier	1805-BPR
	Long	1805-BPL

Coolflex® Standard PIED

Compression variable



- Produit ultra mince qui permet à la botte de s'adapter à la plupart des chaussures
- Le matériau Spacer Fabric^{MC} est très respirant pour maintenir une fraîcheur confortable
- Agrafes métalliques durables au lieu d'une fermeture Velcro



CODE DE PRODUIT (Disponible en noir seulement)

Taille	Longueur	Gauche (noir)	Droite (noir)
Petit	Régulier	2101-BTR-L	2101-BTR-R
	Long	2101-BTL-L	2101-BTL-R
Moyen / Grand	Régulier	2103-BTR-L	2103-BTR-R
	Long	2103-BTL-L	2103-BTL-R
Très grand / Très très grand	Régulier	2105-BTR-L	2105-BTR-R
	Long	2105-BTL-L	2105-BTL-R

Options de doublures

Doublure de base

Non-compressive

- Doublure non compressive pour protéger la peau
- Doublure au genou facile à appliquer
- Technologie drirelease® pour l'évacuation de l'humidité et le contrôle des odeurs
- Coutures plates pour davantage de confort
- Disponible en Gris seulement



CODE DE PRODUIT

(Incluse avec Compreflex® Standard Mollet et Pied, Compreflex® Standard Mollet, et Coolflex® Standard Mollet)

Taille	Paire (gris)	10 paires (gris)
Universelle	1700 - NK1	1700 - NKC

Doublure de transition

10–15 mmHg

- Légère compression du pied et de la cheville uniquement
- Technologie drirelease® pour l'évacuation de l'humidité et le contrôle des odeurs
- Semelle très épaisse des orteils au talon pour davantage de confort
- Disponible en Noir et Beige



CODE DE PRODUIT

(Incluse avec Compreflex® Transition)

Taille	Paire (noir)	Paire (beige)
Petit	1601-CK	1611-CK
Moyen	1602-CK	1612-CK
Grand	1603-CK	1613-CK
Très grand	1604-CK	1614-CK
Très très grand	1605-CK	1615-CK

* Si vous commandez un Coolflex® standard sans vêtement de pied, veuillez commander une doublure de transition.

Doublure complète

10–15 mmHg

- Légère compression graduée du pied, de la cheville et du mollet
- Doublure au genou confortable
- Technologie drirelease® pour l'évacuation de l'humidité et le contrôle des odeurs
- Semelle très épaisse des orteils au talon pour davantage de confort
- Disponible en Noir et Beige



CODE DE PRODUIT

(Incluse avec Compreflex® Complete)

Taille	Paire (noir)	Paire (beige)
Petit	1601-CK-F1	1611-CK-F1
Moyen	1602-CK-F1	1612-CK-F1
Grand	1603-CK-F1	1613-CK-F1
Très grand	1604-CK-F1	1614-CK-F1
Très très grand	1605-CK-F1	1615-CK-F1

TABLEAU DES TAILLES POUR LES DOUBLURES DE TRANSITION ET COMPLÈTE

Taille	Circ. cheville (A)	Circ. mollet (C)	Pointure pour femme	Pointure pour homme
Petit	19–26 cm	29–39 cm	<7½	<6½
Moyen	21–30 cm	34–44 cm	7.5–9.5	6.5–8.5
Grand	26–36 cm	40–50 cm	10–12	9–11
Très grand	31–41 cm	46–56 cm	12.5–15	11.5–14
Très très grand	36–46 cm	54–64 cm	12.5–15	11.5–14

ACCESSOIRES

Rallonges de courroies Compreflex®


- Ajoute jusqu'à 10 cm de longueur de circonférence supplémentaire aux courroies pour les jambes du Compreflex®
- Se détache facilement
- Solution potentiellement non coûteuse pour les patients qui nécessitent des tailles autres que les tailles Compreflex® ou pour les patients nécessitant des tailles sur mesure



CODE DE PRODUIT

Qté	Noir	Beige
1 courroie	1401-SE1	1411-SE1
10 courroies	1401-SEB	1411-SEB

Dispositifs Accutab®



Accutab® fournit avec précision le niveau de compression prescrit par le professionnel de santé. Facile à utiliser, Accutab® assure de manière sécuritaire la compression de 20-30 mmHg, 30-40 mmHg, ou 40-50 mmHg.


PRODUCT CODE

Taille	1 ensemble
Petit	1491-TB1
Moyen	1492-TB1
Grand	1493-TB1
T Grand	1494-TB1
TT Grand	1495-TB1



COMPRESHORT®

10–15 mmHg



Produit disponible
en longueurs short
et capri.

Idéal pour

- Un lymphœdème
- Un lipœdème

Couleur



Noir


Caractéristiques et avantages

- Le vêtement Compreshort® offre un soutien et une compression légère pour le traitement des œdèmes de l'abdomen, du tronc et du haut des cuisses. Les patients atteints de lymphœdème et de lipœdème bénéficient du soutien et de la compression thérapeutique qu'il procure.
- Pour des tailles sur mesure, veuillez contacter notre service à la clientèle pour consulter notre portefeuille complet de produits personnalisés.

TABLEAU DES TAILLES POUR COMPRESHORT® (taille, hanches, mi-cuisse)

CODE DE PRODUIT

	Taille	Hanches	Mi-cuisse	Code du produit (Short)	Code du produit (Capri)
Petit	69–76 cm	84–91 cm	41–46 cm	1301-CS	1301-CP
Petit Max	76–86 cm	91–102 cm	41–46 cm	1301-CM	1301-CPM
Moyen	76–86 cm	91–102 cm	46–53 cm	1302-CS	1302-CP
Moyen Max	86–97 cm	102–112 cm	46–53 cm	1302-CM	1302-CPM
Grand	86–97 cm	102–112 cm	53–61 cm	1303-CS	1303-CP
Grand Max	97–112 cm	112–127 cm	53–61 cm	1303-CM	1303-CPM
X Grand	97–112 cm	112–127 cm	61–71 cm	1304-CS	1304-CP
X Grand Max	112–132 cm	127–147 cm	61–71 cm	1304-CM	1304-CPM
2X Grand	112–132 cm	127–147 cm	71–81 cm	1305-CS	1305-CP
2X Grand Max	132–152 cm	147–168 cm	71–81 cm	1305-CM	1305-CPM
3X Grand	132–152 cm	147–168 cm	81–91 cm	1306-CS	1306-CP
3X Grand Max	152–172 cm	168–188 cm	81–91 cm	1306-CM	1306-CPM
4X Grand	152–172 cm	168–188 cm	91–101 cm	1307-CS	1307-CP
4X Grand Max	172–193 cm	188–208 cm	91–101 cm	1307-CM	1307-CPM
5X Grand	172–193 cm	188–208 cm	101–112 cm	1308-CS	1308-CP



COMPREVEST®




- Bretelles facilement ajustables
- Ajustement des attaches sur le devant pour un réglage optimal

COMMENT MESURER LA TAILLE

Étape 1

Mesurez (en po) la circonférence du buste à la partie la plus large



Étape 2

Mesurez (en po) la circonférence juste sous la poitrine



Étape 3

Calculez la taille du bonnet en soustrayant la taille de bande de la taille de la poitrine

2" ou moins = **A/B**
2" - 4" = **C/D**
4" - 6" = **DD/DDD**

Idéal pour

- L'œdème post-chirurgical (y compris la mastectomie, la lumpectomie ou la reconstruction complète)
- Lymphœdème

Couleurs



Caractéristiques et avantages

- La Comprevest® offre une compression légère à modérée au niveau de la poitrine et du dos. Conçue pour améliorer l'ajustement et le confort général, elle comprend de larges courroies Velcro et des fermetures à crochet réglables.
- Offerte en plusieurs tailles de bande et de bonnets
- Pour augmenter la stimulation dans la zone affectée, jumeler avec le **Soutien-gorge Chip Pad**. Grâce à la mousse capitonnée cousue de façon à former des canaux, le soutien-gorge Chip Pad masse et ramollit le tissu fibreux, tout en orientant le liquide pour l'éliminer. Le soutien-gorge Chip Pad est conçu pour être inséré dans la pochette de côté intérieure de la Comprevest®.

TABLEAU DES TAILLES COMPREVEST® / CODE DE PRODUIT

		Petit	Moyen	Grand	Très grand	TT grand
Taille de la bande		28-30 po	32-34 po	36-38 po	40-42 po	44-46 po
Taille du bonnet	NOIR	A/B	2201-BRR-A	2202-BRR-A	2203-BRR-A	2204-BRR-A
		C/D	2201-BRR-C	2202-BRR-C	2203-BRR-C	2204-BRR-C
		DD/DDD	2201-BRR-D	2202-BRR-D	2203-BRR-D	2204-BRR-D
	BLANC	A/B	2281-BRR-A	2282-BRR-A	2283-BRR-A	2284-BRR-A
		C/D	2281-BRR-C	2282-BRR-C	2283-BRR-C	2284-BRR-C
		DD/DDD	2281-BRR-D	2282-BRR-D	2283-BRR-D	2284-BRR-D

TABLEAU DES TAILLES SOUTIEN-GORGE CHIP PAD

Taille	Bonnet	Extenseur	Longueur totale	Couleur	Code de produit
 Demi	20cm x 20cm	15cm	35cm	NOIR	2230-BRH
				BLANC	2230-BRF
 Complet		30cm	50cm	NOIR	2280-BRH
				BLANC	2280-BRF

Soutien-gorge Chip Pad

Facile à insérer dans la poche intérieure du Comprevest®.



Bas et collants de compression pour le bien-être au quotidien



Prenez soin de vous

Pourquoi choisir **Santé des consommateurs** ?

- Jambes fatiguées, lourdes, douloureuses
- Voyageurs, prévention de risques de blessures professionnelles liées aux jambes, femmes enceintes, antécédents familiaux de maladies veineuses chroniques, prévention de l'œdème et des varices
- Chartes des mesures simplifiées

PRODUITS SANTÉ DES CONSOMMATEURS

Gamme	Produit	Page
120	Sheer Fashion	66
170	Leggings Soft Silhouette	67
146 / 186	Coton Décontracté	68
146/T / 186/T	Bas de Voyage Traveno	68
151 / 191	Coton Sea Island	68
152 / 192	Laine Mérinos Toutes Saisons	69
153 / 193	Lin	69
143 / 183	Microfibre à Motifs	69
401	Bas de Récupération Athlétique	70
412V	Manchons de Performance	70
421	Bas de Mérinos Plein-air	71
160	Bas pour Diabétiques Eversoft	71
-	Tableau des tailles standard	72
-	Tableau des tailles unisexe	72

SHEER FASHION 120

pour femme

15-20 mmHg

Caractéristiques et avantages

- Conception transparente incroyable dans une variété de couleurs à la mode
- Pointe et talon transparents
- Élasticité tout en confort, parfait pour une utilisation quotidienne

Matériaux

- 79 % nylon, 21 % élasthanne (peut varier légèrement selon le style)
- Sans latex



Couleur
représentée :
Miel

Pointe
fermée = ●
Pied ouvert = ○

	GRIS 12	TAUPE 29	MIEL 33	DORÉ 36	CAFÉ 73	NOIR 99
Mollet (C)	●	●●	●●	●●	●	●
Cuisse (N)	●	●	●	●	●	●
Collant (P)	●	●	●	●	●	●

Exemple de code de
produit : 120PC33

Gamme	Style	Taille	Couleur
120	P	C	33

TABLEAU DES TAILLES - MOLLET ET CUISSE

Pointure de chaussures pour femme	5-7	7,5-9,5	10-12
Circonférence de cheville	18-23 cm (7"-9")	19-25 cm (7,5"-10")	20-27 cm (8"-10,5")
Taille	A	B	C

Directives de poids pour le modèle cuisse : Taille A : <61 kg ; Taille B : <82 kg ; Taille C : <104 kg.


TABLEAU DES TAILLES - COLLANT

cm/pi	Kg/Lbs	45 / 100	48 / 105	50 / 110	52 / 115	54 / 120	57 / 125	59 / 130	61 / 135	64 / 140	66 / 145	68 / 150	70 / 155	73 / 160	75 / 165	77 / 170	80 / 175	82 / 180	84 / 185	86 / 190	89 / 195	91 / 200	93 / 205	95 / 210	98 / 215	100 / 220	102 / 225	105 / 230
145 cm / 4'9"																												
147 cm / 4'10"																												
150 cm / 4'11"																												
152 cm / 5'0"																												
155 cm / 5'1"																												
157 cm / 5'2"																												
160 cm / 5'3"																												
162 cm / 5'4"																												
165 cm / 5'5"																												
167 cm / 5'6"																												
170 cm / 5'7"																												
173 cm / 5'8"																												
175 cm / 5'9"																												
178 cm / 5'10"																												
180 cm / 5'11"																												
183 cm / 6'0"																												

15-20 mmHg

Pointe fermée Mollet Taille C
en Gris

120CC12



15-20 mmHg

Pointe fermée Collant Taille A
en Noir

120PA99

LEGGINGS SOFT SILHOUETTE 170

pour femme

15-20 mmHg

Caractéristiques et avantages

- Tissu microfibre extensible supérieur qui façonne les jambes et donne l'apparence d'une peau lisse
- Taille élastique confortable, pliable et extensible qui procure un look sans couture pour un confort quotidien
- Son chic design côtelé subtil et élégant se porte parfaitement avec une robe, une blouse, une tunique ou un chemisier

Matériaux

- 83 % nylon, 17 % élasthanne
- Sans latex



Manchon de cheville non contraignant
Reste confortablement en place pour un port toute la journée

Pied ouvert = ☒NOIR
99Leggings (L) ☐

Exemple de code de produit : 170LB99

Gamme	Style	Taille	Couleur
170	L	B	99

TABLEAU DES TAILLES - LEGGINGS

cm / ft	Kg / Lbs	45 / 100	48 / 105	50 / 110	52 / 115	54 / 120	57 / 125	59 / 130	61 / 135	64 / 140	66 / 145	68 / 150	70 / 155	73 / 160	75 / 165	77 / 170	80 / 175	82 / 180	84 / 185	86 / 190	89 / 195	91 / 200	93 / 205	95 / 210	98 / 215	100 / 220	102 / 225	105 / 230
147 cm / 4'10"																												
150 cm / 4'11"																												
152 cm / 5'0"																												
155 cm / 5'1"																												
157 cm / 5'2"																												
160 cm / 5'3"																												
162 cm / 5'4"																												
165 cm / 5'5"																												
167 cm / 5'6"																												
170 cm / 5'7"																												
173 cm / 5'8"																												
175 cm / 5'9"																												
178 cm / 5'10"																												
180 cm / 5'11"																												
183 cm / 6'0"																												

Lignes directrices pour la circonférence de cheville : **Taille A** : 18-23 cm (7"-9"), **Taille B & C** : 20-26 cm (8"-10"), **Taille D** : 22-29 cm (8,5"-11,5")

COTON DÉCONTRACTÉ 146/186

pour femme & homme


15-20 mmHg

Caractéristiques et avantages

- Coton Supima de qualité supérieure pour une douceur et une durabilité optimale
- Design côtelé subtile
- Coutures plates à faible friction à la pointe du pied pour prévenir l'irritation

Matériaux

- 66 % coton Supima, 26 % nylon, 8 % élasthanne
- Sans latex



Mollet (C)
Pointe fermée

Couleur
représentée :
Noir

Exemple de code
de produit : 146CB99

Gamme	Style	Taille	Couleur
146	C	B	99

BAS DE VOYAGE TRAVENO 146/T | 186/T

pour femme & homme

15-20 mmHg

Caractéristiques et avantages

- Coton Supima de qualité supérieure pour une douceur et une durabilité optimale
- Design côtelé subtile
- Coutures plates à faible friction à la pointe du pied pour prévenir l'irritation

Matériaux

- 66 % coton Supima, 26 % nylon, 8 % élasthanne
- Sans latex



Mollet (C)
Pointe fermée

Exemple de code de produit : 146CB99/T

Gamme	Style	Taille	Couleur	Voyage
146	C	B	99	/T

COTON SEA ISLAND 151/191

pour femme & homme

15-20 mmHg


Aussi disponible en 20-30 mmHg, voir page 18

Caractéristiques et avantages

- Tricotés avec le coton le plus rare au monde, doux au toucher et luxueux
- Idéal pour les peaux sensibles
- Respirant et confortable
- Convient à ceux qui préfèrent les fibres naturelles
- Couture plate et douce aux orteils

Matériaux

- 43 % coton Sea Island, 39 % nylon, 11 % élasthanne, 7 % coton Supima
- Sans latex



Mollet (C)
Pointe fermée

Couleur représentée :
Noir

Exemple de code de produit : 151CA99

Gamme	Style	Taille	Couleur
151	C	A	99

LAINE MÉRINOS TOUTES SAISONS 152/192

pour femme & homme

15-20 mmHg


Aussi disponible en 20-30 mmHg, voir page 20

Caractéristiques et avantages

- La laine mérinos extra-fine de la plus haute qualité rend ces bas doux et respirants
- Évacuent l'humidité et résistent naturellement aux odeurs
- Propriétés thermorégulatrices permettant de porter les bas toute l'année et de garder les pieds au sec
- Couture plate et douce aux orteils

Matériaux

- 53 % laine mérinos extra-fine, 38 % nylon, 9 % élasthanne
- Sans latex



Mollet (C)
Pointe fermée

Couleur
représentée :
Noir



Exemple de code de produit : 152CB99

Gamme	Style	Taille	Couleur
152	C	B	99

LIN 153/193

pour femme & homme

15-20 mmHg

Aussi disponible en 20-30 mmHg, voir page 22

Caractéristiques et avantages

- Léger et respirant pour un confort quotidien
- Aux propriétés hypoallergéniques, idéal pour les peaux sensibles
- Solide, élégant et durable en quatre couleurs uniques

Matériaux

- 48 % coton, 23 % lin, 22 % nylon et 7 % Spandex
- Sans latex



FEMME



HOMME

Mollet (C)
Pointe fermée

Couleur
représentée :
Lavande



Exemple de code de produit : 153CB207

Gamme	Style	Taille	Couleur
153	C	B	207

MICROFIBRE À MOTIFS 143/183

pour femme & homme

15-20 mmHg

Aussi disponible en 20-30 mmHg, voir page 30

Caractéristiques et avantages

- En microfibre à 100 % à l'intérieure du bas pour une douceur extrême
- Bas à la mode et durable pour le port quotidien
- Excellente respirabilité et gestion de l'humidité
- Faciles à enfiler et à retirer
- Couture plate et douce aux orteils

Matériaux

- 87 % nylon, 13 % élasthanne
- Sans latex



FEMME



HOMME

Mollet (C)
Pointe fermée

Couleur représentée :
Argyle Bleu Royal



Exemple de code de produit : 183CB48

Gamme	Style	Taille	Couleur
183	C	B	48

BAS DE RÉCUPÉRATION ATHLÉTIQUE 401

pour femme & homme

15-20 mmHg

Caractéristiques et avantages

- drelease® pour l'évacuation de l'humidité et le contrôle des odeurs
- Confortable et facile à enfiler et à retirer
- Aide à réduire l'accumulation d'acide lactique
- Légèrement coussiné à la semelle, au talon et aux orteils pour aider à protéger les pieds
- Couture plate et douce aux orteils

Matériaux

- 67 % polyester drelease® (57 % polyester, 10 % coton), 26 % nylon, 7 % élasthanne
- Sans latex



Mollet (C)
Pointe fermée



15-20 mmHg
Pointe fermée
Mollet Taille M en
Noir

401CM99

Exemple de code de produit : 401CM00

Gamme	Style	Taille	Couleur
401	C	M	00

Couleur
représentée :
Blanc

MANCHONS DE PERFORMANCE 412V

pour femme & homme

20-30 mmHg

Caractéristiques et avantages

- Stabilisation et diminution des vibrations des muscles actifs
- Idéal pour la course, les triatlons, les sports d'endurance, l'entraînement au gym
- Tissu qui ne se détériore pas dans l'eau salée, chlorée ou douce
- Séchage rapide
- Appliqué retro-réfléchissant pour haute visibilité

Matériaux

- 75 % nylon, 25 % élasthanne
- Sans latex



**Manchons de
mollet (V)**
Pied ouvert,
jambes saines
seulement

* La couleur mauve
n'est pas offerte en
taille très grand (X)

Couleur
représentée :
Mauve

Exemple de code de produit : 412VL58

Gamme	Style	Taille	Couleur
412	V	L	58

BAS DE MÉRINOS PLEIN-AIR 421

pour femme & homme

15-20 mmHg

Aussi disponible en 20-30 mmHg, voir page 40

Caractéristiques et avantages

- Les propriétés naturelles de la laine en font des bas résistants aux odeurs
- Thermorégulateurs pouvant être portés toute l'année et qui offre une bonne gestion de l'humidité
- Semelle coussinée pour aider à prévenir les ampoules
- Zones de mailles souples qui procurent confort et aération
- Couture plate et douce aux orteils
- Doux et confortable
- Parfait pour les milieux de travail et les activités à l'extérieur

Matériaux

- 67 % laine mérinos non irritante, 26 % nylon, 7 % élasthanne
- Sans latex

GRIS
12

OLIVE
31

Mollet (C)
Pointe fermée



Couleur
représentée :
Gris

Exemple de code de produit : 421CS12

Gamme	Style	Taille	Couleur
421	C	S	12

BAS POUR DIABÉTIQUES EVERSOFT 160

pour femme & homme

8-15 mmHg

Caractéristiques et avantages

- Coussiné à la semelle, au talon et aux orteils pour aider le confort et protéger les pieds
- Couture plate et douce aux orteils
- Aucune compression sur le pied
- drirelease® pour l'évacuation de l'humidité et le contrôle des odeurs
- Idéal pour les personnes avec une dextérité limitée ou ayant moins de tolérance à la compression
- Idéal pour les peaux sensibles

Matériaux

- 67 % drirelease® (57 % polyester, 10 % coton), 26 % nylon, 7 % élasthanne
- Sans latex

BLANC
00

Mollet (C)
Pointe fermée



Exemple de code de produit : 160CS00

Gamme	Style	Taille	Couleur
160	C	S	00



TABLEAU DES TAILLES STANDARD

Pointure de chaussures pour femme	5-7	7,5-9,5	10-12
Circonférence de cheville	18-23 cm (7"-9")	19-25 cm (7,5"-10")	20-27 cm (8"-10,5")
Pointure de chaussures pour homme	6,5-8,5	9-11	11,5-14
Circonférence de cheville	19-25 cm (7,5"-10")	20-27 cm (8"-10,5")	21-29 cm (8,5"-11,5")
Taille	A	B	C

TABLEAU DES TAILLES UNISEXE



TABLEAU DES TAILLES UNISEXE

Pointure de chaussures pour femme	<7,5	7,5–9,5	10–12	12,5–15	≥15,5
Pointure de chaussures pour homme	<6,5	6,5–8,5	9–11	11,5–14	14,5–17
Circonférence de cheville	18–24 cm (7"–9,5")	19–26 cm (7,5"–10")	20–27 cm (8"–10,5")	21–29 cm (8,5"–11,5")	21–29 cm (8,5"–11,5")
Taille	S	M	G	X	2*

*Taille 2 uniquement disponible pour les Bas de récupération athlétique 401

TABLEAU DES TAILLES - MANCHONS DE PERFORMANCE 412V

Circonférence de cheville	18–21,5 cm (7"–8,5")	21,5–25,5 cm (8,5"–10")	25,5–29 cm (10"–11,5")	29–33 cm (11,5"–13")
Circonférence de mollet	28–39 cm (11"–15,5")	31,5–45 cm (12,5"–17,5")	35,5–51 cm (14"–20")	40,5–58 cm (16"–23")
Taille	S	M	L	X

Aide à l'enfilage et entretien du produit



Simplifiez-vous la vie

Pourquoi utiliser les **accessoires** ?

- Aide à enfiler et à enlever les bas et chaussettes
- Nettoyage des bas pour une utilisation prolongée
- Doublures supplémentaires pour plus de confort

ACCESSOIRES

Produit	Page
Gants	76
Doublure de coton	77
Solution de lavage	77
It Stays!®	77
Sim-Slide®	78
Magnide On/Off®	78
Doff N' Donner® ROLLY® de Sigvaris	79
Cône Doff N' Donner® de Sigvaris	79
Melany®	79

GANTS



Gants en tissu*

Ces gants de haute qualité sont recouverts de latex afin de fournir une bonne prise lorsque les chaussettes de compression sont enfilées ou enlevées.

EMBALLAGE : 12 PAR PAQUET

TAILLE	CODE DE PRODUIT
Très petit	593R400XS
Petit	593R400S
Moyen	593R400M
Grand	593R400L
Très Grand	593R400X
Assortiment 4x XS/S/M	593R400A



Gants sans latex

Les gants d'enfilage à excellente prise recommandées pour des milieux sans latex.

EMBALLAGE : 12 PAR PAQUET

TAILLE	CODE DE PRODUIT
Petit	592R400S
Moyen	592R400M
Grand	592R400L
Très Grand	592R400X

TABLEAU DES TAILLES POUR LES GANTS EN TISSU

Mesurer la longueur et la largeur de la main

Longueur de la main*	20,5–21 cm	21,5–22 cm	22,5–23 cm	23,5–24 cm	24,5–25 cm
Largeur de la main	7–7,5 cm	7,5–8 cm	8–8,5 cm	9–9,5 cm	10–10,5 cm
	Très Petit	Petit	Moyen	Grand	Très Grand

TABLEAU DES TAILLES POUR LES GANTS SANS LATEX

Mesurer la circonférence de la paume de la main

Circonférence de la main	16,5–18 cm (6,5"–7")	19–20,5 cm (7,5"–8")	21,5–23 cm (8,5"–9")	24–25,5 cm (9,5"–10")
	Petit	Moyen	Grand	Très Grand

* **Attention** : les gants en tissu contiennent du latex de caoutchouc naturel susceptible de provoquer une réaction allergique.

** **Longueur de la main** : mesurer du bout du plus long doigt jusqu'au pli sous la paume de la main.

DOUBLURES

Doublure de **coton**

10–15 mmHg

Peut être utilisé sous les vêtements pour protéger une peau fragile, pour maintenir en place un pansement, pour ajouter une compression de 10–15 mmHg pour créer une surface lisse qui aidera à enfiler ou à enlever les bas de compression.

Pour les tailles, veuillez consulter la charte des mesures du caoutchouc naturel - mollet en page 47.

EMBALLAGE : 2 PAR PAQUET

TAILLE	CODE DE PRODUIT	TAILLE CAOUTCHOUC NATUREL
Petit / Court	588USS	S1/S3
Petit / Long	588USL	S2/S4
Moyen / Court	588UMS	M1/M3
Moyen / Long	588UML	M2/M4
Grand-Très grand / Court	588ULS	L1/L3 - X1/X3
Grand-Très grand / Long	588ULL	L2/L4 - X2/X4

SOLUTION DE LAVAGE

Solution de **lavage**

Douce solution de lavage conçue précisément pour maintenir la qualité des bas de compression SIGVARIS. Également parfaite pour les articles délicats!

OPTIONS D'EMBALLAGE

CONTIENT	CODE DE PRODUIT
Six bouteilles de 16 oz (473 ml)	586W900
Une bouteille de 16 oz (473 ml)	586W950
Douze bouteilles de 2 oz (60 ml)	586W975



IT STAYS!®

Colle à **bille** pour le corps

Une colle à bille douce pour le corps qui se lave avec de l'eau et peut être utilisée pour tenir les vêtements de compression en place contre la peau.

IT STAYS!® est souple et s'adapte au corps



TAILLE	CODE DE PRODUIT
Une bouteille de 2 oz (60 ml)	581I350
Douze bouteilles de 2 oz (60 ml)	581I300

AIDE À L'ENFILAGE



Sim-Slide®

(pour les modèles à pointe ouverte)

TAILLE	CODE DE PRODUIT
Petit	587SLIDESM
Moyen	587SLIDEMD
Grand	587SLIDELG
Très Grand	587SLIDEXL

TABLEAU DES TAILLES Pour Sim-Slide®

Pointure de chaussures pour femme	≤4-6	6,5-8	8,5-9,5	≥10
Pointure de chaussures pour homme	≤3-4,5	5-6,5	7-8	≥8,5
Taille	S	M	L	XL



Visionnez le mode d'utilisation
du Sim-Slide®
bit.ly/3FWDyIT



Magnide On/Off®

(pour les modèles à pointe fermée)

TAILLE	CODE DE PRODUIT
Moyen	587MAGMD
Grand	587MAGLG
Très Grand	587MAGXL

TABLEAU DES TAILLES Pour Magnide On/Off®

Pointure de chaussures pour femme	≤8,5	9-12	≥ 12,5
Pointure de chaussures pour homme	≤7,5	8-11	≥ 11,5
Taille	M	L	XL

* Adapté pour les pieds extra larges



Visionnez le mode d'utilisation
du Magnide On/Off®
bit.ly/49sxcYX

AIDE À L'ENFILAGE



Doff N' Donner® ROLLY® de SIGVARIS

Dispositif doux qui vous permet de guider rapidement le bas ou la chaussette de compression le long de votre jambe ou de votre bras, ce qui facilite l'enfilage et le retrait de tous les styles de vêtements de compression graduée. Idéal pour être utilisé par le patient ou par un soignant. Sans latex.

TAILLE	CODE DE PRODUIT
Taille universelle	583D100

Conception améliorée à venir en 2025 :code de produit **358496**



Visionnez le mode d'utilisation du
DOFF N' DONNER® ROLLY® de Sigvaris
bit.ly/3QSBcKU



Cône Doff N' Donner® de SIGVARIS

Ce dispositif de chargement permet de rouler les bas plus facilement sur le Doff N' Donner® ROLLY® de SIGVARIS. La base munie d'une ventouse se fixe fermement à la plupart des surfaces planes et propres.

TAILLE	CODE DE PRODUIT
Taille universelle	583D200

Nouveau code de produit à venir en 2025: **358497**



MELANY®

MELANY® de Sigvaris simplifie l'enfilage et le retrait des bas et chaussettes de compression. Sa conception innovante avec poignées ajustables a été spécialement conçue pour les personnes ayant peu d'amplitude de mouvements et une dextérité limitée au niveau des mains.

TAILLE	CIRCONFÉRENCE DU MOLLET	CODE DE PRODUIT
Très petit	25–30 cm	579SXS
Petit	30–38 cm	579SSM
Moyen	38–46 cm	579SMD
Grand	46–56 cm	579SLG

* Les pièces individuelles ne sont pas vendues séparément



Visionnez le mode d'utilisation
du **MELANY®**
bit.ly/3SCQYLu

En savoir plus



Aidez-vous

Nos **ressources** peuvent vous aider à :

- Découvrir les niveaux de compression pour diverses indications pour mieux aider vos clients
- Comprendre la terminologie et les icônes que nous utilisons
- Suivre des instructions spécifiques sur la façon de mesurer pour obtenir le parfait ajustement

RESSOURCES

Section	Page
Symptômes et indications	82
Glossaire des icônes	83
Glossaire des termes	84
Comment mesurer	85
Comment commander	86

SYMPTÔMES ET INDICATIONS	NIVEAU DE COMPRESSION À LA CHEVILLE
□ Jambes fatiguées et douloureuses □ Œdème dû à la profession, ou apparaissant en fin de journée □ Malaise dans les jambes après de longues heures en position debout ou assise □ Prévention des varicosités et des œdèmes pendant la grossesse □ Prévention pour les jambes prédisposées aux risques □ Réduction d'un œdème pendant un voyage □ Prévention de TVP pendant un voyage	15–20 mmHg
□ Jambes fatiguées, lourdes, douloureuses □ Œdème léger dans les membres inférieurs □ Légères varicosités avec œdème minimal □ Légères varices pendant la grossesse □ Lymphœdème dans les membres supérieurs □ Post-sclérothérapie de petites veines (phlébectomie, éveinage) □ Prévention ou gestion de la TVP <i>Remarque : Une prescription est recommandée pour des bas assurant une compression de 20 mmHg ou plus</i>	20–30 mmHg
□ Varicosités modérées avec œdème léger à modéré (également pendant la grossesse) □ Après intervention sur des veines plus importantes pour favoriser le succès du traitement □ CEAP C3 (œdème), C4 (changements de la peau sans ulcération), C5 (changements cutanés avec ulcération guérie), C6 (changements cutanés avec ulcération active) □ Gestion et traitement de la TVP ou d'un syndrome post-thrombotique □ Phlébite superficielle □ Lymphœdème après thérapie de décongestion pour maintenir et favoriser la réduction de l'œdème □ Orthostatisme ou hypotension orthostatique □ Œdème post-traumatique ou après une fracture	30–40 mmHg
□ Lymphœdème après thérapie de décongestion pour maintenir et favoriser la réduction de l'œdème □ Syndrome post-thrombotique grave □ Varicosités importantes ou œdème important	40 mmHg ou plus
□ Insuffisance artérielle grave, claudication intermittente, ischémie □ Insuffisance cardiaque non contrôlée	Contre-indications
□ Peau sensible ou allergie □ Neuropathie avancée indiquant une perte sensorielle au niveau du pied et des orteils □ Diabète avec insuffisance artérielle avancée □ Confinement au lit ou utilisation non ambulatoire, sauf prescription contraire du médecin □ Eczéma, hypodermite, dermatosclérose, dermite	Avertissements
L'effet thérapeutique des bas de compression graduée est basé sur le Niveaux de compression. Grâce à la bonne classification du CEAP, il est possible de choisir le bon Niveaux de compression sur la cheville. Pour des symptômes plus graves, consultez un spécialiste vasculaire.	
<i>SIGVARIS n'est pas responsable du non-respect des contre-indications ou des précautions.</i> Fronek HS, Bergan JJ, et coll. The Fundamentals of Phlebology: Venous Disease for Clinicians. 2004. p. 151. Blaettner, et coll. Leg Symptoms of Healthy People and Their Treatment with Compression Hosiery. Phlebology 2008. Compression therapy of the extremities. Partsch, Rabe, Stemmer. ISBN : 2.85480.770.7.	



Peau sensible



Thermorégulateur



Tissu respirant



Éloigne l'humidité



Doux




Durable



Coton



Laine



Microfibre



Caoutchouc naturel



Plus grande
gamme de tailles



Transparent



Moyennement
transparent



Opaque



Élégant



Élégant



Élégant



Couleurs



Motifs



Bande antiglisse
Sensinnov®



Conformation
anatomique



Semelle coussinée



Antibactérien



Fibre naturelle
hypoallergénique



Gestion de
l'humidité

TERMES	DÉFINITION	STANDARD DE QUALITÉ SIGVARIS
INSUFFISANCE VEINEUSE CHRONIQUE (IVC)	Un trouble qui se manifeste par de la fatigue, des jambes douloureuses, des varices, des problèmes cutanés et des ulcères veineux (actifs ou guéris).	SIGVARIS fabrique des produits médicaux et de santé des consommateurs pour traiter et aider à diminuer le risque et les symptômes des IVC.
FILS À DOUBLE REVÊTEMENT	Les fibres d'élasthanne possèdent un double revêtement de fils afin d'éviter qu'ils touchent la peau pour ainsi améliorer le confort.	Elles sont utilisées dans presque toutes les chaussettes et tous les bas de compression graduée SIGVARIS afin d'offrir des produits confortables faciles à enfiler et à retirer.
THROMBOSE VEINEUSE PROFONDE (TVP)	Un caillot se produisant dans une veine profonde, habituellement dans la jambe inférieure ou dans la cuisse.	SIGVARIS se sent concerné par la prévention des TVP. Des données cliniques confirment que le port de chaussettes de compression graduée aide à prévenir les TVP et les complications plus graves d'embolie pulmonaire pouvant mettre la vie en danger.
CHAUSSETTES DE COMPRESSION GRADUÉE POUR LA PRÉVENTION DES EMBOLIES	Les chaussettes de compression graduée sont conçues pour les patients ambulatoires tandis que les chaussettes anti-embolie sont conçues pour les personnes qui restent en position allongée.	SIGVARIS offre de vraies chaussettes de compression graduée, ce qui signifie que les produits sont plus serrés à la cheville et cette pression diminue graduellement en se dirigeant vers le haut de la jambe afin d'améliorer la circulation.
HYPOALLERGÈNE	Conçu pour réduire au minimum les risques d'avoir une réaction allergique.	SIGVARIS offre des produits sans latex et fait appel à des tissus en coton pour répondre aux besoins des personnes ayant une peau sensible et souffrant d'allergies. De plus, beaucoup d'accessoires offerts par SIGVARIS sont conçus pour les consommateurs ayant une peau sensible.
CERTIFICATION ISO	SIGVARIS est certifié ISO (Organisation internationale de normalisation), ce qui signifie que le système que nous avons mis en place répond aux exigences de fabrication d'appareils médicaux de classe II.	SIGVARIS respecte la norme ISO 13485:2003 pour ses produits fabriqués en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.
MICROFIBRE	Une fibre synthétique extrêmement fine utilisée pour tricoter des tissus ayant une excellente respirabilité.	Elle est utilisée pour créer des produits confortables offrant une sensation de douceur. Cette fibre est offerte dans les gammes Opaque Doux 840, Microfibre à Motifs 830 et 143/183, et Microfibre 820.
mmHg (MILLIMÈTRES DE MERCURE)	Il s'agit de la pression que produit une colonne de mercure d'un millimètre de hauteur; cette même mesure est utilisée pour vérifier la tension artérielle.	Les produits SIGVARIS offrent plusieurs niveaux de compression s'appuyant sur cette méthode de mesure.
LAINE MÉRINOS	La laine mérinos est la laine la plus fine et la plus douce du monde; elle est naturellement non irritante.	SIGVARIS utilise ces fils de laine de première qualité pour créer des produits doux dotés d'un pouvoir thermorégulateur en toutes saisons. Cette laine est utilisée dans les bas Laine Thermorégulatrice 422, Mérinos Plein-Air 421, Laine Mérinos 240, et Laine Mérinos Toutes Saisons 152/192.
COTON SEA ISLAND	Le coton Sea Island est le coton le plus rare au monde. Il est le coton le plus fin et le plus doux.	SIGVARIS utilise des fils de la plus haute qualité dans l'industrie pour créer des produits qui sont les meilleurs de leurs catégories. Recherchez ce coton raffiné dans nos bas Sea Island 220 et Coton Sea Island 151/191.
SENSINNOV	Une bande de maintien en silicone brevetée par SIGVARIS qui tient à la peau sans causer d'irritation.	Cette bande de maintien est présente dans les produits en microfibres Sheer 780, Opaque Doux 840 et Microfibre 820 pour permettre au bas cuisse de rester en place tout au long de la journée.
COTON Supima	Le coton Supima ne représente que trois pour cent de toute la production de coton cultivé annuellement aux États-Unis. Ses fibres fines et longues en font un coton de première qualité.	SIGVARIS GROUP utilise ces fils de coton de qualité supérieure dans les bas Coton 230, Coton Sea Island 220 et 151/191, Coton décontracté 146/186, et Coton Coussiné 360 pour un confort sublime et pour répondre parfaitement aux besoins des personnes ayant une peau sensible.

Veuillez suivre attentivement ces instructions pour déterminer la bonne taille de différents styles de produits.

Les mesures doivent toujours être prises dans l'ordre qui suit et aussi rapidement que possible après le réveil, au moment où l'œdème est à un niveau minimum.

STYLE MOLLET

Pointe ouverte/fermée

1	Mesurez la circonférence de la cheville au niveau de la partie la plus étroite de la cheville, au-dessus des maléoles. Utilisez le tableau des tailles de la gamme appropriée pour déterminer si la cheville est de taille PETITE, MOYENNE, GRANDE ou TRÈS GRANDE. Remarque : Ce devrait être la première mesure à prendre.
2	Mesurez la circonférence du mollet au niveau de la partie la plus grosse du mollet.
3	Déterminez la longueur du mollet en mesurant du sol au pli du genou. Cette mesure doit être prise du côté externe de la jambe.



1 Circonférence de la cheville à la partie la plus étroite de la cheville



2 Circonférence du mollet à la partie la plus grosse du mollet

STYLE DE BAS CUISSE ET COLLANT

Pointe ouverte/Pointe fermée

1	Mesurez la circonférence de la cheville au niveau de la partie la plus étroite de la cheville, au-dessus des maléoles. Utilisez le tableau des tailles de la gamme appropriée pour déterminer si la cheville est de taille PETITE, MOYENNE ou GRANDE. Remarque : Ce devrait être la première mesure à prendre.
2	Mesurez la circonférence du mollet au niveau de la partie la plus grosse du mollet.
3	Passez outre l'étape 3 (mais reportez-vous au point 6 des lignes directrices générales ci-dessous).
4	Mesurez la cuisse à la circonférence la plus forte.
5	Déterminez la longueur de la jambe en mesurant à partir du sol jusqu'au pli fessier.
6	Déterminez la circonférence des hanches en mesurant la partie la plus large des hanches.



3 Longueur du mollet, du pli du genou au sol



4 Circonférence la plus large de la cuisse

LIGNES DIRECTRICES GÉNÉRALES

1	Les mesures doivent toujours être prises aussi rapidement que possible après le réveil, au moment où l'œdème est à un niveau minimum.
2	Il faut prendre la mesure sur la peau nue, sans vêtements.
3	Lors de la prise de mesure, le pied doit être à plat sur le sol et le mollet ou la jambe doit être perpendiculaire au pied (voir l'image ci-dessus en guise d'exemple).
4	Les mesures doivent être prises en entourant étroitement la jambe du ruban, sans constriction.
5	Les mesures doivent être prises du bas vers le haut.
6	Prenez toutes les mesures, même si le patient ne requiert que des produits pour le mollet; celui-ci pourra décider plus tard de se procurer d'autres styles.
7	Prendre note de la pointure de la chaussure; elle peut être utile pour déterminer la meilleure coupe.



5 Longueur de la jambe en mesurant du sol au pli fessier



6 Circonférence au niveau des hanches

COMMENT COMMANDER LES PRODUITS MÉDICAUX ET SPÉCIALITÉ



Exemple de code de produit : 232CMLM99 (page 8)

Numéro de gamme	Niveau de compression	Style de produit	Taille	Sexe	Couleur
23 = Coton <i>(Consulter les pages des produits pour les numéros de gamme)</i>	1 = 15–20 mmHg 2 = 20–30 mmHg 3 = 30–40 mmHg 4 = 40–50 mmHg* 5 = 50–60 mmHg*	C = genou ou mollet <i>(Consulter les pages des produits pour les styles offerts)</i>	ML = Moyen long <i>(Consulter les pages des produits pour les tailles)</i>	M = homme W = femme O = pointe ouverte	99 = Noir <i>(Consulter les pages des produits pour les couleurs offertes)</i>
23	2	C	ML	M	99
* De 40–50 mmHg et de 50–60 mmHg disponibles pour le caoutchouc naturel seulement.					
Pour commander un collant ou des bas style mollet pour tailles fortes (860P pour femme seulement) : ajouter « /P » après la couleur dans le code de commande					
Pour commander le style mollet avec antiglisse : ajouter « /S » après la couleur dans le code de commande <i>(consultez les pages des produits pour connaître la disponibilité)</i>					
Pour commander le style cuisse avec attache à la taille : ajouter « /L » pour la jambe gauche ou « /R » pour la jambe droite après le code de commande <i>(860W ou 500W seulement)</i>					
Pour commander les produits Motion High Tech, Laine Thermorégulatrice et Motion Flow Tech® : La lettre pour indiquer le sexe n'est pas utilisée dans le code de commande. Exemple : 412CSM59 = Motion High Tech, 20–30 mmHg, mollet pointe fermée, taille petit moyen, couleur rouge					

COMMENT COMMANDER LES PRODUITS SANTÉ DES CONSOMMATEURS



Exemples de codes de produit : 151CA99 (page 68) 191CB99 (page 68)

Numéro de gamme	Style de produit	Taille	Couleur
151/191 = COTON SEA ISLAND Les 3 premiers chiffres indiquent le sexe 151 = femme 191 = homme (Consultez les pages des produits pour les numéros de gamme)	C = Mollet (Consulter les pages des produits pour les styles offerts)	Dépendant de la pointure de chaussures A= pointures 5-7 pour femme B = pointures 9-11 pour homme (Consulter les pages des produits pour les tailles offertes)	99 = Noir (Consulter les pages des produits pour les couleurs offertes)
151	C	A	99
191	C	B	99
BAS DE RÉCUPÉRATION ATHLÉTIQUE, MANCHONS DE PERFORMANCE, BAS DE MÉRINOS PLEIN AIR ET CHAUSSETTES POUR DIABÉTIQUES EVERSOFTE sont des produits UNISEXES : les 3 premiers chiffres sont les mêmes pour les 2 sexes. Exemple: 421CL31 = BAS DE MÉRINOS PLEIN AIR, 15–20 mmHg, mollet pointe fermée, taille grand, couleur olive			

Sigvaris, SIGVARIS GROUP, PFS2, Sensinnov, Compreflex, Coolflex, Flow Tech, Compreboot, Accutab, Doff N' Donner, ROLLY et MELANY sont des marques déposées de SIGVARIS AG, CH-9014 St. Gallen/Suisse, dans de nombreux pays à travers le monde. © Copyright 2025 SIGVARIS, Inc.

Spacer Fabric et MeshLink sont des marques de commerce de SIGVARIS AG, CH-9014, St. Gallen/Suisse, dans de nombreux pays à travers le monde.

Lycra est une marque déposée d'INVISTA. Supima est une marque déposée de la Supima Association of America Corporation. SENSIL est une marque déposée de Nilit. Tous droits réservés. drirelease est copyright ©2021 drirelease. drirelease est une entreprise d'Optimer Brands. Tous droits réservés. Sim-Slide et Magnide sont des marques déposées de Arion Holding B.V. IT STAYS est une marque déposée de New Horizons Diversified Interests.

mobilis
by SIGVARIS GROUP

**ORTHÈSES
ET SUPPORTS
ORTHOPÉDIQUES**

INDEX

Intro	88
Mode d'action	91
Comment mesurer	91
Coude	92
EPI CARE - Support pour le coude	93
EPI BAND - Sangle pour le coude	93
EPI ACTIVE - Orthèse pour le coude	94
Poignet et pouce	95
MANU CARE - Support pour le poignet	96
MANU WRAP - Orthèse pour le poignet et le pouce	96
MANU ACTIVE - Orthèse pour le poignet	97
MANU SUPPORT - Orthèse pour le poignet	97
MANU PLUS SUPPORT - Orthèse pour le poignet et le pouce	98
RHIZO SUPPORT - Orthèse pour le pouce	98
Dos	99
LUMBO CARE - Support pour le dos	100
LUMBO SUPPORT - Ceinture lombaire	100
LUMBO SUPPORT EVO - Ceinture lombaire	101
LUMBO INTENSE - Ceinture lombaire	101
Genou	102
GENU CARE - Support pour le genou	103
GENU WRAP - Orthèse pour le genou	103
GENU BAND - Sangle pour le genou	104
GENU ACTIVE STAB - Genouillère ligamentaire	104
GENU ACTIVE PAD - Genouillère rotulienne	105
Cheville	106
MALLEO CARE - Support pour la cheville	107
MALLEO ACTIVE PAD - Orthèse pour la cheville	107
MALLEO ACTIVE BAND - Orthèse pour la cheville	108
MALLEO SUPPORT - Orthèse pour la cheville	108
MALLEO INTENSE - Orthèse pour la cheville	109
Comment commander Mobilis	109

MOBILIS : ORTHÈSES ET SUPPORTS ORTHOPÉDIQUES

Une collection d'orthèses et de supports orthopédique de haute qualité de SIGVARIS GROUP conçus pour fournir un soutien, une stabilité et un soulagement de la douleur tout en permettant aux individus de rester actifs.




Les noms de produits Mobilis sont composés de deux parties :

1 La partie du corps où il est utilisé


	GAMME
Coude	EPI
Main	MANU
Pouce	RHIZO
Dos	LUMBO
Genou	GENU
Cheville	MALLEO

2 Le niveau de maintien




Exemple 1 + 2 = **MALLEO SUPPORT**

MODE D'ACTION




Effet de compression

- Diminue l'œdème et la pression sur l'articulation
- Diminue la douleur
- Améliore la mobilité



Effet de massage

- Diminution ciblée de l'œdème
- Améliore la circulation sanguine
- Aide à la guérison



Stabilisation de l'articulation

- Les structures rigides stabilisent l'articulation et améliorent les mouvements musculaires



Proprioception

- Perception des mouvements et de la position du corps



Effet chauffant

- Améliore le confort et apporte un soulagement de la douleur

COMMENT MESURER

Coude



Mesurer la circonférence du bras à 3 cm sous le coude (deux doigts)




Mesurer la circonférence du bras avec une inclinaison de 30 degrés

Poignet et pouce




Mesurer la circonférence du poignet

Dos



Mesurer la circonférence de taille au niveau du nombril

Genou



Mesurer la circonférence du genou avec une inclinaison de 30 degrés



Mesurer la circonférence de la cuisse à 15 cm au dessus du genou

Cheville



Mesurer la circonférence de la cheville au dessus de la maléole

Coude

	EPI CARE	EPI BAND	EPI ACTIVE
INDICATIONS			
Arthrite	O		O
Épanchement articulaire et œdème	O		O
Irritation chronique/ Tendomyopathie	O		O
Post-traumatique, Post-opératoire	O		O
Coude du golfeur/joueur de tennis (épicondilopathie)	O	O	O
NIVEAU DE MAINTIEN	 Niveau de maintien très léger	 Niveau de maintien intermédiaire	 Niveau de maintien intermédiaire

EPI CARE

Support pour le coude




Contient du caoutchouc naturel de latex qui peut causer des réactions allergiques

INDICATIONS

Arthrite, épanchement articulaire et œdème, irritation chronique/tendomyopathie, post-traumatique, post-opératoire, coude du golfeur/joueur de tennis (épicondilopathie)

MODE D'ACTION




CARACTÉRISTIQUES

- Maintien léger
- Confort maximum
- Apparence discrète
- Peut être porté sur les deux coudes
- Adhérence optimale grâce au silicone

COMPOSITION

64% Polyamide, 27% Elastodiène, 5% Élasthanne, 4% Silicone



Taille	Circonférence	No. de produit
Taille TP	20-23 cm	MECE-XS-66
Taille P	23-26 cm	MECE-SM-66
Taille M	26-29 cm	MECE-MD-66
Taille G	29-32 cm	MECE-LG-66
Taille TG	32-35 cm	MECE-XL-66

EPI BAND

Sangle pour le coude



INDICATIONS

Coude du golfeur/joueur de tennis (épicondilopathie)

MODE D'ACTION



CARACTÉRISTIQUES

- Sangle élastique pour ajuster le maintien
- Coussinet en silicone qui fournit un soulagement
- Peut être porté sur les deux coudes

COMPOSITION

89% Polyamide, 11% Élasthanne



Taille	Circonférence	No. de produit
Taille unique	20 - 35 cm	MEBE-91

EPIACTIVE

Orthèse pour le coude



Niveau de maintien
intermédiaire




Contient du caoutchouc
naturel de latex qui peut
causer des réactions
allergiques


INDICATIONS

Arthrite, épanchement articulaire et œdème, irritation chronique/tendomyopathie, post-traumatique, post-opératoire, coude du golfeur/joueur de tennis (épicondilopathie)

MODE D'ACTION



Compression



Effet de massage



Proprioception

CARACTÉRISTIQUES

- Orthèse pour le coude avec des coussinets en silicone
- Sangle élastique amovible pour ajuster le maintien
- Forme anatomique et tricot en 3D pour un maximum de confort
- Peut être porté sur les deux coudes

COMPOSITION

56% Élastomère thermoplastique, 32% Polyamide,
7% Élastodiène, 3% Élasthanne, 2% Polyester



Mesurer la circonférence du
bras avec une inclinaison
de 30 degrés



Taille	Circonférence	No. de produit
Taille TP	20 - 23 cm	MEAE-XS-91
Taille P	23 - 26 cm	MEAE-SM-91
Taille M	26 - 29 cm	MEAE-MD-91
Taille G	29 - 32 cm	MEAE-LG-91
Taille TG	32 - 35 cm	MEAE-XL-91



Visionnez une
vidéo du produit



Poignet et Pouce



	MANU CARE	MANU WRAP	MANU ACTIVE	MANU SUPPORT	MANU PLUS SUPPORT	RHIZO SUPPORT
INDICATIONS						
Arthrite	○	○	○	○	○	○
Irritation chronique/ Tendinite	○	○	○	○	○	○
Syndrome du canal carpien			○	○	○	
Instabilité			○	○	○	○
Post traumatique, Post-opératoire		○	○	○	○	
Rhizarthrose					○	○
Pouce du skieur/ Entorse du ligament latéral du pouce (Lésion ligamentaire métacarpo-phalangiale)					○	○
NIVEAU DE MAINTIEN	 Niveau de maintien très léger	 Niveau de maintien léger	 Niveau de maintien intermédiaire	 Niveau de maintien fort	 Niveau de maintien fort	 Niveau de maintien fort

MANUCARE

Support pour le poignet




Contient du caoutchouc naturel de latex qui peut causer des réactions allergiques

INDICATIONS

Arthrite, irritation chronique/tendinite

MODE D'ACTION



Compression



Effet chauffant



Proprioception

ARACTÉRISTIQUES

- Maintien léger
- Compression légère
- Très grand confort
- Apparence discrète
- Peut être porté sur les deux poignets

COMPOSITION

66% Polyamide, 29% Élastodiène, 5% Élasthanne



Mesure de la circonférence du poignet



Taille	Circonférence	No. de produit
Taille TP	13 - 15 cm	MMCW-XS-66
Taille P	15 - 17 cm	MMCW-SM-66
Taille M	17 - 19 cm	MMCW-MD-66
Taille G	19 - 21 cm	MMCW-LG-66
Taille TG	21 - 23 cm	MMCW-XL-66

MANUWRAP

Orthèse pour le poignet et le pouce



INDICATIONS

Arthrite, irritation chronique/tendinite, post traumatique, post-opératoire

MODE D'ACTION



Contrôle des mouvements



Stabilisation

CARACTÉRISTIQUES

- Maintien modéré ajustable
- Matériau respirant
- Peut être porté sur les deux mains

COMPOSITION

96% Polyamide, 4% Élasthanne



Mesure de la circonférence du poignet



Taille	Circonférence	No. de produit
Tailles P/M	13 - 17 cm	MMWW-SM/MD-91
Tailles G/TG	17 - 23 cm	MMWW-LG/XL-91

MANUACTIVE

Orthèse pour le poignet



Niveau de maintien
intermédiaire



Contient du caoutchouc
naturel de latex qui peut
causer des réactions
allergiques




Visionnez une
vidéo du produit

INDICATIONS

Arthrite, irritation chronique/tendinite, syndrome du canal carpien, instabilité, post traumatique, post-opératoire

MODE D'ACTION



CARACTÉRISTIQUES

- Orthèse avec deux coussinets en silicone autour du cubitus
- Tige en métal pour limiter les mouvements du poignet
- Sangle élastique amovible pour ajuster le maintien
- Forme anatomique et tricot en 3D pour un maximum de confort
- Un modèle pour chaque main (droite et gauche)

COMPOSITION

6% Polyamide, 25% Élastomère thermoplastique, 9% Élastodiène, 5% Polyester, 5% Élasthanne



Mesure de la circonférence
du poignet

Taille	Circonférence	No. de produit main gauche	No. de produit main droite
Taille TP	13 - 15 cm	MMAW-XS-L-91	MMAW-XS-R-91
Taille P	15 - 17 cm	MMAW-SM-L-91	MMAW-SM-R-91
Taille M	17 - 19 cm	MMAW-MD-L-91	MMAW-MD-R-91
Taille G	19 - 21 cm	MMAW-LG-L-91	MMAW-LG-R-91
Taille TG	21 - 23 cm	MMAW-XL-L-91	MMAW-XL-R-91



MANUSUPPORT

Orthèse pour le poignet



Niveau de maintien
fort




Visionnez une
vidéo du produit

INDICATIONS

Arthrite, irritation chronique/tendinite, syndrome du canal carpien, instabilité, post traumatique, post-opératoire

MODE D'ACTION



CARACTÉRISTIQUES

- Orthèse pour immobilisation/stabilisation : structure palmaire rigide, tiges externe et interne pour limiter les mouvements du poignet
- Trois sangles à velcro pour un meilleur ajustement du maintien
- Peut être porté sur les deux poignets

COMPOSITION

92% Polyamide, 5% Élasthanne, 3% Coton



Mesure de la circonférence
du poignet

Taille	Circonférence	No. de produit
Tailles P/M	13 - 17 cm	MMSWS-SM/MD-91
Tailles G/TG	17 - 23 cm	MMSWS-LG/XL-91



MANUPLUS SUPPORT


Orthèse pour le poignet et le pouce



INDICATIONS

Arthrite, irritation chronique/tendinite, syndrome du canal carpien, instabilité, post traumatique, post-opératoire, rhizarthrose, pouce du skieur/entorse du ligament latéral du pouce (lésion ligamentaire métacarpo-phalangiale)

MODE D'ACTION



CARACTÉRISTIQUES

- Orthèse d'immobilisation/stabilisation du poignet et pouce grâce à la baleine palmaire et le renfort externe.
- Les deux sangles auto-agrippantes disposent d'un serrage par laçage.
- Modèle spécifique main droite et gauche.

COMPOSITION

50% Polyester, 46% Polyamide, 4% Polyuréthane



Mesure de la circonférence du poignet



Taille	Circonférence	No. de produit main gauche	No. de produit main droite
Tailles TP	13 - 15 cm	MMPSW-XS-L-91	MMPSW-XS-R-91
Tailles P	15 - 17 cm	MMPSW-SM-L-91	MMPSW-SM-R-91
Tailles M	17 - 19 cm	MMPSW-MD-L-91	MMPSW-MD-R-91
Tailles G	19 - 21 cm	MMPSW-LG-L-91	MMPSW-LG-R-91
Tailles TG	21 - 23 cm	MMPSW-XL-L-91	MMPSW-XL-R-91

RHIZOSUPPORT


Orthèse pour le pouce



INDICATIONS

Arthrite, irritation chronique/tendinite, instabilité, rhizarthrose, pouce du skieur/entorse du ligament latéral du pouce (lésion ligamentaire métacarpo-phalangiale)

MODE D'ACTION



CARACTÉRISTIQUES

- Orthèse d'immobilisation/stabilisation pour le pouce grâce aux tiges rigides interne et externe
- Deux sangles à velcro pour un meilleur ajustement du maintien
- Peut être porté sur les deux mains

COMPOSITION

92% Polyamide, 8% Élasthanne



Visionnez une vidéo du produit



Mesure la circonférence du poignet

Taille	Circonférence	No. de produit
Tailles P/M	13 - 17 cm	MRST-SM/MD-91
Tailles G/TG	17 - 23 cm	MRST-LG/XL-91



Dos

LUMBO CARE | **LUMBO SUPPORT** | **LUMBO SUPPORT EVO** | **LUMBO INTENSE**

INDICATIONS

Tension musculaire				
Douleurs lombaires (Syndrome lombaire)				
Faiblesse et perte musculaire (dégénérescence)				
Post-opératoire				
Sciatique				

NIVEAU DE MAINTIEN



LUMBOCARE

Support pour le dos



INDICATIONS

Tension musculaire, douleurs lombaires (syndrome lombaire)

MODE D'ACTION



Proprioception




Effet chauffant

CARACTÉRISTIQUES

- Ceinture ajustable pour un maintien léger
- Matériau confortable qui offre un effet chauffant
- Peut être porté sur la peau

COMPOSITION

65% Coton, 31% Polyester, 4% Élastodiène



Mesurer la circonférence de taille au niveau du nombril

Taille	Circonférence	No. de produit
Taille P	70 - 95 cm	MLCB-SM-66
Taille M	95 - 115 cm	MLCB-MD-66
Taille G	115 - 135 cm	MLCB-LG-66

LUMBOSUPPORT

Ceinture lombaire



INDICATIONS

Tension musculaire, douleurs lombaires (syndrome lombaire), faiblesse et perte musculaire (dégénérescence), post-opératoire, sciatique

MODE D'ACTION



Contrôle des mouvements



Stabilisation



Proprioception

CARACTÉRISTIQUES


- Quatre tiges de stabilisation pour maintenir et sécuriser
- Sangles réglables pour un ajustement précis
- Doit être porté sur les vêtements ou sous-vêtements
- Deux hauteurs différentes : **Court** (21 cm) : recommandé pour les personnes d'une taille de 5'3" (160 cm) ou moins; **Grand** (26 cm) : recommandé pour les personnes d'une taille de 5'4" (162 cm) ou plus.

COMPOSITION

54% Polyamide, 21% Élasthanne, 20% Polypropylène, 5% Polyester



Visionnez une vidéo du produit



Mesurer la circonférence de taille au niveau du nombril

Taille	Circonférence	No. de produit Court (S)	No. de produit Long (T)
Taille P	70 - 95 cm	MLSB-SM-S-91	MLSB-SM-T-91
Taille M	95 - 115 cm	MLSB-MD-S-91	MLSB-MD-T-91
Taille G	115 - 135 cm	MLSB-LG-S-91	MLSB-LG-T-91

LUMBOSUPPORT EVO

Ceinture lombaire




Contient du caoutchouc naturel de latex qui peut causer des réactions allergiques

INDICATIONS

Tension musculaire, douleurs lombaires (syndrome lombaire), faiblesse et perte musculaire (dégénérescence), post-opératoire, sciatique

MODE D'ACTION




Visionnez une vidéo du produit

CARACTÉRISTIQUES

- Ceinture de stabilisation du rachis lombaire grâce aux quatre baleines postérieures
- La double sangle élastique de rappel auto-agrippante est amovible pour permettre un serrage évolutif
- À porter sur les vêtements
- Deux hauteurs différentes : **Court** (21 cm) : recommandé pour les personnes d'une taille de 5'3" (160 cm) ou moins; **Grand** (26 cm) : recommandé pour les personnes d'une taille de 5'4" (162 cm) ou plus.

COMPOSITION

44% Polyamide, 23% Polyester, 8% Viscose, 7% Élastodiène, 6% Éthylène-acétate de vinyle, 5% Polychlorure de Vinyle, 4% Polyuréthane, 3% Élasthanne



Taille	Circonférence	No. de produit Court (S)	No. de produit Long (T)
Taille P	56 - 71 cm	MLSEB-SM-S-99	MLSEB-SM-T-99
Taille M	68 - 84 cm	MLSEB-MD-S-99	MLSEB-MD-T-99
Taille G	81 - 96 cm	MLSEB-LG-S-99	MLSEB-LG-T-99
Taille TG	94 - 109 cm	MLSEB-XL-S-99	MLSEB-XL-T-99
Taille TTG	107 - 122 cm	MLSEB-2X-S-99	MLSEB-2X-T-99

LUMBOINTENSE

Ceinture lombaire




Contient du caoutchouc naturel de latex qui peut causer des réactions allergiques

INDICATIONS

Tension musculaire, douleurs lombaires (syndrome lombaire), faiblesse et perte musculaire (dégénérescence), post-opératoire, sciatique

MODE D'ACTION




Visionnez une vidéo du produit

CARACTÉRISTIQUES

- Ceinture de stabilisation du rachis lombaire grâce aux quatre baleines postérieures
- La sangle élastique de rappel est dotée d'un système de serrage par lacets avec deux poignées passe-doigt
- À porter sur les vêtements
- Deux hauteurs différentes : **Court** (21 cm) : recommandé pour les personnes d'une taille de 5'3" (160 cm) ou moins; **Grand** (26 cm) : recommandé pour les personnes d'une taille de 5'4" (162 cm) ou plus.

COMPOSITION

47% Polyamide, 27% Polyester, 2% Viscose, 4% Élastodiène, 6% Éthylène-acétate de vinyle, 5% Polychlorure de vinyle, 4% Polyuréthane, 2% Polypropylène, 3% Élasthanne



Taille	Circonférence	No. de produit Court (S)	No. de produit Long (T)
Taille P	56 - 71 cm	MLIB-SM-S-99	MLIB-SM-T-99
Taille M	68 - 84 cm	MLIB-MD-S-99	MLIB-MD-T-99
Taille G	81 - 96 cm	MLIB-LG-S-99	MLIB-LG-T-99
Taille TG	94 - 109 cm	MLIB-XL-S-99	MLIB-XL-T-99
Taille TTG	107 - 122 cm	MLIB-2X-S-99	MLIB-2X-T-99

Genou



	GENU CARE	GENU WRAP	GENU BAND	GENU ACTIVE STAB	GENU ACTIVE PAD
INDICATIONS					
Arthrite	○	○		○	○
Épanchement articulaire et œdème	○			○	○
Irritation chronique/ Tendomyopathie	○	○	○	○	○
Post-traumatique, Post-opératoire	○	○		○	○
Douleur rotulienne		○	○	○	○
Douleur rotulienne profonde (Syndrome Fémoro-patellaire)		○	○	○	○
Instabilité, Hyperlaxité, Lésion du ménisque, Gonarthrose				○	
NIVEAU DE MAINTIEN	 Niveau de maintien très léger	 Niveau de maintien léger	 Niveau de maintien intermédiaire	 Niveau de maintien intermédiaire	 Niveau de maintien intermédiaire

GENUCARE

Support pour le genou



Contient du caoutchouc naturel de latex qui peut causer des réactions allergiques

INDICATIONS

Arthrite, épanchement articulaire et œdème, irritation chronique/tendomyopathie, post-traumatique, post-opératoire, douleur rotulienne

MODE D'ACTION




CARACTÉRISTIQUES

- Maintien léger
- Adhérence optimale grâce au silicone
- Apparence discrète
- Peut être porté sur les deux genoux

COMPOSITION

64% Polyamide, 28% Élastodiène
5% Élasthanne, 3% Silicone



Taille	Circonférence	No. de produit
Taille TP	30 - 34 cm	MGCK-XS-66
Taille P	34 - 38 cm	MGCK-SM-66
Taille M	38 - 42 cm	MGCK-MD-66
Taille G	42 - 46 cm	MGCK-LG-66
Taille TG	46 - 50 cm	MGCK-XL-66

GENUWRAP

Orthèse pour le genou



INDICATIONS

Arthrite, irritation chronique/tendomyopathie, post-traumatique, post-opératoire, douleur rotulienne, douleur rotulienne profonde (syndrome fémoro-patellaire)

MODE D'ACTION




CARACTÉRISTIQUES

- Support moyen ajustable grâce aux trois courroies
- Taille réglable
- Respirant grâce au Breathe-O-Prene
- Utilisable à gauche et à droite

COMPOSITION

94% Polyamide, 6% Élasthanne



Taille	Circonférence	No. de produit
Taille P/M	30 - 42 cm	MGWK-SM/MD-91
Taille G/TG	42 - 55 cm	MGWK-LG/XL-91

GENUBAND

Sangle pour le genou



INDICATIONS

Irritation chronique/tendomyopathie, douleur rotulienne, douleur rotulienne profonde (syndrome fémoro-patellaire)

MODE D'ACTION




CARACTÉRISTIQUES

- Sangle élastique pour ajuster le maintien
- Coussinet en silicone localisé sur le tendon rotulien
- Peut être porté sur les deux genoux
- Forme anatomique pour un confort optimal

COMPOSITION

89% Polyamide, 11% Élasthanne



Taille	Circonférence	No. de produit
Taille unique	30 - 55 cm	MGBK-91

GENUACTIVE STAB


Genouillère ligamentaire



INDICATIONS

Arthrite, épanchement articulaire et œdème, irritation chronique/tendomyopathie, post-traumatique, post-opératoire, douleur rotulienne, douleur rotulienne profonde (syndrome fémoro-patellaire), instabilité, hyperlaxité, lésion du ménisque, gonarthrose

MODE D'ACTION




CARACTÉRISTIQUES

- Genouillère de stabilisation avec un coussinet rotulien en silicone, des renforts latéraux articulés et trois sangles de serrage
- Le tricot de forme anatomique est compressif
- Utilisation bilatérale possible

COMPOSITION

70% Polyamide, 14% Élastomère thermoplastique, 9% Élastodiène, 2% Polyester, 2% Néoprène, 3% Élasthanne



Contient du caoutchouc naturel de latex qui peut causer des réactions allergiques



Visionnez une vidéo du produit



Taille	Circonférence du genou	Circonférence de la cuisse	No. de produit
Taille TP	30 - 34 cm	40 - 44 cm	MGSK-XS-91
Taille P	34 - 38 cm	44 - 48 cm	MGSK-SM-91
Taille M	38 - 42 cm	48 - 52 cm	MGSK-MD-91
Taille G	42 - 46 cm	52 - 56 cm	MGSK-LG-91
Taille TG	46 - 50 cm	56 - 60 cm	MGSK-XL-91
Taille TTG	50 - 54 cm	60 - 64 cm	MGSK-2X-91

GENUACTIVE PAD

Genouillère rotulienne




Contient du caoutchouc naturel de latex qui peut causer des réactions allergiques

INDICATIONS

Arthrite, épanchement articulaire et œdème, irritation chronique/tendomyopathie, post-traumatique, post-opératoire, douleur rotulienne, douleur rotulienne profonde (syndrome fémoro-patellaire)

MODE D'ACTION




Visionnez une vidéo du produit

CARACTÉRISTIQUES

- Orthèse de genou avec des supports latéraux
- Coussinet en silicone autour de la rotule
- Forme anatomique et tricot en 3D pour un maximum de confort

COMPOSITION

52% Polyamide, 26% Uréthane thermoplastique, 14% Elastodiène, 5% Polyester, 2% Élasthanne, 1% Silicone



Mesurer la circonférence du genou avec une inclinaison de 30 degrés, et la circonférence de la cuisse à 15 cm du genou


Taille	Circonférence du genou	Circonférence de la cuisse	No. de produit
Taille TP	30 - 34 cm	40 - 44 cm	MGAK-XS-91
Taille P	34 - 38 cm	44 - 48 cm	MGAK-SM-91
Taille M	38 - 42 cm	48 - 52 cm	MGAK-MD-91
Taille G	42 - 46 cm	52 - 56 cm	MGAK-LG-91
Taille TG	46 - 50 cm	56 - 60 cm	MGAK-XL-91
Taille TTG	50 - 54 cm	60 - 64 cm	MGAK-2X-91

Tricot 3D
Permet à la peau de respirer, apporte du confort pour le quotidien et les activités sportives

Supports latéraux
Fournissent une grande stabilité

Coussinet en silicone
La forme anatomique aide la rotule à rester stable

Zone de pli
Le tricot est moins compressif pour plus de confort et de flexibilité





Cheville

	MALLEO CARE	MALLEO ACTIVE PAD	MALLEO ACTIVE BAND	MALLEO SUPPORT	MALLEO INTENSE
INDICATIONS					
Arthrite	O	O	O	O	O
Épanchement articulaire et œdème	O	O	O		
Irritation chronique/ Tendomyopathie	O	O	O	O	O
Post-traumatique, Post opératoire, Lésion des tissus mous	O			O	O
Hyperlaxité				O	O
Instabilité chronique				O	O
Post-traumatique, Post opératoire, Blessure ligamentaire				O	O
Entorses modérées				O	O
NIVEAU DE MAINTIEN	 Niveau de maintien très léger	 Niveau de maintien intermédiaire	 Niveau de maintien intermédiaire	 Niveau de maintien fort	 Niveau de maintien très fort


MALLEOCARE

Support pour la cheville

INDICATIONS

Épanchement articulaire et œdème, post-opératoire, post-traumatique, lésion des tissus mous, arthrite, irritation chronique, tendomyopathie

MODE D'ACTION



CARACTÉRISTIQUES

- Maintien léger
- Niveau de stabilité ajustable
- Peut être porté sur les deux chevilles

COMPOSITION

70% Polyamide, 12% Élasthanne, 9% Élastodiène, 8% Polyester, 1% Polypropylène



Contient du caoutchouc naturel de latex qui peut causer des réactions allergiques



Mesurer la circonférence de la cheville au dessus de la maléole

Taille	Circonférence	No. de produit
Taille P	18 - 22 cm	MMCA-SM-66
Taille M	22 - 25 cm	MMCA-MD-66
Taille G	25 - 28 cm	MMCA-LG-66


MALLEOACTIVE PAD

Orthèse pour la cheville

INDICATIONS

Arthrite, épanchement articulaire et œdème, irritation chronique, tendomyopathie

MODE D'ACTION



CARACTÉRISTIQUES

- Deux coussinets latéraux pour stabiliser et maintenir la cheville
- Effet massant doux
- Tricot 3D respirant pour un meilleur ajustement et plus de confort
- Un modèle pour chaque cheville (droite et gauche)
- Système d'aide à l'enfilage

COMPOSITION

45% Polyamide, 40% Uréthane thermoplastique, 10% Elastodiène, 3% Élasthanne, 2% Polyester



Contient du caoutchouc naturel de latex qui peut causer des réactions allergiques



Mesurer la circonférence de la cheville au dessus de la maléole

Taille	Circonférence	No. de produit cheville gauche	No. de produit cheville droite
Taille P	16 - 21 cm	MMAA-SM-L-91	MMAA-SM-R-91
Taille M	21 - 26 cm	MMAA-MD-L-91	MMAA-MD-R-91
Taille G	26 - 31 cm	MMAA-LG-L-91	MMAA-LG-R-91
Taille TG	31 - 37 cm	MMAA-XL-L-91	MMAA-XL-R-91

MALLEOACTIVE BAND

Orthèse pour la cheville




Niveau de maintien
intermédiaire

INDICATIONS

Arthrite et arthrose, entorses légères ou modérées, hyperlaxité chronique

MODE D'ACTION



CARACTÉRISTIQUES

- La sangle élastique mise en place en forme de "strapping" est réglable en intensité afin de renforcer le maintien de la cheville.
- Le tricot de forme anatomique est compressif.
- Port possible dans une chaussure.
- Utilisation bilatérale possible

COMPOSITION

662% Polyamide, 18% Élastodiène, 12% Viscose, 5% Polyester, 3% Élasthanne



Contient du caoutchouc naturel de latex qui peut causer des réactions allergiques



Visionnez une vidéo du produit



Mesurer la circonférence de la cheville au dessus de la malléole

Taille	Circonférence	No. de produit
Taille TP	18 - 20 cm	MMBA-XS-91
Taille P	20 - 23 cm	MMBA-SM-91
Taille M	23 - 25 cm	MMBA-MD-91
Taille G	25 - 27 cm	MMBA-LG-91
Taille TG	27 - 30 cm	MMBA-XL-91

MALLEOSUPPORT

Orthèse pour la cheville




Niveau de maintien
fort

INDICATIONS

Arthrite, irritation chronique, post-opératoire, post-traumatique, lésion des tissus mous, hyperlaxité, instabilité chronique, blessure ligamentaire, entorses modérées

MODE D'ACTION



CARACTÉRISTIQUES

- Orthèse de stabilisation avec renforts latéraux rigides
- Deux sangles à velcro pour plus de maintien
- Le système de fermeture à lacets permet un meilleur ajustement
- Peut être porté sur les deux chevilles

COMPOSITION

91% Polyamide, 5% Élasthanne, 2% Polyester, 2% Coton



Mesurer la circonférence de la cheville au dessus de la malléole



Taille	Circonférence	No. de produit
Taille S	19 - 22 cm	MMSA-SM-91
Taille M	22 - 26 cm	MMSA-MD-91
Taille G	26 - 30 cm	MMSA-LG-91

MALLEOINTENSE

Orthèse pour la cheville



Contient du caoutchouc naturel de latex qui peut causer des réactions allergiques




Visionnez une vidéo du produit



INDICATIONS

Entorses modérées ou graves, hyperlaxité et instabilité chroniques, post-opératoire, post-traumatique, lésion ligamentaire, entorses modérées à sévères

MODE D'ACTION




CARACTÉRISTIQUES

- Orthèse d'immobilisation/stabilisation de la cheville grâce aux deux coques rigides
- Les deux coussins en gel permettent d'adapter les coques à la morphologie pour plus de confort.
- Les deux sangles auto-agrippantes et la sangle talonnière permettent d'ajuster le serrage.
- Utilisation bilatérale

COMPOSITION

50% Gel, 22% Polychlorure de vinyle, 20% Polypropylène, 7% Polyamide, 1% Néoprène



Taille	Hauteur	No. de produit
Taille unique	≥ 150 cm	MMIA-91

COMMENT COMMANDER MOBILIS

M	E	A	E	-	MD	-		-	91
Mobilis	La lettre correspond à la première partie du nom du produit : E = Epi M = Manu MP = Manu Plus R = Rhizo L = Lumbo G = Genu M = Malleo	La lettre correspond à la famille du produit : C = Care W = Wrap A = Active S = Support ou Stab B = Band I = Intense SE = Support Evo	La lettre correspond à la partie du corps où le produit est utilisé : E = Elbow (Coude) W = Wrist (Poignet) T = Thumb (pouce) B = Back (Dos) K = Knee (Genou) A = Ankle (Cheville)		Taille		Lorsque votre produit a un côté gauche ou droit, L (gauche) ou R (droit) est indiqué. Lorsque votre produit a une option courte ou longue, S = Short (court) ou T = Tall (grand) est indiqué.		Couleurs disponibles : 66 = Beige 91 = Graphite 99 = Noir

Ajoutez **L** pour indiquer le côté gauche (Left) ou **R** pour indiquer le côté droit (Right) après la taille dans le code de commande. **L** ou **R** n'est pas spécifié dans les produits qui s'adaptent à la fois à gauche et à droite. Exemple: MMAW-MD-L-91

Pour les orthèses lombaires, ajoutez **S** pour indiquer l'option courte, ou **T** pour indiquer l'option longue, après la taille dans le code de produit.

Vous pouvez trouver des produits sans taille. **Exemple** : MEBE-91

Vous pouvez trouver des produits avec des tailles combinées. **Exemple** : MRST-SM/MD-91



SIGVARIS
GROUP

Dédié à **aider les gens à se sentir au mieux de leur forme**, tous les jours.



**Accomplissez plus de tâches
en moins de temps :**

Clavardez avec nous en temps réel
sur le portail commercial en ligne :
sigvaris-online.com



Centre de
téléchargement

Pour commander :

sigvaris-online.com
canadaorders@sigvaris.com
1.800.363.4999