

sigvaris

CATALOGUE 2026



Solutions de compression médicale thérapeutique

NUMÉRO DE CLIENT

SOLUTIONS DE COMPRESSION MÉDICALE THÉRAPEUTIQUE					
		PRODUIT	STYLES	NIVEAUX DE COMPRESSION	PAGE
ESSENTIEL		COTON 230	● Mollet, mollet avec antiglisse, cuisse avec antiglisse ○ Mollet, cuisse avec antiglisse	20–30 mmHg 30–40 mmHg	10
		COTON THERMORÉGULATEUR ETH	● Mollet, mollet avec antiglisse	CCL1 (20-30 mmHg)	12
		OPAQUE 860 (petites et grandes tailles disponibles)	● Mollet, mollet petites tailles, mollet grandes tailles, mollet avec antiglisse, cuisse avec antiglisse, cuisse petites tailles avec antiglisse, cuisse grandes tailles avec antiglisse, collant, collant pour petites tailles, collant grandes tailles ○ Mollet, mollet grandes tailles, mollet avec antiglisse, cuisse avec antiglisse, cuisse grandes tailles avec antiglisse, cuisse avec attache à la taille	20–30 mmHg 30–40 mmHg	14, 16
STYLE	FIBRE NATURELLE	COTON SEA ISLAND 220	● Mollet	20–30 mmHg	20
		LAINE MÉRINOS 240	● Mollet	20–30 mmHg	22
		LIN 250	● Mollet	20–30 mmHg	24
	FIBRE VÉGÉTALE	BAMBOU 260	● Mollet	20–30 mmHg	26
		MEDIUM SHEER 750 (pour femme seulement)	● Mollet, cuisse avec antiglisse, collant	20–30 mmHg	28
	TRANSPARENT	SHEER 780 (pour femme seulement)	● Mollet, cuisse avec antiglisse, collant ○ Mollet, cuisse avec antiglisse, collant	15–20 mmHg 20–30 mmHg 30–40 mmHg	30
	MICROFIBRE	MICROFIBRE 820 (pour homme seulement)	● Mollet, mollet avec antiglisse, cuisse avec antiglisse (convient aux grands pieds)	15–20 mmHg 20–30 mmHg	32
		MICROFIBRE À MOTIFS 830	● Mollet	20–30 mmHg	34
		OPAQUE DOUX 840 (pour femme seulement)	● Mollet, mollet avec antiglisse, cuisse avec antiglisse, collant, collant de maternité ○ Mollet, cuisse avec antiglisse, collant	15–20 mmHg 20–30 mmHg 30–40 mmHg	36
		COTON COUSSINÉ 360	● Mollet	20–30 mmHg	40
MOTION	HIGH TECH 412C	● Mollet	20–30 mmHg	42	
	LAINE THERMORÉGULATRICE 422	● Mollet	20–30 mmHg	44	
	FLOW TECH® 432	● Mollet	20–30 mmHg	46	
SPECIALITÉ	CAOUTCHOUC NATUREL 500	○ Mollet, cuisse, cuisse avec antiglisse, cuisse avec attache à la taille, collant	30–40 mmHg 40–50 mmHg 50–60 mmHg	50	
	MANCHON ADVANCE 910	○ Avec gantelet et sans gantelet	15–20 mmHg 20–30 mmHg	52	
	VÊTEMENTS INÉLASTIQUES ET POUR ŒDÈME MÉDICALEMENT COMPLEXE				54

	PRODUIT	STYLES	NIVEAUX DE COMPRESSION	PAGE
SANTÉ DES CONSOMMATEURS	COTON DÉCONTRACTÉ 146/186	● Mollet	15–20 mmHg	70
	BAS DE VOYAGE TRAVENO 146/T - 186/T	● Mollet	15–20 mmHg	71
	COTON SEA ISLAND 151/191	● Mollet	15–20 mmHg	72
	LAINE MÉRINOS TOUTES SAISONS 152/192	● Mollet	15–20 mmHg	73
	LIN 153/193	● Mollet	15–20 mmHg	74
	MICROFIBRE À MOTIFS 143/183	● Mollet	15–20 mmHg	75
	SHEER FASHION 120	● Mollet, cuisse avec antiglisse, collant ○ Mollet	15–20 mmHg	76
	LEGGINGS SOFT SILHOUETTE 170	○ Leggings	15–20 mmHg	78
	BAS DE RÉCUPÉRATION ATHLÉTIQUE 401	● Mollet	15–20 mmHg	80
	MANCHONS DE PERFORMANCE 412V	○ Manchon de mollet	20–30 mmHg	81
	BAS DE MÉRINOS PLEIN-AIR 421	● Mollet	15–20 mmHg	82
	BAS POUR DIABÉTIQUES EVERSOF 160	● Mollet	8–15 mmHg	83
	ACCESSOIRES			84
RESSOURCES	OUTILS MARKETING			92
	CERTIFICATION			93
	SYMPTÔMES ET INDICATIONS			94
	GLOSSAIRE DES TERMES			95
	COMMENT MESURER			96
	COMMENT CODER			98
MOBILIS	mobilis ORTHÈSES ET SUPPORTS ORTHOPÉDIQUES			100
	COUDE			104
	POIGNET ET POUCE			107
	DOS			111
	GENOU			114
	CHEVILLE			118
	COMMENT COMMANDER MOBILIS			121

POUR TOUS VOS
BESOINS EN
MATIÈRE DE
**COMPRESSION
MÉDICALE**

Notre mission

Fondée en 1864 et toujours détenue par la même famille, SIGVARIS GROUP a son siège en Suisse et fait partie des leaders mondiaux du marché de la compression depuis plus de 160 ans.

Notre gamme de produits couvre les domaines médical, santé grand public, œdèmes complexes et orthopédie souple — tous conçus pour soutenir et améliorer la qualité de vie.

Nous sommes animés par une passion pour l'innovation, le savoir-faire et le style, afin de répondre aux besoins des clients d'aujourd'hui.


Forts de notre héritage, de notre expertise et de notre engagement, nous sommes prêts à aller encore plus loin.

Vivez votre vie. Soyez vous-même.

Pour plus d'informations, visitez notre site :
sigvaris.com

sigvaris

Nous nous engageons à proposer un **portefeuille complémentaire de solutions** répondant à l'ensemble des besoins en matière de vêtements de compression.




Le **PORTAIL COMMERCIAL** est une plateforme en ligne sécurisée qui permet de commander facilement des produits et de gérer vos comptes.

Consulter l'historique de vos commandes et les factures

Accès 24/7 – commandez à tout moment !

Mesurer et commander



Clavardage en ligne



— TEXTEZ-NOUS —

Même numéro, maintenant aussi par texto !

Envoyez-nous un message directement depuis votre téléphone pour une assistance rapide et pratique, selon votre emploi du temps.

1.800.363.4999

POUR COMMANDER

PORTAIL COMMERCIAL EN LIGNE
Sigvaris-online.com

TÉLÉPHONE OU TEXTO
1.800.363.4999

COURRIEL
canadaorders@sigvaris.com

Confort et soutien pour les futures mamans

ESSENTIEL OPAQUE
en Noir



6 femmes sur 10 développent leur première varice pendant la grossesse, souvent vers le quatrième mois. Dans la plupart des cas, elles s'atténuent ou disparaissent après l'accouchement. La compression médicale est la prévention standard, recommandée tout au long de la grossesse pour **stimuler la circulation, réduire l'inconfort et garder les jambes plus légères, dynamiques et moins gonflées.**

STYLE SHEER
en Sable Chaud





MOTION FLOW TECH®
en Gris Clair et Orchidée



STYLE MICROFIBRE À MOTIFS
en Cœurs Marine

Chez SIGVARIS, nous reconnaissons la force, la résilience et les longues heures qui caractérisent le domaine de la santé. C'est pourquoi nous sommes fiers de soutenir les professionnels de la santé avec des bas de compression de haute qualité, conçues pour **améliorer le confort, favoriser le bien-être** et les **accompagner** tout au long de chaque service.



STYLE MICROFIBRE À MOTIFS
en Rayures Rose

**Nous
soutenons les
professionnels
de santé !**



Voyagez avec confort. Sentez-vous mieux.

STYLE MICROFIBRE À MOTIFS
en Chevron Canneberge

Que vous preniez l'avion ou partiez pour un long trajet en voiture, rester assis pendant de longues périodes peut ralentir votre circulation et laisser vos jambes fatiguées et lourdes. Les bas de compression Sigvaris sont conçues pour **favoriser une circulation sanguine saine, réduire les gonflements et aider à prévenir l'inconfort et les problèmes de jambes liés au voyage** — afin que vous arriviez détendu(e) et prêt(e).

Faites de la compression un élément essentiel de vos voyages — vos jambes vous remercieront.



MOTION FLOW TECH® en Sauge
(gauche) et Sarcelle (droite)



ESSENTIEL OPAQUE
en Miel



MOTION COTON COUSSINÉ en Noir



ESSENTIEL OPAQUE
en Beige Pâle

Les bas de compression Sigvaris aident à prévenir les **troubles veineux** liés à une position assise ou debout prolongée. En appliquant une pression graduée, ils **améliorent la circulation, réduisent les jambes lourdes et les gonflements, et augmentent le confort au travail**. Une utilisation régulière contribue au bien-être des employés et à leur performance sur le long terme, en faisant un outil précieux dans les professions à risque élevé.



**La compression
qui soutient votre
santé au travail**

STYLE MICROFIBRE À MOTIFS
en Rayures Onyx



ESSENTIEL COTON
en Blanc



Obtenez le **support**

Pourquoi choisir **Essentiel** ?

- Réduction de l'œdème et de l'inconfort
- Longs voyages
- Confort et fiabilité au quotidien

PRODUITS ESSENTIELS

Gamme	Produit	Page
230	Coton	10
ETH	Coton Thermorégulateur	12
860	Opaque (femme)	14
860	Opaque (homme)	16

LE MIEUX ADAPTÉ POUR

- La maîtrise de différents types d'œdème, y compris l'œdème veineux, le phlébolymphtoedème, et les premiers stades du lymphoedème
- Idéal avec des souliers de ville ou décontractés
- Le traitement post-veineux

COTON 230

NIVEAUX DE COMPRESSION

20-30 mmHg

30-40 mmHg

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Peau sensible



Coton



Tissu respirant

- En Coton Supima à 100 %, doux au toucher contre la peau
- Idéal pour les peaux sensibles et les allergies
- Respirant et durable
- Excellente contention pour différents types d'œdème
- Design côtelé classique pour un port quotidien

MATÉRIAUX

- 50 % nylon, 25 % coton Supima®, 25 % élasthanne (la composition peut varier légèrement selon le style)
- Sans latex

Couleur représentée :
BLANC



20-30 mmHg

Mollet pointée fermée avec bande
antiglisser moyen long en Noir

232CMLM99/S



Bande antiglisser

perlée en silicone au mollet
et à la cuisse

“

On adore la doublure en coton qui les
rend incroyablement confortables pour
une utilisation toute la journée.

”



Visionnez la fiche
de produit numérique
sigvaris.com

TABLEAU DES TAILLES

	Petit		Moyen		Grand		Très grand	
Circonférence de cheville	18–21,5 cm (7"–8,5")		21,5–25,5 cm (8,5"–10")		25,5–29 cm (10"–11,5")		29–36 cm (11,5"–14")	
Circonférence du mollet	28–39 cm (11"–15,5")		31,5–45 cm (12,5"–17,5")		35,5–51 cm (14"–20")		41–61 cm (16"–24")	
Longueur du mollet	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")
Circonférence de cuisse	45,5–66 cm (18"–26")		48–73 cm (19"–28,5")		52–84 cm (20,5"–33")		NA	
Longueur de jambe : femme et pointe ouverte	Court	Long	Court	Long	Court	Long		
	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")		
Longueur de jambe : homme	Court	Long	Court	Long	Court	Long	NA	
	≤76 cm (30")	>76 cm (30")	≤76 cm (30")	>76 cm (30")	≤76 cm (30")	>76 cm (30")		
Taille	SS	SL	MS	ML	LS	LL	XS	XL

Pointure de chaussures pour femme : Jambe courte 5,5–9,5, Jambe longue 8–12

Pointure de chaussures pour homme : Jambe courte 7–11, Jambe longue 9,5–14

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●
Pointe ouverte = ○

	BLANC 00	MARINE 10	GRIS FONCÉ 14	BEIGE PÂLE 66	NOIR 99
Mollet (C)*	●	●	●	●○	●
Mollet avec bande antiglis (S) Bande antiglis perlée en silicone				●**	●
Cuisse avec bande antiglis (N) Bande antiglis perlée en silicone				●○	●

* 30–40 mmHg taille très grand seulement disponible en noir avec bande antiglis

** 20–30 mmHg seulement

Exemple de code produit 1 (voir encadré, p. 10) :

232CMLM99/S

Gamme	23	Coton
Niveau mmHg	2	20–30 mmHg
Style	C	Mollet
Taille	ML	Moyen Long
Sexe/ Pointe ouverte	M	Pour homme
Couleur	99	Noir
Bande antiglis	/S	Oui



Exemple de code produit 2 : **232NLSW66**

Gamme	23	Coton
Niveau mmHg	2	20–30 mmHg
Style	N	Cuisse avec bande antiglis
Taille	LS	Grand Court
Sexe/ Pointe ouverte	W	Pour femme
Couleur	66	Beige Pâle



Couleur représentée :
NATURE

COTON THERMO-RÉGULATEUR ETH

CLASSE DE COMPRESSION

CCL1 (20-30 mmHg)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Peau sensible



Thermorégulateur



Opaque

- Fabriqué en Europe
- La fine couche de coton repose directement sur la peau et exerce un effet thermorégulateur
- Le coton absorbe l'excès d'humidité à même la peau, le retient au cœur de ses fibres, et l'évacue rapidement par évaporation
- Idéal pour les peaux sensibles
- Talon renforcé de qualité supérieure
- Aspect opaque et non transparent

MATÉRIAUX

- 52 % polyamide, 34 % élasthanne, 14 % coton



CCL1

Essentiel Thermorégulateur; CCL1;
Mollet; Taille : Moyen; Longueur :
Long; Pointe fermée Noir

ETH1D23199



Bande antiglisse nopée

Quadrinova. Les picots carrés
sont doux sur la peau. La couture
protectrice souple au niveau de
la bordure supérieure assure un
confort optimal.



“

Ces bas sont incroyables — la compression est ferme mais confortable, et je ressens immédiatement le soutien. Ils aident à réduire l'enflure du pied et de la cheville tout au long de la journée, et mes jambes sont plus légères et moins douloureuses le soir. Je ne peux plus m'en passer !

”

TABLEAU DES TAILLES

Circonférence cm	TTP	TTP Plus	TP	TP Plus	P	P Plus	M	M Plus	G	G Plus
cD	23-30	27-34	27-34	31-38	31-38	34-41	34-41	37-44	37-44	41-48
cC	25-32	29-36	29-36	33-40	33-40	35-42	35-42	38-45	38-45	42-49
cB ₁	22-26	22-26	24-29	24-29	26-32	26-32	29-35	29-35	31-37	31-37
cB	18-20	18-20	20-22	20-22	22-24	22-24	24-26	24-26	26-29	26-29
cY	27-31	27-31	28-33	28-33	29-35	29-35	31-37	31-37	32-38	32-38
cA	18-20	18-20	20-22	20-22	22-24	22-24	24-26	24-26	26-29	26-29



Comment mesurer :

cB (cheville) : Circonférence au point le plus étroit juste au-dessus de la malléole. Il s'agit du point de référence pour la compression maximale, essentiel à la détermination de la taille.

cD (en dessous du genou) : Circonférence juste en dessous du genou, à la jonction entre le mollet et le genou.

lD (longueur) : Du sol jusqu'en dessous du pli du genou.

Des points de mesure supplémentaires ne sont nécessaires que pour les produits en tricot circulaire fabriqués sur mesure

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●

	NATURE 76	NOIR 99
Mollet (D) Sans bande antiglisser en silicone	●	●
Mollet (D) avec Bande antiglisser (3) Avec bande antiglisser en silicone	●	●

Exemple de code produit : **ETHID23176**

Segment et gamme	ETH	Essentiel Thermorégulateur
Niveau de compression	1	CCL1
Style	D	Mollet
Taille plus		Si oui = P Si non = vide
Taille de cheville	2	9 = Très Très petit 0 = Très Petit 1 = Petit 2 = Moyen 3 = Grand
Longueur	3	2 = Normal 3 = Long
Bande antiglisser		Si oui = 3 Si non = vide
Pied	1	1 = Fermée 2 = Ouverte
Couleur	76	Nature



Couleur représentée :
BEIGE PÂLE

OPAQUE 860

NIVEAUX DE COMPRESSION

20-30 mmHg

30-40 mmHg

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Durable



Plus grande
gamme de tailles



Opaque

- Plus grande gamme de tailles, de petite à plus
- Construction durable avec une allure lisse et opaque
- Matériau extensible confortable, facile à enfiler et à enlever
- Contention pour différents types d'œdème
- Collants grandes tailles qui sont une bonne option durant la maternité

MATÉRIAUX

- 64 % nylon, 36 % élasthanne
(la composition peut varier légèrement selon le style)
- Sans latex

“

A vraiment aidé pendant ma grossesse. Mes jambes se sont senties maintenues toute la journée (je les porte généralement 8 à 10 heures), et la lourdeur ainsi que les gonflements sont beaucoup moins importants qu'avant.

”



20-30 mmHg
Mollet en pointe fermée
moyen long en Noir

862CMLW99



Bande antiglisse perlée en
silicone au mollet et à la cuisse



**Visionnez la fiche
de produit numérique**
sigvaris.com

TABLEAU DES TAILLES

	Petit			Moyen			Grand		Très grand	
Circonférence de cheville	18–21,5 cm (7"–8,5")			21,5–25,5 cm (8,5"–10")			25,5–29 cm (10"–11,5")		29–36 cm (11,5"–14")	
Circonférence du mollet	28–39 cm (11"–15,5")			31,5–45 cm (12,5"–17,5")			35,5–51 cm (14"–20")		41–61 cm (16"–24")	
Circonférence du mollet : Mollet grande taille avec bande antiglisser	NA			NA	39,5–53 cm (15,5"–21")		45,5–61 cm (18"–24")		51–71 cm (20"–28")	
Longueur du mollet	Petite taille	Court	Long	Petite taille	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤35,5 cm (14")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤35,5 cm (14")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")
Circonférence de cuisse	45,5–66 cm (18"–26")			48–73 cm (19"–28,5")			52–84 cm (20,5"–33")		64–95 cm (25"–37,5")	
Longueur de jambe	Petite taille	Court	Long	Petite taille	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤65 cm (25,5")	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")	≤65 cm (25,5")	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")
Circonférence des hanches	83–112,5 cm (32,5"–44,5")			87–127 cm (34,5"–50")			98–150,5 cm (38,5"–59,5")		NA	
Circonférence des hanches : grande taille ou maternité	NA	≤142 cm (56")		NA	≤157,5 cm (62")		≤178 cm (70")		NA	
Taille	SP	SS	SL	MP	MS	ML	LS	LL	XS	XL
Mollet grande taille avec bande antiglisser					MS/P	ML/P	LS/P	LL/P	XS/P	XL/P

Pointure de chaussures pour femme : Jambe petite taille 4–8, Jambe courte 5,5–9,5, Jambe longue 8–12

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●
Pointe ouverte = ○

	MIEL 33	DORÉ 36	BEIGE PÂLE 66	NOIR 99
Mollet (C)	●	●	○	●●
Mollet petite taille (C)* Non-disponible avec bande antiglisser	●	●		●
Mollet avec bande antiglisser (C/S) Bande antiglisser en silicone			●○	●
Mollet grande taille avec bande antiglisser (C/P) Seulement disponible avec bande antiglisser en silicone			●○	●○*
Cuisse avec bande antiglisser (N) Bande antiglisser en silicone perlée	●	●	○	●●
Cuisse avec bande antiglisser (N) XS et XL Bande antiglisser en silicone perlée			●○	○
Cuisse avec attache à la taille (W)** Indiquer jambe GAUCHE (/L) ou DROITE (/R)*			○	
Cuisse petite taille (N)*	●	●		●
Collant (P)**	●	●		●
Collant petite taille (P)*	●	●		●
Collant grande taille et maternité (P/P)* **			●	●

* 20–30 mmHg seulement

** Non disponibles en tailles XS et XL



Exemple de code produit : **862NLLW66**

Gamme	86	Opaque
Niveau mmHg	2	20-30 mmHg
Style	N	Cuisse
Taille	LL	Grand Long
Sexe/Pointe ouverte	W	Pour femme
Couleur	66	Beige Pâle
Grande taille avec bande antiglisser		Si oui = /P Si non = Vide



Couleur représentée :
NOIR

OPAQUE 860

NIVEAUX DE COMPRESSION

20-30 mmHg

30-40 mmHg

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Durable



Plus grande
gamme de tailles



Opaque

- Construction durable avec un design côtelé pour modèles mollet pointe fermés
- Allure lisse et opaque pour les modèles pointe ouverte
- Matériau extensible confortable, facile à enfiler et à enlever
- Contention pour différents types d'œdème

MATÉRIAUX

- 64 % nylon, 36 % élasthanne
(la composition peut varier légèrement selon le style)
- Sans latex

“

J'ai déjà essayé de nombreux bas de compression, mais ceux-ci sont de loin les plus faciles à enfiler. Pas de lutte ni de tiraillement — juste un soutien doux et confortable toute la journée. Ils ont rendu le port de la compression beaucoup plus facile à intégrer à ma routine.

”



20-30 mmHg
Pointe ouverte, cuisse, moyen
long en Beige Pâle Lisse

862NML066



Bande antiglisse perlée en
silicone au mollet et à la cuisse



**Visionnez la fiche
de produit numérique**
sigvaris.com

TABLEAU DES TAILLES

	Petit		Moyen		Grand		Très grand	
Circonférence de cheville	18–21,5 cm (7"–8,5")		21,5–25,5 cm (8,5"–10")		25,5–29 cm (10"–11,5")		29–36 cm (11,5"–14")	
Circonférence du mollet	28–39 cm (11"–15,5")		31,5–45 cm (12,5"–17,5")		35,5–51 cm (14"–20")		41–61 cm (16"–24")	
Circonférence du mollet : Mollet grande taille avec bande antiglisser	NA		39,5–53 cm (15,5"–21")		45,5–61 cm (18"–24")		51–71 cm (20"–28")	
Longueur du mollet	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")
Circonférence de cuisse	45,5–66 cm (18"–26")		48–73 cm (19"–28,5")		52–84 cm (20,5"–33")		64–95 cm (25"–37,5")	
Longueur de jambe	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")
Taille	SS	SL	MS	ML	LS	LL	XS	XL
Mollet grande taille avec bande antiglisser			MS/P	ML/P	LS/P	LL/P	XS/P	XL/P

Pointure de chaussures pour homme : Jambe courte 7-11, Jambe longue 9,5-14

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●
Pointe ouverte = ○

BEIGE PÂLE CÔTELÉ 66	NOIR CÔTELÉ 99	BEIGE PÂLE LISSE 66	NOIR LISSE 99
----------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------

Mollet (C)	●*	●*	○	○
Mollet avec bande antiglisser (C/S) Bande antiglisser perlée en silicone			○	
Mollet grande taille avec bande antiglisser (C/P) Seulement disponible avec bande antiglisser perlée en silicone		●*	○	○*
Cuisse pointe ouverte avec bande antiglisser (N) Bande antiglisser perlée en silicone			○	○
Cuisse avec attache à la taille (W)** Indiquer jambe gauche (L) ou Droite (R)			○	

* Seulement disponible en 20-30 mmHg

** Cuisse avec attache à la taille (W) non disponible en XL



Exemple de code produit : **862CMLM99**

Gamme	86	Opaque
Niveau mmHg	2	20-30 mmHg
Style	C	Mollet
Taille	ML	Moyen Long
Sexe/Pointe ouverte	M	Pour homme
Couleur	99	Noir Côtelé
Bande antiglisser		Si oui = /S Si non = Vide



STYLE **LIN** en Denim et
STYLE **MICROFIBRE À MOTIFS**
en Coeurs Marine



Exprimez-vous

Pourquoi choisir **Style** ?

- Motifs et designs modernes, à la mode
- Pour les occasions spéciales et formelles
- Notre douceur la plus somptueuse

PRODUITS STYLE

	Gamme	Produit	Page
FIBRE NATURELLE	220	Coton Sea Island	20
	240	Laine Mérinos	22
	250	Lin	24
FIBRE VÉGÉTALE	260	Bambou	26
TRANSPARENT	750	Medium Sheer	28
	780	Sheer	30
MICROFIBRE	820	Microfibre	32
	830	Microfibre à Motifs	34
	840	Opaque Doux	36

LE MIEUX ADAPTÉ POUR

- La gestion de la maladie veineuse chronique
- Avant et après un traitement veineux avec un œdème minime
- Grossesse
- Pour celles qui préfèrent les options mode
- Parfait pour le travail ou pour une sortie en soirée



Couleur représentée :
MARINE

COTON SEA ISLAND 220

NIVEAU DE COMPRESSION

20-30 mmHg

Aussi disponible en 15-20 mmHg, voir page 72

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Doux



Coton



Tissu respirant

- Tricotés avec le coton le plus rare au monde, doux au toucher et luxueux
- Idéal pour les peaux sensibles
- Respirant et confortable
- Convient à ceux qui préfèrent les fibres naturelles
- Couture plate et douce aux orteils

MATÉRIAUX

- 43 % coton Sea Island, 39 % nylon, 11 % élasthanne, 7 % coton Supima
- Sans latex



Ils ont aidé à réduire la douleur et l'inconfort liés aux gonflements de mon bas de jambe après une blessure et des interventions chirurgicales.



20-30 mmHg
Mollet pointe fermée petit
long en Brun pour femme

222CSLW11



20-30 mmHg
Mollet pointe fermée moyen
long en Noir pour homme

222CMLM99



Visionnez la fiche
de produit numérique
sigvaris.com

TABLEAU DES TAILLES

	Petit		Moyen		Grand		Très grand	
Circonférence de cheville	18–21,5 cm (7"–8,5")		21,5–25,5 cm (8,5"–10")		25,5–29 cm (10"–11,5")		29–36 cm (11,5"–14")	
Circonférence du mollet	28–39 cm (11"–15,5")		31,5–45 cm (12,5"–17,5")		35,5–51 cm (14"–20")		41–61 cm (16"–24")	
Longueur du mollet	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")
Taille	SS	SL	MS	ML	LS	LL	XS	XL

Pointure de chaussures pour femme : Jambe courte 5,5–9,5, Jambe longue 8–12

Pointure de chaussures pour homme : Jambe courte 7–11, Jambe longue 9,5–14

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●

	MARINE 10	BRUN 11	NOIR 99
Mollet (C)	●	●	●



Exemple de code produit : **222CMLM10**

Gamme	22	Coton Sea Island
Niveau mmHg	2	20-30 mmHg
Style	C	Mollet
Taille	ML	Moyen Long
Sexe	M	Pour homme
Couleur	10	Marine



Couleur représentée :
BRUN

LAINÉ MÉRINOS 240

NIVEAU DE COMPRESSION

20-30 mmHg

Aussi disponible en 15-20 mmHg, voir page 73

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Laine



Thermorégulateur



Élégant

- La laine mérinos extra-fine de la plus haute qualité rend ces bas doux et respirants
- Évacuent l'humidité et gardent les pieds au sec
- Résistent naturellement aux odeurs
- Thermorégulateurs et pouvant être portés toute l'année
- Couture plate et douce aux orteils

MATÉRIAUX

- 53 % laine mérinos extra-fine, 38 % nylon, 9 % élasthanne
- Sans latex

“

Ils sont légers, je peux donc les porter à tout moment. Mes jambes se sentent mieux en les portant et mes pieds restent confortables. J'adore le confort de l'absence de couture au niveau des orteils.

”



20-30 mmHg

Mollet pointée fermée moyen
long en Brun pour homme

242CMLM11



20-30 mmHg

Mollet pointée fermée petit
long en Marine pour femme

242CSLW10



Visionnez la fiche
de produit numérique
sigvaris.com

TABLEAU DES TAILLES

	Petit		Moyen		Grand		Très grand	
Circonférence de cheville	18–21,5 cm (7"–8,5")		21,5–25,5 cm (8,5"–10")		25,5–29 cm (10"–11,5")		29–36 cm (11,5"–14")	
Circonférence du mollet	28–39 cm (11"–15,5")		31,5–45 cm (12,5"–17,5")		35,5–51 cm (14"–20")		41–61 cm (16"–24")	
Longueur du mollet	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")
Taille	SS	SL	MS	ML	LS	LL	XS	XL

Pointure de chaussures pour femme : Jambe courte 5,5–9,5, Jambe longue 8–12

Pointure de chaussures pour homme : Jambe courte 7–11, Jambe longue 9,5–14

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●

	MARINE 10	BRUN 11	NOIR 99
Mollet (C)	●	●	●



Exemple de code produit : **242CMSW99**

Gamme	24	Laine Mérinos
Niveau mmHg	2	20-30 mmHg
Style	C	Mollet
Taille	MS	Moyen Court
Sexe	W	Pour femme
Couleur	99	Noir



Couleur représentée :
MARRON

LIN 250

NIVEAU DE COMPRESSION

20-30 mmHg

Aussi disponible en 15-20 mmHg, voir page 74

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Fibre naturelle
hypoallergénique



Anti-bactérien



Gestion de
l'humidité

- Léger et respirant pour un confort quotidien
- Aux propriétés hypoallergéniques, idéal pour les peaux sensibles
- Solide, élégant et durable en quatre couleurs uniques

MATÉRIAUX

- 48 % coton, 23 % lin, 22 % nylon, 7 % élasthanne
- Sans latex

Nouvelles
couleurs
à venir en
2026!

“

J'aime le matériau, car il est
hypoallergénique et respirant. Ils sont
considérablement plus faciles à enfiler.

”



20-30 mmHg

Mollet pointe fermée moyen
long en Gris Pâle pour homme

252CMLM205



20-30 mmHg

Mollet pointe fermée moyen
long en Denim pour homme

252CMLM201



Visionnez la fiche
de produit numérique
sigvaris.com

TABLEAU DES TAILLES

	Petit		Moyen		Grand	
Circonférence de cheville	18–21,5 cm (7"–8,5")		21,5–25,5 cm (8,5"–10")		25,5–29 cm (10"–11,5")	
Circonférence du mollet	28–39 cm (11"–15,5")		31,5–45 cm (12,5"–17,5")		35,5–51 cm (14"–20")	
Longueur du mollet	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")
Taille	SS	SL	MS	ML	LS	LL

Pointure de chaussures pour femme : Jambe courte 5,5–9,5, Jambe longue 8–12

Pointure de chaussures pour homme : Jambe courte 7–11, Jambe longue 9,5–14

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●

	MARRON 111	DENIM 201	GRIS PÂLE 205	LAVANDE 207
Mollet (C)	●	●	●	●
Sexe	Pour femme et homme			Pour femme



Exemple de code produit : **252CMLW207**

Gamme	25	Lin
Niveau mmHg	2	20-30 mmHg
Style	C	Mollet
Taille	ML	Moyen Long
Sexe	W	Pour femme
Couleur	207	Lavande



Couleurs représentées :
IVOIRE et VIOLET CRÉPUSCULE

NOUVEAU - Doux et respirant

BAMBOU 260

NIVEAU DE COMPRESSION

20-30 mmHg

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Doux



Élégant



Respirant

- Les fils de viscose de bambou assurent une respirabilité supérieure et une gestion efficace de l'humidité, pour un confort optimal
- Parfaits en toute saison, les bas gardent les pieds et les jambes au frais l'été et au chaud l'hiver
- Les fils à double revêtement intégrés offrent un confort optimal et facilitent l'enfilage et le retrait des bas
- Des bas incroyablement doux et légers, confectionnés à partir de fils de viscose de bambou, disponibles en quatre couleurs, qui mettent les jambes en valeur et procurent une sensation agréable
- 100 % de viscose de bambou au contact de la peau pour une douceur ultime
- Design esthétique sur le dessus du pied

MATÉRIAUX

- 48 % viscose de bambou , 40% Nylon, 18% Spandex
- Sans latex

À venir, en
été 2026 !

TABLEAU DES TAILLES UNISEXE

	Petit		Moyen		Grand		Très grand	
Circonférence de cheville	18–21,5 cm (7"–8,5")		21,5–25,5 cm (8,5"–10")		25,5–29 cm (10"–11,5")		29–36 cm (11,5"–14")	
Circonférence du mollet	28–39 cm (11"–15,5")		31,5–45 cm (12,5"–17,5")		35,5–51 cm (14"–20")		41–61 cm (16"–24")	
Longueur du mollet	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")
Taille	SS	SL	MS	ML	LS	LL	XS	XL

Pointure de chaussures pour femme : Jambe courte 5,5–9,5, Jambe longue 8–12

Pointure de chaussures pour homme : Jambe courte 7–11, Jambe longue 9,5–14

STYLES ET COULEURS

	IVOIRE 217	BLEU PIERRE 218	VIOLET CRÉPUSCULE 219	NOIR 199
Pointe fermée = ●				
Mollet (C)	●	●	●	●



20–30 mmHg
Pointe fermée Mollet
en Ivoire

262CML217



Design esthétique sur
le dessus du pied



Exemple de code produit : **262CML219**

Gamme	26	Bambou
Niveau mmHg	2	20–30 mmHg
Style	C	Mollet
Taille	ML	Moyen Long
Couleur	219	Violet Crépusule



Couleur représentée :
MIEL

MEDIUM SHEER 750

NIVEAU DE COMPRESSION

20-30 mmHg

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Moyennement
transparent



Durable



Tissu respirant

- Collants à la mode, durables et moyennement transparents pour le port quotidien
- Excellente respirabilité et gestion de l'humidité
- Bande supérieure de 2 pouces, large et confortable pour le style mollet

MATÉRIAUX

- 68 % nylon, 32 % élasthanne
(la composition peut varier légèrement selon le style)
- Sans latex

“

Je passe toute la journée au bureau,
et elles aident vraiment à garder mes
jambes légères.

”



20-30 mmHg

Cuisse pointe fermée moyen
long en Noir

752NMLW99



Bande antiglisse perlée
en silicone à la cuisse



Visionnez la fiche
de produit numérique
sigvaris.com

TABLEAU DES TAILLES

	Petit		Moyen		Grand	
Circonférence de cheville	18–21,5 cm (7"–8,5")		21,5–25,5 cm (8,5"–10")		25,5–29 cm (10"–11,5")	
Circonférence du mollet	28–39 cm (11"–15,5")		31,5–45 cm (12,5"–17,5")		35,5–51 cm (14"–20")	
Longueur du mollet	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")
Circonférence de cuisse	45,5–66 cm (18"–26")		48–73 cm (19"–28,5")		52–84 cm (20,5"–33")	
Longueur de jambe	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")
Circonférence des hanches	83–112,5 cm (32,5"–44,5")		87–127 cm (34,5"–50")		98–150,5 cm (38,5"–59,5")	
Taille	SS	SL	MS	ML	LS	LL

Pointure de chaussures pour femme : Jambe courte 5,5–9,5, Jambe longue 8–12

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●

	MIEL 33	NUIT 94	NOIR 99
Mollet (C)	●	●	●
Cuisse avec bande antiglisse (N) Bande antiglisse perlée en silicone	●	●	●
Collant (P)	●	●	●



Exemple de code produit : **752NMLW33**

Gamme	75	Medium Sheer
Niveau mmHg	2	20-30 mmHg
Style	N	Cuisse (avec bande antiglisse)
Taille	ML	Moyen Long
Sexe	W	Pour femme
Couleur	33	Miel



Couleur représentée :
SABLE CHAUD

SHEER 780

NIVEAUX DE COMPRESSION

15-20 mmHg

20-30 mmHg

30-40 mmHg

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Transparent



Élégant




Tissu respirant

- Option mode élégante pour une occasion professionnelle ou pour une soirée
- Transparence uniforme sur toute la jambe
- Excellente respirabilité et gestion de l'humidité

MATÉRIAUX

- 15-20, 20-30 mmHg : 69 % nylon, 31 % élasthanne (la composition peut varier légèrement selon le style)
- 30-40 mmHg : 60 % nylon, 40 % élasthanne (la composition peut varier légèrement selon le style)
- Sans latex



20-30 mmHg
Mollet pointe fermée petit
court en Café

782CSSW73



Bande antiglis
Sensinnov® à la cuisse



**Visionnez la fiche
de produit numérique**
sigvaris.com

TABLEAU DES TAILLES

	Petit		Moyen		Grand	
Circonférence de cheville	18–21,5 cm (7"–8,5")		21,5–25,5 cm (8,5"–10")		25,5–29 cm (10"–11,5")	
Circonférence du mollet	28–39 cm (11"–15,5")		31,5–45 cm (12,5"–17,5")		35,5–51 cm (14"–20")	
Longueur du mollet	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")
Circonférence de cuisse	45,5–66 cm (18"–26")		48–73 cm (19"–28,5")		52–84 cm (20,5"–33")	
Longueur de jambe	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")
Circonférence des hanches	83–112,5 cm (32,5"–44,5")		87–127 cm (34,5"–50")		98–150,5 cm (38,5"–59,5")	
Taille	SS	SL	MS	ML	LS	LL


Pointure de chaussures pour femme : Jambe courte 5,5–9,5, jambe longue 8–12

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●
Pointe ouverte = ○

	MARINE FONCÉ 08	MIEL 33	SABLE CHAUD 34*	DORÉ 36	AMANDE GRILLÉE 37*	CAFÉ 73*	MOCHA 85*	NUIT 94	NOIR 99
Mollet (C)	●	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●	●○
Cuisse avec bande antiglis (N) Sensinnov®	●	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●	●○
Collant (P)	●	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●	●○

* 20–30 mmHg seulement



Exemple de code produit : **782PMLW99**

Gamme	78	Sheer
Niveau mmHg	2	20-30 mmHg
Style	P	Collant
Taille	ML	Moyen Long
Sexe/Pointe ouverte	W	Pour femme
Couleur	99	Noir



Couleur représentée :
GRIS ACIER

MICROFIBRE 820


NIVEAUX DE COMPRESSION

15-20 mmHg

20-30 mmHg

30-40 mmHg

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Microfibre



Doux



Élégant

- En microfibre à 100 % à l'intérieure du bas pour augmenter le confort, la douceur et faciliter la gestion de l'humidité
- Facile à enfiler et à enlever
- Bas confortable et durable à porter au travail ou au quotidien
- Disponible en tailles plus grandes
- Couture plate et douce aux orteils

MATÉRIAUX

- 87 % nylon, 13 % élasthanne (la composition peut varier légèrement selon le style)
- Sans latex



20-30 mmHg

Cuisse pointe fermée moyen long en Noir

822NMLM99



Bande antiglisse perlée en silicone au mollet et **bande antiglisse Sensinnov®** à la cuisse

“ Un produit exceptionnel qui offre un soutien efficace, surtout pendant de longues heures passées debout. ”



Visionnez la fiche de produit numérique
sigvaris.com

TABLEAU DES TAILLES

	Petit		Moyen		Grand		Très grand	
Circonférence de cheville	18–21,5 cm (7"–8,5")		21,5–25,5 cm (8,5"–10")		25,5–29 cm (10"–11,5")		29–36 cm (11,5"–14")	
Circonférence du mollet	28–39 cm (11"–15,5")		31,5–45 cm (12,5"–17,5")		35,5–51 cm (14"–20")		41–61 cm (16"–24")	
Longueur du mollet	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")
Circonférence de cuisse	45,5–66 cm (18"–26")		48–73 cm (19"–28,5")		52–84 cm (20,5"–33")		NA	
Longueur de jambe	Court	Long	Court	Long	Court	Long		
	≤76 cm (30")	>76 cm (30")	≤76 cm (30")	>76 cm (30")	≤76 cm (30")	>76 cm (30")		
Taille Pointure de chaussures	SS 7–11	SL 9,5–14	MS 7–11	ML 9,5–14	LS 7–11	LL 9,5–14	XS 7–11	XL 9,5–14
				MX* 12,5–17,5		LX* 12,5–17,5		XX* 12,5–17,5

Pointure de chaussures : Jambe courte 7–11, Jambe longue 9,5–14 (Pointures étendues : jambe longue 12,5–17,5)

* Les grandes tailles MX, LX et XX sont seulement disponibles dans le style mollet en noir et en ocre kaki, en 15–20 et 20–30 mmHg seulement, Ces tailles ne sont pas disponibles avec bande antiglissee

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●

	OCRE KAKI 32	GRIS ACIER 93	NOIR 99
Mollet (C)	●	●***	●
Mollet avec bande antiglissee (C/S)** Bande antiglissee perlée en silicone	●		●
Cuisse avec bande antiglissee (N)** Bande antiglissee Sensinnov®	●		●

** Non disponible en 15–20 mmHg

*** Gris acier disponible en 15–20 mmHg et 20–30 mmHg seulement



Exemple de code produit : **822CMLM93**

Gamme	82	Microfibre
Niveau mmHg	2	20–30 mmHg
Style	C	Mollet
Taille	ML	Moyen Long
Sexe	M	Pour homme
Couleur	93	Gris Acier
Bande antiglissee		Non



Couleur représentée :
CŒURS MARINE


MICROFIBRE À MOTIFS 830

NIVEAU DE COMPRESSION

20-30 mmHg

Aussi disponible en 15-20 mmHg, voir page 75

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Microfibre



Élégant



Motifs

- En microfibre à 100 % à l'intérieur de la chaussette pour améliorer le confort, la douceur, et faciliter l'évacuation de l'humidité
- Bas à la mode et durables pour le port quotidien
- Facile à enfiler et à enlever
- Couture plate et douce aux orteils

MATÉRIAUX

- 87 % nylon, 13 % élasthanne
(la composition peut varier légèrement selon le style)
- Sans latex



J'adore vraiment la variété de motifs proposée ! Cela rend le port des bas plus fun !



20-30 mmHg

Mollet pointe fermée petit long en
Argyle Bleu Royal pour homme

832CSLM48



20-30 mmHg

Mollet pointe fermée moyen court
en Fenêtre Mauve pour femme

832CMSW61



Visionnez la fiche
de produit numérique
sigvaris.com

TABLEAU DES TAILLES

	Petit		Moyen		Grand	
Circonférence de cheville	18-21,5 cm (7"-8,5")		21,5-25,5 cm (8,5"-10")		25,5-29 cm (10"-11,5")	
Circonférence du mollet	28-39 cm (11"-15,5")		31,5-45 cm (12,5"-17,5")		35,5-51 cm (14"-20")	
Longueur du mollet	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")
Taille	SS	SL	MS	ML	LS	LL

Pointure de chaussures pour femme : Jambe courte 5,5-9,5, Jambe longue 8-12

Pointure de chaussures pour homme : Jambe courte 7-11, Jambe longue 9,5-14

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●
Pour femme = **W**
Pour homme = **M**

				
Mollet (C)	●	●	●	●
Sexe	W	W	W/M	W
				
Mollet (C)	●	●	●	●
Sexe	M	W/M	W	W
				
Mollet (C)	●	●	●	●
Sexe	W/M	W/M	M	W
				
Mollet (C)	●	●	●	●
Sexe	W/M	W/M	W	W/M



Exemple de code produit : **832CMLM42**

Gamme	83	Microfibre à Motifs
Niveau mmHg	2	20-30 mmHg
Style	C	Mollet
Taille	ML	Moyen Long
Sexe	M	Pour homme
Couleur	42	Tartan Noir



OPAQUE DOUX 840

NIVEAUX DE COMPRESSION

15-20 mmHg

20-30 mmHg

30-40 mmHg

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Opaque



Microfibre



Doux

- Collants opaques à la mode pour le port professionnel et quotidien
- Douceur durable des microfibres qui rendent le produit confortable et facile à enfiler et à enlever
- Durable et respirant
- Options de collants maternité disponibles

MATÉRIAUX

- 79 % nylon, 21 % élasthanne (la composition peut varier légèrement selon le style)
- Sans latex

“

J'ADORE ces bas !
Je suis actuellement à 33 semaines de grossesse et je souffre de gonflements importants ! J'ai pris le modèle maternité, donc ils sont parfaits quand on a un ventre qui gêne ! Mes jambes vous disent merci !
Quel soulagement !

”



20-30 mmHg
Pointe ouverte cuisse avec bande
antiglisser moyen Long en Chai

842NMLO35



Bande antiglisser perlée en
silicone au mollet et **bande**
antiglisser Sensinno® à la cuisse



**Visionnez la fiche
de produit numérique**
sigvaris.com

TABLEAU DES TAILLES

	Petit		Moyen		Grand	
Circonférence de cheville	18–21,5 cm (7"–8,5")		21,5–25,5 cm (8,5"–10")		25,5–29 cm (10"–11,5")	
Circonférence du mollet	28–39 cm (11"–15,5")		31,5–45 cm (12,5"–17,5")		35,5–51 cm (14"–20")	
Longueur du mollet	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")
Circonférence de cuisse	45,5–66 cm (18"–26")		48–73 cm (19"–28,5")		52–84 cm (20,5"–33")	
Longueur de jambe	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")	≤72 cm (28,5")	>72 cm (28,5")
Circonférence des hanches	83–112,5 cm (32,5"–44,5")		87–127 cm (34,5"–50")		98–150,5 cm (38,5"–59,5")	
Circonférence des hanches maternité	≤142 cm (56")		≤157,5 cm (62")		≤178 cm (70")	
Taille	SS	SL	MS	ML	LS	LL

Pointure de chaussures pour femme : Jambe courte 5,5–9,5, Jambe longue 8–12

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●
Pointe ouverte = ○

	BLEU NUIT 09**	CHAI 35	PACANE 40	MULBERRY 60*	ESPRESSO 89*	GRAPHITE 91**	NOIR 99
Mollet (C)	●	●○	●	●	●	●	●○
Mollet w/Grip-Top (C/S)* Silicone dotted Grip-Top							●
Cuisse avec bande antiglissee (N) Bande antiglissee Sensinnov®	●	●○	●	●	●	●	●○
Collant (P)	●	●○	●	●	●	●	●○
Collant maternité (M)*							●

* 20–30 mmHg seulement

** 15–20 mmHg et 20–30 mmHg seulement

Exemple de code produit : **842CMSW09**

Gamme	84	Opaque Doux
Niveau mmHg	2	20–30 mmHg
Style	C	Mollet
Taille	MS	Moyen Court
Sexe/Pointe ouverte	W	Pour femme
Couleur	09	Bleu Nuit
Bande antiglissee		Non





Dépassez-vous

Pourquoi choisir **Motion** ?

- Semelle coussinée pour plus de confort
- Fils incrustés absorbant l'humidité



PRODUITS MOTION

Gamme	Produit	Page
360	Coton Coussiné	40
412C	High Tech	42
422	Laine Thermorégulatrice	44
432	Flow Tech®	46



LE MIEUX ADAPTÉ POUR

- La gestion de la maladie veineuse chronique
- Les personnes debout pendant de longues périodes
- Les personnes à la peau et aux orteils sensibles
- Les souliers et les bottes de travail
- Chaussures décontractées et chaussures de sport



Couleur représentée :
BLANC

COTON COUSSINÉ 360

NIVEAU DE COMPRESSION

20-30 mmHg

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Semelle coussinée



Cotton



Peau sensible

- Fait de coton Supima pour un maximum de confort et de respirabilité
- Semelle, talon et orteils extra-rembourrés afin de protéger les pieds
- Idéal pour les peaux sensibles et les allergies
- Couture plate et douce aux orteils
- Convient aux diabétiques
- Idéal pour les personnes debout pendant de longues périodes

MATÉRIAUX

- 64 % coton Supima, 28 % nylon, 8 % élasthanne
- Sans latex



20-30 mmHg

Mollet pointée fermée moyen
long en Noir pour femme

362CMLW99



Couture plate et sans friction
aux orteils

“

Les bas sont très confortables, faciles à
enfiler, se lavent bien et conservent leur
ajustement toute la journée.

”



**Visionnez la fiche
de produit numérique**
sigvaris.com

TABLEAU DES TAILLES

	Petit		Moyen		Grand		Très grand	
Circonférence de cheville	18-21,5 cm (7"-8,5")		21,5-25,5 cm (8,5"-10")		25,5-29 cm (10"-11,5")		29-36 cm (11,5"-14")	
Circonférence du mollet	28-39 cm (11"-15,5")		31,5-45 cm (12,5"-17,5")		35,5-51 cm (14"-20")		41-61 cm (16"-24")	
Longueur du mollet	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")
Taille	SS	SL	MS	ML	LS	LL	XS	XL

Pointure de chaussures pour femme : Jambe courte 5,5-9,5, Jambe longue 8-12

Pointure de chaussures pour homme : Jambe courte 7-11, Jambe longue 9,5-14

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●

	BLANC 00	NOIR 99
Mollet (C)	●	●



Exemple de code produit : **362CMLM00**

Gamme	36	Coton Coussiné
Niveau mmHg	2	20-30 mmHg
Style	C	Mollet
Taille	ML	Moyen Long
Sexe	M	Pour homme
Couleur	00	Blanc



Couleur représentée :
BLEU ACIER

HIGH TECH 412C

NIVEAU DE COMPRESSION

20-30 mmHg

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Évacue
l'humidité



Conformation
anatomique



Couleurs

- Fibres de haute technologie pour le contrôle thermique
- Zones de la semelle, des orteils et du tendon d'Achille coussinées pour un confort optimal
- Conformation anatomique pour soutenir la forme naturelle du pied et du mollet (spécifique au pied gauche et au pied droit)
- Couture plate et douce aux orteils
- Parfait pour les activités quotidiennes et les personnes actives


MATÉRIAUX

- 64 % nylon, 17 % polyester, 19 % élasthanne
- Sans latex



Elles restent en place toute la journée sans glisser, le matériau plus épais est idéal pour des bottes de sécurité à embout acier lors de quarts de 12 heures. Excellente évacuation de l'humidité.

Ce produit est conçu pour les ouvriers du bâtiment et durable !



20-30 mmHg
Mollet pointe fermée moyen
moyen en Blanc

412CMM00



Spécifique aux pieds
GAUCHE et DROIT



**Visionnez la fiche
de produit numérique**
sigvaris.com

TABLEAU DES TAILLES UNISEXE

	Petit			Moyen			Grand			Très grand		
Circonférence de la cheville	18–21,5 cm (7"–8,5")			21,5–25,5 cm (8,5"–10")			25,5–29 cm (10"–11,5")			29–33 cm (11,5"–13")		
Circonférence du mollet	28–39 cm (11"–15,5")			31,5–45 cm (12,5"–17,5")			35,5–51 cm (14"–20")			40,5–58 cm (16"–23")		
	Court	Moyen	Long	Court	Moyen	Long	Court	Moyen	Long	Court	Moyen	Long
Pointure de chaussures pour femme	4,5–7,5	8–10,5	11–13,5	4,5–7,5	8–10,5	11–13,5	8–10,5	11–13,5	>14	8–10,5	11–13,5	>14
Pointure de chaussures pour homme	≤6,5	7–9,5	10–12,5	≤6,5	7–9,5	10–12,5	7–9,5	10–12,5	13–15,5	7–9,5	10–12,5	13–15,5
Taille	SS	SM	SL	MS	MM	ML	LS	LM	LL	XS	XM	XL

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●	BLANC 00	BLEU 50	LIME 54	ROSE 56
Mollet (C)	●	●	●	●
	ROUGE 59	BLEU ACIER 62	NOIR 99	
Mollet (C)	●	●	●	

Exemple de code produit : **412CML56**

Gamme	41	High Tech
Niveau mmHg	2	20-30 mmHg
Style	C	Mollet
Taille	ML	Moyen Long
Couleur	56	Rose



Couleur représentée :
GRIS

LAINES THERMO- RÉGULATRICE

422

NIVEAU DE COMPRESSION

20-30 mmHg

Aussi disponible en 15-20 mmHg, voir page 82

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Laine



Semelle
cousinée



Thermorégulateur

- Les propriétés naturelles de la laine en font des bas résistants aux odeurs
- Thermorégulateurs et pouvant être portés toute l'année
- Semelle coussinée pour aider à prévenir les ampoules
- Doux et confortable
- Couture plate et douce aux orteils
- Parfait pour les milieux de travail et les activités à l'extérieur

MATÉRIAUX

- 67 % laine mérinos fine, 26 % nylon, 7 % élasthanne
- Sans latex

“

Ces bas ont changé ma vie. À mon âge, avec des jumeaux de 3 ans, ces bas de compression m'apportent un sentiment d'espoir et de légèreté.

Savoir que mes jambes ne seront pas affectées pendant que je vois mes enfants grandir compte énormément pour moi.

”



20-30 mmHg
Mollet pointée fermée moyen
moyen en Gris

422CMM12



20-30 mmHg
Mollet pointée fermée moyen
court en Olive

422CMS31



Visionnez la fiche
de produit numérique
sigvaris.com

TABLEAU DES TAILLES UNISEXE

	Petit			Moyen			Grand		
Circonférence de la cheville	18-21,5 cm (7"-8,5")			21,5-25,5 cm (8,5"-10")			25,5-29 cm (10"-11,5")		
Circonférence du mollet	28-39 cm (11"-15,5")			31,5-45 cm (12,5"-17,5")			35,5-51 cm (14"-20")		
	Court	Moyen	Long	Court	Moyen	Long	Court	Moyen	Long
Pointure de chaussures pour femme	4,5-7,5	8-10,5	11-13,5	4,5-7,5	8-10,5	11-13,5	8-10,5	11-13,5	>14
Pointure de chaussures pour homme	≤6,5	7-9,5	10-12,5	≤6,5	7-9,5	10-12,5	7-9,5	10-12,5	13-15,5
Taille	SS	SM	SL	MS	MM	ML	LS	LM	LL

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●

	GRIS 12	OLIVE 31
Mollet (C)	●	●

Exemple de code produit : **422CSL12**

Gamme	42	Laine Thermorégulatrice
Niveau mmHg	2	20-30 mmHg
Style	C	Mollet
Taille	SL	Petit Long
Couleur	12	Gris



Couleur représentée :
ARDOISE

FLOW TECH® 432

NIVEAU DE COMPRESSION

20-30 mmHg

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Tissu respirant



Évacue
l'humidité



Semelle
cousinée

- Canaux MeshLink^{MC} conçus pour offrir un débit d'air optimal aux parties du pied et de la jambe qui génèrent le plus de chaleur, reliant le dessous du pied au dessus du mollet et permettant à la chaleur de s'évacuer
- Semelle intérieure et orteils sont rembourrés avec des zones renforcées au niveau du tendon d'Achille pour un confort optimal
- Fibres SENSIL® Aquarius gardent vos jambes et pieds secs grâce à une gestion de l'humidité de nouvelle génération
- Zone de flexibilité en mesh sur le coup de pied assure un enfilage facile
- Couture plate et douce aux orteils

MATÉRIAUX

- 62% Nylon, 24% SENSIL Aquarius Nylon, 14% Spandex
- Sans latex

“

Dès que je les ai enfilées, j'ai ressenti une sensation de fraîcheur, que j'ai reconnue comme une amélioration de la circulation sanguine. En 30 minutes, mes pieds et mes jambes avaient retrouvé leur taille normale, et j'ai pu marcher pour la première fois depuis presque un an, sans aucune douleur.

”



20-30 mmHg
Mollet pointe fermée moyen
long en Mer Profonde

432CML212



Les canaux **MeshLink^{MC}**,
notre conception à motif
unique pour un débit d'air
optimal



**Visionnez la fiche
de produit numérique**
sigvaris.com



TABEAU DES TAILLES UNISEXE

	Petit		Moyen		Grand		Très grand	
Circonférence de cheville	18–21,5 cm (7"–8,5")		21,5–25,5 cm (8,5"–10")		25,5–29 cm (10"–11,5")		29–36 cm (11,5"–14")	
Circonférence du mollet	28–39 cm (11"–15,5")		31,5–45 cm (12,5"–17,5")		35,5–51 cm (14"–20")		41–61 cm (16"–24")	
Longueur du mollet	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")	≤41 cm (16")	>41 cm (16")
Taille	SS	SL	MS	ML	LS	LL	XS	XL

Pointures de chaussures pour femme : Jambe courte 5,5 9,5; Jambe longue 8 12

Pointures de chaussures pour homme : Jambe courte 7 11, Jambe longue 9,5 14

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●				
Mollet (C)	●	●	●	●
				
Mollet (C)	●	●	●	●



Exemple de code produit : **432CML210**

Gamme	43	Flow Tech®
Niveau mmHg	2	20-30 mmHg
Style	C	Mollet
Taille	ML	Moyen Long
Couleur	210	Orchidée





Prenez soin de vous

Pourquoi choisir **Spécialité** ?

- Soins médicaux spécifiques
- Haute contention

PRODUITS SPÉCIALITÉ

Gamme	Produit	Page
500	Caoutchouc Naturel	50
910	Manchon Advance	52

LE MIEUX ADAPTÉ POUR

- Varices graves
- Œdème chronique après TVP
- Stase veineuse grave
- Stades précoces de lymphoedème
- Ulcères veineux actifs et prévention de la récurrence
- Patients ayant un lymphoedème au bras
- Soins post-mastectomie



Couleur représentée :
BEIGE

CAOUTCHOUC NATUREL 500

NIVEAUX DE COMPRESSION

30–40 mmHg

40–50 mmHg

50–60 mmHg

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Caoutchouc naturel



Durable



Plus grande gamme de tailles

- Solution de contention durable, à long-terme avec une fatigue minimale des fibres tout au long de la journée
- Grandeur variées pour un ajustement sur-mesure
- Peut être jumelé avec une **Doublure de coton** (voir p. 87)
- Idéal pour les patients présentant des indications plus graves, incluant :
 - Varices graves
 - Stase veineuse grave
 - Lymphœdème
 - Œdème chronique après TVP
 - Prévention de la récurrence et le traitement des ulcères veineux actifs

MATÉRIAUX


- 70 % nylon, 30 % latex de caoutchouc naturel (styles mollet et cuisse)
- 75 % nylon, 20 % latex de caoutchouc naturel, 5 % autres fibres (collant)

Mise en garde : ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, ce qui peut causer des réactions allergiques.



30–40 mmHg
Cuisse pointe ouverte taille moyen long en Beige

503NM2077



Bande antiglisse perlée en silicone à la cuisse



Doublure de coton
Vendue séparément, voir page 87



Visionnez la fiche de produit numérique
sigvaris.com

TABLEAU DES TAILLES

	Petit				Moyen				Grand				Très grand			
Circonférence de cheville	19–23 cm (7,5"–9")				23–30 cm (9"–12")				30–40 cm (12"–15,5")				40–46 cm (15,5"–18")			
Circonférence du mollet	Moyen		Complet		Moyen		Complet		Moyen		Complet		Moyen		Complet	
	28–38 cm (11"–15")		≤43 cm (17")		32–43 cm (12,5"–17")		≤48 cm (19")		36–48 cm (14,5"–19")		≤57 cm (22,5")		45–57 cm (18"–22,5")		≤68 cm (27")	
Circonférence du mollet pour 505C (complète seulement)	505C : Mollet complet seulement		32–43 cm (12,5"–17")		505C : Mollet complet seulement		36–48 cm (14,5"–19")		505C : Mollet complet seulement		45–57 cm (18"–22,5")		505C : Non disponible en XL			
Longueur du mollet	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	≤40 cm (≤15,5")	>40 cm (>15,5")	≤40 cm (≤15,5")	>40 cm (>15,5")	≤40 cm (≤15,5")	>40 cm (>15,5")	≤40 cm (≤15,5")	>40 cm (>15,5")	≤40 cm (≤15,5")	>40 cm (>15,5")	≤40 cm (≤15,5")	>40 cm (>15,5")	≤40 cm (≤15,5")	>40 cm (>15,5")	≤40 cm (≤15,5")	>40 cm (>15,5")
Circonférence de cuisse	Moyen		Complet		Moyen		Complet		Moyen		Complet		N/A			
	41–54 cm (16"–21")		≤61 cm (24")		48–61 cm (19"–24")		≤71 cm (28")		58–71 cm (23"–28")		≤81 cm (32")					
Circonférence de cuisse pour 505T (complète seulement)	505T : Cuisse complète seulement		≤61 cm (24")		505T : Cuisse complète seulement		≤71 cm (28")		505T : Cuisse complète seulement		≤81 cm (32")					
Longueur de jambe	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long				
	≤71 cm (28")	>71 cm (28")	≤71 cm (28")	>71 cm (28")	≤71 cm (28")	>71 cm (28")	≤71 cm (28")	>71 cm (28")	≤71 cm (28")	>71 cm (28")	≤71 cm (28")	>71 cm (28")				
Circonférence des hanches	<122 cm (48")				<137 cm (54")				<155 cm (61")							
Taille	S1	S2	S3	S4	M1	M2	M3	M4	L1	L2	L3	L4	X1	X2	X3	X4

STYLES ET COULEURS

Pointe ouverte = ○



Mollet (C)	○	Mollet offert uniquement en tailles S, M, et L et en taille complètes uniquement pour le 50–60 mmHg
Cuisse sans antigrisse (T)	○	
Cuisse avec antigrisse (N) Bande antigrisse perlée en silicone	○	Non disponible en 50–60 mmHg et non disponible en XL
Collant (P)	○	Collant offert uniquement en 30–40 mmHg et en tour de cuisse complet
Cuisse avec attache à la taille (W) Indiquer /L pour gauche et /R pour droite	○	Cuisse avec attache à la taille offert seulement en 30–40 mmHg et en 40–50 mmHg et seulement en circonférence de cuisse complet

Mise en garde : ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, ce qui peut causer des réactions allergiques. Pour obtenir toutes les indications et contre-indications, voir page 94 pour les détails. Sigvaris n'est pas responsable du non-respect des contre-indications ou des avertissements.

Exemple de code produit : **503NS3077**

Gamme	50	Caoutchouc Naturel
Niveau mmHg	3	30–40 mmHg
Style	N	Cuisse avec Bande antigrisse
Taille	S3	Petit Complet Court
Sexe/Pointe ouverte	O	Pointe ouverte
Couleur	77	Beige



Couleur représentée :
BEIGE

MANCHON ADVANCE 910

NIVEAUX DE COMPRESSION

15-20 mmHg

20-30 mmHg

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Évacue
l'humidité



Bande antiglisse
Sensinnov®



Tissu respirant

- Idéal pour les patients ayant un lymphoedème dans le bras ou soins post-mastectomie
- Propriété d'évacuation de l'humidité pour garder la peau au sec
- Respirant et doux
- Bande antiglisse Sensinnov® maintient le manchon en place toute la journée
- Disponible avec ou sans gant

MATÉRIAUX

- 50 % nylon, 28 % rayonne, 22 % élasthanne
- Sans latex



20-30 mmHg
Manchon avec gantelet
petit long en Beige

912ASLG77/S



Bande antiglisse **Sensinnov®**

“


Soutien efficace, faciles à porter, et d'une grande aide après ma mastectomie.

”

TABLEAU DES TAILLES

	Petit		Moyen				Grand				Très grand			
Paume (A)	17-21 cm (6,5"-8")		18-22 cm (7"-8,5")				19-23 cm (7,5"-9")				20-24 cm (8"-9,5")			
Poignet (C)	14-16 cm (5,5"-6,5")		16-18 cm (6,5"-7")				18-20 cm (7"-8")				20-23 cm (8"-9")			
Partie supérieure du bras (F)	Régulier		Régulier		Plus		Régulier		Plus		Régulier		Plus	
	26-34 cm (10"-13,5")		29-37 cm (11,5"-14,5")		37-43 cm (14,5"-17")		32-40 cm (12,5"-15,5")		40-46 cm (15,5"-18")		34-42 cm (13,5"-16,5")		42-48 cm (16,5"-19")	
Longueur (C-G)*	Régulier	Long	Régulier	Long	Régulier	Long	Régulier	Long	Régulier	Long	Régulier	Long	Régulier	Long
	≤43 cm (17")	>43 cm (17")	≤43 cm (17")	≤43 cm (17")	≤43 cm (17")	>43 cm (17")	≤43 cm (17")	>43 cm (17")	≤43 cm (17")	>43 cm (17")	≤43 cm (17")	>43 cm (17")	≤43 cm (17")	>43 cm (17")
Taille	SR	SL	MR	ML	MR/P	ML/P	LR	LL	LR/P	LL/P	XR	XL	XR/P	XL/P

* Le bras doit être légèrement plié pour mesurer la longueur



STYLES ET COULEURS

Pointe ouverte = ○



Manchon avec gantelet (G) Bande antiglisse Sensinnov®	○
Manchon sans gantelet (O) Bande antiglisse Sensinnov®	○

Remarque : tous les manchons sont offerts avec antiglisse (/S)
15-20 mmHg non offert avec gantelet ni en grande taille



Exemple de code produit : **912AMR077/S**

Gamme	91	Manchon Advance
Niveau mmHg	2	20-30 mmHg
Style	A	Manchon
Taille	MR	Moyen Régulier
Gantelet	O	Sans gantelet
Couleur	77	Beige
Bande antiglisse	/S	Avec bande

Ressentez
votre force avec
WrapAbility



VÊTEMENTS INÉLASTIQUES ET POUR ŒDÈME MÉDICALEMENT COMPLEXE



VÊTEMENTS INÉLASTIQUES

Produit	Page
Pourquoi choisir un vêtement inélastique ?	56
Quel vêtement inélastique choisir ?	57
Compreflex®	58
Coolflex®	60
Tableaux des tailles de pied	62
Vêtements de compression pour le pied	63
Doublures	64
Accessoires	65
Compreshort®	66
Compreshape ^{MD}	67

Pourquoi choisir un vêtement inélastique ?

- Plus rapide et plus facile à enfiler
- Aucune technique d'enroulement multicouche nécessaire
- Niveaux de compression constants
- Plus facile à enfiler et à enseigner aux patients ou aux aidants
- Gain de temps
- Moins besoin de réajustements fréquents
- Économique à long terme, car les bandes inélastiques sont réutilisables



Comment fonctionnent les vêtements inélastiques ?

• Pression de repos faible :

Lorsque le patient est au repos (assis ou allongé), le vêtement exerce peu de pression, car le tissu est peu extensible. Cela le rend plus confortable à porter sur de longues périodes, notamment pour les personnes peu mobiles ou pendant le sommeil.


• Haute pression en activité :

Lorsque les muscles se contractent lors du mouvement (comme en marchant), ils poussent vers l'extérieur contre le tissu ferme et inélastique. Comme le vêtement ne s'étire pas beaucoup, il résiste à cette expansion et crée un pic de pression sur le membre.

Pression de travail

Marche, montée d'escaliers, passage de la position assise à la position debout, élévation des orteils

Pression au repos
Avec Compreflex®



Pression au repos
Allongé ou assis sans bouger

Quel vêtement inélastique choisir ?

COMPREFLEX® Mollet



Dispositifs Accutab®



Accutabs® — Brevetés et réglables au niveau de la pression pour un contrôle facile, précis et constant.

Système complet pour les jambes — Option de commander le Compreflex® Standard Genou et le Compreflex® Standard Cuisse

Rallonges de courroies — Option d'ajouter 10 cm par courroie si nécessaire

Matériaux de qualité supérieure — Le matériau doux et respirant offre un ajustement confortable, régule l'humidité et est agréable pour la peau.



COOLFLEX® Standard - Mollet



Le système de pression intégrée EZ-Close^{MC}

Mise en place à une main — Le système de pression EZ-Close^{MC} composé de huit ongles permet une mise en place latérale à une main, même pour les patients ayant des problèmes de dextérité.

Restez au frais — Le maillage léger et respirant maintient la peau confortable.

Profil discret — Le design fin s'adapte facilement sous les vêtements et avec les chaussures.

Régulation de l'humidité — Le tissu en maille permet au porteur de se sentir au frais et confortable.



COMPREFLEX®

NIVEAU DE COMPRESSION

20–50 mmHg



MATÉRIAUX SUPÉRIEURS

Matériau doux et malléable, offrant un ajustement confortable

DESIGN INTELLIGENT

Le vêtement se moule au mollet, offrant un ajustement supérieur

QUALITÉ SUPÉRIEURE

Chaque dispositif a une double couture pour assurer la durabilité

APPLICATION FACILE

Avec un panneau avant extensible pour fixer le dispositif en place et des sangles qui se retournent, le vêtement est facile à enfiler et à ajuster, améliorant l'adhésion au traitement



AccuTabs® permet au patient et au professionnel de santé de mesurer avec précision la compression nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Mise en place et retrait faciles



Maintien



Durable

MATÉRIAUX

- 37 % polyamide, 27 % mousse de polyuréthane, 26 % coton, 6 % élasthanne, 4 % polyester
- Sans latex

IDÉAL POUR

- Lymphœdème
- Œdème
- Maladie veineuse chronique (MVC)
- Insuffisance veineuse chronique (IVC), y compris ulcère dû à la stase veineuse
- Lipoedème




TABLEAU DES TAILLES COMPREFLEX® MOLLET (A, C)

	Petit	Moyen	Grand	T Grand	TT Grand
C	29–39 cm	34–44 cm	40–50 cm	46–56 cm	54–64 cm
A	19–26 cm	21–30 cm	26–36 cm	31–41 cm	36–46 cm

Longueur G :

Régulier: 30–33,9 cm

Grand: 34–42 cm

Instructions de mesure du pied :

- I:** Mesurer la circonférence de l'articulation de la cheville et du talon
- J:** Mesurer la circonférence à travers les têtes métatarsiennes
- K:** Mesurer la longueur de la partie **médiale** (interne) du pied, du talon à la première tête métatarsienne (voir tableau des tailles de pied, page 62)

OPTIONS COMPREFLEX®

MOLLET ET PIED


20-50 mmHg



Pour ceux qui ont besoin d'un vêtement de compression pour le mollet et le pied

Comprend :

- Vêtement inélastique Compreflex®
- Une pièce de pied Compreboot® Standard
- Une paire de Doublures de base non-compressives
- Un ensemble de Dispositifs Accutab®



CODES DE PRODUIT

		Petit	Moyen	Grand	T Grand	TT Grand
Beige	Reg	1411-BKR	1412-BKR	1413-BKR	1414-BKR	1415-BKR
	Long	1411-BKT	1412-BKT	1413-BKT	1414-BKT	1415-BKT
Noir	Reg	1401-BKR	1402-BKR	1403-BKR	1404-BKR	1405-BKR
	Long	1401-BKT	1402-BKT	1403-BKT	1404-BKT	1405-BKT

- 1401-BKR, 1411-BKR, 1401-BKT et 1411-BKT incluent une botte taille régulier, petit
- 1402-BKR, 1412-BKR, 1402-BKT, 1412-BKT, 1403-BKR, 1413-BKR, 1403-BKT, et 1413-BKT incluent une botte taille régulier, moyen/grand
- 1404-BKR, 1414-BKR, 1404-BKT, 1414-BKT, 1405-BKR, 1415-BKR, 1405-BKT, et 1415-BKT incluent une botte taille régulier, très grand/très très grand

Standard MOLLET

20-50 mmHg



Pour ceux qui ont besoin d'un autre vêtement pour les pieds

Comprend :

- Vêtement Compreflex® standard mollet
- Une paire de doublures de base non-compressives
- Un ensemble de dispositifs Accutab®
- Peut être jumelé à d'autres vêtements de pied* (p. 63).

* Lorsque jumelé avec une doublure de base, un vêtement de pied est fortement recommandé.



		Petit	Moyen	Grand	T Grand	TT Grand
Beige	Reg	1411-NF-BKR	1412-NF-BKR	1413-NF-BKR	1414-NF-BKR	1415-NF-BKR
	Long	1411-NF-BKT	1412-NF-BKT	1413-NF-BKT	1414-NF-BKT	1415-NF-BKT
Noir	Reg	1401-NF-BKR	1402-NF-BKR	1403-NF-BKR	1404-NF-BKR	1405-NF-BKR
	Long	1401-NF-BKT	1402-NF-BKT	1403-NF-BKT	1404-NF-BKT	1405-NF-BKT

Transition MOLLET

20-50 mmHg



Pour ceux qui ont besoin d'une doublure compressive avec compression sur le pied et la cheville

Comprend :

- Vêtement Compreflex® standard mollet
- Une paire de doublures de transition, qui fournissent une compression de 10-20 mmHg sur le pied et la cheville
- Un ensemble de dispositifs Accutab®
- Possibilité de porter des chaussures régulières par dessus la doublure



		Petit	Moyen	Grand	T Grand	TT Grand
Beige	Reg	1411-UC-BKR	1412-UC-BKR	1413-UC-BKR	1414-UC-BKR	1415-UC-BKR
	Long	1411-UC-BKT	1412-UC-BKT	1413-UC-BKT	1414-UC-BKT	1415-UC-BKT
Noir	Reg	1401-UC-BKR	1402-UC-BKR	1403-UC-BKR	1404-UC-BKR	1405-UC-BKR
	Long	1401-UC-BKT	1402-UC-BKT	1403-UC-BKT	1404-UC-BKT	1405-UC-BKT

Complete MOLLET

20-50 mmHg



Pour ceux qui ont besoin d'une doublure compressive avec compression sur le pied et la cheville et d'une compression graduée sur le mollet

Comprend :

- Vêtement Compreflex® standard mollet
- Une paire de doublures complètes, qui fournissent une compression de 10-20 mmHg sur le pied, la cheville et le mollet
- Un ensemble de dispositifs Accutab®
- Possibilité de porter des chaussures régulières par dessus la doublure



		Petit	Moyen	Grand	T Grand	TT Grand
Beige	Reg	1411-FC-BKR	1412-FC-BKR	1413-FC-BKR	1414-FC-BKR	1415-FC-BKR
	Long	1411-FC-BKT	1412-FC-BKT	1413-FC-BKT	1414-FC-BKT	1415-FC-BKT
Noir	Reg	1401-FC-BKR	1402-FC-BKR	1403-FC-BKR	1404-FC-BKR	1405-FC-BKR
	Long	1401-FC-BKT	1402-FC-BKT	1403-FC-BKT	1404-FC-BKT	1405-FC-BKT

COOLFLEX®

NIVEAU DE COMPRESSION

20-50 mmHg




ENFILAGE AVEC UNE SEULE MAIN

Le système de pression EZ-Close^{MC}, composé de huit languettes, facilite l'enfilage latéral d'une seule main, même pour les patients ayant des problèmes de dextérité

VÊTEMENT RESPIRANT

La conception du Spacer Fabric^{MC} donne un produit hautement respirant pour maintenir une fraîcheur confortable



CONCEPTION NOVATRICE

Fermetures à crochets métalliques durables pour une tenue et une durabilité maximales



Gauche et droite spécifiques

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Maintien



Respirant




Évacue l'humidité

MATÉRIAUX

- 47 % polyester, 25 % polyamide, 20 % coton, 8 % élasthanne, 1 % acier inoxydable
- Sans latex

IDÉAL POUR

- Maladie veineuse chronique, incluant, mais ne se limitant pas à l'ulcère dû à la stase veineuse
- Un lymphœdème bien contrôlé
- Un œdème non spécifique ou post-chirurgical
- Patients ayant une dextérité limitée, de l'arthrite et des limitations de mobilité.



COMMENT COOLFLEX® ASSURENT UNE COMPRESSION PRÉCISE FACILE

EZ-Close^{MC}

Le système de pression intégrée **EZ-Close^{MC}** dispose d'indicateurs visuels permettant de fournir avec précision 20-30 mmHg, 30-40 mmHg, ou 40-50 mmHg sur chaque languette.

COOLFLEX® STANDARD

MOLLET

20–50 mmHg



COMPREND


- Coolflex® standard mollet
- Manchon d'application intégré pour une utilisation et un port autonomes
- **Une paire de doublures de base non compressives**
- Vous pouvez remplacer la doublure de base par une doublure de transition (voir page 64) en contactant le service client.



Doublure de base (inclus)

Si vous jumelez ce produit avec une **Doublure de base**, un vêtement de pied est fortement recommandé.

Voir **Vêtement de pied Coolflex®**, page 63; vendu séparément.




Doublure de transition

Lorsque jumelé avec une **Doublure de transition**, un vêtement de pied n'est pas requis.



TABLEAU DES TAILLES COOLFLEX® STANDARD MOLLET (A–C1)


		Petit	Petit max	Moyen / Grand	Moyen / Grand max	Très grand / Très très grand
	C1	28–39 cm	35–50 cm	34–50 cm	45–64 cm	45–64 cm
	C	28–39 cm	35–50 cm	34–50 cm	45–64 cm	45–64 cm
	B	23–33 cm	27–38 cm	29–43 cm	35–49 cm	37–54 cm
	A	16–26 cm	16–26 cm	23–33 cm	23–33 cm	30–42 cm
Gauche	Régulier	2101-NF-BKR-L	2101-NF-BMR-L	2103-NF-BKR-L	2103-NF-BMR-L	2105-NF-BKR-L
	Grand	2101-NF-BKT-L	2101-NF-BMT-L	2103-NF-BKT-L	2103-NF-BMT-L	2105-NF-BKT-L
Droite	Régulier	2101-NF-BKR-R	2101-NF-BMR-R	2103-NF-BKR-R	2103-NF-BMR-R	2105-NF-BKR-R
	Grand	2101-NF-BKT-R	2101-NF-BMT-R	2103-NF-BKT-R	2103-NF-BMT-R	2105-NF-BKT-R



Longueur G :

Régulier: 30–35,9 cm
Grand: 36–42 cm

TABLEAUX DES TAILLES DE PIED



Instructions de mesure du pied :

I : Mesurer la circonférence de l'articulation de la cheville et du talon

J : Mesurer la circonférence à travers les têtes métatarsiennes

K : Mesurer la longueur de la partie **médiale** (interne) du pied, du talon à la première tête métatarsienne

Plaques antidérapantes

Disponibles pour le **Compreboot® Standard PIED** et le **Compreboot® Plus PIED**



COMPREBOOT® LITE (I, J, K)

	Petit / Moyen / Grand		Très grand / Très très grand	
	Régulier	Long	Régulier	Long
I	28–36 cm	28–36 cm	≤44 cm	≤44 cm
J	22–26 cm	22–26 cm	≤33 cm	≤33 cm
K	14–18 cm	19–23 cm	20–22 cm	25–27 cm

CODE DE PRODUIT

1 ^{ère} paire	1800-GP
------------------------	---------

COMPREBOOT® STANDARD ET PLUS (I, J, K)

	Petit		Moyen / Grand		Très grand / Très très grand	
	Régulier	Long	Régulier	Long	Régulier	Long
I	28–36cm	28–36 cm	≤39 cm	≤39 cm	≤44 cm	<44 cm
J	22–26 cm	22–26 cm	≤30 cm	≤30 cm	≤33 cm	≤33 cm
K	14–18 cm	19–23 cm	18–20 cm	23–25 cm	20–22 cm	25–27 cm

COOLFLEX® STANDARD PIED (I, J, K)

(Uniquement disponible en noir)

	Petit		Moyen / Grand		Très grand / Très très grand	
	Régulier	Long	Régulier	Long	Régulier	Long
I	28–39 cm	N/A	30–43 cm	N/A	34–49 cm	N/A
J	22–26 cm	N/A	25–30 cm	N/A	28–33 cm	N/A
K	14–18 cm	19–21 cm	18–20 cm	20–22 cm	20–22 cm	23–25 cm

VÊTEMENTS DE COMPRESSION POUR LE PIED

Les vêtements de compression pour le pied ci-dessous sont illustrés avec la doublure de base (non incluse). La doublure de base est vendue séparément (voir page 64) ou incluse avec l'achat d'un vêtement inélastique.

Compreboot® Lite PIED

Compression variable



- Très mince et peut être portée dans la plupart des chaussures
- Design grandement ajustable (peut être taillée pour entrer dans les chaussures)
- Procure une compression thérapeutique légère



CODE DE PRODUIT (Disponible en noir seulement)

		Petit / Moyen / Grand	Très grand / Très très grand
Noir	Régulier	1803-BLR	1805-BLR
	Long	1803-BLL	1805-BLL

Compreboot® Standard PIED

Compression variable



- S'étire dans quatre directions pour une compression ferme autour de la cheville
- Idéale pour l'œdème léger à modéré
- Matériau à faibles capacités d'étirement pour un meilleur ajustement



CODE DE PRODUIT

		Petit	Moyen / Grand	Très grand / Très très grand
Beige	Régulier	1811-BTR	1813-BTR	1815-BTR
	Long	1811-BTL	1813-BTL	1815-BTL
Noir	Régulier	1801-BTR	1803-BTR	1805-BTR
	Long	1801-BTL	1803-BTL	1805-BTL

Compreboot® Plus PIED

Compression variable



- Doublure en mousse capitonnée qui crée une pression haute/basse
- Plaques antidérapantes détachables pour procurer de la traction
- Procure une compression thérapeutique modérée
- Utilisé pour le lymphœdème de stade I, II, III



CODE DE PRODUIT (Disponible en noir seulement)

		Petit	Moyen / Grand	Très grand / Très très grand
Noir	Régulier	1801-BPR	1803-BPR	1805-BPR
	Long	1801-BPL	1803-BPL	1805-BPL

Coolflex® Standard PIED

Compression variable



- Produit ultra mince qui permet à la botte de s'adapter à la plupart des chaussures
- Le matériau Spacer Fabric^{MC} est très respirant pour maintenir une fraîcheur confortable
- Agrafes métalliques durables au lieu d'une fermeture Velcro



CODE DE PRODUIT (Disponible en noir seulement)

		Petit	Moyen / Grand	Très grand / Très très grand
Droite (Noir)	Régulier	2101-BTR-R	2103-BTR-R	2105-BTR-R
	Long	2101-BTL-R	2103-BTL-R	2105-BTL-R
Gauche (Noir)	Régulier	2101-BTR-L	2103-BTR-L	2105-BTR-L
	Long	2101-BTL-L	2103-BTL-L	2105-BTL-L

OPTIONS DE DOUBLURES

Doublure de base

Non compressive

- Doublure non compressive pour protéger la peau
- Doublure au genou facile à appliquer
- Technologie drirelease® pour l'évacuation de l'humidité et le contrôle des odeurs
- Coutures plates pour davantage de confort
- Disponible en Gris seulement



CODE DE PRODUIT

(Incluse avec Compreflex® Standard Mollet et Pied, Compreflex® Standard Mollet, et Coolflex® Standard Mollet)

Taille	Paire (gris)	10 paires (gris)
Universelle	1700 - NK1	1700 - NKC

Doublure de transition

10-20 mmHg

- Légère compression du pied et de la cheville uniquement
- Technologie drirelease® pour l'évacuation de l'humidité et le contrôle des odeurs
- Semelle très épaisse des orteils au talon pour davantage de confort
- Disponible en Noir et Beige



CODE DE PRODUIT

(Incluse avec Compreflex® Transition)

Taille	Paire (noir)	Paire (beige)
Petit	1601-CK	1611-CK
Moyen	1602-CK	1612-CK
Grand	1603-CK	1613-CK
Très grand	1604-CK	1614-CK
Très très grand	1605-CK	1615-CK

* Si vous commandez un Coolflex® standard sans vêtement de pied, veuillez commander une doublure de transition.

Doublure complète

10-20 mmHg

- Légère compression graduée du pied, de la cheville et du mollet
- Doublure au genou confortable
- Technologie drirelease® pour l'évacuation de l'humidité et le contrôle des odeurs
- Semelle très épaisse des orteils au talon pour davantage de confort
- Disponible en Noir et Beige




CODE DE PRODUIT

(Incluse avec Compreflex® Complete)

Taille	Paire (noir)	Paire (beige)
Petit	1601-CK-F1	1611-CK-F1
Moyen	1602-CK-F1	1612-CK-F1
Grand	1603-CK-F1	1613-CK-F1
Très grand	1604-CK-F1	1614-CK-F1
Très très grand	1605-CK-F1	1615-CK-F1

TABLEAU DES TAILLES POUR LES DOUBLURES DE TRANSITION ET COMPLÈTE

Taille	Circ. cheville (A)	Circ. mollet (C)	Pointure pour femme	Pointure pour homme
Petit	19-26 cm	29-39 cm	<7½	<6½
Moyen	21-30 cm	34-44 cm	7,5-9,5	6,5-8,5
Grand	26-36 cm	40-50 cm	10-12	9-11
Très grand	31-41 cm	46-56 cm	12,5-15	11,5-14
Très très grand	36-46 cm	54-64 cm	12,5-15	11,5-14



ACCESSOIRES

Rallonges de courroies Compreflex®


- Ajoute jusqu'à 10 cm de longueur de circonférence supplémentaire aux courroies pour les jambes du **Compreflex®**
- Se détache facilement
- Solution potentiellement non coûteuse pour les patients qui nécessitent des tailles autres que les tailles **Compreflex®** ou pour les patients nécessitant des tailles sur mesure
- Maximum 1 rallonge de courroie par courroie

CODE DE PRODUIT

Qté	Noir	Beige
1 courroie	1401-SE1	1411-SE1
10 courroies	1401-SEB	1411-SEB



Dispositifs Accutab®



Accutab® fournit avec précision le niveau de compression prescrit par le professionnel de santé. Facile à utiliser, **Accutab®** assure de manière sécuritaire la compression de 20-30 mmHg, 30-40 mmHg, ou 40-50 mmHg.

CODE DE PRODUIT

Taille	1 ensemble
Petit	1491-TB1
Moyen	1492-TB1
Grand	1493-TB1
Très grand	1494-TB1
Très très grand	1495-TB1



COMPRESHORT®

SHORT et CAPRI

10-15 mmHg



IDÉAL POUR

- Lymphoedème
- Oedème
- Lipoedème


COULEUR



Noir

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Le vêtement Compresshort® offre un soutien et une compression légère pour le traitement des œdèmes de l'abdomen, du tronc et du haut des cuisses. Les patients atteints de lymphœdème et de lipœdème bénéficient du soutien et de la compression thérapeutique qu'il procure.
- Pour des tailles sur mesure, veuillez contacter notre service à la clientèle pour consulter notre portefeuille complet de produits personnalisés.



Produit disponible
en longueurs short
et capri.




TABLEAU DES TAILLES COMPRESHORT®

(Taille, hanches, mi-cuisse, mollet)

CODE DE PRODUIT

	Taille	Hanches	Mi-cuisse	Mollet	Code du produit (Short)	Code du produit (Capri)
Petit	69-76 cm	84-91 cm	41-46 cm	28-32 cm	1301-CS	1301-CP
Petit Max	76-86 cm	91-102 cm	41-46 cm	28-32 cm	1301-CM	1301-CPM
Moyen	76-86 cm	91-102 cm	46-53 cm	34-40 cm	1302-CS	1302-CP
Moyen Max	86-97 cm	102-112 cm	46-53 cm	34-40 cm	1302-CM	1302-CPM
Grand	86-97 cm	102-112 cm	53-61 cm	40-46 cm	1303-CS	1303-CP
Grand Max	97-112 cm	112-127 cm	53-61 cm	40-46 cm	1303-CM	1303-CPM
X Grand	97-112 cm	112-127 cm	61-71 cm	46-53 cm	1304-CS	1304-CP
X Grand Max	112-132 cm	127-147 cm	61-71 cm	46-53 cm	1304-CM	1304-CPM
2X Grand	112-132 cm	127-147 cm	71-81 cm	53-61 cm	1305-CS	1305-CP
2X Grand Max	132-152 cm	147-168 cm	71-81 cm	53-61 cm	1305-CM	1305-CPM
3X Grand	132-152 cm	147-168 cm	81-91 cm	61-71 cm	1306-CS	1306-CP
3X Grand Max	152-172 cm	168-188 cm	81-91 cm	61-71 cm	1306-CM	1306-CPM
4X Grand	152-172 cm	168-188 cm	91-101 cm	71-81 cm	1307-CS	1307-CP
4X Grand Max	172-193 cm	188-208 cm	91-101 cm	71-81 cm	1307-CM	1307-CPM
5X Grand	172-193 cm	188-208 cm	101-112 cm	81-91 cm	1308-CS	1308-CP



COMPRESHAPE^{MD}

SHORT et CAPRI

10–15 mmHg



IDÉAL POUR

- Lymphoedème
- Oedème
- Lipoedème

COULEUR




Noir

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fabriqué avec un matériau de qualité supérieure conçu pour être porté en vêtement extérieur
- Offre une compression légère et de soutien pour le traitement de l'œdème abdominal, du tronc et de la partie supérieure de la cuisse
- La ceinture élégante offre une couverture abdominale
- Les coutures lisses offrent une apparence attrayante



Flat seams
for a smooth
appearance



Produit offert en
Short et Capri
(le modèle porte un
2303-CS style Short)




Le modèle porte un
2303-CP style Capri

TABLEAU DES TAILLES COMPRESHAPE^{MD}

(Taille, hanches, mi-cuisse, mollet)

CODE DE PRODUIT

	Taille	Hanches	Mi-cuisse	Mollet	Code du produit (Short)	Code du produit (Capri)
Petit	69–76 cm	84–91 cm	41–46 cm	28–32 cm	2301-CS	2301-CP
Petit Max	76–86 cm	91–102 cm	41–46 cm	28–32 cm	2301-CM	2301-CPM
Moyen	76–86 cm	91–102 cm	46–53 cm	34–40 cm	2302-CS	2302-CP
Moyen Max	86–97 cm	102–112 cm	46–53 cm	34–40 cm	2302-CM	2302-CPM
Grand	86–97 cm	102–112 cm	53–61 cm	40–46 cm	2303-CS	2303-CP
Grand Max	97–112 cm	112–127 cm	53–61 cm	40–46 cm	2303-CM	2303-CPM
X Grand	97–112 cm	112–127 cm	61–71 cm	46–53 cm	2304-CS	2304-CP
X Grand Max	112–132 cm	127–147 cm	61–71 cm	46–53 cm	2304-CM	2304-CPM
2X Grand	112–132 cm	127–147 cm	71–81 cm	53–61 cm	2305-CS	2305-CP
2X Grand Max	132–152 cm	147–168 cm	71–81 cm	53–61 cm	2305-CM	2305-CPM
3X Grand	132–152 cm	147–168 cm	81–91 cm	61–71 cm	2306-CS	2306-CP
3X Grand Max	152–172 cm	168–188 cm	81–91 cm	61–71 cm	2306-CM	2306-CPM
4X Grand	152–172 cm	168–188 cm	91–101 cm	71–81 cm	2307-CS	2307-CP
4X Grand Max	172–193 cm	188–208 cm	91–101 cm	71–81 cm	2307-CM	2307-CPM
5X Grand	172–193 cm	188–208 cm	101–112 cm	81–91 cm	2308-CS	2308-CP





MICROFIBRE À MOTIFS
en Rayures Rose, Argyle Bleu
Royal et Rayures Onyx

Prenez soin de vous

Pourquoi choisir **Santé des consommateurs** ?

- Jambes fatiguées, lourdes, douloureuses
- Voyageurs, prévention de risques de blessures professionnelles liées aux jambes, femmes enceintes, antécédents familiaux de maladies veineuses chroniques, prévention de l'œdème et des varices
- Chartes des mesures simplifiées

PRODUITS SANTÉ DES CONSOMMATEURS

Gamme	Produit	Page
146 / 186	Coton Décontracté	70
146/T / 186/T	Bas de Voyage Traveno	71
151 / 191	Coton Sea Island	72
152 / 192	Laine Mérinos Toutes Saisons	73
153 / 193	Lin	74
143 / 183	Microfibre à Motifs	75
120	Sheer Fashion	76
170	Leggings Soft Silhouette	78
401	Bas de Récupération Athlétique	80
412V	Manchons de Performance	81
421	Bas de Mérinos Plein-air	82
160	Bas pour Diabétiques Eversoft	83



COTON DÉCONTRACTÉ

146/186

NIVEAU DE COMPRESSION

15-20 mmHg

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Coton Supima de qualité supérieure pour une douceur et une durabilité optimale
- Design côtelé subtile
- Coutures plates à faible friction à la pointe du pied pour prévenir l'irritation

MATÉRIAUX

- 66 % coton Supima, 26 % nylon, 8 % élasthanne
- Sans latex

Exemple de code produit : **146CA99**

Gamme	146	Coton Décontracté
Style	C	Mollet
Taille	A	Selon la pointure
Couleur	99	Noir

TABLEAU DES TAILLES

146	Pointure de chaussures pour femme	5-7	7,5-9,5	10-12
	Circonférence de cheville	18-23 cm (7"-9")	19-25 cm (7,5"-10")	20-27 cm (8"-10,5")
186	Pointure de chaussures pour homme	6,5-8,5	9-11	11,5-14
	Circonférence de cheville	19-25 cm (7,5"-10")	20-27 cm (8"-10,5")	21-29 cm (8,5"-11,5")
	Taille	A	B	C

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●

	BLANC 00	MARINE 10	BRUN 11	KAKI 30	NOIR 99
Mollet (C)	●	●	●	●	●

BAS DE VOYAGE TRAVENO

146/T | 186/T

NIVEAU DE COMPRESSION

15-20 mmHg

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Coton Supima de qualité supérieure pour une douceur et une durabilité optimale
- Design côtelé subtile
- Coutures plates à faible friction à la pointe du pied pour prévenir l'irritation

MATÉRIAUX

- 66 % coton Supima, 26 % nylon, 8 % élasthanne
- Sans latex

Exemple de code produit : **186CB99/T**

Gamme	186	Bas de Voyage Traveno
Style	C	Mollet
Taille	B	Selon la pointure
Couleur	99	Noir
Voyage	/T	Oui

TABEAU DES TAILLES

146/T	Pointure de chaussures pour femme	5-7	7,5-9,5	10-12
	Circonférence de cheville	18-23 cm (7"-9")	19-25 cm (7,5"-10")	20-27 cm (8"-10,5")
186/T	Pointure de chaussures pour homme	6,5-8,5	9-11	11,5-14
	Circonférence de cheville	19-25 cm (7,5"-10")	20-27 cm (8"-10,5")	21-29 cm (8,5"-11,5")
	Taille	A	B	C

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●

NOIR
99

Mollet (C)

●

COTON SEA ISLAND 151/191

NIVEAU DE COMPRESSION

15-20 mmHg

Aussi disponible en 20-30 mmHg, voir page 20

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Tricotés avec le coton le plus rare au monde, doux au toucher et luxueux
- Idéal pour les peaux sensibles
- Respirant et confortable
- Convient à ceux qui préfèrent les fibres naturelles
- Couture plate et douce aux orteils

MATÉRIAUX

- 43 % coton Sea Island, 39 % nylon, 11 % élasthanne, 7 % coton Supima
- Sans latex

Exemple de code produit : **151CA99**

Gamme	151	Coton Sea Island (femme)
Style	C	Mollet
Taille	A	Selon la pointure
Couleur	99	Noir

TABLEAU DES TAILLES

151	Pointure de chaussures pour femme	5-7	7,5-9,5	10-12
	Circonférence de cheville	18-23 cm (7"-9")	19-25 cm (7,5"-10")	20-27 cm (8"-10,5")
191	Pointure de chaussures pour homme	6,5-8,5	9-11	11,5-14
	Circonférence de cheville	19-25 cm (7,5"-10")	20-27 cm (8"-10,5")	21-29 cm (8,5"-11,5")
	Taille	A	B	C

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●

	MARINE 10	BRUN 11	NOIR 99
Mollet (C)	●	●	●



LAINÉ MÉRINOS TOUTES SAISONS 152/192

NIVEAU DE COMPRESSION

15-20 mmHg

Aussi disponible en 20-30 mmHg, voir page 22

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- La laine mérinos extra-fine de la plus haute qualité rend ces bas doux et respirants
- Évacuent l'humidité et résistent naturellement aux odeurs
- Propriétés thermorégulatrices permettant de porter les bas toute l'année et de garder les pieds au sec
- Couture plate et douce aux orteils

MATÉRIAUX

- 53 % laine mérinos extra-fine, 38 % nylon, 9 % élasthanne
- Sans latex

Exemple de code produit : **152CC99**

Gamme	152	Laine Mérinos Toutes Saisons (femme)
Style	C	Mollet
Taille	C	Selon la pointure
Couleur	99	Noir

TABEAU DES TAILLES

152	5-7	7,5-9,5	10-12	10-12
	18-23 cm (7"-9")	19-25 cm (7,5"-10")	20-27 cm (8"-10,5")	20-27 cm (8"-10,5")
192	6,5-8,5	9-11	11,5-14	11,5-14
	19-25 cm (7,5"-10")	20-27 cm (8"-10,5")	21-29 cm (8,5"-11,5")	21-29 cm (8,5"-11,5")
Taille		A	B	C

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●

	MARINE 10	NOIR 99
Mollet (C)	●	●

LIN 153/193

NIVEAU DE COMPRESSION

15-20 mmHg

Aussi disponible en 20-30 mmHg, voir page 24

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Léger et respirant pour un confort quotidien
- Aux propriétés hypoallergéniques, idéal pour les peaux sensibles
- Solide, élégant et durable en quatre couleurs uniques

MATÉRIAUX

- 48 % coton, 23 % lin, 22 % nylon et 7 % Spandex
- Sans latex

Exemple de code produit : **153CB207**

Gamme	153	Lin (femme)
Style	C	Mollet
Taille	B	Selon la pointure
Couleur	207	Lavande

TABLEAU DES TAILLES

153	Pointure de chaussures pour femme	5-7	7,5-9,5	10-12
	Circonférence de cheville	18-23 cm (7"-9")	19-25 cm (7,5"-10")	20-27 cm (8"-10,5")
193	Pointure de chaussures pour homme	6,5-8,5	9-11	11,5-14
	Circonférence de cheville	19-25 cm (7,5"-10")	20-27 cm (8"-10,5")	21-29 cm (8,5"-11,5")
Taille		A	B	C

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●
 Pour femme = **W**
 Pour homme = **M**

	MARRON 111	DENIM 201	GRIS PÂLE 205	LAVANDE 207
Mollet (C)	●	●	●	●
Sexe	W/M	W/M	W/M	W

MICROFIBRE À MOTIFS 143/183

NIVEAU DE COMPRESSION

15-20 mmHg

Aussi disponible en 20-30 mmHg, voir page 34

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- En microfibre à 100 % à l'intérieure du bas pour une douceur extrême
- Bas à la mode et durable pour le port quotidien
- Excellente respirabilité et gestion de l'humidité
- Faciles à enfiler et à retirer
- Couture plate et douce aux orteils

MATÉRIAUX

- 87 % nylon, 13 % élasthanne
- Sans latex

Exemple de code produit : **183CB48**

Gamme	183	Microfibre à Motifs (homme)
Style	C	Mollet
Taille	B	Selon la pointure
Couleur	48	Argyle Bleu Royal

TABLEAU DES TAILLES

143	Pointure de chaussures pour femme	5-7	7,5-9,5	10-12
	Circonférence de cheville	18-23 cm (7"-9")	19-25 cm (7,5"-10")	20-27 cm (8"-10,5")
183	Pointure de chaussures pour homme	6,5-8,5	9-11	11,5-14
	Circonférence de cheville	19-25 cm (7,5"-10")	20-27 cm (8"-10,5")	21-29 cm (8,5"-11,5")
	Taille	A	B	C

STYLES AND COLOURS

Pointe fermée = ●
 Pour femme = **W**
 Pour homme = **M**

	MARINIÈRE 02	RAYURES ROSE 15	RAYURES GRAPHITE 17	RAYURES ONYX 19	GRAPHITE CHINÉ 27	ARGYLE MAUVE 46	ARGYLE GRAPHITE 47	ARGYLE BLEU ROYAL 48
Mollet (C)	●	●	●	●	●	●	●	●
Sexe	W	W	M	W/M	W/M	W	W/M	W/M



SHEER FASHION

120

NIVEAU DE COMPRESSION

15-20 mmHg

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Conception transparente incroyable dans une variété de couleurs à la mode
- Pointe et talon transparents
- Élasticité tout en confort, parfait pour une utilisation quotidienne

MATÉRIAUX

- 79 % nylon, 21 % élasthanne (peut varier légèrement selon le style)
- Sans latex

Exemple de code produit : **120NB33**

Gamme	120	Sheer Fashion
Style	N	Cuisse
Taille	B	Voir tableaux des tailles - cuisse, page suivante
Pointe ouverte		Si oui = O; Si non = vide
Couleur	33	Miel



15-20 mmHg
Pointe fermée Mollet
Taille C en Gris

120CC12



15-20 mmHg
Pointe ouverte Mollet
Taille A en Taupe

120CAO29



15-20 mmHg
Pointe fermée Collant
Taille A en Noir

120PA99

TABLEAU DES TAILLES - COLLANT

cm / pi	Kg/Lbs	45 / 100	48 / 105	50 / 110	52 / 115	54 / 120	57 / 125	59 / 130	61 / 135	64 / 140	66 / 145	68 / 150	70 / 155	73 / 160	75 / 165	77 / 170	80 / 175	82 / 180	84 / 185	86 / 190	89 / 195	91 / 200	93 / 205	95 / 210	98 / 215	100 / 220	102 / 225	105 / 230
145 cm / 4'9"																												
147 cm / 4'10"																												
150 cm / 4'11"																												
152 cm / 5'0"																												
155 cm / 5'1"																												
157 cm / 5'2"																												
160 cm / 5'3"																												
162 cm / 5'4"																												
165 cm / 5'5"																												
167 cm / 5'6"																												
170 cm / 5'7"																												
173 cm / 5'8"																												
175 cm / 5'9"																												
178 cm / 5'10"																												
180 cm / 5'11"																												
183 cm / 6'0"																												

TABLEAU DES TAILLES - MOLLET ET CUISSE

120	Pointure de chaussures pour femme	5-7	7,5-9,5	10-12
	Circonférence de cheville	18-23 cm (7"-9")	19-25 cm (7,5"-10")	20-27 cm (8"-10,5")
	Taille	A	B	C

Directives de poids pour le modèle cuisse : Taille A : <61 kg ; Taille B : <82 kg ; Taille C : <104 kg.

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●
Pointe ouverte = ○

	GRIS 12	TAUPE 29	MIEL 33	DORÉ 36	CAFÉ 73	NOIR 99
Mollet (C)	●	●○	●○	●○	●	●
Cuisse (N)	●	●	●	●	●	●
Collant (P)	●	●	●	●	●	●



LEGGINGS SOFT SILHOUETTE 170

NIVEAU DE COMPRESSION

15-20 mmHg

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Tissu microfibre extensible supérieur qui façonne les jambes et donne l'apparence d'une peau lisse
- Taille élastique confortable, pliable et extensible qui procure un look sans couture pour un confort quotidien
- Son chic design côtelé subtil et élégant se porte parfaitement avec une robe, une blouse, une tunique ou un chemisier

MATÉRIAUX

- 83 % nylon, 17 % élasthanne
- Sans latex

Exemple de code produit : **170LB99**

Gamme	170	Soft Silhouette
Style	L	Leggings
Taille	B	Voir tableaux des tailles, page suivante
Couleur	99	Noir



Manchon de cheville non contraignant. Reste confortablement en place pour un port toute la journée

STYLES ET COULEURS

Pied ouvert = **o**

NOIR
99

Leggings (L)

o

TABLEAU DES TAILLES - LEGGINGS

cm / pi	Kg / Lbs	45 / 100	48 / 105	50 / 110	52 / 115	54 / 120	57 / 125	59 / 130	61 / 135	64 / 140	66 / 145	68 / 150	70 / 155	73 / 160	75 / 165	77 / 170	80 / 175	82 / 180	84 / 185	86 / 190	89 / 195	91 / 200	93 / 205	95 / 210	98 / 215	100 / 220	102 / 225	105 / 230
147 cm / 4'10"																												
150 cm / 4'11"																												
152 cm / 5'0"																												
155 cm / 5'1"																												
157 cm / 5'2"																												
160 cm / 5'3"																												
162 cm / 5'4"																												
165 cm / 5'5"																												
167 cm / 5'6"																												
170 cm / 5'7"																												
173 cm / 5'8"																												
175 cm / 5'9"																												
178 cm / 5'10"																												
180 cm / 5'11"																												
183 cm / 6'0"																												

Lignes directrices pour la circonférence de cheville : Taille A : 18-23 cm (7"-9"), Taille B & C : 20-26 cm (8"-10"), Taille D : 22-29 cm (8,5"-11,5")

BAS DE RÉCUPÉRATION ATHLÉTIQUE 401

NIVEAU DE COMPRESSION

15-20 mmHg

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- drirelease® pour l'évacuation de l'humidité et le contrôle des odeurs
- Confortable et facile à enfiler et à retirer
- Aide à réduire l'accumulation d'acide lactique
- Légèrement coussiné à la semelle, au talon et aux orteils pour aider à protéger les pieds
- Couture plate et douce aux orteils

MATÉRIAUX

- 67 % polyester drirelease® (57 % polyester, 10 % coton), 26 % nylon, 7 % élasthanne
- Sans latex

Exemple de code produit : **401CM00**

Gamme	401	Bas de Récupération Athlétique
Style	C	Mollet
Taille	M	Moyen
Couleur	00	Blanc

TABLEAU DES TAILLES

401	Pointure de chaussures pour femme	<7,5	7,5-9,5	10-12	12,5-15	≥15,5
	Pointure de chaussures pour homme	<6,5	6,5-8,5	9-11	11,5-14	14,5-17
	Circonférence de cheville	18-24 cm (7"-9,5")	19-26 cm (7,5"-10")	20-27 cm (8"-10,5")	21-29 cm (8,5"-11,5")	21-29 cm (8,5"-11,5")
	Taille	S	M	L	X	2

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●

BLANC
00NOIR
99

Mollet (C)

●

●



15-20 mmHg
Pointe fermée Mollet
Taille M en Noir

401CM99



MANCHONS DE PERFORMANCE

412V

NIVEAU DE COMPRESSION

20–30 mmHg

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Stabilisation et diminution des vibrations des muscles actifs
- Idéal pour la course, les triathlons, les sports d'endurance, l'entraînement au gym
- Tissu qui ne se détériore pas dans l'eau salée, chlorée ou douce
- Séchage rapide
- Appliqué retro-réfléchissant pour haute visibilité

MATÉRIAUX

- 75 % nylon, 25 % élasthanne
- Sans latex

Exemple de code produit : **412VL58**

Gamme	412	Manchons de Performance
Style	V	Mollet
Taille	L	Grand
Couleur	58	Mauve

TABLEAU DES TAILLES

412V	Circonférence de cheville	18–21,5 cm (7"–8,5")	21,5–25,5 cm (8,5"–10")	25,5–29 cm (10"–11,5")	29–33 cm (11,5"–13")
	Circonférence du mollet	28–39 cm (11"–15,5")	31,5–45 cm (12,5"–17,5")	35,5–51 cm (14"–20")	40,5–58 cm (16"–23")
	Taille	S	M	L	X

STYLES ET COULEURS

Pied ouvert = ○

	BLANC 00	BLEU 50	MAUVE 58*	MOIR 99
Manchons de mollet (V)	○	○	○	○

* La couleur mauve n'est pas offerte en taille Très grand (X)

BAS DE MÉRINOS PLEIN-AIR 421

NIVEAU DE COMPRESSION

15-20 mmHg

Aussi disponible en 20-30 mmHg, voir page 44

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Les propriétés naturelles de la laine en font des bas résistants aux odeurs
- Thermorégulateurs pouvant être portés toute l'année et qui offre une bonne gestion de l'humidité
- Semelle coussinée pour aider à prévenir les ampoules
- Zones de mailles souples qui procurent confort et aération
- Couture plate et douce aux orteils
- Doux et confortable
- Parfait pour les milieux de travail et les activités à l'extérieur

MATÉRIAUX

- 67 % laine mérinos non irritante, 26 % nylon, 7 % élasthanne
- Sans latex

Exemple de code produit : **421CS12**

Gamme	421	Bas de Mérinos Plein-air
Style	C	Mollet
Taille	S	Petit
Couleur	12	Gris

TABLEAU DES TAILLES

421	Pointure de chaussures pour femme	<7,5	7,5-9,5	10-12	12,5-15
	Pointure de chaussures pour homme	<6,5	6,5-8,5	9-11	11,5-14
	Circonférence de cheville	18-24 cm (7"-9,5")	19-26 cm (7,5"-10")	20-27 cm (8"-10,5")	21-29 cm (8,5"-11,5")
	Taille	S	M	L	X

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●

	GRIS 12	OLIVE 31
Mollet (C)	●	●

BAS POUR DIABÉTIQUES EVERSOFT 160

NIVEAU DE COMPRESSION

8-15 mmHg

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Coussiné à la semelle, au talon et aux orteils pour aider le confort et protéger les pieds
- Couture plate et douce aux orteils
- Aucune compression sur le pied
- drirelease® pour l'évacuation de l'humidité et le contrôle des odeurs
- Idéal pour les personnes avec une dextérité limitée ou ayant moins de tolérance à la compression
- Idéal pour les peaux sensibles

MATÉRIAUX

- 67 % drirelease® (57 % polyester, 10 % coton), 26 % nylon, 7 % élasthanne
- Sans latex

Exemple de code produit : **160CS00**

Gamme	160	Bas pour Diabétiques Eversoft
Style	C	Mollet
Taille	S	Petit
Couleur	00	Blanc

TABLEAU DES TAILLES

160	Pointure de chaussures pour femme	<7,5	7,5-9,5	10-12	12,5-15
	Pointure de chaussures pour homme	<6,5	6,5-8,5	9-11	11,5-14
	Circonférence de cheville	18-24 cm (7"-9,5")	19-26 cm (7,5"-10")	20-27 cm (8"-10,5")	21-29 cm (8,5"-11,5")
	Taille	S	M	L	X

STYLES ET COULEURS

Pointe fermée = ●

BLANC
00

Mollet (C)

●





Simplifiez-vous la vie

Pourquoi utiliser les **accessoires** ?

- Aide à enfiler et à enlever les bas et chaussettes
- Nettoyage des bas pour une utilisation prolongée
- Doublures supplémentaires pour plus de confort

ACCESSOIRES


Produit	Page
Gants	86
Doublure de coton	87
Solution de lavage	87
Colle à bille It Stays!®	87
Sim-Slide®	88
Magnide On/Off®	88
Doff N' Donner® ROLLY® de Sigvaris	89
Cône Doff N' Donner® de Sigvaris	89
Melany®	89



GLOVES

Gants en tissu*

Ces gants de haute qualité sont recouverts de latex afin de fournir une bonne prise lorsque les chaussettes de compression sont enfilées ou enlevées.




EMBALLAGE : 12 PAR PAQUET

TAILLE	CODE DE PRODUIT
Très petit	593R400XS
Petit	593R400S
Moyen	593R400M
Grand	593R400L
Très Grand	593R400X
Assortiment 4x XS/S/M	593R400A

Gants sans latex

Les gants d'enfilage à excellente prise recommandées pour des milieux sans latex.



EMBALLAGE : 12 PAR PAQUET

TAILLE	CODE DE PRODUIT
Petit	592R400S
Moyen	592R400M
Grand	592R400L
Très Grand	592R400X

TABLEAU DES TAILLES POUR LES GANTS EN TISSU - Mesurer la longueur et la largeur de la main

Longueur de la main*	20,5–21 cm	21,5–22 cm	22,5–23 cm	23,5–24 cm	24,5–25 cm
Largeur de la main	7–7,5 cm	7,5–8 cm	8–8,5 cm	9–9,5 cm	10–10,5 cm
	Très Petit	Petit	Moyen	Grand	Très Grand

TABLEAU DES TAILLES POUR LES GANTS SANS LATEX - Mesurer la Circonférence de paume de la main

Circonférence de main	16,5–18 cm (6,5"–7")	19–20,5 cm (7,5"–8")	21,5–23 cm (8,5"–9")	24–25,5 cm (9,5"–10")
	Petit	Moyen	Grand	Très Grand

* Attention : les gants en tissu contiennent du latex de caoutchouc naturel susceptible de provoquer une réaction allergique.

** Longueur de la main : mesurer du bout du plus long doigt jusqu'au pli sous la paume de la main.



DOUBLURES

Doublure de **coton**

10–15 mmHg

Peut être utilisé sous les vêtements pour protéger une peau fragile, pour maintenir en place un pansement, pour ajouter une compression de 10–15 mmHg pour créer une surface lisse qui aidera à enfiler ou à enlever les bas de compression.

EMBALLAGE : 2 PAR PAQUET

TAILLE	CODE DE PRODUIT	TAILLE CAOUTCHOUC NATUREL
Petit / Court	588USS	S1/S3
Petit / Long	588USL	S2/S4
Moyen / Court	588UMS	M1/M3
Moyen / Long	588UML	M2/M4
Grand-Très grand / Court	588ULS	L1/L3 - X1/X3
Grand-Très grand / Long	588ULL	L2/L4 - X2/X4



SOLUTION DE LAVAGE

Solution de **lavage**

Douce solution de lavage conçue précisément pour maintenir la qualité des bas de compression SIGVARIS.

Egalement parfaite pour les articles délicats!

OPTIONS D'EMBALLAGE

CONTIENT	CODE DE PRODUIT
Six bouteilles de 16 oz (473 ml)	586W900
Une bouteille de 16 oz (473 ml)	586W950
Douze bouteilles de 2 oz. (60 ml)	586W975



IT STAYS!®

Colle à bille pour le corps

Une colle à bille douce pour le corps qui se lave avec de l'eau et peut être utilisée pour tenir les vêtements de compression en place contre la peau.

IT STAYS!® est souple et s'adapte au corps

OPTIONS D'EMBALLAGE

TAILLE	CODE DE PRODUIT
Une bouteille de 2 oz (60 ml)	581I350
Douze bouteilles de 2 oz (60 ml)	581I300

AIDE À L'ENFILAGE

Sim-Slide®

(pour les modèles à pointe ouverte)



TAILLE	CODE DE PRODUIT
Petit	587SLIDESM
Moyen	587SLIDEMD
Grand	587SLIDELG
Très Grand	587SLIDEXL



Visionnez le mode
d'utilisation du Sim-Slide®
bit.ly/3FWDyIT

TABLEAU DES TAILLES Pour Sim-Slide®

Pointure de chaussures pour femme	≤4-6	6,5-8	8,5-9,5	≥10
Pointure de chaussures pour homme	≤3-4,5	5-6,5	7-8	≥8,5
Taille	S	M	L	XL

Magnide On/Off®

(pour les modèles à pointe fermée)



TAILLE	CODE DE PRODUIT
Moyen	587MAGMD
Grand	587MAGLG
Très Grand	587MAGXL



Visionnez le mode
d'utilisation du
Magnide On/Off®
bit.ly/49sxcYX

TABLEAU DES TAILLES Pour Magnide On/Off®

Pointure de chaussures pour femme	≤8,5	9-12	≥ 12,5
Pointure de chaussures pour homme	≤7,5	8-11	≥ 11,5
Taille	M	L	XL

* Adapté pour les pieds extra larges

AIDE À L'ENFILAGE

Doff N' Donner® ROLLY® de SIGVARIS

Dispositif doux qui vous permet de guider rapidement le bas ou la chaussette de compression le long de votre jambe ou de votre bras, ce qui facilite l'enfilage et le retrait de tous les styles de vêtements de compression graduée. Idéal pour être utilisé par le patient ou par un soignant. Sans latex.



TAILLE	CODE DE PRODUIT
Taille universelle	358496



Visionnez le mode d'utilisation du
DOFF N' DONNER® ROLLY® de Sigvaris
bit.ly/3QSBckU

Cône Doff N' Donner® de SIGVARIS

Ce dispositif de chargement permet de rouler les bas plus facilement sur le Doff N' Donner® ROLLY® de SIGVARIS. La base munie d'une ventouse se fixe fermement à la plupart des surfaces planes et propres.



TAILLE	CODE DE PRODUIT
Taille universelle	358497

MELANY®

MELANY® de Sigvaris simplifie l'enfilage et le retrait des bas et chaussettes de compression. Sa conception innovante avec poignées ajustables a été spécialement conçue pour les personnes ayant peu d'amplitude de mouvements et une dextérité limitée au niveau des mains.



TAILLE	CIRCONFÉRENCE DU MOLLET	CODE DE PRODUIT
Très petit	25-30 cm	579SXS
Petit	30-38 cm	579SSM
Moyen	38-46 cm	579SMD
Grand	46-56 cm	579SLG

* Les pièces individuelles ne sont pas vendues séparément



Visionnez le mode d'utilisation
du **MELANY®**
bit.ly/3SCQYLu





Aidez-vous

Nos **ressources** peuvent vous aider à :

- Découvrir les niveaux de compression pour diverses indications pour mieux aider vos clients
- Comprendre la terminologie et les icônes que nous utilisons
- Suivre des instructions spécifiques sur la façon de mesurer pour obtenir le parfait ajustement



CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT

Téléchargez nos catalogues, lookbooks et fiches de produit numériques



RESSOURCES

Section	Page
Outils de marketing	92
Certification	93
Symptômes et indications	94
Glossaire des termes	95
Comment mesurer	96
Comment coder	98



Abonnez-vous à notre **INFOLETTRE** pour avoir accès aux **dernières nouvelles et mises à jour** !

✓ Mises à jour

✓ Nouveaux produits

✓ Conseils d'experts

✓ Offres exclusives




Notre nouveau GUIDE MARKETING EN LIGNE

Recevez des informations
sur les derniers lancements
de produits et campagnes

Téléchargez notre
galerie d'images

Idées de textes pour vos
publications réseaux sociaux





Obtenez votre certificat en
phlébologie en suivant notre
**FORMATION D'AJUSTEUR
CERTIFIÉ.**

CERTIFICATION D'AJUSTEUR

Ce que vous apprendrez :

- ✓ Anatomie et fonction veineuses
- ✓ Pathologies veineuses chroniques (CVI, TVP)
- ✓ Principes et bénéfices de la thérapie par compression
- ✓ Bas tricotés circulaires et bandages inélastiques
- ✓ Mesure et ajustement des bas prêts-à-porter
- ✓ Techniques d'enfilage et de retrait
- ✓ Bonnes pratiques de soins aux patients

À l'issue de la formation,
vous recevrez :

- Un certificat
- Une épinglette d'ajusteur
- Une paire de bas de compression complémentaire



INSCRIVEZ-VOUS ICI



MOH - Medical Online Hub



Le **Medical Online Hub (MOH)** est une plateforme en ligne proposant du contenu éducatif médical dans le domaine veno-lymphatique.

Avec le Medical Online Hub, obtenez des informations de première main et comprenez mieux les indications, afin d'aider les patients directement et plus rapidement. MOH est une marque explicitement – et volontairement – non commerciale.



SYMPTÔMES ET INDICATIONS

SYMPTÔMES ET INDICATIONS	NIVEAU DE COMPRESSION À LA CHEVILLE
▫ Jambes fatiguées et douloureuses ▫ Œdème dû à la profession, ou apparaissant en fin de journée ▫ Malaise dans les jambes après de longues heures en position debout ou assise ▫ Prévention des varicosités et des œdèmes pendant la grossesse ▫ Prévention pour les jambes prédisposées aux risques ▫ Réduction d'un œdème pendant un voyage ▫ Prévention de TVP pendant un voyage	15–20 mmHg
▫ Jambes fatiguées, lourdes, douloureuses ▫ Œdème léger dans les membres inférieurs ▫ Légères varicosités avec œdème minimal ▫ Légères varices pendant la grossesse ▫ Lymphœdème dans les membres supérieurs ▫ Post-sclérothérapie de petites veines (phlébectomie, éveinage) ▫ Prévention ou gestion de la TVP <i>Remarque : Une prescription est recommandée pour des bas assurant une compression de 20 mmHg ou plus</i>	20–30 mmHg
▫ Varicosités modérées avec œdème léger à modéré (également pendant la grossesse) ▫ Après intervention sur des veines plus importantes pour favoriser le succès du traitement ▫ CEAP C3 (œdème), C4 (changements de la peau sans ulcération), C5 (changements cutanés avec ulcération guérie), C6 (changements cutanés avec ulcération active) ▫ Gestion et traitement de la TVP ou d'un syndrome post-thrombotique ▫ Phlébite superficielle ▫ Lymphœdème après thérapie de décongestion pour maintenir et favoriser la réduction de l'œdème ▫ Orthostatisme ou hypotension orthostatique ▫ Œdème post-traumatique ou après une fracture	30–40 mmHg
▫ Lymphœdème après thérapie de décongestion pour maintenir et favoriser la réduction de l'œdème ▫ Syndrome post-thrombotique grave ▫ Varicosités importantes ou œdème important	40 mmHg ou plus
▫ Insuffisance artérielle grave, claudication intermittente, ischémie ▫ Insuffisance cardiaque non contrôlée	Contre-indications
▫ Peau sensible ou allergie ▫ Neuropathie avancée indiquant une perte sensorielle au niveau du pied et des orteils ▫ Diabète avec insuffisance artérielle avancée ▫ Confinement au lit ou utilisation non ambulatoire, sauf prescription contraire du médecin ▫ Eczéma, hypodermite, dermatosclérose, dermite	Avertissements
L'effet thérapeutique des bas de compression graduée est basé sur le Niveaux de compression. Grâce à la bonne classification du CEAP, il est possible de choisir le bon Niveaux de compression sur la cheville. Pour des symptômes plus graves, consultez un spécialiste vasculaire.	
<i>SIGVARIS n'est pas responsable du non-respect des contre-indications ou des précautions.</i> Fronek HS, Bergan JJ, et coll. The Fundamentals of Phlebology: Venous Disease for Clinicians. 2004. p. 151. Blaettner, et coll. Leg Symptoms of Healthy People and Their Treatment with Compression Hosiery. Phlebology 2008. Compression therapy of the extremities. Partsch, Rabe, Stemmer. ISBN : 2.85480.770.7.	

TERMES	DÉFINITION	STANDARD DE QUALITÉ SIGVARIS
INSUFFISANCE VEINEUSE CHRONIQUE (IVC)	Un trouble qui se manifeste par de la fatigue, des jambes douloureuses, des varices, des problèmes cutanés et des ulcères veineux (actifs ou guéris).	SIGVARIS fabrique des produits médicaux et de santé des consommateurs pour traiter et aider à diminuer le risque et les symptômes des IVC.
FILS À DOUBLE REVÊTEMENT	Les fibres d'élasthanne possèdent un double revêtement de fils afin d'éviter qu'ils touchent la peau pour ainsi améliorer le confort.	Elles sont utilisées dans presque toutes les chaussettes et tous les bas de compression graduée SIGVARIS afin d'offrir des produits confortables faciles à enfiler et à retirer.
THROMBOSE VEINEUSE PROFONDE (TVP)	Un caillot se produisant dans une veine profonde, habituellement dans la jambe inférieure ou dans la cuisse.	SIGVARIS se sent concerné par la prévention des TVP. Des données cliniques confirment que le port de chaussettes de compression graduée aide à prévenir les TVP et les complications plus graves d'embolie pulmonaire pouvant mettre la vie en danger.
CHAUSSETTES DE COMPRESSION GRADUÉE POUR LA PRÉVENTION DES EMBOLIES	Les chaussettes de compression graduée sont conçues pour les patients ambulatoires tandis que les chaussettes anti-embolie sont conçues pour les personnes qui restent en position allongée.	SIGVARIS offre de vraies chaussettes de compression graduée, ce qui signifie que les produits sont plus serrés à la cheville et cette pression diminue graduellement en se dirigeant vers le haut de la jambe afin d'améliorer la circulation.
HYPOALLERGÈNE	Conçu pour réduire au minimum les risques d'avoir une réaction allergique.	SIGVARIS offre des produits sans latex et fait appel à des tissus en coton pour répondre aux besoins des personnes ayant une peau sensible et souffrant d'allergies. De plus, beaucoup d'accessoires offerts par SIGVARIS sont conçus pour les consommateurs ayant une peau sensible.
CERTIFICATION ISO	SIGVARIS est certifié ISO (Organisation internationale de normalisation), ce qui signifie que le système que nous avons mis en place répond aux exigences de fabrication d'appareils médicaux de classe II.	SIGVARIS respecte la norme ISO 13485:2003 pour ses produits fabriqués en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.
MICROFIBRE	Une fibre synthétique extrêmement fine utilisée pour tricoter des tissus ayant une excellente respirabilité.	Elle est utilisée pour créer des produits confortables offrant une sensation de douceur. Cette fibre est offerte dans les gammes Opaque Doux 840, Microfibre à Motifs 830 et 143/183, et Microfibre 820.
mmHg (MILLIMÈTRES DE MERCURE)	Il s'agit de la pression que produit une colonne de mercure d'un millimètre de hauteur; cette même mesure est utilisée pour vérifier la tension artérielle.	Les produits SIGVARIS offrent plusieurs niveaux de compression s'appuyant sur cette méthode de mesure.
LAINE MÉRINOS	La laine mérinos est la laine la plus fine et la plus douce du monde; elle est naturellement non irritante.	SIGVARIS utilise ces fils de laine de première qualité pour créer des produits doux dotés d'un pouvoir thermorégulateur en toutes saisons. Cette laine est utilisée dans les bas Laine Thermorégulatrice 422, Mérinos Plein-Air 421, Laine Mérinos 240, et Laine Mérinos Toutes Saisons 152/192.
COTON SEA ISLAND	Le coton Sea Island est le coton le plus rare au monde. Il est le coton le plus fin et le plus doux.	SIGVARIS utilise des fils de la plus haute qualité dans l'industrie pour créer des produits qui sont les meilleurs de leurs catégories. Recherchez ce coton raffiné dans nos bas Sea Island 220 et Coton Sea Island 151/191.
SENSINNOV	Une bande de maintien en silicone brevetée par SIGVARIS qui tient à la peau sans causer d'irritation.	Cette bande de maintien est présente dans les produits en microfibres Sheer 780, Opaque Doux 840 et Microfibre 820 pour permettre au bas cuisse de rester en place tout au long de la journée.
COTON Supima	Le coton Supima ne représente que trois pour cent de toute la production de coton cultivé annuellement aux États-Unis. Ses fibres fines et longues en font un coton de première qualité.	SIGVARIS GROUP utilise ces fils de coton de qualité supérieure dans les bas Coton 230, Coton Sea Island 220 et 151/191, Coton décontracté 146/186, et Coton Coussiné 360 pour un confort sublime et pour répondre parfaitement aux besoins des personnes ayant une peau sensible.

COMMENT MESURER

Veillez suivre attentivement ces instructions pour déterminer la bonne taille de différents styles de produits.

Les mesures doivent toujours être prises dans l'ordre qui suit et aussi rapidement que possible après le réveil, au moment où l'œdème est à un niveau minimum.

STYLE MOLLET

Pointe ouverte/fermée

- 1 Mesurez la Circonférence de cheville au niveau de la partie la plus étroite de la cheville, au-dessus des maléoles. Utilisez le tableau des tailles de la gamme appropriée pour déterminer si la cheville est de taille PETITE, MOYENNE, GRANDE ou TRÈS GRANDE.

Remarque : Ce devrait être la première mesure à prendre.

- 2 Mesurez la circonférence du mollet au niveau de la partie la plus grosse du mollet.

- 3 Déterminez la **longueur du mollet** en mesurant du sol au pli du genou. Cette mesure doit être prise du côté externe de la jambe.

STYLE DE BAS CUISSE ET COLLANT

Pointe ouverte/Pointe fermée

- 1 Mesurez la Circonférence de cheville au niveau de la partie la plus étroite de la cheville, au-dessus des maléoles. Utilisez le tableau des tailles de la gamme appropriée pour déterminer si la cheville est de taille PETITE, MOYENNE, GRANDE ou TRÈS GRANDE.

Remarque : Ce devrait être la première mesure à prendre.

- 2 Mesurez la circonférence du mollet au niveau de la partie la plus grosse du mollet.

- 3 Passez outre l'étape 3 (mais reportez-vous au **point F des lignes directrices générales**, page 97).

- 4 Mesurez la cuisse à la circonférence la plus forte.

- 5 Déterminez la **longueur de la jambe** en mesurant à partir du sol jusqu'au pli fessier.

- 6 Déterminez la **circonférence des hanches** en mesurant la partie la plus large des hanches.



1

Circonférence de cheville à la partie la plus étroite de la cheville



2

Circonférence du mollet à la partie la plus grosse du mollet



3

Longueur du mollet, du pli du genou au sol

LIGNES DIRECTRICES GÉNÉRALES

A	Les mesures doivent toujours être prises aussi rapidement que possible après le réveil, au moment où l'œdème est à un niveau minimum.
B	Il faut prendre la mesure sur la peau nue, sans vêtements. (Étapes 1 à 5)
C	Lors de la prise de mesure, le pied doit être à plat sur le sol et le mollet ou la jambe doit être perpendiculaire au pied (voir l'image ci-dessus en guise d'exemple).
D	Les mesures doivent être prises en entourant étroitement la jambe du ruban, sans constriction.
E	Les mesures doivent être prises du bas vers le haut.
F	Prenez toutes les mesures, même si le patient ne requiert que des produits pour le mollet; celui-ci pourra décider plus tard de se procurer d'autres styles.
G	Prendre note de la pointure de la chaussure; elle peut être utile pour déterminer la meilleure coupe.



4

Circonférence la plus large de la **cuisse**



5

Longueur de la jambe en mesurant du sol au pli fessier



6

Circonférence au niveau des **hanches**

COMMENT CODER LES PRODUITS MÉDICAUX ET SPÉCIALITÉ



Exemple de code produit : 232CMLM99 (page 10)

Numéro de gamme	Niveau de compression	Style de produit	Taille	Sexe	Couleur
23 = Coton <i>(Consulter les pages des produits pour les numéros de gamme)</i>	1 = 15–20 mmHg 2 = 20–30 mmHg 3 = 30–40 mmHg 4 = 40–50 mmHg* 5 = 50–60 mmHg*	C = genou ou mollet <i>(Consulter les pages des produits pour les styles offerts)</i>	ML = Moyen long <i>(Consulter les pages des produits pour les tailles)</i>	M = homme W = femme O = pointe ouverte	99 = Noir <i>(Consulter les pages des produits pour les couleurs offertes)</i>
23	2	C	ML	M	99
* De 40–50 mmHg et de 50–60 mmHg disponibles pour le caoutchouc naturel seulement.					
Pour commander un collant ou des bas style mollet pour tailles fortes (860P pour femme seulement) : ajouter « /P » après la couleur dans le code de commande					
Pour commander le style mollet avec antiglisser : ajouter « /S » après la couleur dans le code de commande <i>(consultez les pages des produits pour connaître la disponibilité)</i>					
Pour commander le style cuisse avec attache à la taille : ajouter « /L » pour la jambe gauche ou « /R » pour la jambe droite après le code de commande <i>(860W ou 500W seulement)</i>					
Pour commander les produits Motion High Tech, Laine Thermorégulatrice et Motion Flow Tech® : La lettre pour indiquer le sexe n'est pas utilisée dans le code de commande. Exemple : 412CSM59 = Motion High Tech, 20–30 mmHg, mollet pointe fermée, taille petit moyen, couleur rouge					

COMMENT COMMANDER LES PRODUITS SANTÉ DES CONSOMMATEURS



Exemples de codes produit :

151CA99 (page 72)

191CB99 (page 72)

Numéro de gamme	Style de produit	Taille	Couleur
151/191 = COTON SEA ISLAND Les 3 premiers chiffres indiquent le sexe 151 = femme 191 = homme <i>(Consultez les pages des produits pour les numéros de gamme)</i>	C = Mollet <i>(Consulter les pages des produits pour les styles offerts)</i>	Dépendant de la pointure de chaussures A= pointures 5-7 pour femme B = pointures 9-11 pour homme <i>(Consulter les pages des produits pour les tailles offertes)</i>	99 = Noir <i>(Consulter les pages des produits pour les couleurs offertes)</i>
151	C	A	99
191	C	B	99
BAS DE RÉCUPÉRATION ATHLÉTIQUE, MANCHONS DE PERFORMANCE, BAS DE MÉRINOS PLEIN AIR ET CHAUSSETTES POUR DIABÉTIQUES EVERSOFT sont des produits UNISEXES : les 3 premiers chiffres sont les mêmes pour les 2 sexes. Exemple: 421CL31 = BAS DE MÉRINOS PLEIN AIR, 15–20 mmHg, mollet pointe fermée, taille grand, couleur olive			

Sigvaris, SIGVARIS GROUP, PFS2, Sensinnov, Compreflex, Coolflex, Flow Tech, Compreboot, Accutab, Doff N' Donner, ROLLY et MELANY sont des marques déposées de SIGVARIS AG, CH-9014 St. Gallen/Suisse, dans de nombreux pays à travers le monde. © Copyright 2025 SIGVARIS, Inc.

Spacer Fabric et MeshLink sont des marques de commerce de SIGVARIS AG, CH-9014, St. Gallen/Suisse, dans de nombreux pays à travers le monde.

Lycra est une marque déposée d'INVISTA. Supima est une marque déposée de la Supima Association of America Corporation. SENSIL est une marque déposée de Nilit. Tous droits réservés. drirelease est copyright ©2021 drirelease. drirelease est une entreprise d'Optimer Brands. Tous droits réservés. Sim-Slide et Magnide sont des marques déposées de Arion Holding B.V. IT STAYS est une marque déposée de New Horizons Diversified Interests.

A full-page photograph of two men running on a paved path. The man on the left is Black, wearing a black t-shirt, white shorts, and a blue and black knee brace on his right knee. The man on the right is white, wearing a dark blue t-shirt, black shorts, and grey socks. They are running towards the camera. The background consists of lush green trees and a brick building.

mobilis

by SIGVARIS GROUP

**ORTHÈSES ET SUPPORTS
ORTHOPÉDIQUES**

INDEX

Intro 102

Mode d'action	103
Comment mesurer	103

Coude 104

EPI CARE - Support pour le coude	105
EPI BAND - Sangle pour le coude	105
EPI ACTIVE - Orthèse pour le coude	106

Poignet et pouce 107

MANU CARE - Support pour le poignet	108
MANU WRAP - Orthèse pour le poignet et le pouce	108
MANU ACTIVE - Orthèse pour le poignet	109
MANU SUPPORT - Orthèse pour le poignet	109
MANU PLUS SUPPORT - Orthèse pour le poignet et le pouce	110
RHIZO SUPPORT - Orthèse pour le pouce	110

Dos 111

LUMBO CARE - Support pour le dos	112
LUMBO SUPPORT - Ceinture lombaire	112
LUMBO SUPPORT EVO - Ceinture lombaire	113
LUMBO INTENSE - Ceinture lombaire	113

Genou 114

GENU CARE - Support pour le genou	115
GENU WRAP - Orthèse pour le genou	115
GENU BAND - Sangle pour le genou	116
GENU ACTIVE STAB - Genouillère ligamentaire	116
GENU ACTIVE PAD - Genouillère rotulienne	117

Cheville 118

MALLEO CARE - Support pour la cheville	119
MALLEO ACTIVE PAD - Orthèse pour la cheville	119
MALLEO ACTIVE BAND - Orthèse pour la cheville	120
MALLEO SUPPORT - Orthèse pour la cheville	120
MALLEO INTENSE - Orthèse pour la cheville	121

Comment commander Mobilis 121

MOBILIS : ORTHÈSES ET SUPPORTS ORTHOPÉDIQUES

Une collection d'orthèses et de supports orthopédiques de haute qualité de SIGVARIS GROUP conçus pour fournir un soutien, une stabilité et un soulagement de la douleur tout en permettant aux individus de rester actifs.




Les noms de produits Mobilis sont composés de deux parties :

1 La partie du corps où il est utilisé


	GAMME
Coude	EPI
Main	MANU
Pouce	RHIZO
Dos	LUMBO
Genou	GENU
Cheville	MALLEO

2 Le niveau de maintien




Exemple 1 + 2 = **MALLEO SUPPORT**

MODE D'ACTION




Effet de compression

- Diminue l'œdème et la pression sur l'articulation
- Diminue la douleur
- Améliore la mobilité



Effet de massage

- Diminution ciblée de l'œdème
 - Améliore la circulation sanguine
- Aide à la guérison



Stabilisation de l'articulation

- Les structures rigides stabilisent l'articulation et améliorent les mouvements musculaires



Proprioception

- Perception des mouvements et de la position du corps




Effet chauffant


- Améliore le confort et apporte un soulagement de la douleur

COMMENT MESURER

Coude




Mesurer la circonférence du bras à 3 cm sous le coude (deux doigts)




Mesurer la circonférence du bras avec une inclinaison de 30 degrés

Poignet et pouce




Mesurer la circonférence du poignet

Dos




Mesurer la circonférence de taille au niveau du nombril

Genou



Mesurer la circonférence du genou avec une inclinaison de 30 degrés



Mesurer la Circonférence de cuisse à 15 cm au dessus du genou

Cheville



Mesurer la Circonférence de cheville au dessus de la maléole

Coude

	EPI CARE	EPI BAND	EPI ACTIVE
INDICATIONS			
Arthrite	O		O
Épanchement articulaire et œdème	O		O
Irritation chronique/ Tendomyopathie	O		O
Post-traumatique, Post-opératoire	O		O
Coude du golfeur/joueur de tennis (épicondilopathie)	O	O	O
NIVEAU DE MAINTIEN	 Niveau de maintien très léger	 Niveau de maintien intermédiaire	 Niveau de maintien intermédiaire

EPI CARE

Support pour le coude



Contient du caoutchouc naturel de latex qui peut causer des réactions allergiques

INDICATIONS

Arthrite, épanchement articulaire et œdème, irritation chronique/tendomyopathie, post-traumatique, post-opératoire, coude du golfeur/joueur de tennis (épicondilopathie)

MODE D'ACTION



CARACTÉRISTIQUES

- Maintien léger
- Confort maximum
- Apparence discrète
- Peut être porté sur les deux coudes
- Adhérence optimale grâce au silicone

COMPOSITION

64% Polyamide, 27% Elastodiène, 5% Élasthanne, 4% Silicone



Mesurer la circonférence du bras avec une inclinaison de 30 degrés (largeur de deux doigts)



Taille	Circonférence	No. de produit
Taille TP	20-23 cm	MECE-XS-66
Taille P	23-26 cm	MECE-SM-66
Taille M	26-29 cm	MECE-MD-66
Taille G	29-32 cm	MECE-LG-66
Taille TG	32-35 cm	MECE-XL-66

EPI BAND

Sangle pour le coude



INDICATIONS

Coude du golfeur/joueur de tennis (épicondilopathie)

MODE D'ACTION



CARACTÉRISTIQUES

- Sangle élastique pour ajuster le maintien
- Coussinet en silicone qui fournit un soulagement
- Peut être porté sur les deux coudes

COMPOSITION

89% Polyamide, 11% Élasthanne



Mesurer la circonférence du bras à 3cm sous le coude (deux doigts)



Taille	Circonférence	No. de produit
Taille unique	20 - 35 cm	MEBE-91

EPIACTIVE

Orthèse pour le coude



INDICATIONS

Arthrite, épanchement articulaire et œdème, irritation chronique/tendomyopathie, post-traumatique, post-opératoire, coude du golfeur/joueur de tennis (épicondilopathie)

MODE D'ACTION




CARACTÉRISTIQUES

- Orthèse pour le coude avec des coussinets en silicone
- Sangle élastique amovible pour ajuster le maintien
- Forme anatomique et tricot en 3D pour un maximum de confort
- Peut être porté sur les deux coudes

COMPOSITION

56% Élastomère thermoplastique, 32% Polyamide, 7% Élastodiène, 3% Élasthanne, 2% Polyester



Mesurer la circonférence du bras avec une inclinaison de 30 degrés



Visionnez une vidéo du produit



Taille	Circonférence	No. de produit
Taille TP	20 - 23 cm	MEAE-XS-91
Taille P	23 - 26 cm	MEAE-SM-91
Taille M	26 - 29 cm	MEAE-MD-91
Taille G	29 - 32 cm	MEAE-LG-91
Taille TG	32 - 35 cm	MEAE-XL-91



Poignet et Pouce



	MANU CARE	MANU WRAP	MANU ACTIVE	MANU SUPPORT	MANU PLUS SUPPORT	RHIZO SUPPORT
INDICATIONS						
Arthrite	○	○	○	○	○	○
Irritation chronique/ Tendinite	○	○	○	○	○	○
Syndrome du canal carpien			○	○	○	
Instabilité			○	○	○	○
Post traumatique, Post-opératoire		○	○	○	○	
Rhizarthrose					○	○
Pouce du skieur/ Entorse du ligament latéral du pouce (Lésion ligamentaire métacarpo-phalangiale)					○	○
NIVEAU DE MAINTIEN	 Niveau de maintien très léger	 Niveau de maintien léger	 Niveau de maintien intermédiaire	 Niveau de maintien fort	 Niveau de maintien fort	 Niveau de maintien fort

MANUCARE


Support pour le poignet



INDICATIONS

Arthrite, irritation chronique/tendinite

MODE D'ACTION



Contient du caoutchouc naturel de latex qui peut causer des réactions allergiques

ARACTÉRISTIQUES

- Maintien léger
- Compression légère
- Très grand confort
- Apparence discrète
- Peut être porté sur les deux poignets

COMPOSITION

66% Polyamide, 29% Élastodiène, 5% Élasthanne



Mesure de la circonférence du poignet



Taille	Circonférence	No. de produit
Taille TP	13 - 15 cm	MMCW-XS-66
Taille P	15 - 17 cm	MMCW-SM-66
Taille M	17 - 19 cm	MMCW-MD-66
Taille G	19 - 21 cm	MMCW-LG-66
Taille TG	21 - 23 cm	MMCW-XL-66

MANUWRAP


Orthèse pour le poignet et le pouce



INDICATIONS

Arthrite, irritation chronique/tendinite, post traumatique, post-opératoire

MODE D'ACTION



CARACTÉRISTIQUES

- Maintien modéré ajustable
- Matériau respirant
- Peut être porté sur les deux mains

COMPOSITION

96% Polyamide, 4% Élasthanne



Mesure de la circonférence du poignet



Taille	Circonférence	No. de produit
Tailles P/M	13 - 17 cm	MMWW-SM/MD-91
Tailles G/TG	17 - 23 cm	MMWW-LG/XL-91

MANUACTIVE

Orthèse pour le poignet




Niveau de maintien
intermédiaire

INDICATIONS

Arthrite, irritation chronique/tendinite, syndrome du canal carpien, instabilité, post traumatique, post-opératoire

MODE D'ACTION



CARACTÉRISTIQUES

- Orthèse avec deux coussinets en silicone autour du cubitus
- Tige en métal pour limiter les mouvements du poignet
- Sangle élastique amovible pour ajuster le maintien
- Forme anatomique et tricot en 3D pour un maximum de confort
- Un modèle pour chaque main (droite et gauche)

COMPOSITION

6% Polyamide, 25% Élastomère thermoplastique, 9% Élastodiène, 5% Polyester, 5% Élasthanne



Mesure de la circonférence
du poignet



Contient du caoutchouc
naturel de latex qui peut
causer des réactions
allergiques



Visionnez une
vidéo du produit



Taille	Circonférence	No. de produit main gauche	No. de produit main droite
Taille TP	13 - 15 cm	MMAW-XS-L-91	MMAW-XS-R-91
Taille P	15 - 17 cm	MMAW-SM-L-91	MMAW-SM-R-91
Taille M	17 - 19 cm	MMAW-MD-L-91	MMAW-MD-R-91
Taille G	19 - 21 cm	MMAW-LG-L-91	MMAW-LG-R-91
Taille TG	21 - 23 cm	MMAW-XL-L-91	MMAW-XL-R-91

MANUSUPPORT

Orthèse pour le poignet




Niveau de maintien
fort

INDICATIONS

Arthrite, irritation chronique/tendinite, syndrome du canal carpien, instabilité, post traumatique, post-opératoire

MODE D'ACTION



CARACTÉRISTIQUES

- Orthèse pour immobilisation/stabilisation : structure palmaire rigide, tiges externe et interne pour limiter les mouvements du poignet
- Trois sangles à velcro pour un meilleur ajustement du maintien
- Peut être porté sur les deux poignets

COMPOSITION

92% Polyamide, 5% Élasthanne, 3% Coton



Mesure de la circonférence
du poignet



Visionnez une
vidéo du produit



Taille	Circonférence	No. de produit
Tailles P/M	13 - 17 cm	MMSWS-SM/MD-91
Tailles G/TG	17 - 23 cm	MMSWS-LG/XL-91

MANUPLUS SUPPORT


Orthèse pour le poignet et le pouce



INDICATIONS

Arthrite, irritation chronique/tendinite, syndrome du canal carpien, instabilité, post traumatique, post-opératoire, rhizarthrose, pouce du skieur/entorse du ligament latéral du pouce (lésion ligamentaire métacarpo-phalangiale)

MODE D'ACTION



CARACTÉRISTIQUES

- Orthèse d'immobilisation/stabilisation du poignet et pouce grâce à la baleine palmaire et le renfort externe.
- Les deux sangles auto-agrippantes disposent d'un serrage par laçage.
- Modèle spécifique main droite et gauche.

COMPOSITION

50% Polyester, 46% Polyamide, 4% Polyuréthane



Mesure de la circonférence du poignet



Taille	Circonférence	No. de produit main gauche	No. de produit main droite
Tailles TP	13 - 15 cm	MMPSW-XS-L-91	MMPSW-XS-R-91
Tailles P	15 - 17 cm	MMPSW-SM-L-91	MMPSW-SM-R-91
Tailles M	17 - 19 cm	MMPSW-MD-L-91	MMPSW-MD-R-91
Tailles G	19 - 21 cm	MMPSW-LG-L-91	MMPSW-LG-R-91
Tailles TG	21 - 23 cm	MMPSW-XL-L-91	MMPSW-XL-R-91

RHIZOSUPPORT


Orthèse pour le pouce



INDICATIONS

Arthrite, irritation chronique/tendinite, instabilité, rhizarthrose, pouce du skieur/entorse du ligament latéral du pouce (lésion ligamentaire métacarpo-phalangiale)

MODE D'ACTION



CARACTÉRISTIQUES

- Orthèse d'immobilisation/stabilisation pour le pouce grâce aux tiges rigides interne et externe
- Deux sangles à velcro pour un meilleur ajustement du maintien
- Peut être porté sur les deux mains

COMPOSITION

92% Polyamide, 8% Élasthanne



Visionnez une vidéo du produit



Mesure la circonférence du poignet



Taille	Circonférence	No. de produit
Tailles P/M	13 - 17 cm	MRST-SM/MD-91
Tailles G/TG	17 - 23 cm	MRST-LG/XL-91



Dos



	LUMBO CARE	LUMBO SUPPORT	LUMBO SUPPORT EVO	LUMBO INTENSE
INDICATIONS				
Tension musculaire	○	○	○	○
Douleurs lombaires (Syndrome lombaire)	○	○	○	○
Faiblesse et perte musculaire (dégénérescence)		○	○	○
Post-opératoire		○	○	○
Sciatique		○	○	○
NIVEAU DE MAINTIEN	 Niveau de maintien très léger	 Niveau de maintien fort	 Niveau de maintien fort	 Niveau de maintien très fort

LUMBOCARE


Support pour le dos



INDICATIONS

Tension musculaire, douleurs lombaires (syndrome lombaire)

MODE D'ACTION




CARACTÉRISTIQUES

- Ceinture ajustable pour un maintien léger
- Matériau confortable qui offre un effet chauffant
- Peut être porté sur la peau

COMPOSITION

65% Coton, 31% Polyester, 4% Élastodiène



Taille	Circonférence	No. de produit
Taille P	70 - 95 cm	MLCB-SM-66
Taille M	95 - 115 cm	MLCB-MD-66
Taille G	115 - 135 cm	MLCB-LG-66

LUMBOSUPPORT


Ceinture lombaire



INDICATIONS

Tension musculaire, douleurs lombaires (syndrome lombaire), faiblesse et perte musculaire (dégénérescence), post-opératoire, sciatique

MODE D'ACTION



CARACTÉRISTIQUES


- Quatre tiges de stabilisation pour maintenir et sécuriser
- Sangles réglables pour un ajustement précis
- Doit être porté sur les vêtements ou sous-vêtements
- Deux hauteurs différentes : **Court** (21 cm) : recommandé pour les personnes d'une taille de 5'3" (160 cm) ou moins; **Grand** (26 cm) : recommandé pour les personnes d'une taille de 5'4" (162 cm) ou plus.

COMPOSITION

54% Polyamide, 21% Élasthanne, 20% Polypropylène, 5% Polyester



Visionnez une vidéo du produit



Taille	Circonférence	No. de produit Court (S)	No. de produit Long (T)
Taille P	70 - 95 cm	MLSB-SM-S-91	MLSB-SM-T-91
Taille M	95 - 115 cm	MLSB-MD-S-91	MLSB-MD-T-91
Taille G	115 - 135 cm	MLSB-LG-S-91	MLSB-LG-T-91

LUMBOSUPPORT EVO

Ceinture lombaire




Visionnez une vidéo du produit



INDICATIONS

Tension musculaire, douleurs lombaires (syndrome lombaire), faiblesse et perte musculaire (dégénérescence), post-opératoire, sciatique

MODE D'ACTION



CARACTÉRISTIQUES


- Ceinture de stabilisation du rachis lombaire grâce aux quatre baleines postérieures
- La double sangle élastique de rappel auto-agrippante est amovible pour permettre un serrage évolutif
- À porter sur les vêtements
- Deux hauteurs différentes : **Court** (21 cm) : recommandé pour les personnes d'une taille de 5'3" (160 cm) ou moins; **Grand** (26 cm) : recommandé pour les personnes d'une taille de 5'4" (162 cm) ou plus.

COMPOSITION

44% Polyamide, 23% Polyester, 8% Viscose, 7% Élastodiène, 6% Éthylène-acétate de vinyle, 5% Polychlorure de Vinyle, 4% Polyuréthane, 3% Élasthanne



Contient du caoutchouc naturel de latex qui peut causer des réactions allergiques



Taille	Circonférence	No. de produit Court (S)	No. de produit Long (T)
Taille P	56 - 71 cm	MLSEB-SM-S-99	MLSEB-SM-T-99
Taille M	68 - 84 cm	MLSEB-MD-S-99	MLSEB-MD-T-99
Taille G	81 - 96 cm	MLSEB-LG-S-99	MLSEB-LG-T-99
Taille TG	94 - 109 cm	MLSEB-XL-S-99	MLSEB-XL-T-99
Taille TTG	107 - 122 cm	MLSEB-2X-S-99	MLSEB-2X-T-99

LUMBOINTENSE

Ceinture lombaire




Visionnez une vidéo du produit



INDICATIONS

Tension musculaire, douleurs lombaires (syndrome lombaire), faiblesse et perte musculaire (dégénérescence), post-opératoire, sciatique

MODE D'ACTION



CARACTÉRISTIQUES


- Ceinture de stabilisation du rachis lombaire grâce aux quatre baleines postérieures
- La sangle élastique de rappel est dotée d'un système de serrage par lacets avec deux poignées passe-doigt
- À porter sur les vêtements
- Deux hauteurs différentes : **Court** (21 cm) : recommandé pour les personnes d'une taille de 5'3" (160 cm) ou moins; **Grand** (26 cm) : recommandé pour les personnes d'une taille de 5'4" (162 cm) ou plus.

COMPOSITION

47% Polyamide, 27% Polyester, 2% Viscose, 4% Élastodiène, 6% Éthylène-acétate de vinyle, 5% Polychlorure de vinyle, 4% Polyuréthane, 2% Polypropylène, 3% Élasthanne



Contient du caoutchouc naturel de latex qui peut causer des réactions allergiques



Taille	Circonférence	No. de produit Court (S)	No. de produit Long (T)
Taille P	56 - 71 cm	MLIB-SM-S-99	MLIB-SM-T-99
Taille M	68 - 84 cm	MLIB-MD-S-99	MLIB-MD-T-99
Taille G	81 - 96 cm	MLIB-LG-S-99	MLIB-LG-T-99
Taille TG	94 - 109 cm	MLIB-XL-S-99	MLIB-XL-T-99
Taille TTG	107 - 122 cm	MLIB-2X-S-99	MLIB-2X-T-99

Genou



	GENU CARE	GENU WRAP	GENU BAND	GENU ACTIVE STAB	GENU ACTIVE PAD
INDICATIONS					
Arthrite	O	O		O	O
Épanchement articulaire et œdème	O			O	O
Irritation chronique/ Tendomyopathie	O	O	O	O	O
Post-traumatique, Post-opératoire	O	O		O	O
Douleur rotulienne		O	O	O	O
Douleur rotulienne profonde (Syndrome Fémoro-patellaire)		O	O	O	O
Instabilité, Hyperlaxité, Lésion du ménisque, Gonarthrose				O	
NIVEAU DE MAINTIEN	 Niveau de maintien très léger	 Niveau de maintien léger	 Niveau de maintien intermédiaire	 Niveau de maintien intermédiaire	 Niveau de maintien intermédiaire

GENUCARE

Support pour le genou



Contient du caoutchouc naturel de latex qui peut causer des réactions allergiques

INDICATIONS

Arthrite, épanchement articulaire et œdème, irritation chronique/tendomyopathie, post-traumatique, post-opératoire, douleur rotulienne

MODE D'ACTION




CARACTÉRISTIQUES

- Maintien léger
- Adhérence optimale grâce au silicone
- Apparence discrète
- Peut être porté sur les deux genoux

COMPOSITION

64% Polyamide, 28% Élastodiène
5% Élasthanne, 3% Silicone



Mesurer la circonférence du genou avec une inclinaison de 30 degrés

Taille	Circonférence	No. de produit
Taille TP	30 - 34 cm	MGCK-XS-66
Taille P	34 - 38 cm	MGCK-SM-66
Taille M	38 - 42 cm	MGCK-MD-66
Taille G	42 - 46 cm	MGCK-LG-66
Taille TG	46 - 50 cm	MGCK-XL-66

GENUWRAP

Orthèse pour le genou



INDICATIONS

Arthrite, irritation chronique/tendomyopathie, post-traumatique, post-opératoire, douleur rotulienne, douleur rotulienne profonde (syndrome fémoro-patellaire)

MODE D'ACTION




CARACTÉRISTIQUES

- Support moyen ajustable grâce aux trois courroies
- Taille réglable
- Respirant
- Utilisable à gauche et à droite

COMPOSITION

94% Polyamide, 6% Élasthanne



Mesurer la circonférence du genou avec une inclinaison de 30 degrés

Taille	Circonférence	No. de produit
Taille P/M	30 - 42 cm	MGWK-SM/MD-91
Taille G/TG	42 - 55 cm	MGWK-LG/XL-91



GENUBAND

Sangle pour le genou



INDICATIONS

Irritation chronique/tendomyopathie, douleur rotulienne, douleur rotulienne profonde (syndrome fémoro-patellaire)

MODE D'ACTION




CARACTÉRISTIQUES

- Sangle élastique pour ajuster le maintien
- Coussinet en silicone localisé sur le tendon rotulien
- Peut être porté sur les deux genoux
- Forme anatomique pour un confort optimal

COMPOSITION

89% Polyamide, 11% Élasthanne



Taille	Circonférence	No. de produit
Taille unique	30 - 55 cm	MGBK-91

GENUACTIVE STAB


Genouillère ligamentaire



INDICATIONS

Arthrite, épanchement articulaire et œdème, irritation chronique/tendomyopathie, post-traumatique, post-opératoire, douleur rotulienne, douleur rotulienne profonde (syndrome fémoro-patellaire), instabilité, hyperlaxité, lésion du ménisque, gonarthrose

MODE D'ACTION



Contient du caoutchouc naturel de latex qui peut causer des réactions allergiques




Visionnez une vidéo du produit

CARACTÉRISTIQUES

- Genouillère de stabilisation avec un coussinet rotulien en silicone, des renforts latéraux articulés et trois sangles de serrage
- Le tricot de forme anatomique est compressif
- Utilisation bilatérale possible

COMPOSITION

70% Polyamide, 14% Élastomère thermoplastique, 9% Élastodiène, 2% Polyester, 2% Néoprène, 3% Élasthanne



Taille	Circonférence du genou	Circonférence de la cuisse	No. de produit
Taille TP	30 - 34 cm	40 - 44 cm	MGSK-XS-91
Taille P	34 - 38 cm	44 - 48 cm	MGSK-SM-91
Taille M	38 - 42 cm	48 - 52 cm	MGSK-MD-91
Taille G	42 - 46 cm	52 - 56 cm	MGSK-LG-91
Taille TG	46 - 50 cm	56 - 60 cm	MGSK-XL-91
Taille TTG	50 - 54 cm	60 - 64 cm	MGSK-2X-91


GENUACTIVE PAD

Genouillère rotulienne

INDICATIONS

Arthrite, épanchement articulaire et œdème, irritation chronique/tendomyopathie, post-traumatique, post-opératoire, douleur rotulienne, douleur rotulienne profonde (syndrome fémoro-patellaire)

MODE D'ACTION



CARACTÉRISTIQUES

- Orthèse de genou avec des supports latéraux
- Coussinet en silicone autour de la rotule
- Forme anatomique et tricot en 3D pour un maximum de confort

COMPOSITION

52% Polyamide, 26% Uréthane thermoplastique, 14% Elastodiène, 5% Polyester, 2% Élasthanne, 1% Silicone



Contient du caoutchouc naturel de latex qui peut causer des réactions allergiques



Visionnez une vidéo du produit




Taille	Circonférence du genou	Circonférence de la cuisse	No. de produit
Taille TP	30 - 34 cm	40 - 44 cm	MGAK-XS-91
Taille P	34 - 38 cm	44 - 48 cm	MGAK-SM-91
Taille M	38 - 42 cm	48 - 52 cm	MGAK-MD-91
Taille G	42 - 46 cm	52 - 56 cm	MGAK-LG-91
Taille TG	46 - 50 cm	56 - 60 cm	MGAK-XL-91
Taille TTG	50 - 54 cm	60 - 64 cm	MGAK-2X-91

Tricot 3D
Permet à la peau de respirer, apporte du confort pour le quotidien et les activités sportives

Supports latéraux
Fournissent une grande stabilité

Coussinet en silicone
La forme anatomique aide la rotule à rester stable

Zone de pli
Le tricot est moins compressif pour plus de confort et de flexibilité



Cheville

**MALLEO
CARE**

**MALLEO
ACTIVE PAD**

**MALLEO
ACTIVE
BAND**

**MALLEO
SUPPORT**

**MALLEO
INTENSE**

INDICATIONS

Arthrite

○

○

○

○

○

Épanchement articulaire
et œdème

○

○

○

Irritation chronique/
Tendomyopathie

○

○

○

○

○

Post-traumatique, Post opératoire,
Lésion des tissus mous

○

○

○

Hyperlaxité

○

○

Instabilité chronique

○

○

Post-traumatique, Post opératoire,
Blessure ligamentaire

○

○

Entorses modérées

○

○

NIVEAU DE MAINTIEN



Niveau de maintien
très léger



Niveau de maintien
intermédiaire



Niveau de maintien
intermédiaire



Niveau de maintien
fort



Niveau de maintien
très fort




MALLEOCARE

Support pour la cheville

INDICATIONS

Épanchement articulaire et œdème, post-opératoire, post-traumatique, lésion des tissus mous, arthrite, irritation chronique, tendomyopathie

MODE D'ACTION



CARACTÉRISTIQUES

- Maintien léger
- Niveau de stabilité ajustable
- Peut être porté sur les deux chevilles

COMPOSITION

70% Polyamide, 12% Élasthanne, 9% Élastodiène, 8% Polyester, 1% Polypropylène



Contient du caoutchouc naturel de latex qui peut causer des réactions allergiques



Mesurer la circonférence de la cheville au dessus de la malléole

Taille	Circonférence	No. de produit
Taille P	18 - 22 cm	MMCA-SM-66
Taille M	22 - 25 cm	MMCA-MD-66
Taille G	25 - 28 cm	MMCA-LG-66


MALLEOACTIVE PAD

Orthèse pour la cheville

INDICATIONS

Arthrite, épanchement articulaire et œdème, irritation chronique, tendomyopathie

MODE D'ACTION



CARACTÉRISTIQUES

- Deux coussinets latéraux pour stabiliser et maintenir la cheville
- Effet massant doux
- Tricot 3D respirant pour un meilleur ajustement et plus de confort
- Un modèle pour chaque cheville (droite et gauche)
- Système d'aide à l'enfilage

COMPOSITION

45% Polyamide, 40% Uréthane thermoplastique, 10% Elastodiène, 3% Élasthanne, 2% Polyester



Contient du caoutchouc naturel de latex qui peut causer des réactions allergiques



Mesurer la circonférence de la cheville au dessus de la malléole

Taille	Circonférence	No. de produit cheville gauche	No. de produit cheville droite
Taille P	16 - 21 cm	MMAA-SM-L-91	MMAA-SM-R-91
Taille M	21 - 26 cm	MMAA-MD-L-91	MMAA-MD-R-91
Taille G	26 - 31 cm	MMAA-LG-L-91	MMAA-LG-R-91
Taille TG	31 - 37 cm	MMAA-XL-L-91	MMAA-XL-R-91

MALLEOACTIVE BAND


Orthèse pour la cheville



INDICATIONS

Arthrite et arthrose, entorses légères ou modérées, hyperlaxité chronique

MODE D'ACTION



CARACTÉRISTIQUES

- La sangle élastique mise en place en forme de "strapping" est réglable en intensité afin de renforcer le maintien de la cheville.
- Le tricot de forme anatomique est compressif.
- Port possible dans une chaussure.
- Utilisation bilatérale possible

COMPOSITION

662% Polyamide, 18% Élastodiène, 12% Viscose, 5% Polyester, 3% Élasthanne



Contient du caoutchouc naturel de latex qui peut causer des réactions allergiques



Visionnez une vidéo du produit



Mesurer la circonférence de la cheville au dessus de la malléole

Taille	Circonférence	No. de produit
Taille TP	18 - 20 cm	MMBA-XS-91
Taille P	20 - 23 cm	MMBA-SM-91
Taille M	23 - 25 cm	MMBA-MD-91
Taille G	25 - 27 cm	MMBA-LG-91
Taille TG	27 - 30 cm	MMBA-XL-91

MALLEOSUPPORT

Orthèse pour la cheville



INDICATIONS

Arthrite, irritation chronique, post-opératoire, post-traumatique, lésion des tissus mous, hyperlaxité, instabilité chronique, blessure ligamentaire, entorses modérées

MODE D'ACTION



CARACTÉRISTIQUES

- Orthèse de stabilisation avec renforts latéraux rigides
- Deux sangles à velcro pour plus de maintien
- Le système de fermeture à lacets permet un meilleur ajustement
- Peut être porté sur les deux chevilles

COMPOSITION

91% Polyamide, 5% Élasthanne, 2% Polyester, 2% Coton



Mesurer la circonférence de la cheville au dessus de la malléole

Taille	Circonférence	No. de produit
Taille P	19 - 22 cm	MMSA-SM-91
Taille M	22 - 26 cm	MMSA-MD-91
Taille G	26 - 30 cm	MMSA-LG-91



MALLEOINTENSE


Orthèse pour la cheville



INDICATIONS

Entorses modérées ou graves, hyperlaxité et instabilité chroniques, post-opératoire, post-traumatique, lésion ligamentaire, entorses modérées à sévères

MODE D'ACTION



Contient du caoutchouc naturel de latex qui peut causer des réactions allergiques




Visionnez une vidéo du produit

CARACTÉRISTIQUES

- Orthèse d'immobilisation/stabilisation de la cheville grâce aux deux coques rigides
- Les deux coussins en gel permettent d'adapter les coques à la morphologie pour plus de confort.
- Les deux sangles auto-agrippantes et la sangle talonnière permettent d'ajuster le serrage.
- Utilisation bilatérale

COMPOSITION

50% Gel, 22% Polychlorure de vinyle, 20% Polypropylène, 7% Polyamide, 1% Néoprène



Taille	Hauteur	No. de produit
Taille unique	≥ 150 cm	MMIA-91

COMMENT COMMANDER MOBILIS

M	E	A	E	-	MD	-	-	91
Mobilis	La lettre correspond à la première partie du nom du produit : E = Epi M = Manu MP = Manu Plus R = Rhizo L = Lumbo G = Genu M = Malleo	La lettre correspond à la famille du produit : C = Care W = Wrap A = Active S = Support ou Stab B = Band I = Intense SE = Support Evo	La lettre correspond à la partie du corps où le produit est utilisé : E = Elbow (Coude) W = Wrist (Poignet) T = Thumb (pouce) B = Back (Dos) K = Knee (Genou) A = Ankle (Cheville)		Taille		Lorsque votre produit a un côté gauche ou droit, L (gauche) ou R (droit) est indiqué. Lorsque votre produit a une option courte ou longue, S = Short (court) ou T = Tall (grand) est indiqué.	Couleurs disponibles : 66 = Beige 91 = Graphite 99 = Noir

Ajoutez **L** pour indiquer le côté gauche (Left) ou **R** pour indiquer le côté droit (Right) après la taille dans le code de commande. **L** ou **R** n'est pas spécifié dans les produits qui s'adaptent à la fois à gauche et à droite. Exemple: MMAW-MD-L-91

Pour les orthèses lombaires, ajoutez **S** pour indiquer l'option courte, ou **T** pour indiquer l'option longue, après la taille dans le code de produit.

Vous pouvez trouver des produits sans taille. **Exemple** : MEBE-91

Vous pouvez trouver des produits avec des tailles combinées. **Exemple** : MRST-SM/MD-91

Simplifiez les
soins grâce à
WrapAbility

sigvaris

SIGVARIS
GROUP

mobilis

by SIGVARIS GROUP

Les vêtements inélastiques Sigvaris

L'alternative innovante aux bandages

Conçus pour un usage quotidien, les vêtements inélastiques sont cliniquement prouvés pour réduire l'œdème et la douleur, permettre une application facile en autonomie, et offrir un confort et une indépendance durables.



Accomplissez plus de
tâches en moins de temps :

CLAVARDEZ AVEC NOUS

en temps réel sur le portail
commercial en

ligne : **sigvaris-online.com**

ou textez-nous au **1.800.363.4999**



"Les vêtements inélastiques se mettent en place beaucoup plus rapidement et vous n'avez besoin d'aucune aide. L'Oscar de la compression revient aux vêtements inélastiques !"

Dr. Heim, Chirurgien général, Suisse



CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT

Téléchargez notre **catalogue**
MCE et notre **lookbook MCE**

 sigvarisgroup_canada

 sigvarisgroup.canada

 SIGVARIS GROUP Canada

POUR COMMANDER :

sigvaris-online.com

canadaorders@sigvaris.com

1.800.363.4999