

NUEAR

NXG^{AI}

**O som mais natural
de todos os tempos**



Uma decisão para uma vida melhor

Não consegue ouvir tão bem como antes? Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Mas quando você tem dificuldades em ouvir as pessoas falando ou o canto dos pássaros, é hora de agir.

Todos sabemos que a perda auditiva pode fazer com que você perca os momentos mais significativos da vida. Você sabia que estudos mostram que isso também pode levar ao **aumento do risco de quedas, depressão, ansiedade e até demência?**

Se você notar uma mudança na sua audição, consultar um profissional da audição é um primeiro passo inteligente. Eles têm experiência para ajudá-lo a ouvir e viver melhor.

Sua audição é importante.

Confie em um profissional para ajudar a tratá-la.



Ninguém notará
que ela está
usando aparelhos
auditivos
NE NXG AI.



Não se contente com o comum

Embora todos os aparelhos auditivos amplifiquem os sons para ajudá-lo a ouvir, o NE NXG AI possui tecnologia de ponta projetada para ajudar você a entendê-los também.

A perda auditiva pode começar na orelha, mas acontece no cérebro. A tecnologia patenteada Neuro Sound da NuEar imita o nosso córtex cerebral – processando sons da mesma forma que um sistema auditivo “normal” faria e solucionando as falhas produzidas por anos de perda auditiva.

Ele faz tudo isso 80 milhões de vezes por hora, automaticamente, sem que você precise fazer nada.

Projetado para ajudar os usuários a:

**Distinguir
palavras e falas**
de forma mais intuitiva e natural.

Ouvir sons suaves
sem ruídos perturbadores.

Ter menos esforço
para ouvir e entender.



Confortável para as orelhas

Criados a partir de pesquisas meticulosas para se ajustarem ergonomicamente à orelha, os aparelhos auditivos NE NXG AI foram reimaginados para fornecer som, conforto e durabilidade superiores.



À prova d'água*, à prova de suor, pronto para seu dia-a-dia

A tecnologia Pro8 HydraShield™ ajuda a garantir que eles resistam ao suor, sujeira, poeira, quedas e imersão.



Bateria para o dia todo

Tenha certeza de que você não ficará sem bateria, com opções recarregáveis de longa duração, incluindo o RIC com a bateria mais duradoura da indústria (até 51 horas com uma única carga).



Estilos que não vão atrapalhar o seu

Desde estilos intra-auriculares personalizados até estilos elegantes que ficam atrás da orelha (retroauriculares), eles são confortáveis de usar o dia todo e quase imperceptíveis para outras pessoas.

*Até 1 metro de profundidade. Apenas em modelos recarregáveis.

Transmita, conecte e interaja

Excepcionais por si só, os aparelhos auditivos NE NXG AI oferecem mais benefícios quando combinados com nosso aplicativo Hear Circle.

Edge Mode+

Usa inteligência artificial para otimizar a qualidade do som, proporcionando uma fala mais clara ou mais conforto auditivo.

Transmissão binaural

Transmite chamadas, músicas e muito mais diretamente para os aparelhos auditivos para uma audição mais natural.



Monitoramento de saúde

Usa a ciência para contar passos com precisão, monitorar o engajamento e ajudar você a atingir metas de bem-estar.



Deteccção de queda

O único aparelho auditivo capaz de detectar quedas e alertar familiares ou amigos.



Produtos da NuEar para zumbido

Mudando para sempre a maneira como as pessoas lidam com o zumbido.

A NuEar, líder em tecnologia de saúde auditiva, desenvolveu produtos tecnológicos para zumbido projetados para mudar para sempre a maneira como as pessoas lidam com o zumbido. Esses dispositivos pequenos e confortáveis foram projetados para proporcionar alívio personalizado do zumbido.

Como funciona

Os produtos com tecnologia de zumbido da NuEar usam medidas precisas do seu audiograma para criar um estímulo de alívio personalizado especificamente para você. Com isso, você e seu profissional da audição podem ajustar para proporcionar mais alívio.

Seu profissional da audição pode ajustar a frequência e modulação do som para oferecer o melhor tratamento para seu zumbido individual.

NuEar – A principal fornecedora de soluções auditivas

Quando se pensa em soluções confortáveis, de excelente som e personalizadas para suas necessidades auditivas, as pessoas em todos os lugares buscam a NuEar, fabricante americana de soluções auditivas avançadas. Na NuEar, acreditamos que ouvir melhor é viver melhor.

Como funciona

Usando a tecnologia Zumbido Multiflex exclusiva da NuEar, os produtos da NuEar para zumbido criam um estímulo sonoro personalizável e confortável que você e seu profissional da audição podem fazer mudanças para diminuir o som incômodo que você ouve e tirar o foco dele.

O resultado é um alívio personalizado projetado especialmente para você!



Soluções

CROS/BiCROS

Nosso aparelho auditivo NE NXG AI com som natural foi projetado para que você não perca as conversas e os sons que trazem alegria.



O sistema CROS/BiCROS da NuEar é fácil de usar e oferece som nítido e com clareza graças aos 80 milhões de ajustes automáticos que realiza a cada hora.



CROS

Se você não consegue escutar em uma orelha e tem audição normal na outra, você pode se beneficiar de uma solução CROS. Com ela você poderá escutar o som em sua orelha com audição mais fraca por meio da sua orelha com audição normal.

Como funciona

Ambientes auditivos desafiadores agora têm uma solução. Nosso sistema CROS vem equipado com um microfone que capta sons e vozes que chegam do lado da sua orelha com perda auditiva e, em seguida, os transmite para um receptor de aparelho auditivo adaptado na sua orelha sem perda auditiva. Esta solução inovadora garante que você não perca os momentos e sons importantes da sua vida.



Disponha de até 29 horas de uso com uma carga completa com nossa solução NE NXG AI CROS/BiCROS.



BiCROS

Se você não consegue escutar em uma de suas orelhas e sua outra orelha possui perda auditiva, você pode se beneficiar de uma solução BiCROS. Isso permitirá que você escute sons na sua orelha com pouca ou nenhuma audição e também na sua melhor orelha.

Como funciona

Nosso sistema BiCROS envia o som de um microfone, colocado em sua orelha que possui pouca ou nenhuma audição, para um aparelho auditivo usado em sua orelha com melhor audição. Este som pode ser personalizado de acordo com a sua perda auditiva, permitindo ouvir sons de ambos os lados.

Seu profissional da audição pode ajudar a determinar qual solução melhor atenderá às suas necessidades e estilo de vida.

StarLink

Uma experiência única de conexão

Os acessórios com
conectividade transmitem
os sons que você ama
diretamente para seus
aparelhos auditivos.

Nossos acessórios junto com
nossos aparelhos auditivos com
conectividade, conectam você às
suas músicas, programas de TV
e chamadas telefônicas favoritas
com ainda mais qualidade de som.

Eles possuem tecnologia Bluetooth®,
são fáceis de emparelhar e usar.



*É fácil se conectar com
nossos aparelhos auditivos.*





Mini microfone remoto

Desfrute de conversas individuais em ambientes barulhentos com nosso mini microfone remoto pequeno e fácil de usar. Basta prendê-lo na roupa da pessoa com quem você está conversando e aproveitar a conversa.



Microfone remoto +

Em ambientes ruidosos, transmita facilmente para ambas as orelhas, de fontes Bluetooth, bobina telefônica, FM, ou entrada Line-In e aproveite ao máximo suas conversas.



Dispositivo TV

Transmita facilmente o áudio da sua TV ou outra fonte de áudio eletrônica diretamente para os seus aparelhos auditivos. Oferece excelente qualidade de som, é fácil de usar e suporta fontes de entrada analógicas e digitais.



Controle remoto 2.0

Controle o volume, altere os programas e acesse rapidamente o recurso favorito.



Microfone de mesa

Um dispositivo multifuncional projetado para melhorar a audição em situações de grupo ou restaurantes barulhentos. Ele também funciona como um transmissor de TV ou até mesmo um microfone remoto quando usado no corpo.

Veja as avaliações do NE NXG AI



OS MELHORES
APARELHOS AUDITIVOS QUE JÁ USEI

Tony L. / WA



**FOI UMA
EXPERIÊNCIA QUE
MUDOU MINHA VIDA**

Georgia M. / WA



#1

**RIC RECARREGÁVEL
DE 2023!**

Hearing Tracker



**ESTOU
ENTENDENDO AS
CONVERSAS
MELHOR DO QUE
NUNCA**

Wayne M. / OK



FENOMENAL

Mike R. / IL



UAU!

Dan G. / FL

**COMO A
NUEAR
FEZ ISSO?**



**SIGNIFICATIVAMENTE
MELHOR
DO QUE QUALQUER
COISA QUE EU JÁ
USEI ANTES**

Michael V. / NM



ABSOLUTAMENTE

INCRÍVEL

Michelle R. / MI

O que **você irá dizer** quando
experimentar o NE NXG AI?

NXG^{AI}

As opções para tratar a perda auditiva podem parecer intimidadoras.

O NE NXG AI adaptado por um profissional da audição experiente, garantirá que sua audição esteja em boas mãos.



NUEAR