

Technische Referenzwerte: Dichte & Konzentration

Präparat	Dichte (g/cm ³)
1-M-Kaliumchlorid-Lösung 7,46%	1.042 – 1,049
Aqua ad iniectabilia (Flaschen)	0,9980 – 0,9985
Deltajonin	1,001 – 1,006
Deltajonin BG	1,1019 – 1,023
Deltajonin G5	1,017 – 1,030
Deltajonin HG 5	1,019 – 1,023
Deltajonin OP	1,001 – 1,005
Deltajonin OPG	1,106 – 1,021
Glucose 5%	1,107 – 1,022
Glucose 10%	1,035 – 1,042
Glucose 20%	1,070 – 1,079
Glucose 40%	1,140 – 1,155
Isotonische Natriumchlorid- Lösung 0,9%	1,004 – 1,009
Natriumchlorid-Lösung 1 molar (5,85%)	1,038 - 1,043
Natriumchlorid-Lösung 20 Prozent	1,129 - 1,134
Natriumhydrogencarbonat- Lösung 8,4 %	1,053 - 1,062
Calciumgluconat 10% DEMO	1,048
Magnesiumsulfat 0,4 mmol/ml (10%) DEMO	1,042
Magnesiumsulfat 2,0 mmol/ml (50%) DEMO	1,215
Ringer-Lactat-Lösung	1,003 - 1,009
Ringer-Lösung	1,004 - 1,009