



# LOW PROFILE - 0.6mm

Flache Plättchen mit 0.6mm Materialstärke

**ideFixx LP**

- 0.6mm Plättchen, BLAU farbcodiert
- Unterschiedliche Formen und Rahmen
- Verschiedene Längen und Lochzahlen
- 1.5mm Schrauben, BLAU farbcodiert (Notfallschrauben BRAUN)
- 4mm und 5mm Länge (3mm Länge auf Anfrage)
- Sterile and unsterile Versionen erhältlich

| Artikelnummer, unsteril | Artikelnummer, steril | Artikelbezeichnung                                                                | VE (Stk.) |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LP-1014                 | LP-1014-S             | LP 2-Loch Platte, gerade, lang, 16mm                                              | 1         |
| LP-1040                 | LP-1040-S             | LP 4-Loch Platte, gerade, standard                                                | 1         |
| LP-1060                 | LP-1060-S             | LP 6-Loch Platte, gerade                                                          | 1         |
| LP-10160                | LP-10160-S            | LP 16-Loch Platte, gerade                                                         | 1         |
| LP-2010                 | LP-2010-S             | LP 4-Loch Quadrat-Platte, 12mm                                                    | 1         |
| LP-2023                 | LP-2023-S             | LP 2 x 3-Loch Rahmen-Platte, 18mm                                                 | 1         |
| LP-2024                 | LP-2024-S             | LP 2 x 4-Loch Rahmen-Platte, 25mm                                                 | 1         |
| LP-2030                 | LP-2020-S             | LP 3-Loch Dreieck-Platte, 14mm                                                    | 1         |
| LP-3020                 | LP-3020-S             | LP 5-Loch Y-Platte, standard, 16mm                                                | 1         |
| LP-3025                 | LP-3025-S             | LP 5-Loch Y-Platte, extra lang, 19mm                                              | 1         |
| LP-3030                 | LP-3030-S             | LP 6-Loch Doppel-Y-Platte, extra lang, 18mm                                       | 1         |
| LP-5024                 |                       | LP Kreuzschlitz (KS) Schraube, 1.5 x 4mm, selbstbohrend, nicht einzeln erhältlich | n/a       |
| LP-5224                 | LP-5224-S             | LP Kreuzschlitz (KS) Schraube, 1.5 x 4mm, selbstbohrend, VE=2                     | 2         |
| LP-6024                 | LP-6024-S             | LP Kreuzschlitz (KS) Schraube, 1.5 x 4mm, selbstbohrend, VE=6                     | 6         |
| LP-5025                 |                       | LP Kreuzschlitz (KS) Schraube, 1.5 x 5mm, selbstbohrend, nicht einzeln erhältlich | n/a       |
| LP-6025                 | LP-6025-S             | LP Kreuzschlitz (KS) Schraube, 1.5 x 5mm, selbstbohrend, VE=6                     | 6         |
| LP-5064                 |                       | LP Kreuzschlitz (KS) Notfall-Schraube, 1.8 x 4mm, nicht einzeln erhältlich        | n/a       |
| LP-5065                 |                       | LP Kreuzschlitz (KS) Notfall-Schraube, 1.8 x 5mm, nicht einzeln erhältlich        | n/a       |
| LP-5264                 | LP-5264-S             | LP Kreuzschlitz (KS) Notfall-Schraube LP-5064, 1.8 x 4mm, VE=2                    | 2         |
| LP-5265                 | LP-5265-S             | LP Kreuzschlitz (KS) Notfall-Schraube LP-5065, 1.8 x 5mm, VE=2                    | 2         |
| LP-6064                 | LP-6064-S             | LP Kreuzschlitz (KS) Notfall-Schraube LP-5064, 1.8 x 4mm, VE=6                    | 6         |
| LP-6065                 | LP-6065-S             | LP Kreuzschlitz (KS) Notfall-Schraube LP-5065, 1.8 x 5mm, VE=6                    | 6         |
| LP-8018A                | LP-8018A-S            | LP Bohrlochplatte, ø 18.5mm, vorgebogen                                           | 1         |
| n/a                     | LP-9015-S             | LP 1.5mm Maschenplatte, 101.5 x 101.5 x 0.6mm                                     | 1         |

## STERILSETS Plättchen- & Schraubensets für den Kraniotomieverschluss

| Artikelnummer, unsteril | Artikelnummer, steril | Artikelbezeichnung                                                             | VE (Stk.) |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| n/a                     | LP-1000X              | ideFixx LP/KS-Sterilset, bestehend aus: LP-1014 (3); LP-5024 (6)               | 10        |
| n/a                     | LP-S-1014X            | ideFixx LP/KS-Sterilset, bestehend aus: LP-1014 (1); LP-5024 (2)               | 10        |
| n/a                     | LP-S-2023X            | ideFixx LP/KS-Sterilset, bestehend aus: LP-2023 (1); LP-5024 (4)               | 10        |
| n/a                     | LP-S-3025X            | ideFixx LP/KS-Sterilset, bestehend aus: LP-3025 (2); LP-5024 (10)              | 10        |
| n/a                     | LP-S-3030X            | ideFixx LP/KS-Sterilset, bestehend aus: LP-3030 (1); LP-5024 (6)               | 10        |
| n/a                     | LP-S-8018X            | ideFixx LP/KS-Sterilset, bestehend aus: LP-8018A (1); LP-1014 (2); LP-5025 (7) | 10        |

Sonderanfertigungen von Produkten sowie kundenspezifische Konfigurationen von Sterilsets auf Anfrage erhältlich.



# ULTRA LOW PROFILE - 0.3mm

Ultraflache Plättchen mit 0.3mm Materialstärke

**ideFixx ULP**

- 0.3mm Plättchen, MAGENTA farbcodiert
- Unterschiedliche Formen und Rahmen
- Verschiedene Längen und Lochzahlen
- 1.5mm Schrauben (Farbcodierung: MAGENTA, Notfallschrauben GELB)
- 4mm und 3mm Länge
- Sterile and unsterile Versionen erhältlich

| Artikelnummer, unsteril | Artikelnummer, steril | Artikelbezeichnung                                                                 | VE (Stk.) |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| UP-1010                 | UP-1010-S             | ULP 2-Loch Platte, gerade, standard                                                | 1         |
| UP-1012                 | UP-1012-S             | ULP 2-Loch Platte, gerade, breit (10mm)                                            | 1         |
| UP-1040                 | UP-1040-S             | ULP 4-Loch Platte, gerade                                                          | 1         |
| UP-1060                 | UP-1060-S             | ULP 6-Loch Platte, gerade                                                          | 1         |
| UP-1065                 | UP-1065-S             | ULP 6-Loch Platte, gebogen                                                         | 1         |
| UP-10100                | UP-10100-S            | ULP 10-Loch Platte, gebogen                                                        | 1         |
| UP-10160                | UP-10160-S            | ULP 16-Loch Platte, gerade                                                         | 1         |
| UP-2010                 | UP-2010-S             | ULP 4-Loch Quadratplatte                                                           | 1         |
| UP-3020                 | UP-3020-S             | ULP 6-Loch Y-Platte                                                                | 1         |
| UP-3030                 | UP-3030-S             | ULP 6-Loch Doppel Y-Platte                                                         | 1         |
| UP-5023                 |                       | ULP Kreuzschlitz (KS) Schraube, 1.5 x 3mm, selbstbohrend, nicht einzeln erhältlich | n/a       |
| UP-5024                 |                       | ULP Kreuzschlitz (KS) Schraube, 1.5 x 4mm, selbstbohrend, nicht einzeln erhältlich | n/a       |
| UP-5224                 | UP-5224-S             | ULP Kreuzschlitz (KS) Schraube UP-5024, 1.5 x 4mm, selbstbohrend, VE=2             | 2         |
| UP-6023                 | UP-6023-S             | ULP Kreuzschlitz (KS) Schraube UP-5023, 1.5 x 3mm, selbstbohrend, VE=6             | 6         |
| UP-6024                 | UP-6024-S             | ULP Kreuzschlitz (KS) Schraube UP-5024, 1.5 x 4mm, selbstbohrend, VE=6             | 6         |
| UP-5064                 |                       | ULP Kreuzschlitz (KS) Notfall-Schraube, 1.8 x 4mm, nicht einzeln erhältlich        | n/a       |
| UP-5264                 | UP-5264-S             | ULP Kreuzschlitz (KS) Notfall-Schraube UP-5064, 1.8 x 4mm, VE=2                    | 2         |
| UP-6064                 | UP-6064-S             | ULP Kreuzschlitz (KS) Notfall-Schraube UP-5064, 1.8 x 4mm, VE=6                    | 6         |
| UP-7012                 | UP-7012-S             | ULP 6-Loch Spalt-Platte, 35mm                                                      | 1         |
| UP-8013A                | UP-8013A-S            | ULP Bohrloch-Platte, ø 13mm, vorgebogen                                            | 1         |
| UP-8018A                | UP-8018A-S            | ULP Bohrloch-Platte, ø 18.5mm, vorgebogen                                          | 1         |
| UP-8024A                | UP-8024A-S            | ULP Bohrloch-Platte, ø 24mm, vorgebogen                                            | 1         |
| UP-9010                 | UP-9010-S             | ULP Maschen-Platte, konturierbar, 85 x 53mm                                        | 1         |

## STERILSETS Plättchen- & Schraubensets für den Kraniotomieverschluss

| Artikelnummer, unsteril | Artikelnummer, steril | Artikelbezeichnung                                                 | VE (Stk.) |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| n/a                     | ULP-1000X             | ideFixx ULP/KS-Sterilset, bestehend aus: UP-1010 (3); UP-5024 (6)  | 10        |
| n/a                     | UP-S-8018X            | ideFixx ULP/KS-Sterilset, bestehend aus: UP-8018A (1); UP-5024 (5) | 10        |

## SCHRAUBENDREHER & IMPLANTATETRAYS

mit allen ideFixx Kreuzschlitzschrauben verwendbar

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung                                           | VE (Stk.) |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| KS-5100       | ideFixx KS-Schraubendreherklinge, unsteril                   | 1         |
| HG-6000B      | ideFixx Schraubendreherhandgriff, blau eloxiert, unsteril    | 1         |
| HG-6000V      | ideFixx Schraubendreherhandgriff, violett eloxiert, unsteril | 1         |
| iF-tray-S     | Implantatetray, klein, für LP- und UP-Produkte, unsteril     | 1         |

Sonderanfertigungen von Produkten sowie kundenspezifische Konfigurationen von Sterilsets auf Anfrage erhältlich.

Exklusiver Vertrieb:  
Fon: +49 - 211 - 205 980 - 0  
Fax: +49 - 211 - 205 980 - 20

Promedics Medizinische Systeme GmbH  
www.promedics.de  
eMail: company@promedics.de

**VigoMed**  
Medizintechnik GmbH