

HOLTER PRESSORIO

**UN SERVIZIO IN PIÙ
PER LA SALUTE
DELLA TUA CLIENTELA
E DELLA TUA FARMACIA.**





Qualche cenno sull'**HOLTER PRESSORIO**

Da autorevoli studi medici è risultato che una quota non irrilevante di pazienti ipertesi in realtà non sono tali, bensì sono la conseguenza di diagnosi inaccurate, basate sui dati ricavati dalle misurazioni effettuate in ambulatorio.

Anche se le misurazioni sono state numerose ed eseguite in diverse visite, si è manifestata la tendenza a **sovrastimare i valori pressori**.

Purtroppo, come è ben noto, le caratteristiche di variabilità della pressione arteriosa possono influenzare negativamente la correttezza della diagnosi.

Il notissimo “**effetto del camice bianco**” è un esempio fondamentale.

Se la stessa visita medica induce stimoli emotivi che fanno aumentare i valori pressori è chiaro che non bastano le misurazioni fatte in studio.

Da qui l'importanza dell'esame “**delle 24 ore**” che permette di rilevare l'andamento pressorio durante una normale giornata in cui il paziente si comporterà “**normalmente**”.

In tal modo si avranno dati rilevati quando lavora, si riposa ecc. ed il medico potrà trarre conclusioni diagnostiche più corrette.



LA NOSTRA PROPOSTA: VANTAGGI PER LA TUA FARMACIA...

IL VANTAGGIO ECONOMICO

Applicando al servizio una tariffa uguale, o addirittura inferiore all'ammontare del ticket sanitario, la farmacia sarà in condizione di realizzare **in breve tempo un risultato economico profittevole.**

Basteranno **poche prestazioni** per ripagare il costo del dispositivo, senza nemmeno tener conto della possibilità di ammortizzare fiscalmente il bene strumentale.

NOLEGGIO HOLTER: PER FIDELIZZARE SEMPRE PIÙ CLIENTI

Introdurre questo **nuovo servizio** significa migliorare ulteriormente l'immagine ed il ruolo della **farmacia** quale **centro polifunzionale** al passo coi tempi, dove la tecnologia si sposa con le doti umane e professionali di attenzione alle esigenze della clientela.

LA TECNOMEDICA È AL TUO FIANCO

per aiutarti a creare un servizio in più per i tuoi clienti, il noleggio dell'apparecchio per il monitoraggio della pressione e della frequenza cardiaca.

Con l'acquisto dell'apparecchio, **La Tecnomedica** ti fornirà anche un accattivante e comunicativo **cartello da banco** corredato da **volantini personalizzabili** con il timbro della tua Farmacia, per promuovere il servizio in maniera efficace e professionale.

NOVITÀ

HOLTER PRESSORIO: BASTA LUNGHE ATTESE!

Chiamata	Sportello
A005	3
C002	5
U047	2
D071	1
A006	4

ASL n.012
A 251
ticket
coda: 246
ATTESA PREV. 154
mercoledì 01/06/15
08:15

PERCHÉ NOLEGGIARE L'HOLTER PRESSORIO IN QUESTA FARMACIA?

Perché è comodo, economico e veloce:

- Niente code e niente burocrazia!

Perché è pratico:

- Il monitoraggio della pressione e della frequenza cardiaca diventa più semplice.

Perché i risultati dell'esame li ritiri subito:

- Li potrai portare al tuo medico già il giorno dopo, su carta o su file.

I BENEFICI DELL'ESAME

- monitoraggio della pressione arteriosa nell'arco delle 24 ore;
- controllo della frequenza cardiaca per rilevare eventuali aritmie (es. fibrillazione atriale).

IN COSA CONSISTE IL SERVIZIO?

Per definire un paziente (per il quale non è prevista la pressione varia per molti giorni) e noto l'effetto "camicia bianca" dall'emozione indotta dalla stessa visita.

Per una diagnosi accurata e verificata nelle condizioni in cui si trova il paziente, l'Holter è utile: può funzionare per un'ora di riposo, mentre lavora, guarda la televisione.

COME FUNZIONA?

Il tuo cardiologo oppure il tuo medico di famiglia, tempo di osservazione, ad esempio 24 ore, e la frequenza cardiaca.

In pratica ogni quarto d'ora il dispositivo gonfierà il bracciale e lo sgonfierà lentamente, proprio come avviene durante la normale misurazione della pressione.

COME SI FA?

Ricorda di indossare una camicia leggera a manica lunga che dovrà tenere per tutto il tempo della prova, anche la notte. Sopra la camicia potrai indossare quello che desideri, anche il pigiama.

Il farmacista posizionerà il dispositivo nel modo corretto. Ogni volta che il dispositivo inizierà a pompare aria nel bracciale dovrai avere cura di appoggiare la mano su una superficie in modo che il bracciale si venga a trovare all'altezza del cuore. Durante non dovrai preoccuparti di nulla poiché la posizione sarà soddisfatta la regola.

Terminato il periodo di tempo prescritto, nel nostro esempio le 24 ore, ritornerai in farmacia per rimuovere il dispositivo.

Il farmacista esporterà i dati contenuti nel dispositivo sul suo pc e stamperà il risultato che potrai portare o inviare al tuo cardiologo (o al tuo medico di famiglia) per la refertazione e la diagnosi.

Per qualsiasi informazione o se avrai bisogno di assistenza durante la prova, il tuo farmacista sarà a disposizione per aiutarti.

TIMBRO DELLA FARMACIA

LA TECNOMEDICA
TECNOLOGIA IN FARMACIA DAL 1958

NOLEGGIALO QUI

... VANTAGGI PERI TUOI CLIENTI

- 1 RAPIDITÀ:** nessun tempo d'attesa;
- 2 EFFICIENZA:** tutto svolto direttamente in farmacia senza procedure burocratiche;
- 3 ASSISTENZA:** per qualsiasi chiarimento, informazione e consiglio.

Con questo servizio i tuoi clienti potranno noleggiare l'apparecchio Holter direttamente nella tua Farmacia, con la certezza di riceverlo in tempi brevissimi, se non addirittura immediatamente.

A esame concluso sarai tu a **stampare in tempo reale** i risultati su carta oppure su file.



FUNZIONAMENTO E CARATTERISTICHE TECNICHE



L'applicazione del dispositivo è molto semplice: basta avvolgere il bracciale al braccio e fissare il dispositivo con la sua cintura e la sua tracolla.

Per ragioni igieniche è preferibile che il paziente indossi una camicia leggera con maniche lunghe, così il bracciale viene avvolto sopra la camicia e non a contatto con la pelle.

Il paziente non dovrà rimuovere nulla e tenere la camicia per tutto il tempo della prova, anche la notte: potrà indossarci sopra il pigiama se lo desidera, così come potrà indossare normalmente giacca, cappotto ecc.

Unica avvertenza: al fine di realizzare dati omogenei occorre che il paziente posizioni il braccio all'incirca nella stessa posizione ogni volta che sente che il dispositivo stringe il braccio perché inizia la misurazione. Idealmente il centro del bracciale dovrebbe trovarsi all'altezza del cuore. Quindi il paziente dovrà appoggiare la mano del braccio interessato su di una qualsiasi superficie che permetta di ottenere questa condizione. Dormendo non dovrà preoccuparsi di nulla poiché la posizione orizzontale soddisfa la regola.

Terminato il periodo di tempo prescritto, il paziente ritornerà in farmacia per rimuovere il dispositivo. A questo punto basterà estrarre i dati contenuti nel dispositivo collegandolo ad un pc e stampare il risultato sulla carta oppure consegnare il file.

DISPLAY	LCD A COLORI 2.4"
METODO DI MISURA	OSCILLOMETRICO
RANGE PRESSIONE	ADULTI: 0~290 mmHg
RANGE PULSAZIONI	40~240 / min
RANGE DI ALLARME	ADULTI: SYS 40~270 mmHg DIA 10~215 mmHg
LIMITE PRESSIONE	ADULTI: 295 ± 5 mmHg
RISOLUZIONE	PRESSIONE: 1 mmHg
	PULSAZIONI: ±2 bpm oppure ±2%

ACCURATEZZA PRESSIONE BRACCIALE	±3 mmHg
TEMPERATURA/UMIDITÀ DI ESERCIZIO	+5°C~+40°C 15%RH~80%RH
TEMPERATURA/UMIDITÀ DI TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO	-20°C~+55°C ≤95%RH
PRESSIONE ATMOSFERICA	80kPa~105kPa
BATTERIE (non incluse)	2 BATTERIE ALCALINE TIPO "AA".
DIMENSIONI	128 x 69 x 36 mm
PESO	Dispositivo, 220 g (escl. batterie). Con bracciale, 350g.

HOLTER PRESSORIO

HOLTER PRESSORIO