




ORIGO
LAB

INSTRUÇÕES DE COLETA
GI-MAP

Itens inclusos no kit:

- 01 caixa de isopor;
 - 01 coletor ColOff;
 - 01 frasco de transporte de amostra com líquido vermelho conservante;
 - 01 par de luvas;
 - 01 embalagem com fechamento hermético;
 - 01 papel absorvente;
 - 01 formulário.
- 
- A decorative horizontal bar with a red-to-pink gradient, spanning the width of the slide near the bottom.

Antes da coleta

- Se o paciente estiver utilizando antibióticos, imunossupressores, corticoides, esteroides orais e antiparasitários - aguardar 30 dias após o término do tratamento para realizar a coleta;
- Se o paciente estiver utilizando probióticos - aguardar 14 dias após o término do tratamento para realizar a coleta;
- Se o paciente estiver utilizando laxantes ou enzimas digestivas - aguardar 3 dias após o término do tratamento para realizar a coleta;

NENHUM TRATAMENTO DEVE SER INTERROMPIDO SEM ORIENTAÇÃO MÉDICA OU NUTRICIONAL.



- Mulheres não devem coletar no período menstrual, aguardar 3 dias após o término do ciclo;
- Não ingerir bebidas alcoólicas 24h antes de realizar a coleta do exame;
- Por favor, revise as instruções e confira os componentes do kit antes de começar a coleta;
- Esvazie a bexiga antes de coletar as fezes para evitar que a urina se misture;
- NÃO JOGUE O LÍQUIDO VERMELHO FORA.
- **Preencha todos os dados do formulário que acompanha o exame!** O não preenchimento correto pode acarretar no atraso do envio da amostra. Em caso de dúvida não hesite em nos contatar.

Coleta da Amostra

- Coloque as luvas e colete as fezes no ColOff;
- Usando a colher anexada a tampa do tubo, colete uma porção de fezes de todos os lados da amostra (do meio e dos lados);
- Coloque amostra suficiente para atingir ou passar a linha vermelha do frasco; a amostra mais o líquido não devem ficar abaixo da linha vermelha.
- Misture com cuidado as fezes e o líquido vermelho, utilizando a colher anexada à tampa;



- Tampe o frasco e agite vigorosamente por 30 segundos;
- Limpe a parte externa do frasco com álcool ou água e sabão;
- Coloque o nome e sobrenome no frasco;
- Para o envio, coloque o frasco com a amostra dentro do saco zip de material biológico, juntamente com o papel absorvente. Coloque a embalagem com a amostra e o formulário dentro da caixa de isopor;



- Manter a amostra em temperatura ambiente (não deixar próxima a fontes de calor ou sol);
- Realize a coleta preferencialmente aos domingos, segundas ou terças-feiras. Caso esteja fora da grande São Paulo, realize a coleta preferencialmente no domingo ou segunda-feira e faça o envio para nossa área técnica via Sedex na segunda.

Em caso de dúvida, ligue ou chame no whatsapp:



11 2737-0491

Endereço para envio via Sedex:

**OrigoLab - Área técnica
CPNJ: 22.413.748/0001-59**

**Avenida Santo Amaro, nº 3432
9º andar - conj. 93, 94, 95 e 96.
Brooklin Paulista, São Paulo - SP
CEP 04556-300**