




ORIGO
LAB


INSTRUÇÕES DE COLETA MICOTOXINAS

Itens inclusos no kit:

- 01 caixa de isopor;
 - 01 pipeta;
 - 01 frasco coletor de urina;
 - 01 tubo falcon 15ml para transporte da amostra;
 - 02 gelos recicláveis;
 - 01 embalagem com fechamento hermético (zip);
 - 01 formulário.
- 

Antes da coleta

- É necessária a suspensão de bebidas alcoólicas por 24 horas antes da coleta. Nenhum tipo de jejum adicional é necessário, a menos que orientado pelo médico prescritor;
- Não é necessário suspender suplementos nutricionais, hormônios ou medicamentos. Informe o médico sobre quaisquer medicações que você esteja tomando;
- A menstruação não afetará o resultado do exame;
- Não é necessário coletar a primeira urina do dia, pode-se coletar qualquer horário;

- Se você estiver utilizando algum medicamento que contenha azul de metileno, aguardar o fim do tratamento e a normalização da cor da urina antes de coletar a amostra. A urina não pode estar azul ou esverdeada, pois não será analisada. Coloque os gelos recicláveis no congelador;
 - Não lave os tubos de coleta;
 - Não ingerir bebidas alcoólicas 24h antes de realizar a coleta do exame;
- 

- **Preencha todos os dados do formulário que acompanha o exame!**

O não preenchimento correto pode acarretar no atraso do envio da amostra. Em caso de dúvida não hesite em nos contatar.

Coleta da Amostra

- Coleta a urina no pote coletor, não é necessário desprezar o primeiro jato;





- Usando a pipeta descartável, transfira 14ml de urina para o tubo falcon de tampa azul;
- Tampe o tubo, coloque-o dentro da embalagem hermética do kit e congele;
- Descarte a pipeta e o pote coletor;
- Mantenha o material biológico congelado;
- Para o envio, coloque o tubo com a amostra (ainda na embalagem hermética) dentro da caixa de isopor juntamente com os gelos recicláveis.



Coloque o formulário preenchido dentro da caixa de papelão, mas fora da caixa de isopor;

- Realize a coleta preferencialmente às segundas ou terças-feiras. Caso esteja fora da grande São Paulo, realize a coleta preferencialmente no domingo ou segunda-feira e faça o envio para nossa área técnica via Sedex normal na segunda.

Em caso de dúvida, ligue ou chame no whatsapp:

  11 2737-0491

Endereço para envio via Sedex:

**OrigoLab - Área técnica
CPNJ: 22.413.748/0001-59**

**Avenida Santo Amaro, nº 3432
9º andar - conj. 93, 94, 95 e 96.
Brooklin Paulista, São Paulo - SP
CEP 04556-300**