

95490 Påfyllning- plåsterdispenser

Påfyllning till AKLAs plåsterdispenser – Beige


Språk: SE/GB/NO/DK/FI/DE/NL

Med AKLA Plåsterdispenser tillverkar man plåster efter sårets storlek och placering. Dra ut tapen i längd efter behov och stäng locket så får man ett färdigt plåster att använda.

Med denna påfyllningskassett är det enkelt att byta/fylla på när det har tagit slut på plåster eller sårkuddar.

- Denna produkt är skonsam mot huden
- Innehåller inga hälsofarliga kemiska föreningar
- Fri från PVC, Naturgummilatex, kolofonium
- Inga antimikrobiella föreningar är avsiktligt tillsatta
- Låg vidhäftning som förhindrar att tejen är svår att avlägsna

Instruktion



Innehåll

Sårkuddar: Storlek: 20x25mm / Antal: 100st
Absorption: >500%; <1sek
100% Polyeten / 25% Polyeten + 75% Viskos

Bärare: Storlek: 9,1mx2,5cm
Baksida: Rayonfiber / Bindemedel: Akrylat

TILLVERKARE	VARUMÄRKE	KATEGORI	URSPRUNGSLAND	VARUKOD	REGULATION CONFORMITY
AKLA	AKLA	PLÅSTER	SVERIGE	30051000	MDR 2017/745
HÅLLBARHET	CE	MEDICAL DEVICE	KVALITETSCERTIFIKAT	MILJÖCERTIFIKAT	
5 år	YES	Class 1	ISO 13485	ISO 14001	
NSN	STERIL	GMDN	CPV CODES	UNCCS CODES	
	NO				
ECLASS	UNSPSC				
40020303	42170000				
LOGISTIK	ANTAL	MÅTT	VIKT	EAN / GS1	
KFP	1 st	103x36x107MM	0,073 kg	7311410954900	
KFP / DFP	9 st			7311410154904	
KFP / TRP	180 st	600x410x440MM	0,648kg	7311410254901	
KFP / Pall	1440	1200x800x1030mm	30,184kg		

