

95492 Plåsterdispenser


AKLAs plåsterdispenser – Beige

Språk: Instruktion med bilder som är anpassade för alla språk

Med AKLA Plåsterdispenser tillverkar man plåster efter sårets storlek och placering. Dra ut tapen i längd efter behov och stäng locket så får man ett färdigt plåster att använda.

- Det finns refill, artikel nr. 95490 till denna produkt
- Produkten är skonsam mot huden
- Innehåller inga hälsofarliga kemiska föreningar
- Fri från PVC, Naturgummilatex, kolofonium
- Inga antimikrobiella ämnen är avsiktligt tillsatta
- Låg vidhäftning som förhindrar att tejen är svår att avlägsna

Instruktion



SCAN ME

Innehåll

Sårkuddar: Storlek: 20x25mm / Antal: 100st
Absorption: >500%; <1sek
100% Polyeten / 25% Polyeten + 75% Viskos

Bärare: Storlek: 9,1mx2,5cm
Baksida: Rayonfiber / Bindemedel: Akrylat
Lim: Akrylat / Kärna: Pappersmaterial

TILLVERKARE	VARUMÄRKE	KATEGORI	URSPRUNGSLAND	VARUKOD	REGULATION CONFORMITY
AKLA	AKLA	PLÅSTER	SVERIGE	30051000	MDR 2017/745
HÅLLBARHET	CE	MEDICAL DEVICE	KVALITETSCERTIFIKAT	MILJÖCERTIFIKAT	
5 år	YES	Class 1	ISO 13485	ISO 14001	
NSN	STERIL	GMDN	CPV CODES	UNCCS CODES	
	NO				
ECLASS	UNSPSC				
40020303	42311505				
LOGISTIK	ANTAL	MÅTT	VIKT	EAN / GS1	
KFP	1 st	145x45x120MM	0,237KG	7311410954924	
KFP / DFP					
KFP / TRP	15 st	480x250x130MM	3,722KG	7311410254925	
KFP / Pall	720 st	1200x800x1190	203,656 KG		

