

FOR BURNS

FOR BURNS är designade för första hjälpen vid brännskador, för att bromsa/stoppa brännskador och ge smärtlindring. FOR BURNS är en vattenbaserad gel för applicering på det drabbade området. Gelen tar effektivt bort överskottsvärme från brännskadan och minskar risken för blåsor. Den svalkande effekten förhindrar att brännskadan går ytterligare ner på djupet och upplevs smärtlindrande.

Eftersom det är viktigt att bromsa/stoppa utvecklingen av brännskador så snart som möjligt, är det bra att ha FOR BURNS tillgängligt där det finns risk för brännskador



FOR BURNS, sterila brännskadekompresser



10 x 10 cm Bulk 150 st	94373
10-pack	94393
med binda, 10-pack	94374
20 x 20 cm Bulk 100 st	94377
30 x 30 cm Bulk 50 st	94379
30 x 40 cm "facemask" Bulk 45 st	94367
40 x 60 cm Bulk 20 st	94380

FOR BURNS, gel



3,5 gram sachets

Bulk 1000 st	94370
20-pack	94390



Flaskor

59ml 10-pack	94399
59ml with tearable dressing	94394
118ml 8-pack	94400

FOR BURNS, lådor

Brännskadelåda – small 91143

Contents:
3 pcs 3,5 gram
2 pcs 10 x 10 cm
1 pcs bottle 59ml
pcs conforming bandage



Brännskadelåda - large 91146

Contents:
1 pcs 30x40cm, "facemask"
1 pcs 30 x 30 cm
2 pcs 20 x 20 cm
4 pcs 10 x 10 cm
1 pcs bottle 118ml
5 pcs 3,5 gram
10pcs conforming bandage



Brännskadefilt FOR BURNS



100 x 100 cm	94381
100 x 200 cm	94383