



NOVITÀ AGON 2025



TUTORE EPICONDILITE N 31203

- Cuscinetto anatomico in silicone
- Pressore in viscoelastico
- Non limita i movimenti, rimane in posizione durante l'attività
- Materiale traspirante e antibatterico

INDICAZIONI

- Epicondilite laterale - gomito del tennista
- Epicondilite mediale - gomito del golfista

TAGLIA

Taglia universale
circonferenza da 22 a 36 cm



Livello
stabilizzazione

TUTORE GOMITO LEGGERO N 30700

- Leggera stabilizzazione del gomito e della muscolatura circostante
- Si adatta perfettamente ai contorni anatomici
- Materiale leggero e traspirante
- Preserva l'escursione fisiologica del movimento
- Adatto per attività sportive e quotidiane

INDICAZIONI

- Tensioni e dolori muscolari
- Lievi stiramenti dei tessuti molli
- Durante il recupero dopo lievi infortuni nella zona

TAGLIA

Misurare la circonferenza del gomito nella zona di flessione, con il braccio esteso



Livello stabilizzazione



Circonferenza

S	22 - 26 cm
M	26 - 32 cm
L	32 - 36 cm

TUTORE GOMITO COMFORT N 30701

- Riduce il dolore nella zona dell'epicondilita
- Cuscinetti incorporati per pressione locale
- Fascia elastica regolabile
- Materiale leggero e traspirante

INDICAZIONI

- Infiammazione gomito
- Sforzi muscolari avambraccio
- Lievi distorsioni

TAGLIE

Misurare la circonferenza del gomito nella zona di flessione, con il braccio esteso

1 2 3 4 5
 Livello di stabilizzazione

**Circonferenza**

XS	20 - 24 cm
S	24 - 26 cm
M	26 - 28 cm
L	28 - 32 cm
XL	32 - 36 cm

**TUTORE GOMITO STANDARD** N 30801

- Cuscinetti incorporati per pressione locale
- Riduce stress dolore epicondilita
- Rafforzamento regolabile
- Consente il libero movimento dell'articolazione
- Materiale traspirante a doppio strato

INDICAZIONI

- Moderata tendinopatia nell'area del gomito
- Dolore muscolare dovuto a sovraccarico
- Lievi distorsioni nella zona del gomito

TAGLIE

Misurare la circonferenza del gomito nella zona di flessione, con il braccio esteso

1 2 3 4 5
 Livello di stabilizzazione

**Circonferenza**

XS	20 - 24 cm
S	24 - 26 cm
M	26 - 28 cm
L	28 - 32 cm
XL	32 - 36 cm



STABILIZZATORE POLLICE

N 31201

- Leggera stabilizzazione del pollice e del polso
- Piastra metallica con forma anatomica adattabile
- Materiale traspirante con rivestimento in cotone

INDICAZIONI

- Lievi distorsioni delle articolazioni del pollice
- Tenosinovite nella zona del pollice
- Trattamento post operazione

TAGLIE

Misurare la circonferenza del polso. Modello ambidestro.

Circonferenza

S	14 - 16 cm
M	16 - 19 cm
L	19 - 21 cm



TUTORE POLSO

N 31601

- Rafforza e fissa l'area del polso
- Fissa il pollice e lo mantiene in posizione
- Effetto riscaldante moderato per il rilassamento muscolare
- Materiale elastico e traspirante

INDICAZIONI

- Ipertensione o traumi del polso
- Tenosinovite dei flessori ed estensori

TAGLIE

Taglia universale. Adatto per circonferenze del polso da 14 a 21 cm.



ORTESI PER MANO II, III e IV DITO

N 31606

- Immobilizzazione stabile delle dita II, III o IV
- 1 piastra metallica adattabile
- 4 fasce in velcro morbide e non elastiche
- Tessuto leggero e piacevole al tatto

INDICAZIONI

- Distorsioni e lussazioni nelle articolazioni del secondo, terzo o quarto dito
- Fratture stabili nella regione della mano
- Trattamento post-operatorio
- Tenosinovite nella regione della mano

TAGLIE

La taglia corretta si determina misurando la distanza dalla punta del dito più lungo della mano fino al polso.

S	14 - 17 cm
M	17 - 20 cm
L	20 - 23 cm



ORTESI PER MANO V DITO

N 31607

- Immobilizzazione stabile nella regione del quinto dito
- 3 fasce in velcro regolabili morbide e non elastiche
- 1 piastra metallica adattabile
- Tessuto traspirante foderato in cotone

INDICAZIONI

- Distorsioni e lussazioni nelle articolazioni del quinto dito
- Fratture stabili nella regione della mano
- Trattamento post operatorio
- Tenosinovite nella regione della mano

TAGLIE

La taglia corretta si determina misurando la circonferenza del polso.



Livello di stabilizzazione



Circonferenza

S	14 - 16 cm
M	16 - 18 cm
L	18 - 20 cm



TUTORE POLSO LIGHT N 31204

- Stabilizza l'area del polso
- Riduce lo stress sui legamenti
- Chiusura regolabile
- Materiale traspirante con rivestimento in cotone

INDICAZIONI

- Ipertensione cronica o traumi
- Tenosinovite dei flessori o degli estensori

TAGLIA

Taglia universale. Adatto per circonferenze del polso da 14 a 21 cm



Livello stabilizzazione



TUTORE CAVIGLIA STANDARD N 40803

- Sostiene e stabilizza la caviglia
- Design anatomico confortevole
- Elementi stabilizzanti elastici e non elastici
- Adatto per attività sportive e quotidiane

INDICAZIONI

- Distorsioni da lievi a moderate
- Instabilità cronica
- Artrosi in fase iniziale

**TAGLIE**

Misura la circonferenza della caviglia
intorno al tallone

**Circonferenza**

S	29 - 32 cm
M	32 - 35 cm
L	35 - 38 cm
XL	38 - 41 cm

TUTORE CAVIGLIA EXTRA N 40804


- Stabilizzazione elastica dei legamenti mediali e laterali della caviglia
- Lunghe fasce elastiche che avvolgono saldamente il piede e la caviglia
- Tessuto elastico leggero e traspirante

INDICAZIONI

- Traumi acuti dei legamenti laterali e dei tendini della caviglia
- Trattamento di fratture stabili
- Capsulite e tendinite in seguito a fratture o lesioni tendinee
- Artrosi con instabilità

**TAGLIE**

Misurare la circonferenza della
caviglia intorno al tallone

**Circonferenza**

S	29 - 32 cm
M	32 - 35 cm
L	35 - 38 cm
XL	38 - 41 cm

TUTORE CAVIGLIA LIGHT N 40802

- Fornisce una leggera stabilizzazione della caviglia
- Modellato per adattarsi perfettamente all'anatomia dell'area
- Preserva la libertà fisiologica di movimento
- Adatto per attività sportive e quotidiane

INDICAZIONI

- Sensazione di instabilità
- Lievi distorsioni dei tessuti molli
- Durante il recupero dopo lievi infortuni



TAGLIE

Misurare la circonferenza della caviglia intorno al tallone.

Circonferenza

S	29 - 32 cm
M	32 - 35 cm
L	35 - 38 cm
XL	38 - 41 cm

TUTORE CAVIGLIA COMFORT N 40203

- Stabilizza la caviglia
- Costruzione anatomica confortevole
- Tessuto elastico leggero e traspirante
- Adatto per attività sportive e quotidiane

INDICAZIONI

- Lievi distorsioni della caviglia
- Lieve instabilità della caviglia, artrosi
- Per attività sportive post-distorsione

TAGLIE

Misura la circonferenza della caviglia

Circonferenza

S	20 - 23 cm
M	23 - 27 cm
L	27 - 31 cm
XL	31 - 35 cm



CINTURINO SOTTOROTULEO

N 40202

- Cuscinetto anatomico in silicone
- Pressione sul legamento patellare
- Solleva la patella e riduce il dolore
- Non ostacola il movimento e rimane in posizione durante l'attività
- Materiale traspirante e antibatterico

INDICAZIONI

- Sindrome femoro-rotulea
- Artrosi patello-femorale
- Malattia di Osgood-Schlatter
- Tendinite del legamento patellare

TAGLIE

Taglia universale.

Adatto per circonferenze del ginocchio (sotto la patella) da 27 a 45 cm.



Livello di stabilizzazione

**GINOCCHIERA**

N 40201

- Stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio
- Anello stabilizzante per la patella con apertura
- Tutore aperta per un adattamento individuale
- Fodera in cotone e materiale elastico traspirante
- Tessuto elastico, leggero e traspirante
- Adatto per attività sportive e quotidiane

INDICAZIONI

-
- Gonartrosi
- Infortuni ai tessuti molli

TAGLIE

Misura la circonferenza del ginocchio

Circonferenza

M	33 - 39 cm
L	39 - 48 cm



Livello di stabilizzazione



GINOCCHIERA COMFORT PLUS N 40801

- Stecche laterali di stabilizzazione
- Materiale sottile nella parte posteriore del ginocchio per il comfort durante la piegatura e l'apertura
- Tessuto leggero, traspirante ed elastico
- Anello aperto anatomico per la stabilizzazione della rotula

INDICAZIONI

- Distorsioni moderate e condropatia
- Adatto per attività sportive e quotidiane
- Dolori nei punti di inserzione dei muscoli attorno al ginocchio

TAGLIE

Piega il ginocchio a 90° e misura la circonferenza appena sotto l'articolazione del ginocchio

Circonferenza

XS	28 - 31 cm
S	31 - 34 cm
M	34 - 37 cm
L	37 - 41 cm
XL	41 - 45 cm



Livello di stabilizzazione

MOLLA DI CODIVILLA N 40302

- Previene la camminata a "steppage"
- Costruzione elastica a profilo basso
- Imbottitura aggiuntiva delle cinghie di fissaggio

INDICAZIONI

- Paresi del nervo peroneo

TAGLIE

La taglia dipende dalla misura della scarpa. Modello diverso per la gamba sinistra e destra

	Nº
S	34 - 37
M	38 - 41
L	42 - 45



Livello stabilizzazione



RADDRIZZASPALLE N 20105

- Sollievo dal dolore alla schiena e al collo
- Costruzione leggera e comoda
- Piastra dorsale morbida e fissa
- Materiale elastico, traspirante e ipoallergenico

INDICAZIONI

- Cifosi posturale
- Dolore alla muscolatura dorsale legato alla postura lavorativa
- Malattia di Scheuermann

TAGLIE

Misurare la circonferenza
sotto il livello del torace

**Circonferenza**

S	60 - 70 cm
M	70 - 80 cm
L	80 - 90 cm
XL	90 - 100 cm

