

# Centro Servizi Estetica srl

Solarium, Apparecchiature, Prodotti e accessori per Estetica



**CSE**  
Beauty tech



# Centro Servizi Estetica srl

## Complementi d'Arredo



Tavolo Living con cassettoni e Living led



Poltrona Edge



Reception Light tris



Letto Creo con carrello Creo

# Centro Servizi Estetica srl

Ricambi Solarium e Accessori per Estetica



Lampade alta pressione



Accessori



# Centro Servizi Estetica srl

Biocosmesi



HERBAL TOUCH

*Dalla cabina  
alla gestione  
totale  
del tuo Centro*

La gestione del lavoro in cabina per Centri estetici e SPA che garantisce risultati già dal primo mese, anche se parti da zero.

Un percorso di vittorie e guadagni che ti condurrà fino alla certificazione del nostro METODO, accedendo a privilegi e a servizi aggiuntivi gratuiti solo per te.



CON HERBAL TOUCH

- Maturerai una **grande competenza** in cabina e nella **vendita**
- L'ambiente viene studiato in modo che tutto sia **performante**
- Lo **staff** acquisisce un **linguaggio condiviso**
- Il **cliente** comprende che il tuo lavoro è la soluzione al suo problema: ottiene risultati, si **fidelizza** e torna in modo costante
- Zero ristagni di magazzino e più **marginalità**
- Il Centro assume una **forte identità** e non teme la concorrenza perché non è più uno dei tanti

IL TUO GUADAGNO SI CONCRETIZZA  
E IL TUO BUSINESS CRESCE VELOCEMENTE



**M METODO**  
HERBAL TOUCH

*Fai decollare il tuo business e  
rende il tuo centro inimitabile*

UNA SCELTA DI GRANDE VALORE PER:  
→ Conoscere un'identità forte per il tuo centro e acquisire un **posizionamento differenziante**

→ Conoscere il **metodo** di lavoro in cabina, che segue un approccio clinico, fornito da base scientificamente sulle **tecniche del benessere** (FISICA, ESTETICA, AROMA-ESPIRITUALE)

→ Usare la **biocosmesi Herbal Touch** al massimo del suo potenziale in sinergia con materiali, tecniche e procedure delle **specie** (ESTETICA, AROMA-ESPIRITUALE)

**M METODO** certificato  
HERBAL TOUCH



IL TUO CENTRO SARÀ PER I TUOI CLIENTI UNICO E INSOSTITUIBILE E ACCEDERAI AI **NOSTRI SERVIZI TOP**:

Recepire **protocolli operativi personalizzati**, validati in 28 anni di esperienza nelle più grandi strutture benessere italiane, per rendere la gestione del centro fluida, organizzata e vincente.

Partecipare con noi **eventi di marketing** a tuo merito per andare a trovare i tuoi clienti e vendere Herbal Touch personalmente al tuo cliente.

Partecipare insieme a **iniziative commerciali** su misura per i tuoi uffici, per il tuo successo.

*Tutto questo valorizzando  
la tua identità e il tuo nome*

# Elenco tecnologie

EPILED 818 .....	1
EPILODIO.....	3
EPILFIBER 810.....	5
EPILASER 808 .....	7
MULTI 360.....	9
WHIRL UP.....	11
INFRASONIC .....	13
RF ROTATION .....	15
RADIO C .....	17
RADIO R .....	19
RED BEAM .....	21
LASERCELL .....	23
ELECTRO <sup>2</sup> .....	25
V-SPHERE.....	27
V PEEL .....	29
FB SCULPTOR.....	31
PREX .....	33
PREX 3 .....	35

# EPILED 818<sub>nm</sub>

Laser a LED per epilazione



## CARATTERISTICHE

**EPILED 818** rappresenta l'ultima frontiera dei sistemi a diodo HD con microcanali ad emissione variabile per il trattamento dell'epilazione permanente e definitiva.

L'apparecchiatura, infatti, genera un raggio laser con una particolare lunghezza d'onda (818nm) in grado di attraversare in modo selettivo la cute ed essere assorbita dalla melanina dei peli all'interno dei bulbi piliferi, con conseguente aumento della temperatura e distruzione definitiva delle cellule germinative del bulbo stesso, ottenendo quindi l'effetto di un'epilazione progressiva permanente tramite il principio della fototermolisi selettiva.

- Diodo Laser LED da 818nm ad alta potenza ed emissione variabile.
- Possibilità di personalizzazione del software di controllo.
- Gestione di accesso remoto di Power-Linked.
- Dimensione di lavoro dello spot 13mm x 13 mm alla massima frequenza di 10Hz.
- Trattamento di tutti i fototipi.
- Sistema di raffreddamento interno doppio TEC attivo.

# EPILED 818nm

## SCHEDA TECNICA

**Tipo di Laser:** Laser diodo LED  
**Certificazione:** CE MDD ISO 13485, ISO 9001  
**Lunghezza D'onda del Laser:** 818nm  
**Modalità di emissioni:** variabile (600W - 1200W - 2000W)  
**Potenza:** 2000W max  
**Densità di energia:** 1 ~ 40 J/cm<sup>2</sup>  
**Frequenza:** 1 ~ 10Hz  
**Larghezza di impulso:** 10 ~ 300ms  
**Sistema di raffreddamento:** Doppio TEC Attivo (Aria-Acqua)  
**Display:** 8.4 "True Color LCD Touch Screen  
**Requisiti elettrici:** 100-240V ± 10%, 50/60Hz  
**Potenza di assorbimento:** ~ 2.8 Kw/h  
**Dimensioni:** 37\*33\*53cm  
**Peso:** 31 Kg



TECNO KIT



MY FLOU KERA BODY & FACE - Emulsione Cheratolitica Corpo e Viso pre laser 200 ml  
MY FLOU SOOTH BODY & FACE - Emulsione lenitiva Corpo e Viso post laser 200 ml  
MY FLOU GEL REPAIR - Gel riparatore lenitivo Corpo e Viso post laser 250 ml  
MY FLOU GEL FOTOCONDUTTIVO - Gel fotoconduttivo per trattamento laser 500 ml

# EPILDUO 808-1064nm

Laser a doppia lunghezza d'onda



## CARATTERISTICHE

EPILDUO rappresenta la nuova frontiera dei sistemi a diodo HP (High Performance) con doppia lunghezza d'onda per assicurare un'epilazione progressiva permanente efficace e completa.

La tecnologia, infatti, genera un raggio laser con due lunghezze d'onda in grado di attraversare la cute, a diversi livelli di profondità, e colpire le cellule germinative in modo molto più efficace. Per questo motivo, EPILDUO lavora a due lunghezze d'onda 808 e 1064 nm per garantire la massima efficienza del trattamento e quindi risultati veloci e soddisfacenti.

Nello specifico, la lunghezza d'onda di 1064 nanometri consente di arrivare ancora più in profondità e colpire tutti i bulbi piliferi, garantendo il massimo del risultato sempre in totale sicurezza.

Il manipolo, ergonomico e confortevole da utilizzare, presenta una spot size di emissione laser ancora più grande, consentendo così di lavorare anche le zone più ampie in tempi ridotti, in tal modo, si riducono sensibilmente la durata delle sedute.

Inoltre, il sistema di raffreddamento TEC permette di avere trattamenti totalmente indolori e sicuri.

- Indolore
- Efficace
- Sicuro
- Veloce
- Adatto a tutti i tipi di pelle.

# EPILDUO 808-1064nm

Laser a doppia lunghezza d'onda

## SCHEMA TECNICA

**Tipo di Laser:** Laser diodo

**Certificazione:** CE

**Lunghezza d'onda:** doppia lunghezza 808nm e 1064nm

**Potenza:** 1200W

**Densità Energetica:** 1-140J/cm<sup>2</sup>

**Frequenza:** 1-10Hz

**Larghezza di impulso:** 10-400ms/±10%-40%

**Sistema di raffreddamento:** Raffreddamento ad acqua e aria

**Display:** Touch screen a colori da 120.4"

**Requisiti elettrici:** 110/220VAC ±10%,50Hz/60Hz

**Potenza di assorbimento:** ~ 2.0 Kw/h

**Dimensioni:** 39x30x48cm

**Peso:** 13 Kg

## TECNO KIT



# EPILFIBER 810<sub>nm</sub>

Laser a Fibra ottica per epilazione

**EPILFIBER 810** è l'innovativa tecnologia per l'epilazione progressiva permanente affidata alla tecnologia del laser diodo accoppiato con fibra ottica.

L'apparecchiatura distribuisce in modo più uniforme il calore generato dal raggio laser alla specifica lunghezza d'onda di 810nm garantendo una maggiore efficienza e selettività.

Il risultato è amplificato da un sofisticato meccanismo di conduzione a fibre ottiche e da un particolare sistema di raffreddamento che permettono rispettivamente una maggiore profondità di azione ed un ciclo di vita maggiore della sorgente in termini di spot (circa 25 milioni).



## CARATTERISTICHE

- Indolore
- Efficace
- Sicuro
- Adatto a tutti i tipi di pelle
- Manipolo leggero e maneggevole
- Innovativo sistema di raffreddamento

# EPILFIBER 810<sub>nm</sub>

## SCHEDA TECNICA

**Tipologia di laser:** diodo laser accoppiato con fibra ottica  
**Lunghezza d'onda:** 810 nm  
**Misure spot:** 12 x 12 mm  
**Larghezza impulso:** 10-300 ms  
**Frequenza di emissione:** 1-10 Hz  
**Densità energia:** max40 J/cm<sup>2</sup>  
**Sistema di controllo computerizzato:** indicazione digitale di energia, frequenza, durata e impulso  
**Sistema di raffreddamento:** Circolazione acqua e raffreddamento ad aria combinato  
**Potenza massima di assorbimento:** 1800W  
**Peso del manipolo:** 600g  
**Peso:** 20Kg  
**Dimensioni (Lx PxH):** 50 x 39 x 29 cm

TECNO KIT



MY FLOU KERA BODY & FACE - Emulsione Cheratolitica Corpo e Viso pre laser 200 ml  
MY FLOU SOOTH BODY & FACE - Emulsione lenitiva Corpo e Viso post laser 200 ml  
MY FLOU GEL REPAIR - Gel riparatore lenitivo Corpo e Viso post laser 250 ml  
MY FLOU GEL FOTOCONDUTTIVO - Gel fotoconduttivo per trattamento laser 500 ml

# EPILASER 808nm

Laser a diodo per epilazione



**EPILASER 808 nm** rappresenta una tecnologia consolidata nel mondo dell'epilazione definitiva.

L'apparecchiatura genera un raggio laser con una particolare lunghezza d'onda (808nm) in grado di attraversare la cute ed essere assorbita dalla melanina dei peli all'interno dei bulbi piliferi, con conseguente aumento della temperatura e distruzione definitiva delle cellule germinative del bulbo stesso, ottenendo quindi l'effetto di un'epilazione permanente tramite il principio della fototermolisi selettiva.



## CARATTERISTICHE

- Diodo Laser da 808nm ad alta potenza.
- Dimensione di lavoro dello spot 14mm x 10mm e fuoriuscita di frequenza a 12Hz.
- Bassi costi di assistenza e mantenimento.
- Sistema di raffreddamento interno combinato per una lunga durata.

# EPILASER 808nm

## SCHEMA TECNICA

**Tipologia Laser:** Laser a Diodo

**Lunghezza:** 808nm

**Energia:** 1- 40 J/cm<sup>2</sup>

**Impulso:** 10 – 300 ms

**Frequenza:** 1 – 12 Hz

**Dimensione spot:** 12 mm x 12 mm

**Alimentazione:** AC 240 V 50-60 Hz / AC 110 V 10 A

**Potenza massima di assorbimento:** 1200W

**Classificazione normativa:** CEI EN 60825-1

**Classe:** 4

**Tipo:** BF

**Tipologia di conduzione:** Vetro zaffiro

**Peso:** 30Kg

Modello H96



TECNO KIT



MY FLOU KERA BODY & FACE - Emulsione Cheratolitica Corpo e Viso pre laser 200 ml  
MY FLOU SOOTH BODY & FACE - Emulsione lenitiva Corpo e Viso post laser 200 ml  
MY FLOU GEL REPAIR - Gel riparatore lenitivo Corpo e Viso post laser 250 ml  
MY FLOU GEL FOTOCONDUTTIVO - Gel fotoconduttivo per trattamento laser 500 ml

# MULTI-360

Sistema multifunzione viso e corpo

**MULTI-360** è un trattamento endodermico computerizzato, che consente di trattare, in ambito estetico o terapeutico, in modo naturale tutte le alterazioni del tessuto connettivo.

Espressamente studiato per eliminare gli inestetismi della cellulite, riduce le adiposità localizzate a seguito di una demolizione del grasso calcificato, minimizza temporaneamente le smagliature, riduce le rughe, borse, rassoda e tonifica i tessuti atoni.

Tramite l'azione di speciali rulli motorizzati, in combinazione con un raggio laser infrarosso defocalizzato e una radiofrequenza, crea un'azione lipolitica delle cellule adipose e stimola la circolazione nella zona colpita, favorendo il drenaggio linfatico e la disintossicazione e il rimodellamento del tessuto trattato.



## CARATTERISTICHE

- Elimina gli inestetismi della cellulite.
- Riduce le adiposità localizzate.
- Minimizza temporaneamente le smagliature.
- Riduce le rughe e le borse.
- Rassoda e tonifica i tessuti atoni.



# MULTI-360

## SCHEMA TECNICA

**Manipoli:** 4 endodermici (2 corpo RF e IR con roller – 2 viso con RF e IR)

**Schermo:** 12" TFT touch-screen a colori

**Display sul manipolo 1:** 2.4"

**Modalità di lavoro:** Impulso controllato

**Ampiezza dell'impulso:** 0.5s-7.5s

**Pressione negativa:** Valore assoluto - 90kPa-25kPa

(68.4cmHg-19cmHg) / Valore relativo: 10kPa-75kPa (7.6cmHg-57cmHg)

**Velocità dei roller:** 0-36 rpm

**Modalità di lavoro roller:** sequenziale e computerizzato

**Frequenza RF:** 1MHz

**Lunghezza d'onda selettiva:** 1060nm LLLT

**Potenza max IR:** 20W    Potenza di input: 750VA

**Alimentazione elettrica:** AC230V±10%, 50Hz±1Hz,  
AC110V±10% 60Hz±1Hz (opzionale)

**Peso:** 55 KG

**Dimensioni (L x P x H):** 47 x 45 x 102 cm



# HYDRA HEPTAGON

Novità 2025

**EPTAGON** è un dispositivo estetico professionale di ultima generazione, progettato per offrire 7 tecnologie in un solo sistema. Ideale per centri estetici, istituti di bellezza e professionisti del settore, permette di eseguire trattamenti viso completi, personalizzati e altamente performanti. Dall'idrodermoabrasione alla radiofrequenza, dagli ultrasuoni alla microcorrente, ogni funzione lavora in sinergia per migliorare l'aspetto della pelle, aumentare l'idratazione e stimolare la rigenerazione cellulare.

Pensato per la sicurezza, l'efficienza e il massimo comfort del cliente, EPTAGON rappresenta la scelta ideale per chi desidera risultati visibili, affidabilità tecnica e versatilità in cabina.

Inoltre, dispone di un touch screen con interfaccia intuitiva, selezione rapida delle modalità e regolazione dei parametri oltre che un sistema di autolavaggio per avere il massimo igiene e una manutenzione semplificata.



# HYDRA HEPTAGON

## CARATTERISTICHE



Controllo: Touch screen 7" interattivo  
Manipoli: 7 Manipoli  
Temperatura manipolo: freddo 0-6°: caldo 36-46°C  
Pressione: 200-400 kPa  
Frequenza: 50Hz-60Hz  
Potenza di emissione: < 60W  
Vacuum: 24L  
HR Frequency: 1-2 MHz  
Frequenza Ultrasuono: 1.1 MHz  
Frequenza: 10-20 KHZ  
Micro Frequenza: 20-1000 Hz  
Alimentazione: 110-240V  
Voltage: 100-240V 50-60 Hz

# WHIRL UP

Sistema multifunzione corpo con endomassaggio sferico  
infrarossi e sistema a vibrazione focalizzata



**WHIRL UP** è un trattamento endodermico, che consente di trattare, in ambito estetico, in modo naturale tutte le alterazioni del tessuto connettivo. Espressamente studiato per eliminare gli inestetismi della cellulite, riduce le adiposità localizzate a seguito di una demolizione del grasso sclerotizzato.

Inoltre, questa tecnologia agisce sulle micro-contratture con un'azione antalgica.

Tramite l'azione delle sfere, in combinazione con un raggio laser LLLT, crea un'azione lipolitica delle cellule adipose e stimola la circolazione nella zona colpita, favorendo il drenaggio linfatico, la disintossicazione e il rimodellamento del tessuto trattato.

La tecnologia è dotata di **due manipoli** specifici:

- **Whirl Up VIR** manipolo con Vacuum Ritmico, IR&FIR e Sfere di ceramica.
- **Whirl Up Roll** manipolo con Vibro-Compressione Focalizzata con azione antalgica, drenante e lipolitica.

## CARATTERISTICHE

- Favorisce un incremento della circolazione sanguigna.
- Contrasta la cellulite.
- Facilita l'espulsione di tossine e quindi dei liquidi in eccesso.
- Migliora il flusso linfatico.
- Permette la rimozione delle tossine e delle cellule adipose.
- Apportare ossigeno ai tessuti ed accelera il metabolismo cellulare.

# WHIRL UP

## SCHEMA TECNICA

**Manipoli:** 1 endodermico con sfere in ceramica e IR e 1 vibro-comprensione con 36 sfere in ceramica.

**Sistema di controllo:** digitale con touchscreen da 8"


**Modalità di lavoro:** Impulso controllato/ vibro-comprensione focalizzata

**Velocità delle sfere:** 520 rpm

**Aspirazione:** 80 kPa max

**Modalità di lavoro sfere:** rotazione

**Lunghezza d'onda selettiva:** 660nm (FIR)+850nm (LLLT)



# INFRASONIC

## Onda infrasonica profonda



### CARATTERISTICHE

Infrasonic è l'innovativo sistema ad onde infrasoniche profonde che, con frequenza inferiore ai 20 Hz, genera un fenomeno ondulatorio che cambia a seconda del corpo attraversato.

In base alla frequenza di propagazione e il corpo nel quale vengono emesse, le onde cambiano la loro profondità e la loro azione generando due tipi di reazioni:

- Il moto ondoso (bassa frequenza e minore profondità) adatto al trattamento della cellulite e ritenzione idrica.
- Il vortice (alta frequenza e maggiore profondità) ideale al trattamento delle adiposità localizzate e le atonie.

- Migliora la circolazione sanguigna e linfatica.
- Contrasta la cellulite.
- Riduce il pannicolo adiposo con conseguente rimodellamento del corpo.
- Conferisce elasticità e tonicità ai tessuti.

# INFRASONIC

## SCHEMA TECNICA

**Power:** 120W

**Sistema di controllo:** Analogico

**Manipoli:** 4 con grandezze e puntali diversi

**Classificazione Normativa:** Classe II - tipo BF (EN 60601-1)



# RF ROTATION

Radiofrequenza pulsata con Fotobiostimolazione

La prima tecnologia che contrasta gli inestetismi di viso e corpo utilizzando l'azione profonda di un particolare massaggio con sistema digitale sferico (Maori Spherical Massage) abbinato all'energia della fototerapia LED.

RF Rotation rappresenta un upgrade nel campo delle radiofrequenze. Il sistema computerizzato permette di gestire pause e frequenze alternate durante il trattamento.

RF Rotation, grazie a tre manipoli di differenti dimensioni che emettono una radio frequenza pulsata, può essere utilizzato per contrastare, in totale sicurezza, i segni del tempo, le occhiaie e rughe, rimodellare braccia e gambe e attenuare la cellulite e le smagliature, oltre che drenare i liquidi in eccesso.



## CARATTERISTICHE

- Contrasta i segni del tempo
- Contrasta le occhiaie
- Contrasta le rughe
- Rimodella braccia e gambe
- Attenua la cellulite e le smagliature
- Drena i liquidi in eccesso

# RF ROTATION

RADIOFREQUENZA PULSATA CON FOTOBIOSTIMOLAZIONE

## SCHEMA TECNICA

**Nome:** RF ROTATION

**Alimentazione elettrica:** 230 V +/-10%

**Frequenza di rete in Hz:** 50/60 Hz

**Classificazione Normativa:** Classe II - tipo BF (EN 60601-1)

**Potenza assorbita:** 130VA

**Display:** Touch screen

**Potenza in uscita:** 50W

**Frequenza di uscita:** 457KHz

**Peso:** 4Kg

**Fotobiostimolazione:** Red 830 nm, Green 550 nm e Blu 450 nm



# RADIO C

Radio frequenza capacitiva



**RADIO C** è una radiofrequenza capacitiva. L'emissione delle onde elettromagnetiche ad alta frequenza all'interno del tessuto genera un calore endogeno con conseguente produzione di collagene (neocollagenesi).

Radio C utilizza il trasferimento energetico di tipo capacitivo per generare un riscaldamento dall'interno del corpo (fonte endogena); il principio fisico è la polarizzazione delle molecole, le quali si comportano come dei poli elettrici e si orientano secondo le linee di forza del campo elettrico generato tra le due placche.

La variazione del campo elettrico alla frequenza di 450 kHz, comporta turbolenza e sfregamento delle molecole polarizzate del tessuto, determinando un riscaldamento per attrito.

## CARATTERISTICHE

- Stimolazione della circolazione locale del sangue.
- Riassorbimento e drenaggio dei liquidi in eccesso.
- Riassorbimento edema locale.
- Eliminazione depositi grassi.
- Riduzione della cellulite.
- Tonificazione.

# RADIO C

## SCHEDA TECNICA

**Alimentazione elettrica:** 230 V +/-10%

**Frequenza di rete in Hz:** 50/60 Hz

**Classificazione Normativa:** Classe II - tipo BF (EN 60601-1)

**Potenza assorbita:** 130VA

**Display:** Touch screen

**Potenza in uscita:** 50W

**Frequenza di uscita:** 457KHz

**Peso:** 6Kg



# RADIO R

## Radio frequenza resistiva



**RADIO R** è una radiofrequenza resistiva. L'emissione delle onde elettromagnetiche ad alta frequenza all'interno del tessuto genera un **calore endogeno** con conseguente produzione di collagene (neocollagenesi).

Utilizza il trasferimento energetico di tipo resistivo per generare un riscaldamento dall'interno del corpo (fonte endogena); il principio fisico è la polarizzazione delle molecole, le quali si comportano come dei poli elettrici e si orientano secondo le linee di forza del campo elettrico generato tra gli elettrodi multipolari (tri-quadri-esapolare).

La variazione del campo elettrico alla frequenza di 450 kHz, comporta turbolenza e sfregamento delle molecole polarizzate del tessuto, determinando un riscaldamento per attrito.

### CARATTERISTICHE

- Stimolazione della circolazione locale del sangue.
- Riassorbimento e drenaggio dei liquidi in eccesso.
- Riassorbimento edema locale.
- Eliminazione depositi grassi.
- Riduzione della cellulite.
- Tonificazione.

# RADIO R

## SCHEMA TECNICA

**Alimentazione elettrica:** 230 V +/-10%  
**Frequenza di rete in Hz:** 50/60 Hz  
**Classificazione Normativa:** Classe II - tipo BF (EN 60601-1)  
**Potenza assorbita:** 130VA  
**Display:** Touch screen  
**Potenza in uscita:** 50W  
**Frequenza di uscita:** 457KHz  
**Peso:** 4Kg



# RED BEAM

BODYSULPTING CON INFRAROSSI RED



Red Beam è l'innovativa tecnologia utilizzata come trattamento estetico dermatologico non invasivo per la riduzione della circonferenza di fianchi, vita e cosce, può essere utilizzata anche per il sollievo temporaneo di dolori muscolari e articolari minori, allevia la rigidità, favorisce il rilassamento del tessuto muscolare e aumenta temporaneamente la circolazione sanguigna locale.

Red Beam con il suo LED superficiale ad alta potenza fornisce luce sia a 760 nm che a 940 nm, inseriti in un pad morbido e flessibile. I cuscinetti possono essere facilmente applicati su qualsiasi zona del corpo.

Grazie al rivestimento riflettente di Red Beam, la luce che normalmente rimbalza sulla pelle viene riflessa, determinando una ritenzione di energia luminosa molto più elevata rispetto ad altri dispositivi sul mercato.

Una sessione con Red Beam è indolore, senza fastidioso calore, ed è sicura da utilizzare sia per il cliente sia per l'operatrice.

## CARATTERISTICHE

- Rimodella fianchi, vita e cosce
- Aumenta la circolazione sanguigna
- Sollievo da dolori muscolari
- Pain Relief

# RED BEAM

BODYSCULPTING CON INFRAROSSI RED

SCHEDA TECNICA

**Alimentazione elettrica:** 20-100W

**Classificazione Normativa:** Classe elettrica II

**Display:** Touch screen

**Quantità led:** 200 led 10mw/cm<sup>2</sup>

**Lunghezza d'onda:** 760-940nm

**Potenza in uscita:**

**Frequenza di uscita:**

**Misure:** 46X43X39 cm

**Peso tecnologia:** 6 kg

Carrello opzionale

Scheda 21a



# LASERCELL

Laser a diodo snellente



LASERCELL è l'ultima tecnologia per la riduzione metabolica basata sul principio del laser a diodo.

Il sistema, attraverso una metodica di lavoro sicura e indolore, **lipolisi selettiva**, trasmette differenti livelli di energia laser, che generano un segnale chimico-metabolizzante alle cellule adipose, in grado così di abbattere gli acidi grassi contenuti all'interno dei trigliceridi che vengono rilasciati attraverso le membrane cellulari.

Infine, il processo fotonico permette la trasformazione in energia dei grassi rilasciati.

## CARATTERISTICHE

- Aumento del metabolismo localizzato.
- Perdita di peso e circonferenza.
- Miglioramento e accelerazione della circolazione sanguigna.
- Maggiore ossigenazione dei tessuti.
- Utile per trattare gli inestetismi derivati dalla cellulite.

# LASERCELL

## SCHEDA TECNICA

**Tipologia Laser:** Laser a Diodo LLLT

**Lunghezza d'onda:** 760 nm

**Voltaggio:** 220V

**Frequenza:** 50Hz

**Potenza:** 48W 12V

**Peso:** 4Kg



# ELECTRO<sup>2</sup>

Elettroporatore con ossigeno molecolare

**ELECTRO<sup>2</sup>** rappresenta una metodica in grado di veicolare negli strati profondi dell'epidermide - in assenza di aghi, di laser o peeling chimici – sostanze e principi attivi.

La tecnologia è dotata di 5 manipoli:

- **Micro correnti** permettono la detossificazione del tessuto.
- **Ultrasuono** apre i pori di membrana rendendo il tessuto più recettivo all'assorbimento cutaneo.
- **Elettroporatore** veicola i principi attivi direttamente nello strato profondo dell'epidermide.
- **Cryo** chiude i pori di membrana e dona un effetto lifting intensivo.
- **Ossigeno Terapia** ossigeno puro che nutre e leviga la pelle in modo naturale e sicuro. Il sistema, infine, adotta un particolare pennino di facile utilizzo, che "soffia" sulla pelle del viso ossigeno puro, che miscelato a principi attivi rendono immediatamente la pelle più luminosa.

## CARATTERISTICHE

- Il manipolo eroga micro-correnti che favoriscono l'apertura di canali ionici ed acquosi.
- Benefici sono istantanei e visibili sin dalla prima seduta.

# ELECTRO<sup>2</sup>

## SCHEMA TECNICA

**Alimentazione elettrica:** 230 V +/-10%  
**Frequenza di rete in Hz:** 50/60 Hz  
**Classificazione Normativa:** Classe II; tipo BF (EN 60601-1)  
**Potenza assorbita:** 130VA  
**Potenza in uscita:** 50W  
**Pressione uscita ossigeno:** 34,5 ± 7 kPa  
**Frequenza di uscita:** I out = 1,5 mA/cm<sup>2</sup> a 2,5 KHz carico 500  
**Ohm V MAX=** 130 V a 2,5 KHz  
**Peso:** 5Kg



# V-SPHERE

Endomassaggio sferico

**V-SPHERE** permette di rimodellare il corpo e il viso attraverso una metodica di lavoro sicura e indolore.

Attraverso specifiche manovre, V-SPHERE genera l'effetto sottovuoto che promuove la stimolazione del sistema emolinfatico.

Il trattamento favorisce il movimento della linfa verso i gangli realizzando in questo modo un vero e proprio richiamo linfatico.

Le cellule adipose, in tal modo, sono attivate con conseguente metabolizzazione. Attraverso delle manovre specifiche e ripetute, le fibre di elastina sono stimolate, tonificando i tessuti.

Inoltre V-SPHERE sul viso garantisce un'ossigenazione dei tessuti, un drenaggio delle borse e un effetto riempitivo sulle singole rughe.

## CARATTERISTICHE

- Miglioramento della circolazione sanguigna.
- Ossigenazione dei tessuti.
- Miglioramento del tono muscolo-cutaneo.
- Trattamento degli inestetismi derivati dalla cellulite.
- Tecnica non invasiva, indolore.

# V-SPHERE

## SCHEMA TECNICA

**Alimentazione elettrica:** 220 V. - 50 Hz

**Potenza massima assorbita:** 350W

**Potenza massima in uscita:** 50W

**Fusibili:** 2x3,15 A. - 250V.

**Compatibilità elettromagnetica:** 60601-1-2

**Normativa:** l. 1/90

**Aspirazione:** 790 mbar

**Pressione:** 0,50 Atm/BAR

**Portata compressore:** 50 l/min

**Manipoli:** 5 grandezze in alluminio con sfere

**Peso:** 20 Kg



# V-PEEL

Microdermo abrasore

**V-PEEL** rappresenta una metodica di microdermoabrasione per il viso e per il corpo in grado di esfoliare e rigenerare intensamente la pelle.

Il sistema si basa sull'utilizzo di finissime testine diamantate che, esercitando sulla pelle una leggera azione abrasiva, eliminano lo strato di cellule morte con conseguente rivitalizzazione tissutale, stimolazione di collagene e attivazione del turnover cellulare.

Il sistema è dotato di testine di diverse granulometrie e dimensioni che permettono di lavorare, sia sul viso che sul corpo, gli inestetismi più ostici come macchie, smagliature, inspessimento cutaneo e cicatrici da acne.

## CARATTERISTICHE

- Stimolazione del processo di rigenerazione cellulare profonda e produzione di nuovo collagene ed elastina.
- Riduzione di rughe, macchie cutanee e cicatrici.
- Miglioramento dell'elasticità e tonificazione dei tessuti.

# V-PEEL

## SCHEDA TECNICA

**Alimentazione elettrica:** 230 V +/-10%  
**Frequenza di rete in Hz:** 50/60 Hz  
**Potenza assorbita:** 130VA  
**Potenza in uscita:** 15W 12V  
**Testine diamantate:** 9 unità  
**Manipoli diamantati:** 3 unità (acciaio inossidabile)  
**Peso:** 4Kg



# FB SCULPTOR

Sistema vacuum terapia, Infrarossi ed elettrostimolazione viso e corpo

## CARATTERISTICHE

**FB Sculptor** è l'innovativa tecnologia viso e corpo per realizzare trattamenti «Total Body» efficaci e coinvolgenti su tutto il corpo.

Attraverso il sistema «**Sculptor**», composto da 10 speciali ditali, è in grado di stimolare e tonificare il tessuto con una propagazione di vibrazioni elettromeccaniche ed infrarossi.

Può essere utilizzato per il trattamento del viso e del corpo, creando trattamenti personalizzati e performanti.

La tecnologia comprende un innovativo **sistema vacuum**, dotato di 3 manipoli ergonomici di varie dimensioni, che permette di rivitalizzare il viso, drenare e rimodellare il corpo.

- Rivitalizza il viso.
- Tonifica i tessuti.
- Riattiva il sistema linfatico e circolatorio.
- Contribuisce all'eliminazione dei fluidi corporei migliorando l'elasticità della pelle.
- Ridefinisce e rimodella la silhouette.

# FB SCULPTOR

## SCHEDA TECNICA

**Nome:** FB Sculptor

**EMS:** emissione 400 microAmper + **INFRAROSSI:** FIR 905nm

**Ditali:** 10 ditali vibrazionali con infrarossi

**Sistema di raffreddamento:** ad aria

**Display:** analogico e digitale

**Requisiti elettrici:** 100-220V  $\pm$  10%, 50/60Hz

**Dimensioni:** 38,5\*35,5\*32cm

**Peso:** 20 Kg



# PREX

## Presso-massaggio meccanico

PREX è una tecnologia che realizza un presso-massaggio meccanico.

Questa tecnica, dunque, si configura come una «terapia della pressione» oltre che un trattamento disintossicante. Il sistema ha 3 programmi di lavoro personalizzabili che permettono di ristabilire un efficace drenaggio linfatico, aiutando a promuovere l'eliminazione delle tossine in modo naturale dall'organismo.

Presso Massage permette di:

- Combattere gli inestetismi della cellulite.
- Ridurre la ritenzione idrica da linfedema.
- Ridefinire alcune parti del corpo.
- Incentivare l'eliminazione delle sostanze tossiche dal corpo.
- Favorire lo snellimento di alcuni parti del corpo.

## CARATTERISTICHE

- Facilita il drenaggio del liquido interstiziale e dei soluti che vi si trovano.
- Attiva la circolazione venosa e liberando l'ambiente extracellulare dalle scorie che le cellule costantemente vi riversano.

# PREX

## SCHEDA TECNICA

**Alimentazione elettrica:** dalla rete monofase a 230 Vac +- 10%- 50/60 Hz

**Potenza massima assorbita:** 50W



**Classificazione Normativa:** CEI EN 62-39:1998

**Potenza:** 0,4 Kg/cm<sup>2</sup>

**Tipologia di trattamento:** Presso massaggio ad uso estetico

**Peso:** 6Kg

**Optional:** Marsupio porta gambali (10Kg)



# PREX 3

Presso-massaggio meccanico con Infrarosso ed elettrostimolazione

**PREX 3 è una tecnologia che permette di lavorare sul ripristino fisiologico del corpo.**

È composta da un sistema di pressoterapia, infrarossi ed elettrostimolatore.

Il **presso massaggio** è utilizzato principalmente per il trattamento degli arti inferiori, le zone del corpo che presentano maggiormente problemi di tipo circolatorio ed è indicato in tutti i casi in cui è necessario il massaggio manuale. Il massaggio di linfo-drenaggio effettuato dall'apparecchiatura può, inoltre, essere ottimizzato dall'applicazione complementare di prodotti specifici ad azione drenante applicati sia manualmente, sia con l'ausilio di particolari e specifici bendaggi.

## CARATTERISTICHE

- Facilita il drenaggio del liquido interstiziale e dei soluti che vi si trovano.
- Attiva la circolazione venosa e liberando l'ambiente extracellulare dalle scorie che le cellule costantemente vi riversano.

# PREX 3

## CARATTERISTICHE

L'**elettrostimolatore** è un generatore di corrente con impulsi ad onda quadra capace di eccitare le cellule nervose delle fibre muscolari. I trattamenti vengono realizzati con elettrodi da applicare in corrispondenza delle fasce muscolari che si vogliono riattivare, con lo scopo di riprodurre stimoli che diano origine a contrazioni muscolari. I trattamenti contribuiscono non solo a rassodare e compattare la pelle, ma anche a ridurre la cellulite perché riproducono lo stesso fenomeno che si presenta durante la normale attività fisica.

L'**infrarosso** in dotazione, infine è in grado di aumentare il metabolismo basale, il modo più veloce, sicuro e facile per perdere peso.

- Rassoda e ricompatta la pelle.
- Riduce la cellulite.
- Aumenta il *metabolismo basale*



# PREX 3

## SCHEDA TECNICA


**Alimentazione elettrica:** Dalla rete monofase a 230 Vac +- 10%- 50/60 Hz

**Potenza massima assorbita:** 50W

**Tipologia di trattamento:** Presso massaggio professionale con IR ed elettrostimolatore

**Peso:** 12 kg

**Dimensioni (LxPxH):** 30 x 42 x 27 cm





**CSE Servizi Estetica SRL**  
Via G Brodolini, 17/C  
50063 Figline e Incisa Valdarno (Fi) - Italia  
Tel. 328 1574794  
[cseservizisrl@gmail.com](mailto:cseservizisrl@gmail.com)  
[www.centroserviziestetica.it](http://www.centroserviziestetica.it)