

CINTURA CON MANIGLIE PER TRASFERIMENTO AMMALATI



Misure (cm)	Colore
M (70 / 100)	Blu
L (80 / 110)	

Indicato per consentire al terapeuta o all'operatore sanitario di gestire il paziente in maniera dipendente e sicura. Inoltre facilita anche la mobilizzazione e il trasferimento possibili da eseguire con meno sforzo e più sicurezza

Istruzioni per l'Uso

Utilizzando le apposite maniglie l'operatore può spostare il paziente dal letto, dalla carrozzella, dalla barella dalla sedia o water. Le 6 maniglie consentono a due operatori di spostare pazienti particolarmente pesanti. Indossare come una cintura in vita.

**Via Emilia 39/M;
Lavino di Mezzo
40011 - Anzola
Dell'Emilia (BO)**

Tel. 051-733810
Email info@palmirani.com