

HEMATOLOGIA:

CODIGO	NOMBRE DE PRUEBA	SINONIMO	MUESTRA PRIMARIA	MUESTRA ALTERNA	VOLUMEN MINIMO	REQUERIMIENTO	DIAS QUE SE REALIZA	TIEMPO DE ENTREGA	TEMPERATURA	METODOLOGIA
118	DREPANOCITOS	CELULAS FALCIFORMES	SANGRE TOTAL (K2EDTA o k3 EDTA)	N/A	1 ml.	NO REQUIERE AYUNO	LUNES A JUEVES	3 DIAS HABLES, DE LUNES A JUEVES.	18-24 °C	Coloracion de Metabisulfito de Sodio
1195	FRAGILIDAD OSMOTICA ERITROCITICA	Fragilidad eritrocitaria	SANGRE TOTAL HEPARINA	N/A	3 ml.	La muestra es estable durante 2 horas a temperatura ambiente y hasta 6 horas de 2-8 °C. Criterio de rechazo: muestras con hemolisis y muestras con mas de 6 horas desde la toma.	LUNES A VIERNES	3 DIAS HABLES CON UN HORARIO DE TOMA DE MUESTRA UNICAMENTE DE 6:30-9 :00AM , NO SE REALIZAN LOS SABADOS.	Si la muestra tiene menos de 2 horas de toma enviar de : 18-24 °C. Si tiene mas de 2 horas de toma enviar refrigerada de 2-8 °C	Dacie
112	FROTIS DE SANGRE PERIFERICA	FSP	SANGRE TOTAL (K2EDTA o k3 EDTA)	N/A	1 ml.	SE NECESITA DATO DE HEMOGRAMA. LABORATORIOS REFERIDOS: ENVIAR FROTIS EXTENDIDO (3 LAMINAS) Y DATOS DEL HEMOGRAMA COMPLETO. Realizar extendido con muestra recién tomada a temperatura ambiente	DIARIO	TGU : 3 DIAS HABLES. DIA VIERNES OFRECER MARTES POR LA TARDE , DIA SABADO OFRECER DIA MIERCOLES. SI SE ENVIA A SPS 4 DIAS HABLES.	18-24 °C	Coloracion de Panoptico + Microscopia realizada por hematologo
117	HEMATOZOARIO	HZ	SANGRE TOTAL (K2EDTA o k3 EDTA)	N/A	1 ml.	NO REQUIERE AYUNO	DIARIO	1 DIA HABIL	18-24 °C	Coloracion de Panoptico + Microscopia
101	HEMOGRAMA	Leucocitos, Eritrocitos, Hemoglobina, Plaquetas	SANGRE TOTAL (K2EDTA o k3 EDTA)	N/A	3 ml	No requiere ayuno. Muestra recién tomada	Diario	1 Dia habil	18-24 °C	Principio Coulter, Hemoglobinometria, Tecnologia VCS(Analisis de Volumen, Dispersion de luz y Conductividad)
120	RECUENTO DE EOSINOFILOS	RECEOS	SANGRE TOTAL (K2EDTA o k3 EDTA)	N/A	1 ml.	NO REQUIERE AYUNO	DIARIO	1 DIA HABIL	18-24 °C	MAPSS Optico de diferentes Angulos + Citometria de Flujo
103	RETICULOCITOS	RETI	SANGRE TOTAL (K2EDTA o k3 EDTA)	N/A	1 ml.	NO REQUIERE AYUNO. SE NECESITA DATO DE HEMOGRAMA	DIARIO	1 DIA HABIL	18-24 °C	Coloracion de Azul de Bromo Creilo + Microscopia
105	VELOCIDAD ERITROSEDIMENTACION	VES	SANGRE TOTAL (K2EDTA o k3 EDTA)	N/A	4.5 ml.	NO REQUIERE AYUNO	DIARIO	1 DIA HABIL	18-24 °C	Westergren
104	TIPO DE SANGRE-RH	ABO-Rh	SANGRE TOTAL (K2EDTA o k3 EDTA)	N/A	1 ml.	NO REQUIERE AYUNO	DIARIO	1 DIA HABIL	18-24 °C	Directa En lamina y Tubo
1952	PLASMA RICO EN PLAQUETAS	PRP	SANGRE TOTAL CON ANTICOAGULANTE CITRATO DE SODIO	N/A	30ml	AYUNO DE 4 -6 HORAS DE ALIMENTOS SOLIDOS O LACTEOS, NO HABER INGERIDO MEDICAMENTOS CON ACTIVIDAD ANTIPLAQUETARIA /ANTICOAGULANTES (Acido Acetilsalicilico o aspirina, Otros) AL MENOS 7 DIAS ANTES DE LA EXTRACCION , NO ESTAR UN PROCESO INFECCIOSO ACTIVO (VIRUS DENGUE, COVID, ECT).	DIARIO	1 HORA SE ENTREGA EL CONCENTRADO DE PLAQUETAS	18-24 °C	CENTRIFUGACION