

ISTRUZIONI RICARICA


Nei primi giorni di utilizzo un calo di volume è normale, per compensare questo, l'articolo appena confezionato, è stato riempito leggermente più del dovuto, si assesterà in c.a 20 giorni di buon uso.

Nell'arco dei mesi successivi perderà ancora gradualmente volume e avrà bisogno di una "ricarica" cioè l'aggiunta di microsfere per ritornare al giusto volume.

Abbiamo perciò preparato una confezione di 300g per riportarli come nuovi.

Di seguito una piccola guida per eseguire l'operazione

- Aprite completamente la cerniera posta sulla fodera esterna in modo da poter estrarre agevolmente la sacca interna.



- Aprite la cerniera che trovate nella sacca interna

- Aiutandovi con un cartoncino a mò di imbuto tagliate un'angolo della confezione di ricarica e con **molta calma** fate scivolare le palline all'interno.



- Richiudete poi la cerniera avendo cura di far scorrere il cursore fino in fondo e la levettina "ferma-cursore" girata all'interno della fodera.

E' un'operazione è molto semplice ma necessita di due persone, una che si occupa del cuscino e l'altra della ricarica.

Come lavare:

Trovate a lato del materiale scelto l'etichetta con le caratteristiche e le possibilità di lavaggio.

Come stirare:

Prima di procedere controllare sempre l'etichetta di manutenzione posta sulla fodera. Eseguire quest'operazione solo sui materiali che lo consentono e preferibilmente al rovescio.

