

# CLiP & INSERT-I

PEEK-Spezialaufsatz für die  
Implantatprophylaxe

*ZUR SCHONENDEN PFLEGE UND  
REINIGUNG VON TITANOBERFLÄCHEN*

LEICHT UND SCHNELL ADAPTIERBAR



# CLiP

## Implantatprophylaxe-Aufsatz

SPEZIAL-AUFSATZ AUS HOCHWERTIGEM PEEK-KUNSTSTOFF ERLAUBT EINE SCHONENDE REINIGUNG VON IMPLANTATEN, RESTAURATIONEN UND SUBRASTRUKTUREN. KEINE BESCHÄDIGUNG, KEINE ABRASION VON TITANOBERFLÄCHEN. LEICHTES ARRETIEREN UND ABLÖSEN DES PEEK-AUFSATZES DURCH AUTOKLAVIERBAREN CLIPPER. KOMPATIBEL FÜR ALLE SCORPION I - ULTRASCHALL-SPITZEN.



### Clipper



Sicheres und schnelles Arretieren der Spezial Spitze durch CLiP-Funktion

Inhalt: 5 Stck.

## & SCORPION-I ULTRASCHALL AUFSATZ



### NEU: DOPPELFUNKTION

OHNE PEEK-AUFSATZ: LEICHTE SUPRAGINGIVALE ENTFERNUNG VON KONKREMENTEN  
MIT PEEK-SPEZIALAUFSATZ: SCHONENDE REINIGUNG VON IMPLANTATEN, KRONENRÄNDER  
UND RESTAURATIONEN

SPEZIELL ENTWICKELTE UND PATENTGESCHÜTZTE CLiP-FUNKTION

VISUELLER ABNUTZUNGS-INDIKATOR

LANGANHALTENDE EFFIZIENZ



Beinhaltet:



Clip  
x5

+



1 Ultraschall-Aufsatz  
x1

+



Dynamometrischer  
Schlüssel x1

+



Clipper  
x1

\* 5x PEEK-Aufsätze als  
Refill erhältlich

\* I-AIR Sonicflex Set: Beinhaltet 10x PEEK-Aufsätze + 1x I-AIR Ultraschall Aufsatz + 1x CLiPPER

\* I-LM LM Set: Beinhaltet 10x PEEK-Aufsätze + 1x I-LM Ultraschall Aufsatz + 1x CLiPPER

SCORPION  
INSTRUMENTS DENTAIRES

Made in France  
SCORPION  
4 rue Enrico Fermi - 63540 Romagnat - FRANCE  
E-mail: [contact@scorpion.fr](mailto:contact@scorpion.fr)  
Web: [www.scorpion.fr](http://www.scorpion.fr)



CE 0459



Vertrieb in Österreich durch



Profimed  
VertriebsgmbH.

Brühlstrasse 17a  
A-6922 Wolfurt  
T +43 5574 77 7 27  
F +43 5574 64 2 12  
[office@profimed.at](mailto:office@profimed.at)  
[www.profimed.at](http://www.profimed.at)