Catalogo prodotti 2026

Ortesi

Intimo Sanitario

Calze

medicali e sostegno



ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better

“Se incontrarsi è stato un evento lieto e fortunato, fondare un gruppo e gestirlo è una volontà, che portiamo avanti ogni giorno con fiducia, perseveranza e competenza.”

Pamela Pirovano *e* ***Paolo Rossi***
founders, Headquarters Svizzera



Per saperne di più su chi siamo e sulla nostra storia inquadra il qr code

Contenuto

ORTESI

COLLO 7
- Collari morbidi 8
- Colari semirigidi 9
- Collari rigidi 9

TRONCO 11
- Raddrizzaspalle 12
- Busti ortopedici elastici 12
- Busti ortopedici semirigidi 17
- Ortesi rigide dorso-lombari 23
- Iperestensori 26
- Crocere modulari 28

SPALLA 29
- Ortesi funzionali spalla 30
- Immobilizzatori clavicola 31
- Immobilizzatori acromion-claveare ... 31
- Immobilizzatori intrarotazione e abduzione 0° 32
- Immobilizzatori abduzione 10°->20° . 33
- Immobilizzatori abduzione > 20° 34
- Immobilizzatori extrarotazione 34

OMERO/GOMITO 35
- Ortesi elastiche gomito 36
- Ortesi rigide gomito 37
- Ortesi omerali 37

AVAMBRACCIO/POLSO 39
- Reggibraccio 40
- Cinturini per epicondilite 40
- Polsiere elastiche 42
- Immobilizzatori polso 43
- Immobilizzatori polso-mano 45

MANO 47

ANCA/COSCIA 55
- Cosciali 56
- Ortesi d'anca 56

GINOCCHIO 59
- Cinturini sottorotulei 60
- Ginocchiere per instabilità rotulea 60
- Ginocchiere semplici 61
- Ginocchiere per anti-recurvatum 62
- Ginocchiere con stecche a spirale 63
- Ortesi per ginocchio con aste articolate 64
- Immobilizzatori di ginocchio 67
- Ortesi post-operatorie 68
- Ortesi funzionali per legamenti 71
- Ortesi per gonartrosi 72

GAMBA CAVIGLIA 75
- Tutori per polpaccio 76
- Cavigliere semplici 76
- Cavigliere con tiranti ad 8 77
- Ortesi bivalva per caviglia 78
- Tutori di posizionamento notturno 79
- Tutori a stivaletto fisso 79
- Tutori a stivaletto con R.O.M. 80
- Ortesi per piede ciondolante 81
- Tavolette riabilitative 84

PIEDE 85
- Tutori di sospensione 86
- Tallonette e inserti 88
- Plantari finiti 90
- Tutori per alluce valgo 91
- Scarpe post-op 92

TRAZIONI E VARIE 93
LINEA PEDIATRICA ORTHO 14 97
LINEA ORTHOSELF 103

INTIMO SANITARIO


- Slip erniari 108
- Slip contenitivi 110

CALZE MEDICALI E SOSTEGNO

- Calze medicali 112
- Calze sostegno 121
- Calze diabetiche 125

Condizioni generali di vendita 126

Un unico sistema azienda, tante unità produttive e gestionali



I numeri di ORTHOSERVICE RO+TEN

- Presente dal 1978 nel settore delle ortesi
- Oltre 130 dipendenti
- Brevetti accreditati
- Esportazione in 20 paesi



RO+TEN S.r.l.
1978 - Verano Brianza, Italia



ORTHOSERVICE AG
1996 - Chiasso, Svizzera



ORTOVENETA
2007 - Maser, Italia



ICS ORTHOSERVICE
2010 - Balti, Moldavia



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
2011 - Baden-Baden, Germania



ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
2021 - Częstochowa, Polonia



OSUK Ltd
2024 - Sunderland, Regno Unito




Ortesi

Un’area pensata per te.

Accedi alla nostra area riservata, ti aspettano:

- servizi esclusivi
- listino prezzi personalizzato
- possibilità di fare ordini on line



Se sei già registrato
effettua login
con le tue credenziali

Se non sei registrato
clicca su registrati
e inserisci i dati

Conferma la tua registrazione sulla email che riceverai

Scopri i servizi pensati per te
Offerte speciali
Materiali per il punto vendita
Servizi esclusivi dedicati

Scegli i prodotti, inseriscili nel carrello e completa l’ordine

Riceverai una email di conferma di ricezione del tuo ordine

Inquadra il qr code e accedi all’area riservata

www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better


ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better
COLLO

cervilight

Collare cervicale in gommapiuma

cervilight soft


PR0-8302

RDM: **187714**



INDICAZIONI

- Distorsioni della colonna cervicale lievi (colpo di frusta)
- Torcicollo
- Crisi vertiginose di origine cervicale
- Artrosi cervicale



CARATTERISTICHE

- Struttura in gommapiuma semirigida
- Rivestimento in maglina tubolare
- Chiusura posteriore con cinturino a Velcro®
- Lavabile (acqua tiepida 30°C e sapone neutro)
- Radiotrasparente

Codice	PR0-8302			
Taglia	**S**	**M**	**L**	**XL**
Circonf. collo cm	30/35	36/41	42/47	48/53
Altezza cm	6-8-10	6-8-10	6-8-10	6-8-10
Colore	bianco			

cervilight soft

PR0-8304


RDM: **187714**



SAGOMATO

INDICAZIONI

- Distorsioni della colonna cervicale lievi (colpo di frusta)
- Torcicollo
- Crisi vertiginose di origine cervicale
- Artrosi cervicale



CARATTERISTICHE

- Struttura in gommapiuma semirigida con bordi arrotondati
- Rivestimento in maglina tubolare
- Chiusura posteriore con cinturino a Velcro®
- Lavabile (acqua tiepida 30°C e sapone neutro)
- Radiotrasparente
- Sagomatura perfettamente anatomica

Codice	PR0-8304											
Taglia	**S**	**S**	**S**	**S**	**M**	**M**	**M**	**M**	**L**	**L**	**L**	**L**
Circonf. collo cm	28/34	29/35	30/36	31/37	30/36	31/37	32/38	33/39	36/44	37/46	38/48	39/49
Lunghezza cm	47	49	50	52	50	52	54	56	58	60	62	64
Altezza cm	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12
Colore	blu											

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime novità dal mondo **Orthoservice Ro+Ten**?

Inquadra il qr code e visita le sezione news

ORTHOSERVICE RO+TEN

cervistrong


Collare cervicale ortopedico con rinforzo

PR0-20304
RDM: **1984873**

SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



INDICAZIONI
- Distorsioni della colonna cervicale lievi o moderate (colpo di frusta)
- Crisi vertiginose di origine cervicale
- Artrosi cervicale
- Moderate discopatie con associata cervico-brachialgia



CARATTERISTICHE
- Struttura in gommapiuma semirigida (con bordi arrotondati), con rinforzo interno in polietilene
- Rivestimento in maglina tubolare
- Chiusura posteriore con cinturino a Velcro®
- Lavabile
- Radiotrasparente
- Sagomatura anatomica

Codice	PR0-20304			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. collo cm	30/35	36/41	42/47	48/53
Altezza cm	6-8-10-12	6-8-10-12	6-8-10-12	6-8-10-12
Colore	grigio			


cervilight schanz

Collare cervicale tipo schanz con regolazione a Velcro®

PR0-1505
RDM: **187641**



INDICAZIONI
- Distorsioni della colonna cervicale da moderate a severe (colpo di frusta)
- Crisi vertiginose di origine cervicale
- Artrosi cervicale
- Gravi discopatie o ernie discali con associata cervicobrachialgia
- Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale



CARATTERISTICHE
- Struttura in plastica rigida traforata per l'aerazione
- Bordatura in gommapiuma rivestita di vilpelle atossica
- Chiusura posteriore con cinturino a Velcro®
- Altezza regolabile tramite Velcro®
- Radiotrasparente

Codice	PR0-1505			
Taglia	S	SL	M	L
Circon. collo cm	30/35	35/40	35/40	40/45
Altezza anteriore cm	9/12	9/12	10/14	10/14
Colore	bianco			

Collo > Collari rigidi


cervistable

Collare cervicale bivalva con foro tracheale

PR0-1530/T
RDM: **1320333**



INDICAZIONI
- Distorsioni della colonna cervicale da severe a gravi (colpo di frusta)
- Discopatie multiple della colonna cervicale
- Traumi cervicali
- Cedimenti patologici secondari a metastasi cervicali
- Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale



CARATTERISTICHE
- Struttura costituita da due valve avvolgenti con chiusure a Velcro®
- Struttura in materiale polimerico espanso non citotossico secondo la norma UNI EN ISO 10993-5
- Placche rigide di rinforzo centrale anteriore e posteriore
- Radiotrasparente e impermeabile
- Sagomato per una perfetta aderenza al mento, alla nuca e alle spalle
- Foro tracheale e fori per l'aerazione
- Predisposto per essere collegato allo stabilizzatore toracico o all'iperestensore

Codice	PR0-1530/T			
Taglia	S	M	L	
Circonf. collo cm	30/35	35/40	40/45	
Altezza collo* cm	2 1/4" = 6 cm	3 1/4" = 8 cm	4 1/4" = 11 cm	5 1/4" = 13 cm
Colore	beige			

* distanza verticale fra la parte superiore della spalla e il mento

OPTION: PR1-IP35/PC Connect, piastrina di collegamento a iperestensori ModularPlus, Stabil-T o e-STAB

OPTION: PR0-1522H cinturino craniale


phila**stab**

Stabilizzatore sterno-dorsale per collare Cervistable

PR0-1521



INDICAZIONI
- Fratture cervico-dorsali
- Spondilolistesi cervicale
- Discopatie multiple
- Cedimenti cervico-dorsali su base osteoporotica e metastatica
- Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale e come immobilizzazione nel pronto soccorso



CARATTERISTICHE
- Aste montanti in PVC
- Rivestimento in PLASTAZOTE®
- Attacchi con bottoni di fissaggio al collare Cervistable
- Chiusura alla base con cinturinia Velcro®
- Radiotrasparente

Codice	PR0-1521
Taglia	**universale**
Colore	beige


minerva

Ortesi bivalva cervico-dorsale

PR0-3002



INDICAZIONI
- Fratture cervico-dorsali
- Spondilolistesi cervicale
- Discopatie multiple
- Cedimenti cervico-dorsali su base osteoporotica e metastatica
- Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale e come immobilizzazione nel pronto soccorso



CARATTERISTICHE
- Struttura in KYDEX® con imbottitura in PLASTAZOTE®
- Foro tracheale
- Chiusura a Velcro®
- Leggera e di facile applicazione
- Radiotrasparente
- Modellabile a caldo

Codice	PR0-3002		
Taglia	**S**	**M**	**L**
Circonf. collo cm	25/30	31/38	39/45
Altezza cm	33	38	45
Colore	beige		


ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better
TRONCO

Tronco > Raddrizzaspalle

dorsolite

Tutore ortopedico dorsale

PR1-91111
RDM: **1402872**

SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



INDICAZIONI
- Utile nella correzione del dorso curvo, negli atteggiamenti cifotici e nelle scapole alate
- Utile quale coadiuvante nelle dorsalgie posturali



CARATTERISTICHE
- Struttura e spalline in PE espanso biaccoppiato con vellutino e tessuto tecnico
- Rimando centrale posteriore per una migliorata trazione in fase di chiusura
- Chiusura con fibbia a scatto
- Tiranti regolabili e accorciabili mediante velcri a Y:
  - regolazione della lunghezza complessiva
  - regolazione della posizione delle spalline
- Facile da indossare, come uno zaino

Codice	PR1-91111
Taglia	**universale**
Altezza cm	30
Colore	crema

Tronco > Busti ortopedici elastici

easyco

Corsetto elastico millerighe

easyco basic

PR1-23770B
PR1-23770S
RDM: **2455426**



INDICAZIONI
- Contratture muscolari paravertebrali
- Traumi lievi
- Lombalgie lievi



easyco plus

PR1-23870B
PR1-23870S
RDM: **2455426**



CON TIRANTI

INDICAZIONI
- Contratture muscolari paravertebrali
- Traumi lievi
- Lombalgie lievi
- Lombosciatalgie e lombocruralgie lievi
- Decorso postoperatorio



CARATTERISTICHE
- Struttura in tessuto millerighe
- 4 stecche posteriori leggere e flessibili (larghezza 20 mm, altezza 20/22 cm)
- Stecche anteriori in posizione obliqua
- Chiusura anteriore a Velcro®
- **Solo Easyco basic:** Rinforzo posteriore elastico
- **Solo Easyco plus:** Tiranti elastici esterni di rinforzo; a incrocio, con chiusure a Velcro®

Codice	Easyco basic PR1-23770B • PR1-23770S Easyco plus PR1-23870B • PR1-23870S					
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
Circonf. vita cm	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Colore	beige / nero					


PR1-23770B
PR1-23870B


PR1-23770S
PR1-23870S

litecross93

Corsetto elastico ribassato con stecche flessibili e tiranti elastici

PR1-1093C
PR1-1093S
RDM: **106129**



RIBASSATO

INDICAZIONI
- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocruralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio



CARATTERISTICHE
- Struttura in tessuto Sensitive®, elastico, traspirante, indemagliabile e antistatico
- Tiranti elastici per un sostegno variabile e personalizzato
- Chiusura anteriore a Velcro®
- Parte addominale rinforzata da stecche a spirale in posizione obliqua
- Pelotta morbida termoformata, in schiuma di polietilene, da applicare tramite Velcro® nella zona lombare per aumentare la pressione
- 4 stecche posteriori leggere e flessibili (larghezza 14mm, altezza 16cm)

Codice	PR1-1093C • PR1-1093S						
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL*
Circonf. bacino cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130	130/140
Colore	PR1-1093C crema - PR1-1093S nero / *XXXL solo nero						


PR1-1093C


PR1-1093S

litecross90, 91

Busto ortopedico elastico per la stabilizzazione e lo scarico del rachide lombare, con pelotte rigide termoformabili

litecross90

PR1-1090C
PR1-1090S
RDM: **106129**



BASSO

INDICAZIONI
- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocruralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio



litecross91

PR1-1091C
PR1-1091S
RDM: **106129**



ALTO

INDICAZIONI
- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocruralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio
- Esiti di cedimenti vertebrali lombari
- Trattamento della frattura dei processi trasversi



CARATTERISTICHE
- Struttura in tessuto Sensitive®, elastico, traspirante, indemagliabile e antistatico
- Tiranti elastici per un sostegno variabile e personalizzato
- Chiusura anteriore a Velcro®
- Parte addominale rinforzata da stecche a spirale in posizione obliqua
- Adattabile individualmente alla patologia del paziente
- 2 pelotte rigide, anteriore e posteriore termoformabili, su prescrizione medica
- Stecche rigide opzionali, modellabili su indicazione medica; da inserire nelle 4 guide posteriori

Codice	Litecross90 PR1-1090C • PR1-1090S Litecross91 PR1-1091C • PR1-1091S					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. bacino cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Colore	PR1-1090C crema · PR1-1090S nero PR1-1091C crema · PR1-1091S nero					


PR1-1090C
PR1-1091C


PR1-1090S
PR1-1091S

OPTION:
Litecross90: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 22
Litecross91: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 26

carbonlite

Busto ortopedico elastico per la stabilizzazione e lo scarico del rachide lombare, con pelotte rigide termoformabili

carbonlite 90

PR1- 90090G

RDM: **1379210**



BASSO

INDICAZIONI

- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocruralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi delle colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio



carbonlite 91

PR1-90091G

RDM: **1379210**



ALTO

INDICAZIONI

- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocruralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi delle colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio
- Esiti di cedimenti vertebrali lombari
- Trattamento della frattura dei processi trasversi



carbonlite 92

PR1-90092G

RDM: **1379210**



SPALLACCIO DORSO-LOMBARE

INDICAZIONI

- Trattamento delle lombo-dorsalgie in osteoartrosi diffusa della colonna
- Patologie reumatologiche
- Tutela post-chirurgica delle fratture vertebrali trattate chirurgicamente con strumentazione e delle erniectomie dorsali



CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto CarbonTrace®, elastico, traspirante, indemagliabile, antistatico e batteriostatico
- Tiranti elastici per un sostegno variabile e personalizzato
- Chiusura anteriore a Velcro®
- 2 pelotte rigide, anteriore e posteriore termoformabili, su prescrizione medica
- Stecche rigide opzionali, modellabili su indicazione medica; da inserire nelle 4 guide posteriori.
- Parte addominale rinforzata da stecche a spirale in posizione obliqua
- Adattabile individualmente alla patologia del paziente
- **Solo Carbonlite92:**
  - Spallacci imbottiti
  - Parte dorsolombare sostenuta da stecche modellabili integrate nella fascia

Codice	Carbonlite 90 PR1- 90090G • Carbonlite 91 PR1-90091G Carbonlite 92 PR1-90092G					
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
Circonf. bacino cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Colore	grigio					

OPTION:

Carbonlite 90: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 22
Carbonlite 91: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 26
Carbonlite 92: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 46

lumbofit

Busto ortopedico elastico per la stabilizzazione e lo scarico del rachide lombare, con pelotte rigide termoformabili

lumbofit70

PR1-T1170

RDM: **298632**



INDICAZIONI

- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocruralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi delle colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio



lumbofit72

PR1-T1172

RDM: **298632**



INDICAZIONI

- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocruralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi delle colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio
- Esiti di cedimenti vertebrali lombari
- Trattamento della frattura dei processi trasversi



CARATTERISTICHE

- Tiranti separati ad alta copertura per un'azione contenitiva, variabile e personalizzata
- Struttura anteriore e laterale in fiocco di viscosa ed elastomero
- Struttura posteriore in tessuto Aer-OS traspirante: non nocivo, non citotossico, latex free
- Parte addominale rinforzata da stecche a spirale in posizione obliqua
- Chiusura anteriore a Velcro®
- Adattabile individualmente alla patologia del paziente
- 2 pelotte rigide, anteriore e posteriore termoformabili, su prescrizione medica
- Stecche rigide opzionali, modellabili su indicazione medica; da inserire nelle 4 guide posteriori

Codice	Lumbofit70 PR1-T1170 • Lumbofit72 PR1-T1172					
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
Circonf. vita cm	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Colore	nero					

OPTION:

LumboFIT70: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 22
LumboFIT72: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 26

Come applicare e indossare i nostri prodotti in poche mosse

Inquadra il qr code e guarda la gallery dei nostri video

crisscross78

Busto ortopedico elastico, per la stabilizzazione e lo scarico del rachide lombare, con pelotte rigide termoformabili

PR1-1078 | PR1-1078N
RDM: **106078**

IN ESAURIMENTO



INDICAZIONI
- Lombalgie
- Contratture muscolari paravertebrali
- Traumi lievi alla colonna lombo-sacrale



CARATTERISTICHE
- Struttura in tessuto di cotone ed elastan
- Chiusura anteriore a Velcro®
- Rinforzo posteriore a incrocio
- Adattabile individualmente alla patologia del paziente
- 2 pelotte rigide, anteriore e posteriore termoformabili, su prescrizione medica
- Stecche rigide opzionali, modellabili su indicazione medica; da inserire nelle 4 guide posteriori

Codice	PR1-1078 • PR1-1078N					
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
Circonf. vita cm	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Colore	PR1-1078 beige · PR1-1078N nero					


PR1-1078


PR1-1078N


OPTION: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 22

flex-B

Busto ortopedico spallaccio con telaio di rinforzo

PR1-33009
RDM: **1851787**

SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



INDICAZIONI
- Dorsalgie su base artrosica o da cifosi
- Esiti di fratture vertebrali dorsali e/o lombari alte
- Esiti di cedimenti vertebrali dorsali su base osteoporotica o metastatica
- Altre indicazioni su prescrizione medica



CARATTERISTICHE
- Struttura in tessuto CarbonTrace rinforzato con fibra di carbonio; elastico, traspirante, indemagliabile, antistatico e batteriostatico
- Spallacci regolabili in lunghezza con Velcri® anti-sfilamento; spalline imbottite
- Rimando elastico posteriore degli spallacci posizionabile all'altezza desiderata
- Tiranti elastici addominali per un sostegno variabile e personalizzato
- Chiusura anteriore a Velcro®
- Parte addominale rinforzata da stecche a spirale in posizione obliqua
- Struttura interna modellabile in lega di alluminio radiotrasparente

Codice	PR1-33009					
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
Circonf. bacino cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Colore	grigio					

OPTION:
PR1-33009/T telaio taglia 1-L, adatto alle taglie dalla XS alla M, ma alto come una XXL



Seguici sui social:
condividi i nostri post, segui le nostre pagine, metti "mi piace"

ORTHOSERVICE RO+TEN

sat

Busto ortopedico per la stabilizzazione e lo scarico del rachide lombare, con pelotte rigide termoformabili

sat 1323
PR1-1323
RDM: **2228024**

SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



BASSO • TAILORED

sat 1355
PR1- 1355
RDM: **2228024**

SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



BASSO • REGULAR

INDICAZIONI
- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocruralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio
- Esiti di cedimenti vertebrali lombari
- Trattamento della frattura dei processi trasversi



sat 1322
PR1-1322
RDM: **2228024**

SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



ALTO • TAILORED

sat 1322SH
PR1-1322SH
RDM: **2228024**


SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



ALTO • RIBASSATO ANTERIORMENTE • TAILORED

sat 1354
PR1-1354
RDM: **2228024**

SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



ALTO • REGULAR

INDICAZIONI
- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocruralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio
- Esiti di cedimenti vertebrali lombari
- Trattamento della frattura dei processi trasversi
- Scoliosi degenerativa lombare
- Spondilolisi con o senza listesi vertebrale



sat 1321

PR1-1321

RDM: **2228024**

SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI




ADDOME PROMINENTE • TAILORED

sat 1353

PR1-1353

RDM: **2228024**

SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



ADDOME PROMINENTE • REGULAR

INDICAZIONI

- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocruralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio
- Esiti di cedimenti vertebrali lombari
- Trattamento della frattura dei processi trasversi
- Scoliosi degenerativa lombare
- Spondilolisi con o senza listesi vertebrale



CARATTERISTICHE

- Tessuto di base: 98% cotone anaelastico rinforzato per ottenere contenimento e tenuta ottimali; traspirante e naturale per offrire il massimo comfort
- Design anatomico, con sagomatura per le gambe
- Sistema di trazione:
  - tiranti elastici rinforzati per una pressione mirata e una perfetta stabilizzazione del tratto lombosacrale, latex free
  - carrucole per avere una chiusura efficace col minimo sforzo
- Chiusura anteriore a Velcro®, con comoda presa per facilitare la chiusura. Sagomata per avere il massimo comfort
- 2 pelotte rigide, anteriore e posteriore termoformabili, su prescrizione medica
- Adattabile individualmente alla patologia del paziente
- Stecche rigide opzionali, modellabili su indicazione medica; da inserire nelle 4 guide posteriori
- **Solo Sat 1321 e 1353:** Chiusura a Velcro®, lateralizzata e con tasca di accompagnamento

TAILORED FIT						
Codice	Sat 1323 PR1-1323 • Sat 1322 PR1- 1322 Sat 1322SH rib. PR1-1322SH • Sat 1321 PR1-1321					
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
Circonf. bacino cm	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	120/135
Colore	beige					

REGULAR FIT						
Codice	Sat 1355 PR1- 1355 Sat 1354 PR1- 1354 • Sat 1353 PR1- 1353					
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
Circonf. bacino cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Colore	beige					

OPTION:

Sat 1323 e **Sat 1355:**
9ST012/L stecche rigide opzionali cm 26
Sat 1322, Sat 1322SH, Sat 1354, Sat 1321 e **Sat 1353:**
9ST012/L stecche rigide opzionali cm 30

sat

Busto ortopedico per la stabilizzazione e lo scarico del rachide dorso-lombare, con pelotte rigide termoformabili

sat 1336

PR1-1336

RDM: **2228024**

SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI




SPALLACCIO • TAILORED

sat 1335

PR1-1335

RDM: **2228024**

SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



SPALLACCIO • REGULAR

INDICAZIONI

- Dorsalgie su base artrosica o da cifosi
- Esiti di fratture vertebrali dorsali e/o lombari alte
- Esiti di cedimenti vertebrali dorsali su base osteoporotica o metastatica
- Altre indicazioni su prescrizione medica



CARATTERISTICHE

- Tessuto di base: 98% cotone anaelastico rinforzato per ottenere contenimento e tenuta ottimali; traspirante e naturale per offrire il massimo comfort
- Design anatomico, con sagomatura per le gambe
- Sistema di trazione:
  - tiranti elastici rinforzati per una pressione mirata e una perfetta stabilizzazione del tratto lombosacrale, latex free
  - carrucole per avere una chiusura efficace col minimo sforzo
- Chiusura anteriore a Velcro®, con comoda presa per facilitare la chiusura. Sagomata per avere il massimo comfort
- 2 pelotte rigide, anteriore e posteriore termoformabili, su prescrizione medica
- Adattabile individualmente alla patologia del paziente
- Spalline con ascellari imbottiti
- Stecche rigide opzionali, modellabili su indicazione medica; da inserire nelle 4 guide posteriori

TAILORED FIT

Codice	Sat 1336 PR1-1336					
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
Circonf. bacino cm	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	125/135
Colore	beige					

REGULAR FIT

Codice	Sat 1335 PR1-1335					
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
Circonf. bacino cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Colore	beige					

OPTION

Sat 1336, Sat 1335: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 38



sat70


Busto ortopedico spallaccio a trazione antero-posteriore per la stabilizzazione e lo scarico del rachide dorso-lombare, con telaio rigido di rinforzo

PR1-1370
RDM: **1572922**



SPALLACCIO

INDICAZIONI
- Dorsalgie su base artrosica o da cifosi
- Esiti di fratture vertebrali dorsali e/o lombari alte
- Esiti di cedimenti vertebrali dorsali su base osteoporotica o metastatica
- Altre indicazioni su prescrizione medica



CARATTERISTICHE
- Trazione dorsale: innovativo sistema inverso (antero-posteriore) per un sostegno ottimale
- Trazione lombare: sistema a tiranti elastici per una pressione mirata e una perfetta stabilizzazione
- Chiusura anteriore a Velcro®
- Spalline con ascellari imbottiti
- Tessuto in cotone con una minima percentuale di elastan
- Spalline in MTP biaccoppiato
- Adattabile individualmente alla patologia del paziente
- Stecche rigide in dotazione, modellabili su indicazione medica; da inserire nelle 4 guide posteriori

Codice	Sat 70 PR1- 1370					
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
Circonf. bacino cm	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	125/135
Colore	beige					

sat

Kit semilavorato basso (PR1-123S) - alto (PR1-122S) con spallacci (PR1-136S) - con spallacci inversi (PR1-170S)

sat 123S
PR1-123S
RDM: **1863957**



sat 122S
PR1-122S
RDM: **1863957**



sat 136S
PR1-136S
RDM: **1863957**



sat 170S
PR1-170S
RDM: **1863957**



Codice	PR1-123S (basso) · PR1-122S (alto) · PR1-136S (con spallaci) PR1-170S (con spallacci inversi)		
Misura	**1**	**2**	**3**
Per circonf. bacino cm	70 - 95	90 - 115	110-135
Taglie	**XS - S**	**M - L**	**XL - XXL**
Colore	beige		

OPTION:
9ST012/L stecche rigide modellabili
cm 26 (PR1-123S), cm 30 (PR1-122S), cm 38 (PR1-136S), cm 42 (PR1-170S)

lumboFAST

Busto ortopedico a trazione facilitata per la stabilizzazione e lo scarico del rachide lombare, con pelote rigide termoformabili

PR1-23070
RDM: **2452037**

Registered community design; registered design in CH, UK



INDICAZIONI
- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocruralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio
- Esiti di cedimenti vertebrali lombari
- Trattamento della frattura dei processi trasversi



Tratto di colonna interessato L2-L5

PR1-23070P
RDM: **2452037**

Registered community design; registered design in CH, UK



KIT PELOTE AGGIUNTIVE

INDICAZIONI
- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocruralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio
- Esiti di cedimenti vertebrali lombari
- Trattamento della frattura dei processi trasversi
- Scoliosi degenerativa lombare
- Spondilolisi con o senza listesi vertebrale



Tratto di colonna interessato L1-L5

CARATTERISTICHE
- Tessuto di base accoppiato (interno in rete tridimensionale ed esterno in tessuto tecnico con stampa esclusiva): rigido per garantire la massima tenuta, traspirante per il massimo comfort
- Sistema di trazione a cordino e carrucole, per ottenere un'ottima stabilizzazione e la massima trazione col minimo sforzo
- Terminali per la trazione dei cordini con presa anatomica e facilitata
- Solo due taglie: il sistema di regolazione posteriore consente di tagliare a misura il busto
- Pelota rigida lombare termoformabile applicata tramite bottoni automatici: garantisce stabilità alla colonna e protegge dal contatto coi cordini
- Rinforzo in polipropilene a protezione del cordino
- Maniglie anteriori per facilitare la chiusura a Velcro®
- Pelote anteriori termoformabili da inserire nelle apposite tasche presenti sul busto
- Design anatomico e moderno
- Leggero
- Option: kit pelote termoformabili (posteriore grande e laterali)

Codice	PR1-23070	
Taglia	**1**	**2**
Circonf. bacino cm	70-105	105-145
Colore	grigio scuro	

OPTION:
PR1-23070P kit pelote aggiuntive per Lumbofast

360°

Per conoscere i dettagli nascosti di Lumbofast

Guarda il video 3D

Scopri la nuova funzionalità 360°

lumbopull

Busto ortopedico con tiranti a trazione facilitata per la stabilizzazione e lo scarico del rachide lombare, con pelotta rigida termoformabile

lumbopull70

PR1-90070
RDM: **1379207**

Novità



BASSO

INDICAZIONI
- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocruralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio
- Esiti di cedimenti vertebrali lombari
- Trattamento della frattura dei processi trasversi



lumbopull72

PR1- 90072
RDM: **1379207**

Novità



ALTO


INDICAZIONI
- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocruralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio
- Esiti di cedimenti vertebrali lombari
- Trattamento della frattura dei processi trasversi
- Scoliosi degenerativa lombare
- Spondilolisi con o senza listesi vertebrale



CARATTERISTICHE
- Tessuto accoppiato (interno in rete tridimensionale ed esterno in tessuto tecnico): rigido per garantire la massima tenuta, traspirante per il massimo comfort
- Sistema di carrucole e cinghie in serie (esclusivo) per ottenere un'ottima stabilizzazione e la massima trazione col minimo sforzo: in chiusura moltiplica la forza esercitata dal paziente e garantisce allo stesso tempo una distribuzione omogenea delle forze e a un'ottimale adattabilità alla conformazione anatomica individuale
- Inserto elastico posteriore (non strutturale) per proteggere la schiena dal contatto con le cinghie e permettere l'applicazione a Velcro® dei vari optional
- Anatomico e facile da indossare
- Ampie zone velcrabili per la massima possibilità di regolazione
- Rinforzi rigidi paravertebrali in materiale polimerico per garantire stabilità e rigidità, termoformabili
- Terminali per la trazione delle cinghie con presa anatomica e facilitata
- Pelotta rigida bassa, termoformabile, su prescrizione medica

Codice	PR1-90070 • PR1- 90072				
Taglia	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
Circonf. bacino cm	70/85	85/100	100/115	115/130	130/145
Colore	grigio scuro				

OPTION:
PR1-70020 placca lombare alta, misura 24x31
PR1-90074 schienale per spallaccio





NUOVO COLORE E DESIGN PERSONALIZZATO

Come è fatto Lumbopull?


Inquadra il qr Code

dorsopull74

Schienale per spallaccio per busto ortopedico Lumbopull

PR1-90074
RDM: **1379207**

Novità



INDICAZIONI
- Dorsalgie su base artrosica o da cifosi
- Esiti di fratture vertebrali dorsali e/o lombari alte
- Esiti di cedimenti vertebrali dorsali su base osteoporotica o metastatica



CARATTERISTICHE
- Abbinato a Lumbopull 70 o 72 lo fa diventare un busto ortopedico spallaccio
- Stecche auto-modellanti incluse
- Possibilità di utilizzare o meno una struttura rigida modellabile, in lega di alluminio, radiotrasparente
- Nuovi spallacci regolabili in lunghezza, con rimando elastico posteriore per massimizzare la forza esercitata; permettono di indossare il prodotto come uno zaino
- Imbottitura in PE espanso biaccoppiato

Codice	PR1-90074			
Taglia	XS	S	M	L
Distanza T1-L5	35/41	41/47	47/54	54/61
Colore	grigio scuro			

Tronco > Ortesi rigide dorso-lombari

taylor II

Tutore dorso-lombare con busto SAT

PR1-2709
RDM: **106155**



INDICAZIONI
- Esiti di fratture dorso-lombari
- Osteomalacia fratturosa
- Cedimenti vertebrali dorso-lombari su base osteoporotica
- Cedimenti vertebrali da localizzazioni metastatiche secondarie
- Spondiliti
- Spondilodisciti
- Dorso curvo e ipercifosi dorsale
- Altre indicazioni su prescrizione medica



CARATTERISTICHE
- Struttura del busto in tessuto traspirante semirigido (3% elastan)
- Telaio posteriore in lega di alluminio (estraibile)
- Sistema di trazione a larghe bande elastiche per una pressione mirata e una ottimale stabilizzazione del tratto lombare
- Spallacci costituiti da tiranti (regolabili) con imbottitura mobile
- Emipresa rigida di bacino con cinghie anaelastiche di fissaggio
- Chiusura anteriore in Velcro®

Codice	PR1-2709					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. bacino cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Altezza posteriore cm	40	40	45	45	50	50
Colore	beige					

spinalplus

Tutore per osteoporosi

spinalplus 3

PR1-26049

RDM: **2987016**

PATENT: **EP2502608**

PATENT: **PENDING**

Novità



INDICAZIONI

- Dorso-lombalgie in esiti di cedimenti vertebrali dorso-lombari
- Cedimenti vertebrali dorso-lombari su base osteoporotica o metastatica
- Ipercifosi dorsale post-traumatica o su base artrosica
- Osteocondrosi giovanile
- Altre indicazioni su prescrizione medica



CARATTERISTICHE

- Telaio
  - telescopico e modellabile sull'anatomia del paziente
  - in lega di alluminio radiotrasparente e polimero
- Sistema di tiranti coperto da brevetto
  - presa addominale con semi-corsetto
  - sistema di tensionamento unico: tirando i terminali si tensionano i tiranti della parte posteriore e quelli delle spalle
  - sistema di moltiplica della forza per raddoppiare a livello delle spalle la forza di trazione: efficacia con poco sforzo
- Tiranti dorso-addominali con cinghia a basso attrito; provvisti di terminali con presa anatomica e facilitata
- Fibbie di rimando auto-orientanti
- Punto di spinta dorsale:
  - posizionabile a Velcro®
  - con inserto elastico dorsale ad effetto bio-dinamico
- Spallacci con imbottiture posizionabili a Velcro®
- Imbottitura dorsale
  - in PE biaccoppiato con vellutino e tessuto tecnico; con bordi saldati
  - accorciabile a misura
- Semi-corsetto addominale per comfort e stabilità migliori:
  - disegno anatomico
  - parte elastica in MTP biaccoppiato con tessuto tecnico
  - chiusura a Velcro®
  - maniglie per facilitare la chiusura
- Coppia di imbottiture tubolari aggiuntive inclusa

Codice	PR1-26049	
Taglia	**1**	**2**
Distanza T1-L5 cm	35/47	47/61
Colore	grigio scuro	





TELAIO TELESCOPICO

Il nuovo Spinalplus 3 si indossa in 3 semplici mosse.

Inquadra il qr code per approfondimenti sulla prima regolazione e su come si indossa

spinalplus 2.0

PR1-33049

RDM: **1680321**

SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI

PATENT: **EP2502608**



INDICAZIONI

- Dorso-lombalgie in esiti di cedimenti vertebrali dorso-lombari
- Cedimenti vertebrali dorso-lombari su base osteoporotica o metastatica
- Ipercifosi dorsale post-traumatica o su base artrosica
- Osteocondrosi giovanile
- Altre indicazioni su prescrizione medica



CARATTERISTICHE

- Struttura interna modellabile in lega di alluminio radiotrasparente
- Sistema di tiranti di ultima generazione, coperto da brevetto:
  - presa addominale con corsetto
  - sistema di tensionamento unico, tirando le pelotine si tensionano tutti i tiranti della parte posteriore e quelli delle spalle
  - sistema di moltiplica della forza per raddoppiare a livello delle spalle la forza di trazione - efficacia con poco sforzo
- Tiranti dorso-addominali con cinghia a basso attrito
- Tiranti dorso-addominali vincolati direttamente al telaio metallico tramite fibbie auto-orientanti e bottoni
- Corsetto addominale per comfort e stabilità migliori:
  - con chiusura Velcro®
  - regolabile in lunghezza
  - con parte elastica in biaccoppiato di MTP e tessuto elastico tecnico
- Inserto elastico dorsale ad effetto bio-dinamico
- Spallacci con imbottiture con posizione predeterminabile
- Imbottiture in PE biaccoppiato con vellutino e tessuto tecnico; con bordi saldati

Codice	PR1-33049			
Taglia	XS	S	M	L
Distanza T1-L5 cm	35/41	41/47	47/54	54/61
Circonf. bacino cm	70/125	70/125	70/125	70/125
Colore	grigio			

OPTION:


PR1-33049/P Pelotta ad aria

spinalplus

PR1-T1049

RDM: **2462946**

PATENT: **EP2502608**



INDICAZIONI

- Dorso-lombalgie in esiti di cedimenti vertebrali dorso-lombari
- Cedimenti vertebrali dorso-lombari su base osteoporotica o metastatica
- Ipercifosi dorsale post-traumatica o su base artrosica
- Osteocondrosi giovanile
- Altre indicazioni su prescrizione medica



CARATTERISTICHE

- Chiusura a Velcro®
- Struttura interna modellabile in lega di alluminio radiotrasparente (tranne i bottoni)
- Sistema di tiranti di ultima generazione, coperto da brevetto
- Fibbie con punto di ancoraggio auto-orientante
- Tiranti dorso-addominali con cinghia a basso attrito
- Inserto elastico ad effetto bio-dinamico
- Spallacci con imbottiture con posizione predeterminabile
- Imbottiture in PE biaccoppiato con vellutino e rete

Codice	PR1-T1049			
Taglia	XS	S	M	L
Distanza T1-L5 cm	35/41	41/47	47/54	54/61
Colore	azzurro			


e-STAB

Iperestensore a 3 punti

PR1-22035
RDM: **2226394**

SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI

Registered community design



TELESCOPICO

INDICAZIONI

- Fratture traumatiche (T10-L1/L2)
- Cedimenti vertebrali dorsali e al passaggio dorso-lombare su base osteoporotica o metastatica (T10-L1/L2)
- Osteomalacie fratturose
- Artrosi dorso-lombare
- Sostitutivo del corsetto gessato



CARATTERISTICHE

- Struttura:
  - telaio a cornice in lega leggera di alluminio senza spigoli sul metallo per il massimo comfort
  - telescopica: si regola senza dover togliere le viti, ma solo allentandole. Sia orizzontalmente, che verticalmente
- Banda pelvica:
  - basculante
  - telescopica
  - parti terminali in polimero flessibile e resistente per una adattabilità ottimale all'anatomia del paziente
  - possibilità di bloccaggio della basculante a 0°, 18° o 36° mediante perni
- Possibilità di regolazione della inclinazione degli ascellari mediante sistema dentato in corrispondenza degli angoli ascellari (ogni 7,5°)
- Placca sternale fluttuante
- Chiusura:
  - leva, in resina acetalica resistente e leggera, con blocco di sicurezza
  - esclusivo sistema di regolazione della lunghezza del cinturone con fibbia a doppio passaggio e sistema autoagganciante di pre-fissaggio
- Placca dorso-lombare anatomica
- Imbottiture rimovibili, fissate tramite bottoni/automatici. Realizzate in PE espanso bi-accoppiato con tessuto misto elastan con trattamento idrorepellente

TAGLIA	1	1S	2	2S	3	3S
Circonf. bacino (cm)	50-75		75-105		105-135	
Altezza* (cm)	41-54	30-41	41-54	30-41	41-54	30-41

* presa dalla parte prossimale del corpo dello sterno al margine superiore del pube (tubercolo pubico)

OPTION:


PR1-IP35/PC Connect, piastrina di collegamento con collare CerviStable
PR1-IP35/P emi-placca sternale per portatori di PaceMaker
PR1-P1000/IA manicotto di protezione ascellare in materiale atossico anallergico

stabil-T

Iperestensore a 3 punti

PR1-P1000
RDM: **1572851**

IN ESAURIMENTO



INDICAZIONI

- Fratture traumatiche (T10-L1/L2)
- Cedimenti vertebrali dorsali e al passaggio dorso-lombare su base osteoporotica o metastatica (T10-L1/L2)
- Osteomalacie fratturose
- Artrosi dorso-lombare
- Sostitutivo del corsetto gessato



CARATTERISTICHE

- Struttura con telaio a cornice in lega leggera di alluminio. Assenza di spigoli sul metallo per il massimo comfort
- Regolazione laterale a viti. Regolazione superiore telescopica (non serve togliere le viti)
- Possibilità di regolazione della inclinazione degli ascellari mediante sistema dentato in corrispondenza degli angoli ascellari (ogni 7,5°)
- Innovativa molla polimerica per il basculamento della banda pelvica (possibilità di bloccaggio a 0° e a 18° mediante perni filettati).
- Placca sternale fluttuante
- Nuovo cinturone con regolazione della lunghezza a triplo passaggio. Clip per fissare la parte in eccedenza
- Chiusura a leva in materiale plastico con bloccaggio di sicurezza
- Parti imbottite in materiale idrorepellente, adatte all'immersione in acqua: PE ricoperto in vilpelle atossica
- Placca posteriore posizionabile in orizzontale e verticale

Codice	PR1-P1000								
Taglia	XS	S	MS	M	ML	LS	L	XLS	XL
Circonf. bacino cm	50/60	60/75	75/90	75/90	75/90	90/105	90/105	105/115	105/115
Altezza cm*	30/37	34/42	34/41	36/46	40/52	36/46	40/52	39/49	42/54
Colore	grigio								

* presa dalla parte prossimale del corpo dello sterno al margine superiore del pube (tubercolo pubico)

OPTION:

PR1-IP35/PC Connect, Piastrina di collegamento con collare Cervistable
PR1-IP35/P Emi-placca sternale per portatori di PaceMaker
PR1-P1000/IA Manicotto di protezione ascellare in materiale atossico anallergico
PR1-P10-S05 Placca modellabile

modular plus35K

Iperestensore a 3 punti

PR1-P35K
RDM: **188197**



INDICAZIONI
- Fratture traumatiche (T10-L1/L2)
- Cedimenti vertebrali dorsali e al passaggio dorso-lombare su base osteoporotica o metastica (T10-L1/L2)
- Osteomalacie fratturose
- Artrosi dorso-lombare
- Sostitutivo del corsetto gessato



CARATTERISTICHE
- Struttura in lega leggera di alluminio
- Placca sternale fluttuante
- Placca posteriore posizionabile in orizzontale e verticale
- Regolazione a viti
- Basculamento a molla della banda pelvica (con possibilità di bloccaggio a 0° e a 18°)
- Chiusura a leva in materiale plastico con bloccaggio di sicurezza
- Nuova cintura con chiusura a gancio con doppio passaggio per la regolazione della lunghezza
- Parti imbottite in gommapiuma rivestita di vilpelle atossica
- Manicotto di protezione ascellare atossico anallergico

Codice	PR1-P35K								
Taglia	XS	S	MS	M	ML	LS	L	XLS	XL
Circonf. bacino cm	50/60	60/75	75/90	75/90	75/90	90/105	90/105	105/115	105/115
Altezza iper-estensore cm*	30/37	34/42	34/41	36/46	40/52	36/46	40/52	39/49	42/54
Colore	bianco								

* presa dalla parte prossimale del corpo dello sterno al margine superiore del pube (tubercolo pubico)

OPTION:
PR1-35/4M Placca lombare rinforzata modellabile
PR1-IP35/P Emi-placca sternale per portatori di PaceMaker
PR1-IP35/PC Connect, Piastrina di collegamento con collare Cervistable

connect

Piastrina di collegamento fra collare Cervistable e iperestensore Modularplus, e-STAB o Stabil-T

PR1-IP35/PC
RDM: **2226394**



UTILIZZABILE SU TUTTI GLI IPERESTENSORI

INDICAZIONI
- Utile nei casi in cui siano associate situazioni patologiche a livello delle vertebre cervicali e prime dorsali

CARATTERISTICHE
- Struttura in alluminio a forma di placchetta rettangolare
- Collega l'appoggio sternale dell'iperestensore (Modularplus, e-STAB o Stabil-T) con la barra rigida anteriore del collare Cervistable

Codice	IP35/PC
Taglia	universale

nhyco

Iperestensore a croce

PR1-D100
RDM: **188197**



INDICAZIONI
- Estensione e immobilizzazione della colonna dorso-lombare
- Trattamento post-operatorio
- Ipercifosi e dorso curvo
- Morbo di Scheuermann
- Cedimenti vertebrali da osteoporosi
- Cedimenti vertebrali da localizzazioni metastatiche secondarie



CARATTERISTICHE
- Struttura in lega leggera di alluminio T6 (peso inferiore a 700 g)
- Pelotte sternale e pubica fluttuanti
- Placca lombare per le tre misure: small (orizzontale), regular, long
- Imbottiture in EVA, materiale impermeabile, atossico e privo di lattice. Sostituibili
- Pratica da aprire e chiudere mediante chiusura PLUS in materiale composito
- Dotata di blocco di sicurezza
- Aste regolabili a scorrimento, senza togliere le viti

Codice	PR1-D100		
Taglia	S	R	L
Distanza sterno pube cm	27/34	34/41	40/53
Circonf. vita max cm	90	120	120
Colore	bianco		

dls

Crocera modulare (composta da telaio + busto)

PR1-2701
PR1-1322/27
PR1-1354/27
RDM TELAIO: **109776**
RDM BUSTO
PER DLS: **2228024**



INDICAZIONI
- Fratture ed esiti di fratture dorso-lombari
- Osteomalacia fratturosa ed osteoporosi
- Spondiliti e spondilodisciti
- Dorso curvo e cifosi dorsale



Codice	TELAIO PR1-2701			
Taglia	**S**	**M**	**L**	**XL**
Circonf. sottoascellare cm	75/85	85/95	95/105	105/115
Circonf. vita cm	65/80	80/95	95/110	110/125
Circonf. bacino cm	70/85	85/100	100/115	115/130

CARATTERISTICHE
- Struttura combinata
- Telaio in lega leggera di alluminio
- Busto SAT semirigido con chiusura anteriore a Velcro® e sistema di tiranti elastici
- Barre sottoascellari regolabili sulle aste montanti
- Pelottine deltapettorali imbottite

DONNA

Codice	Busto Sat 1322/27					
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
Circonf. bacino cm	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	125/135
Altezza ant. cm	23	23	23	23	23	23
Altezza post. cm	38	38	38	38	38	38
Colore	beige					

UOMO

Codice	Busto Sat 1354/27					
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
Circonf. bacino cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Altezza ant. cm	23	23	23	23	23	23
Altezza post. cm	35	35	35	35	35	35
Colore	beige					

ilicrox

Crocera modulare a prese iliache tipo mz (composta da telaio + busto)

PR1-2702
PR1-1322/27
PR1-1354/27
RDM TELAIO: **109779**
RDM BUSTO
PER DLS: **2228024**



INDICAZIONI
- Fratture ed esiti di fratture dorso-lombari
- Osteomalacia fratturosa e dosteoporosi
- Spondiliti e spondilodisciti
- Dorso curvo e cifosi dorsale



Codice	TELAIO PR1-2702			
Taglia	**S**	**M**	**L**	**XL**
Circonf. sottoascellare cm	75/85	85/95	95/105	105/115
Circonf. vita cm	65/80	80/95	95/110	110/125
Circonf. bacino cm	70/85	85/100	100/115	115/130

OPTION:
PR1-2702/R destra - astina di collegamento iliaco-ascellare
PR1-2702/L sinistra - astina di collegamento iliaco-ascellare

CARATTERISTICHE
- Struttura combinata
- Telaio in lega leggera di alluminio
- Busto SAT semirigido con chiusura anteriore a Velcro® e sistema di tiranti elastici
- Barre sottoascellari regolabili sulle aste montanti
- Attacchi iliaci alle aste montanti

DONNA

Codice	Busto Sat 1322/27					
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
Circonf. bacino cm	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	125/135
Altezza ant. cm	23	23	23	23	23	23
Altezza post. cm	38	38	38	38	38	38
Colore	beige					

UOMO

Codice	Busto Sat 1354/27					
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
Circonf. bacino cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Altezza ant. cm	23	23	23	23	23	23
Altezza post. cm	35	35	35	35	35	35
Colore	beige					



ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better
SPALLA

shouldercross

Ortesi funzionale di spalla

PR2-20726 DX
PR2-20726 SX
RDM: **2046386**

SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



INDICAZIONI

- Trattamento conservativo nelle instabilità post lussazione gleno-omerale sia anteriori che posteriori
- Protezione nelle attività sportive o lavorative a rischio, in attesa di intervento o dopo intervento di stabilizzazione
- Utile durante trattamento riabilitativo delle spalle iperlasse dolorose o con instabilità funzionale
- Utile dopo interventi di riparazione di ampie lesioni della cuffia o nella gestione conservativa di rotture massive di cuffia
- Utile nella gestione riabilitativa delle discinesie scapolari



CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto BreathSkill:
  - morbido e traspirante
  - tessitura in 3D
  - copertura esterna in speciale trama a rete per una maggiore resistenza
- Elastici di rinforzo a incrocio per una ottima stabilizzazione dell'articolazione
- Cinghia di fissaggio controlaterale regolabile a misura; con parte elastica e imbottita sotto-ascellare
- Presa braccio regolabile con elastico e chiusura a Velcro®
- Pelotta di rinforzo in materiale viscoelastico, applicabile internamente a Velcro®

Codice	PR2-20726 DX • PR2-20726 SX			
Taglia	**S**	**M**	**L**	**XL**
Circonf. bicipite	22/26	26/30	30/35	35/40
Colore	grigio scuro			

indicare destro o sinistro

CONTENIMENTO IN PARTE ANCHE POSTERIORE





La spalla instabile
ha il suo alleato

Per conoscere i dettagli di Shouldercross inquadra il qr code

ORTHOSERVICE RO+TEN


octofix (cvb)

Immobilizzatore di clavicola

PR2- 8503
RDM: **106536**



INDICAZIONI
- Fratture di clavicola
- Sublussazione dell'articolazione acromion-claveare



CARATTERISTICHE
- Struttura in tessuto garzato con imbottitura
- Applicazione tipo bendaggio a otto con chiusura posteriore a Velcro®

Codice	PR2- 8503					
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
Circonf. torace cm	55/70	70/85	85/100	100/110	110/120	120/135
Colore	bianco					

Spalla > Immobilizzatori acromion-claveare

acromion 2.0


Tutore per lussazione dell'articolazione acromion-claveare

PR2-S1063 DX
PR2-S1063 SX
RDM: **1379225**

PATENT: **EP2591757**



INDICAZIONI
- Trattamento conservativo per la stabilizzazione dell'articolazione acromion-claveare dopo lussazione traumatica di 1°, 2° e 3° grado (a discrezione del medico)
- Trattamento conservativo dopo frattura dell'estremo distale della clavicola



CARATTERISTICHE
- Sistema di cinghie e tiranti concepito per spingere la clavicola verso il basso e l'omero verso l'alto, riallineando acromion e clavicola (esclusivo)
- Spallina clavicolare anatomica, flessibile, con imbottitura in polietilene espanso e con snodi rotanti
- Cinghia controlaterale di ancoraggio con fibbia (arancione) ad aggancio/sgancio rapido
- Supporto gomito e avambraccio regolabile e confortevole, con imbottitura in polietilene espanso; semirigido per facilitare l'applicazione
- Cinghia addominale chiudibile con una fibbia a scatto (bianca) e regolabile a velcro
- Tiranti anteriori a tensionamento costante e pre-regolato
- Cinghie in velour, tagliabili a misura

Codice	PR2-S1063 DX • PR2-S1063 SX
Taglia	**universale**
Colore	azzurro

indicare destro o sinistro

Vuoi saperne di più su Acromion 2.0?

Guarda il video

Leggi la pubblicazione scientifica

shouldfix

Immobilizzatore per braccio e spalla

shouldfix

PR2-8409


RDM: **189294**



CON TASCA GOMITO

INDICAZIONI

- Fratture composte dell'omero
- Lussazioni gleno-omerali
- Distorsioni della spalla
- Trattamento post-operatorio delle fratture omerali e negli interventi per lussazione gleno-omerale
- Trattamento post-operatorio delle tenorrafie del capo lungo del bicipite omerale



CARATTERISTICHE

- Struttura reggibraccio in tessuto misto cotone
- Fascia di immobilizzazione in morbido tessuto imbottito
- Tiranti girospalla con velcri di chiusura

Codice	PR2-8409
Taglia	**universale**
Colore	nero

ambidestro

shouldfix II

PR2-8412


RDM: **2463399**



CON TASCA GOMITO RIMOVIBILE

INDICAZIONI

- Fratture composte dell'omero
- Lussazioni gleno-omerali
- Distorsioni della spalla
- Trattamento post-operatorio delle fratture omerali e negli interventi per lussazione gleno-omerale
- Trattamento post-operatorio delle tenorrafie del capo lungo del bicipite omerale



CARATTERISTICHE

- Sacca reggibraccio in tessuto imbottito velcrabile, per il massimo range di regolazione
- Morbide bretelle velcrate
- Esclusiva fascetta blocca-gomito in tessuto reticolare
- Fascia contenitiva in tessuto imbottito velcrabile, per il massimo range di regolazione

Codice	PR2-8412
Taglia	**universale**
Colore	nero

ambidestro

ORTHOSERVICE RO+TEN

top-S

Tutore per spalla con immobilizzazione in abduzione fissa a 10° o 15°

top-S 10°/15°

PR2-E110 10°
PR2-E210 15°
RDM: **2821979**



ABDUZIONE FISSA A 10° O 15°

top 4-S


PR2-E410 DX
PR2-E410 SX
RDM: **2821979**




ABDUZIONE REGOLABILE A 10° O 15°

INDICAZIONI


- Trattamento post-operatorio (in abduzione) in seguito a riparazione della cuffia dei rotatori, sutura del cercine glenoideo, stabilizzazione capsulare, riparazione di tessuti molli




PR2-E110: 10°



PR2-E210: 15°





PR2-E410 DX/SX

CARATTERISTICHE

- Struttura in gommapiuma ad alta densità ricoperta da tessuto tramato in fibra d'argento a contatto con il corpo
- Manicotto a protezione del collo
- Rivestimento e manicotti con nylon garzato esterno per attacchi del Velcro®
- Tasca reggibraccio in materiale traspirante
- Tiranti con fissaggio a fibbie e regolabili a Velcro®
- Cinturino di sostegno del pollice
- **Solo Top 4S:**
  - Cuscino con sponda anteriore per la stabilità ottimale; area appoggio-braccio inclinata, per un miglior comfort
  - Abduzione regolabile a 10° o 15° mediante segni-guida evidenziati sul cuscino, per l'applicazione corretta della sacca reggibraccio

Codice	Top-S PR2-E110 10° • PR2-E210 15°		
Taglia	**S**	**M**	**L**
Lunghezza avambraccio cm*	< 34	35/39	> 40
Colore	nero		

*Misura presa dal gomito all'estremità del pugno chiuso ambidestro

Codice	Top 4-S • PR2-E410 DX • PR2-E410 SX
Taglia	**universale**
Colore	nero

indicare destro o sinistro

La struttura dei cuscini spalla Top-s e Top-4 s a contatto con il corpo è ricoperta da tessuto tramato in fibra d'argento (antibatterico naturale)

Spalla > Immobilizzatori abduzione >20°

Softab

Tutore per spalla con immobilizzazione in abduzione

Softab 20°


PR2-84502

RDM: **106545**



INDICAZIONI

- Trattamento post-operatorio delle ricostruzioni della cuffia dei rotatori
- Lesioni dei nervi



PR2-84502: 15°-20°

Softab 45°/70°


PR2-84500

RDM: **106545**



INDICAZIONI

- Fratture del trochite omerale con minima dislocazione
- Trattamento della capsulite adesiva dopo mobilizzazione
- Trattamento post-operatorio delle endo ed artroprotesi di spalla
- Trattamento post-operatorio delle ricostruzioni della cuffia dei rotatori
- Lesioni dei nervi



PR2-84500: 45° oppure 70°

CARATTERISTICHE

- Struttura cuscino in gommapiuma ad alta densità
- Rivestimento, cintura toracica e manicotti in tessuto accoppiato con nylon garzato esterno per attacchi del Velcro®
- Tirante girospalla con fissaggio a Velcro®
- **Solo Softab 45°-70°:** Tubolare di protezione a girocollo

Codice	Softab 20° PR2-84502 • Softab 45°/70° PR2-84500
Taglia	**universale**
Colore	nero

ambidestro

OPTION:

PR2-84500/A - Asta di appoggio per polso e mano

Spalla > Immobilizzatori extrarotazione

extra-S

Tutore per spalla con immobilizzazione in rotazione esterna

extra-S 15°

PR2-E113 DX

PR2-E114 SX

RDM: **2821979**



extra-S 30°

PR2-E115 DX


PR2-E116 SX


RDM: **2821979**



INDICAZIONI

- Trattamento post-operatorio (rotazione esterna) in seguito a riparazione della cuffia dei rotatori, sutura del cercine glenoideo, stabilizzazione capsulare, riparazione di tessuti molli
- Trattamento conservativo del primo episodio di lussazione gleno-omerale





CARATTERISTICHE

- Struttura in gommapiuma ad alta densità ricoperta da tessuto tramato in fibra d'argento a contatto con il corpo
- Rivestimento e manicotti con nylon garzato esterno per attacchi del Velcro®
- Tiranti con fissaggio a fibbie e regolabili a Velcro®
- Manicotto a protezione del collo
- Possibilità di rotazione esterna di 15° o 30°
- Pallina riabilitativa
- Supporto per pollice
- Tasca reggibraccio in materiale traspirante

Codice	Extra-S 15° PR2-E113 DX • PR2-E114 SX Extra-S 30° PR2-E115 DX • PR2-E116 SX		
Taglia	**S**	**M**	**L**
Lunghezza avambraccio cm*	< 34	35/39	> 40
Colore	nero		

*Misura presa dal gomito all'estremità del pugno chiuso

indicare destro o sinistro


ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better
GOMITO
OMERO

epilastik

Gomitiera elastica in maglia

epilastik 32

PR2-90132

RDM: **1379319**



INDICAZIONI

- Epicondiliti ed epitrocleiti del gomito
- Dolore cronico da borsite o tendinite



CARATTERISTICHE

- Struttura in maglia dinamica, con settori a compressione differenziata
- Disegno anatomico
- Inserti in silicone con scarichi per l'epicondilo e l'epitroclea e pressori sull'avambraccio
- Bordo braccio rinforzato da un cordino in silicone per dare morbidezza e resistere alla trazione durante l'applicazione

Codice	PR2-90132						
Taglia	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Circ. avambraccio presa a 13 cm	18/19	19/21	21/23	23/25	25/27	27/29	29/31
Colore	blu						

ambidestro

epiFIT 32

Gomitiera in tessuto Aer-OS

PR2-B1132

RDM: **298629**



INDICAZIONI

- Epicondiliti ed epitrocleiti del gomito
- Dolore cronico da borsite o tendinite

CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto Aer-OS traspirante
- Inserto in Soft-X per un maggior comfort
- Cinturino in Velcro® con passante in nylon

Codice	PR2-B1132				
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**
Circ. prossimale avambraccio cm	20/23	23/25	25/30	30/35	35/40
Colore	nero				

ambidestro

ORTHOSERVICE RO+TEN

elbo PRO

Ortesi per gomito a movimento graduato, telescopica

PR2-24017 R
PR2-24017 L
RDM: **2555322**

SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



INDICAZIONI
- Fratture composte di gomito, omero distale, radio e ulna prossimali
- Immobilizzazione post-operatoria in seguito a riparazioni di tendini e legamenti
- Utile nella fase riabilitativa in seguito a trattamento chirurgico e conservativo di fratture di gomito
- Sub-lussazioni e lussazioni del gomito
- Lesioni croniche del gomito
- Iperestensione del gomito
- Trattamento post-trauma



Nuovo snodo "PUSH&SET" di regolazione della flesso-estensione, in materiale polimerico, leggero; impostabile intuitivamente e in maniera sicura:
- Flessione: da -10° a +120° con passo 10°
- Estensione: da -10° a +90° con passo 10°
- Possibilità di blocco rapido dell'articolazione, con apposito pulsante, da -10° a +90° con passo 10°

CARATTERISTICHE
- Asta articolata laterale in lega leggera d'alluminio Regolazione telescopica della lunghezza tramite semplici pulsanti presenti sulle valve
- Valve in poliammide con presa-braccio in alluminio modellabile, per un perfetto adattamento individuale
- Cinturini regolabili in lunghezza
- Ferma-cinturini in dotazione
- Imbottiture termosaldate in MTP bi-accoppiato, con morbida lycra a contatto pelle
- Tracolla regolabile in lunghezza, con proteggi-spalla imbottito
- Supporto mano neutro incluso

Codice	PR2-24017 R • PR2-24017 L
Taglia	**universale**
Lunghezza aste cm	36-46
Colore	grigio scuro

Indicare destro o sinistro



TRACOLLA E SUPPORTO MANO NEUTRO INCLUSI



REGOLAZIONE TELESCOPICA


castop

Ortesi omerale shoulder cap

PR2-726



INDICAZIONI
- Fratture composte del terzo medio-distale dell'omero
- Tutore post-operatorio nella chirurgia delle fratture d'omero
- Fratture secondarie a metastasi ossee non operabili



CARATTERISTICHE
- Struttura in polipropilene bivalva
- Imbottitura interna in materiale a celle chiuse che non assorbe umidità
- Calotta di prolungamento all'articolazione scapolo-omerale per un miglior controllo dei movimenti
- Cinturini in Velcro® a chiusura regolabile
- Fori per la traspirazione
- Dotazione di due magline tubolari

Codice	PR2-726				
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**
Circonf. prossimale omero cm	20/25	23/28	28/33	33/38	38/43
Circonf. distale omero cm	15/20	18/23	23/28	28/33	33/38
Lunghezza* del tutore cm	34	34	34	34	34
Colore	bianco				

ambidestro
*è possibile accorciarlo tagliandolo




ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better
AVAMBRACCIO
POLSO

Avambraccio-polso > Reggibraccio

sling-up 2.0

Reggibraccio semplice

PR2-8404
RDM: **2046366**



INDICAZIONI
- Ausilio di sostegno per avambraccio e polso
- Utile come sostegno nei casi di arto gessato
- Utile in caso di necessità di riposo da parte dell'articolazione acromion claveare (in seguito a sublussazione di I grado) o gleno-omerale
- Utile in caso di immobilizzazione dell'arto superiore a gomito flesso

CARATTERISTICHE
- Struttura in tessuto misto cotone
- Tirante girospalla imbottito in schiuma MTP e rivestito di vellutino
- Pratica chiusura del tirante a Velcro® per un sostegno personalizzato

Codice	PR2-8404			
Taglia	**S**	**M**	**L**	**XL**
Lunghezza tasca cm	34	42	48	58
Colore	nero			


ambidestro

Avambraccio-polso > Cinturini per epicondilite

epifeel

Cinturino per epicondilite con pressore

PR2-24022
RDM: **2537706**



INDICAZIONI
- Epicondiliti ed epitrocleiti acute o croniche del gomito
- Contratture muscolari
- Prevenzione di processi infiammatori nell'attività sportiva



PER EPITROCLEITE

CARATTERISTICHE
- Struttura in poliammide per una ottimale distribuzione delle pressioni
- Pressore per focalizzare la spinta; realizzato in TPE antiscivolo per facilitare il posizionamento del tutore
- Imbottitura in lycra accoppiata con schiuma poliuretanica
- Elastico dosato per un preciso controllo della pressione
- Chiusura a Velcro® con anello di rimando
- Regolazione della lunghezza del cinturino con pratico Velcro® ad Y

Codice	PR2-24022
Taglia	**universale**
Colore	grigio

ambidestro

OPTION: ICEGEL Pressore per la terapia del freddo applicabile a Velcro®

epi020 — Cinturino per epicondilite con pressore

PR2-91020
RDM: **1680324**



INDICAZIONI
- Epicondiliti ed epitrocleiti acute o croniche del gomito
- Contratture muscolari
- Prevenzione di processi infiammatori nell'attività sportiva



CARATTERISTICHE
- Struttura a C in polipropilene rigido
- Chiusura con cinturino elastico e velcro
- Morbida imbottitura in MTP bifoderato
- Pressore per focalizzare la spinta

Codice	PR2-91020				
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**
Circonf. max avambraccio cm	20/22	23/25	26/28	29/31	32/34
Colore	nero				

ambidestro

epi320 — Cinturino per epicondilite con pressore

PR2-4320
RDM: **1379328**



INDICAZIONI
- Epicondiliti ed epitrocleiti acute o croniche del gomito
- Contratture muscolari
- Prevenzione di processi infiammatori nell'attività sportiva



CARATTERISTICHE
- Struttura in neoprene bifoderato con rinforzo in similpelle
- Chiusura a Velcro® con passante in nylon
- Pressore in tessuto antiscivolo

Codice	PR2-4320	
Taglia	**S**	**L**
Circonf. avambraccio cm	< 27	> 27
Colore	beige	

ambidestro

Come applicare correttamente Epifeel

Inquadra il qr code e guarda il video

object

Stringipolso in neoprene

object 300

PR2-82300

RDM: **107225**



INDICAZIONI

- Postumi dei traumi distorsivi del polso
- Tendiniti e tenosinoviti
- Patologie degenerative infiammatorie del polso

object 600

PR2-82600

RDM: **107225**



INDICAZIONI

- Postumi dei traumi distorsivi del pollice
- Rizartrosi in fase acuta
- Artrosi del pollice

CARATTERISTICHE

- Struttura in neoprene bifoderato
- Chiusura a mezzo Velcro®
- **Solo object 600:** Proiezione cilindrica per l'alloggiamento e la stabilità del pollice

Codice	PR2-82300 • PR2-82600
Taglia	**universale**
Colore	nero

ambidestro

manulastik

Polsiera elastica in maglia

manulastik 19

PR2-90119 DX
PR2-90119 SX

RDM: **1379595**



INDICAZIONI

- Distorsioni del polso e del carpo
- Tendiniti del polso
- Patologie artrosiche e artritiche del polso
- Postumi delle fratture di polso
- Trattamento post-chirurgico del polso



CARATTERISTICHE

- Struttura in maglia dinamica, con settori a compressione differenziata
- Disegno anatomico
- Foro per il pollice
- Stecca palmare in materiale polimerico
- Cinturino di chiusura a Velcro® al polso
- Inserto in silicone per l'alloggiamento del processo stiloideo
- Bordo avambraccio rinforzato da un cordino in silicone per dare morbidezza e resistere alla trazione durante l'applicazione

Codice	PR2-90119 DX - PR2-90119 SX						
Taglia	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Circonf. polso cm	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20
Colore	blu						

indicare destro o sinistro

ORTHOSERVICE RO+TEN

polFIT

Immobilizzatore per polso, apribile; con stecche rigide modellabili

polFIT 19

PR2-P1119 DX
PR2-P1119 SX
RDM: **2224005**



CORTO

INDICAZIONI
- Distorsioni del polso
- Fratture composte dell'estremità del radio e dell'ulna
- Tendiniti del polso
- Patologie artrosiche e artritiche
- Postumi delle fratture di polso o dopo rimozione precoce del gesso



polFIT 17

PR2-P1117 DX
PR2-P1117 SX
RDM: **2224005**



CORTO CON PRESA POLLICE

INDICAZIONI
- Distorsioni del polso
- Tendiniti del polso
- Patologie artrosiche e artritiche
- Postumi delle fratture di polso o dopo rimozione precoce del gesso
- Artrosi dell'articolazione trapezio-metacarpale e metacarpofalangea del pollice
- Lesione della fascia ulnare dell'articolazione metacarpofalangea del pollice



polFIT 21

PR2-P1121 DX
PR2-P1121 SX
RDM: **2224005**



LUNGO

INDICAZIONI
- Trattamento delle fratture composte della meta-epifisi distale di radio ed ulna che l'ortopedico giudichi stabili
- Trattamento post-chirurgico delle fratture instabili distali di radio ed ulna
- Distorsioni di polso
- Tendiniti
- Fratture delle ossa del carpo (eccetto lo scafoide) sia trattate chirurgicamente che in modo conservativo
- Complicanze dell'artrite reumatoide
- Trattamento post-chirurgico delle fratture metacarpali
- Artrosi radio-carpica



polFIT 22

PR2-P1122 DX
PR2-P1122 SX
RDM: **2224005**



LUNGO CON PRESA POLLICE

INDICAZIONI
- Frattura composta primo metacarpo
- Distorsione legamento collaterale ulnare metacarpo falangea radiale
- Sospetta frattura scafoide



CARATTERISTICHE
- Stecca rigida palmare in alluminio, preformata e modellabile su indicazione medica
- Struttura in tessuto traspirante 3D
- Stecche di rinforzo dorsali in alluminio, modellabili
- Chiusura con fibbie e cinghie a Velcro®
- Completa apertura dorsale
- **Solo Polfit 17 e 22**
- Stecca rigida in alluminio per pollice, preformata e modellabile su indicazione medica

Codice	PR2-P1119 DX - PR2-P1119 SX • PR2-P1117 DX - PR2-P1117 SX PR2-P1121 DX - PR2-P1121 SX • PR2-P1122 DX - PR2-P1122 SX				
Taglia	**XS***	**S**	**M**	**L**	**XL**
Circonf. polso cm	11/13	13/16	16/18	18/20	20/23
Colore	nero				

indicare destro o sinistro | *solo Polfit 17 e 19

uniCARPO

Immobilizzatore per polso, apribile; con stecche rigide modellabili

uniCARPO 19

PR2-26219

RDM: **2987728**



INDICAZIONI

- Distorsioni del polso
- Fratture composte dell'estremità del radio e dell'ulna
- Tendiniti del polso
- Patologie artrosiche e artritiche
- Postumi delle fratture di polso o dopo rimozione precoce del gesso



uniCARPO 21

PR2-26221

RDM: **2987728**



INDICAZIONI

- Trattamento delle fratture composte della meta-epifisi distale di radio ed ulna che l'ortopedico giudichi stabili
- Trattamento post-chirurgico delle fratture instabili distali di radio ed ulna
- Distorsioni di polso
- Tendiniti
- Fratture delle ossa del carpo (eccetto lo scafoide) sia trattate chirurgicamente che in modo conservativo
- Complicanze dell'artrite reumatoide
- Trattamento post-chirurgico delle fratture metacarpali
- Artrosi radio-carpica



uniCARPO 23

PR2-26223

RDM: **2987728**



INDICAZIONI

UniCarpo19 + UniCarpo23

- Distorsioni del polso
- Tendiniti del polso
- Patologie artrosiche e artritiche
- Postumi delle fratture di polso o dopo rimozione precoce del gesso
- Artrosi dell'articolazione trapezio-metacarpale e metacarpofalangea del pollice
- Lesione della fascia ulnare dell'articolazione metacarpofalangea del pollice

UniCarpo21 + UniCarpo23

- Frattura composta primo metacarpo
- Distorsione legamento collaterale ulnare metacarpo falangea radiale
- Sospetta frattura scafoide



UniCarpo19 + UniCarpo23



UniCarpo21 + UniCarpo23

CARATTERISTICHE

UniCarpo19, 21

- Base in MTP bi-accoppiato con tessuto morbido vellutino
- Design universale e ambidestro: un solo prodotto per tutte le esigenze
- Stecca rigida palmare in alluminio, preformata e modellabile su indicazione medica
- Stecche di rinforzo dorsali in alluminio
- Chiusura con cinturini a Velcro® e anelli di rimando; accorciabili secondo necessità grazie ai terminali ad Y
- Completa apertura dorsale

UniCarpo 23

- Presa pollice applicabile a Velcro® ai tutori UniCarpo19 e UniCarpo21
- Base in MTP bi-accoppiato con tessuto morbido vellutino
- Stecca pollice in alluminio, preformata e modellabile su indicazione medica
- Chiusura a Velcro®

Codice	PR2-26219 • PR2-26221 • PR2-26223
Taglia	Universale
Colore	grigio scuro

ambidestro





Universale e ambidestro: un solo prodotto risponde a tutte le esigenze

manulite

Immobilizzatore per polso con stecca rigida modellabile

PR2-90100
RDM: **1379589**



INDICAZIONI
- Distorsioni del polso
- Fratture composte dell'estremità del radio e dell'ulna
- Tendiniti del polso
- Patologie artrosiche e artritiche
- Postumi delle fratture di polso o dopo rimozione precoce del gesso



CARATTERISTICHE
- Saldato, senza cuciture, e a basso profilo
- Esterno in vellutino inestensibile
- Imbottitura in MTP
- Interno in materiale soft touch, dermocompatibile e traspirante
- Foro per pollice soft touch per un maggior comfort
- Stecca rigida palmare in alluminio, preformata e modellabile su indicazione medica
- Stecche di rinforzo dorsali rigide
- Chiusure a Velcro® (cinturino mano accorciabile)

Codice	PR2-90100		
Taglia	**S**	**M**	**L**
Circonf. polso cm	13/18	18/23	23/28
Colore	nero		

ambidestro

Avambraccio-polso > Immobilizzatori polso-mano

carpo 41

Tutore modellabile per polso-mano

PR2-P1341DX
PR2-P1341SX
RDM: **1379587**



INDICAZIONI
- Trattamento conservativo e post-operatorio di fratture meta-epifisarie distali di avambraccio, fratture ossa del carpo (no scafoide), fratture ossa metacarpali
- Postumi fratture suddette
- Tendinopatie polso e mano
- Postumi tenorrafie flessori/estensori dita
- Artrosi radio-carpica
- Deficit neurologici con conseguente paralisi

CONTROINDICAZIONI
Moderata o grave spasticità

CARATTERISTICHE
- Struttura modellabile costituita da 2 metalli a rigidità differenziata
- Chiusura con cinturini a Velcro®
- Imbottitura ergonomica con tessuto tramato in fibra d'argento a contatto pelle

Codice	PR2-P1341DX • PR2-P1341SX		
Taglia	**S**	**M**	**L**
Larghezza palmo mano* cm	5,5/7	7/8,5	8,5/10
Lunghezza del tutore cm	30	34	37
Colore	grigio scuro		

indicare destro o sinistro
* (metacarpi)




ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better
MANO

daumfix

Ortesi per pollice

PR2-5006 DX
PR2-5006 SX
RDM: **107355**



INDICAZIONI
- Rizartrosi
- Tendiniti del pollice
- Tendinopatia di De Quervain
- Distorsione metacarpo-falangea
- Lesione di Stener
- Postumi di frattura di Bennet
- Postumi di trapezioplastica e della chirurgia del pollice

CARATTERISTICHE
- Struttura in polipropilene levigato e burattato
- Cinturino di chiusura al polso in Velcro® elastico
- Dotato di un guantino protettivo elasticizzato in microfibra antibatterica da indossare prima di applicare l'ortesi
- Termoformabile

Codice	PR2-5006 DX • PR2-5006 SX			
Taglia	**S**	**M**	**L**	**XL**
Circonf. polso cm	13/17	17/19	19/23	23/28
Colore	beige			

indicare destro o sinistro

rizostab

Ortesi per pollice

PR2-21006
RDM: **2216606**

SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



INDICAZIONI
- Rizoartrosi
- Tendiniti del pollice
- Tendinopatia di De Quervain
- Distorsione metacarpo-falangea
- Lesione di Stener
- Postumi di frattura di Bennet
- Postumi di trapezioplastica e della chirurgia del pollice

CARATTERISTICHE
- Realizzato mediante saldature, senza cuciture, per il massimo comfort
- Struttura anatomica
- Anima in lega di alluminio, modellabile per seguire l'anatomia del paziente
- Copertura in tessuto tecnico imbottito, resistente, traspirante e dal basso spessore
- Cinghia di regolazione a Velcro® per una chiusura facile e intuitiva

Codice	PR2-21006	
Taglia	**S**	**L**
Circonferenza polso cm	14-18	18-22
Colore	grigio	

ambidestro

2-FIX

Immobilizzatore per due dita con stecca rigida modellabile

PR2-25002
RDM: **2987432**

Novità



INDICAZIONI
- Distorsioni, lussazioni, fratture o altri traumi che richiedano l'immobilizzazione di 1 o 2 dita
- Pre-operatorio, post-operatorio o post-traumatico



Applicazione dorsale

CARATTERISTICHE
- Struttura in lega di alluminio modellabile secondo le esigenze del paziente
- Chiusura con cinturini a Velcro® e anelli di rimando
- Imbottitura con confortevole tessuto bielastico a contatto pelle

Codice	PR2-25002		
Taglia	**1**	**2**	**3**
Distanza polso-terza falange cm	13-15	15-19	19-23
Colore	grigio scuro		

ambidestro

stax

Tutore per dito singolo (falangi distali)

PR2-2001
RDM: **1379962**



INDICAZIONI

- Lesione del tendine estensore
- Lesione di Segond
- Fratture delle ultime falangi
- Distorsioni dell'interfalangea distale
- Contusioni ungueali
- Trattamento post-operatorio degli interventi sui tendini estensori


CARATTERISTICHE

- Struttura in materiale plastico trasparente
- Fori per la traspirazione

Codice	PR2-2001							
Misure disponibili	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**5 1/2**	**6**	**7**
Colore	trasparente							

MISURAZIONE DITO

Per indentificare la misura corretta di **Stax** utilizzare il disegno in fondo alla sezione mano



splint

Ferula dr. Bunnel

PR2-1



ESTENSIONE POLSO


INDICAZIONI
- Distorsione del polso
- Fratture della radio-carpica
- Postumi di frattura tipo Goyrand

PR2-1/A



ESTENSIONE POLSO E FLESSIONE METACARPI

INDICAZIONI
- Postumi di fratture metacarpali
- Postumi di tenorrafie dei flessori delle dita
- Paralisi dei nervi



CARATTERISTICHE
- Struttura in alluminio modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Chiusure con cinturini a Velcro®
- **Solo PR2-1/A:** elastici in caucciù

Codice	PR2-1 • PR2-1/A		
Taglia	**S**	**M**	**L**
Larghezza nocche metacarpi cm	6,5/7,5	7,5/9	≥9
Colore	nero		

ambidestro


PR2-2



FLESSIONE METACARPI


INDICAZIONI
- Postumi di tenorrafie dei flessori delle dita
- Paralisi dei nervi

PR2-2/A



FLESSIONE METACARPI E ESTENSIONE DITA

INDICAZIONI
- Postumi di tenorrafie degli estensori delle dita
- Paralisi dei nervi



PR2-2/B



FLESSIONE METACARPI E DITA

INDICAZIONI
- Postumi di tenorrafie dei flessori delle dita
- Paralisi dei nervi

CARATTERISTICHE
- Struttura in alluminio modellabile
- Imbottiture interne in morbido feltro
- Elastici in caucciù
- **Solo PR2-2/A:** ditali in vilpelle atossica
- **Solo PR2-2/B:** chiusura con cinturino a Velcro®

Codice	PR2-2 • PR2-2/A • PR2-2/B				
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**
Larghezza nocche metacarpi cm	5/6,5	6,5/7,5	7,5/9	9 /10	≥10
Colore	nero				

ambidestro

splint

Ferula dr. Bunnel

PR2-3



OPPENHEIMER - ESTENSIONE POLSO, ABDUZIONE POLLICE


INDICAZIONI
- Postumi di tenorrafie dell'abduttore ed estensore del pollice
- Paralisi dei nervi

PR2-4



THOMAS - ESTENSIONE POLSO E METACARPI, ABDUZIONE POLLICE

INDICAZIONI
- Postumi di tenorrafie degli estensori delle dita e dell'abduttore ed estensore del pollice
- Paralisi dei nervi



CARATTERISTICHE
- Struttura in metallo modellabile
- Imbottiture interne in morbido feltro
- Elastici in caucciù
- **Solo PR2-3:** ditale in vilpelle atossica
- **Solo PR2-4:** chiusure con cincturini a Velcro®

Codice	PR2-3 • PR2-4		
Taglia	**S**	**M**	**L**
Larghezza nocche metacarpi cm	6,5/7,5	7,5/9	≥9
Colore	nero		

ambidestro

splint

Ferula dr. Bunnel per dito singolo (estensione)

PR2-5



ESTENSIONE DITO SINGOLO


INDICAZIONI
- Fratture falangee distali

PR2-5/A



ESTENSIONE DITO SINGOLO

INDICAZIONI
- Fratture falangee prossimali
- Traumi distorsivi delle interfalangee



CARATTERISTICHE
- Struttura in metallo modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- **Solo PR-5**: ancoraggio al polso con cinturino a Velcro®
- **Solo PR-5/A**: cinturini di ancoraggio con chiusura a fibbia


Codice	PR2-5 • PR2-5/A				
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**
Larghezza dito cm	5/6,5	6,5/7,5	7,5/9	9 /10	≥10
Colore	nero				

ambidestro

splint

Ferula dr. Bunnel per dito singolo (estensione)

PR2-6



ESTENSIONE DITO SINGOLO


INDICAZIONI
- Fratture falangee
- Lesioni tendinee
- Lesione di Segond
- Traumi distorsivi delle interfalangee

PR2-6/A



ESTENSIONE DITO SINGOLO CON MOLLA

INDICAZIONI
- Fratture falangee distali



CARATTERISTICHE
- Struttura a tre punti in metallo modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Cinturini di ancoraggio con chiusura a fibbia

Codice	PR2-6 • PR2-6/A				
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**
Larghezza dito cm	5/6,5	6,5/7,5	7,5/9	9 /10	≥10
Colore	nero				

ambidestro

splint

Ferula dr. bunnel

PR2-8



PER POLSO (FLESSIONE)


INDICAZIONI
- Postumi di frattura tipo Colles
- Fratture distali di radio

PR2-8/A



PER MANO E POLSO (FLESSIONE POLSO- ESTENSIONE DITA ABDUZIONE POLLICE)

INDICAZIONI
- Postumi di frattura tipo Colles
- Fratture distali di radio
- Tenorrafia degli estensori delle dita e dell'estensore ed abduttore del pollice
- Paralisi dei nervi



CARATTERISTICHE
- Struttura in metallo modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Chiusure con cinturini a Velcro®
- **Solo PR-8/A**:
  - Ditali in vilpelle atossica
  - Elastici in caucciù

Codice	PR2-8 • PR2-8/A		
Taglia	**S**	**M**	**L**
Larghezza nocche metacarpi cm	6,5/7,5	7,5/9	≥9
Colore	nero		

ambidestro

splint

Ferula dr. Bunnel per mano

PR2-9




INDICAZIONI
- Fratture delle ossa metacarpali
- Paralisi dei nervi

PR2-9/A



INDICAZIONI
- Fratture delle ossa metacarpali
- Paralisi dei nervi
- Postumi di tenorrafia degli estensori delle dita



CARATTERISTICHE
- Struttura in metallo modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Chiusura con cinturino a Velcro®
- **Solo PR-9**: elastici in caucciù
- **Solo PR-9/A**:
  - Elastici in caucciù con chiusura a fibbia
  - Ditali in vilpelle atossica


Codice	PR2-9 • PR2-9/A				
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**
Larghezza nocche metacarpi cm	5/6,5	6,5/7,5	7,5/9	9 /10	≥10
Colore	nero				

ambidestro

PR2-10



INDICAZIONI
- Fratture delle ossa metacarpali
- Paralisi dei nervi
- Postumi di tenorrafia degli estensori delle dita



CARATTERISTICHE
- Struttura in metallo modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Chiusura con cinturino a Velcro®
- Elastici in caucciù
- Ditali in vilpelle atossica

Codice	PR2-10		
Taglia	**S**	**M**	**L**
Larghezza nocche metacarpi cm	6,5/7,5	7,5/9	≥9
Colore	nero		

ambidestro

splint

Ferula dr. Bunnel per dito singolo

PR2-11



FLESSIONE


INDICAZIONI
- Fratture falangee prossimali
- Postumi di tenorrafia dei flessori delle dita

PR2-11/A



ESTENSIONE

INDICAZIONI
- Fratture falangee prossimali
- Postumi per lesione di Segond
- Postumi di tenorrafia degli estensori delle dita



CARATTERISTICHE
- Struttura a tre punti in metallo modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Elastici in caucciù

Codice	PR2-11 • PR2-11/A				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Larghezza dito cm	5/6,5	6,5/7,5	7,5/9	9 /10	≥10
Colore	nero				

ambidestro

splint

Ferula dr. Bunnel per polso e mano (estensione polso)

PR2-13

Struttura composita formata da PR2-3 (Oppenheimer) e da PR2-2A



FLESSIONE METACARPI - ESTENSIONE POLSO E DITA - ABDUZIONE POLLICE

PR2-13/A

Struttura composita formata da PR2-3 (Oppenheimer) e da PR2-9A



ESTENSIONE METACARPI POLSO E DITA - ABDUZIONE POLLICE


PR2-13/B

Struttura composita formata da PR2-3 (Oppenheimer) e da PR2-10



ESTENSIONE METACARPI POLSO E DITA - ABDUZIONE POLLICE

INDICAZIONI
- Paralisi dei nervi



CARATTERISTICHE
- Parti metalliche modellabili
- Imbottiture interne in morbido feltro
- Ditali in vilpelle atossica
- Elastici in caucciù

Codice	PR2-13 • PR2-13/A • PR2-13/B		
Taglia	S	M	L
Larghezza nocche metacarpi cm	6,5/7,5	7,5/9	≥9
Colore	nero		

ambidestro


ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better
ANCA
COSCIA

Anca-coscia > Cosciali

mioFIT 33

Supporto per coscia

PR3-H1133
RDM: **298568**



INDICAZIONI
- Contratture e distrazioni muscolari della coscia
- Coadiuvante nella ripresa della pratica sportiva post-traumatica
- Prevenzione delle contusioni

CARATTERISTICHE
- Struttura in tessuto Aer-OS traspirante

Codice	PR3-H1133				
Taglia	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
Circonf. a metà coscia cm	48/52	52/56	56/61	61/66	66/72
Colore	nero				

ambidestro

Anca-coscia > Ortesi d'anca

hipoCROSS 2.0

Tutore per anca e coxalgia

PR3-91006N R
PR3-91006N L
RDM: **1402873**

PATENT: **EP3202376 - US10548758**



INDICAZIONI
- Post-artroscopia
- Post-operatorio (compatibilmente con il grado di stabilizzazione richiesto)
- Trattamento conservativo delle dislocazioni d'anca
- Artrosi dell'articolazione dell'anca
- Coxalgia o deformità articolari non operabili



Inserto in gel, antiedema

CARATTERISTICHE
- Struttura in tessuto Aer-OS traspirante
- Stecche a spirale di sostegno laterale e antero-laterale
- Chiusure anteriori a Velcro®
- Aree velcrabili per l'aggancio dei tiranti, con riferimenti colorati
- Tiranti elastici calibrati, a incrocio laterale, per la:
  - prevenzione dell'eccessiva adduzione
  - limitazione parziale della flesso-estensione
- Barra rigida per bloccare l'articolazione in flessione e abduzione neutre nei primi giorni dopo un episodio di lussazione.

Codice	PR3-91006N R • PR3-91006N L		
Taglia	**S**	**M**	**L**
Circonferenza bacino cm	72/104	104/137	137/170
Circonferenza coscia prossimale cm	40/58	54/74	68/90
Colore	nero		

indicare destro o sinistro

PR3-91007N R
PR3-91007N L
RDM: **1402874**



Asta articolata (telescopica) per Hipocross 2.0

Codice	PR3-91007N R • PR3-91007N L
Taglia	**universale**
Colore	nero

indicare destro o sinistro

CARATTERISTICHE
- Asta articolata (telescopica) per:
  - limitare l'estensione (da 0° a 120° ogni 10°)
  - limitare la flessione (da 0° a 120° ogni 10°)
  - regolare l'adduzione



hipo

Ortesi per anca

PR3- SERIE 2000 DX
PR3- SERIE 2000 SX
RDM: **109675 BACINO**
RDM: **109698 COSCIA**



INDICAZIONI
- Pre e/o post-chirurgico (artroplastica o revisione d'anca)
- Fratture del collo del femore non operabili o non sufficientemente consolidate
- Controllo dell'abduzione e della flesso-estensione in pazienti con potenziali problemi all'articolazione

CARATTERISTICHE
- Disponibile in 4 misure, destro e sinistro
- Componenti plastiche anatomiche e perfettamente adattabili
- Sistema modulare che permette la sostituzione e l'adattamento delle componenti

Codice	PR3-SERIE 2000 DX • PR3-SERIE 2000 SX			
Taglia	**S**	**M**	**L**	**XL**
	BACINO			
Modello destro	**PR3-2112**	**PR3-2113**	**PR3-2114**	**PR3-2115**
Modello sinistro	**PR3-2122**	**PR3-2123**	**PR3-2124**	**PR3-2125**
Circonf. vita cm	60/82	80/96	94/115	99/120
Circonf. creste iliache cm	68/90	90/110	106/126	111/131
	COSCIA			
Modello destro	**PR3-2212**	**PR3-2213**	**PR3-2214**	**PR3-2215**
Modello sinistro	**PR3-2222**	**PR3-2223**	**PR3-2224**	**PR3-2225**
Circonf. prossimale	44/53	48/60	57/68	62/76
Circonf. distale	34/41	36/45	42/49	46/56
Colore	bianco			

kafo

Dispositivo di prolungamento per la gamba dell'ortesi per anca Hipo

PR3-2320 DX
PR3-2320 SX
PR3-2321 DX
PR3-2321 SX
RDM: **107382**



INDICAZIONI
- Kafo è il dispositivo aggiunto che assicura all'ortesi d'anca il controllo dei minimi movimenti di rotazione, necessari a mantenere la posizione naturale dell'articolazione



CARATTERISTICHE
- Materiale più leggero,tutore più confortevole
- La struttura monolaterale diminuisce le complicazioni da decubito, soprattutto nei pazienti anziani
- Mantiene la posizione naturale dell'arto durante la flessione dell'anca
- Riduce il rischio di lussazioni
- Garantisce il controllo ottimale della flesso-estensione, dell'abduzione e della intra/extra-rotazione dell'anca

Codice	PR3-2320 DX/SX	PR3-2321 DX/SX
Taglia	**Regular**	**Long**
Lunghezza arto inf. (inguine - tallone) cm	63/75	76/93
Colore	bianco	


indicare destro o sinistro

Misura piede	S 36/39	M 40/43	L 44/46	XL >46

kinesio

Asta per Hipo

kinesio
STANDARD
PR3-2303
RDM: **109724**



ALTEZZA <1,80 M

kinesio
LONG
PR3-2304
RDM: **109724**



ALTEZZA >1,80 M

Codice	PR3-2303	PR3-2304
Altezza m	< 1,80	> 1,80

CARATTERISTICHE
- Abduzione/adduzione regolabile con passo 7,5°
- Flesso-estensione regolabile da 0° a 120° con passo di 15°





ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better
GINOCCHIO

Ginocchio > Cinturini sottorotulei

ice

Cinturino sottorotuleo

PR3-90000
RDM: **1380008**



INDICAZIONI
- Tendiniti e tendinopatie del rotuleo
- Morbo di Osgood-Schlatter (infiammazione dell'apofisi tibiale anteriore)

CARATTERISTICHE
- Banda elastica anteriore per dosare la forza di spinta e mantenerla costante anche in movimento
- Cinturino di chiusura a Velcro®, imbottito, con tiro simmetrico per facilitare il posizionamento. Bordo morbido per un maggior comfort, soprattutto nel cavo popliteo
- Pelotta termosaldata in materiale espanso rivestito in tessuto anallergico,con bassorilievo per un posizionamento più preciso
- Pressore in gel dermocompatibile per focalizzare la spinta sul tendine ed esercitare un'azione antiscivolo
- Pressore (optional) per la terapia del freddo applicabile a Velcro®, da inserire al posto della pelotta

Codice	PR3-90000	
Taglia	**small**	**universale**
Circonferenza cm	fino a 30	da 31
Colore	nero	

ambidestro

OPTION:
PR3-ICEGEL Pressore per la terapia del freddo applicabile a Velcro®, da inserire al posto della pelotta



Ginocchio > Ginocchiere per instabilità rotulea

genuFIT 16

Ginocchiera in tessuto Aer-OS per stabilizzazione rotulea

PR3-G1116 DX
PR3-G1116 SX
RDM: **298624**



INDICAZIONI
- Instabilità latero-mediale della rotula
- Artrosi femoro-rotulea
- Gonartrosi



CARATTERISTICHE
- Struttura in tessuto Aer-OS traspirante
- Foro rotuleo con stabilizzatore laterale a J in materiale espanso
- Stecche a spirale laterali e mediali
- Tiranti con verricello (accorciabili a misura)
- Inserto popliteo in tessuto Soft-X per un maggior comfort



Codice	PR3-G1116DX • PR3-G1116SX					
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Colore	nero					

indicare destro o sinistro

DESTRO: spinta latero-mediale su ginocchio destro
spinta medio-laterale su ginocchio sinistro

SINISTRO: spinta latero-mediale su ginocchio sinistro
spinta medio-laterale su ginocchio destro

ORTHOSERVICE RO+TEN

genuFIT

Ginocchiera tubolare in tessuto Aer-OS

genuFIT 63
PR3-G1163
RDM: **298624**



CORTA CON FORO ROTULEO

INDICAZIONI
- Gonalgie dovute a contusioni
- Iniziali stati artrosici
- Condropatia/condromalacia femoro-rotulea
- Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva

genuFIT 04
PR3-G1104
RDM: **298624**



CON STABILIZZATORE ROTULEO

INDICAZIONI
- Gonalgie dovute a contusioni
- Iniziali stati artrosici
- Condropatia/condromalacia femoro-rotulea
- Lieve instabilità rotulea
- Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva



CARATTERISTICHE
- Il nuovo design anatomico ultrapiatto consente buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione
- Struttura in tessuto Aer-OS traspirante
- Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X per un maggior comfort
- Nuovo bordo più morbido ed elastico
- **Solo Genufit 63**: Foro rotuleo rinforzato
- **Solo Genufit 04**:
  - Foro rotuleo con stabilizzatore in materiale espanso;
  - Stecche laterali e mediali antimigrazione



Codice	PR3-G1163 • PR3-G1104					
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Colore	nero					

ambidestro

Vuoi essere sempre aggiornato sulle offerte a te riservate?
Contatta il tuo agente di zona.

Inquadra il qr code e visita le sezione agenti

Ginocchio > Ginocchiere semplici

genulastik 04

Ginocchiera elastica in maglia

PR3-90104
RDM: **1382807**



INDICAZIONI
- Gonalgie dovute a contusioni
- Iniziali stati artrosici
- Condropatia/condromalacia femoro-rotulea
- Lieve instabilità rotulea
- Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva



CARATTERISTICHE
- Struttura in maglia dinamica, con settori a compressione differenziata
- Disegno anatomico
- Stabilizzatore rotuleo in silicone
- Sottili stecche laterali anti-migrazione per mantenere in posizione la ginocchiera
- Bordo superiore rinforzato da un cordino in silicone per dare morbidezza e resistere alla trazione durante l'applicazione

Codice	PR3-90104							
Taglia	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Circonf. coscia presa 14 cm sopra centro rotula cm	35/38	38/41	41/44	44/47	47/50	50/53	53/56	56/59
Circonf. polpaccio presa 12 cm sotto centro rotula cm	25/28	28/31	31/34	34/37	37/40	40/43	43/46	46/49
Colore	blu							

Ginocchio > Ginocchiere per anti-recurvatum

anti-recurvatum

Ginocchiera per anti-recurvatum - Il prodotto è distribuito da Orthoservice Ro+Ten

PR3-8668



INDICAZIONI
- Iperestensione del ginocchio
- Recurvatum



CARATTERISTICHE
- Telaio in alluminio leggero rivestito in vinile
- Facile da modellare per adattarsi alla conformazione del paziente
- Cuscinetto per la pressione posteriore regolabile

Codice	PR3-8668			
Taglia	**S**	**M**	**L**	**XL**
Circonf. coscia presa 10 cm sopra centro rotula cm	25/30	33/35	38/41	42/46
Colore	grigio scuro			

ambidestro

genuFIT

Ginocchiera in tessuto Aer-OS con stecche a spirale

genuFIT 08
PR3-G1108
RDM: **298624**



TUBOLARE
CON STABILIZZATORE ROTULEO


INDICAZIONI
- Iniziale gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua lieve lassità legamentosa dei collaterali (ginocchio non operabile)
- Lieve instabilità latero-mediale della rotula
- Artrosi femoro-rotulea

genuFIT 08A
PR3-G1108A
RDM: **298624**



APRIBILE

INDICAZIONI
- Iniziale gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua lieve lassità legamentosa dei collaterali (ginocchio non operabile)



CARATTERISTICHE
- Il nuovo design anatomico ultrapiatto consente buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione
- Struttura in tessuto Aer-OS traspirante
- Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X per un maggior comfort
- Nuovo bordo più morbido ed elastico
- Sistema di chiusura rinnovato: cinghie di stabilizzazione con fibbie ed inserto elastico, per una regolazione ottimale della spinta
- Nuove tasche in polimero flessibile a basso profilo, copri-stecche e passa-cinghie
- Coppie di stecche laterali e mediali per una stabilizzazione "base" medio-laterale
- **Solo Genufit 8:** Foro rotuleo con stabilizzatore in materiale espanso
- **Solo Genufit 8A:** Nuova apertura frontale sdoppiata per facilitare la calzata: chiusura centrale interna di pre-fissaggio ed esterna di fissaggio definitivo. Apertura per la rotula

Codice	PR3-G1108 • PR3-G1108A					
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Colore	nero					

ambidestro

genuFIT

Ortesi per ginocchio in tessuto Aer-OS con aste articolate a controllo F-E

genuFIT 15

PR3-G1115

RDM: **298624**



CON STABILIZZATORE ROTULEO

INDICAZIONI

- Gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua instabilità dei collaterali (ginocchio non operabile)
- Lieve instabilità latero-mediale della rotula
- Artrosi femoro-rotulea

genuFIT 15A

PR3-G1115A

RDM: **298624**



APRIBILE

INDICAZIONI

- Gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua instabilità dei collaterali (ginocchio non operabile)





Coppia di aste policentriche per la stabilizzazione medio-laterale con possibilità di limitazione della flessione a 60° o 90°.

CARATTERISTICHE


- Il nuovo design anatomico ultrapiatto consente buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione
- Struttura in tessuto Aer-OS traspirante
- Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X per un maggior comfort
- Nuovo bordo più morbido ed elastico
- Sistema di chiusura rinnovato: cinghie di stabilizzazione con fibbie ed inserto elastico, per una regolazione ottimale della spinta
- **Solo Genufit 15:** Foro rotuleo con stabilizzatore in materiale espanso
- **Solo Genufit 15A:** Nuova apertura frontale sdoppiata per facilitare la calzata: chiusura centrale interna di pre-fissaggio ed esterna di fissaggio definitivo.

Codice	PR3-G1115 • PR3-G1115A					
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Colore	nero					

ambidestro

Il tessuto della nostra LINEA GENUFIT

La struttura delle ortesi a diretto contatto con la pelle è realizzata in Aer-OS, un tessuto tridimensionale ottenuto dalla tessitura in 3 dimensioni di un filo di Poliestere ed Elastan, in grado di creare una trama leggera permeabile all'acqua, e quindi traspirante, ma allo stesso tempo elastica e contenitiva.
Riducendo non solo le sensazioni di fastidio, ma anche eventuali irritazioni della cute, consente di indossare il tutore per periodi più lunghi.



genuFIT

Ortesi per ginocchio in tessuto Aer-OS con aste articolate policentriche a controllo F-E

genuFIT 29A
PR3-G1129A
RDM: **298624**



CORTA APRIBILE

genuFIT 25
PR3-G1125
RDM: **298624**
PATENT: **EP3492050**



CORTA

genuFIT 25A
PR3-G1125A
RDM: **298624**
PATENT: **EP3492050**



CORTA APRIBILE

INDICAZIONI
- Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale
- Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell'attività sportiva
- Instabilità cronica latero-mediale
- Artrosi femoro/rotulea
- Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)



Snodo policentrico facilmente regolabile dall'esterno tramite perni. Flessione, estensione o blocco: 0°,15°, 30°, 60°, 90°



Nuovo snodo CLICK-CLACK policentrico a bassissimo profilo, regolabile facilmente tramite cunei e SENZA alcun utensile:
- Estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
- Flessione: 45°, 60°, 75°, 90°
- Blocco: 0°, 10°, 20°, 30°

CARATTERISTICHE
- Il nuovo design anatomico ultrapiatto consente buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione
- Struttura in tessuto Aer-OS traspirante e tiranti di chiusura a Velcro® per un maggior comfort
- Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X
- Nuovo bordo più morbido ed elastico
- **Solo modelli tubolari (Genufit 25):**
  - Foro rotuleo con stabilizzatore in materiale espanso
- **Solo modelli apribili (Genufit 29A, 25A):**
  - Nuova apertura frontale sdoppiata per facilitare la calzata: chiusura centrale interna di pre-fissaggio ed esterna di fissaggio definitivo.

Codice	PR3-G1129A • PR3-G1125 • PR3-G1125A					
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Colore	nero					

ambidestro

genuFIT

Ortesi per ginocchio in tessuto Aer-OS con aste articolate policentriche a controllo F-E

genuFIT 27

PR3-G1127

RDM: **298624**

PATENT: **EP3492050**



LUNGA

genuFIT 27A

PR3-G1127A

RDM: **298624**

PATENT: **EP3492050**



LUNGA APRIBILE

INDICAZIONI

- Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale
- Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell'attività sportiva
- Instabilità cronica latero-mediale
- Artrosi femoro/rotulea
- Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)



Nuovo snodo CLICK-CLACK policentrico a bassissimo profilo, regolabile facilmente tramite cunei e SENZA alcun utensile:
- Estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
- Flessione: 45°, 60°, 75°, 90°
- Blocco: 0°, 10°, 20°, 30°

CARATTERISTICHE

- Il nuovo design anatomico ultrapiatto consente buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione
- Struttura in tessuto Aer-OS traspirante e tiranti di chiusura a Velcro®
- Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X
- Inserto elastico posteriore, nella parte prossimale di coscia
- Nuovo bordo più morbido ed elastico
- **Solo Genufit 27:**
  - Foro rotuleo con stabilizzatore in materiale espanso
- **Solo Genufit 27A:**
  - Nuova apertura frontale sdoppiata per facilitare la calzata: chiusura centrale interna di pre-fissaggio ed esterna di fissaggio definitivo.

Codice	PR3-G1127 • PR3-G1127A					
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Colore	nero					

ambidestro





Snodo CLICK-CLACK: si regola in 3 mosse senza cacciavite

1) Aprire lo snodo facendo scorrere i due gusci
2) Estrarre i fermi e posizionare i cunei per regolare i gradi di flesso-estensione
3) Inserire i fermi e chiudere i gusci fino allo scatto


Guarda il video

immok

Ortesi per immobilizzazione del ginocchio

immok 0°

PR3-8104 | PR3-8105
PR3-8106 | PR3-8107
RDM: **107665**




0°

INDICAZIONI
- Necessità di immobilizzazione con ginocchio in estensione (post-chirurgica o post-traumatica)

immok 20°

PR3-8104/F | PR3-8105/F
PR3-8106/F | PR3-8107/F
RDM: **107665**



20°

INDICAZIONI
- Necessità di immobilizzazione con ginocchio a 20° (post-chirurgica o post-traumatica)



CARATTERISTICHE
- Struttura in morbida gommaschiuma bifoderata
- Rivestimento interno in spugna
- Pannelli mediale e laterale regolabili
- Apertura rotulea
- Lavabile
- **Solo Immok 0°:** aste rigide mediali-laterali e posteriori in lega leggera modellabili
- **Solo Immok 20°:** aste rigide mediali-laterali e posteriori in lega leggera modellabili posizionate con una flessione di 20°

Codice	PR3-8104	PR3-8105	PR3-8106	PR3-8107
Immobilizzazione a	**0°**	**0°**	**0°**	**0°**
Lunghezza cm	40	50	60	70

Codice	PR3-8104/F	PR3-8105/F	PR3-8106/F	PR3-8107/F
Immobilizzazione a	**20°**	**20°**	**20°**	**20°**
Lunghezza cm	40	50	60	70
Colore	nero			

ambidestro

go up

Ortesi per ginocchio post-operatoria a movimento graduato

go up BASIC

PR3-24045

RDM: **2555260**

SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



go up PRO

PR3-24046

RDM: **2555260**

SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



TELESCOPICA

INDICAZIONI

- Trattamento post-operatorio che necessita di tutela della flesso-estensione del ginocchio (ricostruzione legamentosa, trasposizione apofisi tibiale anteriore, fratture del terzo distale di femore, fratture del terzo prossimale di tibia, fratture della rotula, lesioni tendinee dell'apparato estensore)
- Fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio
- Osteotomie varizzanti o valgizzanti





Nuovo snodo „PUSH&SET" di regolazione della flesso-estensione, in materiale polimerico, leggero; impostabile intuitivamente e in maniera sicura:
- Flessione: da -10° a +120° con passo 10°
- Estensione: da -10° a +90° con passo 10°
- Possibilità di blocco rapido dell'articolazione, con apposito pulsante, da -10° a +90° con passo 10°

CARATTERISTICHE

- Cuscinetti condiloidei di protezione staccabili e lavabili
- Imbottiture in MTP per limitare la migrazione del tutore e proteggere la gamba dal contatto diretto con le aste; foderate solo esternamente, sono tagliabili, per un perfetto adattamento alla circonferenza della gamba
- **Solo Go up BASIC:**
  - Asta articolata in lega leggera d'alluminio; con asole passacinghia
  - Possibilità di accorciare il tutore mediante segni guida incisi sulle aste
  - Imbottiture intere
- **Solo Go up PRO:**
  - Asta articolata in lega leggere d'alluminio. Regolazione telescopica della lunghezza tramite semplici pulsanti presenti sulle valve in materiale polimerico
  - Valve passacinghie con sistema autoagganciante strutturale
  - Imbottiture scheletriche

Codice	PR3-24045	PR3-24046
Taglia	**universale**	**universale**
Lunghezza aste cm	56	56-65
Colore	grigio	

ambidestro

go up OPEN
PR3-G1043
RDM: **298619**


VERSIONE OPEN

go up + go up REHAB
PR3-G1042
PR3-G1041
RDM: **298619**



go up T
PR3-G1046
RDM: **1911974**


TELESCOPICA


go up pcl
PR3-G1044
RDM: **298619**


PCL

INDICAZIONI
- Trattamento post-operatorio che necessita di tutela della flesso-estensione del ginocchio (ricostruzione legamentosa, trasposizione apofisi tibiale anteriore, fratture del terzo distale di femore, fratture del terzo prossimale di tibia, fratture della rotula, lesioni tendinee dell'apparato estensore)
- Fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio
- Osteotomie varizzanti o valgizzanti

INDICAZIONI
- Trattamento post-operatorio che necessita di tutela della flesso-estensione del ginocchio (ricostruzione legamentosa PCL)
- Fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio





Snodo di regolazione non-metallico,leggero e impostabile intuitivamente
- Flessione: da 0° a +120° con passo 10°
- Estensione: da -10° a +60° con passo 10°
- Possibilità di blocco dell'articolazione da 0° a +60° con passo 10°

CARATTERISTICHE
- Valve passacinghie con sistema autoagganciante strutturale
- Cuscinetti condiloidei di protezione staccabili e lavabili
- Imbottiture in MTP per limitare la migrazione del tutore e proteggere la gamba dal contatto diretto con le aste
- Foderate solo esternamente, sono tagliabili, per un perfetto adattamento alla circonferenza della gamba
- Struttura con aste articolate in lega leggera di alluminio
- **Solo Go up:** disponibile in versione accorciata Rehab
- **Solo Go up e Go up OPEN:**
  - Possibilità di accorciare il tutore mediante segni guida incisi sulle aste
- **Solo Go up T:**
  - Regolazione telescopica dell'asta tramite semplici pulsanti presenti sulle valve
- **Solo Go up PCL:**
  - Cuscinetto retro-tibiale gonfiabile per scaricare selettivamente il PCL
  - Cinturini anteriore e posteriore distinti, per garantire un preciso posizionamento delle aste lungo la linea mediana della gamba

Codice	PR3-G1043 • PR3-G1042		PR3-G1041
Taglia	**Regular**	**Long**	**Rehab**
Lunghezza arto inguine - caviglia cm	< 81	> 81	
Lunghezza aste cm	56	65	40
Colore	nero		

ambidestro

Codice	PR3-G1046	PR3-G1044
Taglia	**universale**	**universale**
Lunghezza aste cm	50-65	56
Colore	nero	

ambidestro

genuPOLAR PRO

Ortesi di ginocchio con aste articolate policentriche a controllo F-E e accessori per compressione e raffreddamento

PR3-26100
RDM: **2986640**

Novità



INDICAZIONI
Indicata in tutti i casi che richiedano una stabilizzazione fisiologica dell'articolazione del ginocchio, con possibilità di raffreddamento e compressione (per alleviare infiammazione, gonfiore, edema e dolore), come ad esempio:
- Instabilità dei legamenti collaterali da lieve a moderata
- Lesioni del menisco
- Dopo interventi chirurgici
- Osteoartrite
- Dolore femoro-rotuleo

CONTROINDICAZIONI
- NON utilizzare questo prodotto su pazienti affetti da: disturbi vascolari, diabete, anemia falciforme, disturbi circolatori locali, infiammazione dei tessuti, ipersensibilità al freddo o precedenti lesioni da freddo.



Snodo policentrico facilmente regolabile dall'esterno tramite perni:
- flessione 0°,10°, 20°, 40°, 60°, 90°, 150°
- estensione 0°,10°, 20°, 40°, 60°, 90°

CARATTERISTICHE
- Struttura in morbida gommaschiuma bifoderata con cinghie di chiusura integrate:
  - Esterno in vellutino velcrabile
  - Interno in tessuto elastico
  - Da avvolgere attorno al ginocchio, con pratica chiusura a Velcro®
- Taglia universale grazie anche a due apposite prolunghe per le cinghie (incluse)
- Snodo policentrico facilmente regolabile dall'esterno tramite perni:
  - flessione 0°,10°, 20°, 40°, 60°, 90°, 150°
  - estensione 0°,10°, 20°, 40°, 60°, 90°
- Accessori inclusi per il raffreddamento e la compressione dell'articolazione, per favorire il processo di guarigione grazie alla loro efficacia nel ridurre gonfiore, edema e dolore:
  - Due gel pack (gel di acqua e glicerolo) riutilizzabili, anatomici con apertura rotulea, per il raffreddamento.
  - Camera d'aria gonfiabile integrata, con apposita pompetta, per una compressione personalizzata.

Codice	PR3-26100
Taglia	**universale**
Lunghezza cm	34
Colore	nero

ambidestro



Accessori di raffreddamento e compressione inclusi

- Due gel pack riutilizzabili;
- Camera d'aria gonfiabile integrata con pompetta;
- Calze a compressione morbida

ORTHOSERVICE RO+TEN

pluspoint

Ortesi funzionale per ginocchio

pluspoint FAST
PR3-22040 R
PR3-22040 L
RDM: **2226542**

SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI

PATENT: **EP3492050**



PRESA ANTERIORE

pluspoint 4
PR3-33040 DX
PR3-33040 SX
RDM: **80772**

SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI

PATENT: **EP3492050**



pluspoint 4 short
PR3-33030 DX
PR3-33030 SX
RDM: **80772**


SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI

PATENT: **EP3492050**



CORTA

INDICAZIONI
- Instabilità e rotture L.C.A.-L.C.P.-L.C.M.-L.C.L. o combinate
- Instabilità del ginocchio complesse, traumatiche o degenerative
- Trattamento pre/post-operatorio, riabilitativo o conservativo delle suddette lesioni
- Protezione dei legamenti durante attività sportiva






Snodo CLICK-CLACK policentrico a bassissimo profilo, regolabile facilmente tramite cunei e SENZA alcun utensile:
- Estensione: 0°,10°,20°,30°,40°
- Flessione: 45°,60°,75°,90°
- Blocco: 0°,10°,20°,30°

CARATTERISTICHE
- Telaio:
  - leggero e resistente, in speciale lega di alluminio, sagomabile (modellazione facilitata sulle prese di coscia e tibia)
  - design anatomico che si adatta in modo ottimale all'arto
- Sistema di chiusura:
  - cinturini a Velcro® rinforzato, sdoppiati per un miglior adattamento
  - imbottiture dei cinturini in MTP rivestito di morbido vellutino, prive di cuciture e incollature
- Imbottitura del telaio:
  - rivestimento interno in materiale anallergico, anti-scivolo, di tessuto multi-grip
  - fissata tramite automatici a basso profilo per garantirne un posizionamento sicuro (staccabile per operazioni di pulizia)
- Cuscinetto condiloideo mediale anatomico premontato per un'ottimale stabilità
- Due set di imbottiture condilari di diverso spessore in dotazione
- **Solo Pluspoint FAST**
  - Presa completamente anteriore per una facile calzata (non occorre infilare il tutore dal piede)
  - Fibbie di chiusure a leva con pulsante di sicurezza, per indossare l'ortesi senza utilizzare le chiusure a Velcro® (regolate solo alla prima applicazione)
  - Extra-spessore sul telaio ai lati della tibia per un comfort ottimale

Codice	PR3-22040 R • PR3-22040 L PR3-33040 DX • PR3-33040 SX PR3-33030 DX • PR3-33030 SX				
Taglia	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	39/47	47/53	53/60	60/67	67/75
Colore	nero				

indicare destro o sinistro



Calzata anteriore Pluspoint FAST

genuFEEL OA

Ortesi per gonartrosi

PR3-24014 R
PR3-24014 L
RDM: **2555290**


PATENT EU: **EP4464287**
PATENT US: **12496205**
Registered community design

SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



INDICAZIONI
- Gonartrosi unicompartimentale moderata
- Post-intervento a carico della cartilagine o dei menischi





Snodo a cunei per la regolazione della flesso-estensione
Estensione: 5°, 10°, 15°, 20° o 25°
Flessione: 45°, 60°, 75° o 90°

CARATTERISTICHE
- Sistema di chiusura e tensionamento esclusivo:
  - Semplice e veloce, con fibbie di chiusura a incastro e leve di tensionamento
  - Pressione di scarico distribuita tramite apposito anello, per un maggior comfort
- Efficace:
  - "Alleggerimento" monolaterale del carico tramite sistema di spinta a tre punti
  - Entra in funzione quando necessario: da seduti la pressione diminuisce, in posizione eretta il sistema di cinghie entra in tensione
- Base in tessuto elastico e traspirante "Aer-OS light":
  - apertura anteriore per una facile calzata
  - morbidi puntali a tasca per facilitare la chiusura
- Valve in tecnopolimero per una ottimale distribuzione della pressione e un efficace ancoraggio all'arto.
- Asta monolaterale in acciaio, con possibilità di limitazione di flessione (20°, 40°) ed estensione (0°, 10°)
- Stecca in materiale polimerico, integrata con l'anello di scarico, per un corretto posizionamento del tutore
- Cuscinetto in gel a ulteriore protezione della pressione esercitata dall'anello di spinta
- Imbottiture a ulteriore protezione delle valve
- Regolazione a Velcro® dei cinturini

Codice	PR3-24014 R • PR3-24014 L						
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**	**3XL**
Circonferenza 15cm sopra centro ginocchio cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	67-74	74-81
Colore	grigio						

Indicare destro o sinistro

DESTRA = per gonartrosi mediale del ginocchio destro (ginocchio destro varo) oppure per gonartrosi laterale del ginocchio sinistro (ginocchio sinistro valgo)

SINISTRA = per gonartrosi mediale del ginocchio sinistro (ginocchio sinistro varo) oppure per gonartrosi laterale del ginocchio destro (ginocchio destro valgo)



Come funzionano le nostre ginocchiere per Gonartrosi:

- **DESTRA =**
  per gonartrosi mediale del ginocchio destro (ginocchio destro varo) oppure per gonartrosi laterale del ginocchio sinistro (ginocchio sinistro valgo)
- **SINISTRA =**
  per gonartrosi mediale del ginocchio sinistro (ginocchio sinistro varo) oppure per gonartrosi laterale del ginocchio destro (ginocchio destro valgo)



KOA

Ortesi per gonartrosi

PR3-20014 R
PR3-20014 L
RDM: **2224487**

SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI




INDICAZIONI
- Gonartrosi unicompartimentale moderata
- Post-intervento a carico della cartilagine o dei menischi



Snodo a regolazione intuitiva per impostare: - Flessione (0°, 10°, 20°, 30°, 40°) - Estensione (45°, 60°, 75°, 90°)

CARATTERISTICHE
- Sistema brevettato di cinghie:
  - efficace "alleggerimento" monolaterale del carico tramite sistema di spinta a tre punti
  - entra in funzione quando necessario: da seduti la pressione diminuisce, in posizione eretta il sistema di cinghie entra in tensione
  - facile tensionamento con sistema a verricello
  - facile regolazione
- Base in tessuto elastico PlusComfort: internamente in cotone per il massimo comfort, esternamente in poliestere per la massima resistenza
- Valve in tecnopolimero leggero e adattabile alla gamba, con sedi per aggancio fibbie
- Asta monolaterale in lega leggera di alluminio, con possibilità di limitazione di flessione (0°, 10°, 20°, 30°, 40°) ed estensione (45°, 60°, 75°, 90°)
- Fibbie a fungo con tiretto incorporato per facilitare il tensionamento; richiamo magnetico del tiretto per fissarlo dopo essere stato utilizzato
- Imbottitura condilare in technogel per "dissipare" la pressione esercitata dal sistema di cinghie
- Cinghie regolabili a misura tramite pratici velcri ad Y
- Cinghie di coscia e polpaccio con elemento elastico per un maggior comfort durante il movimento; con imbottiture posizionabili a Velcro®



Codice	PR3-20014 R • PR3-20014 L					
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
Circonferenza centro ginocchio cm	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/54
Colore	grigio					

indicare destro o sinistro

DESTRA = per gonartrosi mediale del ginocchio destro (ginocchio destro varo) oppure per gonartrosi laterale del ginocchio sinistro (ginocchio sinistro valgo)

SINISTRA = per gonartrosi mediale del ginocchio sinistro (ginocchio sinistro varo) oppure per gonartrosi laterale del ginocchio destro (ginocchio destro valgo)

ORTHO-A

Ortesi per gonartrosi

PR3-91014 DX
PR3-91014 SX
RDM: **1680322**



INDICAZIONI
- Gonartrosi unicompartimentale moderata
- Post-intervento a carico della cartilagine o dei menischi



Snodo a cunei per la regolazione della flesso-estensione - Estensione: 5°, 10°, 15°, 20° o 25° - Flessione: 45°, 60°, 75° o 90°

CARATTERISTICHE
- Struttura leggera in lega di alluminio e tecnopolimero
- Asta monolaterale per una migliore vestibilità ed efficacia; con meccanismo di leveraggio per scaricare il comparto mediale o laterale del ginocchio
- Fibbie di chiususra migliorate con l'aggiunta di un pulsante di sicurezza per indossare l'ortesi senza utilizzare le chiusure a Velcro® (regolate solo alla prima applicazione)
- 4 tiranti imbottiti e numerati per facilitarne la chiusura
- Doppio snodo di regolazione della spinta laterale/mediale
- Morbide imbottiture staccabili e lavabili
- Appoggio condilare aggiuntivo
- Cunei per limitare l'estensione a 5°, 10°, 15°, 20° o 25° e la flessione a 45°, 60°, 75° o 90°

Codice	PR3-91014 DX • PR3-91014 SX
Taglia	**universale**
Colore	grigio

indicare destro o sinistro

DESTRA = per gonartrosi mediale del ginocchio destro (ginocchio destro varo) oppure per gonartrosi laterale del ginocchio sinistro (ginocchio sinistro valgo)

SINISTRA = per gonartrosi mediale del ginocchio sinistro (ginocchio sinistro varo) oppure per gonartrosi laterale del ginocchio destro (ginocchio destro valgo)




ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better
GAMBA
CAVIGLIA

Gamba-caviglia > Tutori per polpaccio

mioFIT 34

Supporto per polpaccio in tessuto Aer-OS

mioFIT 34
PR4-A1134
RDM: **298599**



INDICAZIONI
- Contratture e distrazioni muscolari e del polpaccio
- Coadiuvante nella ripresa della pratica sportiva dopo trauma muscolare

CARATTERISTICHE
- Struttura in tessuto Aer-OS traspirante

Codice	PR4-A1134			
Taglia	**S**	**M**	**L**	**XL**
Circonf. polpaccio cm	33/35	35/38	38/43	43/48
Colore	nero			

ambidestro

Gamba-caviglia > Cavigliere semplici

malleoLASTIK

Cavigliera elastica in maglia

malleoLASTIK 37
PR4-90137
RDM: **1383005**



INDICAZIONI
- Traumi distorsivi della tibio tarsica di I grado
- Tendinopatie del collo del piede e dei peronei



CARATTERISTICHE
- Struttura in maglia dinamica, con settori a compressione differenziata
- Disegno anatomico
- Inserti in silicone per l'alloggiamento dei malleoli
- Bordo superiore rinforzato da un cordino in silicone per dare morbidezza e resistere alla trazione durante l'applicazione

Codice	PR4-90137						
Taglia	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Circonf. caviglia cm	15/17	17/19	19/21	21/23	23/25	25/27	27/29
Colore	blu						

ambidestro

malleoLITE — Cavigliera con tiranti elastici a 8

PR4-33080
RDM: **1853005**



INDICAZIONI
- Traumi distorsivi della tibio-tarsica di I grado
- Tendinopatie del collo del piede e dei peronei
- Artralgie minori



CARATTERISTICHE
- Struttura in tessuto Sensitive®, elastico, traspirante, indemagliabile e antistatico
- Design anatomico e struttura aperta per una calzata agevolissima
- Chiusura posteriore a Velcro®
- Tiranti elastici a incrocio sul collo del piede

Codice	PR4-33080		
Taglia	S	M	L
Circonf. collo del piede tallone cm	24-28	28-33	33-38
Colore	nero		

ambidestro

malleoFIT 81 — Cavigliera in tessuto Aer-OS con tiranti elastici ad 8 e stecche a spirale

PR4-A1181
RDM: **298601**



CON STECCHE A SPIRALE

INDICAZIONI
- Trattamento conservativo in seguito a traumi distorsivi di II grado
- Tendinopatie acute
- Recupero funzionale post-chirurgico
- Coadiuvante nella ripresa dell'attività sportiva in postumi traumi distorsivi di II e III grado
- Artralgie croniche su base artrosica della tibio-tarsica



CARATTERISTICHE
- Struttura in tessuto Aer-OS traspirante
- Sistema di chiusura superiore con cinghia di stabilizzazione e fibbia
- Stecche a spirale di rinforzo su entrambi i lati
- Tiranti ad incrocio sul collo del piede, con passaggio sub-plantare per la massima stabilità, con chiusura a Velcro®
- Apertura al tallone

Codice	PR4-A1181			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. collo del piede tallone cm	26/29	29/32	32/35	35/38
Colore	nero			

ambidestro

malleorapid — Cavigliera con stecche in acciaio e tiranti elastici ad 8

PR4-24081
RDM: **2537738**

SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



CON STECCHE IN ACCIAIO

INDICAZIONI
- Trattamento conservativo in seguito a traumi distorsivi di II grado
- Tendinopatie acute
- Recupero funzionale post-chirurgico
- Coadiuvante nella ripresa dell'attività sportiva in postumi traumi distorsivi di II e III grado
- Artralgie croniche su base artrosica della tibio-tarsica



CARATTERISTICHE
- Tessuto di base in rete tridimensionale per garantire tenuta e massima traspirabilità
- Tessuto di rinforzo laterale e mediale per proteggere dal contatto con le stecche
- Stecche di stabilizzazione mediale e laterale in acciaio, modellabili su misura
- Apertura posteriore con chiusura a Velcro® per una facile calzata
- Sistema di regolazione a cordino, con fibbia di chiusura rapida, per un veloce e preciso adattamento del tutore alla morfologia della caviglia.
- Tasca in lycra per riporre il cordino
- Tiranti elastici ad incrocio sul collo del piede per la massima stabilità, con chiusura a Velcro®
- Anatomica e a basso profilo, per entrare nella maggioranza delle scarpe

Codice	PR4-24081			
Taglia	0	1	2	3
Circonferenza caviglia cm	16-19	19/22	22/26	26/30
Colore	grigio			

ambidestro

malleostrong PRO

Tutore bivalva per caviglia con imbottiture in schiuma e tirante latero-mediale

PR4-A1028 DX
PR4-A1028 SX
RDM: **298614**



INDICAZIONI
- Traumi distorsivi di II e III grado
- Recupero funzionale post chirurgico
- Recupero funzionale in postumi fratture malleolari
- Instabilità cronica della tibio tarsica e attività sportiva



CARATTERISTICHE
- Struttura sottile in Breath-o-prene®
- Valve in plastica mediale e laterale inserite nel tutore, protette da morbide imbottiture in MTP
- Cinturino di chiusura elastico posteriore
- Cinghia latero-mediale di chiusura e rinforzo, accorciabile
- Anatomica

Codice	PR4-A1028 DX • PR4-A1028 SX				
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**
Misura scarpa	30/34	35/38	39/42	43/47	> 47
Colore	nero				

indicare destro o sinistro

airstrong

Tutore bivalva per caviglia con imbottiture ad aria gonfiabili

PR4-A1029
RDM: **2462414**



INDICAZIONI
- Traumi distorsivi II e III grado
- Recupero funzionale post chirurgico
- Recupero funzionale postumi fratture malleolari
- Instabilità cronica della tibio tarsica e attività sportiva



CARATTERISTICHE
- Imbottiture ad aria gonfiabili
- Struttura bivalva anatomicamente sagomata realizzata in materiale plastico leggero e resistente
- Facilmente adattabile alla larghezza del tallone grazie alla regolazione a Velcro®
- Facile da indossare grazie all'apertura completa
- Pompetta inclusa

Codice	PR4-A1029
Taglia	**universale**
Colore	bianco

ambidestro

Gamba-caviglia > Tutori di posizionamento notturno

malleonite

Tutore per caviglia di posizionamento, notturno

PR4-90062
RDM: **1402883**



INDICAZIONI
- Fascite plantare
- Tendinopatie dell'achilleo
- Cadute flaccide del piede
- Dolore al risveglio

CARATTERISTICHE
- Struttura polimerica snodata per il posizionamento personalizzato tramite cinturino di regolazione della flessione plantare
- Imbottitura soffice e confortevole
- Cinturini a Velcro® per la regolazione su polpaccio e piede, imbottiti per un comfort ottimale
- Cinturino aggiuntivo in dotazione applicabile a livello caviglia

Codice	PR4-90062	
Taglia	**S/M**	**L/XL**
Misura scarpa	36/42	43/48
Colore	nero	

ambidestro

Gamba-caviglia > Tutori a stivaletto fisso

equal

Tutore a stivaletto rigido

equal 400

PR4-400
RDM: **2389781**



ALTO

INDICAZIONI
- Trattamento conservativo fratture malleolari
- Traumi distorsivi di III grado
- Fase postchirurgica di osteosintesi di fratture malleolari, ricostruzioni legamentose della caviglia e della tenorrafia dell'achilleo
- Fratture stabili di piede, caviglia, tibia e fibula distali

CONTROINDICAZIONI
L'applicazione di questo tutore è consigliata unicamente nel caso in cui sia documentato che la frattura è stabile e sussistano limiti accettabili di deformità angolare e rotatoria

equal 450

PR4-450
RDM: **2389086**



BASSO

INDICAZIONI
- Lesioni dei tessuti molli
- Distorsioni di caviglia da moderate a gravi
- Lesioni e dolori di avampiede, piede e tallone
- Fratture stabili di piede e/o caviglia
- Post-operatorio



OPTION: PR4-501

CARATTERISTICHE
- Struttura in materiale plastico resistente e leggero
- Suola in gomma antiscivolo
- Imbottitura interna della suola in evazote atossico
- Cinturini con la chiusura a Velcro®
- Aste montanti con Velcro® per la presa all'imbottitura
- Imbottitura dello stivaletto in soffice gommaschiuma bifoderata in nylon garzato per la presa a Velcro®
- Imbottitura lavabile

Codice	PR4-400 • PR4-450				
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**
Misura scarpa	33/36	36/39	39/44	44/47	> 47
Colore	nero				

ambidestro
OPTION:
PR4-501 rialzi per tallone, indicare destro e sinistro

Gamba-caviglia > Tutori a stivaletto fisso

airstep tight walker

Tutore a stivaletto rigido con due imbottiture ad aria gonfiabili

PR4-550N



ALTO

INDICAZIONI
- Trattamento conservativo fratture malleolari
- Traumi distorsivi di III grado
- Fase postchirurgica di osteosintesi di fratture malleolari, ricostruzioni legamentose della caviglia e della tenorrafia dell'achilleo
- Fratture stabili di piede, caviglia, tibia e fibula distali

PR4-560N



BASSO

INDICAZIONI
- Lesioni dei tessuti molli
- Distorsioni di caviglia da moderate a gravi
- Lesioni e dolori di avampiede, piede e tallone
- Fratture stabili di piede e/o caviglia
- Post-operatorio

CONTROINDICAZIONI
L'applicazione di questo tutore è consigliata unicamente nel caso in cui sia documentato che la frattura è stabile e sussistano limiti accettabili di deformità angolare e rotatoria



OPTION: PR4-501
Rialzi per tallone

CARATTERISTICHE
- Valve di rinforzo, anteriore e posteriore, per una maggiore stabilità
- Struttura in materiale plastico, leggera e resistente; parte terminale in materiale gommoso
- Imbottitura gonfiabile ad aria per un'ottimale aderenza all'arto e una migliore stabilizzazione
- Pompetta integrata per gonfiare/sgonfiare l'imbottitura
- Suola in materiale antiscivolo
- Imbottitura aggiuntive in dotazione per ulteriore adattamento alla gamba

Codice	PR4-550N • PR4-560N			
Taglia	**S**	**M**	**L**	**XL**
Misura scarpa	35/39	39/44	44/47	>47
Colore	grigio			

ambidestro

OPTION:
PR4-501 Rialzi per tallone, indicare destro o sinistro
OPTION:
PR4-505 Diabetic Set, ambidestro

Gamba-caviglia > Tutori a stivaletto con R.O.M.

r.o.m. walker

Tutore a stivaletto articolato

PR4-600
RDM: **2389781**



INDICAZIONI
- Trattamento conservativo fratture malleolari
- Traumi distorsivi di caviglia di III grado
- Recupero post chirurgico fratture malleolari, ricostruzioni legamentose della caviglia, tendine di Achille
- Recupero deambulazione in ritardi di consolidazione delle fratture tibia
- Piede di Charcot

CONTROINDICAZIONI
L'applicazione di questo tutore è consigliata unicamente nel caso in cui sia documentato che la frattura è stabile e sussistano limiti accettabili di deformità angolare e rotatoria

CARATTERISTICHE
- Struttura in materiale plastico resistente e leggero
- Suola in gomma antiscivolo
- Imbottitura interna della suola in evazote atossico
- Cinturini per la chiusura a Velcro®
- Aste montanti con Velcro® per la presa all'imbottitura
- Rivestimento dello stivaletto in soffice gommaschiuma bifoderata con nylon garzato per la presa a Velcro®
- Rivestimento imbottito lavabile

Codice	PR4-600		
Taglia	**S**	**M**	**L**
Misura scarpa	36/39	39/44	44/47
Flessione plantare	0° - 7,5° - 15° - 22,5° - 30° - 37.5° - 45°		
Flessione dorsale	0° - 7,5° - 15° - 22,5° - 30° - 37.5° - 45°		
Colore	nero		

ambidestro

ORTHOSERVICE RO+TEN

ventral afo

Ortesi dinamica per il sollevamento del piede in fibra di carbonio

PR4-VENTR. DX
PR4-VENTR. SX



INDICAZIONI
- Paresi del nervo peroneo
- Lesioni delle radici lombari
- Piede equino
- Instabilità del ginocchio
- Amputazione dell'alluce
- Poliomielite
- Ictus
- Debolezza del muscolo quadricipite
- Amputazione parziale del piede

CONTROINDICAZIONI
- Deformazione significativa del piede o del malleolo
- Edema acuto
- Paralisi spastica da lieve a grave
- Contrattura muscolare nella zona tibiale anteriore o posteriore, che non può essere facilmente eliminata con l'utilizzo dell'ortesi

CARATTERISTICHE
- Struttura in fibra di carbonio rinforzata per un ottimo sostegno
- Suola in fibra di carbonio sottile, adattabile a diverse calzature
- Valva anteriore regolabile in altezza, realizzata in materiale polimerico (termoformabile)
- Chiusure a Velcro® al polpaccio, con anello di rimando
- Leggero

Codice	PR4-VENTR. DX • PR4-VENTR. SX			
Taglia	**S**	**M**	**L**	**XL**
Altezza cm	39/42	41/43	43/46	43/46
Lunghezza plantare cm	22/24	24/26	26/29	29/31
Colore	nero			

indicare destro o sinistro

carbon afo

Tutore per piede ciondolante in fibra di carbonio

PR4-KTAFO DX
PR4-KTAFO SX
RDM: **2223524**

SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



INDICAZIONI
- Piede flaccido
- Ictus
- Sclerosi multipla
- Disturbi neurologici
- Amputazione dell'avampiede

CONTROINDICAZIONI
- Deformità macroscopica del piede o della caviglia
- Edema acuto
- Spasticità, da moderata a severa
- Contrattura dei muscoli tibiale anteriore e tibiali posteriori non risolvibile con la semplice postura dell'apparecchio

CARATTERISTICHE
- Struttura a spirale per apportare resistenza ed elasticità; pre-caricata per dare al piede sostegno costante
- Struttura in fibra di carbonio rinforzata per un ottimo sostegno. Suola in fibra di carbonio sottile, adattabile a diverse calzature
- Leggero
- Chiusura a Velcro® al polpaccio, con anello di rimando
- Imbottitura della presa polpaccio in MTP rivestito in tessuto tecnico a contatto con il corpo
- Lavabile

Codice	PR4-KTAFO DX • PR4-KTAFO SX		
Taglia	**S**	**M**	**L**
Altezza cm	36	39	42
Misura scarpa	33/38	38/43	43/48
Colore	nero		

indicare destro o sinistro

afo

Tutore per piede ciondolante

afo light

PR4-9050 DX
PR4-9050 SX
RDM: **189828**



IN POLIPROPILENE

afo extrastrong

PR4-9051 DX
PR4-9051 SX
RDM: **189828**



EXTRASTRONG

INDICAZIONI
- Cadute flaccide del piede
- Equinismi spastici di lieve e media entità

CARATTERISTICHE
- Pannello morbido di protezione di tibia e polpaccio (in MTP biaccoppiato con vellutino)
- Chiusura con cinturino a Velcro® alla presa del polpaccio
- Velcro® di chiusura sul collo del piede
- **Solo Afo Light:** - Struttura in polipropilene con bordi arrotondati - Modificabile a caldo
- **Solo Afo Extrastrong**: Struttura in poliossilmetilene (resina acetalica) non igroscopico, indeformabile, resistente ed elastico

Codice	PR4-9050 DX • PR4-9050 SX • PR4-9051 DX • PR4-9051 SX			
Taglia	**S**	**M**	**L**	**XL**
Altezza cm	28	29	34	39
Misura scarpa	35/39	40/43	41/44	> 44
Colore	PR4-9050 DX • PR4-9050 SX bianco PR4-9051 DX • PR4-9051 SX azzurro chiaro			

indicare destro o sinistro

Visita la sezione consigli del nostro sito.
Troverai tanti approfondimenti ed articoli dedicati alle patologie più comuni

Inquadra il qr code

xtern

Tutore per piede ciondolante - Il prodotto è distribuito da Orthoservice Ro+Ten

xtern CLASSIC +

PR4-101155-SA
RDM: **189828**
PATENT: **US8529484; EP2533734**



CON PRESA TIBIALE POSTERIORE

xtern FRONTIER

PR4-102100-SA
RDM: **189828**
PATENT: **US8529484; EP2533734**



CON PRESA TIBIALE FRONTALE

INDICAZIONI

- Debolezza dei muscoli elevatori del piede che presentano una leggera o nessuna spasticità, come ad esempio in seguito a:
  - chirurgia alla schiena, all'anca o al ginocchio
  - trauma degli arti inferiori
  - lesione vascolare cerebrale
  - lesione cerebrale traumatica
  - sclerosi multipla
  - malattia di Charcot-Marie-Tooth
  - sindrome di Guillain-Barré
  - paralisi dei muscoli peronei
  - atrofia neuromuscolare
- Leggerissime deformazioni del piede che possano essere corrette con un plantare e un supporto laterale

CONTROINDICAZIONI

- Da moderata a grave spasticità dell'arto inferiore
- Ulcere nella parte posteriore del polpaccio
- Problemi di disequilibrio importanti
- Debolezza del quadricipite o debolezza grave del ginocchio
- Andatura accovacciata / CROUCH GAIT
- Da moderate a gravi deformità di piede e/o caviglia
- Calzature non adeguate

CARATTERISTICHE

- Struttura a molla pre-caricata. Iperflessibile, permette una facile flessione plantare, una naturale spinta del polpaccio e un ampio range di movimento della caviglia necessario per camminare su qualsiasi terreno, anche sconnesso, o pendio.
- Rapido aggancio/sgancio anteriore alla scarpa. Permette di spostare il tutore da una scarpa all'altra in pochi secondi.
- Aggancio flessibile al tallone. Agisce come una pinza che aderisce a frizione alla facce laterali della suola. La sua flessibilità consente la massima adattabilità a qualsiasi misura e tipo di suola.
- Design brevettato (US8529484; EP2533734) per un ottimo ritorno energetico
- Nessun contatto con la pelle di piede o caviglia
- Realizzato in materiale termoplastico di lunga durata; modellabile a caldo per modificare larghezza o forza di dorsi-flessione
- Possibile la regolazione di inversione/eversione del piede
- Può essere utilizzato con stivali o con scarpe da ginnastica/da corsa, con lacci o Velcro®, eleganti, da lavoro, da passeggio…

Solo Xtern Classic +

- Presa polpaccio in materiale flessibile, per adattarsi alle diverse conformazioni anatomiche. Regolabile in altezza con semplici viti. Con soffice imbottitura e materiale di chiusura a lunga durata.

Solo Xtern Frontier

- Presa gamba frontale. Permette una facile calzata grazie alla parte posteriore completamente aperta.
- Cinturino con chiusura magnetica. Può essere aperto e chiuso con una sola mano.
- Progettato per pazienti con ridotta destrezza e mobilità delle mani, come pazienti colpiti da ictus.
- Ottima stabilità della caviglia

Codice	PR4-101155-SA • PR4-102100-SA		
Taglia	**S**	**M**	**L**
Misura scarpa	da 34,5 a 41,5	da 40,5 a 46	da 45 a 51
Colore	nero		

ambidestro

- Per alcune misure di scarpa sono presenti sovrapposizioni tra le taglie.
- Scegliere la taglia sulla base della larghezza della scarpa su cui applicare il prodotto

AGGANCIO ANTERIORE ALLA SCARPA



Gamba-caviglia > Ortesi per piede ciondolante

affix

Tutore per piede ciondolante

affix
PR4-20050
RDM: **1984892**

affix OPTION
PR4-20051 DX
PR4-20051 SX
RDM: **1984917**





INDICAZIONI
- Paralisi flaccide del piede
- Equinismi spastici di lieve entità

CARATTERISTICHE
- Affix va usato SOLO con le scarpe a stringhe, a meno che non lo si abbini con Affix Option
- A basso profilo
- Struttura in tessuto traforato traspirante
- Morbido Pad di aggancio alla scarpa
- Elastico di tensionamento per regolare i gradi di flessione
- Imbottitura in gel sul tendine d'Achille
- Chiusura tramite tiranti a Velcro®

Codice	PR4-20050			
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**
Circonf. caviglia cm	13/17	17/21	21/25	25/29
Colore	nero			

ambidestro

Fascia mesopiede (per piede scalzo)

Codice	PR4-20051 DX • PR4-20051 SX		
Taglia	**S**	**M**	**L**
Circonf. mesopiede cm	17/21	21/25	25/29
Colore	nero		

indicare destro o sinistro

Gamba-caviglia > Tavolette riabilitative

fisio

Tavoletta per la stabilizzazione e l'equilibrio

PR4-6002/P
RDM: **190126**



PICCOLA


PR4-6002/G
RDM: **190126**



GRANDE

INDICAZIONI
- Rieducazione delle distorsioni di caviglia
- Rieducazione nell'instabilità di caviglia
- FKT post-operatoria di interventi ai legamenti della caviglia o al tendine d'Achille
- Rieducazione delle distorsioni di ginocchio





In caso di bisogno può essere scomposta in due singole tavolette

CARATTERISTICHE
- In robusto materiale plastico,resistente alla rottura, durevole
- Superficie zigrinata antiscivolo
- Base gommata per garantire l'aderenza al pavimento
- Anello di supporto utilizzabile (se necessario) per aumentare l'angolo di oscillazione della tavoletta
- Elevata mobilità in tutte le direzioni grazie alla base arrotondata

Codice	PR4-6002/P	PR4-6002/G
Misura cm	**15x31**	**30x31**
Peso g	440	900
Colore	verde	

universale


ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better
PIEDE

heelift

Tutore di sospensione per la prevenzione e la gestione delle ulcere da decubito del tallone - Il prodotto è distribuito da Orthoservice Ro+Ten

Classic Smooth Interior
PR5-HL9041 | PR5-HL9164
PR5-HL7702





Liscio per pazienzi diabetici

Classic Convoluted Interior
PR5-HL7603 | PR5-HL9348



Con trama ad onda

Glide Smooth Interior
PR5-HL6477 | PR5-HL6279





Liscio per pazienzi diabetici

Glide Convoluted Interior
PR5-HL6484 | PR5-HL6453



Con trama ad onda

Glide Ultra
PR5-HL5500 | PR5-HL5401



Con fodera interna

INDICAZIONI
Prevenzione dell'ulcera da pressione e tutte le casistiche di ulcera da pressione del tallone o ferita traumatica/post chirurgica del tallone, anche per pazienti ad alto rischio con due o tre delle seguenti caratteristiche cliniche:

- punteggio 18 o meno della scala Braden
- prolungata immobilizzazione
- diabete con o senza neuropatia

Afo Convoluted Interior
PR5-HL8204



CON SISTEMA RIGIDO POSTERIORE DI PROTEZIONE



Con trama ad onda

INDICAZIONI
Prevenzione dell'ulcera da pressione e tutte le casistiche di ulcera da pressione del tallone o ferita traumatica/post chirurgica del tallone, anche per pazienti ad alto rischio con due o tre delle seguenti caratteristiche cliniche:

- punteggio 18 o meno della scala Braden
- prolungata immobilizzazione
- diabete con o senza neuropatia

Modello	Taglia	Circonferenza del polpaccio presa a 23 cm da terra	Codice
Heelift Classic Smooth Interior	Petite Standard Bariatric	6–10 in (15–25 cm) 10–15 in (25–38 cm) 15–23 in (38–58 cm)	**PR5-HL9041** **PR5-HL9164** **PR5-HL7702**
Heelift Classic Convoluted Interior	Petite Standard	6–10 in (15–25 cm) 10–15 in (25–38 cm)	**PR5-HL7603** **PR5-HL9348**
Heelift Glide Smooth Interior	Petite Standard	6–10 in (15–25 cm) 10–15 in (25–38 cm)	**PR5-HL6477** **PR5-HL6279**
Heelift Glide Convoluted Interior	Petite Standard	6–10 in (15–25 cm) 10–15 in (25–38 cm)	**PR5-HL6484** **PR5-HL6453**
Heelift Glide Ultra	Petite Bariatric	6–10 in (15–25 cm) 15–23 in (38–58 cm)	**PR5-HL5500** **PR5-HL5401**
Heelift AFO Convoluted Interior	Universale		**PR5-HL8204**

CARATTERISTICHE	HEELIFT CLASSIC		HEELIFT GLIDE			HEELIFT AFO
	Smooth	Convoluted	Smooth	Convoluted	Ultra	Convoluted
Supporto di sospensione del tallone	●	●	●	●	●	●
Apertura per l'ispezione del tallone	●	●	●	●	●	●
Materiale esterno resistente			●	●	●	●
Fori di ventilazione	●	●	●	●	●	●
Supporto in nylon	●	●	●	●	●	●
Protezione per le dita			●	●	●	●
Morbidi cinturini di chiusura	●	●	●	●	●	●
Cinturino per l'avampiede			●	●	●	●
Supporto semirigido posteriore						●
Materiale interno liscio	●		●			
Materiale interno onda		●		●		●
Fodera interna					●	

taluFIT — Tallonette shock assorbenti

taluFIT 52

PR4-F1352

RDM: **1383080**



INDICAZIONI
- Talloniti e talalgie anteriori
- Morbo di Haglund e Sever
- Tendinopatie dell'achilleo
- Sproni calcaneari
- Borsiti retrocalcaneari



CARATTERISTICHE
- Struttura in polimero profumato ed elastico a doppia trama reticolare
- Anatomicamente conformate
- Entrano facilmente in ogni calzatura
- Ideali per chi pratica sport

Codice	Taufit 52 PR4-F1352		
Taglia	**1**	**2**	**3**
Peso della persona	< 50 kg	< 80 kg	> 80 kg
Colore	antracite		

ambidestro, fornite a paio

talusoft04 — Tallonette con scarico calcaneare a nido d'ape

PR4-F1304

RDM: **1383080**



INDICAZIONI
- Sproni calcaneari
- Talloniti e talalgie anteriori
- Morbo di Haglund e di Sever
- Tendinopatie dell'achilleo
- Borsiti retrocalcaneari
- Prevenzione delle talalgie nella pratica sportiva



CARATTERISTICHE
- Struttura anatomica in materiale viscoelastico
- Parte a contatto con il piede ricoperta in morbido tessuto
- Area di scarico a nido d'ape per il collocamento dello sprone calcaneare
- Adatte alle calzature da città, da lavoro, da sport


Codice	PR4-F1304		
Taglia	**S**	**M**	**L**
Misura scarpa	34/38	39/42	43/47
Colore	antracite		

fornite a paio

intercept


Tallonetta

intercept
PR4-303




SEMPLICE

intercept
PR4-304INT



CON FORO CALCANEARE CENTRALE

soft-sole
PR4-304SS



CON FORO CALCANEARE DIREZIONATO

INDICAZIONI
- Talloniti e talalgie anteriori
- Morbo di Haglund e di Sever
- Tendinopatie dell'achilleo
- Borsiti retrocalcaneari
- Prevenzione delle talalgie nella pratica sportiva

CARATTERISTICHE
- Struttura in materiale visco-elastico
- Rivestimento superiore in morbido feltro
- Assorbimento biomeccanico e preciso degli urti
- Lavabile
- **Solo PR4-304 INT:** Foro centrale per il collocamento della spina calcaneare
- **Solo PR4-304 SS:** Foro direzionato per il collocamento della spina calcaneare

Codice	PR4-303 • PR4-304INT • PR4-304SS		
Taglia	S	M	L
Misura scarpa	35/39	40/43	44/48
Colore	blu		

fornite a paio

Cuscinetto metatarsale

intercept
PR4-311



INDICAZIONI
- Metatarsalgie
- Neuroma di Morton
- Caduta delle ossa metatarsali
- Piede reumatoide

Rialzo longitudinale

intercept
PR4-312



INDICAZIONI
- Sindrome pronatoria

CARATTERISTICHE
- Struttura in materiale visco-elastico
- Lavabile
- **Solo PR4-311:** Rivestimento superiore in morbido feltro. Scanalature longitudinali per il collocamento dei metatarsi
- **Solo PR4-312:** - Rilievo centrale per il sostegno dell'arco longitudinale del piede. Utilizzabile sia singolarmente che abbinato ad una soletta

Codice	PR4-311 • PR4-312		
Taglia	S	M	L
Misura scarpa	35/39	40/43	44/48
Colore	blu		

fornite a paio

podifer

Plantare

podifer 20


PR4-90020

RDM: **1383092**



FLEBOLOGICO CON GOCCIA DI SCARICO METATARSALE

INDICAZIONI
- Vasculopatie
- Piede piatto o piede cavo
- Metatarsalgie



La presenza di una barra trasversale sostiene i metatarsi e ne ammortizza il contatto col terreno; inoltre intensificala funzione pompa del plantare migliorando il ritorno venoso e stimolando la riflessologia di cuore e polmoni

CARATTERISTICHE
- Strato superiore in tessuto tramato in fibra d'argento ad effetto antibatterico ed anti-odore naturale
- Strato intermedio visco-elastico a memoria di forma, in spessore ottimizzato. Favorisce il ritorno venoso grazie all'effetto pompa
- Strato inferiore in PU, con funzione di protezione degli strati soprastanti da abrasione e deformazione. Facilita l'introduzione del plantare nella calzatura
- Scocca in PU rigido per la stabilizzazione ed il sostegno del piede in prono-supinazione

Codice	PR4-90020						
Misura scarpa	35	36	37	38	39	40	41
Colore	nero						

fornite a paio

podifer 30

PR4-90030

RDM: **1383092**



FLEBOLOGICO

INDICAZIONI
- Vasculopatie
- Piede piatto o piede cavo



CARATTERISTICHE
- Strato superiore in tessuto tramato in fibra d'argento ad effetto antibatterico ed anti-odore naturale
- Strato intermedio visco-elastico a memoria di forma, in spessore ottimizzato. Favorisce il ritorno venoso grazie all'effetto pompa
- Strato inferiore in PU, con funzione di protezione degli strati soprastanti da abrasione e deformazione. Facilita l'introduzione del plantare nella calzatura
- Scocca in PU rigido per la stabilizzazione ed il sostegno del piede in prono-supinazione

Codice	PR4-90030						
Misura scarpa	40	41	42	43	44	45	46
Colore	nero						

fornite a paio

podifer 40


PR4-90040

RDM: **1383092**



REUMATICO

INDICAZIONI
- Dita a martello in fase iniziale
- Alluce valgo in fase iniziale
- Dolori articolari
- Metatarsalgie
- Piede piatto o piede cavo



Lo speciale strato in EVA si automodella in base alla pressione cui è sottoposto, andando a riempire le zone a minor pressione e garantendo un maggior comfort

CARATTERISTICHE
- Strato superiore in tessuto tramato in fibra d'argento ad effetto antibatterico ed anti-odore naturale
- Strato intermedio visco-elastico a memoria di forma, in spessore ottimizzato con funzione ammortizzante
- Strato inferiore in PU, con funzione di protezione degli strati soprastanti da abrasione e deformazione. Facilita l'introduzione del plantare nella calzatura
- Scocca in PU rigido per la stabilizzazione ed il sostegno del piede in prono-supinazione

Codice	PR4-90040											
Misura scarpa	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Colore	nero											

fornite a paio

podifer

Plantare

podifer 50

PR4-90050

RDM: **1383092**



AMMORTIZZANTE CON GOCCIA DI SCARICO METATARSALE

INDICAZIONI
- Talloniti
- Fasciti plantari
- Piede piatto o piede cavo
- Metatarsalgie



La presenza di una barra trasversale sostiene i metatarsi e ne ammortizza il contatto col terreno; inoltre intensifica la funzione pompa del plantare migliorando il ritorno venoso e stimolando la riflessologia di cuore e polmoni

podifer 60

PR4-90060

RDM: **1383092**



AMMORTIZZANTE

INDICAZIONI
- Talloniti
- Fasciti plantari
- Piede piatto o piede cavo



CARATTERISTICHE
- Strato superiore in tessuto tecnico di PA ed Elastan con zone a densità maggiore di filato per aumentarne la resistenza all'abrasione
- Il feltro PodoDry, portando il sudore verso l'esterno, salvaguarda la salute del piede
- Strato intermedio visco-elastico a memoria di forma, in spessore ottimizzato con funzione ammortizzante
- Strato inferiore in PU, con funzione di protezione degli strati soprastanti da abrasione e deformazione. Facilita l'introduzione del plantare nella calzatura
- Scocca in PU rigido per la stabilizzazione ed il sostegno del piede in prono-supinazione
- Materiale shock-absorber per ammortizzare il primo contatto del piede col terreno

Codice	PR4-90050 • PR4-90060											
Misura scarpa	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Colore	nero											

fornite a paio

Piede > Tutori per alluce valgo

havar

Tutore dinamico per alluce valgo

PR4-21361

RDM: **2217103**



INDICAZIONI
- Alluce valgo
- Malposizionamento lieve o moderato dell'alluce
- Borsite metatarso-falangea dell'alluce



CARATTERISTICHE
- Struttura in materiale polimerico, snodata in corrispondenza dell'articolazione metatarso-falangea
- Morbida imbottitura in schiuma
- Cinturini di regolazione a Velcro®
- Utilizzabile di notte, senza scarpe o all'interno di scarpe comode

Codice	PR4-21361
Taglia	**universale**
Colore	bianco

ambidestro

stepper

Ortesi post-operatoria per piede

stepper SURG

PR4-23001

RDM: **2437659**



INDICAZIONI

- Post-operatorio per stabilizzazione e scarico del piede (es. osteotomie del piede, alluce valgo, ...)

Unisex

Nessuna compensazione in altezza necessaria sull'arto controlaterale; a basso profilo

CARATTERISTICHE

SUOLA ANTISCIVOLO

- Rigida per ridurre la pressione su tallone e avampiede
- Profilo a barchetta che facilita la rullata del piede
- Forma anteriore squadrata a protezione delle dita
- Soletta in EVA rimovibile per essere eventualmente adattata o sostituita

TOMAIA

- Leggera e traspirante
- Contrafforte posteriore per una migliore stabilizzazione del retropiede
- Completamente apribile per una facile calzata
- Cinturino a Velcro® sul collo del piede con anello di rimando; con imbottitura a protezione
- Chiusura simmetrica sull'avampiede, senza fibbie

Codice	PR4-23001						
Taglia	3XS	XXS	XS	S	M	L	XL
Numero scarpa	25-32	33-36,5	37-38,5	39-41	41,5-43	43,5-45	45,5-47

fornita singolarmente – ambidestra

stepper TOE CAP

PR4-23004 Copertura dita per Stepper

Codice	PR4-23004				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Colore	grigio scuro				

ambidestra



stepper DIGIT

PR4-23002

RDM: **2437659**



SCARICO AVAMPIEDE

INDICAZIONI

- Ortesi post operatoria per scarico avampiede

Unisex

Cuneo a 15° per lo scarico della pressione dall'avampiede

CARATTERISTICHE

SUOLA ANTISCIVOLO

- Forma anteriore squadrata a protezione delle dita
- Soletta in EVA rimovibile per essere eventualmente adattata o sostituita

TOMAIA

- Leggera e traspirante
- Contrafforte posteriore per una migliore stabilizzazione del retropiede
- Completamente apribile per una facile calzata
- Cinturino a Velcro® sul collo del piede con anello di rimando; con imbottitura a protezione
- Chiusura simmetrica sull'avampiede, senza fibbie

Codice	PR4-23002				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Numero scarpa	33.5/37	37.5/39.5	40/41.5	42/44	44.5/47

fornita singolarmente – ambidestra

stepper TOE CAP

PR4-23004 Copertura dita per Stepper

Codice	PR4-23004				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Colore	grigio scuro				

ambidestra



stepper CAL

PR4-23003

RDM: **2437659**



SCARICO RETROPIEDE

INDICAZIONI

- Post-operatorio dopo interventi sia ai tessuti molli che ossei del tallone
- Sgravio selettivo della pressione dopo fratture
- Risanamento da ulcerazioni del retropiede

Unisex

Scarico selettivo della pressione dal tallone

CARATTERISTICHE

SUOLA ANTISCIVOLO

- Forma anteriore squadrata a protezione delle dita
- Soletta in EVA rimovibile per essere eventualmente adattata o sostituita

TOMAIA

- Leggera e traspirante
- Contrafforte posteriore per una migliore stabilizzazione del retropiede
- Completamente apribile per una facile calzata
- Cinturino a Velcro® sul collo del piede con anello di rimando; con imbottitura a protezione
- Chiusura simmetrica sull'avampiede, senza fibbie

Codice	PR4-23003				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Numero scarpa	33.5/37	37.5/39.5	40/41.5	42/44	44.5/47

fornita singolarmente – ambidestra

stepper TOE CAP

PR4-23004 Copertura dita per Stepper

Codice	PR4-23004				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Colore	grigio scuro				

ambidestra





ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better
TRAZIONI
VARIE

cervitrac

Set completo per trazione cervicale

PR5-3019
PR5-3020
RDM: **108292**







INDICAZIONI
- Artrosi cervicale
- Rettilineizzazione della fisiologica lordosi cervicale
- Discopatie cervicali
- Cervicobrachialgia
- Riduzione d'ampiezza degli spazi intervertebrali

CARATTERISTICHE
Struttura composta da:
- Carrucola con attacco a porta
- Mentoniera, universale, bianco
- Archetto per attacco mentoniera, universale, argento
- Cordoncino in nylon
- Gancio
- **Solo PR5-3019** Sacchetto in tela
- **Solo PR5-3020** Sacca ad acqua, universale, capienza max 9 kg

Codice	PR5-3019	PR5-3020
Taglia	**universale** con sacchetto in tela	**universale** con sacchetto ad acqua

trac OPTION

Accessori per trazione cervicale

PR5-3021 / 3024 / 3034
RDM:
109100 mentoniera
109104 carrucola
109106 archetto



CARATTERISTICHE
Mentoniera:
- Struttura in morbida gommapiuma bifoderata
- Fodera interna in cotone garzato
- Fodera esterna in nylon garzato per la presa a Velcro®
- Anelli a D per l'attacco dell'archetto
- Chiusura con cinturini a Velcro®
- Lavabile

Codice	PR5-3021 (mentoniera)	PR5-3024 (carrucola)	PR5-3034 (archetto)
Lunghezza cm	**universale**	**universale**	**34**
Colore	bianco	argento	argento

sacchetto porta acqua

PR5-3022



Codice	PR5-3022
Misura	**universale**
Capienza max.	9 kg / 20 libre
Colore	trasparente

sacchetto porta pesi in tela

PR5-3023
RDM: **109121**



Codice	PR5-3023
Misura	**universale**
Colore	beige

W-Band

Banda elastica in lattice naturale

PB6001 / PB6006 5m
PB6008 / PB6013 30m
RDM: **189966**



INDICAZIONI
- Rieducazione post-operatoria

CARATTERISTICHE
- Banda elastica in lattice naturale per esercizi di resistenza e recupero funzionale



OPTION: PB6007 set impugnature W-Band

Codice	Colore	Resistenza	
PB6001	giallo	leggera	0,15 mm x 5 m
PB6002	arancio	moderata	0,20 mm x 5 m
PB6003	verde	media	0,25 mm x 5 m
PB6004	rosa	forte	0,30 mm x 5 m
PB6005	porpora	superforte	0,40 mm x 5 m
PB6006	argento	extraforte	0,45 mm x 5 m
PB6008	giallo	leggera	0,15 mm x 30 m
PB6009	arancio	moderata	0,20 mm x 30 m
PB6010	verde	media	0,25 mm x 30 m
PB6011	rosa	forte	0,30 mm x 30 m
PB6012	porpora	superforte	0,40 mm x 30 m
PB6013	argento	extraforte	0,45 mm x 30 m

OPTION: PB6007 set impugnature W-Band

bi-bike

Allenatore motorizzato per la mobilizzazione passiva

4KM-500



INDICAZIONI
- Riabilitazione generale
- Ginnastica per le persone anziane
- Azione di sostegno per la pompa venosa e il drenaggio linfatico
- Esercizio a completamento di trattamenti con cinesiterapia tradizionale nelle gravi forme di disabilità croniche e progressive





CARATTERISTICHE
- Dispositivo anti-spasmo con blocco dell'attività di rotazione e segnale acustico
- Dispositivo di comando elettronico con computer di bordo
- 4 livelli di regolazione della velocità di pedalata: 15 cicli/min (basso), 30 cicli/min (medio-basso), 45 cicli/min (medioalto), 60 cicli/min (alto)
- 5 livelli di regolazione della durata: 3-6-9-12-15 min
- 2 tipi di movimento selezionabili: pedalata in avanti o indietro, con pausa di 2 secondi per cambio direzione
- Funzionamento con manopole e pedali a fissaggio facilitato
- Contagiri
- Contacalorie
- Countdown
- Funzione di esercizio pre-programmato
- Display elettronico per visualizzare dati e funzioni: tempo impostato, cicli/minuto, tempo reale di utilizzo, numero di cicli effettuati, consumo calorie, attivazione esercizio pre-programmato

Codice	4KM-500
Taglia	**universale**
Colore	bianco

stabilite

Stampelle

KS-ZG-001



INDICAZIONI

- Presidio per la deambulazione quando sia necessario favorire lo scarico dell'arto inferiore dal peso del corpo

CARATTERISTICHE E MATERIALI


- Stampelle in lega leggera di alluminio, ammortizzate
- Regolabili con un semplice pulsante
- Impugnatura ergonomica in polietilene
- Puntale di appoggio a terra in gomma
- La singola stampella regge un carico massimo di 80 kg

Codice	KS-ZG-001
Taglia	universale
Colore	blu/grigio


ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better
ORTHO 14

ORTHO 14-100 — Collare cervicale in gommapiuma

PRO-OFT100
RDM: **1573247**



INDICAZIONI
- Distorsioni della colonna cervicale lievi (colpo di frusta)
- Torcicollo
- Crisi vertiginose di origine cervicale

CARATTERISTICHE
- Struttura in gommapiuma semirigida
- Rivestimento in maglina tubolare
- Chiusura posteriore con cinturino a Velcro®
- Radiotrasparente

Codice	PRO-OFT100
Taglia	**universale**
Altezza cm	6,5
Circonf. cm	20/30
Colore	beige

ORTHO 14-105 — Collare cervicale bivalva con foro tracheale

PRO-OFT105 I/P
RDM: **1572968**
(solo PR0-OFT105P)



INDICAZIONI
- Distorsioni della colonna cervicale da severe a gravi (colpo di frusta)
- Discopatie multiple della colonna cervicale
- Traumi cervicali
- Cedimenti patologici secondari a metastasi cervicali

CARATTERISTICHE
- Struttura in PLASTAZOTE® atossico
- Formato da due valve avvolgenti con chiusura a Velcro®
- Placche rigide di rinforzo centrale anteriore e posteriore
- Predisposto all'attacco dello stabilizzatore toracico
- Fori per l'aerazione
- Sagomato per una perfetta aderenza al mento, alla nuca ed alle spalle
- Radiotrasparente
- Foro tracheale

Codice	PRO-OFT105I	PRO-OFT105P
Taglia	**Bambini 0 – 3 anni**	**Bambini 4 – 9 anni**
Colore	beige	

ORTHO 14-305 — Immobilizzatore per braccio e spalla con tasca gomito

PR2-OFT305
RDM: **1573244**



INDICAZIONI
- Fratture composte dell'omero
- Lussazioni gleno-omerali
- Distorsioni della spalla
- Trattamento post-operatorio delle fratture omerali e negli interventi per lussazioni gleno-omerale
- Trattamento post-operatorio delle tenorrafie del capo lungo del bicipite omerale

CARATTERISTICHE
- Struttura reggibraccio in tessuto misto cotone
- Fascia di immobilizzazione in morbido tessuto imbottito
- Tiranti girispalla con velcri di chiusura
- Tasca di contenimento per gomito

Codice	PR2-OFT305
Taglia	**universale**
Lungh. sacca cm	23
Altezza cm	22
Colore	nero

ambidestro

ORTHO 14-310

Reggibraccio semplice

PR2-OFT310
RDM: **1573226**



INDICAZIONI
- Ausilio di sostegno per avambraccio e polso
- Utile come sostegno nei casi di arto gessato
- Utile in caso di necessità di riposo da parte dell'articolazione acromion-claveare (in seguito a sublussazione di I grado) o gleno omerale
- Utile in caso di immobilizzazione dell'arto superiore a gomito flesso

CARATTERISTICHE
- Struttura in tessuto misto cotone
- Chiusura a Velcro®
- Tirante girospalla con imbottitura di protezione per il collo

Codice	PR2-OFT310
Taglia	**universale**
Lungh. sacca cm	24
Colore	blu

ambidestro

ORTHO 14-315

Immobilizzatore di clavicola

PR2-OFT315
RDM: **1573215**



INDICAZIONI
- Fratture di clavicola
- Sublussazione dell'articolazione acromionclaveare

CARATTERISTICHE
- Struttura in tessuto garzato con imbottitura
- Applicazione tipo bendaggio a otto con chiusura posteriore a Velcro®

Codice	PR2-OFT315
Taglia	**universale**
Colore	bianco

ambidestro

ORTHO 14-500

Immobilizzatore per polso

PR2-OFT500 DX
PR2-OFT500 SX
RDM: **1573210**



INDICAZIONI
- Distorsioni del polso
- Fratture composte dell'estremità del radio e dell'ulna
- Tendiniti del polso
- Postumi delle fratture di polso o dopo rimozione precoce del gesso

CARATTERISTICHE
- Stecca rigida palmare in alluminio preformata e modellabile (rimovibile)
- Struttura in schiuma bifoderata
- Stecche di rinforzo dorsali
- Chiusura con fibbie e cinghie a Velcro®

Codice	PR2-OFT500 DX • PR2-OFT500 SX
Taglia	**universale**
Colore	blu

indicare destro o sinistro

ORTHO 14-502

Immobilizzatore per polso con presa pollice

PR2-OFT502 DX
PR2-OFT502 SX
RDM: **1573212**



CON PRESA POLLICE

INDICAZIONI
- Distorsioni del polso
- Tendiniti del polso
- Postumi delle fratture di polso o dopo rimozione precoce del gesso
- Lesione della fascia ulnare dell'articolazione metacarpofalangea del pollice

CARATTERISTICHE
- Stecca rigida palmare in alluminio preformata e modellabile (rimovibile)
- Stecca rigida palmare in alluminio per pollice, preformata e modellabile (rimovibile)
- Struttura in schiuma bifoderata
- Stecche di rinforzo dorsali
- Chiusura con fibbie e cinghie a Velcro®

Codice	PR2-OFT502 DX • PR2-OFT502 SX
Taglia	**universale**
Colore	blu

indicare destro o sinistro

ORTHO 14-700/2-/3

Immobilizzatore di ginocchio

PR3-OFT700/2 (20 CM)
PR3-OFT700/3 (30 CM)
RDM: **1573124**



INDICAZIONI
- Necessità di immobilizzare con ginocchio in estensione (post-chirurgica o post-traumatica)

CARATTERISTICHE
- Struttura in morbida gommaschiuma bifoderata
- Rivestimento interno in spugna
- Aste rigide mediali-laterali e posteriori in lega leggera modellabili
- Pannelli mediale e laterale regolabili
- Apertura rotulea

Codice	PR3-OFT700/2	PR3-OFT700/3
Immobilizzazione a	**0°**	**0°**
Lunghezza cm	20	30
Circonf. coscia cm	24/35	33/45
Colore	blu	

ambidestro

ORTHO 14-800

Tutore bivalva per caviglia

PR4-OFT800
RDM: **1573110**



INDICAZIONI
- Traumi distorsivi II e III grado
- Recupero funzionale post-chirurgico
- Recupero funzionale postumi fratture malleolari
- Instabilità cronica della TT e attività sportiva

CARATTERISTICHE
- Imbottiture in schiuma bifoderata
- Struttura bivalva anatomicamente sagomata realizzata in materiale plastico leggero e resistente
- Facilmente adattabile alla larghezza del tallone grazie alla regolazione a Velcro®
- Facile da indossare grazie all'apertura completa

Codice	PR4-OFT800
Taglia	**universale**
Colore	nero

ambidestro

ORTHO 14-805

Tutore a stivaletto rigido

PR4-OFT805
RDM: **1573255**



INDICAZIONI
- Trattamento conservativo fratture malleolari
- Traumi distorsivi di III grado
- Fratture stabili di piede, caviglia, tibia e fibula distali

CARATTERISTICHE
- Struttura in materiale plastico resistente e leggero
- Suola in gomma antiscivolo
- Imbottitura interna della suola in evazote atossico
- Aste montanti con Velcro® per la presa all'imbottitura
- Cinturini con la chiusura a Velcro®

Codice	PR4-OFT805		
Taglia	**M**	**L**	**XL**
Misura scarpa	23/25	26/28	29/31
Altezza da terrra cm	22	25	27
Colore	nero		

ambidestro

ORTHO 14-810

Doccia per gamba e piede

PR4-OFT810
PR4-9391 DX
PR4-9391 SX



INDICAZIONI
- Cadute flaccide del piede
- Equinismi spastici di lieve e media entità



PR4-9391 DX
PR4-9391 SX
Semilavorato di
PR4-OFT810
indicare destro o sinistro

CARATTERISTICHE
- Struttura in polipropilene
- Modificabile a caldo
- Chiusura con cinturino a Velcro® alla presa del polpaccio

Codice	PR4-OFT810 • PR4-9391 DX • PR4-9391 SX				
Taglia	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
Circonf. polpaccio cm	15/19	19/23	22/24	23/27	25/29
Lungh. sezione piede cm	10	11	12	13	15
Altezza tutore cm	16	19	23	25	28
Colore	semitrasparente				

indicare destro o sinistro

stepper SURG

Ortesi post-operatoria per piede

PR4-23001
RDM: **2437659**



INDICAZIONI
- Post-operatorio per stabilizzazione e scarico del piede (es. osteotomie del piede, alluce valgo, ...)



Unisex

Nessuna compensazione in altezza necessaria sull'arto controlaterale; a basso profilo

CARATTERISTICHE
SUOLA ANTISCIVOLO
- Rigida per ridurre la pressione su tallone e avampiede
- Profilo a barchetta che facilita la rullata del piede
- Forma anteriore squadrata a protezione delle dita
- Soletta in EVA rimovibile per essere eventualmente adattata o sostituita

TOMAIA
- Leggera e traspirante
- Contrafforte posteriore per una migliore stabilizzazione del retropiede
- Completamente apribile per una facile calzata
- Cinturino a Velcro® sul collo del piede con anello di rimando; con imbottitura a protezione
- Chiusura simmetrica sull'avampiede, senza fibbie

Codice	PR4-23001	
Taglia	**3XS**	**XXS**
Numero scarpa	25-32	33-36,5

fornita singolarmente – ambidestra

stepper TOE CAP

PR4-23004 Copertura dita per Stepper

Codice	PR4-23004				
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**
Colore	grigio scuro				

ambidestra






ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better
ORTHOSERVICE
RO+TEN
Capire il pro
e trovare
la soluzi
Così nascon
ORTHOSELF
BY ORTHOSERVICE

EPI-S32

Gomitiera semplice

V-19032
RDM: **1920576**



INDICAZIONI
- Dolore cronico da borsite o tendinite

Codice	V-19032				
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**
Circonf. cm*	20/23	23/27	27/31	31/35	35/40

ambidestro / *circonferenza prossimale avambraccio

MANU-S19

Polsiera semplice

V-19019
RDM: **1920586**



CON ALLOGGIAMENTO PER IL POLLICE

INDICAZIONI
- Postumi dei traumi distorsivi del polso
- Tendiniti e tenosinoviti
- Patologie degenerative infiammatorie del polso

CARATTERISTICHE
- Alloggiamento per il pollice

Codice	V-19019				
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**
Circonf. cm*	14,5/15,5	15,5/16,5	16,5/17,5	17,5/18,5	18,5/20

ambidestro / *circonferenza polso

MIO-S33

Cosciale

V-19033
RDM: **1920594**



INDICAZIONI
- Contratture e distrazioni muscolari della coscia
- Coadiuvante nella ripresa della pratica sportiva post-traumatica

Codice	V-19033				
Taglia	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
Circonf. cm*	45/48	48/52	52/56	56/61	61/67

ambidestro / *circonferenza centro coscia

Come è fatta la LINEA ORTHOSELF

I tutori della Linea Orthoself hanno una struttura tubolare, anatomica ed elastica per una perfetta aderenza all'arto. Sono traspiranti con bordi confortevoli.
Sono realizzati in uno speciale filato composto da 70% poliammide e 30% elastan che genera una compressione medio-alta e ben distribuita, leggermente più accentuata dove è più necessaria.

SEAMLESS

MADE WITH MERZ MACHINES

GENU-S60

Ginocchiera semplice

V-19060
RDM: **1920596**



CON INSERTO ANTISCIVOLO

INDICAZIONI
- Gonalgie dovute a contusioni
- Iniziali stati artrosici
- Tendiniti

CARATTERISTICHE
- Inserto superiore in silicone anti-scivolo

Codice	V-19060					
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
Circonf. cm*	35/38	38/41	41/45	45/49	49/54	54/60

ambidestro / *circonferenza coscia +15 cm sopra alla rotula

MIO-S34

Supporto per polpaccio

V-19034
RDM: **1920614**



INDICAZIONI
- Contratture e distrazioni muscolari del polpaccio
- Coadiuvante nella ripresa della pratica sportiva post-traumatica

Codice	V-19034			
Taglia	**S**	**M**	**L**	**XL**
Circonf. cm*	33/36	36/39	39/43	43/48

ambidestro / *circonferenza polpaccio

MALLEO-S37

Cavigliera

V-19037
RDM: **1920620**



CON TRAMA SPECIALE AL TALLONE

INDICAZIONI
- Contusioni
- Tendinopatie del collo del piede e dei peronei

CARATTERISTICHE
- Trama speciale al tallone per una maggiore resistenza

Codice	V-19037				
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**
Circonf. cm*	19/21	21/24	24/27	27/30	30/33

ambidestro / *circonferenza caviglia

